

Kit de vendaje

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El kit de vendaje Aspira® proporciona los suministros necesarios para vendar el catéter de drenaje Aspira.

INDICACIONES DE USO

El kit de vendaje Aspira está indicado para vendar tanto el catéter como el sitio de salida.

CONTRAINDICACIONES

No hay contraindicaciones conocidas cuando se utiliza con el sistema de drenaje Aspira.

ADVERTENCIAS

- Para uso en un solo paciente. No reutilizar, reprocesar ni reesterilizar. La reutilización, reprocesamiento o la reesterilización podrían comprometer la integridad estructural o derivar en una falla de dispositivo que, a su vez, podría provocar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización también podrían producir riesgos de contaminación del dispositivo u ocasionar infección en el paciente o infecciones cruzadas, incluidas, entre otras posibilidades, la transmisión de enfermedades contagiosas de un paciente a otro. La contaminación del dispositivo puede causar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente.
- Después de utilizarlo, deseche el dispositivo de manera que se sigan los protocolos estándar para el desecho de residuos con riesgo biológico.
- Tenga cuidado de no desprender el catéter cuando coloque o quite el vendaje.

PRECAUCIONES

- **ONLY** Precaución: La legislación federal de Estados Unidos solo autoriza la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción facultativa.
- Siga un procedimiento de limpieza cuando aplique el vendaje en el catéter.
- Revise el kit para asegurarse de que incluya todos los componentes.
- Se debe indicar al paciente que se comunique con el médico en caso de que:
 - Presente fiebre (temperatura corporal superior a los 100,5 °F [38 °C]), note enrojecimiento, hinchazón o exudado o sienta dolor en el sitio de salida. Estos pueden ser signos de una infección que requiera tratamiento.

POSIBLES COMPLICACIONES

Entre las posibles complicaciones, se incluyen las siguientes (en orden alfabético):

- Desprendimiento, rotura o extracción accidentales del catéter
- Infección
- Irritación o infección cutáneas

INSTRUCCIONES DE VENDAJE

NOTA: Antes de iniciar este procedimiento, lea las secciones «Contraindicaciones», «Advertencias», «Precauciones» y «Posibles complicaciones» de estas instrucciones de uso.

OPCIÓN DE VENDAJE 1

Si el médico del paciente recomendó esta opción de vendaje, usted deberá cambiar el vendaje alrededor del catéter al menos **una vez por semana**. Asimismo, usted deberá cambiar el vendaje si la zona debajo del vendaje transparente se humedece.

1. Retire cuidadosamente el vendaje transparente, la gasa y el apósito fenestrado del catéter.
2. Verifique el sitio de salida y la piel alrededor de este. Si nota enrojecimiento, hinchazón o exudado en el sitio de salida, finalice el procedimiento de vendaje y llame al médico del paciente.
3. Prepare una superficie de trabajo limpia.
4. Lávese y séquese bien las manos.
5. Colóquese los guantes en las manos limpias sujetándolos por el extremo doblado.
6. Abra la envoltura CSR y aplánela sobre la superficie de trabajo limpia.
7. Limpie la piel alrededor del sitio de salida del catéter utilizando un apósito con alcohol.
NOTA: Asegúrese de que tanto el sitio de salida como la piel alrededor del catéter estén secos antes de completar el vendaje.
8. Coloque la gasa dividida o el apósito de espuma fenestrado sobre la piel alrededor del catéter.
9. Ponga el catéter de manera recta, apuntando hacia la cintura del paciente.
10. Coloque la gasa sobre la punta del catéter.
11. Presione la gasa, el catéter y la gasa dividida o el apósito de espuma fenestrado en el lugar correspondiente con una mano.
12. Coloque el vendaje transparente sobre el catéter y la gasa. Asegúrese de que el vendaje transparente se adhiera a la piel alrededor de la gasa. Alise los extremos del vendaje.
13. **Opcional:** Adhiera el catéter con cinta a la zona de la piel que sea más cómoda para el paciente.

















OPCIÓN DE VENDAJE 2

Si el médico del paciente recomendó esta opción de vendaje, usted deberá cambiar el vendaje alrededor del catéter **cada vez que drene** líquido del catéter. Asimismo, usted deberá cambiar el vendaje si la zona debajo del vendaje transparente se humedece.

1. Retire cuidadosamente el vendaje transparente, la gasa y el apósito fenestrado del catéter.
2. Verifique el sitio de salida y la piel alrededor de este. Si nota enrojecimiento, hinchazón o exudado en el sitio de salida, finalice el procedimiento de vendaje y llame al médico del paciente.
3. Prepare una superficie de trabajo limpia.
4. Lávese y séquese bien las manos.
5. Colóquese los guantes en las manos limpias sujetándolos por el extremo doblado.
6. Abra la envoltura CSR y aplánela sobre la superficie de trabajo limpia.
7. Limpie la piel alrededor del sitio de salida del catéter utilizando un apósito con alcohol.

NOTA: Asegúrese de que tanto el sitio de salida como la piel alrededor del catéter estén secos antes de completar el vendaje.

8. Coloque la gasa dividida o el apósito de espuma fenestrado sobre la piel alrededor del catéter.
9. Enrolle el catéter encima del apósito. Coloque una gasa encima del catéter enrollado.
- 10.Presione la gasa, el catéter y la gasa dividida o el apósito de espuma fenestrado en el lugar correspondiente con una mano.
- 11.Coloque el vendaje transparente sobre el catéter y la gasa. Asegúrese de que el vendaje transparente se adhiera a la piel alrededor de la gasa. Alise los extremos del vendaje.

SÍMBOLO	DESIGNACIÓN
	Fecha de caducidad: AAAA-MM-DD
	Número de lote
	Número de catálogo
	No reesterilizar
	No se debe utilizar si el paquete está dañado y consultar las instrucciones de uso
	Para un solo uso
	Precaución
	Esterilizado con óxido de etileno
	Precaución: La legislación federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo por parte o por orden de un médico.
	Este producto puede causar exposición a sustancias químicas, incluido el ftalato de diisononilo (DINP) que, según el estado de California, puede producir cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov .
	Dispositivo médico
	Identificador único del dispositivo
	Barrera estéril única
	Consulte las Instrucciones de uso Para obtener una copia electrónica, escanee el código QR o visite la página www.merit.com/ifu e introduzca la ID de las Instrucciones de uso. Para obtener una copia impresa, llame a Servicio de atención al cliente en EE. UU. o la UE
	Fabricante
	Fecha de fabricación



www.merit.com



Manufacturer:

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway,
South Jordan, Utah 84095 U.S.A.
1-801-253-1600
U.S.A Customer Service 1-800-356-3748