

# Mistique®

INFUSION CATHETER

## INSTRUCTIONS FOR USE

**DESCRIPTION:** The Mistique Infusion Catheter is a 5F (1.7mm) catheter with multiple side holes.

**INDICATIONS FOR USE:** The Mistique Infusion Catheter is intended to administer infusions of various therapeutic solutions into the peripheral vasculature of a patient.

**CONTRAINDICATIONS:**  
The Mistique Infusion Catheter is contraindicated for use in the coronary vasculature.

The Mistique Infusion Catheter is contraindicated for use during magnetic resonance imaging.

**CAUTIONS:**  
Do not use the Mistique Infusion Catheter with a power injector.

The Mistique Infusion Catheter should only be used by physicians who have a thorough understanding of infusion therapies and the associated complications of those infusion therapies.

Refer to the product insert of the therapeutic solution for indications, contraindications, cautions, and warnings.

When introducing the Mistique Infusion Catheter through a synthetic graft, an introducer sheath should be used. Damage to the infusion catheter may occur if no introducer sheath is used.

**WARNINGS:** Correct placement of the guiding wire and catheter should be verified by fluoroscopy. Failure to use fluoroscopy could result in incorrect placement resulting in patient injury or death.

A guide wire should never be advanced or withdrawn against resistance. If a guide wire is advanced where there is resistance, it could cause vessel trauma and/or wire damage. The cause of the resistance should be determined utilizing fluoroscopy.

All components must be adequately flushed with heparinized saline to displace air prior to insertion into the body.

Complications may occur if air has not been displaced.

Ensure that all connections are secure before use. Do not over tighten as excessive force may damage the product.


This device is intended for single use only.

Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Store in a cool dry place.

### DESCRIPTION OF DEVICE:

The Mistique Infusion Catheter is a 5F (1.7mm) catheter with multiple side holes around the circumference of the catheter. The infusion portion of the catheter is identified with radiopaque marker bands to facilitate placement under fluoroscopy. The Mistique is available in a 0.035" (0.89mm) end hole design or a 0.038" (0.97mm) end hole design.



### INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Flush the Mistique Infusion Catheter with sterile, heparinized saline to displace any air prior to placement.

2. The Mistique Infusion Catheter will pass through a standard 5 French sheath introducer.

3. Place the Mistique Infusion Catheter into position under fluoroscopic guidance over the appropriate guide wire following standard hospital protocol.

4. Leave the guide wire in place to facilitate infusion of therapeutic solution through the catheter side holes.

5. The two radiopaque marker bands on the Mistique Infusion Catheter indicate the segment where side hole infusion occurs.

6. The Mistique Infusion Catheter may be used for pulse or slow, continuous infusion of the therapeutic agent, as ordered by the physician. The rate and duration of infusion should be determined by the physician.

7. The Mistique Infusion Catheter is for one time patient use only. Do not reuse.

Mistique is a registered and unregistered trademark of Merit Medical Systems, Inc.



Merit Medical Systems

www.merit.com

Merit Medical Systems, Inc. South Jordan, Utah 84095  
U.S.A. 1-801-253-1600 U.S.A. Customer Service 1-800-356-3748

# Mistique®

CATHETER DE PERFUSION

## MODE D'EMPLOI

**DESCRIPTION :** Le cathéter de perfusion Mistique est un cathéter de 5F (1,7 mm) muni de nombreuses perforations latérales.

**MODE D'EMPLOI :** Le cathéter de perfusion Mistique est conçu pour l'injection de diverses solutions thérapeutiques dans le système vasculaire périphérique d'un patient.

**CONTRE-INDICATIONS :**  
Il est contre-indiqué d'utiliser le cathéter de perfusion Mistique dans les vaisseaux coronariens.

Il est contre-indiqué d'utiliser le cathéter de perfusion Mistique pendant les séances d'imagerie par résonance magnétique.

**AVERTISSEMENTS :**  
Ne pas utiliser le cathéter de perfusion Mistique avec un injecteur automatique.

Seuls des médecins qui maîtrisent les traitements par perfusion et les complications associées à ces traitements peuvent utiliser le cathéter de perfusion Mistique.

Consulter la notice de la solution thérapeutique pour connaître les indications et les contre-indications, les avertissements et les mises en garde.

Lors de l'introduction du cathéter de perfusion Mistique à travers une greffe synthétique, il est nécessaire d'utiliser une gaine d'introducteur. Si l'on n'utilise pas de gaine d'introducteur, le cathéter de perfusion risque d'être endommagé.

**MISES EN GARDE :** La mise en place du fil-guide et du cathéter doit être contrôlée par fluoroscopie. Le fait de ne pas faire ce contrôle radioscopique pourrait entraîner une mise en place incorrecte qui aurait pour conséquence de blesser le patient ou de provoquer son décès.

Ne jamais faire avancer le fil-guide si l'on sent une résistance. Le fait de continuer malgré la résistance pourrait entraîner des lésions du vaisseau et (ou) endommager le fil. L'origine de la résistance doit être déterminée par fluoroscopie.

Bien rincer tous les composants à l'aide d'une solution saline héparinée afin d'en purger l'air avant de les introduire dans le corps.

Tous les complications pourraient survenir s'il restait des bulles d'air.

Avant usage, s'assurer que tous les raccords sont étanches.

Ne pas trop serrer car cela pourrait endommager le cathéter.


Cet appareil est conçu pour usage unique seulement.

Conformément aux lois américaines en vigueur, seuls les médecins ont le droit d'acheter et d'utiliser ce dispositif.

Conserver dans un endroit frais et sec.

### DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le cathéter de perfusion Mistique est un cathéter de 5F (1,7 mm) pourvu de nombreuses perforations latérales autour de sa circonference. La partie du cathéter correspondant au site d'injection se reconnaît grâce à des bandes radio-opaques destinées à faciliter la mise en place sous fluoroscopie. Le cathéter de perfusion Mistique est offert en deux modèles, l'un ayant une ouverture terminale de 0,035" (0,89 mm), l'autre une ouverture terminale de 0,038" (0,97 mm).



### MODE D'EMPLOI :

1. Rincer le cathéter de perfusion Mistique avec une solution saline héparinée stérile afin d'en purger l'air avant sa mise en place.

2. Le cathéter de perfusion Mistique traversera un introducisseur à gaine standard de 5 French.

3. Mettre le cathéter de perfusion Mistique en place sous contrôle radioscopique par-dessus le fil-guide approprié en suivant le protocole hospitalier standard.

4. Laisser le fil-guide en place afin de faciliter la perfusion de solution thérapeutique par les perforations latérales du cathéter.

5. Les deux bandes radio-opaques du cathéter de perfusion Mistique indiquent le segment où se fait la perfusion.

6. Il est possible d'utiliser le cathéter de perfusion Mistique pour une perfusion, pulsée ou continue et lente de solution thérapeutique, selon l'avis du médecin. La vitesse et la durée de la perfusion doivent être établies par le médecin.

7. N'utiliser le cathéter de perfusion Mistique qu'une fois par patient. Ne pas réutiliser.

# Mistique®

CATETERE A INFUSIONE

## ISTRUZIONI PER L'USO

**DESCRIZIONE :** Il catetere a infusione Mistique è un catetere 5F (1,7 mm) con molteplici fori laterali.

**INDICAZIONI PER L'USO :** Il catetere a infusione Mistique è pensato per amministrare infusioni di varie soluzioni terapeutiche nei vasi sanguigni periferici di un paziente.

### KONTRAINDIKATIONEN:

Der Mistique Infusionskatheter ist für die Anwendung in den Koronargefäßen kontraindiziert.

Der Mistique Infusionskatheter ist für die Anwendung während einer Kernspintomographie kontraindiziert.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

Den Mistique Infusionskatheter nicht mit einem leistungsstarken Injektor verwenden.

Der Mistique Infusionskatheter darf nur von Ärzten verwendet werden, die über fundierte Kenntnisse zu Infusionstherapien und damit zusammenhängenden möglichen Komplikationen verfügen. Die auf dem Beipackzettel der therapeutischen Lösung angegebenen Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmassnahmen und Warnhinweise sind zu beachten.

Beim Einführen des Mistique Infusionskatheters durch ein synthetisches Implantat ist eine Einführhilfe zu verwenden. Wird keine Einführhilfe verwendet, kann es zu einer Beschädigung des Infusionskatheters kommen.

**AVVERTIMENTI:** Un corretto posizionamento del tubicino guida e del catetere dovrebbe essere verificato dalla fluoroscopia. Un errore nell'uso della fluoroscopia potrebbe portare a un posizionamento scorretto dunque alla lesione o alla morte del paziente.

Un tubo guida non dovrebbe mai essere avanzato o ritirato se si incontra resistenza. Se un tubicino guida viene avanzato dove c'è resistenza, potrebbe causare un trauma ai vasi sanguigni e/o un danneggiamento del tubicino. La causa della resistenza dovrebbe essere determinata utilizzando la fluoroscopia.

Tutti gli elementi devono essere adeguatamente puliti con un getto d'acqua con una soluzione fisiologica eparinizzata per togliere l'aria prima dell'inserimento nel corpo.

Si possono verificare complicazioni se l'aria non è stata tolta.

Assicurarsi che tutti i collegamenti siano sicuri prima dell'uso. Non stringere più del dovuto poiché una forza eccessiva può danneggiare il prodotto.


Questo dispositivo è soltanto monouso.

La legge federale (U.S.A.) limita questo dispositivo ad essere venduto da o su ordine di un medico.

Tenere in un luogo fresco e asciutto.

### DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO:

Il catetere a infusione Mistique è un catetere 5F (1,7 mm) con molteplici fori laterali attorno alla circonferenza del catetere. La porzione a infusione del catetere si identifica con cordoni marcatori radiopatici per facilitare il posizionamento sotto fluoroscopia. Il Mistique è disponibile in un modello con foro all'estremità di 0,035" (0,89 mm) o 0,038" (0,97 mm).



### ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Pulire con un getto d'acqua il catetere a infusione Mistique con una soluzione fisiologica sterile eparinizzata per togliere tutta l'aria del posizionamento.

2. Il catetere a infusione Mistique passerà attraverso una guaina standard 5 French per introdurre.

3. Mettere in posizione il catetere a infusione Mistique sotto guida fluoroscopica sul tubicino guida appropriato seguendo il protocollo ospedaliero standard.

4. Lasciare il tubicino guida in posizione per facilitare la perfusione della soluzione terapeutica attraverso i fori laterali del catetere.

5. I due cordoni marcatori radiopatici sul catetere a infusione Mistique indicano il segmento dove avviene l'infusione dal foro laterale.

6. Il catetere a infusione Mistique può essere usato per infusione pulsante o lenta, continua dell'agente terapeutico, come ordinato dal medico. La velocità e la durata dell'infusione dovrebbero essere determinate dal medico.

7. Il catetere a infusione Mistique è soltanto monouso. Non riutilizzare.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Den Mistique Infusionskatheter mit steriler, heparinisierte Kochsalzlösung spülen, um die enthaltene Luft vor dem Einführen zu entfernen.

2. Der Mistique Infusionskatheter kann mit einer 5 French-Standard-Einführhilfe kombiniert werden.

3. Den Mistique Infusionskatheter unter fluoroskopischer Kontrolle gemäß dem Standardprotokoll ihres Krankenhauses über den geeigneten Führungsdrähten einführen.

4. Den Führungsdrähten an Ort und Stelle belassen, um die Infusion der therapeutischen Lösung durch die Seitenöffnungen des Katheters zu forcieren.

5. Die beiden röntgendifenzierten Markierungsbänder am Mistique Infusionskatheter kennzeichnen den Teil, an dem die Infusion durch die seitlichen Öffnungen stattfindet.

6. Der Mistique Infusionskatheter kann je nach ärztlicher Anordnung für pulsierende oder langsame kontinuierliche Infusion des Arzneimittels verwendet werden. Geschwindigkeit und Dauer der Infusion sind vom behandelnden Arzt festzusetzen.

7. Der Mistique Infusionskatheter ist nur zum einmaligen Gebrauch an einem einzigen Patienten bestimmt. Nicht wiederverwenden.

### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Lave el catéter de infusión Mistique con suero fisiológico heparinizado estéril para desplazar cualquier resto de aire antes de su colocación.

2. El catéter de infusión Mistique pasará a través de un introductor de vainas 5F estándar.

3. Coloque el catéter de infusión Mistique en posición mediante control fluoroscópico sobre el alambre guía adecuado siguiendo el protocolo estándar del hospital.

4. Deje el alambre guía en su lugar para facilitar la infusión de la solución terapéutica a través de los orificios laterales.

5. Las dos marcas radiopacas del catéter de infusión Mistique indican el segmento en el que tiene lugar la infusión a través del orificio lateral.

6. El catéter de infusión Mistique puede utilizarse para la infusión continua a impulsos o lenta de agentes terapéuticos según lo indicado por el médico. La velocidad y duración de la infusión debe determinarlas el médico.

7. El catéter de infusión Mistique sólo debe utilizarse en un paciente. No lo reutilice.

# Mistique™

CATÉTER DE INFUSÃO

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**Descrição:** O Catéter de Infusão Mistique é um catéter 5F (1,7mm) com múltiplos orifícios.

**Instruções de Utilização:** O Catéter de Infusão Mistique destina-se a administrar infusões de várias soluções terapêuticas na vasculatura periférica de um doente.

**Contra-indicações:** O Catéter de Infusão Mistique é contra-indicado para a utilização na vasculatura coronária.

O Catéter de Infusão Mistique é contra-indicado para a utilização durante a recolha de imagens de ressonância magnética.

**Cuidados:** Não utilize o Catéter de Infusão Mistique com um injetor eléctrico.

O Catéter de Infusão Mistique deve ser utilizado apenas por médicos dotados de uma completa compreensão das infusões e das complicações associadas destas terapias de infusão.

Consulte a etiqueta do produto para obter indicações acerca da solução terapêutica, contra-indicações, cuidados e advertências.

Quando inserir o Catéter de Infusão Mistique através de um enxerto sintético, deve utilizar o invólucro de um introdutor. Podem ocorrer danos no catéter de infusão caso não utilize o invólucro de um introdutor.

**Avisos:** A colocação correcta do cabo guia e do catéter deve ser verificada através de fluoroscopia. A não utilização da fluoroscopia pode resultar na colocação incorrecta no doente, ferimentos ou a morte.

Nunca deve ser avançado um cabo guia ou retirado se encontrar resistência. Se avançar um cabo guia quando encontrar resistência, pode provocar traumas dos vasos e/ou danos no cabo. A causa da resistência deve ser determinada utilizando a fluoroscopia.

Todos os componentes devem ser correctamente lavados com salina heparinizada para retirar o ar antes da inserção no corpo.

Pode ocorrer complicações caso não seja retirado o ar.

Certifique-se de que todas as ligações estão fixas antes da utilização. Não aperte em demasiado uma vez que a força excessiva pode danificar o produto.


Este dispositivo é de uma única utilização.

A Lei Federal (E.U.A.) restringe a utilização deste dispositivo por um médico ou por receita médica.

Armazenar em local fresco e seco.

### Descrição do Dispositivo:

O Catéter de Infusão Mistique é um catéter 5F (1,7mm) com múltiplos orifícios em torno da circunferência do catéter. A parte de infusão do catéter é indicada com bandas marcadoras rádio-opacas para facilitar a colocação sob fluoroscopia. O Mistique está disponível num modelo de orifício final de 0,89mm ou num modelo de 0,97mm.



### Instruções de Utilização:

1. Lave o Catéter de Infusão Mistique com saline heparinizada, esterilizada para retirar qualquer ar antes da colocação.

2. O Catéter de Infusão Mistique passa através de um introdutor de invólucro 5 francs.

3. Coloque o Catéter de Infusão Mistique em posição sob guia fluoroscópica, sobre o cabo guia adequado, seguindo o protocolo padrão do hospital.

4. Deixe o cabo guia no local para facilitar a infusão da solução terapêutica através dos orifícios laterais do catéter.

5. As duas bandas marcadoras rádio-opacas no Catéter de Infusão Mistique indicam o segmento onde ocorre a infusão pelo orifício lateral.

6. O Catéter de Infusão Mistique pode ser utilizado para infusão contínua ritmada ou lenta do agente terapêutico, tal como indicado pelo médico. A velocidade e duração da infusão devem ser determinadas pelo médico.

7. O Catéter de Infusão Mistique destina-se a uma única utilização e a um único doente. Não re-utilizar.

# Mistique™

INBRENGINGSKATHETER

## GEBRUIKSAANWIJZING

**BESCHRIJVING:** De Mistique-inbrengingskatheter is een 5F-katheter (1,7mm) met vele gaten heet om de cirkelomtrek ervan. Het inbrengingsdeel van de katheter wordt geïdentificeerd met markeringsbanden die ontoordringbaar zijn voor röntgenstralen zodat de plaatsing onder fluoroscopie vergemakkelijkt wordt.

De Mistique is beschikbaar in een 0,035" (0,89mm)-ontwerp met een gat aan het uiteinde of een 0,038" (0,97mm)-ontwerp met een gat aan het uiteinde.

**GEbruiksaanwijzing:** De Mistique-inbrengingskatheter is bedoeld om verschillende therapeutische oplossingen in te brengen in de perifere aders van een patiënt.

**KONTRAINDIKATIE:** De Mistique-inbrengingskatheter is een contra-indicatie voor gebruik in de kraanslagaderen.

De Mistique-inbrengingskatheter is een contra-indicatie voor gebruik tijdens het vastleggen van magnetische weergavebeelden.

### WAARSCHUWING:

Gebruik de Mistique-inbrengingskatheter niet met een stroominjector.

De Mistique-inbrengingskatheter moet slechts gebruikt worden door artsen die veel afweten van inbrengingstherapieën en van de complicaties die kunnen optreden bij die inbrengingstherapieën.

Kijk naar de bijsluiter bij het product voor de therapeutische oplossing voor indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen.

Wanneer u de Mistique-inbrengingskatheter inbrengt door een synthetische transplantat, zal een inbrengingsbeschermhuls gebruikt worden. De inbrengingskatheter kan beschadigd raken als er geen inbrengingsbeschermhuls wordt gebruikt.

**WAARSCHUWING:** De correcte plaatsing van de voerdraad en katheter moeten geverifieerd worden middels fluoroscopie. Als u geen fluoroscopie gebruikt, kan incorrecte plaatsing resulteren in het verwonden van de patiënt of tot zijn dood.

Een voerdraad moet nooit verder ingebracht of teruggetrokken worden als u weerstand stuit. Als een voerdraad verder wordt ingebracht terwijl er weerstand is, kan deader verwond raken en/of de voerdraad beschadigd raken. De oorzaak van de weerstand moet met behulp van fluoroscopie bepaald worden.

Alle componenten moeten adequaat gespoeld worden met een heparine-zoutoplossing zodat de lucht eraf verwijderd kan worden voordat ze in het lichaam worden ingebracht.

Complicaties kunnen zich voordoen als de lucht niet eraf verwijderd werd.

Verzeker u ervan dat alle verbindingen vast zijn voordat u het instrument gebruikt. Maak ze niet te stevig vast aangezien te veel kracht het product kan beschadigen.

Dit instrument mag slechts een keer gebruikt worden.

Federale (V.S.A.) wetten beperken de verkoop van dit instrument door of op voorschrijf van een arts.

Bewaar het op een koele en droge plek.

# Mistique™

INFUSIONSKATETER

## BRUKSANVISNING

**BESKRIVNING:** Mistique InfusionsKateter är en 5F (1,7 mm) kateter med flera sidenhuller runt omkring kateterets omkrets. Kateterets infusionsdel är identifierat med röntgenfaste markeringsband för att underlättar placeringen under fluoroskop. Mistique är tillgänglig i en 0,035" (0,89 mm) formgiven ände med hål eller en 0,038" (0,97 mm) formgiven ände med hål.

**INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING:** Mistique InfusionsKateter är avsedd för att administtera infusioner av varierande terapeutiska lösningar in till den periferie vaskulatur hos en patient.

**KONTRAINDIKATIONER:** Mistique InfusionsKateter är kontraindicerad för användning i den coronavaskulaturen.

Mistique InfusionsKateter är kontraindicerad för användning under magnetisk resonansbildandet.

### FORSIKTIGHEDSREGLER:

Mistique infusionskateteret må ikke anvendes med en strømdrevet injektor.

Mistique infusionskateteret bør kun anvendes af læger, som har en grundig forståelse af infusionsbehandlinger og tilknyttede komplikationer i forbindelse med disse infusionsbehandlinger.

Henvis til produktindlægget for den terapeutiske oplosning for indikationer, kontraindikationer, forsigtighedsregler og advarsler.

Når man introducerer Mistique Infusions Kateter genom en syntetisk transplanterad vävnad, bør ett introduktionsskydd användas, skada på infusionskateter kan inträffa om inget introduktionsskydd används.

**VARNING:** Korrekt placering av guidewiren och kateteret bör bekräftas genom fluoroskop. Misslyckande med att använda fluoroskop kan resultera i okort placering resulterande i patientskada eller död.

En guidewire bør aldrig forårsage eller udtrække mod modstand, om en guidewire fôrs fram dår det finns motstånd, kan det ortsaka kârlära och/eller ledarskada. Motståndorsaken bør bestämmes ved brug af fluoroskop.

Alle komponenter skal skyldes tilstrækkeligt med hepariniseret saltvand før at erstatter luft inden indsættelse i kroppen.

Komplikationer kan forekomme, hvis luft ikke er blevet erstattet. Sørg for at alle forbindelser er sikre inden anvendelse. Overstram ikke da voldsom kraft kan beskadige produktet.

Denne anordning er udelukkende beregnet til engangsbrug. Regeringslov (USA) begrænsrer denne anordning til salg af eller på bestilling af en læge.

Opbevar koldt og tørt.

# Mistique™

INFUSIONSKATETER

## BRUGSANVISNING

**BESKRIVELSE:** Mistique infusionskateteret er et 5F (1,7 mm) kateter med flere sidehuller omkring kateterets omkreds. Kateterets infusionsdel er identificeret med røntgenfaste markeringsbånd for at underlætta placeringen under fluoroskop. Mistique kan fås i et design med et 0,89 mm (0,035 tomme) endehul eller et design med et 0,97 mm (0,038 tomme) endehul.

**INDIKATIONER FOR ANVENDELSE:** Mistique infusionskateteret er beregnet til indgivelse af infusioner af forskellige terapeutiske oplosninger i en patients perifere vaskulatur.

**KONTRAINDIKATIONER:** Mistique infusionskateteret er kontraindiceret til brug i det koronare vaskulatur.

Mistique infusionskateteret er kontraindiceret til brug under magnetisk resonansbilledannelse.

### FORSIGTIGHEDSREGLER:

Mistique infusionskateteret må ikke anvendes med en strømdrevet injektor.

Mistique infusionskateteret bør kun anvendes af læger, som har en grundig forståelse af infusionsbehandlinger og tilknyttede komplikationer i forbindelse med disse infusionsbehandlinger.

Henvis til produktindlægget for den terapeutiske oplosning for indikationer, kontraindikationer, forsigtighedsregler og advarsler.

Når Mistique infusionskateteret indføres gennem et syntetisk transplanteret vævnad, bør et introduktionsskydd anvendes. Beskadigelse af infusionskateteret kan forekomme, hvis en indførselshætte ikke anvendes.

**ADVARSLER:** Korrekt placering af guidewiren og kateteret bør bekræftes ved brug af fluoroskop. Undladelse af at anvende fluoroskop kan resultere i forkert placering, hvilket kan resultere i patientskade eller død.

En guidewire bør aldrig forårsage eller udtrække mod modstand. Hvis en guidewire forårsager, hvor der er modstand, kan det forårsage kârlæra og/eller ledarskada. Årsagen til modstand bør bestemmes ved brug af fluoroskop.

Alle komponenter skal skyldes tilstrækkelig med hepariniseret saltvand før at erstatter luft inden indsættelse i kroppen.

Komplikationer kan forekomme, hvis luft ikke er blevet erstattet. Sørg for at alle forbindelser er sikre inden anvendelse. Overstram ikke da voldsom kraft kan beskadige produktet.

Denne anordning er udelukkende beregnet til engangsbrug. Regeringslov (USA) begrænsrer denne anordning til salg af eller på bestilling af en læge.

Opbevar koldt og tørt.

# Mistique™

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** Ο Καθετήρας Έχυσης Mistique έχει διάμετρο 5F (1,7mm) και διαθέτει πολλαπλές πλευρικές στέγες.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Ο Καθετήρας Έχυσης Mistique προορίζεται για τη χρήση σε ποικιλών θεραπευτικών διαλογισμάτων στο περιφερειακό αγγειακό σύστημα του ασθενούς.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΣΕΙΣ:** Αντενδένυνται η χρήση του Καθετήρα Έχυσης Mistique στο στεφανιαίο αγγειακό σύστημα.

Αντενδένυνται η χρήση του Καθετήρα Έχυσης Mistique κατά τη διάρκεια μαγνητικής απεικόνισης τομογραφίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τον Καθετήρα Έχυσης Mistique με ηλεκτροκίνητο εγκυτό.

Ο Καθετήρας Έχυσης Mistique πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από γιατρούς που έχουν πλήρη γνώση των θεραπευτικών διαλογισμάτων και οι οποίοι έχουν συνέντευτη με τις θεραπευτικές αυτές.

Ανατρέξτε στο έντετο πολλάδιο του θεραπευτικού διαλογίου για ενδείξεις, αντενδέσεις, προφυλάξεις και προειδοποιήσεις.

Εάν πραγματοποιείτε εισαγωγή του Καθετήρα Έχυσης Mistique μέσω συνθετικού μοσχεύματος, πρέπει να χρησιμοποιείτε θηκάριο εισαγωγής. Εάν δεν χρησιμοποιείτε θηκάριο πρέπει να προκληθεί ζημιά στον Καθετήρα Έχυσης Mistique στον οποίο εγκυτό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** Η σωστή τοποθέτηση του οδηγού σύρματος και του καθετήρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με ακτινοσκόπηση. Μη πραγματοποιήστε ακτινοσκόπησης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη τοποθέτηση με αποτέλεσμα τραυματισμό ή και θάνατο του ασθενούς.