

Meritrans DTXPlus™

Disposable Pressure Transducer Sets

Safedraw™ Blood Sampling System

EN	INSTRUCTIONS FOR USE
FR	MODE D'EMPLOI
IT	ISTRUZIONI PER L'USO
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG
ES	INSTRUCCIONES DE USO
PT	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
PTBR	INSTRUÇÕES DE USO
NL	GEBRUIKSINSTRUCTIES
SV	BRUKSANVISNING
DA	BRUGSANVISNING
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
TR	KULLANMA TALİMATLARI
PL	INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CS	NÁVOD K POUŽITÍ
BG	ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
LT	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LV	LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SK	NÁVOD NA POUŽITIE
RO	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
FI	KÄYTTÖOHJEET
HR	UPUTE ZA UPORABU
NO	BRUKSANVISNING
ET	KASUTUSJUHEND
SL	NAVODILA ZA UPORABO





Monitoring Life™

English

Meritrans DTXPlus™ Disposable Pressure Transducer Sets Safedraw™ Blood Sampling System

INSTRUCTIONS FOR USE

DESCRIPTION

This set contains Meritrans DTXPlus™ pressure transducer(s) and may contain Safedraw™ blood sampling system. As customer designated set configurations vary from institution to institution, it is the responsibility of institutions to establish their specific policies and procedures governing the use of the set including safety measures to supplement those described in this instruction sheet. **Section A** describes Meritrans DTXPlus transducers with or without Safedraw™. **Section B** describes EasyVent™ deadender cap usage. **Section C** describes standardise Safedraw sets. Section D describes blood sampling using Safedraw.

INTENDED USE

The Merit Disposable Blood Pressure Transducer (DTX) is intended for invasive blood pressure monitoring. The Disposable Blood Pressure Monitoring Kit (DTX Kit) packaged with the Safedraw blood sampling model is intended to allow blood to be drawn from the patient without the patient being exposed to the outside environment (closed loop blood sampling).

USER / PATIENT / CLINICAL

User: Qualified nurses, clinicians and physicians

Patient: Pediatric and adult applications

Clinical: Hospitals or appropriate clinical environments

SECTION A

The Meritrans DTXPlus family of transducers consists of five flush models (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV and DT XO) and one no-flush model (TNF-R).

The DT-XX and DT-NNV models contains air vented hole on the transducer housing and is similar to DT-XX and DT-NN models.

The DT-XX and DT-XXV models have a blue clip fast-flush actuator and a zeroing stopcock as shown in Figure 1. To maintain catheter patency, the integral flush device delivers a continuous (nominal) flow rate of 3 mL/hr with a differential pressure of 200 mmHg (infusion bag pressure minus mean physiological pressure monitored). The flush device also incorporates an overpressure safety valve to prevent the pressure on the transducer from exceeding approximately 7000 mmHg. The valve will vent excess fluid safely back into the infusion bag while maintaining a sealed, sterile pathway. Merit fast-flush actuators (clip or pull tab) offer convenience in fluid filling, debubbling and fast-flushing.

The DT-XO model is similar to the DT-XX and DT-XXV models with a nominal flow-rate of 3 mL/hr but does not have a zeroing stopcock.

The DT-NN and DT-NNV models (up to 30 mL/hr nominal flow rate) for neonatal applications. It has an integral zeroing stopcock like the DT-XX and DT-XXV model but its clip actuator is yellow in colour. **USE ONLY IN CONJUNCTION WITH A MECHANICAL FLUID INFUSION PUMP.** The actual continuous infusion rate for neonatal monitoring is determined by the clinician and controlled by a mechanical infusion pump. Fast flushing with the flush-device in neonatal applications should only be done as part of initial fluid filling and debubbling procedure. Flushing after drawing blood or administering medications should be done manually with a syringe to control fluid infusion precisely. Fast flush rate varies with the type of administration set, the length and lumen diameter of pressure tubing which couples the transducer to the patient.

CAUTION: The DT-XXV and DT-NNV models with an air vented hole on the transducer housing for zeroing and calibration purposes must not be blocked.

The TNF-R model does not have a flush device, clip/pull tab actuator or a zeroing stopcock and may be supplied in a set along with a separate in-line flow/flush device.

CAUTION: D-cap (transparent deadender) may be supplied with TNF-R. Do not overtighten the D-cap as this may deform the male luer fitting of TNF-R and prevent connection of other components.

SET UP PROCEDURES

Use aseptic technique and proper setup when handling the device. Verify that all connections are secure and stopcock handles in the desired directions.

CAUTION: Tighten all connections before use. Do not overtighten connections as this may crack the connection leading to leaks, air embolism, bleed backs or loss of pressure waveforms.

All side ports of stopcocks are protected by vented caps which should remain in place until system is primed. Vented caps should always be replaced with non-vented caps unless it has EasyVent™ deadender caps. See Section B for more instructions.

CAUTION: Disposable transducers offer a single mode of electrical isolation through a diaphragm, air gap, insulation gel or some combination of the above and are not recommended for use with non-isolated patient monitors. If in doubt about the isolation characteristics of your monitor, refer to monitor service manual or call the monitor manufacturer.

TRANSDUCER, INTERFACE CABLE CONNECTION

Connect transducer to reusable interface cable by aligning connector arrows and pushing them together (see Figure 2).

CAUTION: Failure to use a Merit interface cable may result in signal disruption. Always test reusable cable before use.

FILLING IV SET (SEE FIGURE 3, 4 & 5)

Following instructions apply to IV sets with either micro or macro-drip chambers in single line configurations.

1. Prepare sterile flush solution in a non-vented solution bag per physician's prescription.
2. Evacuate air from solution bag by pushing IV spike into solution bag and rotate bag down to facilitate trapped air to escape through spike. Open roller clamp and gently squeeze IV bag until air is forced into drip chamber

NOTE: Eliminating air from solution bag will prevent air from entering monitoring system when solution is exhausted or when bag is inverted.

3. Close roller clamp and squeeze bag slightly to force solution into drip chamber (about 1/3 filled since level will increase when bag is pressurized). Place bag in pressure cuff and hang on IV pole.

CAUTION: If drip chamber is filled completely, drip cannula would be submerged in solution and drop-count (flow-rate determination) would not be possible. With a differential pressure of 200 mmHg (bag pressure minus mean physiological pressure monitored), 2-4 drops per minute from a micro-drip IV Administration Set or 2-4 drops per three minutes from a macro-drip IV set equates to 2-4mL/hr flow-rate.

NOTE: To minimize air bubble-formation, fill monitoring system by gravity without pressurizing bag.

4. Open roller clamp and fill IV Set by gravity. Tap IV Set to free trapped bubbles. Close roller clamp.
5. Connect filled IV set to monitoring system. There are two methods of filling the transducer set - Manual Filling and Automatic Filling. Proceed to the selected method for further instructions.

FOR DT-NN AND DT-NNV MODEL APPLY THE FOLLOWING STEPS.

6. Connect the IV set to the appropriate mechanical infusion pump. If the pump utilizes a cassette, connect the tubing to the cassette system. An in-line burette may be used between the IV and infusion pump, in accordance with your hospital standards, policies or procedures. If other components such as particulate or air eliminating filters are used, complete the necessary connections. This IV tubing system should remain disconnected from the transducer/flush-device tubing at this point.
7. Connect the transducer (see Figure 4) to the IV tubing system. Release the roller clamp. Set the pump on "purge" or at an infusion rate setting to allow the fluid to completely fill the IV set, burette tubing and cassette system. After filling is completed, close the roller clamp.

NOTE: Fluid filling and debubbling the IV tubing system before attachment to the transducer/flush-device will allow for faster, more bubble-free filling of the transducer, stopcocks, and pressure tubing.

MANUAL TRANSDUCER SET FILLING METHOD

CAUTION: Transducer should not be tapped with metal objects, such as hemostats, to purge air bubbles. Doing so may damage the transducer.

1. With pressure cuff still deflated, hold transducer vertical with zeroing stopcock facing up. Open roller clamp on IV set and squeeze clip actuator to allow solution to completely fill the monitoring system. For Safedraw™ sets, make sure that the barrel of the volume restricted syringe is completely depressed when filling the system. The side port of the stopcock should be filled and debubbled.

NOTE: Since transducer is gravity-filled, ensure bag is higher than transducer and monitoring system.

2. Tap transducer on open palm of hand and at the same time squeeze clip actuator to purge air from transducer chamber (see Figure 6).

NOTE: Transducer should not be tapped with metal objects such as hemostats to purge air bubbles as this may damage the transducer.

3. (**For Safedraw™ sets only**) After pressure tubing is filled with solution, the volume-restricted syringe and side port of attached stopcock is debubbled by turning the handle of attached stopcock "OFF" to the transducer. Slowly pull back and fill the volume restricted syringe with solution from pressure tubing until contact is made with the built-in syringe stop. Rotate the set so that syringe tip points up. Tap the syringe so that trapped air rises toward the Luer tip, then press the plunger fully back into syringe thereby forcing trapped air and solution into patient line. Turn the handle of attached stopcock "OFF" to the volume-restricted syringe.

CAUTION: DO NOT perform purging with the patient line connected to the catheter or cannula. Doing so may infuse air into the patient. For either the Manual or Auto Transducer Filling Methods.

4. Activate the fast flush device to purge any air from the patient line.
5. Inspect all fluid-filled portions of the monitoring system to verify that bubbles have been eliminated. Pressurize the infusion bag to 300 mmHg. If bubbles remain in transducer chamber, flush again using technique shown in Figure 6.

AUTOMATIC TRANSDUCER SET FILLING METHOD

The Meritrans DTXPlus™ Transducer allows transducer filling (usually bubble-free) in about five minutes.

1. Place transducer in a transducer holder (TBG) or other holders which will hold the transducer in a vertical position (see Figure 7b).
2. Pressurize cuff to 300 mmHg and verify that drip chamber of IV set is not filled completely during pressurization as this prevents reading of flow-rate. Open roller clamp. Transducer will fill automatically.
3. Return in five minutes to inspect transducer for bubbles and flush to fill rest of monitoring set. Tap gently while squeezing clip actuator to remove any remaining air bubbles (see Figure 6).

SECURING THE TRANSDUCER SET (See Figure 7)

1. Replace all vented caps on side ports of stopcocks with non-vented caps (deadenders). If the side port has an EasyVent™ deadender cap, do not replace but tighten cap to achieve non-vented position. (See Section B.)

2. Mount transducer on a holder (see Figure 7b) or directly on patient's arm (see Figure 7a) with transducer zeroing port at mid-heart level.

CAUTION: Safedraw™ blood sampling system is not intended to be patient-mounted.

Several models of transducer sets are designed to accommodate both IV pole- and patient-mounting. These sets may have model numbers ending with "M" or "SM". When mounted on patients, precautions should be taken to ensure that a change in body position of the patient does not accidentally activate the flush device.

Merit fast-flush clip actuator is uniquely designed to minimize this risk as it can only be activated by squeezing the clip actuator with two fingers. However, precautions are still recommended.

3. Connect monitoring system to patient's cannula or catheter. Flush system to clear blood from cannula or catheter.

CAUTION: Avoid flushing air bubbles or blood clots in catheter or cannula into the patient by making sure that monitoring system is filled completely with solution and by allowing a small amount of blood to flow back through the cannula before making the pressure line connection. For left atrial pressure monitoring, an air eliminator filter must be installed between the cannula and the transducer prior to flushing.

4. In multiple transducer installations, a colour coding system is used to identify the appropriate monitor inputs. Color coded labels are available. Affix appropriate labels to TBG or the monitoring line closest to each transducer.

Red ('ARTERIAL') = Arterial Pressure

Blue ('CVP') = Central Venous Pressure

Yellow ('PA') = Pulmonary Artery Pressure

White ('LAP') = Left Atrial Pressure

White (Blank) = Miscellaneous Pressure

ZEROING AND CALIBRATION

1. Zero-balance the monitoring system to atmospheric pressure and calibrate transducer according to monitor manufacturer's instructions.

NOTE: It is recommended that the three-way stopcock closest to the transducer be located at mid-heart level and used exclusively for zeroing purposes. The transducer can be quickly and easily vented to atmospheric pressure by turning the stopcock handle counter clockwise (i.e. "OFF" to patient line) and removing the non-vented cap from the zeroing port. If an EasyVent™ deadender cap is present, do not remove but loosen cap to achieve vented position (Section B).

2. Turn zeroing stopcock handle clockwise (i.e. "OFF" to zeroing side port) and admit patient's pressure to transducer. Check quality of waveform.

3. Allow approximately one minute for the system to equilibrate to ensure that flush device is operating properly. Then make a drop count to verify that the flow-rate is about 3mL/hr. A visual inspection for leaks should also be made. Thirty minutes after installation and periodically afterwards, check the system for correct bag pressure, flow rate, zero level and ensure no leaks. Leaks, however small, may lead to inaccurate flow-rate readings. If zero-drift is suspected e.g. abnormal reading, re-position transducer and re-zero. If problem persists, change the transducer. After each fast-flush, it is recommended to reconfirm flow rate.

4. Replace the deadender cap and turn stopcock closed to the side port. If the side port has an EasyVent™ deadender cap, do not replace but tighten cap to achieve non-vented position (Section B).

5. (**For DT-NN and DT-NNV only**) Set mechanical infusion pump to desired flow rate as prescribed by the physician.

CAUTION: If a damped waveform is observed, it may be the result of several factors including but not exclusive to:

- Mis-positioned stopcocks
- Air in monitoring line, catheter or cannula
- Loose connections
- Improperly calibrated monitor
- Blood clots in catheter, cannula or monitoring line
- Catheter or Cannula positioned against a blood vessel wall

WARNING

Abnormal pressure readings should correlate with patient's clinical manifestations. If not, verify that the transducer is working by using a known or calibrated pressure source.

Stopcock levers must be positioned at 90° for "OFF" position. Do not position them at 45° to achieve an "OFF" position as this is imprecise and may result in contamination, bleed back, or air embolism.

The flush device and drip chamber are not intended as precise fluid-delivery systems. If the patient's condition stipulates precise fluid delivery, a mechanical pump should be used to prevent possible over infusion of fluid.

RF communicating equipment shall be maintained away from the transducer at a distance of 30cm (12 inches). Transducer shall not stick or be placed close to other communicating equipment. Electrical cables and other electronic devices may negatively affect the EMC performance.

The EMISSION characteristics of the transducer make it suitable for use in industrial areas and hospitals (CISPR 11 Class A). Not to use in residential environment.

SECTION B

Instruction for use of the EasyVent™ deadender cap which simplifies transducer zeroing.

FLUID FILLING ZEROING STOPCOCK (See Figure 8)

1. The EasyVent™ deadender cap is usually attached to the zeroing stopcock in the vented position. If this is not so, loosen cap until it spins freely (DO NOT REMOVE CAP).

2. Activate flush device to fill side port and allow fluid to exit through the EasyVent™ deadender cap.

3. After fluid filling, turn stopcock "OFF" to side port and tighten cap.

ZEROING TRANSDUCER

1. Turn stopcock "OFF" to patient line and loosen EasyVent™ deadender cap.

2. Zero monitor and tighten cap.

3. Turn stopcock "OFF" to zeroing side port and re-admit patient's pressure.

REMOVAL/REPLACEMENT OF CAP

1. To access side port of stopcock, loosen cap and pull cap off.

2. To replace cap on side port of stopcock, simply snap cap back and tighten.

SECTION C (See Figure 9)

Standardise Safedraw™ sets can be connected to other manufacturer's disposable transducer or dome sets.

CAUTION: Safedraw™ set models are intended for use with short arterial catheters (up to 6 cm). Use with larger volume catheters may cause insufficient line clearance of heparin-diluted blood and inaccurate lab values may result.

CONNECTION

1. Connect the in-line female Luer fitting of three-way stopcock to the distal end of monitoring set being used. If the monitoring set being used already has pressure tubing attached then this should be removed before attaching the Safedraw™ system.

2. Fill the dome or transducer portion following the manufacturer's instructions first.

- Fill the Safedraw™ stand alone set by first filling pressure tubing and blood sampling septum. Next turn the volume restricted syringe stopcock "OFF" to the transducer. Slowly pull back and fill the volume restricted syringe with solution from the pressure tubing until contact is made with the built-in syringe stop. Rotate the set so that syringe tip points up. Tap the syringe so that trapped air rises toward the Luer tip. With syringe tip still pointing up, press the plunger fully back into the syringe thereby forcing any trapped air and solution into the patient line. Turn the handle of attached stopcock "OFF" to the volume-restricted syringe.
- CAUTION: DO NOT carry out Step 3, 4, or 5 with the patient line connected to the catheter or cannula. Doing so may infuse air into the patient.**
- Activate the fast flush device to purge any air from the patient line.
- Inspect all fluid-filled portions of the monitoring system to verify that bubbles have been eliminated.
- Pressurize the infusion bag to 300 mmHg. If bubbles remain in the transducer chamber, flush again, using technique shown in Figure 6.
- Connect to patient's cannula or catheter. Flush system to clear blood from catheter or cannula.
- Zero and calibrate the transducer according to the manufacturer's instructions.

CAUTION: Allow approximately one minute for the system to equilibrate. Visual inspection for leaks should also be made. Thirty minutes after installation and periodically afterwards, the system should be checked for proper infusion bag pressure, flow rate and leaks. Any small leaks can cause misrepresentation of actual flow rate through the catheter.

SECTION D – SAFEDRAW BLOOD SAMPLING

Instructions for withdrawing blood using Safedraw™ systems with disposable transducers or reusable transducers with domes (see Figure 9 and 10).

CAUTION: Do not use a hypodermic needle to penetrate the septum.

- Open the hinged protective cap from sampling septum. Wipe the septum surface with alcohol or Betadine.
- Turn handle of stopcock with volume-restricted syringe attached "OFF" to the transducer.
- Pull back on the syringe until it contacts built-in stops. Turn the stopcock "OFF" to the patient.
- The septum can now be penetrated with Safe Needle, TA-BPN or direct transfer device, TA-STV to withdraw the blood sample. (Go to appropriate section then step 5.)

CAUTION: Luer slip syringes may be used, care should be taken to ensure the syringe does not dislodge from the Safe Needle during removal. To remove the Safe Needle and syringe from septum, grip the Safe Needle Shroud with one hand and carefully remove the Needle/Syringe Assembly.

Using Safe Needle-Model TA-BPN

- Firmly tighten any blood sampling syringe to the Safe Needle (see Figure 10).
 - Align the Safe Needle with the septum and push the Safe Needle completely into the septum.
- NOTE:** Ensure that the arches on both sides of the needle shield are aligned with the Luer extensions of the septum. This allows the Safe Needle to be completely inserted into the septum.
- Aspirate the blood sample into sample syringe. If withdrawal of blood is difficult, pull back on the syringe plunger slowly. If difficulties are still experienced, check the catheter or cannula for occlusion.
 - To remove the Safe Needle and sampling syringe from septum, slowly pull the Needle/Syringe assembly away from septum while holding the Safe Needle shroud. When the needle is approximately half way out, a slight resistance will be felt. At this point, pull back very slightly on the syringe plunger, then remove the Needle/Syringe assembly from septum by slightly rotating the assembly clockwise and pull back. The above process will allow residual pressure in the syringe to equilibrate and prevent blood forming on either the tip of the needle or the top of septum.
 - Wipe the surface of septum with alcohol or Betadine and cap the septum.
 - For transferring blood to an evacuated tube, press the syringe needle assembly containing blood into the evacuated tube stopper. The Safe Needle will penetrate the evacuated tube stopper.
- CAUTION:** When removing the Safe Needle, slowly extract to ensure the evacuated stopper is not pulled out along with the Safe Needle.

USING DIRECT TRANSFER DEVICE MODEL TA-STV

Model TA-STV allows direct blood transfer from septum to evacuated tube.

CAUTION: DO NOT leave the direct transfer device model TA-STV in the septum after completing sampling. Doing so may contaminate the patient line or allow blood to leak out of the system.

- Insert TA-STV, into the septum. Ensure that the arches of the Safe Needle are aligned with the Luer extensions of the septum.

NOTE: TA-STV must be inserted into the septum before an evacuated tube is placed into the tube receptacle or else the vacuum will be lost.

- Insert evacuated tube into the receptacle end of TA-STV. Correct amount of blood will be drawn into the evacuated tube by the vacuum. Remove the evacuated tube.
- If additional samples are required, press evacuated tubes one at a time into TA-STV receptacle end.
- After the last evacuated tube has been removed, remove TA-STV from the sampling septum by pulling up until you feel a slight stop, then twist to remove and discard.

CAUTION: DO NOT pull back on the volume-restricted syringe plunger with the zeroing stopcock "OFF" to the transducer. Doing so may draw air into the syringe. DO NOT fill the volume-restricted syringe by turning the stopcock to which the syringe is connected "OFF" to the patient and aspirating unless the fast flush device is opened to allow fluid flow from the saline bag. Not activating the flush device may damage the transducer.

- Re-infuse remaining blood to the patient and flush with saline by:

- Turn stopcock handle with the volume restricted syringe attached "OFF" to the transducer.
 - Push syringe plunger of the volume restricted syringe all the way down.
 - Turn stopcock handle "OFF" to the volume restricted syringe.
 - Fast flush as needed to purge any remaining blood in the tubing and septum.
- CAUTION:** For neonatal and pediatric applications, do not fast flush, to prevent fluid overload but use a separate syringe to flush and record amount infused per hospital protocol.

- Wipe septum surface with alcohol or Betadine and cap septum.

- Check to monitor pressure waveform.

CAUTION: Avoid flushing air bubbles or clots contained within the catheter or cannula back into the patient by ensuring that monitoring line is completely filled with liquid and by allowing a small amount of blood to flow back through the cannula before making the pressure line connection.

COMPLICATIONS

Risks associated with the use of this product include:

SEPSIS/INFECTION

Possible cultures can result from contamination of the pressure system. Increased risks of septicemia and bacteremia have been associated with blood sampling, infusion fluids and catheter-related thrombosis.

AIR EMBOLI

Air can enter the system and ultimately the patient through stopcocks inadvertently left open from accidental disconnection of monitoring system or from flushing residual air bubbles into the patient.

CLOTTED CATHETER AND BLEED-BACK

If a flushed system is not adequately pressurized relative to the patient's own blood pressure, bleed-back as well as catheter clotting may occur.

INFUSION OF HIGH MOLECULAR CONCENTRATION FLUIDS

If it is your hospital's practice to perform these infusions through the pressure line, we recommend that all system components be exchanged for new sterile components once the infusion has been completed.

OVER INFUSION

Excessive fluid may be infused into the patient if the bag pressure is greater than 300 mmHg. This may result in fluid overload and/or a potentially harmful increase in blood pressure.

ABNORMAL PRESSURE READINGS

Pressure readings can change quickly and dramatically because of loss of proper calibration, loose connections, air in the system and zero drift or shift.

For further information regarding complications, contact your local representative.

CONTRAINdications

- Do not use a flush device when monitoring intramuscular or intracranial pressures.
- Do not use the Meritron DTXPlus™ transducers with non isolated pressure monitors.
- Do not use for left atrial pressure monitoring without an air eliminator filter between the cannula and the transducer prior to flushing.
- Do not use without a mechanical fluid infusion pump (for DT-NN and DT-NNV).

CLINICAL BENEFITS

- Allow blood pressure monitoring
- Device packaged with Safedraw provides closed system for blood sampling and pressure monitoring.

Store in cool dry place away from direct sunlight.

STERILE and non-pyrogenic in unopened, undamaged package. For single use only. Check integrity of the individual package before use. After use, dispose of device in a manner consistent with standard protocols for waste disposal. Do not resterilize.

Device lifetime is 72 - 96 hours base on CDC & Joint Commission Intl (JCI) recommendation.

Re-use may lead to infection or other illness / injury.

In the EU, any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the applicable Member State.

For reordering information or assistance please contact local representative.

SPECIFICATION

Excitation Voltage	DC 4V to 8V RMS
Excitation Frequency	DC to 5 KHz
Excitation Impedance	> 200 ohms
Signal Impedance	< 3000 ohms
Phase Shift Between Excitation and Signal	< 5°
Nominal Sensitivity	5 µV/V/mmHg
Unbalance Limit	at ±75mmHg after half-sine shock test
Zero Drift	2 mmHg/4 hrs
Thermal Coefficient Offset	0.3 mmHg/°C
Thermal Coefficient Sensitivity	0.1% / °C
Light Sensitivity	<2 mmHg at 3000 ft-Candles

	Do Not Use If Package is Damaged and Consult Instruction for Use
	Single use
	Do not resterilize
	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
	Caution
	Keep Dry
	Keep away from sunlight
	Non-pyrogenic
	Use by date: YYYY-MM-DD
	Date of Manufacture: YYYY-MM-DD
	Sterilized using ethylene oxide
	Medical Device
	Single Sterile Barrier System or Single sterile barrier system with protective packaging inside
	Unique Device Identifier
	Does not Contain DEHP, DIBP, DBP, BBP
	Defibrillation-proof type CF applied part
	MR Conditional Non-clinical testing has demonstrated the device is MR Conditional. Per ASTM F2503-13, an MR Conditional item is one with demonstrated safety in the MR environment within defined conditions. A patient with this device can be safely scanned in an MR system under the following conditions: <ul style="list-style-type: none">• Static magnetic field of 3-Tesla or less• Maximum spatial gradient magnetic field of 4,000 Gauss/cm (40 T/m)• The transducer and cable must not contact the patient during operation of the MR system• The transducer and cable must not be mounted to the patient.• The transducer and cable must not be placed inside the bore of the MR system during operation of the scanner• The transducer and cable are permitted in the MR system room, but must not be operational or connected to a monitoring system during the MRI procedure The information provided here should be used in conjunction with your institution's policies to evaluate the risks to patients and operators when using Meritron transducers in an MR environment.
	Consult Instructions for Use For electronic copy scan QR code, or go to www.merit.com/ifu and enter IFU ID. For printed copy, call U.S.A. or EU Customer Service
	Authorized Representative in European Community
	Manufacturer
	Catalog number
	Batch code

Meritrans DTXPlus™

Kit de capteurs de pression à usage unique pour système de prélèvement sanguin Safedraw™

MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION

Ce kit contient un ou plusieurs capteurs de pression Meritrans DTXPlus™ et peut contenir un système de prélèvement sanguin Safedraw™. Comme la configuration de ces kits varie d'un établissement à l'autre, il incombe aux établissements concernés d'élaborer leurs propres politiques et procédures concernant leur utilisation incluant des mesures de sécurité en complément des instructions fournies dans cette fiche. La section A décrit les capteurs Meritrans DTXPlus avec ou sans système Safedraw™. La section B précise les modalités d'utilisation de l'obturateur EasyVent™. La section C décrit les kits Safedraw standard. La section D explique comment effectuer un prélèvement sanguin avec le dispositif Safedraw.

UTILISATION PRÉVUE

Le capteur de pression sanguine à usage unique Merit (DTX) est destiné au suivi invasif de la pression sanguine. Le kit de suivi de la pression sanguine à usage unique (kit DTX) fourni avec le système de prélèvement sanguin Safedraw est conçu pour permettre le prélèvement d'un échantillon de sang sans exposer le patient à l'environnement extérieur (prélèvement de sang en circuit fermé).

UTILISATEUR / PATIENT / ENVIRONNEMENT CLINIQUE

Utilisateur : Personnel infirmier, cliniciens et médecins qualifiés

Patient : Enfants et adultes

Environnement clinique : Hôpitaux et environnements cliniques appropriés

SECTION A

La gamme de capteurs Meritrans DTXPlus est constituée de cinq modèles avec purge (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV et DT XO) et d'un modèle sans purge (TNF-R).

En dehors du fait qu'ils sont dotés d'une prise d'air, les modèles de capteurs DT-XXV et DT-NNV sont identiques aux modèles DT-XX et DT-XN.

Les modèles DT-XX et DT-XXV possèdent un clip bleu de purge rapide et un robinet de mise à zéro comme le montre la figure 1. Afin de garantir la perméabilité du cathéter, le dispositif de purge intégré délivre un débit (nominal) continu de 3 ml/h avec une pression différentielle de 200 mmHg (pression de la poche de perfusion moins la pression physiologique moyenne mesurée). Le dispositif de purge est également doté d'une valve de surpression qui empêche la pression exercée sur le capteur de dépasser 7 000 mmHg. La valve de surpression renvoie l'excédent de liquide en toute sécurité dans la poche de perfusion tout en maintenant la stérilité et en évitant les fuites. Le système de purge rapide Merit (clip ou languette) facilite le remplissage, l'élimination des bulles d'air et la purge rapide.

Le modèle DT-XO est identique aux modèles DT-XX et DT-XXV avec un débit nominal de 3 ml/h, mais il ne possède pas de robinet de mise à zéro.

Les modèles DT-NN et DT-NNV (débit nominal jusqu'à 30 ml/h) sont destinés aux applications néonatales. Ils sont dotés d'un robinet de mise à zéro intégré comme les modèles DT-XX et DT-XXV, mais leur clip de purge rapide est jaune. **N'UTILISER CE DISPOSITIF QU'AVEC UNE POMPE À PERFUSION MÉCANIQUE.** Lédbébit réel de perfusion continue pour le monitorage néonatal est déterminé par le médecin et contrôlé par une pompe à perfusion mécanique. Les purges rapides réalisées avec le dispositif de purge dans les applications néonatales ne doivent être effectuées que dans le cadre de la procédure initiale de remplissage de liquide et d'élimination des bulles d'air. Une purge après un prélèvement de sang ou l'administration de médicaments doit être réalisée manuellement avec une seringue afin de contrôler le volume de perfusion de façon très précise. Le débit de purge rapide varie en fonction du type d'équipement de perfusion, et de la longueur et du diamètre de la lumière de la tubulure de perfusion utilisée pour raccorder le capteur au patient.

MISE EN GARDE : les modèles DT-XXV et DT-NNV dotés d'une prise d'air pour la mise à zéro et l'équilibrage ne doivent en aucun cas être obstrués.

Le modèle TNF-R n'est pas doté du dispositif de purge, du système avec clip ou languette et du robinet de mise à zéro et il peut être fourni sous forme de kit accompagné d'un dispositif de purge séparé.

MISE EN GARDE : l'obturateur-D (obturateur transparent) peut être fourni avec le modèle TNF-R. Ne pas trop serrer l'obturateur-D, car cela risquerait de déformer le raccord Luer mâle du TNF-R et d'empêcher le raccordement des autres composants.

PROCÉDURES D'INSTALLATION

Utiliser une technique d'asepsie et une préparation appropriées lors de la manipulation du dispositif. Vérifier que toutes les connexions sont solides et que les manettes des robinets pointent toutes dans la bonne direction.

MISE EN GARDE : serrer tous les raccords avant utilisation. Ne pas trop serrer les raccords : cela risquerait de les fissurer et de provoquer des fuites, une embolie gazeuse, des reflux sanguins ou une chute de tension.

Toutes les sorties latérales des robinets sont protégées par des obturateurs avec prise d'air qui doivent demeurer en place jusqu'à ce que le système soit purgé. Les obturateurs ventilés doivent toujours être remplacés par des obturateurs non ventilés sauf si ces obturateurs EasyVent™ sont utilisés. Consulter la section B pour obtenir plus d'instructions.

MISE EN GARDE : les capteurs à usage unique offrent un mode simple d'isolation électrique au moyen d'une membrane, d'une couche d'air, d'un gel isolant ou d'une combinaison de plusieurs de ces éléments. Il est déconseillé de les utiliser avec des moniteurs non isolés. En cas de doute concernant les caractéristiques d'isolation du moniteur, consulter le manuel d'entretien de ce dernier ou se renseigner auprès du fabricant.

RACCORDEMENT DU CAPTEUR AVEC LE CÂBLE D'INTERFACE

Connecter le capteur au câble d'interface réutilisable en alignant les flèches des connecteurs et en poussant ces derniers l'un dans l'autre (voir figure 2).

MISE EN GARDE : l'utilisation d'un câble d'interface autre que le câble d'interface Merit peut perturber le signal. Toujours tester le câble réutilisable avant utilisation.

REMPILLAGE DU SYSTÈME DE PERFUSION (VOIR FIGURES 3, 4 ET 5)

Les instructions qui suivent concernent les systèmes de perfusion Merit comportant un micro ou un macro goutte-à-goutte, en configuration ligne simple.

1. Préparer une solution de purge stérile dans une poche de perfusion non ventilée en respectant la prescription du médecin.

2. Évacuer l'air présent dans la poche de solution en insérant l'aiguille de ponction de la tubulure de perfusion dans la poche de solution, puis en retournant la poche de façon à ce que l'air piégé s'évacue par l'aiguille de ponction. Ouvrir la molette de réglage du débit, puis presser délicatement la poche de perfusion jusqu'à ce que l'air soit expulsé dans la chambre compte-gouttes.

REMARQUE : l'élimination de l'air présent dans la poche de perfusion a pour but d'empêcher l'air de pénétrer dans le système de monitorage lorsqu'il n'est plus relié de solution ou lorsque la poche est renversée.

3. Fermer la molette de réglage du débit, puis presser légèrement la poche pour forcer le passage de la solution dans la chambre compte-gouttes (remplir environ au 1/3, car le niveau augmentera une fois la poche pressurisée). Introduire la poche dans une manchette à pression, puis la suspendre à un pied de perfusion.

MISE EN GARDE : si la chambre compte-gouttes est complètement remplie, la canule de goutte-à-goutte sera submergée par la solution et le comptage des gouttes (détermination du débit) ne sera pas possible. Avec une pression différentielle de 200 mmHg (pression de la poche de perfusion moins la pression physiologique moyenne mesurée), 2 à 4 gouttes par minute s'écoulent d'une tubulure de perfusion micro-goutte ou 2 à 4 gouttes par période de trois minutes s'écoulant d'une tubulure de perfusion macro-goutte correspondant à un débit de 2 à 4 ml/h.

REMARQUE : pour limiter la formation de bulles d'air, remplir le système de monitorage par gravité, sans exercer de pression sur la poche.

4. Ouvrir la molette de réglage du débit, puis remplir la tubulure de perfusion par gravité. Tapoter la tubulure de perfusion pour libérer les bulles d'air coincées. Fermer la molette de réglage du débit.

5. Connecter la tubulure de perfusion remplie au système de monitorage. Il existe deux méthodes pour remplir le capteur : une méthode de remplissage manuel

et une méthode de remplissage automatique. Consulter la section consacrée à la méthode choisie pour obtenir des instructions détaillées.

POUR LES MODÈLES DT-NN ET DT-NNV, PROCÉDÉ COMME SUIT.

6. Connecter la tubulure de perfusion sur la pompe à perfusion mécanique adéquate. Si la pompe fonctionne avec une cassette, connecter la tubulure à la cassette. Une bretelle intégrée peut être utilisée entre la tubulure de perfusion et la pompe à perfusion, conformément aux normes, politiques ou procédures de l'hôpital. Si d'autres composants comme des filtres antiparticules ou des filtres à air sont utilisés, procéder aux raccordements nécessaires. À ce stade, ce système de tubulures de perfusion doit rester débranché des tubulures du capteur/dispositif de purge.

7. Connecter le capteur (voir figure 4) sur le système de tubulures de perfusion. Relâcher la molette de réglage du débit. Régler la pompe de perfusion sur « purge » ou sur un débit de perfusion pour permettre au liquide de remplir complètement la tubulure de perfusion, la bretelle et la bretelle et le système de cassette. Une fois le remplissage achevé, fermer la molette de réglage du débit.

REMARQUE : le remplissage de liquide et l'élimination des bulles d'air du système de tubulures de perfusion avant la fixation sur le capteur/dispositif de purge permettent de réaliser un remplissage exempt de bulles d'air plus rapide du capteur, des robinets et des tubulures de perfusion.

MÉTHODE DE REMPLISSAGE MANUEL DU CAPTEUR

MISE EN GARDE : ne pas tapoter le capteur avec des objets métalliques comme une pince hémostatique pour purger les bulles d'air : cela risquerait de l'endommager.

1. La manchette à pression étant toujours dégonflée, tenir le capteur à la verticale avec le robinet d'arrêt de remise à zéro orienté vers le haut. Ouvrir la molette de réglage du débit de la tubulure de perfusion et appuyer sur le clip de purge rapide pour permettre à la solution de remplir complètement le système de monitorage. Pour les kits Safedraw™, veiller à ce que le piston de la seringue à volume soit enfoncé à fond pendant le remplissage du système. La sortie latérale du robinet doit normalement être pleine et exempte de bulles d'air.

REMARQUE : étant donné que le remplissage du capteur se fait par gravité, veiller à ce que la poche de perfusion soit plus haute que le capteur et que le système de monitorage.

2. Tapoter le capteur sur la paume de la main tout en actionnant le mécanisme de purge rapide pour éliminer les bulles présentes dans la chambre du capteur (voir figure 6).

REMARQUE : ne pas tapoter le capteur avec des objets métalliques comme une pince hémostatique pour purger les bulles d'air : cela risquerait de l'endommager.

3. **(Pour les kits Safedraw™ uniquement)** Une fois la tubulure de perfusion remplie de solution, les bulles d'air présentes dans la seringue à volume réduit et dans la sortie latérale du robinet auquel la seringue est fixée sont éliminées en mettant la manette du robinet en position « OFF » (en la tournant vers le capteur). Tirer lentement le piston de la seringue à volume réduit vers l'arrière jusqu'à la butée intégrée afin de remplir la seringue avec la solution contenue dans la tubulure de perfusion. Faire pivoter le kit de telle sorte que l'extrémité de la seringue soit orientée vers le haut. Tapoter la seringue de telle sorte que l'air piégé remonte vers l'embout Luer, puis enfouir le piston à fond dans la seringue de façon à expulser l'air et la solution qu'elle contient dans la ligne patient. Mettre la manette du robinet en position « OFF » (en la tournant vers la seringue à volume réduit).

MISE EN GARDE : NE PAS effectuer de purge lorsque la ligne patient est raccordée au cathéter ou à la canule. De l'air risquerait d'être injecté dans le patient. S'applique au remplissage manuel ainsi qu'au remplissage automatique du capteur.

4. Actionner le dispositif de purge rapide pour éliminer l'air présent dans la ligne patient.

5. Inspecter toutes les parties du système de monitorage remplies de liquide afin de vérifier que toutes les bulles d'air ont bien été expulsées. Pressuriser la poche de perfusion à 300 mmHg. Si il reste des bulles d'air dans la chambre du capteur, purger de nouveau en appliquant la technique décrite dans la figure 6.

MÉTHODE DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

Le capteur Meritrans DTXPlus™ permet le remplissage du capteur (généralement sans créer de bulles d'air) en cinq minutes environ.

1. Placer le capteur sur un support de capteur (TBG) ou tout autre support permettant de le maintenir en position verticale (voir figure 7b).

2. Comprimer la manchette à pression à 300 mmHg et vérifier que la chambre compte-gouttes de la tubulure de perfusion ne se remplit pas complètement pendant la pressurisation, car cela empêcherait la mesure du débit. Ouvrir la molette de réglage du débit. Le capteur se remplit automatiquement.

3. Après cinq minutes, s'assurer que le capteur ne renferme pas de bulles d'air, puis purger pour remplir le reste du système de monitorage. Tapoter doucement le capteur tout en actionnant le clip de purge rapide pour éliminer les bulles d'air restantes (voir figure 6).

FIXATION DU CAPTEUR

1. Remplacer tous les bouchons ventilés situés sur les sorties latérales des robinets par des bouchons non ventilés (obturateurs). Si la sortie latérale est déjà dotée d'un obturateur EasyVent™, ne pas la remplacer, mais le serrer jusqu'à la position non ventilée. (Voir section B.)

2. Installer le capteur sur un support (voir figure 7b) ou directement sur le bras du patient (voir figure 7a) avec la sortie de mise à zéro du capteur au niveau du milieu du cœur.

MISE EN GARDE : le système de prélèvement sanguin Safedraw™ n'a pas été conçu pour être fixé sur le patient.

Plusieurs modèles de capteurs sont conçus pour être installés indifféremment sur un pied de perfusion ou sur le patient. Le numéro de modèle de ces capteurs se termine par « M » ou « SM ». Lorsque ces capteurs sont fixés sur les patients, des précautions doivent être prises pour empêcher qu'un changement de position du patient n'active accidentellement le dispositif de purge.

Le clip de purge rapide Merit est conçu de façon à minimiser ce risque, car il ne peut être activé qu'en pressant le clip entre deux doigts. Cependant, il est recommandé de faire preuve de prudence.

3. Connecter le système de monitorage sur la canule ou le cathéter du patient. Purger le système afin d'éliminer le sang présent dans la canule ou dans le cathéter.

MISE EN GARDE : afin d'éviter de réinjecter des bulles d'air ou des caillots de sang contenus dans le cathéter ou dans la canule vers le patient, vérifier que la ligne de monitorage est entièrement remplie de solution en laissant une faible quantité de sang refluer dans la canule avant d'effectuer la connexion avec la ligne de pression. Pour surveiller la pression sanguine dans l'oreillette gauche, il est indispensable d'installer un filtre expulseur d'air entre la canule et le capteur avant de procéder à l'amorçage.

4. Dans les installations à capteurs multiples, un système de code de couleur permet d'identifier les entrées adéquates du moniteur. Des étiquettes de couleur sont disponibles. Fixer les étiquettes adéquates sur le support de fixation du capteur (TBG) ou sur la ligne de monitorage la plus proche de chaque capteur.

Rouge (« ARTERIAL ») = pression artérielle

Bleu (« CVP ») = pression veineuse centrale

Jaune (« PA ») = pression artérielle pulmonaire

Blanc (« LAP ») = pression dans l'oreillette gauche

Blanc (vierge) = pression diverse

MISE À ZÉRO ET ÉTALONNAGE

1. Équilibrer le système de monitorage à la pression atmosphérique, puis étalonner le capteur conformément aux instructions du fabricant du moniteur.

REMARQUE : il est recommandé que le robinet à trois voies le plus proche du capteur soit placé à un niveau correspondant au milieu du cœur et qu'il ne serve qu'à la mise à zéro du système. Le capteur peut être rapidement et facilement ventilé à la pression atmosphérique en tournant la manette du robinet dans le sens antihoraire (c.-à-d. en la mettant en position « OFF », tournée vers la ligne patient) et en retirant le bouchon non ventilé de la sortie de mise à zéro. Si un obturateur EasyVent™ est présent, ne pas le retirer, mais le desserrer jusqu'à la position ventilée (section B).

2. Tourner la manette du robinet de mise à zéro dans le sens horaire (c.-à-d. la mettre en position « OFF », tournée vers la sortie latérale de mise à zéro), puis autoriser la circulation du sang du patient vers le capteur. Vérifier la qualité de la forme d'onde.

3. Attendre environ une minute pour permettre la stabilisation du système et vérifier le bon fonctionnement du dispositif de purge. Puis, compter le nombre de gouttes afin de vérifier que le débit est bien d'environ 3 ml/h. Il convient également de procéder à une inspection visuelle afin de détecter d'éventuelles fuites. Trente minutes après l'installation, puis régulièrement par la suite, vérifier le système, et notamment la pression de la poche de perfusion, le débit, le niveau du zéro et l'absence de fuites. Toute fuite, même minime, peut fausser la mesure du débit. Si l'on soupçonne un décalage du zéro (mesure anormale, par exemple), repositionner le capteur et refaire la mise à zéro. Si le problème persiste, changer le capteur. Il est recommandé de vérifier le débit après chaque purge rapide.

4. Remettre l'obturateur en place, puis fermer le robinet en tournant vers la sortie latérale. Si la sortie latérale est déjà dotée d'un obturateur EasyVent™, ne pas le remplacer, mais le serrer jusqu'à la position non ventilée (section B).

5. **(Pour les modèles DT-NN et DT-NNV uniquement)** Régler la pompe à perfusion mécanique sur le débit prescrit par le médecin.

MISE EN GARDE : la présence d'une courbe atténuee peut être due à plusieurs facteurs. En voici une liste non exhaustive :

- robinets d'arrêt mal positionnés,
- présence d'air dans la ligne de monitorage, dans le cathéter ou dans la canule,
- raccords mal serrés,
- moniteur mal étalonné,
- présence de caillots de sang dans le cathéter, dans la canule ou dans la ligne de monitorage,

- cathéter ou canule positionné(e) contre la paroi d'un vaisseau sanguin.

AVERTISSEMENT

Les mesures de pression anormales doivent être mises en corrélation avec les signes cliniques du patient. Si ce n'est pas le cas, vérifier le bon fonctionnement du capteur en utilisant une source de pression connue ou étalonnée.

En position « OFF », les robinets doivent être positionnés à 90°. Ne pas les positionner à 45° pour obtenir la position « OFF ». Un positionnement des manettes des robinets à 45° est imprécis et peut provoquer une contamination du patient, un reflux sanguin ou une embolie gazeuse.

Le dispositif de purge et la chambre compte-gouttes ne sont pas conçus pour être utilisés comme un système d'administration de liquide précis. Si l'état du patient exige un débit de liquide précis, une pompe mécanique doit être utilisée pour éviter une éventuelle sur-perfusion.

Le dispositif de communication RF doit être maintenu à une distance de 30 cm (12 po) du capteur. Le capteur ne doit pas être posé sur ou à côté d'un autre dispositif de communication. Les câbles électriques et les autres dispositifs électriques peuvent nuire aux performances du dispositif électromédical.

Les caractéristiques d'émissions du capteur sont compatibles avec une utilisation dans les zones industrielles et dans les hôpitaux (CISPR 11, Classe A). Ne pas utiliser dans un environnement résidentiel.

SECTION B

Mode d'emploi de l'obturateur EasyVent™ qui simplifie la mise à zéro du capteur.

REMPLISSAGE ET MISE À ZÉRO DU ROBINET (voir figure 8)

1. L'obturateur EasyVent™ est généralement fixé au robinet de mise à zéro dans la position ventilée. Si ce n'est pas le cas, desserrer l'obturateur jusqu'à ce qu'il tourne librement (NE PAS ENLEVER L'OBTURATEUR).
2. Actionner le dispositif de purge de manière à remplir la sortie latérale, puis laisser le liquide sortir par l'obturateur EasyVent™.
3. Une fois le remplissage terminé, mettre la manette du robinet en position « OFF » (en la tournant vers la sortie latérale), puis serrer l'obturateur.

MISE À ZÉRO DU CAPTEUR

1. Mettre la manette du robinet en position « OFF » (en la tournant vers la ligne patient), puis desserrer l'obturateur EasyVent™.
2. Mettre le moniteur à zéro, puis serrer l'obturateur.
3. Mettre la manette du robinet en position « OFF » (en la tournant vers la sortie latérale de mise à zéro), puis autoriser la circulation du sang du patient vers le capteur.

DÉPOSE ET REMISE EN PLACE DE L'OBTURATEUR

1. Pour accéder à la sortie latérale du robinet, desserrer l'obturateur, puis l'enlever.
2. Pour remettre l'obturateur en place sur la sortie latérale du robinet, il suffit de le tourner d'un coup sec et de le serrer.

SECTION C (voir figure 9)

Les kits Safedraw™ standard peuvent être connectés sur des capteurs ou des dômes à usage unique d'autres fabricants.

MISE EN GARDE : les modèles de kits Safedraw™ sont destinés à être utilisés avec des cathétérés artériels courts (6 cm maximum). Leur utilisation avec des cathétérés de taille supérieure peut provoquer une élimination insuffisante du sang hépariné présent dans la ligne et fausser les résultats des analyses de sang.

RACCORDEMENTS

1. Connecter le raccord Luer femelle du robinet à trois voies sur l'extrémité distale du kit de monitorage utilisé. Si ce kit comporte déjà une tubulure de pression préinstallée, cette dernière doit être retirée avant de connecter le système Safedraw™.
2. Commencer par remplir la partie dôme ou capteur conformément aux instructions du fabricant.
3. Remplir le kit Safedraw™ en commençant par la tubulure de pression et le septum de prélèvement sanguin. Puis, mettre la manette du robinet relié à la seringue à volume réduit en position « OFF » (en la tournant vers le capteur). Tirer lentement le piston de la seringue à volume réduit vers l'arrière jusqu'à la butée intégrée afin de remplir la seringue avec la solution contenue dans la tubulure de pression. Faire pivoter le kit de telle sorte que l'extrémité de la seringue soit orientée vers le haut. Tapoter la seringue de manière à faire monter les bulles d'air piégées vers l'embout Luer. L'embout de la seringue étant orienté vers le haut, enfoncer le piston à fond dans la seringue afin d'expulser l'air et la solution qu'elle contient dans la ligne patient. Mettre la manette du robinet en position « OFF » (en la tournant vers la seringue à volume réduit).

MISE EN GARDE : NE PAS effectuer l'étape 3, 4 ou 5 quand la ligne patient est connectée au cathéter ou à la canule. De l'air risquerait d'être injecté dans le patient.

4. Actionner le dispositif de purge rapide pour éliminer l'air présent dans la ligne patient.
5. Inspecter toutes les parties du système de monitorage remplies de liquide afin de vérifier que toutes les bulles d'air ont bien été expulsées.
6. Pressuriser la poche de perfusion à 300 mmHg. Si il reste des bulles d'air dans la chambre du capteur, purger de nouveau en appliquant la technique décrite dans la figure 6.
7. Connecter sur la canule ou sur le cathéter du patient. Purger le système pour éliminer le sang présent dans le cathéter ou la canule.
8. Remettre à zéro et étalonner le capteur conformément aux instructions du fabricant.

MISE EN GARDE : attendre environ une minute pour permettre la stabilisation du système. Il convient également de procéder à une inspection visuelle afin de détecter d'éventuelles fuites. Trente minutes après l'installation, puis régulièrement par la suite, vérifier le système, et notamment la pression de la poche de perfusion, le débit et l'absence de fuites. Toute fuite, même minimale, peut donner une représentation erronée du débit traversant effectivement le cathéter.

SECTION D – PRÉLÈVEMENT DE SANG AVEC LES DISPOSITIFS SAFEDRAW

Instructions concernant le prélèvement d'échantillons de sang avec les systèmes Safedraw™ avec capteurs à usage unique ou capteurs réutilisables avec domes (voir figures 9 et 10).

MISE EN GARDE : ne pas utiliser d'aiguille hypodermique pour accéder au septum.

1. Ouvrir le bouchon de protection à charnière du septum de prélèvement. Essuyer la surface du septum avec de l'alcool ou de la Bétadine.
2. Mettre la manette du robinet auquel est reliée la seringue à volume réduit en position « OFF » (en la tournant vers le capteur).
3. Tirer le piston de la seringue en arrière jusqu'à la butée. Mettre la manette du robinet en position « OFF » (en la tournant vers le patient).
4. Il est désormais possible de pénétrer le septum avec une aiguille de sécurité TA-BPN ou avec le dispositif de transvasement direct TA-STV pour effectuer le prélèvement sanguin. (Consulter la section appropriée, puis passer à l'étape 5.)

MISE EN GARDE : il est possible d'utiliser des seringues à embout Luer-Slip. Toutefois, lors du retrait de l'ensemble aiguille/seringue du septum, veiller à ce que les deux éléments ne se détachent pas l'un de l'autre. Pour retirer l'aiguille de sécurité et la seringue du septum, retirer lentement l'ensemble aiguille/seringue du septum tout en tenant la gaine de l'aiguille de sécurité.

Utilisation de l'aiguille de sécurité, modèle TA-BPN

- a. Fixer solidement l'aiguille de sécurité sur une seringue de prélèvement sanguin (voir figure 10).
 - b. Placer l'aiguille de sécurité dans l'alignement du septum avant de l'enfoncer à fond.
- REMARQUE :** veiller à ce que les parties courbes situées de chaque côté de la gaine de l'aiguille soient alignées avec les extensions Luer du septum. Cela permet une insertion complète de l'aiguille de sécurité dans le septum.
- c. Aspirer l'échantillon de sang dans la seringue de prélèvement. En cas de difficultés pour prélever le sang, tirer le piston de la seringue lentement vers l'arrière. Si aucune amélioration n'est constatée, s'assurer que le cathéter ou la canule n'est pas obstrué(e).
 - d. Pour retirer l'aiguille de sécurité et la seringue de prélèvement du septum, tirer lentement l'ensemble aiguille/seringue dans la direction opposée au septum tout en tenant la gaine de l'aiguille de sécurité. Quand l'aiguille est à moitié sortie du septum, il est possible de ressentir une légère résistance. A ce stade, tirer très légèrement le piston de la seringue en arrière, puis extraire l'ensemble aiguille/seringue du septum en le tournant légèrement dans le sens horaire pendant l'extraction. Cette façon de procéder permet de stabiliser la pression résiduelle dans la seringue et donc d'éviter la formation d'une goutte de sang à la pointe de l'aiguille ou sur le dessus du septum.
 - e. Essuyer la surface du septum avec de l'alcool ou de la Bétadine, puis reboucher le septum.
 - f. Pour transférer le sang vers un tube de prélèvement, enficher l'ensemble seringue/aiguille contenant le sang dans le bouchon du tube de prélèvement. L'aiguille de sécurité pénètre dans le bouchon du tube de prélèvement.

MISE EN GARDE : lors du retrait de l'aiguille de sécurité, l'extraire lentement afin de ne pas retirer le bouchon du tube de prélèvement avec l'aiguille de sécurité.

UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE TRANSFERT DIRECT, MODÈLE TA-STV

Le modèle TA-STV permet le transfert direct du sang contenu dans le septum vers le tube de prélèvement.

MISE EN GARDE : NE PAS laisser le dispositif de transvasement direct TA-STV dans le septum après le prélèvement. Ceci risquerait de contaminer la ligne patient ou de permettre à du sang d'échapper du système.

- a. Insérer le TA-STV dans le septum. Veiller à ce que les parties courbes de l'aiguille de sécurité soient alignées avec les extensions Luer du septum.

REMARQUE : le TA-STV doit être inséré dans le septum avant d'installer un tube de prélèvement dans le septum, pour ne pas rompre le vide.

- b. Insérer un tube de prélèvement dans l'extrémité du TA-STV. La quantité correcte de sang est aspirée dans le tube de prélèvement grâce au vide. Retirer le tube de prélèvement.

- c. Si d'autres prélèvements doivent être effectués, insérer les tubes de prélèvement les uns après les autres dans l'extrémité du TA-STV.

- d. Après le retrait du dernier tube de prélèvement, ôter le TA-STV du septum de prélèvement en le tirant vers le haut jusqu'à ressentir une légère résistance, puis en le tournant pour le retirer avant de le jeter.

MISE EN GARDE : NE PAS tirer le piston de la seringue à volume réduit quand le robinet de mise à zéro est en position « OFF » (tourné vers le capteur). Ceci risquerait de provoquer une arrivée d'air dans la seringue. **NE PAS** remplir la seringue à volume réduit en fermant le robinet auquel la seringue est reliée (manette tournée vers le patient) et en aspirant sauf si le dispositif de purge rapide est en position ouverte et permet donc l'écoulement du liquide contenu dans la poche de serum physiologique. La non-activation du dispositif de purge risque d'endommager le capteur.

5. Reperfuser le sang restant vers le patient, puis purger avec une solution saline :

- a. en mettant la manette du robinet auquel est reliée la seringue à volume réduit en position « OFF » (en la tournant vers le capteur) ;
- b. en enfonçant le piston de la seringue à volume réduit à fond ;
- c. en mettant la manette du robinet en position « OFF » (en la tournant vers la seringue à volume réduit) ;
- d. en faisant une purge rapide, si nécessaire, pour éliminer le sang restant dans la tubulure et dans le septum.

MISE EN GARDE : pour les applications néonatales et pédiatriques, ne pas procéder à une purge rapide afin d'éviter une surcharge de liquide, mais utiliser une seringue séparée pour purger et enregistrer la quantité conformément au protocole de l'hôpital.

6. Essuyer la surface du septum avec de l'alcool ou de la Bétadine, puis reboucher le septum.

7. Continuer de surveiller la courbe de pression.

MISE EN GARDE : afin d'éviter de réinjecter des bulles d'air ou des caillots de sang contenus dans le cathéter ou dans la canule vers le patient, vérifier que la ligne de monitorage est complètement remplie en laissant une faible quantité de sang refluer dans la canule avant d'effectuer la connexion avec la ligne de pression.

COMPLICATIONS

Les risques associés à l'utilisation de ce produit incluent :

SEPTICÉMIE/INFECTION

La contamination du système de pression peut engendrer des cultures positives. Des risques élevés de septicémie et de bactériémie sont associés aux prises de sang, aux perfusions de liquides et aux thromboses provoquées par des cathétères.

EMBOLIE GAZEUSE

De l'air risque de pénétrer dans le système et, éventuellement, dans le patient, via des robinets d'arrêt laissés ouverts par inadvertance suite à une déconnexion accidentelle du système de mesure ou à l'évacuation de bulles d'air résiduelles dans le patient.

CATHÉTER OBSTRUÉ ET REFLUX SANGUIN

Si un système purgé n'est pas correctement pressurisé par rapport à la pression sanguine du patient, un reflux sanguin ainsi qu'une obstruction du cathéter peuvent se produire.

PERFUSION DE LIQUIDES DE HAUTE CONCENTRATION MOLÉCULAIRE

Si votre hôpital a pour pratique d'effectuer ces perfusions à travers la ligne de pression, nous recommandons que tous les composants du système soient remplacés par nouveaux composants stériles, une fois la perfusion terminée.

SUR-PERFUSION

La quantité de liquide perfusée dans le patient risque d'être trop importante si la pression de la poche est supérieure à 300 mmHg. Ceci peut provoquer une surcharge de liquide et/ou une augmentation potentiellement préjudiciable de la pression artérielle.

MESURES DE PRESSION ANORMALES

Les mesures de pression peuvent changer rapidement et de façon significative du fait d'un mauvais étalonnage, de raccordements défectueux, de la présence d'air dans le système ou d'un décalage du zéro.

Pour obtenir plus d'informations sur ces complications, veuillez contacter votre représentant local.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser de dispositif de purge lors de la surveillance des pressions intramusculaire et intracrânienne.
- Ne pas utiliser les capteurs Meritrans DTXplus™ avec des moniteurs de pression non isolés.
- Pour le suivi de la pression sanguine dans l'oreillelette gauche, il est indispensable d'installer un filtre expulseur d'air entre la canule et le capteur avant de procéder à la purge.
- Ne pas utiliser sans pompe à perfusion mécanique (pour les modèles DT-NNet DT-NNV).

AVANTAGES CLINIQUES

- Permet de surveiller la pression artérielle.
- Le dispositif fourni avec le système de prélèvement sanguin Safedraw™ permet de réaliser des prélèvements sanguins et de surveiller la pression sanguine en circuit fermé.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver dans un lieu frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

STÉRILE et APYROGÈNE dans son emballage intact et fermé. Dispositif à usage unique. Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel avant utilisation. Après utilisation, éliminer le dispositif conformément aux protocoles standard de mise au rebut des déchets. Ne pas restériliser.

La durée de vie du dispositif est de 72 à 96 heures, selon les recommandations du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et de Joint Commission International (JCI).

Une réutilisation pourrait provoquer une infection ou une autre pathologie/lésion.

Dans l'Union européenne, tout incident qui survient en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

Pour tout renseignement concernant le réapprovisionnement ou pour toute demande d'assistance, veuillez contacter votre représentant local.

SPECIFICATIONS

Tension d'excitation	4 à 8 V _{eff} en courant continu
Fréquence d'excitation	CC à 5 KHz
Impédance d'excitation	>200 ohms
Impédance du signal	<3 000 ohms
Déplacement de phase entre l'excitation et le signal	<5°
Sensibilité nominale	5 µV/V/mmHg
Limite de déséquilibre	à ±75 mmHg après un test par choc semi-sinusoidal
Dérive du zéro	2 mmHg/4 h
Déviation du coefficient thermique	0,3 mmHg/°C
Sensibilité du coefficient thermique	0,1 %/°C
Sensibilité lumineuse	<2 mmHg à 3 000 lumens par pied carré

Meritrans DTXPlus™ Sistema di prelievo ematico Safedraw™ con set trasduttore di pressione monouso

ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE

Il set include trasduttore/i di pressione Meritrans DTXPlus™ e può contenere il sistema di prelievo ematico Safedraw™. Poiché le configurazioni del set per i vari clienti variano in base all'istituto, è responsabilità degli istituti stabilire politiche e procedure specifiche in merito all'uso del set, incluse le misure di sicurezza a completamento di quelle indicate nel presente foglio di istruzioni. Nella **sezione A** vengono descritti i trasduttori Meritrans DTXPlus con o senza sistema Safedraw™. Nella **sezione B** viene descritto l'uso del tappo di chiusura a fondo cieco EasyVent™. Nella **sezione C** sono descritti i set Safedraw standardizzati. Nella sezione D è descritto il prelievo ematico eseguito utilizzando Safedraw.

DESTINAZIONE D'USO

Il trasduttore di pressione sanguigna monouso Merit (DTX) è destinato al monitoraggio della pressione sanguigna invasiva. Il kit monouso di monitoraggio della pressione sanguigna (kit DTX) incluso con il sistema di prelievo ematico Safedraw consente di prelevare il sangue dal paziente senza che questi sia esposto all'ambiente esterno (prelievo ematico a circuito chiuso).

UTENTE/PAZIENTE/SETTING CLINICO

Utente: personale infermieristico, specialisti e medici qualificati

Paziente: applicazioni pediatriche e per adulti

Setting clinico: ospedali o setting clinici appropriati

SEZIONE A

La famiglia di trasduttori Meritrans DTXPlus comprende cinque modelli con lavaggio (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV e DT-XO) e un modello senza lavaggio (TNF-R).

Nei modelli DT-XXV e DT-NNV è presente un foro di sfato dell'aria sull'alloggiamento del trasduttore e sono simili ai modelli DT-XX e DT-NN.

I modelli DT-XX e DT-XXV sono dotati di attuatore blu con clip e rubinetto di azzeramento, come mostrato in figura 1. Per mantenere la perennità del catetere, il dispositivo di lavaggio integrale eroga una portata continua (nomina) di 3 ml/h con una pressione differenziale di 200 mmHg (pressione della sacca per infusione meno la pressione fisiologica media monitorata). Il dispositivo di lavaggio è inoltre dotato di valvola di sicurezza per sovrappressione, per impedire che la pressione sul trasduttore superi il valore approssimativo di 7000 mmHg. La valvola consente il rifiusso sicuro del liquido in eccesso nella sacca per infusione, salvaguardando al contempo la sterilità e la sigillatura del percorso. Gli attuatori di lavaggio rapido Merit (con clip o linguetta) risultano comodi per il riempimento con fluido, l'eliminazione delle bolle e il lavaggio rapido.

Il modello DT-XO è simile ai modelli DT-XX e DT-XXV, con portata nominale di 3 ml/h ma sprovvisto di rubinetto di azzeramento.

I modelli DT-NN e DT-NNV (portata nominale fino a 30 ml/h) sono idonei per applicazioni neonatali. Sono dotati di un rubinetto di azzeramento integrale, come i modelli DT-XX e DT-XXV, con la differenza che l'attuatore con clip è di colore giallo. **UTILIZZARE SOLO UNITAMENTE A UNA POMPA DI INFUSIONE MECCANICA PER FLUIDI.** L'effettiva velocità di infusione continua per il monitoraggio neonatale viene determinata dal medico e controllata mediante una pompa di infusione meccanica. Nelle applicazioni neonatali, il lavaggio rapido con dispositivo di lavaggio deve essere eseguito solo come parte della procedura iniziale di riempimento ed eliminazione delle bolle. Dopo il prelievo di sangue o la somministrazione di farmaci, il lavaggio deve essere eseguito manualmente con una siringa, per controllare in modo preciso l'infusione del fluido. La velocità del lavaggio rapido varia in base al tipo di set di somministrazione e alla lunghezza e al diametro del lume del tubo di pressione che collega il trasduttore al paziente.

ATTENZIONE: non ostruire i fori di sfato dell'aria presenti sull'alloggiamento del trasduttore per l'azzeramento e la calibrazione nei modelli DT-XXV e DT-NNV.

Il modello TNF-R non è dotato di dispositivo di lavaggio, attuatore con clip/linguetta o rubinetto di azzeramento e può essere fornito in un set unitamente a un dispositivo in linea separato per il flusso/lavaggio.

ATTENZIONE: il D-cap (tappo di chiusura a fondo cieco trasparente) può essere fornito con il modello TNF-R. Non serrare eccessivamente il D-cap, onde evitare di deformare il raccordo Luer maschio del modello TNF-R e compromettere così il collegamento di altri componenti.

PROCEDURE PREPARATORIE

Durante la manipolazione del dispositivo, utilizzare una tecnica asettica e un'organizzazione corretta. Verificare che tutti i collegamenti siano saldi e che il rubinetto ruoti nelle direzioni desiderate.

ATTENZIONE: stringere tutti i collegamenti prima dell'uso. Non serrare eccessivamente il connettore poiché potrebbe danneggiare la connessione e causare crepe, perdite, embolie gassose, reflusso sanguigno o perdita della forma d'onda pressoria.

Tutte le porte laterali dei rubinetti sono protette da tappi con sfato, che devono rimanere in sede fino alla preparazione del sistema. I tappi con sfato devono sempre essere sostituiti con tappi senza sfato, a meno che il sistema non sia munito di tappi di chiusura a fondo cieco EasyVent™. Vedere la sezione B per ulteriori istruzioni.

ATTENZIONE: i trasduttori monouso offrono una sola modalità di isolamento elettrico tramite diaframma, air gap, gel di isolamento o una combinazione di questi e ne è sconsigliato l'uso con monitor per pazienti non isolati. In caso di dubbi in merito alle caratteristiche di isolamento del monitor, consultare il manuale di assistenza del monitor o contattare il produttore del monitor.

COLLEGAMENTO DEL TRASDUTTORE CON IL CAVO DI INTERFAZIA

Collegare il trasduttore al cavo di interfaccia riutilizzabile allineando le frecce sui connettori e unendoli (vedere la figura 2).

ATTENZIONE: l'uso di un cavo di interfaccia diverso dal cavo Merit può causare interruzioni di segnale. Testare sempre il cavo riutilizzabile prima dell'uso.

RIEMPIMENTO DEL SET PER TERAPIA EV (VEDERE LE FIGURE 3, 4 E 5)

Attenendosi alle istruzioni, applicare camere di gocciolamento micro o macro ai set per terapia EV, in una configurazione a linea singola.

- Preparare la soluzione sterile per lavaggio in una sacca per soluzione senza sfato, secondo le indicazioni del medico.
- Eliminare l'aria dalla sacca con soluzione, inserendovi il perforatore per terapia EV, quindi ruotare la sacca verso il basso per agevolare la fuoriuscita attraverso il perforatore dell'aria intrappolata. Aprire il modulatore di flusso a rotellina e schiacciare delicatamente la sacca per terapia EV fino a spingere l'aria nella camera di gocciolamento.

NOTA: l'eliminazione dell'aria dalla sacca della soluzione previene l'ingresso di aria nel sistema di monitoraggio quando la soluzione si esaurisce o la sacca viene capovolta.

- Chiudere il modulatore di flusso a rotellina e schiacciare leggermente la sacca per spingere la soluzione nella camera di gocciolamento (riempire per circa 1/3, in quanto il livello aumenterà quando la sacca sarà sottoposta a pressione). Posizionare la sacca nel manicotto per la pressione e appendere la sull'asta portaflebo.

ATTENZIONE: se la camera di gocciolamento è completamente piena, la cannula di gocciolamento è sommersa dalla soluzione e non è possibile contare le gocce (e quindi determinare la portata). Con una pressione differenziale di 200 mmHg (pressione della sacca meno pressione fisiologica media monitorata), 2-4 gocce al minuto da un set per terapia EV con gocciolamento micro o 2-4 gocce ogni tre minuti da un set per terapia EV con gocciolamento macro corrispondono a una portata di 2-4 ml/h.

NOTA: per ridurre al minimo la formazione di bolle d'aria, riempire il sistema di monitoraggio per gravità senza pressurizzare la sacca.

- Aprire il modulatore di flusso a rotellina e riempire il set per terapia EV per gravità. Picchiettare il set per terapia EV per eliminare le bolle intrappolate. Chiudere il modulatore di flusso a rotellina.
- Collegare il set per terapia EV riempito al sistema di monitoraggio. Esistono due metodi per il riempimento del set trasduttore: il riempimento manuale e il riempimento automatico. Passare al metodo scelto per ulteriori istruzioni.

PER I MODELLI DT-NN E DT-NNV SONO VALIDI I PASSAGGI SEGUENTI.

- Collegare il set per terapia EV alla pompa di infusione meccanica appropriata. Se la pompa utilizza una cassetta, collegare il tubo al sistema con cassetta. Tra il set per terapia EV e la pompa di infusione potrebbe essere utilizzata una bretella in linea, secondo gli standard, le politiche o le procedure dell'ospedale. Se vengono utilizzati altri componenti, quali filtri per l'eliminazione di particolato o aria, eseguire i collegamenti necessari. A questo punto, il sistema con tubo per terapia EV deve essere collegato dal trasduttore/tubo del dispositivo di lavaggio.
- Collegare il trasduttore (vedere la figura 4) al sistema con tubo per terapia EV. Aprire il modulatore di flusso a rotellina. Impostare la pompa in modalità di spruzzo o scegliere un'impostazione della velocità di infusione che consenta al fluido di riempire completamente il set per terapia EV, il tubo della bretella e il sistema con cassetta. Una volta completato il riempimento, chiudere il modulatore di flusso a rotellina.

NOTA: il riempimento con fluido e l'eliminazione di bolle dal sistema con tubo per terapia EV prima del collegamento al trasduttore/tubo del dispositivo di lavaggio consente di riempire trasduttore, rubinetti e tubo di pressione in modo più rapido e senza la formazione di bolle.

METODO DI RIEMPIMENTO MANUALE DEL SET TRASDUTTORE

ATTENZIONE: non picchiattare il trasduttore con oggetti in metallo, quali clamp vascolari, per eliminare le bolle d'aria. Tale azione potrebbe danneggiare il trasduttore.

- Con il manichetto per la pressione ancora sgonfio, tenere il trasduttore in verticale con il rubinetto di azzeramento rivolto verso l'alto. Aprire il modulatore di flusso a rotellina sul set per terapia EV e schiacciare l'attuatore con clip per consentire alla soluzione di riempire completamente il sistema di monitoraggio. Per i set Safedraw™, verificare che il corpo della siringa a volume limitato sia completamente pressato quando si riempie il sistema. La porta laterale del rubinetto deve essere piena e priva di bolle.
- Picchiattare il trasduttore tenendolo sul palmo della mano e schiacciare contemporaneamente l'attuatore con clip per eliminare l'aria dalla camera del trasduttore (vedere la figura 6).
- NOTA:** non picchiattare il trasduttore con oggetti in metallo, quali clamp vascolari, per eliminare le bolle d'aria. Tale azione potrebbe provocare danni al trasduttore.

- (Solo per set Safedraw™) Dopo aver riempito il tubo di pressione con la soluzione, eliminare le bolle dalla siringa a volume limitato e dalla porta laterale del rubinetto collegato ruotando l'impugnatura del rubinetto collegato su OFF verso il trasduttore. Tirare indietro lentamente e riempire la siringa a volume limitato con la soluzione presente nel tubo di pressione, fino al finecorsa incorporato della siringa. Ruotare il set in modo che la punta della siringa sia rivolta verso l'alto. Picchiattare la siringa in modo che l'aria intrappolata avanzi verso la punta Luer, quindi reinserire completamente lo stantuffo nella siringa, spingendo l'aria intrappolata e la soluzione. Ruotare l'impugnatura del rubinetto collegato su "OFF" verso la siringa a volume limitato.

ATTENZIONE: NON eseguire lo spruzzo con la linea paziente collegata al catetere o alla cannula. Tale azione comporterebbe l'infusione di aria nel paziente (per entrambi i metodi di riempimento manuale o automatico del trasduttore).

- Attivare il dispositivo di lavaggio rapido per eliminare l'aria dalla linea del paziente.
- Ispezionare tutte le parti riempite di fluido del sistema di monitoraggio per verificare che le bolle siano state eliminate. Pressurizzare la sacca di infusione a 300 mmHg. Se rimangono bolle nella camera del trasduttore, eseguire di nuovo il lavaggio utilizzando la tecnica mostrata in figura 6.

METODO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO DEL SET TRASDUTTORE

Il trasduttore Meritrons DTXplus™ consente di riempire il trasduttore (generalmente senza bolle) in circa cinque minuti.

- Posizionare il trasduttore in un apposito supporto (TBG) o su supporti che ne consentano il posizionamento in verticale (vedere la figura 7b).
- Pressurizzare il manichetto a 300 mmHg e verificare che la camera di gocciolamento del set per terapia EV non venga riempita completamente durante la pressurizzazione, in quanto ciò impedirebbe la lettura della portata. Aprire il modulatore di flusso a rotellina. Il trasduttore si riempie automaticamente.
- Dopo cinque minuti, ispezionare il trasduttore per verificare l'eventuale presenza di bolle ed eseguire il lavaggio per finire di riempire il set di monitoraggio. Picchiattare delicatamente schiacciando al contempo l'attuatore con clip per rimuovere eventuali bolle d'aria restanti (vedere la figura 6).

FISSAGGIO DEL SET TRASDUTTORE (vedere la figura 7)

- Sostituire tutti i tappi con sfato sulla parte laterale dei rubinetti con tappi senza sfato (tappi di chiusura a fondo cieco). Se la porta laterale è dotata di tappo di chiusura a fondo cieco EasyVent™, non sostituire ma stringere il tappo in modo da portarlo in posizione senza sfato (vedere la sezione B).
- Montare il trasduttore su un supporto (vedere la figura 7b) o direttamente sul braccio del paziente (vedere la figura 7a) con la porta di azzeramento del trasduttore posizionata sulla linea mediana del cuore.

ATTENZIONE: il sistema di prelievo ematico Safedraw™ non è destinato al montaggio sul paziente.

Diversi modelli di set trasduttore sono progettati per il posizionamento su asta portatile e sul paziente. Questi set possono avere numeri di modello terminante in "M" o "SM". Quando montati sui pazienti, adottare le precauzioni necessarie per garantire che un eventuale cambiamento di posizione del paziente non determini l'azionamento accidentale del dispositivo di lavaggio. L'attuatore con clip di lavaggio rapido di Merit è progettato appositamente per ridurre al minimo tale rischio, in quanto può essere attivato solo schiacciando con due dita l'attuatore con clip. Tuttavia, si consiglia comunque di adottare le dovute precauzioni.

- Collegare il sistema di monitoraggio alla cannula o al catetere del paziente. Eseguire il lavaggio del sistema per eliminare il sangue dalla cannula o dal catetere.

ATTENZIONE: evitare di far defluire bolle di aria o coaguli di sangue dal catetere o dalla cannula nel paziente, verificando che il sistema di monitoraggio sia completamente riempito di soluzione e consentendo il reflusso di una piccola quantità di sangue nella cannula prima di collegare la linea di pressione. Per il monitoraggio della pressione atriale da sinistra, installare un filtro di eliminazione dell'aria tra la cannula e il trasduttore prima di eseguire il lavaggio.

- In installazioni con trasduttori multipli, viene utilizzato un sistema di codifica a colori per identificare gli input corretti del monitor. Sono disponibili etichette con codice cromatico. Applicare le etichette corrette al TBG o alla linea di monitoraggio il più vicino possibile al trasduttore.

Rosso ("ARTERIAL") = Pressione arteriosa

Blu ("CVP") = Pressione venosa centrale

Giallo ("PA") = Pressione dell'arteria polmonare

Bianco ("LAP") = Pressione atriale di sinistra

Bianco (Senza dicitura) = Pressione di vari tipi

AZZERAMENTO E CALIBRAZIONE

- Azzerrare il sistema di monitoraggio alla pressione atmosferica e calibrare il trasduttore attenendosi alle istruzioni del produttore del monitor.
- NOTA:** si consiglia di posizionare il rubinetto a tre vie più vicino al trasduttore sulla linea mediana del cuore e di utilizzarlo esclusivamente per l'azzeramento. Il trasduttore può essere sfidato rapidamente e agevolmente alla pressione atmosferica ruotando l'impugnatura del rubinetto in senso antiorario (cioè su "OFF" verso la linea del paziente) e rimuovendo il tappo senza sfato dalla porta di azzeramento. Se è presente un tappo di chiusura a fondo cieco EasyVent™, non rimuoverlo, ma allentarlo portandolo in posizione di sfato (sezione B).
- Ruotare l'impugnatura del rubinetto di azzeramento in senso orario (cioè su "OFF" verso la porta laterale di azzeramento) e immettere la pressione del paziente nel trasduttore. Controllare la qualità della forma d'onda.
- Attendere circa un minuto affinché il sistema si bilanci per garantire il corretto funzionamento del dispositivo di lavaggio. Contare quindi le gocce per verificare che la portata sia di circa 3 ml/h. Ispezionare anche visivamente per rilevare la presenza di eventuali perdite. Trenta minuti dopo l'installazione, e periodicamente a seguire, controllare il sistema per verificare la correttezza di pressione della saccia, portata e livello dello zero e per accertarsi che non siano presenti perdite. Le perdite, anche se minimhe, possono portare a letture della portata inaccurate. Se si sospetta una deriva dello zero, ad es. in caso di lettura anomala, riposizionare il trasduttore e azzerrare nuovamente. Se il problema persiste, cambiare il trasduttore. Dopo ogni lavaggio rapido, si consiglia di riconfermare la portata.
- Sostituire il tappo di chiusura a fondo cieco e chiudere il rubinetto verso la porta laterale. Se la porta laterale è dotata di tappo di chiusura a fondo cieco EasyVent™, non sostituire ma stringere il tappo in modo da portarlo in posizione senza sfato (sezione B).
- (Solo per modelli DT-NN e DT-NNV)** Impostare la pompa di infusione meccanica alla portata desiderata, secondo le indicazioni del medico.

ATTENZIONE: una forma d'onda smorzata eventualmente osservata può derivare da diversi fattori, tra i quali:

- Rubinetti posizionati in modo errato
- Aria nella linea di monitoraggio, nel catetere o nella cannula
- Collegamenti allentati
- Monitor calibrato in modo errato
- Coaguli di sangue nel catetere, nella cannula o nella linea di monitoraggio
- Catetere o cannula posizionati contro la parete di un vaso sanguigno

AVVERTENZA

Letture anomale della pressione devono essere correlate a manifestazioni cliniche del paziente. In caso contrario, verificare il funzionamento del trasduttore utilizzando una sorgente di pressione nota o calibrata.

Le leve del rubinetto devono essere posizionate a 90° per la posizione "OFF". Non posizionarle a 45° per raggiungere la posizione "OFF", in quanto tale posizione è imprecisa e può provocare contaminazione, reflusso ematico o embolia gassosa.

Il dispositivo di lavaggio e la camera di gocciolamento non sono sistemi di erogazione di liquido precisi. Se la condizione del paziente prevede l'erogazione precisa di fluido, utilizzare una pompa meccanica per prevenire l'eventuale sovrainfusione.

Le apparecchiature di comunicazione RF devono essere mantenute lontane dal trasduttore ad una distanza di 30 cm (12 pollici). Non impilare né posizionare il trasduttore vicino ad altre apparecchiature di comunicazione. Cavi elettrici e altri dispositivi elettronici possono influire negativamente sulle prestazioni elettromagnetiche.

Le caratteristiche di EMISSIONE del trasduttore lo rendono adatto all'uso in aree industriali e ospedali (CISPR 11 Classe A). Non usare in aree residenziali.

SEZIONE B

Istruzioni per l'uso del tappo di chiusura a fondo cieco EasyVent™ per semplificare l'azzeramento del trasduttore.

RUBINETTO DI AZZERAMENTO/RIEMPIMENTO CON FLUIDO (vedere la figura 8)

- Il tappo di chiusura a fondo cieco EasyVent™ è generalmente applicato al rubinetto di azzeramento in posizione di sfato. In caso contrario, allentare il tappo fino a quando non gira liberamente (NON RIMUOVERE IL TAPPO).
- Azionare il dispositivo di lavaggio per riempire la porta laterale e consentire al fluido di uscire dal tappo di chiusura a fondo cieco EasyVent™.
- Dopo il riempimento con fluido, ruotare il rubinetto su "OFF" verso la porta laterale e stringere il tappo.

AZZERAMENTO DEL TRASDUTTORE

- Ruotare il rubinetto su "OFF" verso la linea del paziente e allentare il tappo di chiusura a fondo cieco EasyVent™.
- Azzerrare il monitor e stringere il tappo.
- Ruotare il rubinetto su "OFF" verso la porta laterale di azzeramento e immettere nuovamente la pressione del paziente.

RIMOZIONE/SOSTITUZIONE DEL TAPPO

- Per accedere alla porta laterale del rubinetto, allentare il tappo e rimuoverlo.
- Per sostituire il tappo sulla porta laterale del rubinetto, riposizionare semplicemente il tappo e stringere.

SEZIONE C (vedere la figura 9)

I set Safedraw™ standardizzati possono essere collegati a set trasduttori o cupole monouso di altri produttori.

ATTENZIONE: i modelli dei set Safedraw™ sono destinati all'uso con cateteri arteriosi corti (fino a 6 cm). L'utilizzo con cateteri di volume maggiore può causare una clearance insufficiente del sangue eparinizzato che può portare a valori di laboratorio imprecisi.

COLLEGAMENTO

- Collegare il raccordo Luer femmina in linea del rubinetto a tre vie all'estremità distale del set di monitoraggio in uso. Se il set di monitoraggio in uso dispone già di un tubo di pressione collegato, rimuoverlo prima di collegare il sistema Safedraw™.
- Riempire la cupola o il trasduttore attenendosi alle istruzioni del produttore.
- Riempire il set Safedraw™ indipendentemente riempiendo innanzitutto il tubo di pressione e il setto per prelievo ematico. Quindi, ruotare il rubinetto della siringa a volume limitato su "OFF" verso il trasduttore. Tirare indietro lentamente e riempire la siringa a volume limitato con la soluzione presente nel tubo di pressione, fino al finecorsa incorporato della siringa. Ruotare il set in modo che la punta della siringa sia rivolta verso l'alto. Picchiattare la siringa in modo che l'aria intrappolata avanzi verso la punta Luer. Con la punta della siringa ancora rivolta verso l'alto, reinserire completamente lo stantuffo nella siringa, spingendo l'aria intrappolata e la soluzione nella linea della siringa. Ruotare l'impugnatura del rubinetto collegato su "OFF" verso la siringa a volume limitato.

ATTENZIONE: NON eseguire i passaggi 3, 4 o 5 con la linea del paziente collegata al catetere o alla cannula. Tale azione comporterebbe l'infusione di aria nel paziente.

- Attivare il dispositivo di lavaggio rapido per eliminare l'aria dalla linea del paziente.
- Ispezionare tutte le parti riempite di fluido del sistema di monitoraggio per verificare che le bolle siano state eliminate.
- Pressurizzare la sacca di infusione a 300 mmHg. Se rimangono bolle nella camera del trasduttore, eseguire di nuovo il lavaggio in figura 6.

- Collegare alla cannula o al catetere del paziente. Eseguire il lavaggio del sistema per eliminare il sangue dal catetere o dalla cannula.
- Azzerrare e calibrare il trasduttore secondo le istruzioni del produttore.

ATTENZIONE: attendere circa un minuto per consentire al sistema di bilanciarsi. Ispezionare anche visivamente per rilevare la presenza di eventuali perdite. Trenta minuti dopo l'installazione, e periodicamente a seguire, controllare il sistema per verificare la correttezza di pressione della saccia, portata e la presenza di perdite. Eventuali piccole perdite possono causare l'errata indicazione della portata effettiva attraverso il catetere.

SEZIONE D - PRELIEVO EMATICO CON SAFEDRAW

Istruzioni per il prelievo ematico con sistemi Safedraw™ dotati di trasduttori monouso o riutilizzabili con cupole (vedere le figure 9 e 10).

ATTENZIONE: non utilizzare un ago ipodermico per forare il setto.

- Aprire il tappo di protezione con cerniera dal setto per prelievo. Strofinare la superficie del setto con alcol o Betadine.
- Ruotare l'impugnatura del rubinetto con siringa a volume limitato collegata su "OFF" verso il trasduttore.
- Ritirare la siringa fino al finecorsa incorporato. Ruotare il rubinetto su "OFF" verso il paziente.
- Il setto può ora essere forato con un ago di sicurezza Safe Needle, il TA-BPN o un dispositivo di trasferimento diretto, TA-STV per prelevare il campione di sangue (andare alla sezione appropriata, quindi al passaggio 5).

ATTENZIONE: è possibile utilizzare siringhe Luer Slip; prestare attenzione che la siringa non si distacchi dall'ago di sicurezza Safe Needle durante la rimozione. Per rimuovere l'ago di sicurezza Safe Needle e la siringa dal setto, afferrare la copertura protettiva dell'ago di sicurezza Safe Needle con una mano e rimuovere con cautela il gruppo ago/siringa.

USO dell'AGO DI SICUREZZA Safe NEEDLE - Modello TA-BPN

- Stringere saldamente la siringa di prelievo ematico sull'ago di sicurezza Safe Needle (vedere la figura 10).

- Allineare l'ago di sicurezza Safe Needle con il setto e spingere completamente l'ago di sicurezza Safe Needle nel setto.

NOTA: verificare che gli archi su entrambi i lati della protezione dell'ago siano allineati con le estensioni Luer del setto. Ciò consente di inserire completamente l'ago di sicurezza Safe Needle nel setto.

- Aspirare il campione di sangue nella siringa per prelievo. Se il prelievo ematico risulta difficile, tirare indietro lentamente lo stantuffo della siringa. Se si notano ancora difficoltà, verificare che il catetere o la cannula non siano ostruiti.
- Per rimuovere l'ago di sicurezza Safe Needle e la siringa per prelievo dal setto, tirare lentamente il gruppo ago/siringa dal setto afferrando la copertura protettiva dell'ago di sicurezza Safe Needle. Quando l'ago è fuoriuscito per circa la metà, si può avvertire una leggera resistenza. A questo punto, tirare indietro molto lentamente lo stantuffo della siringa, quindi rimuovere il gruppo ago/siringa dal setto ruotando leggermente il gruppo in senso orario e tirando indietro. Il processo sopra descritto consente alla pressione residua nella siringa di bilanciarsi e prevenire formazioni di sangue sulla punta dell'ago o in circa il setto.
- Strofinare la superficie del setto con alcol o Betadine e tappare il setto.
- Per trasferire il sangue in una provetta sottovuoto, premere il gruppo siringa/ago contenente il sangue nel tappo della provetta sottovuoto. L'ago di sicurezza Safe Needle forerà il tappo della provetta sottovuoto.

ATTENZIONE: quando si rimuove l'ago di sicurezza Safe Needle, estrarre lentamente per evitare di rimuovere anche il tappo della provetta sottovuoto.

USO DEL DISPOSITIVO DI TRASFERIMENTO DIRETTO - MODELLO TA-STV

Il modello TA-STV consente di trasferire direttamente il sangue dal setto alla provetta sottovuoto.

ATTENZIONE: NON lasciare il dispositivo di trasferimento diretto, modello TA-STV, nel setto dopo il prelievo. Tale azione potrebbe contaminare la linea del paziente o determinare la fuoriuscita di sangue dal sistema.

- Inserire il dispositivo TA-STV nel setto. Verificare che gli archi sull'ago di sicurezza Safe Needle siano allineati con le estensioni Luer del setto.

NOTA: il dispositivo TA-STV deve essere inserito nel setto prima di posizionare la provetta sottovuoto nel relativo alloggiamento, onde evitare di perdere la condizione di vuoto.

- Inserire la provetta sottovuoto nell'estremità con alloggiamento del dispositivo TA-STV. Per azione del vuoto, nella provetta sottovuoto viene aspirata la corretta quantità di sangue. Rimuovere la provetta sottovuoto.

C. Se sono necessari campioni aggiuntivi, inserire una provetta sottovuoto per volta nell'estremità con alloggiamento del dispositivo TA-STV.

- Dopo aver rimosso l'ultima provetta sottovuoto, rimuovere il dispositivo TA-STV dal setto per prelievo tirando verso l'alto fino ad avvertire un leggero arresto, quindi attorcigliare per rimuovere e smaltire.

ATTENZIONE: NON tirare indietro lo stantuffo della siringa a volume limitato con il rubinetto di azzeramento su "OFF" verso il trasduttore. Tale azione comporterebbe l'aspirazione di aria nella siringa. NON riempire la siringa a volume limitato ruotando il rubinetto al quale è collegata la siringa su "OFF" verso il paziente e aspirando, a meno che il dispositivo di lavaggio rapido non sia aperto per consentire il flusso di fluido dalla saccia di soluzione fisiologica. La mancata attivazione del dispositivo di lavaggio può danneggiare il trasduttore.

- Reinfondere il sangue restante nel paziente ed eseguire il lavaggio con soluzione fisiologica eseguendo queste azioni:

- a. Ruotare l'impugnatura del rubinetto con la siringa a volume limitato collegata su "OFF" verso il trasduttore.
 - b. Spingere completamente lo stantuffo della siringa a volume limitato.
 - c. Ruotare l'impugnatura del rubinetto su "OFF" verso la siringa a volume limitato.
 - d. Eseguire il lavaggio rapido secondo necessità per eliminare il sangue ancora presente nel tubo e nel setto.
- ATTENZIONE:** per applicazioni neonatali e pediatriche, non eseguire il lavaggio rapido per prevenire il sovraccarico di fluido, ma utilizzare una siringa a parte per eseguire il lavaggio e annotare la quantità infusa secondo il protocollo ospedaliero.
6. Strofinare la superficie del setto con alcol o Betadine e tappare il setto.
 7. Controllare la forma d'onda della pressione per monitorarla.
- ATTENZIONE:** evitare di far defluire bolle di aria o coaguli dal catetere o dalla cannula nel paziente, verificando che la linea di monitoraggio sia completamente riempita di liquido e consentendo il reflusso di una piccola quantità di sangue nella cannula prima di collegare la linea di pressione.

COMPLICAZIONI

Tra i rischi associati all'uso di questo prodotto sono inclusi:

SEPSI/INFEZIONE

Colture positive possono essere originate dalla contaminazione del sistema a pressione. I rischi maggiori di setticemia e batteriemia sono stati associati a prelievo ematico, fluidi di infusione e trombosi da catetere.

EMBOLIA GASSOSA

L'aria può entrare nel sistema e, di conseguenza, arrivare al paziente a causa di rubinetti lasciati inavvertitamente aperti in seguito alla disconnessione accidentale del sistema di monitoraggio o a causa di bolle d'aria residue entrate nel sistema del paziente in seguito al lavaggio.

CATETERE OSTRUITO E REFLUSSO DI SANGUE

Se un sistema sottoposto a lavaggio non viene pressurizzato correttamente in base alla stessa pressione sanguigna del paziente, può verificarsi il reflusso di sangue oppure ostruzione del catetere.

INFUSIONE DI FLUIDI AD ALTA CONCENTRAZIONE MOLECOLARE

Se la pratica ospedaliera prevede l'esecuzione di tali infusioni attraverso la linea di pressione, si consiglia di sostituire tutti i componenti del sistema con nuovi componenti sterili al termine dell'infusione.

SOVRAINFUSIONE

Se la pressione della sacca è superiore a 300 mmHg, nel paziente potrebbe essere infusa una quantità eccessiva di fluido. Ciò può determinare un sovraccarico di fluido e/o un aumento potenzialmente pericoloso della pressione sanguigna.

LETTURE ANOMALE DELLA PRESSIONE

Le letture della pressione possono cambiare rapidamente e notevolmente a causa di una perdita della calibrazione corretta, di collegamenti allentati, aria nel sistema e deriva o shift dello zero.

Per ulteriori informazioni sulle complicanze, contattare il rappresentante locale.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare un dispositivo di lavaggio quando si monitorano le pressioni intramuscolare o intracraniale.
- Non utilizzare i trasduttori Meritran DTXPlus™ con monitor per pressione non isolati.
- Non utilizzare per il monitoraggio della pressione atriale di sinistra senza un filtro di eliminazione dell'aria tra la cannula e il trasduttore prima del lavaggio.
- Non utilizzare senza una pompa di infusione meccanica per fluidi (per i modelli DT-NN e DT-NNV).

BENEFICI CLINICI

- Consente il monitoraggio della pressione arteriosa.
- Il dispositivo confezionato con Safedraw offre un sistema chiuso per il prelievo ematico e il monitoraggio della pressione.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

STERILE e APIROGENO quando si trova nella confezione sigillata e integra. Monouso. Controllare l'integrità della confezione singola prima dell'utilizzo. Dopo l'uso, smaltire il dispositivo nel rispetto dei protocolli standard per lo smaltimento dei rifiuti. Non risterilizzare.

Il periodo di durata del dispositivo è di 72-96 ore in base alle raccomandazioni dei Centri per il controllo delle malattie (CDC) e della Joint Commission Int'l (JCI).

Il riutilizzo può provocare infezioni o altre malattie/lesioni.

Nell'UE qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro pertinente.

Per informazioni su nuovi ordini o assistenza, contattare il rappresentante di zona.

SPECIFICHE

Tensione di eccitazione	CC da 4 V a 8 V RMS
Frequenza di eccitazione	CC fino a 5 KHz
Impedenza di eccitazione	> 200 ohm
Impedenza del segnale	< 3000 ohm
Variazione di fase tra eccitazione e segnale	< 5°
Sensibilità nominale	5 µV/V/mmHg
Limite di sbilanciamento	a ±75 mmHg dopo prova d'urto semisinusoide
Deriva dello zero	2 mmHg/4 ore
Compensazione del coefficiente termico	0,3 mmHg/°C
Sensibilità del coefficiente termico	0,1%/°C
Sensibilità alla luce	<2 mmHg a 3000 piedi-candela (32292 lux)

	Non utilizzare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso
	Monouso
	Non risterilizzare
	Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti autorizza la vendita di questo dispositivo solo a medici o dietro prescrizione medica.
	Attenzione
	Conservare al riparo dall'umidità
	Tenere lontano dalla luce del sole
	Apirogeno
	Data di scadenza: AAAA-MM-GG
	Data di fabbricazione: AAAA-MM-GG
	Sterilizzato con ossido di etilene
	Dispositivo medico
	Sistema di barriera sterile singolo o Sistema di barriera sterile singolo con confezione protettiva all'interno
	Identificazione unica del dispositivo
	Non contiene DEHP, DIBP, DBP, BBP
	Parte applicata di tipo CF a prova di defibrillazione
	MR Conditional Test non clinici hanno dimostrato che il dispositivo è a compatibilità condizionata alla MR (MR Conditional). Secondo la norma ASTM F2503-13, un prodotto MR Conditional è un dispositivo di comprovata sicurezza in un ambiente RM a condizioni specifiche. Un paziente con questo dispositivo può essere sottoposto a scansioni in sicurezza in un sistema MR nelle seguenti condizioni: • Campo magnetico statico di 3 Tesla o meno • Campo magnetico a gradiente spaziale massimo di 4.000 Gauss/cm (40 T/m) • Durante il funzionamento del sistema MR, il trasduttore e il cavo non devono venire a contatto con il paziente • Il trasduttore e il cavo non devono essere montati sul paziente. • Durante il funzionamento dello scanner, il trasduttore e il cavo non devono essere posizionati all'interno del foro del sistema MR • È possibile introdurre il trasduttore e il cavo nella stanza del sistema MR, ma durante la procedura di MRI non deve essere in funzione o collegato ad un sistema di monitoraggio Le informazioni qui fornite devono essere utilizzate congiuntamente alle politiche del proprio istituto di appartenenza, al fine di valutare i rischi per pazienti e operatori derivanti dall'utilizzo dei trasduttori Meritran in un ambiente MR.
	Consultare le Istruzioni per l'uso. Per una copia elettronica, eseguire la scansione del codice QR oppure visitare il sito www.merit.com/ifu e immettere l'ID presente nelle istruzioni per l'uso. Per una copia stampata, contattare il Servizio clienti negli Stati Uniti d'America o nell'Unione Europea.
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Produttore
	Numero di catalogo
	Codice del lotto

Meritrans DTXPlus™ Einmal-Druckwandler-Sets Safedraw™-Blutentnahmesystem

GEBRAUCHSANWEISUNG

BESCHREIBUNG

Dieses Set enthält einen oder mehrere Meritrans DTXPlus™-Druckwandler und eventuell das Safedraw™-Blutentnahmesystem. Da sich die vom Kunden gewünschten Set-Konfigurationen von Einrichtung zu Einrichtung unterscheiden, liegt es in der Verantwortung der Einrichtungen, ihre spezifischen Richtlinien und Verfahren für die Verwendung des Sets festzulegen, einschließlich der Sicherheitsmaßnahmen, die in diesem Merkblatt beschriebenen Maßnahmen ergänzen. **Abschnitt A** beschreibt die Meritrans DTXPlus-Druckwandler mit oder ohne Safedraw™. **Abschnitt B** beschreibt die Verwendung der EasyVent™-Verschlusskappe (Deadender). **Abschnitt C** beschreibt standardisierte Safedraw-Systeme. **Abschnitt D** beschreibt die Blutentnahme mit Safedraw.

VERWENDUNGSZWECK

Der Merit Einmal-Druckwandler (DTX) ist für die invasive Blutdrucküberwachung vorgesehen. Das Einmal-Blutdrucküberwachungsset (DTX-Set) wird in einer Packung mit dem Safedraw-Blutentnahmesystem geliefert und ermöglicht eine Blutentnahme, bei der keine Verbindung zwischen dem Blutkreislauf des Patienten und der äußeren Umgebung entsteht (geschlossene Blutentnahme).

ANWENDER/PATIENT/KLINISCHE EINRICHTUNG

Benutzer: Qualifizierte Pflegekräfte, Kliniken und Ärzte

Patient: Anwendung bei Kindern und Erwachsenen

Klinische Einrichtung: Krankenhaus oder geeignete klinische Umgebungen

ABSCHNITT A

Die Serie der Meritrans DTXPlus-Druckwandler umfasst fünf Modelle mit Spülsystem (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV und DT-XO) sowie ein Modell ohne Spülsystem (TNF-R).

Die Modelle DT-XX und DT-NNV enthalten eine Belüftungsöffnung am Druckwandlergehäuse und sind ähnlich wie die Modelle DT-XX und DT-NN.

Die Modelle DT-XX und DT-XXV besitzen einen blauen Auslöser (Drückmechanismus) zur Aktivierung der Schnellspülung und einen Nullabgleichshahn (siehe Abbildung 1). Zur Aufrechterhaltung der Katheterdurchgängigkeit sorgt die integrierte Spülvorrichtung bei einem Differenzdruck von 200 mmHg (Infusionsbeuteldruck minus mittlerer gemessener physiologischer Druck) für einen kontinuierlichen (Nenn-) Durchfluss von 3 ml/h. Die Spülvorrichtung umfasst auch ein Überdrucksicherheitsventil, das verhindert, dass der Druck auf den Druckwandler 7000 mmHg übersteigt. Das Ventil leitet überschüssige Flüssigkeit sicher in den Infusionsbeutel zurück, ohne das geschlossene, sterile System zu unterbrechen. Der Merit Auslöser zur Aktivierung der Schnellspülung (Drück- oder Ziehmechanismus) erleichtert die Befüllung des Systems mit Flüssigkeit, die Entlüftung und die Schnellspülung.

Das Modell DT-XO ähnelt den Modellen DT-XX und DT-XXV und arbeitet mit einem Nenndurchfluss von 3 ml/h, verfügt jedoch nicht über einen Nullabgleichshahn.

Die Modelle DT-NN und DT-NNV (max. Nenndurchfluss 30 ml/h) sind für neonatale Anwendungen vorgesehen. Sie besitzen wie die Modelle DT-XX und DT-XXV einen integrierten Nullabgleichshahn, der Auslöser für die Schnellspülung ist jedoch gelb gefärbt. **NUR IN VERBINDUNG MIT EINER MECHANISCHEM FLÜSSIGKEITSINFUSIONSPUMPE VERWENDEN.** Die tatsächliche Dauerinfusionsrate für die Überwachung von Neugeborenen wird vom Arzt bestimmt und durch eine mechanische Infusionspumpe gesteuert. Die Schnellspülung über die Spülvorrichtung sollte bei neonatalen Anwendungen nur im Rahmen der initialen Flüssigkeitsbefüllung und des Entlüftungsvorgangs durchgeführt werden. Die Spülung nach der Blutentnahme oder der Verarbeitung von Medikamenten sollte manuell mit einer Spritze erfolgen, um die Flüssigkeitsinfusion präzise zu steuern. Die Schnellspülrate ist je nach Art des Infusionssystems sowie der Länge und dem Lumen der Druckschläuche zwischen Druckwandler und Patient unterschiedlich.

VORSICHT: Die Modelle DT-XXV und DT-NNV mit einer Entlüftungsöffnung am Druckwandlergehäuse zum Nullabgleich und zur Kalibrierung dürfen nicht blockiert werden.

Das Modell TNF-R ist nicht mit einer Spülvorrichtung, einem Auslöser für die Schnellspülung (Drück- oder Ziehmechanismus) oder einem Nullabgleichshahn ausgestattet und kann in einem Set zusammen mit einer separaten Durchfluss-/Spülvorrichtung geliefert werden.

VORSICHT: Der Lieferumfang des Modells TNF-R kann eine D-Kappe (transparente Verschlusskappe – Deadender) umfassen. Die D-Kappe nicht zu fest anziehen, da dies den männlichen Luer-Anschluss des TNF-R verformen und die Verbindung anderer Komponenten verhindern kann.

VORBEREITUNG

Bei der Handhabung des Geräts aseptische Techniken verwenden und das Gerät ordnungsgemäß einrichten. Überprüfen, ob alle Anschlüsse fest sitzen und sich alle Hähne in der richtigen Position befinden.

VORSICHT: Alle Anschlüsse vor der Verwendung fest anziehen. Die Anschlüsse nicht zu fest anziehen, da dadurch Risse an den Verbindungsstellen entstehen können, was zu Leckage, Luftembolien, Rückflüssen oder Verlust der Druckkurven führen kann.

Alle Seitenanschlüsse der Absperrhähne sind durch belüftete Kappen geschützt, die bis zur Befüllung des Systems nicht entfernt werden sollten. Belüftete Kappen sollten immer durch unbelüftete Kappen ersetzt werden, es sei denn, es werden EasyVent™-Verschlusskappen (Deadender) verwendet. Weitere Anweisungen dazu siehe Abschnitt B.

VORSICHT: Einmal-Druckwandler verwenden zur elektrischen Isolierung eine Membran, einen Luftspalt, ein Isoliergel oder eine Kombination der oben genannten Möglichkeiten und werden nicht zur Verwendung mit nicht isolierten Patientenmonitoren empfohlen. Bei Unklarheiten über die Isolationseigenschaften Ihres Monitors das Servicehandbuch des Monitors lesen oder sich an den Monitorhersteller wenden.

ANSCHLUSS DES DRUCKWANDLERS AN DAS SCHNITTSTELLENKABEL

Den Druckwandler an das wiederverwendbare Schnittstellenkabel anschließen. Dazu die Pfeile der Stecker ausrichten und Stecker zusammenschieben (siehe Abbildung 2).

VORSICHT: Wenn Sie kein Merit-Schnittstellenkabel verwenden, kann es zu Signalstörungen kommen. Das wiederverwendbare Kabel stets vor dem Gebrauch prüfen.

BEFÜLLUNG DES INFUSIONSSYSTEMS (SIEHE ABBILDUNG 3, 4 UND 5)

Die folgenden Anweisungen gelten für Infusionsysteme mit Mikro- oder Makrotropfakkern in Einzelleitungskonfigurationen.

- Eine sterile Spülösung in einem luftdichten Lösungsbeutel gemäß ärztlicher Verordnung vorbereiten.
- Luft aus dem Lösungsbetel entfernen, indem der Infusionssteckdorn in den Lösungsbetel eingeführt und der Beutel nach unten gedreht wird, um die eingeschlossene Luft über den Einstechdorn entweichen zu lassen. Die Rollenklemme öffnen und den Lösungsbetel vorsichtig drücken, bis die Luft in die Tropfkammer gedrängt wird.
- HINWEIS: Durch die Entlüftung des Lösungsbetels wird verhindert, dass Luft in das Drucküberwachungssystem eindringen kann, wenn die Lösung aufgepumpt ist oder der Beutel umgedreht wird.
- Die Rollenklemme schließen und den Beutel leicht drücken, um die Lösung in die Tropfkammer zu drängen (sollte ungefähr zu 1/3 gefüllt sein, da sich der Flüssigkeitsspiegel erhöht, wenn der Beutel unter Druck gesetzt wird). Den Beutel in eine Druckschlauchte legen und an einen Infusionsständer hängen.
- VORSICHT:** Wenn die Tropfkammer vollständig gefüllt ist, wäre die Tropfkammer in Flüssigkeit eingetaucht und die Bestimmung der Tropfenzahl (Flussrate) wäre nicht möglich. Bei einem Differenzdruck von 200 mmHg (Druck im Beutel minus mittlerer gemessener physiologischer Druck) entsprechen 2-4 Tropfen pro Minute aus einem Infusionssystem mit Makrotropfakkern bzw. 2-4 Tropfen pro drei Minuten aus einem Infusionssystem mit Mikrotropfakkern einer Spülrate von 2-4 ml/h.
- HINWEIS:** Zur Verringerung der Bildung von Luftblasen das Drucküberwachungssystem mittels Schwerkraft füllen, ohne den Beutel unter Druck zu setzen.
- Die Rollenklemme öffnen und das Infusionssystem mittels Schwerkraft füllen. Auf das Infusionssystem klopfen, um eingeschlossene Luftblasen entweichen zu lassen. Die Rollenklemme schließen.
- Das gefüllte Infusionssystem an das Drucküberwachungssystem anschließen. Es gibt zwei Methoden zum Befüllen des Druckwandlersystems: manuelles Befüllen und automatisches Befüllen. Im Abschnitt der jeweiligen Methode finden Sie weitere Anweisungen.

FÜR DIE MODELLE DT-NN UND DT-NNV DIE FOLGENDEN SCHritte DURCHFÜHREN.

- Das Infusionssystem an die entsprechende mechanische Infusionspumpe anschließen. Wenn die Pumpe eine Kassette verwendet, die Schläuche an das Kassettenystem anschließen. In Übereinstimmung mit den Standards, Richtlinien oder Verfahren Ihres Krankenhauses kann eine Inline-Bürette zwischen Infusionssystem und Infusionspumpe verwendet werden. Werden andere

Komponenten, z. B. Partikel- oder Luftfilter verwendet, die notwendigen Anschlüsse durchführen. Dieses I.V.-Schlauchsystem sollte an dieser Stelle vom Druckwandler/Spülvorrichtungsschlauch getrennt bleiben.

- Den Druckwandler (siehe Abbildung 4) an das I.V.-Schlauchsystem anschließen. Die Rollenklemme lösen. Die Pumpe auf „Spulen“ einstellen oder eine Infusionsrate wählen, damit die Flüssigkeit das Infusionssystem, die Bürette-Schläuche und das Kassettenystem vollständig füllen kann. Bei Safedraw™-Sets ist darauf zu achten, dass der Zylinder der volumenbeschränkten Spritze beim Befüllen des Systems vollständig niedergedrückt ist. Der Seitenanschluss des Absperrhahns sollte gefüllt und entlüftet sein.

HINWEIS: Das Befüllen und Entlüften des I.V.-Schlauchsystems vor dem Anschluss an den Druckwandler/die Spülvorrichtung ermöglicht ein schnelleres und blasenfreies Befüllen des Druckwandlers, der Absperrhähne und der Druckschläuche.

MANUELLE BEFÜLLUNG DES DRUCKWANDLER-SETS

VORSICHT: Nicht mit Metallgegenständen, z. B. Gefäßklemmen, gegen den Druckwandler klopfen, um Luftblasen zu entfernen. Andernfalls könnte der Druckwandler beschädigt werden.

- Bevor die Druckmanschette aufgepumpt wird, den Druckwandler senkrecht halten, sodass der Nullabgleichshahn nach oben zeigt. Die Rollenklemme am Infusionssystem öffnen und den Auslöser für die Schnellspülung zusammendrücken, damit die Lösung das Überwachungssystem vollständig füllen kann. Bei Safedraw™-Sets ist darauf zu achten, dass der Zylinder der volumenbeschränkten Spritze beim Befüllen des Systems vollständig niedergedrückt ist. Der Seitenanschluss des Absperrhahns sollte gefüllt und entlüftet sein.

HINWEIS: Da der Druckwandler mittels Schwerkraft gefüllt wird, muss sichergestellt werden, dass der Beutel höher als der Druckwandler und das Überwachungssystem hängt.

- Den Druckwandler gegen die Innenseite der offenen Hand klopfen und gleichzeitig den Auslöser für die Schnellspülung drücken, um die Luft aus der Druckwandlerkammer zu entfernen (siehe Abbildung 6).

HINWEIS: Nicht mit Metallgegenständen, z. B. Gefäßklemmen, gegen den Druckwandler klopfen, um Luftblasen zu entfernen, da dies den Druckwandler beschädigen könnte.

- (Nur für Safedraw™-Sets) Nachdem der Druckschlauch mit Lösung gefüllt ist, wird die volumenbeschränkte Spritze und der Seitenanschluss des Absperrhahns mit Lösung gefüllt. Das Set drehen, so dass die Spritzenspitze nach oben zeigt. Auf die Spritze klopfen,

damit die eingeschlossene Luft zur Luer-Spitze aufsteigt. Dann den Kolben vollständig in die Spritze zurückdrücken, wodurch die eingeschlossene Luft und die Lösung

in die Patientenleitung gedrückt werden. Den Absperrhahn in die OFF-Position in Richtung Schnellspülung drehen. In Richtung volumenbeschränkte Spritze drehen.

VORSICHT: Die Spülung NICHT durchführen, wenn die Patientenleitung mit dem Katheter oder der Kanüle verbunden ist. Dadurch kann Luft in den Patienten eindringen. Dies gilt sowohl für die manuelle als auch die automatische Befüllung des Druckwandlers.

- Die Schnellspülvorrichtung aktivieren, um die Luft aus der Patientenleitung zu spülen.

- Alle flüssigkeitsgefüllten Teile des Überwachungssystems überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Blasen mehr vorhanden sind. Den Infusionsbeutel mit 300 mmHg unter Druck setzen. Wenn in der Druckwandlerkammer Blasen verbleiben, mit der in Abbildung 6 dargestellten Technik erneut spülen.

AUTOMATISCHE BEFÜLLEN DES DRUCKWANDLER-SETS

Der Meritrans DTXPlus™-Druckwandler kann in etwa fünf Minuten (in der Regel blasenfrei) gefüllt werden.

- Den Druckwandler in einen Druckwandlerhalter (TBG) oder eine andere Halterung setzen, die den Druckwandler in vertikaler Position hält (siehe Abbildung 7b).

- Die Manschette mit 300 mmHg unter Druck setzen und sicherstellen, dass die Tropfkammer des Infusionssystems während der Druckbeaufschlagung nicht vollständig gefüllt ist, da dies das Ablesen der Durchflussrate verhindert. Rollenklemme öffnen. Der Druckwandler wird automatisch gefüllt.

- Nach fünf Minuten den Druckwandler auf Blasen prüfen und spülen, um den Rest des Überwachungssets zu befüllen. Bei zusammengedrücktem Auslöser für die Schnellspülung leicht gegen das System klopfen, um verbleibende Luftblasen zu entfernen (siehe Abbildung 6).

SICHERUNG DES DRUCKWANDLER-SETS (siehe Abbildung 7)

- Alle belüfteten Kappen an den Seitenanschlüssen der Absperrhähne durch nicht belüftete Kappen (Deadender) ersetzen. Wenn der Seitenanschluss eine EasyVent™-Verschlusskappe (Deadender) verwendet, die Kappe nicht ersetzen, sondern die Kappe fest anziehen, damit keine Belüftung erfolgt (siehe Abschnitt B).

- Den Druckwandler in einer Halterung setzen (siehe Abbildung 7b) oder direkt am Arm des Patienten befestigen (siehe Abbildung 7a). Dabei muss sich der Nullabgleichsanschluss des Druckwandlers auf mittlerer Höhe des Herzens befinden.

VORSICHT: Das Safedraw™-Blutentnahmesystem ist nicht für die Besteigung am Patienten vorgesehen.

Mehrere Modelle der Druckwandler-Sets sind so konzipiert, dass sie sowohl am Infusionsständer als auch am Patienten befestigt werden können. Diese Sets sind möglicherweise mit Modellnummern gekennzeichnet, die mit „M“ oder „SM“ enden. Bei der Befestigung am Patienten ist darauf zu achten, dass bei einer Veränderung der Körperposition des Patienten nicht versehentlich die Spülvorrichtung betätigt wird.

Der Merit Auslöser zur Aktivierung der Schnellspülung ist zwar so konstruiert, dass dieses Risiko minimiert wird, da die Schnellspülung nur durch Drücken des Auslösers mit zwei Fingern aktiviert werden kann. Dennoch werden Vorsichtsmaßnahmen empfohlen.

- Das Überwachungssystem an die Kanüle oder den Katheter des Patienten anschließen. Das System spülen, um Blut aus der Kanüle oder dem Katheter zu entfernen.

VORSICHT: Darauf achten, dass keine Luftblasen oder Blutgerinnsel im Katheter oder in der Kanüle in den Blutkreislauf des Patienten gelangen. Aus diesem Grund immer sicherstellen, dass das Überwachungssystem vollständig mit Lösung gefüllt ist, und eine kleine Menge Blut durch die Kanüle zurückfließen lassen, bevor Sie die Druckleitungsverbindung herstellen. Bei der Überwachung des Drucks im linken Vorhof muss vor dem Spülen ein Luftfilter zwischen Kanüle und Druckwandler eingebaut werden.

- Bei Verwendung mehrerer Druckwandler dient ein Farbcodierungssystem zur Identifizierung der entsprechenden Monitorenränge. Farbcodierte Etiketten sind erhältlich. Die entsprechenden Etiketten am TBG oder an der dem jeweiligen Druckwandler nächstgelegenen Überwachungsleitung anbringen.

Rot („ARTERIAL“) = arterieller Druck

Blau („CVP“) = zentraler Venendruck

Gelb („PA“) = Pulmonalarteriendruck

Weiß („LAP“) = linker Vorhofdruck

Weiß (leer) = sonstige Drücke

NULLABGLEICH UND KALIBRIERUNG

- Der Nullabgleich des Überwachungssystems zum atmosphärischen Druck und die Kalibrierung des Druckwandlers muss gemäß den Anweisungen des Monitorherstellers erfolgen.

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Dreie-Wege-Hahn, der dem Druckwandler am nächsten liegt, auf mittlerer Höhe des Herzens zu platzieren und ausschließlich für den Nullabgleich zu verwenden. Durch Drehen des Absperrhahns gegen den Uhrzeigersinn (d. h. in die OFF-Position in Richtung Patientenleitung) und Entfernen der nicht belüfteten Kappe vom Nullabgleichsanschluss kann der Druckwandler schnell und einfach auf Atmosphärendruck entlüftet werden. Wenn eine EasyVent™-Verschlusskappe (Deadender) verwendet wird, die Kappe nicht entfernen, sondern die Kappe nur lockern, um eine Entlüftung position zu erreichen (Abschnitt B).

- Den Nullabgleichshahn im Uhrzeigersinn (d. h. in die OFF-Position in Richtung Nullabgleich-Seitenanschluss) drehen und den Blutdruck des Patienten an den Druckwandler weiterleiten. Die Qualität der Druckkurve überprüfen.

- Das System ca. eine Minute stabilisieren lassen, um sicherzustellen, dass die Spülvorrichtung ordnungsgemäß funktioniert. Dann eine Tropfenzählung durchführen, um zu überprüfen, ob die Flussrate etwa 3 ml/h beträgt. Außerdem eine Sichtprüfung auf Unregelmäßigkeiten durchführen. Das System 30 Minuten nach der Installation und danach regelmäßig auf Korrekt Druckdruck, korrekte Flussrate und korrekte Nullwert überprüfen und die Dictheit des Systems sicherstellen. Selbst kleinste Leckagen können zu ungenauen Durchflussmessungen führen. Bei Verdacht auf Nullpunkt drift, beispielsweise aufgrund von auffälligen Werten, den Druckwandler neu positionieren und den Nullpunkt neu einstellen. Wenn das Problem weiterhin besteht, den Druckwandler auswechseln. Nach jeder Schnellspülung wird empfohlen, die Flussrate erneut zu prüfen.

- Der Deadender-Verschlusskappe wieder aufsetzen und den Absperrhahn zum Seitenanschluss zudrehen. Wenn der Seitenanschluss eine EasyVent™-Verschlusskappe (Deadender) verwendet, die Kappe nicht ersetzen, sondern die Kappe fest anziehen, damit keine Belüftung erfolgt (siehe Abschnitt B).

- (Nur für DT-NN und DT-NNV) Die mechanische Infusionspumpe entsprechend der ärztlichen Anweisung auf die gewünschte Flussrate einstellen.

VORSICHT: Eine gedämpfte Druckkurve kann durch mehrere Faktoren verursacht werden, unter anderem durch (ohne darauf beschränkt zu sein):

- Falsch positionierte Absperrhähne
- Luft in Überwachungsleitung, Katheter oder Kanüle
- Lose Anschlüsse
- Einen falsch kalibrierten Monitor
- Blutgerinnsel in Katheter, Kanüle oder Überwachungsleitung
- Einen Katheter oder eine Kanüle, die an einer Blutgefäßwand liegt

ACHTUNG

Auffällige Druckwerte sollten zu den klinischen Symptomen des Patienten passen. Wenn dies nicht der Fall ist, die Funktion des Druckwandlers mit einer bekannten oder kalibrierten Druckquelle überprüfen.

Die Absperrhähne müssen in der OFF-Position auf 90° stehen. Die Hähne nicht auf 45° stellen, um eine OFF-Position zu erreichen, da dies ungenau ist und zu Kontamination, Rückfluss oder Luftembolie führen kann.

Spülvorrichtung und Tropfkammer sind keine präzisen Flüssigkeitsabgabesysteme. Wenn der Zustand des Patienten eine präzise Flüssigkeitsabgabe erfordert, sollte eine mechanische Pumpe verwendet werden, um eine mögliche Überinfusion von Flüssigkeit zu verhindern.

HF-Kommunikationsgeräte sind in einem Abstand von 30 cm (12 Zoll) von Transducer fernzuhalten. Der Transducer darf nicht auf anderen kommunizierenden Geräten oder in deren Nähe platziert werden. Elektrokabel und andere elektronische Geräte können die elektromagnetische Verträglichkeit beeinträchtigen.

Aufgrund seiner EMSSIONS-Eigenschaften ist der Transducer für den Einsatz im industriellen Bereich und in Krankenhäusern geeignet (CISPR 11, Klasse A). Nicht im Wohnumfeld zu verwenden.

ABSCHNITT B

Gebrauchsanweisung der EasyVent™-Verschlusskappe (Deadender), die den Nullabgleich des Druckwandlers vereinfacht.

BEFÜLLUNG DES NULLABGLEICHSHAHNS MIT FLÜSSIGKEIT (siehe Abbildung 8)

- Die EasyVent™-Verschlusskappe (Deadender) wird in der Regel am Nullabgleichshahn in der Entlüftungsstellung angebracht. Wenn dies nicht der Fall ist, die Kappe lockern, bis sie sich frei dreht (DIE KAPPE NICHT ENTFERNEN).

- Die Spülvorrichtung betätigen, um den Seitenanschluss zu füllen, bis die Flüssigkeit durch die EasyVent™-Verschlusskappe (Deadender) austritt.

- Nach dem Einfüllen der Flüssigkeit den Absperrhahn in die OFF-Position in Richtung Seitenanschluss drehen und die Kappe festziehen.

NULLABGLEICH DES DRUCKWANDLERS

- Den Absperrhahn in die OFF-Position in Richtung Patientenleitung drehen und die EasyVent™-Verschlusskappe (Deadender) lockern.
- Nullabgleich durchführen und die Kappe festziehen.
- Den Absperrhahn in die OFF-Position in Richtung Nullabgleichs-Seitenanschluss drehen, um den Blutdruck des Patienten erneut zu messen.

ENTFERNEN/ERSETZEN DER KAPPE

- Um freien Zugang zum Seitenanschluss des Absperrhahns zu erhalten, die Kappe lösen und abziehen.
- Zum Wiederanbringen der Kappe am Seitenanschluss des Absperrhahns die Kappe einfach wieder aufsetzen und festdrehen.

ABSCHEID C (siehe Abbildung 9)

Standardisierte Safedraw™-Sets können an Einmal-Druckwandler oder Einmalkuppeln anderer Hersteller angeschlossen werden.
VORSICHT: Die Modelle des Safedraw™-Sets sind zur Verwendung mit kurzen arteriellen Kathetern (bis zu 6 cm) vorgesehen. Die Verwendung mit Kathetern mit größerem Volumen kann dazu führen, dass Reste von heparinisiertem Blut im Schlauchsystem verbleiben und deshalb ungenaue Laborwerte gemessen werden.

ANSCHLUSS

- Den weiblichen Inline-Luer-Anschluss des Drei-Wege-Hahns mit dem distalen Ende des verwendeten Überwachungssets verbinden. Wenn das verwendete Überwachungsset bereits mit einem Druckschlauch versehen ist, sollte dieser vor dem Anbringen des Safedraw™-Systems entfernt werden.
- Zuerst die Kupplung oder den Druckwandler entsprechend den Anweisungen des Herstellers befüllen.
- Das Safedraw™-Standalone-System befüllen, indem Sie zuerst den Druckschlauch und das Blutentnahmeseptum befüllen. Als Nächstes den Absperrhahn der volumenbeschränkten Spritze in die OFF-Position in Richtung Druckwandler drehen. Die volumenbeschränkte Spritze langsam zurückziehen und mit Lösung aus dem Druckschlauch befüllen, bis der Kolben am eingebauten Anschlag anstoßt. Das Set so drehen, dass die Spritzenpistole nach oben zeigt. Auf die Spritze klopfen, damit die eingeschlossene Luft zur Luer-Spitze aufsteigt. Die Spritzenpistole weiter nach oben halten und den Kolben vollständig in die Spritze zurückdrücken, wodurch die eingeschlossene Luft und die Lösung in die Patientenleitung gedrückt werden. Den Absperrhahn in die OFF-Position in Richtung volumenbeschränkte Spritze drehen.
- VORSICHT: Schritt 3, 4 oder 5 NICHT ausführen, wenn die Patientenleitung an den Katheter oder die Kanüle angeschlossen ist. Dadurch kann Luft in den Patienten eindringen.**
- Die Schnellspülvorrichtung aktivieren, um die Luft aus der Patientenleitung zu spülen.
- Alle Flüssigkeitsgefüllte Teile des Überwachungssystems überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Blasen mehr vorhanden sind.
- Den Infusionsbeutel mit 300 mmHg unter Druck setzen. Wenn in der Druckwanderkammer Blasen verbleiben, mit der in Abbildung 6 dargestellten Technik erneut spülen.
- Das System an die Kanüle oder den Katheter des Patienten anschließen. Das System spülen, um Blut aus dem Katheter oder der Kanüle zu entfernen.
- Nullabgleich und Kalibrierung des Druckwandlers nach den Anweisungen des Herstellers durchführen.
- VORSICHT:** Das System ca. eine Minute stabilisieren lassen. Außerdem eine Sichtprüfung auf Undichtigkeiten durchführen. Das System 30 Minuten nach der Installation und danach regelmäßig auf korrekten Infusionsbeuteldruck, korrekte Flussrate und Dichtheit überprüfen. Kleine Undichtigkeiten können die tatsächliche Flussrate durch den Katheter verzerrn.

ABSCHEID D – SAFEDRAW-BLUTENTNAHME

Anweisungen zur Blutentnahme mit Safedraw™-Systemen und Einmal-Druckwandlern oder wiederverwendbaren Druckwandlern mit Kuppeln (siehe Abbildung 9 und 10).

VORSICHT: Das Septum nicht mit einer Injektionsnadel durchstoßen.

- Die aufklappbare Schutzkappe des Blutprobenentnahmeseptums öffnen. Die Septumoberfläche mit Alkohol oder Betadin abwischen.
- Den Absperrhahn mit der volumenbeschränkten Spritze in die OFF-Position in Richtung Druckwandler drehen.
- Die Spritze zurückziehen, bis der Kolben am eingebauten Anschlag anstoßt. Den Absperrhahn in die OFF-Position zum Patienten drehen.
- Das Septum kann nun mit einer Safe-Nadel, TA-BPN oder dem Direktentnahmesystem, TA-STV, durchstoßen werden, um die Blutprobe zu entnehmen. (Siehe den entsprechenden Abschnitt, dann weiter mit Schritt 5.)
- VORSICHT:** Es können Luer-Spritzen verwendet werden, wobei darauf geachtet werden sollte, dass sich die Spritze beim Abnehmen nicht von der Safe-Nadel löst. Um die Safe-Nadel und die Spritze aus dem Septum zu entfernen, die Umhüllung der Safe-Nadel mit einer Hand ergreifen und vorsichtig die Spritze mit der Nadel entfernen.

Verwendung der Safe-Nadel, Modell TA-BPN

- Die Blutentnahmespritze fest an der Safe-Nadel befestigen (siehe Abbildung 10).
- Die Safe-Nadel auf das Septum ausrichten und die Safe-Nadel vollständig in das Septum drücken.
- HINWEIS:** Sicherstellen, dass die Bögen auf beiden Seiten des Nadelschutzes auf die Luer-Verlängerungen des Septums ausgerichtet sind. So kann die Safe-Nadel vollständig in das Septum eingeführt werden.
- Die Blutprobe in die Probenpritze ziehen. Wenn die Blutentnahmehand Schwierigkeiten bereitet, den Spritzenkolben langsam zurückziehen. Sollten weiterhin Schwierigkeiten auftreten, den Katheter oder die Kanüle auf Verstopfung überprüfen.
- Um die Safe-Nadel und die Entnahmespritze aus dem Septum zu entfernen, langsam Nadel und Spritze aus dem Septum ziehen. Gleichzeitig die Umhüllung der Safe-Nadel festhalten. Wenn die Nadel ungefähr auf halber Strecke ist, ist ein leichter Widerstand zu spüren. Nun den Spritzenkolben ganz leicht zurückziehen, dann Nadel und Spritze aus dem Septum entfernen, indem Sie beides leicht im Uhrzeigersinn drehen und zurückziehen. Der oben beschriebene Prozess ermöglicht es, den Restdruck in der Spritze auszugleichen und die Bildung von Blut an der Nadelspitze oder an der Spitze des Septums zu verhindern.
- Die Oberfläche des Septums mit Alkohol oder Betadin abwischen und das Septum verschließen.
- Zum Umfüllen des Bluts in ein Blutprobenröhrchen die blutgefüllte Spritzenneedle in den Stopfen des Blutprobenröhrchens stecken. Die Safe-Nadel durchstoßen den Stopfen des Blutprobenröhrchens.
- VORSICHT:** Die Safe-Nadel langsam herausziehen, damit der Stopfen des Blutprobenröhrchens nicht zusammen mit der Safe-Nadel herausgezogen wird.

VERWENDUNG DES DIREKTENTNAHMESYSTEMS, MODELL TA-STV

Das Modell TA-STV ermöglicht die direkte Blutübertragung vom Septum zum Blutprobenröhrchen.

- VORSICHT:** Das Direktentnahmesystem, Modell TA-STV, nach Abschluss der Probenentnahme **NICHT** im Septum belassen. Andernfalls kann es zur Verschmutzung der Patientenleitung kommen oder Blut kann aus dem System austreten.
- TA-STV in das Septum einführen. Sicherstellen, dass die Einbuchtungen der Safe-Nadel auf die Luer-Verlängerungen des Septums ausgerichtet sind.
- HINWEIS:** TA-STV muss in das Septum eingeführt werden, bevor ein Blutprobenröhrchen in die Röhrenaufnahme eingesetzt wird, da sonst das Vakuum verloren geht.
- Blutprobenröhrchen in das Anschlussende des TA-STV einführen. Die korrekte Blutmenge wird durch das Vakuum in das Blutprobenröhrchen gesaugt. Das Blutprobenröhrchen entfernen.
- Falls zusätzliche Proben benötigt werden, Blutprobenröhrchen einzeln in die TA-STV-Aufnahme setzen.
- Nachdem das letzte Blutprobenröhrchen entfernt wurde, TA-STV vom Septum für die Probenentnahme entfernen, indem Sie es bis zum Anschlag nach oben ziehen, dann zum Entfernen abdrehen und entsorgen.
- VORSICHT:** Den Kolben der volumenbeschränkten Spritze **NICHT** zurückziehen, wenn der Nullabgleichshahn in der OFF-Position zum Druckwandler steht. Andernfalls kann Luft in die Spritze gesaugt werden. Die volumenbeschränkte Spritze **NICHT** dadurch füllen, dass der Absperrhahn, an dem die Spritze angeschlossen ist, in die OFF-Position zum Patienten gedreht wird, es sei denn, die Schnellspülvorrichtung wird geöffnet, um den Flüssigkeitsfluss aus dem Kochsalzlösungsbeutel zu ermöglichen. Die Nichtaktivierung der Spülvorrichtung kann den Druckwandler beschädigen.
- Restliches Blut dem Patienten wieder zuführen und mit Kochsalzlösung wie folgt spülen:
- Den Absperrhahn mit der volumenbeschränkten Spritze in die OFF-Position in Richtung Druckwandler drehen.
- Spritzenkolben der volumenbeschränkten Spritze ganz nach unten drücken.
- Den Absperrhahn in die OFF-Position zur volumenbeschränkten Spritze drehen.
- Schnellspülung nach Bedarf aktivieren, um eventuelles Restblut in den Schläuchen und am Septum zu entfernen.
- VORSICHT:** Bei neonatalen und pädiatrischen Anwendungen die Schnellspülung nicht verwenden, um zu vermeiden, dass zu viel Flüssigkeit in das System gelangt. Stattdessen eine andere Spritze zum Spülen verwenden und die infundierte Flüssigkeitsmenge gemäß der in der Klinik üblichen Protokollführung notieren.
- Septumoberfläche mit Alkohol oder Betadin abwischen und das Septum verschließen.
- Die Druckkurve überprüfen.
- VORSICHT:** Vermeiden Sie einen Rückfluss von Luftblasen oder Blutgerinnseln aus Katheter oder Kanüle in den Patientenkreislauf, indem Sie sicherstellen, dass die Überwachungsleitung vollständig mit Flüssigkeit gefüllt ist, und indem Sie eine kleine Menge Blut durch die Kanüle zurückfließen lassen, bevor Sie die Druckleitungsverbindung herstellen.

KOMPLIKATIONEN

Die mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken beinhalten:

SEPSIS/INFektION

Positive Kulturen können durch Kontamination des Drucksystems entstehen. Ein erhöhtes Risiko für Sepsis und Bakterämie besteht bei der Blutprobenentnahme, Flüssigkeitsinfusion und durch Thrombosen, die durch den Katheter hervorgerufen werden.

LUFTEMBOLIE

Durch versehentlich offen gelassene Absperrhähne kann Luft in das System und schließlich in den Patienten gelangen, wenn das Überwachungssystem versehentlich abgeschaltet wird oder verbleibende Luftblasen in den Patienten gespült werden.

BLUTGERINNSEL IM KATHETER UND BLUTRÜCKFLUSS

Wird ein gespültes System im Vergleich zum Blutdruck des Patienten nicht ausreichend mit Druck beaufschlagt, kann es zu Blutrückfluss und zu Blutgerinnseln im Katheter kommen.

INFUSION VON FLÜSSIGKEITEN MIT HOHER MOLEKÜLKONZENTRATION

Wenn es in Ihrer Praxis üblich ist, diese Infusionen über die Druckleitung durchzuführen, empfehlen wir, nach Abschluss der Infusion alle Systemkomponenten gegen neue sterile Komponenten auszutauschen.

ÜBERINFUSION

Bei einem Beuteldruck von mehr als 300 mmHg kann dem Patienten zu viel Flüssigkeit zugeführt werden. Dies kann zu einer Flüssigkeitsüberlastung und/oder einem potenziell schädlichen Anstieg des Blutdrucks führen.

AUFGÄLLIGE DRUCKWERTE

Druckmesswerte können sich schnell und dramatisch ändern, wenn die ordnungsgemäße Kalibrierung verloren geht, die Anschlüsse locker sind, Luft im System vorhanden ist und der Nullpunkt driftet oder sich verschiebt.

Für weitere Informationen zu Komplikationen wenden Sie sich an Ihre Vertretung vor Ort.

GEGENANZEIGEN

- Bei der Überwachung der intramuskulären oder intrakraniellen Drücke darf keine Spülvorrichtung verwendet werden.
- Die Meritranx DTXPlus™-Druckwandler nicht mit nicht isolierten Druckmonitoren verwenden.
- Das System nicht für die Überwachung des Drucks im linken Vorhof verwenden, wenn kein Luftfilter zwischen Kanüle und Druckwandler vor dem Spülvorrat vorhanden ist.
- Nicht ohne mechanische Flüssigkeitsinfusionspumpe verwenden (bei DT-NN und DT-NNV).

KLINISCHE VORTEILE

- Erleichterung der Blutdrucküberwachung
- Das mit Safedraw gelieferte Produkt bietet ein geschlossenes System für die Blutentnahme und Drucküberwachung.

LAGERBEDINGUNGEN

In einem kühlen, trockenen Ort vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

STERIL und pyrogenfrei in ungeöffneter, unbeschädigter Verpackung. Nur für den Einweggebrauch. Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Verpackung vor der Verwendung. Das Gerät nach dem Gebrauch gemäß den Standardprotokollen für die Abfallsorgung entsorgen. Nicht erneut sterilisieren.

Die Lebensdauer des Produkts beträgt auf Grundlage der Empfehlung der CD & Joint Commission Intl (JCI) 72 bis 96 Stunden.

Die Wiederverwendung kann zu Infektionen oder anderen Krankheiten/Verletzungen führen.

Innerhalb der EU müssen alle schwerwiegenden Zwischenfälle, die im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten sind, dem Hersteller und der zuständigen Behörde im jeweiligen Mitgliedstaat gemeldet werden.

Informationen zu Nachbestellungen bzw. Unterstützung erhalten Sie bei Ihrer Vertretung vor Ort.

TECHNISCHE DATEN

Erregungsspannung	4 V bis 8 V DC Effektivwert
Erregungsfrequenz	Gleichstrom bis 5 kHz
Erregungsimpedanz	> 200 Ohm
Signallimpedanz	< 3000 Ohm
Phasenverschiebung zwischen Erregung und Signal	< 5°
Nennempfindlichkeit	5 µV/V/mmHg
Unsymmetriegrenze	bei ±75 mmHg nach dem Halbsinus-Schocktest
Nullpunkt drift	2 mmHg/4 h
Versatz des Wärmeleitfähigkeiten	0,3 mmHg/°C
Empfindlichkeit des Wärmeleitfähigkeiten	0,1 %/°C
Lichtempfindlichkeit	< 2 mmHg bei 32300 lx

	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Gebrauchsanweisung beachten.
	Einweggebrauch
	Nicht erneut sterilisieren
Rx ONLY	Achtung: Nach US-amerikanischem Bundesrecht darf dieses Gerät nur an einen Arzt oder auf ärztliche Anordnung hin verkauft werden.
	Vorsicht
	Trocken lagern
	Vor Sonne schützen
	Nicht pyrogen
	Verwendbar bis: JJJJ-MM-TT
	Herstellungsdatum : JJJJ-MM-TT
STERILE EO	Sterilisiert mit Ethylenoxid
MD	Medizinprodukt
	Einfaches Sterilbarrieresystem oder Einfaches Sterilbarrieresystem mit Schutzverpackung enthalten
UDI	Eindeutige Gerätekennung (Unique Device Identifier)
	Enthält kein DEHP, DIBP, DBP, BBP
	Defibrillatorsicheres Anwendungsteil vom Typ CF
	Bedingt MR-tauglich In nicht klinischen Tests hat sich das Gerät als bedingt MR-tauglich erwiesen. Gemäß ASTM F2503-13 ist ein bedingt MR-taugliches Produkt ein Produkt mit nachgewiesener Sicherheit in der MR-Umgebung unter definierten Bedingungen. Ein Patient mit diesem Gerät kann unter folgenden Bedingungen sicher in einem MR-System gescannt werden: • statisches magnetisches Feld von 3 Tesla oder weniger, • räumliches Gradienten-Magnetfeld von 4.000 Gauss/cm (40 T/m) oder geringer, • Transducer und Kabel dürfen nicht in Patientenkontakt kommen, solange das MR-System in Betrieb ist, • Der Druckwandler und das Kabel dürfen nicht am Patienten befestigt werden. Transducer und Kabel dürfen nicht in den Tunnel des MR-Systems gelangen, solange der Scanner in Betrieb ist, Druckwandler und Kabel können im gleichen Raum wie das MR-System sein, dürfen jedoch während des MRT-Scanvorgangs nicht betriebsbereit oder an ein Überwachungssystem angeschlossen sein. Die hier bereitgestellten Informationen sollten in Verbindung mit den Richtlinien Ihrer Einrichtung verwendet werden, um die Risiken für Patienten und Anwender bei der Verwendung von Meritrans-Druckwandlern in einer MR-Umgebung zu bewerten.
	Gebrauchsanweisung beachten Sie können eine elektronische Kopie erhalten, indem Sie den QR-Code scannen oder www.merit.com/ifu besuchen und dann IFU ID eingeben. Eine gedruckte Kopie können Sie telefonisch aus den USA oder dem Kundendienst in Europa anfordern.
EC REP	Autorisierte Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	Hersteller
REF	Katalognummer
LOT	Chargennummer

Meritrans DTXPlus™

Conjuntos de transductores de presión desechables Sistema de extracción de sangre Safedraw™

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN

Este conjunto contiene uno o más transductores de presión Meritrans DTXPlus™ y puede contener el sistema de extracción de sangre Safedraw™. Como las configuraciones de los conjuntos diseñados por el cliente varían de una institución a otra, es responsabilidad de las instituciones establecer sus políticas y procedimientos específicos que rigen el uso del conjunto, incluidas las medidas de seguridad para complementar las descritas en esta hoja de instrucciones. **Sección A** contiene la descripción de los transductores Meritrans DTXPlus, con y sin Safedraw™. **Sección B** contiene la descripción del uso del tope EasyVent™. **Sección C** describe los conjuntos estandarizados de Safedraw. Sección D describe la extracción de sangre con Safedraw.

USO PREVISTO

El transductor de presión arterial desechable Merit (DTX) está diseñado para el seguimiento intervencionista de la presión arterial. El conjunto de monitoraje de presión arterial desechable (Conjunto DTX) embalado con el modelo de muestra de sangre Safedraw tiene como propósito permitir la extracción de sangre sin necesidad de que el paciente se exponga al ambiente abierto (sistema cerrado de muestreo de sangre).

USUARIO / PACIENTE / ENTORNO CLÍNICO

Usuario: Personal de enfermería calificado, profesionales de la salud y médicos

Paciente: Aplicaciones pediátricas y en adultos

Entorno clínico: Hospitales o entornos clínicos apropiados

SECCIÓN A

La familia de transductores Meritrans DTXPlus consta de cinco modelos con purga (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV y DT-XO) y un modelo sin purga (TNF-R).

Los modelos DT-XXV y DT-NNV contienen orificios de ventilación en la carcasa del transductor y son similares a los modelos DT-XX y DT-NN.

Los modelos DT-XX y DT-XXV tienen un actuador de purga rápida con clip azul y una llave de paso a cero, como se muestra en la Figura 1. Para mantener la permeabilidad del catéter, el dispositivo de purga integral ofrece una tasa de flujo continua (nominal) de 3 ml/h con una presión diferencial de 200 mmHg (presión de la bolsa de infusión menos presión fisiológica media monitorizada). El dispositivo de purga también incorpora una válvula de seguridad de sobrepresión para evitar que la presión sobre el transductor exceda aproximadamente 7000 mmHg. La válvula descargará el exceso de líquido de forma segura en la bolsa de infusión mientras mantiene una vía sellada y estéril. Los actuadores de purga rápida Merit (clip o de lengüeta) ofrecen la conveniencia de llenado de líquido, la eliminación de burbujas y purga rápida.

El modelo DT-XO es similar a los modelos DT-XX y DT-XXV con un caudal nominal de 3 ml/h, pero no tiene una llave de paso a cero.

Los modelos DT-NN y DT-NNV (velocidad de flujo nominal de hasta 30 ml/h) para aplicaciones neonatales tienen una llave de paso integral a cero como los modelos DT-XX y DT-XXV, pero su actuador de clip es de color amarillo. **USE SOLO CON UNA BOMBA DE INFUSIÓN DE FLUIDO MECÁNICA.** La velocidad de infusión continua real para el monitoreo neonatal es determinada por el médico y controlada por una bomba de infusión mecánica. La purga rápida con el dispositivo de purga en aplicaciones neonatales solo debe realizarse como parte del procedimiento inicial de llenado y eliminación de líquidos. El enjuague después de extraer sangre o administrar medicamentos debe realizarse manualmente con una jeringa para controlar la infusión de líquidos con precisión. La velocidad de purga rápida varía según el tipo de conjunto de administración, la longitud y el diámetro de la luz del tubo de presión que acopla el transductor al paciente.

PRECAUCIONES: Los modelos DT-XXV y DT-NNV con un orificio de ventilación en la carcasa del transductor para la puesta a cero y la calibración no deben bloquearse.

El modelo TNF-R no cuenta con un dispositivo de purga, un actuador de lengüeta o clip o una llave de paso a cero y puede suministrarse en un conjunto con un dispositivo separado de flujo/purga en línea.

PRECAUCIONES: La tapa D (toste transparente) puede suministrarse con el TNF-R. No apriete demasiado la tapa D, ya que esto puede deformar el conector luer macho del TNF-R y evitar la conexión de otros componentes.

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Cuando manipule el dispositivo, realice una adecuada preparación y utilice una técnica aseptica. Verifique que todas las conexiones estén seguras y las marillas de la llave de paso estén en las direcciones deseadas.

PRECAUCIONES: Asegure bien todas las conexiones antes de utilizar el dispositivo. No apriete en exceso las conexiones, ya que podrían romperse y provocar fugas, embolias de aire, reflojos de sangre o pérdida de las formas de onda de presión.

Todos los puertos laterales de las llaves de paso están protegidos por tapas ventiladas, que deben permanecer en su lugar hasta que se imprime el sistema. Las tapas ventiladas siempre deben reemplazarse por tapas no ventiladas, a menos que tengan topes EasyVent™. Para obtener más instrucciones consulte la Sección B.

PRECAUCIONES: Los transductores desechables ofrecen un modo único de aislamiento eléctrico a través de un diafragma, espacio de aire, gel de aislamiento o alguna combinación de los anteriores y no se recomienda su uso con monitores de pacientes sin aislamiento. Si tiene dudas sobre las características de aislamiento de su monitor, consulte el manual de servicio del monitor o llame al fabricante del monitor.

TRANSDUCTOR, CONEXIÓN DE CABLE DE LA INTERFAZ

Conecte el transductor al cable de interfaz reutilizable alineando las flechas del conector y empújandolas juntas (ver Figura 2).

PRECAUCIONES: Si no se utiliza un cable de interfaz Merit, se puede interrumpir la señal. Siempre pruebe el cable reutilizable antes de usarlo.

CONJUNTO DE LLENADO INTRAVENOSO (VER FIGURA 3, 4 Y 5)

Las siguientes instrucciones se aplican a los conjuntos IV con cámaras de micro o macrogoteo en configuraciones de una sola línea.

1. Prepare la solución de purga estéril en una bolsa de solución sin ventilación según la receta del médico.
2. Expulse el aire de la bolsa de solución introduciendo la punta IV en la bolsa de solución y girando la bolsa hacia abajo para facilitar que el aire atrapado escape a través de la punta. Abra la abrazadera de rodillo y oprima suavemente la bolsa IV hasta que entre aire en la cámara de goteo.

NOTA: Eliminar el aire de la bolsa de solución evitará que entre aire en el sistema de monitoreo cuando la solución se agote o cuando la bolsa esté invertida.

3. Cierre la abrazadera del rodillo y apriete la bolsa ligeramente para forzar la solución en la cámara de goteo (aproximadamente 1/3 de llenado), ya que el nivel aumentará cuando la bolsa esté presurizada. Coloque la bolsa en el manguito de presión y cuelgue la en el soporte de administración IV.

PRECAUCIÓN: Si la cámara de goteo se llena por completo, la cánula de goteo se sumergirá en la solución y no será posible hacer el recuento de gotas (determinación de la tasa de flujo). Con una presión diferencial de 200 mmHg (presión de la bolsa menos presión fisiológica media monitorizada), 2-4 gotas por minuto desde un conjunto de administración de macrogoteo IV, equivalen a una velocidad de flujo de 2-4 ml/h.

NOTA: Para minimizar la formación de burbujas de aire, llene el sistema de monitoreo por gravedad sin presurizar la bolsa.

4. Abra la abrazadera de rodillo y llene el conjunto IV por gravedad. Golpee con suavidad el conjunto IV para liberar las burbujas atrapadas. Cierre la abrazadera de rodillo.

5. Conecte el conjunto IV lleno al sistema de monitoreo. Hay dos métodos para llenar el conjunto del transductor: llenado manual y llenado automático. Continúe con el método seleccionado para obtener más instrucciones.

PARA LOS MODELOS DT-NN Y DT-NNV, APLIQUE LOS SIGUIENTES PASOS.

6. Conecte el equipo IV a la bomba de infusión mecánica adecuada. Si la bomba utiliza una caja, conecte la tubería al sistema de caja. Se puede usar una bureta en línea entre el dispositivo IV y la bomba de infusión, según los estándares, las políticas o los procedimientos del hospital. Si se utilizan otros componentes como filtros de partículas o de eliminación de aire, complete las conexiones necesarias. Este sistema de tubería IV debe permanecer desconectado de la tubería del transductor o el dispositivo de purga, en este punto.

7. Conecte el transductor (Figura 4) al sistema de tubería IV Suelte la abrazadera del rodillo. Configure la bomba en "purga" o en una configuración de velocidad de infusión, para permitir que el líquido llene por completo el conjunto IV, la tubería de la bureta y el sistema de casete. Después de completar el llenado, cierre la abrazadera del rodillo.
- NOTA:** El llenado de líquido y la eliminación de burbujas del sistema de tubería IV antes de la conexión al transductor o dispositivo de purga, permitirá un llenado más rápido y libre de burbujas del transductor, las llaves de paso y la tubería de presión.

MÉTODO DE LLENADO DEL CONJUNTO DEL TRANSDUCTOR MANUAL

PRECAUCIONES: El transductor no debe golpearse con objetos metálicos, como hemostatos, para purgar las burbujas de aire. Esto puede dañar el transductor.

- Con el mango de presión todavía desinflado, mantenga el transductor vertical con la llave de paso a cero hacia arriba. Abra la abrazadera de rodillo del conjunto IV y apriete el actuador del clip para permitir que la solución llene completamente el sistema de monitoreo. Para los conjuntos Safedraw™, asegúrese de que el cilindro de la jeringa de volumen restringido esté completamente presionado al llenar el sistema. El puerto lateral de la llave de paso debe llenarse y se deben eliminar todas las burbujas de aire.
- NOTA:** Dado que el transductor se llena por gravedad, asegúrese de que la bolsa esté más alta que el transductor y el sistema de monitoreo.
- Golpee suavemente el transductor con la palma abierta de la mano y al mismo tiempo apriete el actuador del clip para purgar el aire de la cámara del transductor (consulte la Figura 6).
- NOTA:** El transductor no debe golpearse con objetos metálicos, como hemostatos, para purgar las burbujas de aire, ya que eso puede dañarlo.
- (Solo para conjuntos Safedraw™)** Después de que el tubo de presión se llene con solución, las burbujas presentes en la jeringa de volumen restringido y en el puerto lateral de la llave de paso unida, se eliminan girando la manilla de la llave de paso "OFF" hacia el transductor. Lentamente, tire hacia atrás y llene la jeringa de volumen restringido con la solución del tubo de presión hasta que se haga contacto con el eje incorporado de la jeringa. Gire el juego de modo que la punta de la jeringa apunte hacia arriba. Golpee suavemente la jeringa para que el aire atrapado suba hacia la punta del conector tipo Luer, luego presione el émbolo completamente dentro de la jeringa, forzando así el aire atrapado y la solución en la línea del paciente. Gire el mango de la llave de paso a "OFF", hacia la jeringa de volumen restringido.
- PRECAUCIONES: NO** realice una purga con la línea del paciente conectada al catéter o la cánula. Esto puede infundir aire al paciente. Tanto para los métodos manual o automático de llenado del transductor.
- Active el dispositivo de purga rápida para purgar el aire de la línea del paciente.
- Inspeccione todas las partes llenas de líquido del sistema de monitoreo para verificar que se hayan eliminado las burbujas. Presurice la bolsa de infusión a 300 mmHg. Si las burbujas permanecen en la cámara del transductor, purgue nuevamente utilizando la técnica que se muestra en la Figura 6.

MÉTODO DE LLENADO DEL CONJUNTO CON TRANSDUCTOR AUTOMÁTICO

El transductor Meritrans DTXPlus™ permite el llenado del transductor (generalmente sin burbujas) en aproximadamente cinco minutos.

- Coloque el transductor en un soporte para transductor (TBG) u otros soportes que mantendrán el transductor en posición vertical (consultar Figura 7b).
- Presurice el manguito a 300 mmHg y verifique que la cámara de goteo del equipo IV no se llene completamente durante la presurización, ya que esto evita la lectura de la velocidad de flujo. Abra la abrazadera de rodillo. El transductor se llenará automáticamente.
- Inspeccione el transductor después de 5 minutos en busca de burbujas y purgue para llenar el resto del conjunto de monitoreo. Golpee suavemente mientras aprieta el actuador del clip para eliminar las burbujas de aire restantes (consulte la Figura 6).

FIJACIÓN DEL CONJUNTO CON TRANSDUCTOR (Figura 7)

1. Reemplace todas las tapas ventiladas en los puertos laterales de las llaves de paso con tapas no ventiladas (topes). Si el puerto lateral tiene un tope EasyVent™, no lo vuelva a colocar, apriételo para lograr una posición sin ventilación. (Consulte la Sección B)

2. Instale el transductor en un soporte (Figura 7b) o directamente en el brazo del paciente (Figura 7a), con el puerto de puesta a cero del transductor al nivel de la mitad del corazón.

PRECAUCIÓN: El sistema de extracción de muestras de sangre Safedraw™ no está diseñado para instalarse en el paciente. Varios modelos de conjuntos con transductor están diseñados para admitir tanto soportes para administración IV como la instalación directa en el paciente. Estos conjuntos pueden tener números de modelo terminados en "M" o "SM". Cuando se coloca en pacientes, se deben tomar precauciones para garantizar que un cambio en la posición del paciente no active accidentalmente el dispositivo de purga.

El actuador de clip de purga rápida de Merit está diseñado exclusivamente para minimizar este riesgo, ya que solo se puede activar apretando el actuador de clip con dos dedos. Sin embargo, de todas maneras se recomienda tomar precauciones.

3. Conecte el sistema de monitoreo a la cánula o catéter del paciente. Sistema de purga para limpiar la sangre de la cánula o el catéter.

PRECAUCIONES: Evite descargar burbujas de aire o coágulos de sangre en el catéter o la cánula al paciente asegurándose de que el sistema de monitoreo esté completamente lleno de solución y permitiendo que una pequeña cantidad de sangre fluya a través de la cánula antes de realizar la conexión de la línea de presión. Para el monitoreo de la presión auricular izquierda, se debe instalar un filtro eliminador de aire entre la cánula y el transductor antes del purgado.

4. En instalaciones de transductores múltiples, se utiliza un sistema de codificación de color para identificar las entradas de monitor apropiadas. Hay etiquetas codificadas por colores disponibles. Coloque etiquetas apropiadas en TBG o a la linea de monitoreo más cercana a cada transductor.

Rojo ('ARTERIAL') = Presión arterial

Azul ('CVP') = Presión venosa central

Amarillo ('PA') = Presión arterial pulmonar

Blanco ('LAP') = Presión auricular izquierda

Blanco (Blank) = Presión diversa

PUESTA A CERO Y CALIBRACIÓN

1. Ponga a cero el sistema de monitoreo a presión atmosférica y calibre el transductor de acuerdo con las instrucciones del fabricante del monitor.

NOTA: Se recomienda que la llave de paso de tres vías más cercana al transductor se ubique al nivel de la mitad del corazón y se use exclusivamente para fines de puesta a cero. El transductor puede ventilarse rápida y fácilmente a la presión atmosférica girando la manija de la llave de paso hacia la izquierda (es decir, "OFF" hacia la línea del paciente) y quitando la tapa no ventilada del puerto de puesta a cero. Si hay un tope EasyVent™, no lo quite, aflojelo para lograr la posición ventilada (Sección B).

2. Gire la manija de la llave de paso de puesta a cero hacia la derecha (es decir, "OFF" al puerto lateral de puesta a cero) y admite la presión del paciente al transductor. Verifique la calidad de la forma de onda.

3. Espere aproximadamente un minuto para que el sistema se equilibre y garantizar que el dispositivo de purga funcione correctamente. Luego, haga un recuento de gotas para verificar que la velocidad de flujo sea de aproximadamente 3 ml/h. También se debe hacer una inspección visual para detectar fugas. Treinta minutos después de la instalación y posteriormente de forma periódicamente, verifique que el sistema tenga la presión correcta de la bolsa, la velocidad de flujo, el nivel cero y asegúrese de que no haya fugas. Las fugas, por pequeñas que sean, pueden causar lecturas de velocidad de flujo inexactas. Si se sospecha de una desviación del cero, p. ej. lectura anormal, reubique el transductor y vuelva a ponerlo a cero. Si el problema persiste, cambie el transductor. Después de cada purga rápida, se recomienda volver a confirmar la velocidad de flujo.

4. Vuelva a colocar el tope y gire la llave de paso al puerto lateral. Si el puerto lateral tiene un tope EasyVent™, no lo vuelva a colocar, pero apriételo para lograr una posición sin ventilación (Sección B).

5. **(Solo para modelos DT-NN y DT-MNV)** Ajuste la bomba de infusión mecánica a la velocidad de flujo deseada, según la receta del médico.

PRECAUCIÓN: Si se observa una forma de onda amortiguada, puede ser el resultado de varios factores, incluidos, entre otros, los siguientes:

- Llaves de paso mal posicionadas
- Aire en línea de monitoreo, catéter o cánula
- Conexiones sueltas
- Monitor mal calibrado
- Coágulos de sangre en el catéter, la cánula o la línea de monitoreo
- Catéter o cánula colocada contra la pared de un vaso sanguíneo

ADVERTENCIA

Las lecturas de presión anormales deben correlacionarse con las manifestaciones clínicas del paciente. De lo contrario, compruebe que el transductor esté funcionando mediante la utilización de una fuente de presión conocida o calibrada.

Las palancas de la llave de paso deben estar en ángulo de 90° para estar en la posición "OFF" (Cerrada). No las coloque a 45° para lograr una posición "OFF", ya que esto es impreciso y puede provocar contaminación, reflujo sanguíneo u obstrucción por aire.

El dispositivo de purga y la cámara de goteo no están diseñados como sistemas precisos de suministro de líquidos. Si la condición del paciente estipula un suministro preciso del líquido, se debe usar una bomba mecánica para evitar una posible infusión excesiva de líquido.

El equipo de comunicación de RF debe mantenerse alejado del transductor, a una distancia de 30 cm (12 pulgadas). El transductor no debe apilarse ni colocarse cerca de otro equipo de comunicación. Los cables eléctricos y otros dispositivos electrónicos pueden afectar negativamente el rendimiento de compatibilidad electromagnética (EMC).

Las características de EMISIÓN del transductor lo hacen adecuado para uso en áreas industriales y hospitalares (CISPR 11 Clase A). No usar en entornos residenciales.

SECCIÓN B

Instrucciones para el uso del tope EasyVent™, que simplifica la puesta a cero del transductor.

LLAVE DE PASO DE LLENADO DE LÍQUIDO (Figura 8)

- El tope EasyVent™ está unido generalmente a la llave de paso de puesta a cero en la posición ventilada. Si no es así, afloje la tapa hasta que gire libremente (NO LA RETIRE).
- Accione el dispositivo de purga para llenar el puerto lateral y permitir que el líquido salga a través del tope EasyVent™.
- Después del llenado con el líquido, gire la llave de paso a la posición "OFF" en el puerto lateral y apriete la tapa.

PUESTA DEL TRANSDUCTOR A CERO

- Gire la llave de paso a "OFF" en la línea del paciente y afloje el tope EasyVent™.
- Ponga a cero el monitor y apriete la tapa.
- Gire la llave de paso a la posición "OFF" para poner a cero el puerto lateral y vuelva a admitir la presión del paciente.

RETIRO O REEMPLAZO DE LA TAPA

- Para acceder al puerto lateral de la llave de paso, afloje la tapa y quitela.
- Para reemplazar la tapa en el puerto lateral de la llave de paso, simplemente vuelva a colocar la tapa y apriete.

SECCIÓN C (Figura 9)

Los conjuntos Safedraw™ estandarizados se pueden conectar a otros conjuntos de transductores o cúpulas desechables de otros fabricantes.

PRECAUCIONES: Los modelos de conjunto Safedraw™ están diseñados para usarse con catéteres arteriales cortos (de hasta 6 cm). El uso con catéteres de mayor volumen puede causar un despeje insuficiente de la línea de sangre diluida con heparina y dar por resultado valores de laboratorio inexactos.

CONEXIÓN

- Inserte la conexión tipo Luer hembra en línea de la llave de paso de tres vías al extremo distal del conjunto de monitoreo que se está utilizando. Si el conjunto de monitoraje que se está utilizando ya tiene una tubería de presión conectada, esta se debe quitar antes de conectar el sistema Safedraw™.
- Llene la parte de la cúpula o del transductor siguiendo primero las instrucciones del fabricante.

- Llene el conjunto independiente Safedraw llenando primero el tubo de presión y el tabique de muestreo de sangre. Luego, gire la llave de paso de la jeringa de volumen restringido a "OFF", hacia el transductor. Lentamente, tire hacia atrás y llene la jeringa de volumen restringido con la solución del tubo de presión hasta que se haga contacto con el eje incorporado de la jeringa. Gire el juego de modo que la punta de la jeringa apunte hacia arriba. Golpee suavemente la jeringa para que el aire atrapado suba hacia la punta del conector Luer. Con la punta de la jeringa aún apuntando hacia arriba, presione el émbolo completamente dentro de la jeringa, forzando así el aire atrapado y la solución hacia la línea del paciente. Gire el mango de la llave de paso a "OFF", hacia la jeringa de volumen restringido.

PRECAUCIÓN: NO realice los pasos 3, 4 o 5 con la línea del paciente conectada al catéter o la cánula. Esto puede infundir aire al paciente.

- Active el dispositivo de purga rápida para purgar el aire de la línea del paciente.

- Inspeccione todas las partes llenas de líquido del sistema de monitoreo para verificar que se hayan eliminado las burbujas.

- Presurice la bolsa de infusión a 300 mmHg. Si quedan burbujas en la cámara del transductor, purgue nuevamente utilizando la técnica que se muestra en la Figura 6.

- Conecte a la cánula o catéter del paciente. Sistema de purga para eliminar la sangre del catéter o la cánula.

- Ponga a cero y calibre el transductor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIONES: Espere aproximadamente un minuto para que el sistema se equilibre. También se debe hacer una inspección visual para detectar fugas. Treinta minutos después de la instalación, y periódicamente en lo sucesivo, se debe verificar el sistema en cuanto a velocidad de flujo, fugas y presión adecuada en la bolsa de infusión. Cualquier fuga pequeña puede causar errores en la velocidad de flujo real a través del catéter.

SECCIÓN D: MUESTREO DE SANGRE CON SAFEDRAW

Instrucciones para extraer sangre utilizando sistemas Safedraw™ con transductores desechables o transductores reutilizables con cúpulas (Figuras 9 y 10).

PRECAUCIONES: No use una aguja hipodérmica para penetrar el tabique.

- Abra la tapa protectora con bisagra del tabique de muestreo. Limpie la superficie del tabique con alcohol o povidona.
- Gire la manija de la llave de paso con la jeringa de volumen restringido hasta la posición "OFF", hacia el transductor.

- Tire hacia atrás de la jeringa hasta que toque los topes integrados. Gire la llave de paso a "OFF", hacia el paciente.

- Ahora se puede penetrar el tabique con la aguja segura, TA-BPN o el dispositivo de transferencia directa, TA-STV para extraer la muestra de sangre. (Vaya a la sección correspondiente y luego al paso 5.)

PRECAUCIONES: Se pueden usar jeringas con conector tipo Luer, se debe tener cuidado y asegurarse de que la jeringa no se desprenda de la aguja segura durante la extracción. Para retirar la aguja segura y la jeringa del tabique, sujeté la cubierta de la aguja segura con una mano y retire con cuidado el conjunto de aguja y jeringa.

Uso del modelo aguja segura TA-BPN

- Apriete firmemente cualquier jeringa de muestreo de sangre a la aguja segura (Figura 10).

- Alinee la aguja segura con el tabique e introduzca completamente dentro del tabique.

NOTA: Asegúrese de que los arcos a ambos lados del protector de la aguja estén alineados con las extensiones del Luer del tabique. Esto permite que la aguja segura se inserte completamente en el tabique.

c. Aspire la muestra de sangre con una jeringa de muestreo. Si la extracción de sangre es difícil, tire lentamente del émbolo de la jeringa. Si aún así se experimentan dificultades, compruebe que el catéter o la cánula no estén obstruidos.

d. Para retirar la aguja segura y la jeringa de muestreo del tabique, tire lentamente del conjunto de aguja y jeringa para sacarla del tabique mientras sostiene la cubierta de la aguja segura. Cuando la aguja está aproximadamente a la mitad, se sentirá una ligera resistencia. En este punto, tire muy ligeramente del émbolo de la jeringa hacia atrás, luego retire el conjunto de aguja y jeringa del tabique, girando ligeramente el conjunto hacia la derecha y tirando hacia atrás. El proceso anterior permitirá que la presión residual de la jeringa se equilibre y evitará que entre sangre a la punta de la aguja o la parte superior del tabique.

e. Limpie la superficie del tabique con alcohol o povidona y tape el tabique.

f. Para transferir la sangre a un tubo evacuado, presione el conjunto de la aguja de la jeringa que contiene la sangre en el tapón del tubo evacuado. La aguja segura penetrará el tapón del tubo evacuado.

PRECAUCIONES: Al retirar la aguja segura, extraiga lentamente para asegurarse de que el tapón evacuado no se extraiga junto con la aguja segura.

USO DEL DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DIRECTA MODELO TA-STV

El modelo TA-STV permite la transferencia directa de sangre desde el tabique al tubo evacuado.

PRECAUCIONES: NO deje el dispositivo de transferencia directa modelo TA-STV en el tabique después de completar el muestreo. Hacerlo puede contaminar la línea del paciente o permitir que la sangre salga del sistema.

- Inserte el TA-STV en el tabique. Asegúrese de que los arcos de la aguja segura estén alineados con las extensiones Luer del tabique.

NOTA: El TA-STV debe insertarse en el tabique antes de colocar un tubo evacuado en el receptáculo del tubo o de lo contrario se perderá el vacío.

- Inserte el tubo evacuado en el extremo del receptáculo del TA-STV. El vacío succionará la cantidad correcta de sangre hacia el tubo evacuado. Retire el tubo evacuado.

- Si se requieren muestras adicionales, presione los tubos evacuados, uno a la vez, en el extremo del receptáculo TA-STV.

- Después de retirar el último tubo evacuado, retire el TA-STV del tabique de muestreo tirando hacia arriba hasta que sienta una ligera resistencia, luego gírela para retirarlo y desecharlo.

PRECAUCIÓN: NO tire hacia atrás del émbolo de la jeringa de volumen restringido con la llave de paso de puesta a cero en "OFF" hacia el transductor. Esto puede llenar de aire la jeringa. NO llene la jeringa de volumen restringido girando a "OFF" la llave de paso a la cual la jeringa está conectada al paciente y aspirando, a menos que se abra el dispositivo de purga rápida para permitir que el líquido fluya desde la bolsa de solución salina. El transductor se puede dañar si no se activa el dispositivo de purga.

- Vuelva a infundir la sangre restante al paciente y purgue con solución salina:

- Gire la manija de la llave de paso con la jeringa de volumen restringido hasta la posición "OFF" hacia el transductor.

- Empuje el émbolo de la jeringa de volumen restringido hasta el fondo.

- Gire la manija de la llave de paso a la posición "OFF" hacia la jeringa de volumen restringido.

- d. Realice la purga rápida según sea necesario para eliminar la sangre restante en la tubería y el tabique.

PRECAUCIONES: En aplicaciones neonatales y pediátricas, no realice la purga rápida para evitar sobrecarga de líquidos, sino que use una jeringa separada para purgar y registrar la cantidad infundida según el protocolo del hospital.

6. Limpie la superficie del tabique con alcohol o povidona y tape el tabique.

7. Verifique para monitorear la forma de onda de presión.

PRECAUCIONES: Evite descargar las burbujas de aire o los coágulos de sangre presentes en el catéter o en la cánula de regreso hacia el paciente, asegurándose de que la línea de monitoreo esté completamente llena de líquido y permitiendo que una pequeña cantidad de sangre fluya de regreso a través de la cánula antes de conectar la línea de presión.

COMPLICACIONES

Los riesgos asociados al uso de este producto son:

SEPTICEMIA/INFECIÓN

Los cultivos pueden resultar positivos debido a la contaminación del sistema de presión. Se ha asociado un mayor riesgo de septicemia y bacteriemia a la obtención de muestras de sangre, la infusión de líquidos y la trombosis relacionada con el catéter.

ÉMBOLOS DE AIRE

Puede entrar aire al sistema y, en última instancia, al paciente a través de llaves de paso que quedan abiertas debido a la desconexión accidental del sistema de monitoreo o al purgar las burbujas de aire residual hacia el paciente.

CATÉTER COAGULADO Y SALIDA DE SANGRE

Si un sistema de purga no se presuriza adecuadamente en relación con la presión arterial del paciente, puede producirse salida de sangre y coagulación del catéter.

INFUSIÓN DE LÍQUIDOS DE ALTA CONCENTRACIÓN MOLECULAR

Si la práctica del hospital es realizar estas infusiones a través de la línea de presión, le recomendamos que cambie todos los componentes del sistema por nuevos componentes estériles una vez que se haya completado la infusión.

SOBREINFUSIÓN

Se puede infundir un exceso de líquido en el paciente si la presión de la bolsa es superior a 300 mmHg. Esto puede provocar una sobrecarga de líquido o un aumento potencialmente nocivo de la presión arterial.

LECTURAS DE PRESIÓN ANORMALES

Las lecturas de presión pueden cambiar rápidamente y drásticamente debido a la pérdida de una calibración adecuada, conexiones sueltas, aire en el sistema y deriva o cambio respecto al cero.

Para obtener más información sobre complicaciones, comuníquese con un representante local.

CONTRAINdicACIONES

- No utilice un dispositivo de purga cuando monitoree las presiones intramusculares o intracraneales.
- No utilice los transductores Meritrans DTIXPlus™ con monitores de presión no aislados.
- No lo use para monitorear la presión auricular izquierda sin un filtro eliminador de aire entre la cánula y el transductor antes de la purga.
- No lo use sin una bomba mecánica de infusión de líquido (para DT-NN y DT-NNV).

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Permite monitorear la presión sanguínea.
- El dispositivo embalado con Safedraw ofrece un sistema cerrado para obtención de muestras de sangre y monitoreo de la presión.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y frío lejos de la luz solar directa.

Este es un producto **ESTÉRIL** y **apirógeno** que se proporciona en un envase sellado e íntegro. Para un solo uso únicamente. Controlar la integridad del envase individual antes del uso. Despues del uso, deseche el dispositivo según los protocolos estándar de eliminación de desechos. No volver a esterilizar.

La vida útil del dispositivo es de 72 a 96 horas, según la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, del inglés Center for Disease Control) y la Comisión Conjunta Internacional (JCI, del inglés Joint Commission International).

La reutilización puede causar infecciones u otras enfermedades o lesiones.

En la UE, todo incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe informarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro correspondiente.

Para obtener asistencia o información sobre un nuevo pedido, comuníquese con un representante local.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de excitación	4V de CC a 8V RMS
Frecuencia de excitación	CC a 5 kHz
Impedancia de excitación	>200 ohmios
Impedancia de la señal	<3000 ohmios
Desplazamiento de fase entre excitación y señal	<5°
Sensibilidad nominal	5 µV/V/mmHg
Límite de desequilibrio	a ±75 mmHg después de la prueba de choque de medio seno
Deriva de cero	2 mmHg/4 horas
Compensación del coeficiente térmico	0,3 mmHg/°C
Sensibilidad del coeficiente térmico	0,1 %/°C
Sensibilidad a la luz	<2 mmHg a 3000 lumen por pie cuadrado

	No utilizar si el envase está dañado; consulte las instrucciones de uso
	Para un solo uso.
	No volver a esterilizar.
	Precaución: La legislación federal de Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un médico o por orden de este.
	Precaución
	Mantener en un lugar seco
	Mantener alejado de la luz solar
	Apírogeno
	Fecha de caducidad: DD-MM-AAAA
	Fecha de fabricación: DD-MM-AAAA
	Esterilizado con óxido de etileno.
	Dispositivo médico
	Sistema de barrera estéril único o Sistema de barrera estéril único con envase protector interior
	Identificador único del dispositivo
	No contiene DEHP, DIBP, DBP ni BBP
	Pieza aplicada de tipo CF a prueba de desfibrilación
	Compatibilidad condicionada para RM Las pruebas no clínicas han demostrado que el dispositivo ofrece compatibilidad condicionada para RM. De conformidad con la norma ASTM F2503-13, un elemento con compatibilidad condicionada para RM es aquel que demostró ser seguro en un entorno de resonancia magnética en condiciones definidas. Un paciente al que se le haya implantado este dispositivo puede someterse a un sistema de RM de manera segura siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: <ul style="list-style-type: none"> Campo magnético estático de 3 Tesla o menos. Campo magnético con gradiente espacial máxima de 4000 Gauss/cm (40 T/m). El transductor y el cable no deben estar en contacto con el paciente durante el funcionamiento del sistema de resonancia magnética. El transductor y el cable no deben instalarse en el paciente. El transductor y el cable no deben colocarse dentro de la sonda del sistema de resonancia magnética durante el funcionamiento del escáner. El transductor y el cable están permitidos en la sala del sistema de RM, pero no deben estar funcionando, ni estar conectados a un sistema de monitoreo durante el procedimiento de RMN. La información proporcionada aquí debe usarse junto con las políticas de la institución a fin de evaluar los riesgos para los pacientes y los operadores cuando usan transductores Meritrans en un entorno de RM.
	Consulte las instrucciones de uso Para obtener una copia electrónica, escanee el código QR o visite la página www.merit.com/ifu e introduzca el ID de las instrucciones de uso (IFU). Para obtener una copia impresa, llame al Servicio de atención al cliente en los Estados Unidos o la UE.
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Fabricante
	Número de catálogo
	Código de lote

Meritrans DTXPlus™

Conjuntos de transdutores de pressão descartáveis – Sistema de colheita de amostras de sangue Safedraw™

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Descrição

Este conjunto contém o(s) transdutor(es) de pressão Meritrans DTXPlus™ e pode conter o sistema de colheita de amostras de sangue Safedraw™. Uma vez que as configurações de conjunto designadas pelo cliente variam de instituição para instituição, é da responsabilidade das instituições estabelecer os procedimentos e políticas específicos que regem a utilização do conjunto, incluindo as medidas de segurança para complementar as descritas nesta folha de instruções. A **Seção A** descreve os transdutores Meritrans DTXPlus com ou sem Safedraw™. A **Seção B** descreve a utilização da tampa terminal EasyVent™. A **Seção C** descreve os conjuntos Safedraw™ padrão. A **Seção D** descreve a colheita de amostras de sangue através do Safedraw™.

Utilização prevista

O transdutor de pressão arterial descartável Merit (DTX) destina-se à monitorização da pressão arterial invasiva. O kit de monitorização de pressão arterial descartável (kit DTX), embalado com o modelo de colheita de amostras de sangue Safedraw™, destina-se a permitir a colheita de sangue do paciente sem que este seja exposto ao ambiente exterior (colheita de amostras de sangue em circuito fechado).

UTILIZADOR/PACIENTE/CLÍNICO

Utilizador: Enfermeiros, clínicos e médicos qualificados
Paciente: Aplicações pediatrás e para adultos
Clínico: Hospitais ou ambientes clínicos apropriados

SEÇÃO A

A família de transdutores Meritrans DTXPlus é composta por cinco modelos de irrigação (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV e DT XO) e um modelo sem irrigação (TNF-R).

Os modelos DT-XX e DT-NNV contêm um orifício para ventilação de ar no alojamento do transdutor e são semelhantes aos modelos DT-XX e DT-NN.

Os modelos DT-XX e DT-XXV têm um atuador de irrigação rápida de mola azul e uma torneira de reposição a zero, conforme ilustrado na Figura 1. Para manter a patência do cateter, o dispositivo de irrigação integral fornece uma taxa de fluxo contínua (nominal) de 3 ml/h com uma pressão diferencial de 200 mmHg (pressão do saco de infusão menos pressão fisiológica média monitorizada). O dispositivo de irrigação também inclui uma válvula de segurança contra sobrepressão para evitar que a pressão no transdutor exceda, aproximadamente, 7000 mmHg. A válvula irá ventilar, de forma segura, o excesso de fluido de volta para o saco de infusão, enquanto mantém um trajeto selado e estéril. Os atuadores de irrigação rápida Merit (com mola ou patilha) oferecem conveniência no enchimento de fluidos, eliminação de bolhas e irrigação rápida.

O modelo DT-XO é semelhante aos modelos DT-XX e DT-XXV com uma taxa de fluxo nominal de 3 ml/h, mas não tem uma torneira de reposição a zero.

Os modelos DT-NN e DT-NNV (taxa de fluxo nominal até 30 ml/h) para aplicações neonatais. Dispõe de uma torneira de reposição a zero integrada, como os modelos DT-XX e DT-XXV, mas a mola do atuador é amarela. **UTILIZAR APENAS EM CONJUNTO COM UMA BOMBA DE INFUSÃO DE FLUIDO MECÂNICA**. A taxa de infusão contínua real para monitorização neonatal é determinada pelo médico e controlada por uma bomba de infusão mecânica. A irrigação rápida com o dispositivo de irrigação para aplicações neonatais só deve ser efectuada como parte do procedimento inicial de enchimento de fluidos e eliminação de bolhas. A irrigação após a colheita de sangue ou administração de medicamentos deve ser feita manualmente com uma seringa para controlar a infusão de fluidos com precisão. A taxa de irrigação rápida varia consoante o tipo de conjunto de administração, o comprimento e o diâmetro do lumen da tubagem de pressão que liga o transdutor ao paciente.

ATENÇÃO: os modelos DT-XXV e DT-NNV com um orifício para ventilação de ar no alojamento do transdutor para efeitos de reposição a zero e calibração não podem ser bloqueados.

O modelo TNF-R não tem um dispositivo de irrigação, um atuador de mola/patilha ou uma torneira de reposição a zero e pode ser fornecido num conjunto, juntamente com um dispositivo de irrigação/fluxo em linha separado.

ATENÇÃO: a tampa em D (tampa terminal transparente) pode ser fornecida com o TNF-R. Não aperte demasiado a tampa em D, uma vez que tal pode deformar o encaixe Luer macho do TNF-R e impedir a ligação de outros componentes.

PROCEDIMENTOS DE CONFIGURAÇÃO

Utilizar uma técnica aseptica e uma configuração correta ao manipular o dispositivo. Verificar se todas as ligações estão seguras e se as pegas da torneira estão nas direções pretendidas.

ATENÇÃO: aperte todas as ligações antes de utilizar. Não aperte demasiado as ligações, uma vez que isto pode quebrar a ligação, resultando em fugas, embolia gasosa, fluxo retrógrado ou perda de formas de onda de pressão.

Todas as portas laterais das torneiras estão protegidas por tampas de ventilação que devem permanecer no devido lugar até o sistema estar pronto. As tampas de ventilação devem ser sempre substituídas por tampas não ventiladas, a não ser que tenha tampas terminais EasyVent™. Consulte a Seção B para obter mais informações.

ATENÇÃO: os transdutores descartáveis oferecem um único modo de isolamento elétrico através de um diafragma, folga de ar, gel de isolamento ou uma combinação dos elementos indicados acima e não são recomendados para utilização com monitores de paciente não isolados. Em caso de dúvida sobre as características de isolamento do monitor, consulte o manual de serviço do monitor ou contacto o fabricante do mesmo.

TRANSDUTOR, LIGAÇÃO DO CABO DE INTERFACE

Ligar o transdutor ao cabo de interface reutilizável, alinhando as setas do conector e empurrando-as uma contra a outra (consulte a Figura 2).

ATENÇÃO: a não utilização de um cabo de interface Merit pode resultar numa interrupção do sinal. Teste sempre o cabo reutilizável antes de utilizar.

CONJUNTO DE ENCHIMENTO INTRAVENOSO (CONSULTE AS FIGURAS 3, 4 E 5)

As instruções que se seguem aplicam-se a conjuntos intravenosos com câmaras de micro ou macrogotejamento em configurações de linha única.

1. Preparar a solução estéril de lavagem num saco de solução não ventilado de acordo com a prescrição do médico.
2. Retirar o saco da solução, empurrando o espião intravenoso para dentro do saco da solução e rodar o saco para baixo, de modo a facilitar a saída do ar retido através do espião. Abrir braçadeira de rodar e apertar cuidadosamente o saco da solução intravensosa até o ar ser forçado a entrar na câmara de gotejamento.
3. Fechar a braçadeira de rodar e apertar ligeiramente o saco para forçar a entrada de solução na câmara de gotejamento (encher cerca de 1/3, uma vez que o nível aumenta quando o saco é pressurizado). Colocar o saco na braçadeira de pressão e pendurá-lo no suporte intravensoso.

ATENÇÃO: se a câmara de gotejamento estiver completamente cheia, a câmara de gotejamento fica submersa na solução e não é possível efetuar a contagem de gotas (determinação da taxa de fluxo). Com uma pressão diferencial de 200 mmHg (pressão do saco menos a pressão fisiológica média monitorizada), 2-4 gotas por minuto de um conjunto de administração intravensosa de macrogotejamento, ou 2-4 gotas a cada três minutos de um conjunto intravensoso de macrogotejamento, equivalem a uma taxa de fluxo de 2-4 ml/h.

NOTA: para minimizar a formação de bolhas de ar, encher o sistema de monitorização por gravidade sem pressurizar o saco.

4. Abrir a braçadeira de rodar e encher o conjunto intravensoso por gravidade. Bater no conjunto intravensoso para libertar as bolhas presas. Fechar a braçadeira de rodar.
5. Ligar o conjunto intravensoso cheio ao sistema de monitorização. Existem dois métodos de enchimento do conjunto do transdutor – enchimento manual e enchimento automático. Avançar para o método selecionado para obter mais informações.

PARA OS MODELOS DT-NN E DT-NNV APLICAM-SE OS SEGUINTES PASSOS.

6. Ligar o conjunto intravensoso à bomba de infusão mecânica adequada. Se a bomba utilizar uma cassette, ligar a tubagem ao sistema da cassette. É possível utilizar uma bureta em linha entre a bomba intravensosa e a bomba de infusão, de acordo com as normas, políticas ou procedimentos do hospital. Se forem utilizados outros componentes, tais como filtros de eliminação de ar ou de partículas, efetuar as ligações necessárias. Este sistema de tubagem intravensivo deve permanecer desligado da tubagem do transdutor/dispositivo de irrigação neste momento.
7. Ligar o transdutor (consulte a Figura 4) ao sistema de tubagem intravensivo. Soltar a pinça do rolo. Colocar a bomba na posição de "purga" ou numa definição de taxa de infusão para permitir que o fluido encha completamente o conjunto intravensivo, a tubagem da bureta e o sistema de cassette. Depois de o enchimento estar concluído, fechar a pinça do rolo.

NOTA: o enchimento de fluido e a eliminação de bolhas do sistema de tubagem intravensivo antes da fixação ao transdutor/dispositivo de irrigação permitem um enchimento mais rápido e sem bolhas do transdutor, das torneiras e da tubagem de pressão.

MÉTODO DE ENCHIMENTO DO CONJUNTO DE TRANSDUTORES MANUAL

ATENÇÃO: não deve tocar no transdutor com objetos metálicos, tais como pinças hemostáticas, para purgar as bolhas de ar. Se o fizer, pode danificar o transdutor.

1. Com a braçadeira de pressão ainda vazia, manter o transdutor na vertical com a torneira de reposição a zero voltada para cima. Abrir a pinça do rolo no conjunto intravensoso e apertar o atuador de mola para permitir que a solução encha completamente o sistema de monitorização. Para os conjuntos Safedraw™, certificar-se de que o corpo da seringa com limitação de volume está completamente premido durante o enchimento do sistema. A porta lateral da torneira deve estar abastecida e as bolhas de ar devem ser eliminadas.

NOTA: uma vez que o transdutor é abastecido por gravidade, certificar-se de que o saco está numa posição mais alta do que o transdutor e o sistema de monitorização.

2. Bater com o transdutor na palma da mão aberta e, ao mesmo tempo, apertar o atuador de mola para purgar o ar da câmara do transdutor (consulte a Figura 6).

NOTA: não tocar no transdutor com objetos metálicos, tais como pinças hemostáticas, para purgar as bolhas de ar, uma vez que tal pode danificar o mesmo.

3. **(Apenas para conjuntos Safedraw™)** Depois de abastecer a tubagem de pressão com a solução, é efetuada a eliminação de bolhas da seringa com limitação de volume e da porta lateral da torneira acoplada, rolando o manipulo da torneira acoplada para a posição "Desligada" do transdutor. Puxar lentamente para trás e encher a seringa com limitação de volume com a solução da tubagem de pressão até estabelecer contacto com o batente da seringa incorporado. Rodar o conjunto de forma a que a ponta da seringa fique voltada para cima. Bater na seringa de forma a que o ar preso suba na direção da ponta Luer e, em seguida, pressionar o êmbolo totalmente para trás, para a seringa, forçando assim o ar retido e a solução para o interior da linha do paciente. Rodar o manipulo da torneira acoplada para a posição "Desligada" para a seringa com limitação de volume.

ATENÇÃO: NÃO efetuar a purga com a linha do paciente ligada ao cateter ou à cânula. Se o fizer, pode ocorrer a entrada de ar no paciente. Para os métodos de enchimento do transdutor manual ou automático.

4. Ativar o dispositivo de irrigação rápida para purgar qualquer ar que se encontre na linha do paciente.

5. Inspecionar todas as partes cheias de fluido do sistema de monitorização para verificar se as bolhas foram eliminadas. Aplicar pressão no saco de infusão a 300 mmHg. Se permanecerem bolhas na câmara do transdutor, irrigar novamente com a técnica apresentada na Figura 6.

MÉTODO AUTOMÁTICO DE ENCHIMENTO DO CONJUNTO DE TRANSDUTORES

O transdutor Meritrans DTXplus™ permite o enchimento do transdutor (normalmente sem bolhas) em cerca de cinco minutos.

1. Colocar o transdutor no respetivo suporte (TBG) ou noutros suportes que mantenham o transdutor na posição vertical (consulte a Figura 7b).
2. Aplicar pressão na braçadeira a 300 mmHg e verificar se a câmara de gotejamento do conjunto intravensoso não está completamente cheia durante a pressurização, uma vez que isto impede a leitura da taxa de fluxo. Abrir a pinça do rolo. O transdutor enche automaticamente.
3. Passados cinco minutos, inspecionar o transdutor quanto à existência de bolhas e irrigar para encher o conjunto de monitorização restante. Bater levemente, apertando simultaneamente, o atuador de mola para remover quaisquer bolhas de ar restantes (consulte a Figura 6).

FIXAR O CONJUNTO DO TRANSDUTOR (consulte a Figura 7)

1. Substituir todas as tampas de ventilação nas portas laterais das torneiras por tampas não ventiladas (tampas terminais). Se a porta lateral tiver uma tampa terminal EasyVent™, não substituir, mas apertar a tampa para obter a posição sem ventilação. (Consulte a Secção B.)

2. Montar o transdutor num suporte (consulte a Figura 7b) ou diretamente no braço do paciente (consulte a Figura 7a) com a porta de reposição a zero do transdutor ao nível médio do coração.

ATENÇÃO: O sistema de colheita de amostras de sangue Safedraw™ não se destina a ser instalado no paciente.

Vários modelos de conjuntos de transdutores foram concebidos para acomodar a haste intravensosa e a fixação no paciente. Estes conjuntos podem ter números de modelo que terminem com "M" ou "SM". Quando o conjunto é fixado no paciente, devem ser tomadas precauções para garantir que uma alteração na posição do corpo do paciente não acione accidentalmente o dispositivo de irrigação.

O atuador de mola de irrigação rápida Merit foi concebido exclusivamente para minimizar este risco, uma vez que só pode ser ativado apertando o atuador de mola com dois dedos. No entanto, continua a ser necessário adotar as devidas precauções.

3. Ligar o sistema de monitorização à cânula ou cateter do paciente. Irrigar o sistema para retirar o sangue da cânula ou do cateter.

ATENÇÃO: evite a irrigação de bolhas de ar ou coágulos de sangue no cateter ou cânula para o paciente, certificando-se de que o sistema de monitorização é completamente abastecido com a solução e permitindo que uma pequena quantidade de sangue flua de volta através da cânula antes de efetuar a ligação da linha de pressão. Para a monitorização da pressão auricular esquerda, é necessário instalar um filtro de eliminação de ar entre a cânula e o transdutor antes da irrigação.

4. Em instalações com vários transdutores, é utilizado um sistema de codificação por cores para identificar as entradas adequadas do monitor. Estão disponíveis etiquetas codificadas por cores. Colocar as etiquetas adequadas na TBG ou na linha de monitorização mais próxima de cada transdutor.

Vermelho ("ARTERIAL") = Pressão arterial

Azul ("CVP") = Pressão venosa central

Amarelo ("PA") = Pressão arterial pulmonar

Branco ("LAP") = Pressão auricular esquerda

Branco (em branco) = Pressão geral

REPOSIÇÃO A ZERO E CALIBRAÇÃO

1. Equilibrar o sistema de monitorização a zero com a pressão atmosférica e calibrar o transdutor de acordo com as instruções do fabricante do monitor.

NOTA: recomenda-se que a torneira de três vias mais próxima do transdutor esteja ao nível médio do coração e seja utilizada exclusivamente para fins de reposição a zero. O transdutor pode ser ventilado de forma rápida e fácil para a pressão atmosférica rodando o manipulo da torneira para a esquerda (ou seja "Desligada" para a linha do paciente) e removendo a tampa sem ventilação da porta de reposição a zero. Se estiver presente uma tampa terminal EasyVent™, não retirar, mas desapertar a tampa para obter a posição de ventilação (Secção B).

2. Rodar o manipulo da torneira de reposição a zero para a direita (ou seja "Desligada" para repor a zero a porta lateral) e permitir a pressão do paciente para o transdutor. Verificar a qualidade da forma de onda.

3. Aguardar, aproximadamente, um minuto até o sistema se equilibrar, de forma a garantir que o dispositivo de irrigação está a funcionar corretamente. Em seguida, fazer uma contagem de gotas para verificar se a taxa de fluxo é de cerca de 3 ml/h. Também deve ser efectuada uma inspecção visual quanto à existência de fugas. Trinta minutos após a instalação e posteriormente, de forma regular, verificar se o sistema tem a pressão do saco, a taxa de fluxo e o nível de zero correctos e certificar-se de que não existem fugas. As fugas, independentemente do tamanho, podem levar a leituras imprecisas da taxa de fluxo. Se suspeitar de um desvio de zero, por exemplo, leitura anormal, reposicionar o transdutor e efetuar a reposição a zero. Se o problema persistir, mudar o transdutor. Após cada irrigação rápida, recomenda-se uma nova confirmação da taxa de fluxo.

4. Substituir a tampa terminal e fechar a torneira na porta lateral. Se a porta lateral tiver uma tampa terminal EasyVent™, não substituir, mas apertar a tampa para obter a posição sem ventilação (Secção B).

5. **(Apenas para DT-NN e DT-NNV)** Colocar a bomba de infusão mecânica à taxa de fluxo pretendida, conforme prescrito pelo médico.

ATENÇÃO: se for observada uma forma de onda reduzida, tal pode ser o resultado de vários fatores, incluindo, mas não exclusivamente:

- Torneiras mal posicionadas
- Ar na linha de monitorização, cateter ou cânula
- Ligações soltas
- Monitor calibrado incorretamente
- Coágulos de sangue no cateter, cânula ou linha de monitorização
- Cateter ou cânula posicionado contra a parede de um vaso sanguíneo

AVISO

As leituras de pressão anormais devem estar relacionadas com as manifestações clínicas do paciente. Caso contrário, verificar se o transdutor está a funcionar utilizando uma fonte de pressão conhecida ou calibrada.

As alavancas da válvula reguladora têm de estar posicionadas a 90° para a posição "Desligada". Não colocar a 45° para alcançar uma posição "Desligada", uma vez que tal é incorreto e pode resultar em contaminação, fluxo retrógrado ou embolia gasosa.

O dispositivo de irrigação e a câmara de gotejamento não se destinam a sistemas preciosos de fornecimento de fluido. Se o estudo do paciente estipular um fornecimento de fluido preciso, deve ser utilizada uma bomba mecânica para evitar uma possível infusão excessiva de fluido.

O equipamento com comunicação RF deve ser mantido afastado do transdutor a uma distância de 30 cm (12 polegadas). O transdutor não deverá estar empilhado nem colocado em, ou próximo de, outro equipamento de comunicação. Os cabos elétricos e outros dispositivos eletrónicos podem afetar negativamente o desempenho de CEM.

As características de EMISSÃO do transdutor tornam-no inadequado para utilização em áreas industriais e hospitalares (CISPR 11, Classe A). Não utilizar em ambiente residencial.

SECÇÃO B

Instruções de utilização da tampa terminal EasyVent™ que simplificam a reposição a zero do transdutor.

TORNEIRA DE REPOSIÇÃO A ZERO DE ENCHIMENTO DE FLUIDO (consulte a Figura 8)

1. A tampa terminal EasyVent™ está normalmente fixada à torneira de reposição a zero na posição de ventilação. Se não for este o caso, desapertar a tampa até esta rodar livremente (NÃO REMOVER A TAMPA).

2. Acionar o dispositivo de irrigação para encher a porta lateral e deixar que o fluido saia através da tampa terminal EasyVent™.

3. Depois de abastecer com fluido, rodar a torneira para a posição "Desligada" para efetuar a reposição a zero da porta lateral e voltar a admitir a pressão do paciente.

REPOSIÇÃO A ZERO DO TRANSDUTOR

1. Rodar a torneira para a posição "Desligada" para a linha do paciente e desapertar a tampa terminal EasyVent™.

2. Colocar o monitor a zero e apertar a tampa.

3. Rodar a torneira para a posição "Desligada" para efetuar a reposição a zero da porta lateral e voltar a admitir a pressão do paciente.

REMOCÃO/SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA

1. Para aceder à porta lateral da torneira, desapertar e retirar a tampa.

2. Para substituir a tampa na abertura lateral da torneira, basta voltar a encaixar e apertar a tampa.

SECÇÃO C (consulte a Figura 9)

Os conjuntos Safedraw™ "padrão" podem ser ligados a conjuntos de cúpulas ou de transdutores descartáveis de outros fabricantes.
ATENÇÃO: os modelos de conjunto Safedraw™ destinam-se a ser utilizados com cateteres arteriais curtos (até 6 cm). A utilização com cateteres de maior volume pode causar uma folga insuficiente da linha de sangue diluído com heparina, podendo dar origem a valores laboratoriais imprecisos.

LIGAÇÃO

1. Ligar o encaixe Luer fêmea em linha da torneira de três vias à extremidade distal do conjunto de monitorização em utilização. Se o conjunto de monitorização que está a ser utilizado já tiver tubos de pressão ligados, estes devem ser removidos antes de ligar o sistema Safedraw™.
2. Encher primeiro a parte da cúpula ou do transdutor, seguindo as instruções do fabricante.
3. Encher o conjunto autónomo Safedraw™, dando prioridade ao tubo de pressão e ao septo de colheita de amostras de sangue. Em seguida, rodar a torneira da seringa com limitação de volume para a posição "Desligada" do transdutor. Puxar lentamente para trás e encher a seringa com limitação de volume com a solução da tubagem de pressão até estabelecer contacto com o batente da seringa incorporado. Rodar o conjunto de forma a que a ponta da seringa fique voltada para cima. Bater na seringa para que o ar preso suba em direção à ponta Luer. Com a ponta da seringa a apontar para cima, pressionar o êmbolo totalmente para dentro da seringa, forçando assim qualquer ar preso e a solução a entrar na linha do paciente. Rodar o manipulo da torneira acoplada para a posição "Desligada" para a seringa com limitação de volume.
- ATENÇÃO: NÃO executar os Passos 3, 4 ou 5 com a linha do paciente ligada ao cateter ou à cânula. Se o fizer, pode ocorrer a entrada de ar no paciente.**
4. Ativar o dispositivo de irrigação rápida para purgar qualquer ar que se encontre na linha do paciente.
5. Inspecionar todas as partes cheias de fluido do sistema de monitorização para verificar se as bolhas foram eliminadas.
6. Aplicar pressão no saco de infusão a 300 mmHg. Se permanecem bolhas na câmara do transdutor, irrigar novamente com a técnica apresentada na Figura 6.
7. Ligar à cânula ou cateter do paciente. Irrigar o sistema para retirar o sangue da cânula ou do cateter.
8. Efetuar a reposição a zero e a calibração do transdutor de acordo com as instruções do fabricante.
- ATENÇÃO:** aguarde, aproximadamente, um minuto até o sistema estabilizar. Também deve ser efectuada uma inspecção visual quanto à existência de fugas. Trinta minutos após a instalação e posteriormente, de forma regular, verificar o sistema quanto à pressão adequada do saco de infusão, taxa de fluxo e fugas. Quaisquer fugas pequenas podem causar uma representação incorreta da taxa de fluxo real através do cateter.

SECÇÃO D – COLHEITA DE AMOSTRAS DE SANGUE COM SAFEDRAW™

Instruções para a colheita de sangue utilizando os sistemas Safedraw™ com transdutores descartáveis ou reutilizáveis, com cúpulas (consulte as Figuras 9 e 10).

ATENÇÃO: não utilizar uma agulha hipodérmica para penetrar o septo.

1. Abrir a tampa de proteção articulada do septo de colheita de amostras. Limpar a superfície do septo com álcool ou Betadine. Rodar o manipulo da torneira com a seringa com limitação de volume fixada na posição "Desligada" ao transdutor.
3. Puxar a seringa para trás até entrar em contacto com os batentes incorporados. Rodar a torneira para a posição "Desligada" na direção do paciente.
4. O septo pode agora ser penetrado com a agulha segura, TA-BPN ou dispositivo de transferência direta, TA-STV para retirar a amostra de sangue. (Avançar para a secção adequada e, em seguida, para o Passo 5.)

ATENÇÃO: Podem ser utilizadas seringas Luer Slip, pelo que deve ter cuidado para garantir que a seringa não se desloca da agulha segura durante a remoção. Para remover a agulha segura e a seringa do septo, segurar a proteção da agulha segura com uma mão e remover cuidadosamente o conjunto de agulha/seringa.

Utilizar um modelo de agulha segura TA-BPN

- a. Apretar firmemente qualquer seringa de colheita de sangue na agulha segura (consulte a Figura 10).
- b. Alinhar a agulha segura com o septo e empurrar a agulha segura completamente para o interior do septo.
NOTA: certificar-se de que os arcos em ambos os lados da proteção da agulha estão alinhados com as extensões Luer do septo. Isto permite que a agulha segura seja completamente inserida no septo.
- c. Aspirar a amostra de sangue para a seringa de aspiração. Se a colheita de sangue for difícil, puxar o êmbolo da seringa lentamente. Se continuar a sentir dificuldades, verificar se existe alguma oclusão do cateter ou da cânula.
- d. Para remover a agulha segura e a seringa de colheita de amostras do septo, puxar lentamente o conjunto de agulha/seringa para fora do septo, segurando, simultaneamente, a cobertura da agulha. Quando a agulha estiver, aproximadamente, a meio, será sentida uma leve resistência. Neste momento, puxar ligeiramente o êmbolo da seringa para trás e, em seguida, retirar o conjunto de agulha/seringa do septo, rodando ligeiramente o conjunto no sentido dos ponteiros do relógio e puxando para trás. O processo acima descrito permitirá que a pressão residual na seringa se equilibre e impeça a formação de sangue na ponta da agulha ou na parte superior do septo.
- e. Limpar a superfície do septo com álcool ou Betadine e tapar o septo.
- f. Para transferir o sangue para um tubo de vácuo, pressionar o conjunto da agulha da seringa que contém o sangue para o tampão do tubo de vácuo. A agulha segura penetrará o tampão do tubo de vácuo.

ATENÇÃO: ao remover a agulha segura, retirar lentamente para garantir que o tampão de vácuo não é puxado juntamente com a agulha segura.

UTILIZAR O DISPOSITIVO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA, MODELO TA-STV

O modelo TA-STV permite a transferência direta de sangue do septo para o tubo de vácuo.

ATENÇÃO: NÃO deixar o dispositivo de transferência direta, modelo TA-STV, no septo após a conclusão da colheita de amostras.

Se o fizer, pode contaminar a linha do paciente ou permitir a saída de sangue do sistema.

- a. Inserir o TA-STV no septo. Certificar-se de que os arcos da agulha segura estão alinhados com as extensões Luer do septo.
NOTA: O TA-STV tem de ser inserido no septo antes de um tubo de vácuo ser colocado no recipiente do tubo ou, caso contrário, o vácuo é perdido.
- b. Inserir o tubo de vácuo na extremidade do recipiente do TA-STV. A quantidade correta de sangue será colhida para o tubo através do vácuo. Retirar o tubo de vácuo.
- c. Se forem necessárias amostras adicionais, pressionar os tubos de vácuo, um de cada vez, para a extremidade do recipiente do TA-STV.
- d. Depois de remover o último tubo de vácuo, remover o TA-STV do septo de colheita de amostras, puxando-o para cima até sentir uma leve paragem e, em seguida, rodar para o remover e eliminar.
- ATENÇÃO: NÃO** puxar o êmbolo da seringa com limitação de volume para trás com a torneira de reposição a zero na posição "Desligada" para o transdutor. Se o fizer, pode ocorrer a entrada de ar na seringa. **NÃO** encher a seringa com limitação de volume rodando a torneira à qual a seringa está ligada na posição "Desligada" para o paciente e aspirando, a não ser que o dispositivo de irrigação rápida esteja aberto para permitir o fluxo de fluido a partir do saco de solução salina. Se não ativar o dispositivo de irrigação, pode danificar o transdutor.
5. Voltar a infundir o sangue restante para o paciente e irrigar com solução salina segundo os seguintes passos:
 - a. Rodar o manipulo da torneira com a seringa com limitação de volume fixada na posição "Desligada" para o transdutor.
 - b. Empurrar totalmente o êmbolo da seringa com limitação de volume.
 - c. Rodar o manipulo da torneira para a posição "Desligada" para a seringa com limitação de volume.
 - d. Proceder à irrigação rápida, conforme necessário, para purgar qualquer resto de sangue nos tubos e no septo.

ATENÇÃO: para aplicações neonatais e pediatrícias, não efetuar a irrigação rápida, para evitar a sobrecarga de fluido. Utilizar uma seringa separada para irrigar e registrar a quantidade infundida de acordo com o protocolo do hospital.

6. Limpar a superfície do septo com álcool ou Betadine e tapar o septo.

7. Verificar e monitorizar a forma de onda da pressão.

ATENÇÃO: evite a irrigação de bolhas de ar ou coágulos contidos no cateter ou cânula de volta para o paciente, assegurando que a linha de monitorização fique completamente cheia de líquido e permitindo que uma pequena quantidade de sangue flua novamente através da cânula antes de efetuar a ligação da linha de pressão.

COMPLICAÇÕES

Os riscos associados à utilização deste produto incluem:

SEPTICEMIA/INFECÇÃO

As culturas positivas podem resultar da contaminação do sistema de pressão. O aumento do risco de septicemia e bactеремия foi associado à colheita de amostras de sangue, fluidos de infusão e trombose relacionada com o cateter.

EMBOLIA GASOSA

O ar pode entrar no sistema e, em última análise, no paciente através das torneiras deixadas abertas inadvertidamente devido a uma desconexão accidental do sistema de monitorização ou da irrigação de bolhas de ar residuais para o paciente.

CATETER OBSTRUÍDO E FLUXO RETRÓGRADO

Se um sistema irrigado não estiver adequadamente pressurizado em relação à pressão arterial do próprio paciente, pode ocorrer um fluxo retrógrado, bem como a obstrução do cateter.

INFUSÃO DE FLUIDOS DE CONCENTRAÇÃO MOLECULAR ELEVADA

Se for prática do seu hospital realizar estas infusões através da linha de pressão, recomendamos que todos os componentes do sistema sejam substituídos por componentes estériles novos depois de a infusão ter sido concluída.

INFUSÃO EXCESSIVA

Pode ocorrer a infusão excessiva de fluidos no paciente se a pressão do saco for superior a 300 mmHg. Isto pode resultar numa sobrecarga de fluido e/ou num aumento potencialmente nocivo da pressão arterial.

LEITURAS DE PRESSÃO ANORMAIS

As leituras de pressão podem mudar de forma rápida e drástica devido à perda de calibração adequada, ligações soltas, ar no sistema e desvio ou alteração de zero.

Para obter mais informações relativas às complicações, contacte o seu representante local.

CONTRAINDICAÇÕES

- Não utilizar um dispositivo de irrigação quando monitorizar pressões intramusculares ou intracranianas.
- Não utilizar os transdutores Meritrons DTXPlus™ com monitores de pressão não isolados.
- Não utilizar para a monitorização da pressão auricular esquerda sem um filtro de eliminação de ar entre a cânula e o transdutor antes da irrigação.
- Não utilizar sem uma bomba de infusão de fluidos mecânica (para DT-NN e DT-NNV).

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Permitir a monitorização da pressão arterial

• O dispositivo embalado com Safedraw™ fornece um sistema fechado para colheita de amostras de sangue e monitorização da pressão.

CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazene num local fresco e seco longe da luz solar direta.

ESTÉRIL e não pirogénico em embalagens fechadas e sem danos. Apenas para uma única utilização. Verifique a integridade da embalagem individual antes de qualquer utilização. Após a utilização, eliminate o dispositivo de uma forma consistente com os protocolos padrão para eliminação de resíduos. Não reesterilize.

A vida útil do dispositivo é de 72 a 96 horas, com base na recomendação dos CDC e da Joint Commission International (JCI).

A reutilização pode levar a infecção ou outra doença/lesão.

Na UE, qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro aplicável.

Para obter informações sobre novas encomendas ou assistência, contacte o representante local.

ESPECIFICAÇÃO

Tensão de excitação	CC de 4 V a 8 V RMS
Frequência de excitação	CC a 5 KHz
Impedância de excitação	>200 ohms
Impedância do sinal	<3000 ohms
Mudança de fase entre excitação e sinal	<5°
Sensibilidade nominal	5 µV/V/mmHg
Limite de desequilíbrio	a ±75 mmHg após o teste de choque de meia onda sinusoidal
Desvio do zero	2 mmHg/4 h
Desvio do coeficiente térmico	0,3 mmHg/°C
Sensibilidade do coeficiente térmico	0,1% / °C
Sensibilidade à luz	<2 mmHg a 3000 velas

	Não utilizar caso a embalagem esteja danificada e consultar as instruções de utilização
	Utilização única
	Não reesterilizar
	Atenção: A lei federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo por ou segundo a prescrição de um médico.
	Atenção
	Manter seco
	Manter afastado da luz solar
	Apriogénico
	Prazo de validade: AAAA-MM-DD
	Data de fabrico: AAAA-MM-DD
	Esterilizado com óxido de etileno
	Dispositivo médico
	Sistema de barreira estéril individual ou Sistema de barreira estéril individual com embalagem protetora no interior
	Identificador de dispositivo único
	Não contém DEHP, DIBP, DBP e BBP
	Peça aplicada do tipo CF à prova de desfibrilação
	Condicional para RM Ensaios não clínicos demonstraram que o dispositivo é Condicional para RM. De acordo com a norma ASTM F2503-13, um item de utilização condicional para RM tem uma segurança demonstrada no ambiente de RM, dentro das condições definidas. Um paciente com este dispositivo pode ser submetido a um sistema de RM de forma segura nas seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Campo magnético estático igual ou inferior a 3 Tesla• Campo magnético de gradiente espacial máximo de 4000 Gauss/cm (40 T/m)• O transdutor e o cabo não deverão entrar em contacto com o paciente durante o funcionamento do sistema de RM• O transdutor e o cabo não deverão ser montados no paciente.• O transdutor e o cabo não deverão ser colocados no interior do sistema de RM durante o funcionamento do mesmo.• É permitida a presença do transdutor e do cabo na sala do sistema de RM, contudo, estes não deverão estar em funcionamento nem ligados a um sistema de monitorização durante o procedimento de IRM As informações aqui fornecidas devem ser utilizadas em conjunto com as políticas da sua instituição para avaliar os riscos para os pacientes e operadores ao utilizar transdutores Meritrons num ambiente de RM.
	Consulte as Instruções de Utilização Para obter uma cópia electrónica digitalize o código QR ou acesse a www.merit.com/ifu e introduza o ID de IFU. Para obter uma cópia impressa, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente dos EUA ou da U.E.
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Fabricante
	Número de catálogo
	Código de lote

Meritrans DTXPlus™

Conjuntos descartáveis de transdutores de pressão Sistema de amostragem de sangue Safedraw™

INSTRUÇÕES DE USO

Descrição

Este conjunto contém o(s) transdutor(es) de pressão Meritrans DTXPlus™ e pode conter ainda o sistema de amostragem de sangue Safedraw™. Como as configurações de preferência do cliente variam conforme a instituição, é da responsabilidade de cada uma estabelecer políticas e procedimentos específicos que regem o uso do conjunto, incluindo medidas de segurança que complementem outras medidas descritas nesta folha de instruções. A **Seção A** descreve os transdutores Meritrans DTXPlus com ou sem o Safedraw™. A **Seção B** descreve a utilização da tampa de vedação EasyVent™. A **Seção C** descreve conjuntos Safedraw padronizados. A **Seção D** descreve a amostragem de sangue com o uso do Safedraw.

USO PREVISTO

O transdutor descartável de pressão arterial Merit (DTX) é destinado ao monitoramento da pressão arterial invasiva. O kit descartável de monitoramento de pressão arterial (DTX Kit) que acompanha o modelo de amostragem de sangue Safedraw possibilita que o sangue seja coletado do paciente sem que ele seja exposto ao ambiente externo (amostragem de sangue de loop fechado).

USUÁRIO/PACIENTE/USO CLÍNICO

Usuário: Enfermeiros, clínicos e médicos qualificados

Paciente: Aplicações pediátricas e adultas

Usos clínicos: Hospitais e ambientes clínicos apropriados

SEÇÃO A

A família de transdutores Meritrans DTXPlus consiste em cinco modelos de limpeza (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NVV e DT-XO) e um modelo sem limpeza (TNF-R).

Os modelos DT-XX e DT-NNV contêm furos arejados na estrutura do transdutor e são parecidos com os modelos DT-XX e DT-NN.

Os modelos DT-XX e DT-XXV apresentam um atuador em clipe azul de limpeza rápida e uma torneira redutora, como mostra a Figura 1. Para manter a patênia do cateter, o dispositivo de limpeza integral distribui uma vazão (nominal) contínua de 3 mL/h com pressão diferencial de 200 mmHg (pressão da bolsa de infusão menos a pressão fisiológica média monitorada). O dispositivo de limpeza também incorpora uma válvula de segurança para excesso de pressão, o que evita que a pressão do transdutor ultrapasse aproximadamente 7000 mmHg. A válvula joga o excesso de líquido com segurança de volta para a bolsa de infusão, mantendo um trajeto vedado e estéril. Os atuadores de limpeza rápida Merit (com clipe ou lingueta) são práticos no preenchimento de líquido, remoção de bolhas e limpeza rápida.

O modelo DT-XO é semelhante ao DT-XX e ao DT-XXV com vazão nominal de 3 mL/h, mas não tem uma torneira redutora.

Os modelos DT-NN e DT-NVV (vazão nominal de até 30 mL/h) para aplicações neonatais. Contém uma torneira redutora integral como os modelos DT-XX e DT-XXV, mas o atuador em clipe tem cor amarela. **USE SÓMENTE COM UMA BOMBA MECÂNICA DE INFUSÃO DE LÍQUIDO.** A real taxa de infusão contínua para o monitoramento neonatal é determinada pelo médico e controlada por uma bomba de infusão mecânica. A limpeza rápida com o dispositivo de limpeza em aplicações neonatais deve ser realizada somente como parte do procedimento inicial de preenchimento de líquido e remoção de bolhas. Após a coleta de sangue ou a administração de medicamentos, a limpeza deve ser realizada manualmente, com uma seringa que controla precisamente a infusão de líquidos. A taxa de limpeza rápida varia conforme o tipo de conjunto de administração e o comprimento e o diâmetro de lúmen do tubo de pressão que acopla o transdutor ao paciente.

ATENÇÃO: as perfurações arejadas na estrutura dos transdutores modelos DT-XX e DT-NNV para fins de reinicialização e calibração não devem ser obstruídas.

O modelo TNF-R não tem um dispositivo de limpeza, atuador de clipe/lingueta nem torneira redutora. Deve ser fornecido em um conjunto com dispositivo separado de vazão/limpeza da linha.

ATENÇÃO: a tampa D (transparente de vedação) deve ser fornecida com o TNF-R. Não pressione em excesso a tampa D, pois pode deformar o conector macho do TNF-R e impedir a conexão de outros componentes.

PROCEDIMENTOS DE PREPARAÇÃO

Use técnicas de assepsia e a preparação apropriada ao manusear o dispositivo. Verifique se todas as conexões estão seguras e se a torneira está na direção correta.

ATENÇÃO: aperte todas as conexões antes de usar. Não aperte em excesso as conexões para não causar rachaduras que geram vazamentos, embolia gassosa, refluxos sanguíneos ou perdas da onda de pressão.

Todas as portas laterais das torneiras são protegidas por tampas arejadas, que devem permanecer no lugar até que o sistema seja preparado. As tampas arejadas devem ser sempre substituídas por tampas não arejadas, a menos que haja tampas de vedação EasyVent™. Para ver mais instruções, consulte a Seção B.

ATENÇÃO: os transdutores descartáveis proporcionam um único modo de isolamento elétrico por meio de diafragma, lacuna de ar, gel de isolamento ou alguma combinação das opções acima, e não são recomendados para uso com monitores de pacientes sem isolamento. Se houver dúvidas sobre as características de isolamento de seu monitor, consulte o manual de manutenção do monitor ou entre em contato com o fabricante.

CONEXÃO ENTRE TRANSDUTOR E CABO DE INTERFACE

Para conectar o transdutor com o cabo de interface reutilizável, alinhe as setas do conector e encaixe-os ao mesmo tempo (veja a Figura 2).

ATENÇÃO: deixar de usar um cabo de interface Merit pode resultar na interrupção do sinal. Sempre teste o cabo reutilizável antes de usar.

CONJUNTO DE PREENCHIMENTO IV (VEJA AS FIGURAS 3, 4 E 5)

As instruções a seguir se aplicam a equipos IV com câmaras de micro ou macrogotejamento em configurações de linha única.

1. Prepare a solução de limpeza estéril em uma bolsa de solução não arejada conforme a prescrição médica.
2. Para retirar o ar da bolsa de solução, insira o conjunto IV na bolsa de solução e gire a bolsa para baixo para facilitar a saída do ar acumulado pelo conjunto. Abra o regulador de fluxo e pressione levemente a bolsa IV até que o ar seja fejado a passar pela câmara de gotejamento.
- NOTA:** eliminar o ar da bolsa de solução evita que ele entre no sistema de monitoramento quando a solução é expelida ou quando a bolsa é invertida.
3. Feche o regulador de fluxo e pressione levemente a bolsa para que a solução entre na câmara de gotejamento (encha até 1/3 do volume, já que o nível aumenta quando a bolsa é pressurizada). Coloque a bolsa no manguito de pressão e a pendure no suporte IV.

ATENÇÃO: se a câmara de gotejamento for completamente enchida, a câmara será submersa na solução, e a contagem de gotas (determinação da vazão) não será possível. Com uma pressão diferencial de 200 mmHg (pressão da bolsa menos a pressão fisiológica média monitorada), 2 a 4 gotas por minuto de um equipo de administração IV macrogotejamento ou 2 a 4 gotas a cada três minutos de um equipo macrogotejamento são iguais a uma vazão de 2-4 mL/h.

NOTA: para minimizar a formação de bolhas de ar, encha o sistema de monitoramento por gravidade sem pressurizar a bolsa. Abra o regulador de fluxo e encha o equipo IV por gravidade. Bata levemente no equipo IV para eliminar as bolhas acumuladas. Feche o regulador de fluxo.

5. Acople o equipo IV cheio ao sistema de monitoramento. É possível encher o conjunto do transdutor por dois métodos: enchimento manual ou automático. Escolha o método para ver mais instruções.

PARA OS MODELOS DT-NN E DT-NVV, SIGA ESTAS ETAPAS.

6. Conecte o equipo IV à bomba de infusão mecânica apropriada. Se a bomba usar um cassete, conecte o tubo ao sistema de cassette. Todas as burretas da linha devem ser usadas entre o equipo IV e a bomba de infusão, de acordo com os padrões, as políticas e os procedimentos do seu hospital. Se outros componentes, como filtros de partículas ou de eliminação de ar, forem usados, faça as conexões necessárias. Neste momento, este sistema de tubulação IV deve permanecer desconectado da tubulação do transdutor/dispositivo de limpeza.
7. Conecte o transdutor (veja a Figura 4) ao sistema de tubulação IV. Abra o regulador de fluxo. Configure a bomba como "limpeza" ou em uma taxa de infusão que permita que o líquido chegue completamente ao equipo, a tubulação da burretas e o sistema de cassette. Assim que forem preenchidos, feche o regulador de fluxo.

NOTA: encher com líquido e eliminar bolhas do sistema de tubulação IV antes de fazer a conexão com o transdutor/dispositivo de limpeza possibilita um enchimento mais rápido e sem bolhas do transdutor, torneiras e tubo de pressão.

MÉTODO MANUAL DE ENCHIMENTO DO CONJUNTO DO TRANSDUTOR

ATENÇÃO: não toque o transdutor com objetos metálicos, como pinças hemostáticas, para eliminar bolhas de ar. Isso pode danificar o transdutor.

1. Com o manguito de pressão ainda vazio, segure o transdutor na vertical com a torneira redutora virada para cima. Abra o regulador de fluxo no equipo IV e aperte o atuador em clipe para que a solução encha completamente o sistema de monitoramento. Em conjuntos Safedraw™, verifique se o cilindro da seringa de volume restrito está completamente pressionado no momento de encher o sistema. A porta lateral da torneira deve ser preenchida e esvaziada.
- NOTA:** como o transdutor enche pela gravidade, verifique se a bolsa está em um nível mais alto do que o transdutor e o sistema de monitoramento.
2. Toque o transdutor na palma da mão aberta e, ao mesmo tempo, aperte o atuador em clipe para eliminar o ar da câmara do transdutor (veja a Figura 6).

NOTA: não toque o transdutor com objetos metálicos, como pinças hemostáticas, para eliminar bolhas de ar, pois isso pode danificar o transdutor.

- (Somente para conjuntos Safedraw™)** Depois que a solução é colocada no tubo de pressão, a seringa de volume restrito e a porta lateral da torneira acoplada passam pelo processo de eliminação de bolhas; isso acontece quando você gira a torneira acoplada a uma posição "Desativado" do transdutor. Puxe levemente de volta e preencha a seringa de volume restrito com a solução do tubo de pressão até que haja contato com a tampa da seringa incorporada. Gire o conjunto para que a ponta da seringa aponte para cima. Bata levemente na seringa para que o ar acumulado saia na direção da ponta do conector, depois pressione o embolo da seringa, forçando a saída do ar acumulado e da solução para a linha do paciente. Gire a torneira acoplada para a posição "Desativado" na direção da seringa de volume restrito.

ATENÇÃO: NÃO faça a limpeza enquanto a linha do paciente está conectada ao cateter ou à cânula. O ar pode chegar ao paciente. Para os métodos manual ou automático de enchimento do transdutor.

4. Ative o dispositivo de limpeza rápida para limpar o ar da linha do paciente.
5. Verifique se as bolhas foram eliminadas de todas as partes cheias de líquido do sistema de monitoramento. Pressurize a bolsa de infusão em 300 mmHg. Se as bolhas permanecerem na câmara do transdutor, faça outra limpeza usando a técnica mostrada na Figura 6.

MÉTODO AUTOMÁTICO DE ENCHIMENTO DO CONJUNTO DO TRANSDUTOR

O transdutor Meritrans DTXPlus™ enche (geralmente sem bolhas) em cerca de cinco minutos.

1. Coloque o transdutor no suporte (TBG) ou outros suportes que sustentem o transdutor na posição vertical (veja a Figura 7b).
2. Pressurize o manguito em 300 mmHg e verifique se a câmara de gotejamento do equipo não fica preenchida totalmente durante a pressurização, pois isso impede a leitura da vazão. Abra o regulador de fluxo. O transdutor enche automaticamente.
3. Retorne em cinco minutos para verificar se há bolhas no transdutor e faça a limpeza para preencher o restante do conjunto de monitoramento. Bata levemente enquanto abre o atuador em clipe para remover possíveis bolhas de ar (veja a Figura 6).

PRENDER O CONJUNTO DO TRANSDUTOR (veja a Figura 7)

1. Substitua todas as tampas arejadas das portas laterais das torneiras por tampas não arejadas (vedação). Se a porta lateral tiver uma tampa de vedação EasyVent™, em vez de substituí-la, basta apertá-la para que fique na posição não arejada. (Consulte a seção B.)

2. Monte o transdutor em um suporte (veja a Figura 7b) ou diretamente no braço do paciente (veja a Figura 7a) com a porta inicial no nível médio do coração.

ATENÇÃO: O sistema de amostragem de sangue Safedraw™ não deve ser montado no paciente. Há diversos modelos de conjuntos de transdutor que podem ser montados tanto no suporte IV como no paciente. Os números de modelos desses conjuntos costumam terminar em "M" ou "SM". Quando montados nos pacientes, é necessário ter cuidado, pois os movimentos do corpo paciente podem acabar ligando acidentalmente o dispositivo de limpeza.

O atuador em clipe de limpeza rápida da Merit foi desenvolvido exclusivamente para minimizar esse risco, pois o único meio de ativar é apertando o atuador com dois dedos. Entretanto, é necessário tomar as devidas precauções.

3. Conecte o sistema de monitoramento com a cânula ou o cateter do paciente. Limpe o sistema para remover o sangue da cânula ou do cateter.

ATENÇÃO: para evitar levar bolhas de ar ou coágulos de sangue no cateter ou na cânula de volta ao paciente, verifique se o sistema de monitoramento está completamente cheio de solução e deixe que uma pequena quantidade de sangue passe pela cânula antes de fazer a conexão da linha de pressão. Para o monitoramento de pressão do átrio esquerdo, instale um filtro de eliminação de ar entre a cânula e o transdutor antes de fazer a limpeza.

4. Em diversas instalações de transdutor, um sistema de codificação por cor é usado para identificar as informações apropriadas do monitor. Os rótulos de codificação por cor estão disponíveis. Afixe os rótulos apropriados ao TBG ou ao cabo de monitoramento mais próximo a cada transdutor.

Vermelho ("ARTERIAL") = Pressão arterial

Azul ("PVC") = Pressão venosa central

Amarelo ("PA") = Pressão arterial pulmonar

Branco ("PAE") = Pressão do átrio esquerdo

Branco (Em branco) = Outro tipo de pressão

INÍCIO E CALIBRAÇÃO

1. Faça o balanceamento inicial do sistema de monitoramento conforme a pressão atmosférica e calibre o transdutor de acordo com as instruções do fabricante do monitor.

NOTA: Recomenda-se que a torneira tridirecional mais próxima ao transdutor esteja colocada no nível médio do coração e seja usada exclusivamente para fins de inicialização. O transdutor pode ser arejado com rapidez e facilidade conforme a pressão atmosférica; para isso, gire a torneira no sentido anti-horário (ou seja, "Desativado") voltado para a linha do paciente e remova a tampa não arejada da porta inicial. Se houver uma tampa de vedação EasyVent™, em vez de removê-la, afrouxe-a até a posição arejada (Seção B).

2. Gire a torneira no sentido horário (ou seja, "Desativado") voltado para a porta lateral de início) e insira a pressão do paciente no transdutor. Veja a qualidade da onda.

3. Aguarde cerca de um minuto para que o sistema seja equilibrado, depois verifique se o dispositivo de limpeza está funcionando corretamente. Faça uma contagem de gotas para verificar se a vazão está em cerca de 3 mL/h. Faça também uma inspeção visual em busca de possíveis vazamentos. Depois de trinta minutos da instalação e de tempos em tempos, verifique se o sistema apresenta a pressão correta da bolsa, vazão, nível inicial e zero vazamento. Qualquer vazamento, por menor que seja, pode levar a uma leitura imprecisa da vazão. Se houver suspeitas de fluxo zero, ou seja uma leitura anormal, reposicione o transdutor e zere o novo-natal. Se o problema persistir, troque o transdutor. Depois de cada limpeza rápida, recomenda-se confirmar novamente a vazão.

4. Recoloque a tampa de vedação e feche a torneira na direção da porta lateral. Se a porta lateral tiver uma tampa de vedação EasyVent™, em vez de substituí-la, basta apertá-la para que fique na posição não arejada (Seção B).

- (Somente para DT-NN e DT-NVV)** Configure uma bomba de infusão mecânica na vazão desejada, conforme a prescrição médica.

ATENÇÃO: se for observada uma curva mais achatada, é possível que haja diversos fatores, incluindo, mas não somente:

- Torneiras mal posicionadas
- Ar na linha de monitoramento, cateter ou cânula
- Conexões soltas
- Monitor calibrado incorretamente
- Coágulos de sangue no cateter, cânula ou cabo de monitoramento
- Cateter ou cânula posicionados contra uma parede arterial

AVISO
As leituras normais de pressão devem ser correlacionadas a manifestações clínicas do paciente. Caso contrário, use uma fonte de pressão conhecida ou calibrada para verificar se o transdutor está funcionando.

As torneiras devem estar posicionadas a 90° na posição "Desativado". Não as posicione a 45° até chegar à posição "Desativado", pois essa é uma imprecisão que pode gerar contaminação, refluxo sanguíneo ou embolia gassosa.

O dispositivo de limpeza e a câmara de gotejamento não são sistemas de distribuição de líquidos precisos. Se a condição do paciente demandar uma distribuição de líquido precisa, use uma bomba mecânica para impedir possíveis excessos de infusão de líquido.

Equipamentos de comunicação por RF devem ser mantidos a uma distância de 30 cm (12 polegadas) do transdutor. Não empilhe nem coloque o transdutor perto de outros equipamentos de comunicação. Fios elétricos e outros dispositivos eletrônicos podem afetar negativamente o desempenho EMC.

As emissões características do transdutor o tornam viável para uso em áreas industriais e hospitalares (CISPR 11 classe A). Não utilize em ambientes residenciais.

SEÇÃO B

Instruções de uso da tampa de vedação EasyVent™ que simplificam zerar o transdutor.

TORNEIRA REDUTORA DE ENCHIMENTO DE LÍQUIDOS (veja a Figura 8)

1. A tampa de vedação EasyVent™ costuma ser acoplada à tampa redutora na posição arejada. Se ainda não estiver nessa posição, afrouxe a tampa até que gire livremente (NÃO RETIRE A TAMPA).

2. Ative o dispositivo de limpeza para preencher a porta lateral e permitir que o líquido saia pela tampa de vedação EasyVent™.

3. Depois que o líquido for colocado, gire a torneira para "Desativado" na direção da porta lateral e aperte a tampa.

ZERAR O TRANSDUTOR

1. Gire a torneira para "Desativado" na direção da linha do paciente e afrouxe a tampa de vedação EasyVent™.

2. Zere o monitor e aperte a tampa.

3. Gire a torneira para "Desativado" na direção da porta lateral de zeragem e reinsira a pressão do paciente.

REMOÇÃO/RECOLOCAÇÃO DA TAMPA

1. Para acessar a porta lateral da torneira, afrouxe a tampa e retire-a.

2. Para recolocar a tampa na porta lateral da torneira, basta encaixá-la de volta e apertá-la.

SEÇÃO C (veja a Figura 9)

Os conjuntos Safedraw™ padronizados podem ser conectados a outros conjuntos de transdutores descartáveis ou domos do fabricante.

ATENÇÃO: os modelos de conjuntos Safedraw™ são destinados para uso com cateteres arteriais curtos (até 6 cm). Usá-los com cateteres de maior volume pode causar retenção de sangue diluído em heparina na linha do paciente e, por consequência, valores laboratoriais imprecisos.

CONEXÃO

- Conecte o luer fêmea da torneira tridirecional à extremidade distal do conjunto de monitoramento usado. Se o conjunto de monitoramento usado estiver com um tubo de pressão acoplado, o tubo deverá ser removido antes que o sistema Safedraw™ seja acoplado.
- Encha a parte da cúpula ou do transdutor conforme as instruções do fabricante.
- Para encher o conjunto individual Safedraw™, primeiro encha o tubo de pressão e o septo de amostragem de sangue. Em seguida, gire a torneira da seringa de volume restrito para "Desativado" na direção do transdutor. Puxe levemente de volta e preencha a seringa de volume restrito com a solução de tubo de pressão até que haja contato com a tampa da seringa incorporada. Gire o conjunto para que a ponta da seringa aponte para cima. Bata levemente na seringa para que o ar acumulado suba pela ponta do conector Luer. Com a ponta da seringa ainda apontando para cima, pressione o êmbolo de volta, forçando o ar acumulado e a solução para a linha do paciente. Gire a torneira acoplada para a posição "Desativado" na direção da seringa de volume restrito.

ATENÇÃO: NÃO realize as etapas 3, 4 ou 5 enquanto a linha do paciente está conectada ao cateter ou à cânula. O ar pode chegar ao paciente.

- Ative o dispositivo de limpeza rápida para limpar o ar da linha do paciente.
- Verifique se as bolhas foram eliminadas de todas as partes cheias de líquido do sistema de monitoramento.
- Pressurize a bolsa de infusão em 300 mmHg. Se as bolhas permanecerem na câmara do transdutor, faça outra limpeza usando a técnica mostrada na Figura 6.
- Conecte com a cânula ou o cateter do paciente. Limpe o sistema para remover o sangue da cânula ou do cateter.

Zere e calibre o transdutor de acordo com as instruções do fabricante.

ATENÇÃO: aguarde cerca de um minuto para o sistema equilibrar. Faça também uma inspeção visual em busca de possíveis vazamentos. Depois de trinta minutos da instalação e de tempos em tempos, verifique se o sistema apresenta a pressão correta da bolsa de infusão, vazão e vazamentos. Qualquer vazamento, por menor que seja, pode acarretar a leitura incorreta de vazão do cateter.

SEÇÃO D - AMOSTRAGEM DE SANGUE SAFEDRAW

Instruções para a coleta de sangue com o uso de sistemas Safedraw™ com transdutores descartáveis ou reutilizáveis com cúpulas (veja as Figuras 9 e 10).

ATENÇÃO: não utilize uma agulha subcutânea para penetrar o septo.

- Abra a tampa protetora articulada pelo septo de amostragem. Limpe a superfície do septo com álcool ou iodopovidona.
- Gire a torneira com a seringa de volume restrito com a posição de "Desativado" na direção do transdutor.
- Puxe a seringa novamente até alcançar o ponto de resistência. Gire a posição "Desativado" da torneira para o paciente.
- Agora o septo pode ser penetrado com a agulha de segurança, TA-BPN ou dispositivo de transferência direta, TA-STV para a coleta de amostra de sangue. (Acesse a seção apropriada, depois a etapa 5.)

ATENÇÃO: É possível usar seringas de bico luer-slip, mas é necessário ter cuidado para que elas não se desconectem da agulha de segurança durante a remoção. Para remover a agulha de segurança e a seringa do septo, segure o corpo da Agulha de segurança com uma das mãos e, cuidadosamente, remova o conjunto de agulha/seringa.

Usa da agulha de segurança - Modelo TA-BPN

- Apre com firmeza a seringa de amostragem de sangue à agulha de segurança (veja a Figura 10).
- Alinhe a agulha de segurança com o septo e a empurre totalmente na direção do septo.
- NOTA:** verifique se os arcos dos dois lados da proteção da agulha estão alinhados com as extensões luer do septo. Assim, a agulha de segurança fica completamente inserida no septo.
- Aspire a amostra de sangue para a seringa da amostra. Se for difícil aspirar o sangue, puxe devagar o êmbolo da seringa novamente. Se ainda assim for difícil, verifique se há oclusões no cateter ou na cânula.
- Para remover a Agulha de segurança e a seringa de amostragem do septo, puxe devagar o conjunto de agulha/seringa para longe do septo enquanto segura o corpo da agulha de segurança. Quando a agulha estiver na metade do trajeto, será possível sentir uma leve resistência. Neste ponto, puxe bem devagar o êmbolo da seringa, depois remova o conjunto de agulha/seringa do septo, girando-o no sentido horário, e puxe de volta. Pelo processo acima, a pressão residual na seringa se equilibra e evita que o sangue se acumule na ponta da agulha ou no topo do septo.
- Limpe a superfície do septo com álcool ou iodopovidona e tampe o septo.
- Para transferir sangue para um tubo evacuado, pressione o conjunto de agulha-seringa que contém sangue para a tampa do tubo evacuado. A agulha de segurança penetra a tampa do tubo evacuado.

ATENÇÃO: Ao remover a agulha de segurança, faça uma extração lenta para que a tampa evacuada não saia junto com a agulha de segurança.

USO DO DISPOSITIVO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA - MODELO TA-STV

Com o modelo TA-STV, o sangue é transferido diretamente do septo para o tubo evacuado.

ATENÇÃO: NÃO deixe o dispositivo de transferência direta modelo TA-STV no septo após concluir a amostragem. Isso pode contaminar a linha do paciente ou possibilitar que o sangue vaze do sistema.

- Insira o TA-STV no septo, verifique se os arcos da Agulha de segurança estão alinhados com as extensões luer do septo. **NOTA:** o modelo TA-STV deve ser inserido no septo antes que um tubo evacuado seja colocado no receptáculo do tubo, senão o vácuo será perdido.

- Insira o tubo evacuado na ponta do receptáculo de TA-STV. Corrija a quantidade de sangue a ser drenada para o tubo evacuado pelo vácuo. Remova o tubo evacuado.
- Se outras amostras forem necessárias, pressione um tubo evacuado por vez na ponta do receptáculo de TA-STV.
- Depois que o último tubo evacuado tiver sido removido, remova o TA-STV do septo de amostragem, empurrando-o para cima até que você sinta uma leve parada, depois gire para fazer a remoção e o descarte.

ATENÇÃO: NÃO puxe de volta o êmbolo da seringa de volume restrito com a opção "Desativado" da torneira redutora para o transdutor. Isso pode levar a para a seringa. NÃO encha a seringa de volume restrito girando a torneira à qual a seringa está conectada na posição "Desativado" voltada para o paciente fazendo a aspiração, a menos que o dispositivo de limpeza rápida seja aberto para possibilitar vazão da bolsa de solução salina. Deixar de ativar o dispositivo de limpeza pode danificar o transdutor.

- Reinjetar o sangue remanescente no paciente e faça a limpeza com solução salina da seguinte forma:
 - Gire a torneira com a seringa de volume restrito com a posição de "Desativado" anexada ao transdutor.
 - Empurre para baixo o êmbolo da seringa de volume restrito.
 - Gire a posição "Desativado" da torneira para a seringa de volume restrito.
 - Faça a limpeza rápida necessária do sangue remanescente no tubo e no septo.

ATENÇÃO: Para aplicações neonatais e pediátricas, não faça a limpeza rápida para evitar excesso de líquido, mas use uma seringa separada para a limpeza e registre a quantidade injetada conforme o protocolo hospitalar.

- Limpie a superfície do septo com álcool ou iodopovidona e tampe o septo.

- Confira as ondas de pressão do monitor.
- ATENÇÃO: para evitar levar bolhas de ar ou coágulos na cânula de volta ao paciente, verifique se a linha de monitoramento está completamente cheia de líquido e deixe que uma pequena quantidade de sangue passe pela cânula antes de fazer a conexão da linha de pressão.

COMPLICAÇÕES

Riscos associados ao uso deste produto:

SEPSE/INFECÇÃO

Culturas positivas podem ser resultantes da contaminação do sistema de pressão. O aumento dos riscos de septicemia e bacteremia está associado a amostragem de sangue, líquidos de infusão e trombose relacionada a cateteres.

EMBOLIA GASOSA

O ar pode penetrar no sistema e chegar ao paciente por meio de torneiras inadvertidamente deixadas abertas após desconexão acidental do sistema de monitoramento ou pela lavagem que leve bolhas de ar residuais até o paciente.

CATETER OBSTRUÍDO E REFLUXO DE SANGUE

Se um sistema lavado não for devidamente pressurizado em relação à pressão arterial do paciente, poderá haver ocorrências de refluxo de sangue e obstrução do cateter.

INFUSÃO DE LÍQUIDOS DE ALTA CONCENTRAÇÃO MOLECULAR

Se uma das práticas de seu hospital for fazer as infusões pela linha de pressão, recomendamos que todos os componentes do sistema sejam trocados por novos componentes esterilizados assim que a infusão for concluída.

EXCESSO DE INFUSÃO

O excesso de líquido pode ser injetado no paciente caso a pressão da bolsa seja superior a 300 mmHg. Isso pode acarretar excesso de líquido e/ou um aumento possivelmente prejudicial da pressão arterial.

LEITURAS ANORMAIS DE PRESSÃO

As leituras de pressão podem mudar de forma rápida e drástica em razão da perda da calibração correta, conexões soltas, entrada de ar no sistema e fluxo ou deslocamento zero.

Para obter informações mais detalhadas sobre as possíveis complicações, entre em contato com o representante local do dispositivo.

CONTRAINDICAÇÕES

- Não use o dispositivo de limpeza para monitorar a pressão intramuscular ou intracraniana.
- Não use transdutores Meritrans DTXplus™ com monitores de pressão sem isolamento.
- Não use para o monitoramento de pressão do átrio esquerdo sem um filtro eliminador de ar entre a cânula e o transdutor, antes de fazer a limpeza.
- Não use sem uma bomba de infusão de líquido mecânica (modelos DT-NN e DT-NNV).

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Permite monitorar a pressão arterial
- O dispositivo que acompanha o Safedraw vem com um sistema fechado para monitoramento de amostras de sangue e de pressão arterial.

CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazene em local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Estériles e não pirogênicos em embalagem interna fechada e não violada. Somente para uso único. Verifique a integridade da embalagem individual antes de usar. Após o uso, descarte o dispositivo em conformidade com os protocolos padrão para descarte de resíduos. Não reesterilize.

A vida útil do dispositivo é de 72 a 96 horas com base na recomendação do CDC e da Joint Commission Intl (JCI).

A reutilização pode levar a infecções ou a outras lesões/doenças.

Na UE, qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo que tenha ocorrido deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro aplicável.

Para informações sobre novos pedidos ou assistência, entre em contato com o representante local.

ESPECIFICAÇÃO

Tensão de excitação	CC 4V a 8V RMS
Frequência de excitação	CC a 5 KHz
Impedância de excitação	>200 ohms
Impedância de sinal	<3000 ohms
Mudança de fase entre excitação e sinal	<5°
Sensibilidade nominal	5 µV/V/mmHg
Limite sem balanceamento	a ±75 mmHg após teste de choque de meio-seno
Fluxo zero	2 mmHg/4 horas
Contrabalanceamento do coeficiente térmico	0,3 mmHg/°C
Sensibilidade do coeficiente térmico	0,1% / °C
Sensibilidade à luz	<2 mmHg a 3000 pé-velas

	Não use se a embalagem estiver violada e consulte as instruções de uso
	Uso único
	Não reesterilize
	Cuidado: Leis federais dos EUA determinam que este dispositivo só pode ser vendido por médicos ou sob prescrição médica.
	Atenção
	Mantenha seco
	Mantenha protegido contra exposição à luz solar
	Não pirogênico
	Prazo de validade: AAAA-MM-DD
	Data de fabricação: AAAA-MM-DD
	Esterilizado por óxido de etileno
	Dispositivo Médico
	Sistema único de barreira estéril ou Sistema único de barreira estéril com embalagem protetora interior
	Identificador Único de Dispositivo
	Não contém DEHP, DIBP, DBP nem BBP
	Peça aplicada do tipo CF à prova de desfibrilação
	Condicionado para RMN Testes não clínicos demonstraram que o dispositivo é condicional para RM. Conforme a ASTM F2503-13, um item Condicionado para RM é aquele que demonstra segurança em ambientes de ressonância magnética dentro das condições estabelecidas. Um paciente com esse dispositivo pode ser examinado com segurança em um sistema de RM que atenda às seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">Campo magnético estático de 3 Tesla ou inferiorCampo magnético com gradiente espacial máximo de 4.000 gauss/cm (40 T/m)O transdutor e o cabo não devem fazer contato com o paciente durante a operação do sistema de RMO transdutor e o cabo não devem ser montados no paciente.O transdutor e o cabo não devem ser colocados dentro da abertura do sistema de RM durante a operação do scannerO transdutor e o cabo são permitidos na sala do sistema de RM, mas não devem estar em operação ou conectados a um sistema de monitoramento durante o procedimento de RMN As informações apresentadas aqui devem ser usadas com as políticas de sua instituição para fins de avaliação de riscos para pacientes e operadores que usam transdutores Meritrans em um ambiente de RMN.
	Consulte as Instruções de Uso Para obter uma cópia eletrônica, escaneie o código QR, ou visite o site www.merit.com/ifu e digite IFU ID. Para obter uma cópia impressa, telefone para o Serviço de Atendimento ao Cliente dos EUA ou da UE
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Fabricante
	Número de catálogo
	Código do lote

Meritrans DTXPlus™

Wegwerpbare druktransductorsets

Safedraw™-systeem voor het nemen van bloedmonsters

GEBRUIKSINSTRUCTIES

BESCHRIJVING

Deze set bevat Meritrans DTXPlus™-transductor(s) en kan het Safedraw™-systeem voor het nemen van bloedmonsters bevatten. Aangezien de door de klant gekozen setconfiguraties per instelling verschillen, is het de verantwoordelijkheid van de instelling om een specifiek beleid en procedures vast te stellen voor het gebruik van de set, inclusief veiligheidsmaatregelen, als aanvulling op de maatregelen die in dit instructieblad worden beschreven. **Sectie A** beschrijft Meritrans DTXPlus-transductors met of zonder Safedraw™. **Sectie B** beschrijft het gebruik van de EasyVent™-afsluitdop. **Sectie C** beschrijft gestandaardiseerde Safedraw-sets. **Sectie D** beschrijft het nemen van bloedmonsters met behulp van Safedraw.

BEDOELD GEBRUIK

De wegwerpbare bloeddruktransductor (DTX) van Merit is bedoeld voor invasieve bloeddrukbewaking. De wegwerpbare bloeddrukbewakingskit (DTX Kit) met het Safedraw-model voor het nemen van bloedmonsters is bedoeld om bloedmonsters van de patiënt te kunnen nemen zonder dat de patiënt wordt blootgesteld aan de buitenomgeving (gesloten-lusssysteem voor nemen van bloedmonsters).

GEBRUIKER/PATIËNT/KLINISCH

Gebruiker: Gewaardeerde verpleegkundigen, artsen en artsen

Patiënt: Toepassing bij kinderen of volwassenen

Klinisch: Ziekenhuizen of geschikte klinische omgevingen

SECTIE A

De Meritrans DTXPlus-reeks transductors bestaat uit vijf spoelmodellen (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV en DT-XO) en één model zonder spoelen (TNF-R).

De DT-XXV- en DT-NNV-modellen hebben een ventilatieopening in de transductorkamer en zijn vergelijkbaar met de DT-XX- en DT-NN-modellen.

De DT-XX- en DT-XXV-modellen hebben een blauwe snelspoelactuator met klem en een afsluitkraan voor nullen, zoals weergegeven in afbeelding 1. Om de doorgankelijkheid van de katheter te handhaven levert het integrale spoelinstrument een continue (nominale) doorstroomsnellheid van 3 ml/uur met een drukverschil van 200 mmHg (druk van infusazak minus de gemiddelde bewaakte fysiologische druk). Het spoelinstrument is ook uitgerust met een overdrukklep om te voorkomen dat de druk op de transductor hoger wordt dan ongeveer 7000 mmHg. De klep voert overtuigend vloeistof veilig af naar de infusazak terwijl een afgesloten, steriel pad gehandhaafd wordt. De snelspoelactuator (klem of treklipje) van Merit bieden gemak bij het vullen met vloeistof, het verwijderen van luchtbellen en snel spoelen.

Het DT-XO-model is vergelijkbaar met de DT-XX- en DT-XXV-modellen met een nominale doorstroomsnellheid van 3 ml/u, maar dit model heeft geen afsluitkraan voor nullen.

De DT-NN- en DT-NNV-modellen (nominale doorstroomsnellheid max. 30 ml/uur) zijn geschikt voor neonatale toepassingen. Ze hebben een integrale afsluitkraan voor nullen zoals de DT-XX- en DT-XXV-modellen, maar de klemactuator is geel. **ALLEEN GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET EEN MECHANISCHE VLOEISTOFINFUSIEPOMP.** De werkelijke continue infuussnelheid voor neonatale bewaking wordt bepaald door de arts en wordt geregeld door een mechanische infusiepomp. Snel spoelen met het spoelinstrument bij neonatale toepassingen mag alleen worden uitgevoerd als onderdeel van de eerste keer vullen met vloeistof en het verwijderen van luchtbellen. Spoelen na het nemen van bloedmonsters of het toedienen van medicatie moet handmatig worden uitgevoerd met een spuit om de vloeistofinfusie nauwkeurig te regelen. De snelheid van de snelle spoeling varieert afhankelijk van de toedieningsset, de lengte en de lumendiameter van de drukslangen die de transductor aan de patiënt koppelen.

LET OP: De DT-XXV- en DT-NNV-modellen met een ventilatieopening in de transductorkamer voor nul- en kalibratiedoeleinden mogen niet worden geblokkeerd.

Het TNF-R-model heeft geen spoelinstrument, actuator met klem/treklipje of een afsluitkraan voor nullen en kan worden geleverd in een set samen met een afzonderlijk inline doorstroom-/spoelinstrument.

LET OP: De D-dop (transparante afsluiter) kan worden meegeleverd met TNF-R. Draai de D-dop niet te strak aan, aangezien dit de mannelijke Luer-aansluiting van de TNF-R kan vervormen en het aansluiten van andere onderdelen kan belemmeren.

INSTELPROCEDURES

Gebruik aseptische techniek en de juiste opstelling bij het gebruiken van het instrument. Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten en de hendels van de afsluitkranen in de gewenste richtingen staan.

LET OP: Draai alle aansluitingen vast voorafgaand aan het gebruik. Draai de aansluitingen niet te strak aan, aangezien dit de aansluiting kan beschadigen en tot scheuren, lekken, luchtembolie, terugbloeding of verlies van drugvormen kan leiden.

Alle zijpoorten van afsluitkranen worden beschermd door geventileerde doppen die op hun plaats moeten blijven totdat het systeem gevuld is. Geventileerde doppen moeten altijd worden vervangen door niet-geventileerde doppen, tenzij het EasyVent™-afsluutdoppen zijn. Zie sectie B voor meer instructies.

LET OP: Wegwerpbare transductors bieden één manier van elektrische isolatie via een diafragma, luchtholding, isolatiegel of een combinatie van bovenstaande opties. Ze worden niet aanbevolen voor gebruik met niet-geïsoleerde patiëntmonitoren. Raadpleeg bij twijfel over de isolatiekenmerken van uw monitor de servicehandleiding van de monitor of neem contact op met de fabrikant van de monitor.

VERBINDING TRANSDUCTOR, INTERFACEKABEL

Sluit de transducteur aan op de herbruikbare interfacekabel door de pijlen op de connector uit te lijnen en deze tegen elkaar te duwen (zie afbeelding 2).

LET OP: Als u geen interfacekabel van Merit gebruikt, kan het signaal verstord worden. Test herbruikbare kabels altijd voor gebruik.

INFUUSSET VOOR VULLEN (ZIE AFBEELDING 3, 4 EN 5)

De volgende instructies zijn van toepassing op infussets met micro- of macro-druppelkamers in configuraties met één lijn.

- Bereid steriele spoeloplossing voor in een niet-geventileerde oplossingszak volgens het voorschrijf van de arts.
- Verwijder de lucht uit de oplossingszak door de infuszaald in de oplossingszak te steken en de zak omlaag te draaien zodat de lucht door de naald kan ontsnappen.

Open de roklem en knip voorzichtig in de infusazak totdat er lucht in de druppelkamer komt.

OPMERKING: Door de lucht uit de oplossingszak te verwijderen voorkomt u dat lucht in het bewakingsysteem terechtkomt als de oplossing op is of wanneer de zak wordt omgekeerd.

- Sluit de roklem en knip voorzichtig in de zak om de oplossing in de druppelkamer te persen (ongeveer 1/3 gevuld omdat het niveau stijgt wanneer de zak onder druk wordt gezet). Plaats de zak in de drukmanchet en hang deze aan de infusestandaard.

LET OP: Als de druppelkamer volledig gevuld is, is de druppelcanule ondergedompeld in de oplossing en kan de druppelkamer (bepaling van de doorstroomsnellheid) niet worden uitgevoerd. Bij een drukverschil van 200 mmHg (zakdruk minus gemiddelde bewaakte fysiologische druk) komen 2-4 druppels per minuut van een infuustoedieningsset met micro-druppelkamer of 2-4 druppels per drie minuten van een infuserset met macro-druppelkamer overeen met een doorstroomsnellheid van 2-4 ml/uur.

OPMERKING: Om de vorming van luchtbellen te minimaliseren vult u het bewakingsysteem door middel van zwaartekracht zonder de zak onder druk te zetten.

- Open de roklem en vul de infusazak met behulp van de zwaartekracht. Tik op de infusazak om opgesloten luchtbellen te verwijderen. Sluit de roklem.
- Sluit de gevulde infusazak aan op het bewakingsysteem. Er zijn twee manieren om de transducterset te vullen: handmatig en automatisch. Ga naar de geselecteerde methode voor meer instructies.

VOOR DE VOLGENDE STAPPEN UIT VOOR DE DT-NN- EN DT-NNV-MODELLEN.

- Sluit de infusazak aan op de juiste mechanische infusiepomp. Als de pomp een cassette gebruikt, sluit u de slang aan op het cassetteysteem. Er kan een inline buret worden gebruikt tussen het infusus en de infusiepomp, in overeenstemming met

de normen, het beleid of de procedures van uw ziekenhuis. Als er andere onderdelen worden gebruikt, zoals filters voor het verwijderen van deeltjes of lucht, moeten de noodzakelijke verbindingen tot stand worden gebracht.

Dit infuusslangstelsel moet op dit moment losgekoppeld blijven van de slang van de transducteur/het spoelinstrument.

- Sluit de transducteur (zie afbeelding 4) aan op het infuusslangstelsel. Maak de roklem los. Stel de pomp in op "ontluchten" of op een infuussnelheid waardoor de vloeistof de infusazak, de buretslang en het cassetteysteem volledig vult. Sluit de roklem nadat het vullen is voltooid.

OPMERKING: Het vullen met vloeistof en het verwijderen van luchtbellen uit het infuusslangstelsel voordat het op de transducteur/het spoelinstrument wordt aangesloten, zorgt ervoor dat de transducteur, afsluitkranen en drukslangen sneller en beter kunnen worden gevuld zonder luchtbellen.

HANDMATIG VULLEN VAN TRANSDUCTORSET

LET OP: Er mag niet met metalen voorwerpen zoals hemostaten op de transducteur worden getikt om luchtbellen te verwijderen. Als dit toch gebeurt, kan de transducteur beschadigd raken.

- Terwijl de drukmanchet nog steeds niet onder druk is gezet, houdt u de transducteur verticaal met de afsluitkraan voor nullen naar boven gericht. Open de roklem op de infusazak en knip in de klemactuator om het bewakingsysteem volledig te vullen met oplossing. Bij Safedraw™-sets moet u ervoor zorgen dat de behuizing van de spuit met volumebeperking volledig wordt ingedrukt tijdens het vullen van het systeem. De zippoort van de afsluitkraan moet gevuld zijn en mag geen luchtbellen bevatten.

OPMERKING: Aangezien de transducteur door de zwaartekracht wordt gevuld, moet u ervoor zorgen dat de zak hoger is dan de transducteur en het bewakingsysteem.

- Tik met de transducteur op uw open handpalm en knip tegelijkertijd in de klemactuator om de lucht uit de transductorkamer te verwijderen (zie afbeelding 6).

OPMERKING: Er mag niet met metalen voorwerpen zoals hemostaten op de transducteur worden getikt om luchtbellen te verwijderen, omdat dit de transducteur kan beschadigen.

- (Alleen voor Safedraw™-sets) Nadat de drukslangen met oplossing zijn gevuld, worden luchtbellen uit de spuit met volumebeperking en de zippoort van de aangesloten afsluitkraan "DICHT" te draaien naar de transducteur. Trek de spuit met volumebeperking langzaam terug en vul deze met oplossing om de drukslangen tot er contact wordt gemaakt met de ingebouwde spuitstop. Draai de set zodanig dat de tip van de spuit omhoog wijst. Tik zo tegen de spuit dat de ingesloten lucht in de richting van de Luer-tip stijgt; druk de zuiger vervolgens volledig terug in de spuit, waardoor de ingesloten lucht en oplossing in de patiëntlijn worden geperst.

LET OP: Voer het ontluchten NIET uit terwijl de patiëntlijn is aangesloten op de katheter of canule. Als u dit toch doet, kan er lucht in de patiënt terechtkomen. Dit geldt voor zowel het handmatig als het automatisch vullen van de transducteur.

- Activer de snelspoelinstrument om alle lucht uit de patiëntlijn te verwijderen.

- Inspecteer alle met vloeistof gevulde gedelen van het bewakingsysteem om te controleren of er geen luchtbellen meer aanwezig zijn. Breng de infusazak op een druk van 300 mmHg. Als er luchtbellen in de transductorkamer achterblijven, spoelt u deze opnieuw met behulp van de techniek die wordt weergegeven in afbeelding 6.

AUTOMATISCH VULLEN VAN TRANSDUCTORSET

De Meritrans DTXPlus™-transducteur wordt in ongeveer vijf minuten gevuld (meestal zonder luchtbellen).

- Plaats de transducteur in een transductorkamer (TBG) of anderhouder die de transducteur in een verticale positie houden (zie afbeelding 7b).
- Breng de manchet op een druk van 300 mmHg en controleer of de druppelkamer van de infusazak niet volledig is gevuld tijdens het onder druk brengen, omdat dit het aflezen van de doorstroomsnellheid belemmert. Open de roklem. De transducteur wordt automatisch gevuld.
- Wacht vijf minuten en controleer de transducteur op luchtbellen; voer het spoelen uit om de rest van de bewakingsset te vullen. Tik voorzichtig terwijl u in de klemactuator knijpt om eventuele achtergebleven luchtbellen te verwijderen (zie afbeelding 6).

DE TRANSDUCTORSET VASTZETTEN (zie afbeelding 7)

- Vervang alle geventileerde doppen op zijpoorten van afsluitkranen door niet-geventileerde doppen (afsluiters). Als de zijpoort is voorzien van een EasyVent™-afsluitdop, moet u de dop niet vervangen maar vastdraaien om de niet-geventileerde stand te activeren. (Zie sectie B.)

- Plaats de transducteur op een houder (zie afbeelding 7b) of direct op de arm van de patiënt (zie afbeelding 7a) met de nulpoort van de transducteur ter hoogte van het midden van de hond.

LET OP: Het Safedraw™-systeem voor het nemen van bloedmonsters is niet bedoeld voor plaatzing op de patiënt. Verschillende transductors zijn ontworpen voor plaatzing op zowel een infusiestandaard als de patiënt. Bij deze sets eindigt het modelnummer op "M" of "SM". Bij plaatzing op de patiënt moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat een verandering in lichaamsvocht van de patiënt niet per ongeluk het spoelinstrument activeert.

De Merit snelspoelactuator met klem is speciaal ontworpen om dit risico te minimaliseren, omdat deze alleen kan worden geactiveerd door de klemactuator met twee vingers samen te drukken. De voorzorgsmaatregelen worden echter nog steeds aanbevolen.

- Sluit het bewakingsysteem aan op de canule of katheter van de patiënt. Spoel het systeem om bloed uit de canule of katheter te verwijderen.

LET OP: Voorkom dat er luchtbellen of bloedstolsels in de katheter of canule naar de patiënt spoelen door ervoor te zorgen dat het bewakingsysteem volledig met oplossing gevuld is en door een kleine hoeveelheid bloed terug te laten stromen door de canule voordat u de verbinding met de druklijn tot stand brengt. Voor het bewaken van de linkeratriumdruk moet een luchtvverwijderingsfilter tussen de canule en de transducteur worden geplaatst voordat de transducteur wordt gespoeld.

- Als meerdere transductors zijn geïnstalleerd worden kleurcodes gebruikt om de juiste monitoring te identificeren. Er zijn labels met kleurcodes beschikbaar. Bevestig de juiste labels op de TBG of de bewakingslijn die het dichtst bij elke transducteur zit.

Rood ('ARTERIEL') = arteriële druk

Blauw ('CVP') = centrale veneuze druk

Geel ('PA') = druk longslagader

Wit ('LAP') = linkeratriumdruk

Wit (blanco) = andere druk

NULLEN EN KALIBREREN

- Stel het bewakingsysteem in op nul naar atmosferische druk en kalibreer de transducteur volgens de instructies van de fabrikant.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen de driewegs afsluitkraan die zich het dichtst bij de transducteur bevindt, ter hoogte van het midden van het hart te plaatsen en uitsluitend te gebruiken voor nullen. De transducteur kan snel en eenvoudig worden ontlucht naar atmosferische druk door de hendel van de afsluitkraan linksom te draaien (d.w.z. "DICHT" naar de patiëntlijn) en de niet-geventileerde dop van de nulpoort te verwijderen. Als een EasyVent™-afsluitdop wordt gebruikt, verwijdert u deze dop niet, maar draait u deze los om de ventilatiestand te activeren (zie sectie B).

- Draai de hendel van de afsluitkraan voor het nullen rechtsom (d.w.z. "DICHT" naar de nulzijpport) en laat de druk van de patiënt door naar de transducteur. Controleer de kwaliteit van de golflvorm.

- Laat het systeem ongeveer één minuut stabiliseren, controleer daarna of het spoelinstrument goed werkt. Voer vervolgens een druppelstelling uit om de doorstroomsnellheid ongeveer 3 ml/uur bedraagt. Controleer ook visueel op lekkage. Controleer dertig minuten na de installatie, en daarna periodiek, het systeem op de juiste zakdruk, de doorstroomsnellheid, het nulniveau en controleer of er geen lekkages zijn. Lekkages, hoe klein ook, kunnen leiden tot onnauwkeurige waarden van de doorstroomsnellheid. Als u nulverloop vermoedt, bijvoorbeeld een abnormale meetwaarde, positioneert u de transducteur opnieuw en stelt u de nulwaarde opnieuw in. Vervang de transducteur als het probleem zich blijft voordoen. Het wordt aanbevolen om na elke snelle spoeling de doorstroomsnellheid opnieuw te bevestigen.

- Vervang de afsluitdop en draai de afsluitkraan dicht naar de zijpoort. Als de zijpoort is voorzien van een EasyVent™-afsluitdop, moet u de dop niet vervangen maar vastdraaien om de niet-geventileerde stand te activeren (zie sectie B).

- (Alleen voor DT-NN en DT-NNV) Stel de mechanische infusiepomp in op de gewenste doorstroomsnellheid, zoals voorgeschreven door de arts.

LET OP: Als een gedempte golflvorm wordt waargenomen, kan dit het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder maar niet beperkt tot:

- Niet goed geplaatste afsluitkranen
- Lucht in de bewakingslijn, katheter of canule
- Lose aansluitingen
- Onjuist gekalibreerde monitor
- Bloedstolsels in katheter, canule of bewakingslijn
- Katheter of canule tegen de wand van een bloedvat geplaatst

WAARSCHUWING

Abnormale drukwaarden moeten correleren met de klinische manifestaties van de patiënt. Als dit niet het geval is, controleert u of de transducteur werkt met een bekende of gekalibreerde drukbron.

De hendel van de afsluitkraan moet in de 90°-stand staan voor de afgesloten stand. Plaats hem niet in de 45°-stand om de afgesloten stand te bereiken, omdat dit onnauwkeurig is en kan leiden tot verontreiniging, terugbloeding of luchtembolie.

Het spoelinstrument en de druppelkamer zijn niet bedoeld als nauwkeurige systemen voor vloeistoftoevoering. Als de toestand van de patiënt een nauwkeurige vloeistoftoevoering vereist, moet een mechanische pomp worden gebruikt om overinfusie van een vloeistof te voorkomen.

Apparatuur met RF-communicatie dient op een afstand van 30 cm (12 inch) van de transductor te worden gehouden. De transductor moet niet worden gestapeld of dicht bij andere communicatieapparatuur worden geplaatst. Elektrische kabels en andere elektronische apparatuur kunnen een negatieve invloed hebben op de EMC-prestaties.

De EMISSIEkenmerken van de transductor maken hem geschikt voor gebruik in industriële gebieden en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Niet gebruiken in woonomgevingen.

SECTIE B

Instructies voor het gebruik van de EasyVent™-afsluitdop die het nullen van de transductor vereenvoudigt.

AFSLUITKRAAN VOOR NULLEN VULLEN MET VLOEISTOF (zie afbeelding 8)

1. De EasyVent™-afsluitdop is meestal in de gevanteerde stand bevestigd aan de afsluitkraan voor nullen. Als dit niet het geval is, draai u de dop los totdat deze vrij ronddraait (VERWIJDER DE DOP NIET).

2. Activeer het spoelinstrument om de zpijpoort te vullen en laat vloeistof door de EasyVent™-afsluitdop naar buiten stromen.

3. Draai na het vullen met vloeistof de afsluitkraan "DICHT" naar de zpijpoort en draai de dop vast.

TRANSDUCTOR NULLEN

1. Draai de afsluitkraan "DICHT" naar de patiëntlijn en draai de EasyVent™-afsluitdop los.

2. Nul de monitor en draai de dop vast.

3. Draai de afsluitkraan "DICHT" naar de nulzpijpoort en laat de druk van de patiënt weer door.

DOP VERWIJDEREN/VERVANGEN

1. Om toegang te krijgen tot de zpijpoort van de afsluitkraan draait u de dop los en trekt u de dop eraf.

2. Om de dop weer op de zpijpoort van de afsluitkraan te plaatsen klikt u de dop weer terug en draait u hem vast.

SECTIE C (zie afbeelding 9)

Gestandaardiseerde Safedraw™-sets kunnen worden aangesloten op wegwerpbare transductoren- of dome-sets van andere fabrikanten.

LET OP: Safedraw™-sets zijn bedoeld voor gebruik met korte arteriële katheters (tot 6 cm). Gebruik bij katheters met een groter volume kan leiden tot onvoldoende vrije lijn bij met heparine verduld bloed en tot onnauwkeurige laboratoriumwaarden.

VERBINDING

1. Sluit de inline vrouwelijke Luer-aansluiting van de drieweks afsluitkraan aan op het distale uiteinde van de gebruikte bewakingsset. Als de gebruikte bewakingsset al is voorzien van drukslangen, moeten deze worden verwijderd voordat het Safedraw™-systeem wordt bevestigd.

2. Vul eerst het gedeelte met de dome of transductor volgens de instructies van de fabrikant.

3. Vul de losse Safedraw™-set door eerst de drukslangen en het septum voor het nemen van bloedmonsters te vullen. Draai vervolgens de afsluitkraan van de spuit met volumebepering "DICHT" naar de transductor. Trek de spuit met volumebepering langzaam naar achteren en vul deze met oplossing uit de drukslangen tot er contact wordt gemaakt met de ingebouwde stop. Draai de set zodanig dat de tip van de spuit omhoog wijst. Tik op de spuit zodat de ingesloten lucht naar de Luer-tip stijgt. Terwijl de tip van de spuit nog steeds naar boven wijst, draai u de zuiger volledig terug in de spuit, waardoor eventueel opgesloten lucht en oplossing in de patiëntlijn worden geperst. Draai de hendel van de aangesloten afsluitkraan "DICHT" naar de spuit met volumebepering.

LET OP: Voer stap 3, 4 of 5 NIET uit terwijl de patiëntlijn is aangesloten op de katheter of canule. Als u dit toch doet, kan er lucht in de patiënt terechtkomen.

4. Activeer het snelspoelinstrument om alle lucht uit de patiëntlijn te verwijderen.

5. Inspecteer alle met vloeistof gevulde gedeelten van het bewakingsysteem om te controleren of er geen luchtbellen meer aanwezig zijn.

6. Breng de infusazak op een druk van 300 mmHg. Als er luchtbellen in de transductorkamer achterblijven, spoelt u deze opnieuw met behulp van de techniek die wordt weergegeven in afbeelding 6.

7. Sluit aan op de canule of katheter van de patiënt. Spoel het systeem om bloed uit de katheter of canule te verwijderen.

8. Nul en kalibreer de transductor volgens de instructies van de fabrikant.

LET OP: Laat het systeem ongeveer één minuut stabiliseren. Controleer ook visueel op lekkage. Controleert dertig minuten na installatie, en daarna periodiek, het systeem op de juiste druk, doorstromsnelheid en lekkage van de infusazak. Kleine lekkages kunnen een verkeerde voorstelling van de werkelijke doorstromsnelheid door de katheter veroorzaken.

SECTIE D - BLOEDMONSTERS NEMEN MET SAFEDRAW

Instructies voor het nemen van bloedmonsters met behulp van Safedraw™-systemen met wegwerpbare transductoren of herbruikbare transductoren met domes (zie afbeelding 9 en 10).

LET OP: Gebruik geen hypodermale injectienaald om het septum te penetreren.

1. Open de scharnierende beschermkap van het septum voor monstername. Veeg het septumpervlak af met alcohol of Betadine.

2. Draai de hendel van de afsluitkraan met de spuit met volumebepering aangesloten "DICHT" naar de transductor.

3. Trek de spuit terug tot deze contact maakt met de ingebouwde stop. Draai de afsluitkraan "DICHT" naar de patiënt.

4. Het septum kan nu worden gepenetreerd met een Safe Needle, TA-BPN of een instrument voor directe overdracht, TA-STV om het bloedmonster te nemen. (Ga naar de betreffende sectie en vervolgens naar stap 5.)

LET OP: Sputen met Luer-slip kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de spuit tijdens het verwijderen niet loskomt van de Safe Needle. Om de Safe Needle en spuit uit het septum te verwijderen pakt u de behuizing van de Safe Needle met één hand vast en verwijderd u de naald-/spuiteenheid voorzichtig.

Safe Needle-model TA-BPN gebruiken

a. Zet alle spuiten voor het nemen van bloedmonsters stevig vast op de Safe Needle (zie afbeelding 10).

b. Lijn de Safe Needle uit met het septum en duw de Safe Needle volledig in het septum.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de bogen aan beide zijden van de naaldbescherming zijn uitgelijnd met de Luer-verlenging van het septum. Hierdoor kan de Safe Needle volledig in het septum worden geplaatst.

c. Aspireer het bloedmonster in de monsterspuit. Als het nemen van het bloedmonster moeilijk gaat, trekt u de zuiger van de spuit langzaam terug.

Als er nog steeds problemen optreden, controleert u de katheter of canule op oclusie.

d. Om de Safe Needle en de spuit voor monstername uit het septum te verwijderen trekt u de naald-/spuiteenheid langzaam weg van het septum terwijl u de behuizing van de Safe Needle vasthoudt. Wanneer de naald ongeveer half eruit is, voelt u een lichte weerstand. Trek op dit punt de zuiger van de spuit iets terug en verwijder vervolgens de naald-/spuiteenheid uit het septum door de eenheid iets rechtsom te draaien en terug te trekken. Door het bovenstaand proces wordt de restdruk in de spuit gestabiliseerd en wordt bloedvorming op de naaldtip of bovenop het septum voorkomen.

e. Veeg het oppervlak van het septum af met alcohol of Betadine en sluit het septum af.

f. Om bloed over te brengen naar een vacuümslang drukt u de naald van de spuit met het bloed in de stop van de lege slang. De Safe Needle zal door de stop van de vacuümslang heen gaan.

LET OP: Bij het verwijderen van de Safe Needle, trekt u deze langzaam naar buiten om er zeker van te zijn dat de vacuümstop niet samen met de Safe Needle wordt verwijderd.

MET BEHULP VAN INSTRUMENT VOOR DIRECTE OVERDRACHT, MODEL TA-STV

Model TA-STV maakt rechtstreekse bloedoverdracht van het septum naar een vacuümslang mogelijk.

LET OP: Laat het instrument voor directe overdracht, model TA-STV, NIET in het septum achter na het nemen van het bloedmonster. Als dit toch gebeurt, kan de patiëntlijn vervuild raken of kan er bloed uit het systeem lekken.

a. Plaats de TA-STV in het septum. Zorg ervoor dat de bogen van de Safe Needle zijn uitgelijnd met de Luer-verlenging van het septum.

OPMERKING: TA-STV moet in het septum worden gestoken voordat een vacuümslang in de slangcontainer wordt geplaatst, anders gaat het vacuüm verloren.

b. Steek de vacuümslang in de container van de TA-STV. Door het vacuüm wordt de juiste hoeveelheid bloed in de vacuümslang gezogen. Verwijder de vacuümslang.

c. Als er extra monsters nodig zijn, drukt u de lege slangen één voor één in de TA-STV-aansluiting.

d. Nadat de laatste vacuümslang is verwijderd, verwijderd u de TA-STV uit het septum door hem omhoog te trekken totdat u een lichte weerstand voelt. Vervolgens draait u hem om te verwijderen en weg te gooien.

LET OP: Trek de zuiger van de injectiespuit met volumebepering NIET terug met de afsluitkraan voor nullen "DICHT" naar de transductor. Als u dit toch doet, wordt er lucht in de spuit gezogen. Vul de spuit met volumebepering NIET door de afsluitkraan waarop de spuit is aangesloten "DICHT" naar de patiënt te draaien en te aspireren, tenzij het snelspoelinstrument wordt geopend om de vloeistof uit de zak met zoutoplossing te laten stromen. Als het snelspoelinstrument niet wordt geactiveerd, kan de transductor beschadigd raken.

5. Infuseer het resterende bloed weer bij de patiënt en spoel als volgt met zoutoplossing:

a. Draai de hendel van de afsluitkraan, met de spuit met volumebepering aangesloten, "DICHT" naar de transductor.

b. Duw de zuiger van de spuit met volumebepering helemaal naar beneden.

c. Draai de hendel van de afsluitkraan "DICHT" naar de spuit met volumebepering.

d. Spoel de slang en het septum snel naar behoefte om eventueel achtergebleven bloed uit de slang en het septum te verwijderen.

LET OP: Bij neonatale en pediatrische toepassingen mag snel spoelen niet worden gebruikt om overvulling te voorkomen. Gebruik in deze gevallen een aparte spuit om de benodigde hoeveelheid te spoelen en te infuseren conform het ziekenhuisprotocol.

6. Veeg het oppervlak van het septum af.

7. Controleer de drukgolfvorm op de monitor.

LET OP: Voordat u dat luchtbellen of bloedstolsels in de katheter of canule naar de patiënt spoelen door ervoor te zorgen dat de bewakingslijn volledig met oplossing gevuld is en door een kleine hoeveelheid bloed terug te laten stromen door de canule voordat u de verbinding met de druklijn tot stand brengt.

COMPLICATIES

De risico's verbinden met het gebruik van dit product zijn onder andere:

SEPSIS / INFECTIE

Positieve kweken kunnen het gevolg zijn van verontreiniging van het drukssysteem. Verhoogde risico's op septicemie en bacteriëmie zijn gelinkt aan het nemen van bloedmonsters, infusievloeistoffen en katheretergerelateerde trombose.

LUCHTEMBOLIE

Lucht kan het systeem en uiteindelijk de patiënt binnendringen via afsluitkranen die per ongeluk open zijn gelaten door het onopzettelijk losraken van het bewakingssysteem of door achtergebleven luchtbellen in de patiënt te spoelen.

STOELSELVORMING AAN KATHETER EN TERUGBLOEDING

Als een gespoeld systeem niet voldoende onder druk staat ten opzichte van de bloeddruk van de patiënt, kunnen zowel terugbloeding als stolsels bij de katheter optreden.

INFUSIE VAN VLOEISTOFFEN MET EEN HOGE MOLEKULAIRE CONCENTRATIE

Als in uw ziekenhuis deze infusies worden uitgevoerd met behulp van druk, raden wij u aan alle systeemonderdelen te vervangen door nieuwe steriele onderdelen nadat de infusie is voltooid.

OVERINFUSIE

Als de zakdruk hoger is dan 300 mmHg kan er teveel vloeistof in de patiënt worden geïnfuseerd. Dit kan leiden tot overvulling en/ of een mogelijk schadelijke stijging van de bloeddruk.

ABNORMALE DRUKWAARDEN

Drukwaarden kunnen snel en drastisch veranderen door onjuiste kalibratie, losse aansluitingen, lucht in het systeem en nulverloop of -verschuiving.

Neem voor meer informatie over complicaties contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

CONTRA-INDICATIES

- Gebruik geen spoelinstrument bij het bewaken van intramuskulaire of intracraniale druk.
- Gebruik geen Meritran DTPlus™-transductoren met niet-geïsoleerde drukmonitors.
- Gebruik het instrument niet voor de bewaking van de linkeratriumdruk zonder een luchtverwijderingsfilter tussen de canule en de transductor te plaatsen voordat u gaat spoelen.
- Niet gebruiken zonder mechanische vloeistofinfususpomp (voor DT-NN en DT-NNV).

KLINISCHE VOORDELEN

- Bewaken van de bloeddruk is mogelijk
- Een instrument met Safedraw biedt een gesloten systeem voor het nemen van bloedmonsters en drukbewaking.

OPSLAGCONDITIES

Bewaar het product op een koele, droge plek buiten bereik van direct zonlicht.

STERIEL en niet-pyrogeen in ongeopende, onbeschadigde verpakking. Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Controleer de integriteit van de afzonderlijke verpakking voorafgaand aan het gebruik. Na gebruik moet het instrument worden afgeweerd volgens de standaardprotocollen voor afval. Niet opnieuw steriliseren.

De levensduur van het apparaat is 72 - 96 uur, gebaseerd op de aanbeveling van CDC & Joint Commission Intl (JCI).

Hergebruik kan leiden tot infectie of andere ziekte/letsels.

In de EU moet elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het instrument worden gemeld bij de fabrikant en de gerechtigde autoriteit van de betreffende lidstaat.

Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor hulp of meer informatie over opnieuw bestellen.

SPECIFICATIES

Excitatie spanning	DC 4 V tot 8 V RMS
Excitatie frequentie	DC tot 5 KHz
Excitatie-impedantie	> 200 ohm
Signaalimpedantie	< 3000 ohm
Faseverschuiving tussen excitatie en signaal	< 5°
Nominale gevoeligheid	5 µV/V/mmHg
Onbalanslimiet	bij ±75 mmHg na schoktest (halfsinus)
Nulverloop	2 mmHg/4 uur
Offset warmtecoëfficiënt	0,3 mmHg/°C
Gevoeligheid warmtecoëfficiënt	0,1%/°C
Lichtgevoeligheid	<2 mmHg bij 3000 voetkaars

	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is en raadpleeg de gebruiksinstructies
	Voor eenmalig gebruik
	Niet opnieuw steriliseren
R ONLY	Let op: Onder de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit instrument alleen worden verkocht door of op voorschrift van een arts.
	Let op
	Droog houden
	Buiten bereik van zonlicht houden
	Niet-pyrogeen
	Uiterste gebruiksdatum: JJJJ-MM-DD
	Fabricagedatum: JJJJ-MM-DD
STERILE EO	Gesteriliseerd met ethyleenoxide
MD	Medisch instrument
	Enkelvoudig steriel barrièresysteem of Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende binnenverpakking
UDI	Unieke apparaat-ID
	Bevat geen DEHP, DIBP, DBP, BBP
	Type CF toegepast onderdeel, bestand tegen defibrillatie
	MR-conditioneel Niet-klinische studies hebben aangetoond dat het apparaat MR-conditioneel is. Volgens ASTM F2503-13 is een MR-conditioneel voorwerp een voorwerp dat binnen gedefinieerde voorwaarden aantoonbaar veilig is in de MR-omgeving. Patiënten met dit instrument kunnen veilig worden gescand in een MR-systeem dat aan de volgende voorwaarden voldoet: <ul style="list-style-type: none"> • Statisch magnetisch veld van 3 Tesla of minder • Maximale ruimtelijke gradient magnetisch veld van 4.000 Gauss/cm (40 T/m) • De transductor en kabel mogen tijdens de werking van het MR-systeem niet in contact komen met de patiënt • De transductor en kabel mogen niet op de patiënt worden geplaatst. • De transductor en kabel mogen tijdens het gebruik van de scanner niet aan de binnenzijde van het MR-systeem worden geplaatst. • De transductor en kabel mogen zich in de kamer met het MR-systeem bevinden, maar mogen tijdens de MRI-procedure niet operationeel zijn en mogen tijdens de procedure niet aangesloten zijn op een bewakingsysteem De informatie die hier wordt gegeven, moet worden gebruikt in samenvang met het beleid van uw instelling om de risico's voor patiënten en gebruikers te evalueren bij het gebruik van Merittrans-transductoren in een MR-omgeving.
	Raadpleeg de gebruiksinstructies Voor een elektronische kopie: scan de QR-code of ga naar www.merit.com/ifu en typ IFU ID. Voor een gedrukt exemplaar: bel de klantenservice in de VS of de EU
EC REP	Geautoriseerd vertegenwoordiger in de EU
	Fabrikant
REF	Catalogusnummer
LOT	Partijcode

Meritrans DTXPlus™**Tryckgivarset för engångsbruk****Safedraw™ blodprovstagningssystem****BRUKSANVISNING****BESKRIVNING**

Detta set innehåller Meritrans DTXPlus™ tryckgivare och kan innehålla Safedraw™ blodprovstagningssystem. Eftersom de kunds specifika konfigurationerna kan variera från institution till institution är det institutionens ansvarsupptäckts procedurer som styr användningen av utrustningen, inklusive säkerhetsåtgärder som kompletterar de som beskrivs i denna bruksanvisning. **Avtal A** beskriver Meritrans DTXplus tryckgivare med eller utan Safedraw™. **Avtal B** beskriver användning av EasyVent™ icke-ventilerad kork. **Avtal C** beskriver standardiseraade Safedraw-set. Avsnitt D beskriver blodprovstagning med Safedraw.

AVSEDD ANVÄNDNING

Merit DTX (Disposable Blood Pressure Transducer) tryckgivare för engångsbruk är avsedd för invasiv blodtrycksövervakning. DTX-satsen (Disposable Blood Pressure Monitoring Kit) som medföljer Safedraw blodprovstagningssystem gör det möjligt att ta blodprov från patienten utan att patienten exponeras för den omgivande miljön (blodprovstagning med slutna slangar).

ANVÄNDARE/PATIENT/KLINISK

Användare: Kvalificerade sjukhusköterskor, kliniker och läkare

Patient: Används till pediatriskt och vuxna patienter

Klinik: Sjukhus och lämpliga kliniska miljöer

AVSNITT A

Meritrans DTXPlus är en serie tryckgivare med fem olika flushmodeller (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV och DT-XO) och en modell utan flushhet (TNF-R).

Modellerna DT-XX och DT-NN har ett luftventilerat hål på givarhöjdet och liknar modellerna DT-XX och DT-NN.

Modellerna DT-XX och DT-XXV har ett reglage för snabbflush i form av en blå klämma och en nollställningskran som visas i bild 1. För att bibehålla kateteröppheten ger den integrerade flushheten en kontinuerlig (nominell) flödestasighet på 3 ml/h vid ett differentialtryck på 200 mmHg (infusionspåsen tryck minus genomsnittlig uppmätt fysiologiskt tryck). Flushheten har även en säkerhetsventil för övertryck som förhindrar att givarnens tryck överskrider cirka 7 000 mmHg. Ventilen släpper på ett sakerat sätt ut överflödig vätska tillbaka till infusionspåsen samtidigt som röret är försedd, steril bana upprätthålls. Merit reglage för snabbflush (klämma eller dragflik) underlättar vid vätskefyllning, avluftning och snabbflush.

Modellen DT-XO liknar modellerna DT-XX och DT-XXV med en nominell flödestasighet på 3 ml/h, men den har ingen nollställningskran.

Modellerna DT-NN och DT-NNV (nominellt flöde på upp till 30 ml/h) är avsedda för neonatal användning. De har en inbyggd nollställningskran precis som modellerna DT-XX och DT-XXV men reglageklämman är gul. **ANVÄND ENDAST TILLSAMMANS MED MEKANISK VÄTSKEPUMPE!** Den faktiska kontinuerliga flödestasigheten för neonatalövervakning bestäms av läkaren och kontrolleras med en mekanisk infusionspump. För neonatala patienter ska snabbflush med hjälp av flushheten endast utföras i den inledande proceduren för vätskefyllning och avluftning. Spoling efter blodprovstagning eller administrering av läkemedel ska göras manuellt med en spruta så att vätskeinfusionen kan kontrolleras exakt. Spolningshastigheten varierar beroende på typ av administreringsset samt längd och lumendiametern hos den tryckslang som kopplar tryckgivaren till patienten.

FÖRSIKTIGHET: På modellerna DT-XX och DT-NN finns ett luftventilerat hål i tryckgivarens hölje som är avsett för nollställning och kalibrering och som inte får blockeras.

Modellen TNF-R har inte någon flushhet, reglageklämma/-dragflik eller nollställningskran och kan ingå i ett set tillsammans med en separat in-line-enhet för flöde/flush.

FÖRSIKTIGHET: D-kork (transparent och icke-ventilerad) kan levereras med TNF-R. Dra inte åt D-korken för hårt eftersom det kan deformera hanteringskopplingen på TNF-R och förhindra anslutning av andra komponenter.

INSTALLATIONSPROCEDURER

Tillämpa aseptisk teknik och lämpliga arrangemang för hantering av enheten. Kontrollera att alla kopplingar sitter ordentligt och att kranarna vred sitter i önskade lägen.

FÖRSIKTIGHET: Dra åt alla kopplingar före användning. Dra inte åt hårt eftersom kopplingen kan spricka, vilket kan leda till läckage, luftemboli, backföde eller förlust av tryckkurvor.

Alla kranarnas sidoportar skyddas av ventilerade korkar som ska sitta kvar tills systemet är fyllt med vätska. Ventilerade korkar ska alltid bytas ut mot icke-ventilerade korkar, om det inte gäller icke-ventilerad EasyVent™-kork. Fler instruktioner finns i avsnitt B.

FÖRSIKTIGHET: Tryckgivare för engångsbruk har ett enda lager elektrisk isolering i form av ett membran, ett lufflyfttillmantran, en isoleringsgel eller någon kombination av ovanstående, och de rekommenderas inte för användning med isolerade patientmonitörer. Om du är osäker på monitorns isoleringssegenskaper ska du läsa servicehandboken till monitorn eller kontakta monitortillverkaren.

TRYCKGIVARE, ANSLUTNING AV GRÄNSSNITTSKABEL

Anslut givaren till den återanvändbara gränsnittskabeln genom att rikta in pilarna på kontakterna och trycka ihop dem (se bild 2).

FÖRSIKTIGHET: Om inte gränsnittskabel från Merit används kan signalstörningar uppstå. Testa alltid den återanvändbara kabeln före användning.

FYLLA IV-SETET (SE BILD 3, 4 OCH 5)

Följande instruktioner gäller IV-set med antingen mikro- eller makrodroppkammare i konfigurationer med en slang.

1. Förbered den sterila spolningslösningen i en icke-ventilerad lösningspåse enligt läkares ordination.

2. Töm lösningspåsen på luft genom att trycka in IV-spiken i lösningspåsen och rotera påsen nedåt för att underlätta att instängd luft kan ta sig ut genom spiken. Öppna rullklämman och kläm förstiktigt på IV-påsen tills luften pressas in i droppkammaren.

OBS! Genom att avlägsna luft från lösningspåsen förhindrar man att luft kommer in i systemet när all lösnin är förbrukad eller när påsen vänds upp och ner.

3. Stäng rullklämman och tryck lågt på påsen för att pressa in lösnin i droppkammaren (fyll till cirka 1/3 eftersom nivån ökar när påsen trycksättas). Placer påsen i tryckmanschett och häng upp den på droppställningen.

FÖRSIKTIGHET: Om droppkammaren fylls helt kommer droppkammaren att vara nedränt i lösnin och det blir omöjligt att räkna antal droppar (bestämma flödestasigheten). Med ett differentialtryck på 200 mmHg (påsen tryck minus det genomsnittliga uppmätt fysiologiskt trycket) motsvarar 2-4 droppar per minut från ett IV-administreringsset för makrodropp eller 2-4 droppar per tre minuter från ett IV-administreringsset för makrodropp och flödestasighet på 2-4 ml/h.

OBS! För att minimera mängden luftbubblor som bildas bör övervakningssystemet fyllas med hjälp av gravitationen utan att trycksätta påsen.

4. Öppna rullklämman och fyll IV-setet med hjälp av gravitationen. Knacka på IV-setet för att frigöra bubblor som fastnat. Stäng rullklämman.

5. Anslut det fyllda IV-setet till övervakningssystemet. Det finns två sätt att fylla tryckgivaren – manuellt eller automatiskt. Gå vidare till önskad metod för ytterligare instruktioner.

GOR SA HAR FÖR MODELLERNA DT-NN OCH NN

6. Anslut IV-setet till lämplig mekanisk infusionspump. Om pumpen använder en kassett ska slangen anslutas till kassettsystemet. Du kan använda en in-line-byrätt mellan IV-setet och infusionspumpen om det är i enlighet med sjukhusets standarder, riktlinjer och procedurer. Om andra komponenter används, exempelvis partikelfilter eller lufteliminerande filter, ska nödvändiga anslutningar göras. IV-slängsystemet ska i det här läget vara inte anslutet till givarens/flushanordningens slangar.

7. Anslut tryckgivaren (se bild 4) till IV-slängsystemet. Lossa rullklämman. Ställ in pumpen på "rensning" eller på en infusionshastighet som gör så att vätskan fyller hela IV-satsen, byrätt slangarna och kassettsystemet. När påfyllningen är klar stänger du rullklämman.

OBS! Om IV-slängsystemet fylls med vätska och avlufs innan det ansluts till tryckgivaren/flushanordningen går det snabbare att fylla tryckgivaren, kranarna och tryckslangarna.

MANUELL FYLLNING AV TRYCKGIVARSETET

FÖRSIKTIGHET: Knacka inte mot tryckgivaren med metallföremål som peanger för att avlägsna luftbubblor. Det kan skada tryckgivaren.

1. Håll givaren vertikalt med tömd tryckmanschett och nollställningskranen vänd uppåt. Öppna rullklämman på IV-setet och tryck ihop klamman så att lösnin kan fylla övervakningssystemet helt. När det gäller Safedraw™-set kontrollerar du att i den volymbegränsade sputans kolv är helt intryckt när systemet fylls. Kranens sidoport ska fyllas och avlufs.

OBS! Eftersom tryckgivaren fylls med hjälp av gravitationen måste påsen befina sig högre upp än givaren och övervakningssystemet.

2. Knacka givaren mot handflatan och tryck samtidigt ihop klämman för att tömma ut luft ur givarkammaren (se bild 6).

OBS! Knacka inte mot givaren med metallföremål som peanger för att avlägsna luftbubblor eftersom det kan skada givaren.

3. (**Endast för Safedraw™-set**) När tryckslangen är fylld med lösning avlufats den volymbegränsade sprutan och den anslutna kranens sidoprop genom att vrida vredet på den anslutna kranen till stängt läge mot givaren. Dra tillbaka kollen längsamt så att den volymbegränsade sprutan fylls med lösning från tryckslangen tills lösningen når sprutans inbyggda stopp. Rotera setet så att sprutspetsen pekar uppåt. Knacka på sprutan så att instängd luft stiger mot luerspetsen och tryck sedan tillbaka kollen helt in i sprutan. På så sätt tvingas instängd luft och lösning in i patientslangen. Vrid handtaget på den anslutna avstängningskranen till stängt läge mot den volymbegränsade sprutan.

FÖRSIKTIGHET: Spola **INTE** när patientslangen är ansluten till katatern eller kanylen. Det kan leda till att luft infunderas i patienten. För både manuell och automatisk fyllning av givaren.

4. Aktivera snabbflushenheten för att avlägsna eventuell luft från patientslangen.

5. Inspektera alla vätskefyllda delar av övervakningssystemet för att kontrollera att alla bubblor har avlägsnats. Trycksätt infusionspåsen till 300 mmHg. Om det finns kvar bubblor i givarkammaren görs ytterligare en flush med tekniken som visas i bild 6.

AUTOMATISK FYLLNING AV TRYCKGIVARSETET

Meritan DTXPlus™ tryckgivare (vanligtvis utan bubblor) på cirka fem minuter.

1. Placer givaren i en givårshållare (TBG) eller någon annan anordning som kan hålla givaren i vertikalt läge (se bild 7b).

2. Trycksätt mänschetten till 300 mmHg och kontrollera att IV-setets droppkammare inte är helt fyllt under trycksättningen eftersom det förhindrar avläsning av flödestasigheten. Öppna rullklämman. Givaren fylls automatiskt.

3. Kom tillbaka efter fem minuter, kontrollera om det finns bubblor i givaren och spola tills resten av övervakningssetet har fyllts. Knacka försiktig samtidigt som du trycker ihop klämman så att eventuella luftbubblor avlägsnas (se bild 6).

FÄSTA GIVAR SETET (se bild 7)

1. Byt ut alla ventilerade korkar på kranarnas sidoportar mot icke-ventilerade lock. Om sidoporten har en icke-ventilerad EasyVent™-kork byter du inte ut korken utan drar åt den till icke-ventilerat läge. (Se avsnitt B).

2. Montera tryckgivaren på en hållare (se bild 7b) eller direkt på patientens arm (se bild 7a) med tryckgivarens nollställningsport i nivå med hjärtats mitt.

FÖRSIKTIGHET: Safedraw™-bodprovtagningssystem ska inte monteras på patienten.

Det finns flera tryckgivarmodeller som är utformade för montering antingen på dropptäckning eller på patienten. Sådana set kan ha modellnummer som slutar på M eller SM. Vid montering på patienten är det viktigt att säkerställa att en förändring av patientens kroppsposition inte oavsiktligt aktiverar flushanordningen.

Merits snabbflush har en reglageklämma som är unikt utformat för att minimera den här risken eftersom den endast kan aktiveras genom att reglaget pressas ihop med två fingrar. Vi rekommenderar dock att försiktighetsåtgärder vidtas.

3. Anslut övervakningssystemet till patientens kanyl eller kateter. Spola systemet för att avlägsna blod från kanylen eller katetern.

FÖRSIKTIGHET: Undvik att spola luftbubblor eller koagulerat blod från katatern eller kanylen i patienten genom att se till att övervakningssystemet är helt fyllt med lösning och genom att låta en liten mängd blöda bakåt genom kanylen innan tryckslangen ansluts. För övervakning av vänster förmakstryck måste ett lufteliminerande filter installeras mellan kanylen och givaren före spolning.

4. I installationer med flera givare används ett färgkodningssystem till att identifiera lämpliga ingångar för övervakning. Färgkodade etiketter finns tillgängl. Fäst lämpliga etiketter på givårshållaren (TBG) eller den övervakningssläng som är närmast varje givare.

Röd ("ARTERIAL") = artärtryck

Blå ("CVP") = centralt ventryck

Gul ("PA") = pulmonalartärtryck

Vit ("LAP") = vänster förmakstryck

Vit (utan text) = annat tryck

NOLLSTÄLLNING OCH KALIBRERING

1. Nollslanternas övervakningssystemet mot omgivningstrycket och kalibra tryckgivaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.

OBS! Vi rekommenderar att den tvågskran som sitter närmast tryckgivaren placeras i höjd med hjärtats mitt och används uteslutande för nollställning. Tryckgivaren kan snabbt och enkelt ventilaras till atmosfäriskt tryck genom att vrida kranen vred moturs (dvs. så att kranen är stängd mot patientslangen) och ta bort den icke-ventilerade koren från nollställningsporten. Om ett icke-ventilerat EasyVent™-kork används ska den inte tas bort. Låska istället korgen något till ventilerat läge (avsnitt B).

2. Vrid nollställningskranen vred medurs (dvs. så att kranen är stängd mot nollställningsporten) och tryckutjämna från patienten till tryckgivaren. Kontrollera kurvans kvalitet.

3. Vänta i ungefär en minut tills systemet uppnår jämvikt för att säkerställa att flushenheten fungerar som den ska. Gör sedan en droppräkning och kontrollera att flödestasigheten är cirka 3 ml/h. Gör även en visuell inspektion med avseende på läckor. Tretton minuter efter installationen och med regelbundna intervall därefter ska korrekt påtryck, flödestasighet, nollnivå kontrolleras och att inga läckor förekommer. Även mycket små läckor kan leda till felaktig avläsning av flödestasigheten. Vid misstanke om noldrift, exempelvis vid en avvikande avläsning, ska tryckgivaren positioneras om och nollställas på nytt. Byt ut tryckgivaren om problemet kvarstår. Efter varje snabbflush rekommenderar vi att flödestasigheten kontrolleras.

4. Sätt tillbaka den icke-ventilerade koren och vrid kranen så att den är stängd mot sidoporten. Om sidoporten har en icke-ventilerad EasyVent™-kork ska detta inte bytas ut. Dra istället åt korgen till icke-ventilerat läge (avsnitt B).

5. (**Endast för DT-NN och DT-NNV**) Ställ in önskad flödestasighet för den mekaniska infusionspumpen enligt läkares ordination.

FÖRSIKTIGHET: En en dämpad kurva kan bero på flera faktorer, bland annat följande:

- Felplicerade kranar
- Luft i övervakningsslängen, katatern eller kanylen
- Lösa kopplingar
- Felaktigt kalibrerad monitor
- Koagulerat blod i katatern, kanylen eller övervakningsslängen
- Katatern eller kanylen ligger an mot en blodkärlsväg

VARNING

Avvikande tryckavläsningar ska överensstämma med patientens kliniska manifestationer. Om så inte är fallet måste tryckgivarens funktion kontrolleras genom att använda en känd eller kalibrerad tryckkälla.

Kranarnas vred måste sättas i 90° vinkel för stängt läge. Sätt dem inte i 45° vinkel för att uppnå stängt läge, eftersom det kan orsaka kontamineringsbackflöde eller luftemboli.

Flushenheten och droppkammaren är inte avsedda att fungera som exakta vätsketillförselsystem. Om patientens tillstånd föreskriver exakt vätsketillförsel ska en mekanisk pump användas för att förhindra överinfusion av vätska.

RF-kommunikationsutrustningen ska hållas på ett avstånd av minst 30 cm (12 tum) från tryckgivaren. Tryckgivare får inte stansas på eller placeras nära annan kommunikationsutrustning. Elakablar och annan elektronisk utrustning kan påverka EMC-prestandan negativt.

Tryckgivarens EMISSIONSEGENSKAPER gör den lämplig för användning inom industriområden och sjukhus (CISPR 11 klass A). Ska inte användas i bostadsmiljö.

AVSNITT B

Instruktioner för användning av icke-ventilerad EasyVent™-kork som förenklar nollställning av tryckgivaren.

KRAN FÖR NOLLSTÄLLNING OCH VÄTSKEFÄLLYNING (se bild 8)

1. Den icke-ventilerade EasyVent™-korken sitter vanligtvis på nollställningskranen i ventilerat läge. Om så inte är fallet lossas korken till den snurrar fritt (TA INTE BORT KORKEN).

2. Aktivera flushenheten för att fylla sidoporten och låta vätska rinna ut genom den icke-ventilerade EasyVent™-korken.

3. Efter vätskefällning vrids kranen vred så att kranen är stängd mot sidoporten. Dra åt korken.

NOLLSTÄLLA TRYCKGIVAREN

1. Vrid kranens vred så att den är stängd mot patientslangen. Skruva upp den icke-ventilerade EasyVent™-korken något.

2. Nollställa monitorn och dra åt korken.

3. Vrid kranens vred så att den är stängd mot sidoporten för nollställning och tryckutjämna från patienten på nytt.

TA BORT/BYTA UT KORK

1. Skruva loss och avlägsna korken för att komma åt kranens sidoport.

2. Sätt tillbaka korken på kranens sidoport genom att trycka på korken igen och dra åt den.

AVSNITT C (se bild 9)

Standardiserade Safedraw™-set kan anslutas till engångsgivare eller dom-set från andra tillverkare.

FÖRSIKTIGHET: Safedraw™-set är avsedda för användning med korta artärkaterter (upp till 6 cm). Katerter med större volym kan medföra att slangens inta renas helt från blod utspätt med heparin vilket kan leda till felaktiga laboratorievärden.

ANSLUTNING

1. Anslut trevägskranens in-line-honluerkoppling till den distala änden av det övervakningssystemet som används. Om det övervakningssystemet som används redan har en tryckslang anslutet ska du ta bort den innan du ansluter SafeDraw™-systemet.

2. Fyll först domen eller tryckgivaren enligt tillverkarens anvisningar.

3. Fyll det fristående Safedraw™-setet genom att först fylla tryckslangen och septumet för bodprovtagning. Vrid sedan vredet på kranen med den volymbegränsade sprutan fylls med lösning från tryckslangen ända till sprutans inbyggda stopp. Rotera setet så att sprutspetsen pekar uppåt. Knacka på sprutan så att instängd luft stiger mot luerspetsen. Låt sprutspetsen vara riktad uppåt

och tryck tillbaka kollen helt in i sprutan. På så sätt tvingas eventuell luft och lösning in i patientslangen. Vrid handtaget på den anslutna avstängningskranen till stängt läge mot den volymbegränsade sprutan.

FÖRSIKTIGHET: Utför INTE steg 3, 4 eller 5 när patientslangen ansluten till katatern eller kanylen. Det kan leda till att luft infunderas i patienten.

4. Aktivera snabbflushenheten för att avlägsna eventuell luft från patientslangen.

5. Inspektera alla vätskefyllda delar av övervakningssystemet för att kontrollera att alla bubblor har avlägsnats.

6. Trycksätt infusionspåsen till 300 mmHg. Om det finns kvar bubblor i givarkammaren görs ytterligare en flush med tekniken som visas i bild 6.

7. Anslut till patientens kanyl eller kateter. Spola systemet för att avlägsna blod från katatern eller kanylen.

8. Nollställ och kalibrera tryckgivaren enligt tillverkarens instruktioner.

FÖRSIKTIGHET: Låt systemet uppnår jämvikt, vilket tar ungefärlt en minut. Gör även en visuell inspektion med avseende på läckor. Kontrollera 30 minuter efter installation och sedan med regelbundna intervall att systemet har rätt korrekt påtryck, flödestasighet och att det inte läcker någonstans. Åven små läckor kan ge felaktiga värden för flödestasigheten genom katetern.

AVSNITT D – BLODPROVSTAGNING MED SAFEDRAW

Instruktioner för att ta blodprov med hjälp av Safedraw™-systemet med tryckgivare för engångsbruk eller flergångsbruk med domer (se bild 9 och 10).

FÖRSIKTIGHET: Använd inte en hypodermisk nål för att penetrera septum.

1. Öppna det gångjärnsförsedda skyddslocket från provtagningsseptumet. Torka av septumet med alkohol eller Betadine.

2. Vrid vredet på kranen med den volymbegränsade sprutan så att kranen är stängd mot givaren.

3. Dra tillbaka sprutkolven till det inbyggda stoppet. Vrid kranens vred så att den är stängd mot patienten.

4. Septum kan nu penetreras med säker nål (TA-BPN) eller direktöverföringshetet (TA-STV)-för att ta blodprovet. (Gå till lämpligt avsnitt och sedan till steg 5.)

FÖRSIKTIGHET: Sprutor med luerslipkoppling kan användas, men var försiktig så att sprutan inte lossnar från den säkra nälen när den tas bort Ta den särskilda nälen och sprutan från septumet genom att ta tag i häljet på den särskra sprutnen med ena handen och försiktigta ta bort nälen/sprutnen med den andra.

ANVÄND SÄKER NÅL, MODELL TA-BPN

Med modell TA-BPN kan du överföra blod direkt från septumet till ett

1. Fört eventuell blodprovtagningsspruta ordentligt vid den säkra nälen (se bild 10).

2. Rikta in den säkra nälen mot septum och tryck in den säkra nälen helt i septumet.

OBS! Se till att bågarna på båda sidor av nälskyddet är i linje med septumets luerförlängningar. Det gör att den säkra nälen kan foras in helt i septumet.

3. Aspirera blodprolet i en provtagningsspruta. Om det är svårt att dra upp blod ska sprutkolven dras bakåt långsamt. Om problemet kvarstår kan katetern eller kanylen vara blockerad.

4. Avlägsna den säkra nälen och provtagningssprutan från septumet genom att hålla i den säkra nälen höjde och samtidigt långsamt dra ut nälen/sprutnen från septumet. När nälen är halvägen ute känner ett lätt motstånd. Dra tillbaka sprutkolven något och ta sedan bort nälen/sprutnen från septumet genom att vrida enheten medurs och dra tillbaka den. Med den här processen utjämns eventuellt kvarvarande tryck i sprutan så att blod inte ansamlas vid nälnens spets eller på septumets ovansida.

5. Torka av septumet med alkohol eller Betadine och stäng septumets skyddslock.

6. Om blod ska överföras till ett vakuumrör trycks sprutan med nälen in i vakuumrören. Den säkra nälen tränger igenom vakuumrören prop.

FÖRSIKTIGHET: När den säkra nälen lossas måste den dras ut långsamt så att inte vakuumrören propp dras ut till sammans med den säkra nälen.

ANVÄNDNA DIREKTOVERFÖRINGSENHETEN, MODELL TA-STV

Med modell TA-STV kan du överföra blod direkt från septumet till ett

FÖRSIKTIGHET: Lämna INTE direktöverföringssystemet, modell TA-STV, i septumet när provtagningen är klar. Det kan leda till att patientslangen kontaminereras eller att blod läcker ut från systemet.

a. För in TA-STV-enheten i septumet. Se till att bågarna på den säkra nälen är i linje med septumets luerhakar.

OBS! TA-STV-enheten måste föras in i septumet innan ett vakuumrör placeras i rörruttaget, annars försvinner vakuumet.

b. Sätt vakuumröt i uttagssänden på TA-STV-enheten. Rött mängd blod dras in i vakuumrören av vakuumet. Ta bort vakuumröt.

c. Om ytterligare prov behövs trycks fler vakuumrör in, ett i taget, i uttagssänden på TA-STV-enheten.

d. När det sista vakuumröt tagits ut lossas TA-STV-enheten från septumet genom att dra uppåt till ett lätt stopp känns. Vrid sedan för att lossa och kassera hettaren.

FÖRSIKTIGHET: Dra INTE tillbaka den volymbegränsade sprutans kolv med nollställningskranen stängd mot tryckgivaren. Det kan leda till att luft dras in i sprutan. Fyll INTE den volymbegränsade sprutan igenom att vrida den kran som sprutan är ansluten till så att den är stängd mot patienten och därifrån aspirera, såvida inte snabbflushenheten är öppen så att vätska kan flöda från behållaren med koksaltlösning. Om flushenheten inte aktiveras kan tryckgivaren skadas.

5. Infundera kvarvarande blod tillbaka i patienten och sköll med koksaltlösning:

a. Stäng den kran som den volymbegränsade sprutan är ansluten till i riktning mot tryckgivaren.

b. Tryck in den volymbegränsade sprutans kolv hela vägen.

c. Vrid kranen vred så att den är stängd mot den volymbegränsade sprutan.

d. Gör en snabbflush efter behov för att avlägsna kvarvarande blod i slang och septum.

FÖRSIKTIGHET: För neonatala och pediatriskt tillämpningar ska snabbflush inte användas, då det kan leda till vätskeöverbelastning. Istället används en separat spruta för att spola och registrera den infunderade mängden enligt sjukhusets rutiner.

6. Torka av septumet med alkohol eller Betadine och stäng septumets skyddslock.

7. Kontrollera tryckkurvan.

FÖRSIKTIGHET: Undvik att spola luftbubblor eller koagulerat blod från katatern eller kanylen tillbaka in i patienten genom att se till att övervakningsslängen är helt fyllt med vätska och genom att låta en liten mängd blöda bakåt genom kanylen innan tryckslangen ansluts.

KOMPLIKATIONER

Risiker förknippade med användning av produkten:

SEPSIS/INFJEKTION

Positiva bakterieisoleringar kan vara ett resultat av kontaminering av tryckövervakningssystemet. Blodprovtagning, infusionsvätskor och kateterrelaterad trombos har associerats med ökad risk för septicemi och bakteremi.

LUFTEMBOLI

Luft kan komma in i systemet och slutligen i patienten genom kranar som oavsiktligt har lämnats öppna vid oavsett från luftkopplingar av övervakningssystemet eller genom att kvarvarande luftbubblor spolas in i patienten.

KOAGEL I KATERTER OCH BACKFLÖDE

Om ett system spolas och inte är tillräckligt trycksatt i förhållande till patientens eget blodtryck kan backflöde och blokkoagulering i katetern inträffa.

INFUSION AV VÄTSKOR MED HÖG MOLEKYLKONCENTRATION

Om det är sjukhusets praxis att utföra dessa infusioner via tryckslangen rekommenderar vi att alla systemkomponenter byts ut mot nya sterila komponenter när infusionen har slutförts.

ÖVERINFUSION

Om påstrycket är högre än 300 mmHg kan för stor mängd vätska infunderas i patienten. Det kan leda till vätskeöverbelastning och en potentiellt skadlig ökning av blodtrycket.

AVVIKANDE TRYCKAVLÄSNINGAR

Tryckavläsningarna kan andras snabbt och dramatiskt på grund av förlust av korrekt kalibrering, lösa kopplingar, luft i systemet eller hördisklaring eller förskjutning.

Kontakta en lokal representant för mer information om komplikationer.

KONTRAINDIKATIONER

- Använd inte flushenheten vid övervakning av intramuskulärt eller intrakraniellt tryck.
- Använd inte Meritan DTXPlus™ tryckgivare med icke-isolerade tryckmätare.
- Använd inte för övervakning av trycket i vänster förmak utan ett lufteliminerande filter mellan kanylen och tryckgivaren före spolning.
- Använd inte utan mekanisk vätskeinfusionspump (för DT-NN och DT-NNV).

KLINISK NYTTA

- Möjliggör blodtrycksovervakning.
- Enheten som medföljer Safedraw ger ett slutet system för blodprovtagning och tryckövervakning.

FÖRVÄRINGSFÖRHÄLLANDEN

Förvaras på sval och torrt plats skyddad från direkt solljus.

STERIL och icke-pyrogen i öppnad, oskadad förpackning. Endast avsedd för engångsbruk. Kontrollera att den enskilda förpackningen är intakt före användning. Efter användning ska enheten kasseras på ett sätt som överensstämmer med standardprotokoll för kassering av avfall. Får ej omsteriliseras.

Enhets livslängd är 72–96 timmar baserat på rekommendation från CDC & Joint Commission Intl (JCI).

Ateranvändning kan leda till infektion eller annan sjukdom/skada.

Inom EU måste alla allvarliga incidenter som inträffat i samband med enheten rapporteras till tillverkaren och behörig myndighet i tillämplig medlemsstat.

Kontakta en lokal representant om du vill ha mer information eller hjälp.

SPECIFIKATIONER

Exciteringsspänning	DC 4 till 8 V RMS
Exciteringsfrekvens	DC till 5 kHz
Exciteringsimpedans	>200 ohm
Signalimpedans	<3 000 ohm
Fasforskjutning mellan excitering och signal	<5°
Nominell känslighet	5 µV/V/mmHg
Obalansgräns	Vid ±75 mmHg efter halvsinusstöttest
Noll drift	2 mmHg/4 timmar
Temperaturkoefficientens forskjutning	0,3 mmHg/°C
Temperaturkoefficientens känslighet	0,1 %/°C
Ljuskänslighet	<2 mmHg vid 32 280 lux (3 000 foot-candle)

	Läs bruksanvisningen och använd ej om förpackningen är skadad
	För engångsbruk
	Får ej omsteriliseras
RX ONLY	Försiktighet: Enligt federal lag (i USA) får denna enhet endast säljas av eller på order av läkare.
	Varning
	Förvaras torrt
	Undvik solljus
	Icke-pyrogen
	Använd före: ÅÅÅÅ-MM-DD
	Tillverkningsdatum: ÅÅÅÅ-MM-DD
STERILE EO	Sterilisera med etylenoxid.
MD	Medicinteknisk produkt
eller	Enkelt sterilbarriärsystem eller Enkelt sterilbarriärsystem med inre skyddande förpackning
UDI	Unik enhetsidentifiering
DEHP DIBP DBP BBP	Innehåller ej DEHP, DIBP, DBP eller BBP
	Defibrilleringssäker patientansluten del av typ CF
MR	MRT-villkorlig Icke-klinisk testning har visat att anordningen är MRT-villkorlig. Enligt ASTM F2503-13 är en MRT-villkorlig komponent med demonstrerad säkerhet i MRT-miljö inom definierade förhållanden. En patient med denna anordning kan tryggt skannas i ett MRT-system som möter följande krav: <ul style="list-style-type: none">• Statiskt magnetfält på 3 Tesla eller mindre• Maximalt spatialt gradientmagnetfält på 4 000 gauss/cm (40 T/m) eller mindre• Tryckgivaren och kabeln får ej vara i kontakt med patienten när MRT-systemet är i drift• Tryckgivaren och kabeln får inte monteras på patienten• Tryckgivaren och kabeln får ej placeras inuti MRT-systemets tunnel när skannern är i bruk• Tryckgivaren och kabeln kan lämnas i rummet med MRT-systemet men de får inte vara i drift eller vara anslutna till ett övervakningsystem under MRT-proceduren Den information som ges här ska användas tillsammans med inrättningens egen riktlinjer för att utvärdera riskerna för patienter och användare vid användning av Meritrans tryckgivare i en MRT-miljö.
	Läs bruksanvisningen För elektronisk kopia, skanna QR-koden eller gå till www.merit.com/ifu och ange IFU ID. För en tryckt kopia, ring kundtjänsten i USA eller EU
EC REP	Auktorisera representant i EU
	Tillverkare
REF	Katalognummer
LOT	Satsnummer



Monitoring Life™

Danish

Meritrans DTXPlus™ Engangs-tryktransducersæt Safedraw™ blodprøvetagningsystem

BRUGSANVISNING

BESKRIVELSE

Dette sæt indeholder Meritrans DTXPlus™ tryktransducer(e) og kan også indeholde Safedraw™ blodprøvetagningssystem. Eftersom kundespecifikke sætopsætninger varierer fra en institution til en anden, er det institutionernes eget ansvar at fastslå specifikke politikker og procedurer, der skal være bestemmede for, hvordan sættet bruges, heriblandt sikkerhedsanstaltninger, der supplerer dem, der er beskrevet i dette anvendelsesblad. **Afsnit A** beskriver Meritrans DTXPlus-transducer med eller uden Safedraw™. **Afsnit B** beskriver brug af EasyVent™ hætten til stumpør. **Afsnit C** beskriver standardiserede Safedraw sæt. **Afsnit D** beskriver blodprøvetagnin gvh. Safedraw.

TILSIGTET ANVENDELSE

Engangs-tryktransduceren (DTX) fra Merit er beregnet til invasiv blodtryksovervågning. Engangs-tryktransduceren er beregnet til at tillade, at blod tages fra patienten uden at patienten udsettes for det omgivende miljø (blodprøvetagnin g i lukket system).

BRUGER/PATIENT/KLINISK

Brugere: Kvalificerede sygeplejersker, klinikere og læger.

Patienter: Born og voksne.

Klinik: Hospitaler eller egnede kliniske miljøer.

AFSNIT A

Meritrans DTXPlus-serien af transducer omfatter fem gennemsyklingsmodeller (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV og DT-XO) og en ikke-skyllende model (TNF-R).

DT-XXV- og DT-NNV-modellerne indeholder luftventilerede huller i transducerkappen og minder om DT-XX- og DT-NN-modellerne.

DT-XX- og DT-XXV-modellerne har en blå klemmeaktuator til hurtig gennemsyklning en och stophane til nulstilling, som vist i figur 1. For at oprettholde kateteret åbenheden, leverer den integrerede gennemsyklingshens en lobende (nominal) flowhastighed på 3 ml/t med et differentialtryk på 200 mmHg (trykket i infusionsposen minus det gennemsnitlige overvægde fysiologiske tryk). Gennemsyklingshensen har også en indbygget overtryksikkehedsventil for at forhindre trykket på transduceren i at overskrive ca. 7.000 mmHg. Ventilen sender på sikker vis overskydende væske tilbage i infusionsposen og oprettholder samtidigt en lukket, steril væskebane. Med Merits aktuatorer til hurtig gennemsyklning (klemme eller træk-ud flig) bliver væskeopfyldning, fjernelse af bobler og hurtig gennemsyklning nemt og bekvemt.

DT-XO-modellen minder om DT-XX- og DT-XXV-modellerne, med en nominal flowhastighed på 3 ml/t, men indeholder ikke en stophane til nulstilling.

DT-NN- og DT-NNV-modellerne (op til 30 ml/t nominal flowhastighed) til neonatale anvendelsesområder. De har en indbygget stophane til nulstilling, ligesom DT-XX- og DT-XXV-modellerne, men klemmeaktuatorer er gul i farven. **MÅ KUN BRUGES SAMMEN MED EN MEKANISK VÆSEINFUSIONSPUMPE.** Den faktiske kontinuerlige infusionshastighed for neonatal overvågning skal bestemmes af klinikerne, og skal styres af en mekanisk infusionspumpe. Inden for de neonatale anvendelsesområder må hurtig gennemsyklning med enheden til hurtig gennemsyklning kun foretages som del af den indledende procedure med væskeopfyldning og fjernelse af bobler. Gennemsyklning efter, at der er tappet blod eller givet medicin, skal gøres manuelt med en sprøjte for at styre væskeinfusionen helt præcist. Hastigheder for hurtig gennemsyklning varierer mellem typer af administrationssettet, samt med længden og lumendiameter på trykslanger, der forbinder transduceren med patienten.

FORSIGTIG: DT-XXV- og DT-NNV-modellerne med et luftventileret hul i transducerkappen til brug ved nulstilling og kalibrering, må ikke blokeres.

TNF-R-modellen indeholder ikke en gennemsyklingshens, en klemme-/træk-ud flig-aktuator eller en stophane til nulstilling, og leveres muligvis i et sæt sammen med en separat inline-flow-/gennemsyklingshens.

FORSIGTIG: D-hætte (gennemsigtig deaderender) leveres muligvis sammen med TNF-R. Overspænd ikke D-hætten, da dette kan ødelægge formen på TNF-R'ens hanluer-forbindelse og forhindre tilslutning med andre komponenter.

OPSAÆTNINGSPROCEDURER

Anvend aseptisk teknik og korrekt opstilling ved håndtering af enheden. Bekræft, at alle tilslutninger er spændt sikkert til, og at stophanegrebene vender i de ønskede retninger.

FORSIGTIG: Tilspænd alle tilslutninger for brug. Overspænd ikke tilslutninger, da dette kan knække tilslutningerne og føre til lækkager, luftemboli, tilbageblodning eller tab af trykcurver.

Alle sideportene på stophanerne beskyttes af ventilerede hætter, som skal blive, hvor de er, indtil systemet spændes. Ventilerede hætter skal altid erstattes af ikke-ventilerede hætter, med mindre de er EasyVent™ hætter til stumpør. Se Afsnit B for yderligere anvisninger.

FORSIGTIG: Engangs-transducere byder på en enkeltmodus elektrisk isolation via membran, luftlomme, isolerende gel eller en kombination af det ovenstående, og anbefales ikke til brug sammen med ikke-isolerede patientovervågningssystemer. I tilfælde af tvivl om overvågningssystems isolationskarakteristika, henvises der til overvågningssystems servicemanual, eller man kan ringe til overvågningssystems producent.

TRANSDUCER, GRÆNSEFLADEKABELTILSLUTNING

Slut transducere til det genanvendelige grænsefladekabel ved at bringe pilene på tilslutningerne på linje og skubbe dem sammen (se figur 2).

FORSIGTIG: Hvis der ikke anvendes et grænsefladekabel fra Merit, er der risiko for signalforstyrrelser. Afprøv altid det genanvendelige kabel for brug.

PÅFYLDNING AF IV-SÆTTET (SE FIGUR 3, 4 OG 5)

Følgende instruktioner gælder for IV-sæt med enten mikro- eller makro-drypkamre i konfigurationer med en enkelt slange.

1. Klargør den sterile gennemsyklingsoplosning i en ikke-ventileret posen efter læggers ordination.

2. Fjem luft fra oplosningsposen ved at skubbe IV-spidsen ind i oplosningsposen, og vend posen nedad for at hjælpe den indespærrede luft til slappe ud gennem spidsen. Åbn rulleklemmen, og klem let på IV-posen, indtil luft er presset ud i drypkammeret.

BEMÆRK: Når luften fjernes fra oplosningsposen, forhindres det, at der kommer luft i overvågningssystemet, når oplosningen er opbrugt eller når posen vendes på hovedet.

3. Luk rulleklemmen, og tryk let på posen for at presse oplosningen ud i drypkammeret (fyld ca. 1/3 op, efteroms niveauer øges, når posen kommer under tryk). Placer posen i trykmanchetten, og hæng den op på IV-stangen.

FORSIGTIG: Hvis drypkammeret fyldes helt op, vil drypkamrene være helt nedskænket i oplosningen, og det vil ikke være muligt at foretage dræbætning (bestemmelse af flowhastighed). Med et differentialtryk på 200 mmHg (trykket i posen minus det gennemsnitlige overvægde fysiologiske tryk), svarer 2-4 dræber pr. minut fra et mikro-dryp-IV-sæt til en flowhastighed på 2-4 ml/t.

BEMÆRK: For at minimere dannelsen af luftbobler skal overvågningssystemet fyldes vha. tyngdekraften uden at tilføre tryk til posen.

4. Åbn rulleklemmen, og fyld IV-sættet op vha. tyngdekraften. Bank let på IV-sættet for at løsøre fastsiddende bobler. Luk rulleklemmen.

5. Slut det fyldte IV-sæt til overvågningssystemet. Der er to måder at fylde transducersættet op på - manuel påfyldning og automatisk påfyldning. Gå videre til den ønskede metode for yderligere anvisninger.

FOR MODELLERNE DT-NN OG DT-NNV SKAL FØLGENDE TRIN ANVENDES.

6. Slut IV-sættet til den relevante mekaniske infusionspumpe. Hvis pumpen fungerer med en kassette, skal slangerne sluttet til kassettesystemet. Der kan eventuelt bruges en inline-burette mellem IV- og infusionspumpe, alt efter hospitalets standarer, politikker og procedurer. Hvis der skal bruges andre komponenter, såsom partikel- eller luftfjernelsesfilter, skal de nødvendige tilslutninger udføres. På dette tidspunkt må dette IV-slange-system ikke være sluttet til transducer/-gennemsyklingshenslangerne.

7. Slut transducere (se figur 4) til IV-slange-systemet. Udløs rulleklemmen. Indstil pumpen til "purge" (skyldning) eller til en infusionshastighed, hvor væsken kan fyde IV-sættet, børretteslangerne og kassettesystemet fuldstændigt op. Når påfyldning er fuldført, lukkes rulleklemmen.

BEMÆRK: Hvis der påfyldes væske og fjerne bobler fra IV-slange-systemet, før det forbindes til transducer/-gennemsyklingshens, vil påfyldning af transducer, stophaner og trykslanger foregå hurtigere og med mindre boblændelse.

MANUEL PÅFYLDNINGSMETODE FOR TRANSDUCERSÆTTET

FORSIGTIG: Bank ikke på transduceren med metalobjekter, f.eks. en hämostat, for at fjerne bobler. Det kan skade transduceren.

1. Hold transduceren lodret med stophanen til nulstilling opad, mens trykmanchetten stadig er tom for luft. Åbn rulleklemmen på IV-sættet, og tryk klemmeaktuatoren sammen for at lade oplosningen fyde overvågningssystemet helt op. Ved brug af

Safedraw™ sæt skal det sikres, at stemplet på den volumenbegrensede sprojete er trykket helt i bund, mens systemet påfyldes. Sideporten på stophanen skal fyldes, og boblerne fjernes.

BEKJÆRKT: Etførsom transduceren fyldes via tyngdekraften, skal det sikres, at posen hænger højere end transduceren og overvågningssystemet.

2. Bank transduceren let mod en øben håndflade, og tryk samtidigt klemmeaktuatoren sammen for at fjerne luft fra transducerkammeret (se figur 6).

BEKJÆRKT: Bank ikke på transduceren med metalobjekter, f.eks. en hæmostat, for at fjerne bobler, da dette kan skade transduceren.

3. (Kun ved brug af Safedraw™ sæt) Når trykslangerne er fyldt op med oplosning, skal den volumenbegrensede sprojete og sideporten på den tilsluttede stophane have fjernet bobler ved at dreje den tilsluttede stophanes greb "OFF" (FRA) mod transduceren. Træk langsomt tilbage, og fyld den volumenbegrensede sprojete op med oplosning fra trykslangerne, indtil der er kontakt med den indbyggede sprojेटstopper. Drej sættet således, at sprojetens spids vender opad. Bank let på sprojeten med en finger, så indesperret luft stiger op mod luer-spidsen. Tryk derefter stemplet helt i bund, så både luft og oplosning tvinges tilbage i patientslangerne. Drei grebet på den tilsluttede stophane "OFF" (FRA) mod den volumenbegrensede sprojete.

FORSIGTIG: UNDLAGT At foretage skylining, mens patientslangerne er sluttet til kateteret eller kanylen. Der er risiko for at sprojete luft ind i patienten. Ved enten manuel eller automatsk transducerpåfyldningsmetode.

4. Aktiver hurtiggenemslykningssenheden for at fjerne eventuel luft fra patientslangerne.

5. Efter alle væskelydte dele af overvågningssystemet for at bekrafte, at bobler er blevet fjernet. Tilfør 300 mmHg tryk til infusionsposen. Hvis der stadig er bobler i transducerkammeret, skal gennemskylingen gentages ved hjælp af skyldemoden som vist i figur 6.

AUTOMATISK PÅFYLDNINGSSMETODE FOR TRANSDUCERSÆTTET

Meritans DTXPlus™ transduceren tillader fyldning af transduceren (normalt uden bobler) på ca. fem minutter.

1. Placer transduceren i en transducer-holder (TBG) eller andre holderne, som kan holde transduceren lodret (se figur 7b).

2. Sæt 300 mmHg tryk til manchetten, og sorg for at IV-sættets drypkammer ikke fyldes helt op under trykdannelsen, da dette vil forhindre aflæsning af flowhastighed. Åbn rulleleklen. Transduceren fylder automatisk.

3. Vend tilbage efter fem minutter for at efterlse transduceren for bobler, og gennemskylnen den for at fyde resten af overvågningssættet. Bank forsigtigt på transduceren med en finger for at fjerne eventuelle tilbageværende bobler, mens klemmeaktuatoren trykkes sammen (se figur 6).

FASTGØRELSE AF TRANSDUCERSÆTTET (se figur 7)

1. Erstør alle de ventilerede hætter på stophanernes sideporte med ikke-ventilerede hætter (deadenders). Hvis sideporten har en EasyVent™ hætte til stumpør, skal hætten ikke udskiftes. Den skal derimod spændes til for at opnå en ikke-ventileret position. (se afsnit B).

2. Monter transduceren i en holder (se figur 7b) eller direkte på patientens arm (se figur 7a) med transducerens nulstillingssport ved midt-hjerteneuve.

FORSIGTIG: Safedraw™ blodprøvetagningsssystemet er ikke beregnet til at blive monteret på patienten.

Adskillelige transducersætmodeller er konstrueret til at mødekomme montering på både IV-stang og på patient. Disse sæt kan have modelnummer, der slutter med "M" eller "SM". Når en gennemskylingssenhed er monteret på patienten, skal der tages forholdsregler for at sikre, at et skift i patientens kropsplacering ikke ved et uheld aktiverer enheden.

Klemmeaktuatoren til hurtig gennemskylining fra Merit er helt særegent konstrueret til at minimerne denne risiko, da den kan aktiveres ved at trykke klemmeaktuatoren sammen med to fingre. Der anbefales dog stadigvæk at bruge forsigtighedsforanstaltninger.

3. Slut overvågningssystemet til patientens kanyle eller kateter. Gennemskyln systemet for at fjerne blod fra kanylen eller kateteret.

FORSIGTIG: Undgå at skylle luftbobler eller koaguleret blod fra kateter eller kanylen ind i patienten ved at sikre, at overvågningssystemet er fyldt helt op med oplosning og ved at tillade en smule blod at strømme tilbage igennem kanylen, før der laves forbindelse til trykslangerne. For at overvåge tryk i atrium sinistrum skal der installeres en luftfjernelsesfilter mellem kanylen og transduceren for gennemskylining.

4. I installationen, der indeholder flere transducere, bruges et farvekodningssystem til at identificere de relevante overvågningsinput. Farvekode mærkater er tilgængelige. Hæft de relevante mærkater til TBG eller til den overvågningsslange, der er tættest ved hver transducer.

Rød ("ARTERIAL") = arterieltryk

Blå ("CVP") = centralelvenetryk

Gul ("PA") = pulmonalarterietyl

Hvid ("LAP") = tryk i atrium sinistrum

Hvid (blank) = diverse tryk

NULSTILLING OG KALIBRERING

1. Nullalibrer overvågningssystemet til atmosfærisk tryk og kalibrer transduceren i overensstemmelse med producentens anvisninger.

BEKJÆRKT: Det anbefales, at den tre-vejs-stophane, der er tættest på transduceren, placeres ved midt-hjerteneuve og udelukkende bruges til nulstillingssformål. Transduceren kan hurtigt og nemt udluftes til atmosfærisk tryk ved at dreje stophanens greb mod uret (dvs. "OFF" (FRA) mod patientens sideporten) og fjerne den ikke-ventilerede hætte fra nulstillingssporten. Hvis der er en EasyVent™ hætte til stumpørmonteret, skal den ikke fjernes, men løsnes for at åbne op for udluftningen (afsnit B).

2. Drej nulstillingstophanens greb med uret (dvs. "OFF" (FRA) mod nulstillingssideporten), og slip patientens tryk ind i transduceren. Tjek kurvens kvalitet.

3. Giv systemet ca. et minut til at indstille ligevægt for at sikre, at gennemskylingssenheden fungerer korrekt. Foretag herefter en drabætning for at bekrafte, at flowhastigheden er ca. 3 ml/l. Det skal også foretages et eftersyn for at opdage eventuelle lækager. Tredive minutter efter installation og periodevis deretter skal systemet kontrolleres for korrekt posetryk, flowhastighed, mulniveau og for at sikre, at der ikke er lækager. Lækager, lige meget hvor små de er, kan føre til fejlbehæftede aflæsninger af flowhastighed. Hvis der er mistanke om muldrift, f.eks. uormale aflæsninger, skal transduceren genoplaceres og mulniveauanlægningerne køres igen. Hvis problemet varer ved, skal transduceren skiftes. Efter hver hurtig gennemskyling anbefales det at kontrollere flowhastigheden igen.

4. Sæt hætten til stumpør på igen, og drej stophanen til lukket mod sideporten. Hvis sideporten har en EasyVent™ hætte til stumpør, skal hætten ikke udskiftes. Den skal derimod spændes til for at opnå en ikke-ventileret position (afsnit B).

5. **(Kun for DT-NN og DT-NNV)** Indstil den mekaniske infusionspumpe til den ønskede flowhastighed, som ordineret af lægen.

FORSIGTIG: Hvis der observeres en afdaempet kurve, kan det være resultatet af adskillelige faktorer, heriblandt, men ikke begrænset til:

- Fejlplacerede stophaner
- Luft i overvågningsslangerne, kateter eller kanyle
- Lose tilslutninger
- Fejlkalibreret monitor
- Blodprøpper i kateter, kanyle eller overvågningsslanger
- Kateter eller kanyle placeret for tæt på et blockars væg

ADVARSEL

Unormale trykafslæsninger skal være i overensstemmelse med patientens kliniske manifestioner. Hvis ikke, skal det bekraffes, at transducere fungerer vha. en kendt eller kalibreret trykkilde.

Stophanernes greb skal være placeret ved 90° for at være i "OFF" (FRA)-position. Placer dem ikke ved 45° som "OFF" (FRA)-position, da dette er urepræcist og kan resultere i kontaminerende, tilbageblødning eller luftemboli.

Gennemskylingssenheden og drypkammeret er ikke beregnet til at være præcisionsvæskeleveringssystemer. Hvis teknisk tilstand kræver præcis væskelevering, skal der bruges en mekanisk pumppe for at forhindre mulig overfusjon af væske.

RF-kommunikationsudstyr skal placeres mindst 30 cm fra transduceren. Transduceren må ikke stables eller placeres i nærheden af andet kommunikationsudstyr. Elakabler og andet elektronisk udstyr kan have en negativ indvirking på enhedens EMC-ydelse.

Transduceregenskaber gør den egnet til anvendelse i industriområder og på hospitaler (CISPR 11, klasse A). Må ikke anvendes i beboelsesområder.

AFSNIT B

Brugsanvisning til EasyVent™ hætten til stumpør, som forenkler nulstilling af transduceren.

NULSTILLINGSSTOPHANE TIL VÆSKEPÅFYLDNING (se figur 8)

1. EasyVent™ hætten til stumpør skal monteres til nulstillingstophanen i den ventilerede position. Hvis ikke dette er tilfældet, skal hætten løsnes, indtil der drejer fri (FJERN IKKE HÆTTEEN).

2. Sæt gennemskylingssenheden i gang for at fylde sideporten og lade væsken løbe ud gennem EasyVent™ hætten til stumpør.

3. Efter væskepåfyldning skal stophanens "OFF" (FRA) mode sideporten, og hætten skal strammes.

NULSTILLING AF TRANSDUCER

1. Drej stophanens "OFF" (FRA) mod patientslangerne, og løsn EasyVent™ hætten til stumpør.

2. Nullstil monitoren og spænd hætten.

3. Drej stophanens "OFF" (FRA) mod nulstillingssideporten, og slip patientens tryk igennem igen.

AFMONTERING/UDSKIFTNING AF HÆTTEN

1. For at få adgang til stophanens sideport skal hætten løsnes og trækkes af.

2. For at sætte hætten tilbage på stophanens sideport er det tilstrækkeligt at klikke hætten tilbage på plads og spænde den.

AFSNIT C (se figur 9)

Standardiserede Safedraw™ sæt kan sluttet til andre producenters engangs-transducersæt eller -kuppelsæt.

FORSIGTIG: Safedraw™ sættets modeller er beregnet til brug med korte arterielle kateter (op til 6 cm). Hvis de bruges med kateter med større volumen, kan det forårsage mangelnde udskillelse af heparin-fortyndet blod fra slangerne, og det kan resultere i ukorrekte laboratorieværdier.

TISSLUTNING

1. Tilslut inline-hunlersamlingen på tre-vejs-stophanen til den distale ende af det overvågningssæt, som skal bruges. Hvis det overvågningssæt, der allerede er i brug, er tilsluttet trykslangerne, skal disse fjernes, for Safedraw™ systemet tilsluttes.

2. Påfyld først kuppel- eller transducersædele følge producentens anvisninger.

3. Påfyld Safedraw™ stand alone-sættet ved først at fylde trykslangerne og blodprøvetagningsseptummet op. Herefter skal stophanen på den volumenbegrensede sprojete drejes til "OFF" (FRA) mod transduceren. Træk langsomt tilbage, og fyld den volumenbegrensede sprojete op med oplosning fra trykslangerne, indtil der er kontakt med den indbyggede sprojेटstopper. Drej sættet således, at sprojetens spids vender opad. Bank let på sprojeten med en finger, så den indesperre luft stiger op mod luer-spidsen. Tryk stemplet helt i bund i sprojeten, mens sprojेटspidsen stadig peger opad, for at tvinge eventuel indesperret luft og oplosning ind i patientslangerne. Drei grebet på den tilsluttede stophane "OFF" (FRA) mod den volumenbegrensede sprojete.

FORSIGTIG: Gennemfør IKKE trin 3, 4 eller 5 mens patientslangerne er sluttet til kateteret eller kanylen. Der er risiko for at sprøjte luft ind i patienten.

4. Aktiver hurtiggenemslykningssenheden for at fjerne eventuel luft fra patientslangerne.

5. Efter alle væskelydte dele af overvågningssystemet for at bekrafte, at bobler er blevet fjernet. Tilfør 300 mmHg tryk til infusionsposen. Hvis der stadig er bobler i transducerkammeret, skal gennemskylingen gentages ved hjælp af methoden i figur 6.

6. Tilslut til patientens kanyle eller kateter. Gennemskyln systemet for at fjerne blod fra kateteret eller kanylen.

7. Nulstil og kalibrer transduceren ifølge monitorproducentens anvisninger.

FORSIGTIG: Give systemet ca. et minut til at indstille ligevægt. Der skal også foretages et visuelt eftersyn for at opdage eventuelle lækager. Tredive minutter efter installation og periodevis deretter skal systemet kontrolleres for korrekt posetryk, flowhastighed, og det skal sikres, at der ikke er lækager. Enhver lille lækage kan forårsage forvanskning af den faktiske flowhastighed gennem kateteret.

AFSNIT D – SAFEDRAW BLODPRØVETAGNING

Anvisninger i at tage blod vha. Safedraw™ systemer med engangs-transducere eller genanvendelige transducere med kupler (se figur 9 og 10).

FORSIGTIG: Brug ikke en injektionskanle til at gennemtrække septummet.

1. Åbn den beskyttende hætte med hængsel på prøvetagningsseptummet. Tør septummet overflade af med sprit eller Povidon-ion.

2. Drej stophanens greb med den fastgjorte volumenbegrensede sprojete "OFF" (FRA) mod transduceren.

3. Træk stemplet tilbage, indtil der er kontakt med med indbyggede stoppere. Drej stophanen "OFF" (FRA) mod patienten.

4. Septummet kan nu gennemtrækkes med Safe Needles, TA-BPN eller enheden til direkte overførelse, TA-STV for at tage blodprøven. (Gå til det relevante afsnit og derefter trin 5).

FORSIGTIG: Der kan bruges luer-slip-sprojeter, men der bør udvides forsigtig for at sikre, at sprojeten ikke løsner sig fra Safe Needles ved fjerne. Safe Needles og prøvetagningsprojeten fjernes fra septummet ved at gribe om Safe Needles svøbet med en hånd og forsigtig fjerne nåle-sprojētetsamlingen.

Sådan bruges Safe Needle-model TA-BPN

a. Stram en hvilken som helst blodprøvetagningsprojet godt fast på Safe Needle (se figur 10).

b. Anbring Safe Needle på linje med septummet, og skub Safe Needle helt ind i septummet

BEMÆRK: Sorf for at hævlingerne på begge sider af nålen er på linje med septummet luer-fremsspring. Dette gør det muligt for Safe Needle at være fuldstændigt indført i septummet.

c. Træk blodprøven ind i prøvetagningsprojeten. Hvis det er vansklig at trække blod ud, trækkes stemplet langsomt tilbage. Hvis det stadig er vansklig, skal det kontrolleres, at hverken kateter eller kanyle er okkluderet.

d. Safe Needle og prøvetagningsprojeten fjernes fra septummet ved langsomt at trække blod ud. Ved hjælp af Safe Needles-svøbten, kan Safe Needle og prøvetagningsprojeten fjernes ved at gribe om Safe Needles svøbten med en hånd og forsigtig fjerne nåle-sprojētetsamlingen.

FORSIGTIG: Safe Needle fjernes ved at trække den ud langsmed en luftstrop.

FORSIGTIG: Safe Needle fjernes ved at trække den ud langsmed en luftstrop.

5. For at overføre blod til et vakuumrør skal sprojeten løses fra nále-sprojētetsamlingen med blodstikke ind igennem vakuumrørets prop. Safe Needles gennemtrækkes proppen på vakuumrøret.

FORSIGTIG: Safe Needle fjernes ved at trække den ud langsmed en luftstrop.

6. For at overføre blod til et vakuumrør skal sprojeten løses fra nále-sprojētetsamlingen med blodstikke ind igennem vakuumrørets prop.

FORSIGTIG: Safe Needle fjernes ved at trække den ud langsmed en luftstrop.

FORSIGTIG: Træk IKKE tilbage på den volumenbegrensede sprojeten stempel tilbage i nulstillingstophanen er "OFF" (FRA) mod transduceren. Der er risiko for at rene luft ind i sprojeten. Fyld IKKE den volumenbegrensede sprojete op ved at tage en del af trykslangerne, og fjern derefter nåle-sprojētetsamlingen af septummet.

FORSIGTIG: Træk IKKE tilbage på den volumenbegrensede sprojete op med septummet af en let modstand. Træk der på dette tidspunkt ganske let i sprojetet, og fjern derefter nåle-sprojētetsamlingen fra septummet ved at tage en del af trykslangerne. Hvis der er et mindst 3 mm træk i den sektionen af septummet ved at tage en del af trykslangerne, skal der tages over i et andet infusionsrør.

FORSIGTIG: Et nulstykke af septummet er et ganske stort træk, og dette kan skabe en mindre luftstrop i septummet.

FORSIGTIG: Et nulstykke af septummet er et ganske stort træk, og dette kan skabe en mindre luftstrop i septummet.

7. Tjek for at overføre trykkurven.

FORSIGTIG: Undgå at skylle luftbobler eller koaguleret blod fra kateter eller kanylen ind i patienten ved at sikre, at overvågningssystemet er fyldt helt op med væske og ved at tillade en smule blod at strømme tilbage igennem kanylen, før der laves forbindelse til trykslangerne.

KOMPLIKATIONER

Kendte risici ved brug af dette produkt omfatter:

SEPSIS/INFJECTION

Kontaminering af tryksystemet kan resultere i positive kulturer. Der er en øget risiko for alvorlig blodforgiftning og bakteriemiforbindelse med blodprøvetagningsinfusionsvæske og kateterrelaterede blodpropdannelse.

LUFTEMBOLI

Luft kan bevæge sig ind i systemet og ende i patienten via stophaner, der utilsigtedt er åbne pga. tab af tilslutning til overvågningssystemet eller via sky af resterende luftbobler ind i patienten.

BLOKERET KATETER OG TILBAGEBLÖDNING

Hvis det gennemskyldet system ikke er sat under tilstrækkeligt tryk i forhold til patientens eget blodtryk, kan der forekomme tilbageblødning såvel som propdannelse i kateteret.

INFUSION AF VÆSKER MED HØJ MOLEKYLEKONCENTRATION

Hvis det er hospitalspraksis at udfoøre disse infusioner via trykslangerne, anbefaler vi, at alle systemdelene skiftes ud med nye, sterile dele, når infusionen er vel overstået.

OVERINFUSION

Hvis posetryket er højere end 300 mmHg, er der risiko for at infundere for meget væske ind i patienten. Dette kan resultere i væskeoverbelastning og/eller en potentiel skadelig stigning af blodtryk.

UNORMALE TRYKAFLÆSNINGER

Trykafslæsninger kan ændre sig hurtigt og på dramatisk vis pga. tab af korrekt kalibrering, løse tilslutninger, luft i systemet og nuldrift eller -skift.

Kontakt den lokale Merit-repræsentant for yderligere oplysninger om komplikationer.

KONTRAINTIDAKTIONER

• Brug ikke en gennemskyldningssenhed til overvågning af intramuskulære eller intrakranielle trykforhold.

• Brug ikke Meritans DTXPlus™ transducer med ikke-isolerede trykmotorer.

• Må ikke bruges til at overvåge tryk i atrium sinistrum uden et luftfjernelsesfilter mellem kanylen og transducere for gennemskylining.

• Må ikke bruges uden en mekanisk væskeinfusionspumpe (for DT-NN og DT-NNV).

KLINISKE FORDEL

• Gør det muligt at overvåge blodtryk

• I samspil med DDF kan den enhed tilbyde et lukket system til blodprøvetagnings og trykovervågning.

OPBEVARINGSFORHOLD

Opbevar på koldt, tort sted borte fra direkte sollys.

STERIL og ikke-**pyrogen** i uåbnet, ubeskadiget emballage. Kun til engangsbrug. Kontroller den enkelte pakkes ubrudte tilstand inden brug. Efter brug skal enheden bortsækkes i overensstemmelse med standardprotokoller for bortsækfelse af affald. Må ikke resteriliseres.

Enhedens levetid er 72-96 timer baseret på anbefaling fra CDC & Joint Commission Intl (JCI).

Genanvendelse kan føre til infektion eller anden sygdom/skade.

I EU skal alle alvorlige komplikationer i forbindelse med brug af enheden indberettes til producenten og den kompetente myndighed i medlemslandet.

Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om genbestilling eller for at få hjælp.

SPECIFICATIONER

Ekstitationsspænding	Jævnstrøm 4V til 8V RMS
Ekscitationsfrekvens	Jævnstrøm til 5 KHz
Ekscitationsimpedans	> 200 ohm
Signalimpedans	< 3.000 ohm
Faseskift mellem ekscitation og signal	< 5°
Nominel følsomhed	5 µV/mmHg
Grænseværdi for ubalance	ved ±75 mmHg efter halv-sinus stødtest
Nuldrift	2 mmHg/4 timer
Termisk koefficient offset	0,3 mmHg/°C
Termisk koefficient følsomhed	0,1 %/°C
Lysfølsomhed	< 2 mmHg ved 3.000 fod-Candles



Monitoring Life™

Meritrans DTXPlus™

Σετ μορφοτροπέων πίεσης μίας χρήσης Σύστημα δειγματοληψίας αίματος Safedraw™

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το σετ περιέχει μορφοτροπές πίεσης Meritans DTXPlus™ και μπορεί να περιέχει ένα σύστημα δειγματοληψίας αίματος Safedraw™. Δεδουλεύονταί οι διαμορφώσεις των σετ που καθορίζονται από τους πελάτες διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε ίδρυμα, τα ιδρύματα οφείλουν να καθιερώσουν τις ειδικές πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν τη χρήση του σετ, ουμπεριλαμβανομένων μέτρων ασφάλειας που συμπληρώνουν τα άσαν περιγράφονται στο παρόν φύλλο οδηγησών. Η Ενότητα Β περιγράφει τους μορφοτροπές Meritans DTXPlus με χρήση Safedraw™. Η Ενότητα Γ περιγράφει τα τυποποιημένα σετ Safedraw. Η Ενότητα Δ περιγράφει τη διαδικασία δειγματοληψίας αίματος με χρήση του Safedraw.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ο μορφοτροπές πίεσης αίματος Merit (DTX) προορίζεται για επεμβατική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης. Το κιτ παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης μίας χρήσης (κιτ DTX) που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του μοντέλου δειγματοληψίας αίματος Safedraw προορίζεται για να επιτρέπει τη λήψη αίματος από τον ασθενή στο εξωτερικό περιβάλλον (δειγματοληψία αίματος κλειστού βρούχου).

ΧΡΗΣΗΣ / ΑΣΘΕΝΗΣ / ΚΛΙΝΙΚΗ

Χρήστης: Αιματωματούχοι νοσηλευτές, κλινικοί και ιατροί

Ασθενής: Εφαρμογές παιδιατρικές και ενηλίκων

Κλινική: Νοσοκομεία ή κατάλληλη κλινικά περιβάλλοντα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

Η οικογένεια μορφοτροπών Meritans DTXPlus αποτελείται από πέντε μοντέλα έκπλυσης (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV και DT-XO) και ένα μοντέλο με έκπλυσης (TNF-R).

Τα μοντέλα DT-XX και DT-NNV περιλαμβάνουν μια οπή αερισμού στο περιβήμα του μορφοτροπέα και είναι παρόμια με τα μοντέλα DT-XX και DT-NN.

Τα μοντέλα DT-XX και DT-XXV διαθέτουν έναν ενεργοποιητή ταχείας έκπλυσης με μπλε κλιπ και μια στρόφιγγα μηδενισμού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Για να διατηρηθεί η βασικότητα του καθετήρα, η ενοικιασματική συσκευή έκπλυσης παρέχει συνεχή (ονομαστικό) ρυθμό ροής 3 mL/ώρα με διαφορική πίεση 200 mmHg (πίεση ασκού έγχυσης μετών τη μέση παρακολούθησην φυσιολογική πίεση). Η συσκευή έκπλυσης ενσωματώνει επίσης μια βαθβίδα ασφάλειας έναντι υπερβολής για την αποτροπή της υπέρβασης της πίεσης στον μορφοτροπέα όπως των περίπου 7000 mmHg. Η βαθβίδα επηρεπλεῖ τη ροή του πλεονάντος υγρού με ασφάλεια πίσω στον ασκό έγχυσης, διατηρώντας παράλληλα μια σφραγισμένη, αποτελευμένη δύοσ. Οι ενεργοποιητής ταχείας έκπλυσης Merit (με κλιπ ή αφαιρούμενη γλωττίδα) παρέχουν έναν πρακτικό τρόπο πλήρωσης υγρού, αφαιρεσης φυσαλίδων και ταχείας έκπλυσης.

Το μοντέλο DT-XO είναι παρόμιο με τα μοντέλα DT-XX και DT-XXV, με ονομαστικό ρυθμό ροής 3 mL/ώρα, αλλά δεν διαθέτει στρόφιγγα μηδενισμού.

Τα μοντέλα DT-NN και DT-NNV (έως και 30 mL/ώρα ονομαστικό ρυθμού ροής) χρησιμοποιούνται για νεογνικές εφαρμογές. Περιλαμβάνει ενσωματωμένη στρόφιγγα μηδενισμού, όπως τα μοντέλα DT-XX και DT-XXV, αλλά το κλιπ ενεργοποιητή είναι κίτρινο χρώματος. Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΑΥΣΜΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΟΥ. Ο πραγματικός συνεχής ρυθμός έγχυσης για την παρακολούθηση νεογνών προσδιορίζεται από τον ιατρό και ελέγχεται από τη μηχανή αντία ήγχυσης. Η ταχεία έκπλυση με τη συσκευή έκπλυσης σε νεογνικές εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας αρχικής πλήρωσης με υγρό και αφαιρέσης φυσαλίδων. Η έκπλυση έπειτα από τη λήψη αίματος ή τη χρήση φαρμάκων πρέπει να γίνεται γεροκίνητη με σύριγγα, για τον ακριβή έλεγχο της έγχυσης υγρού. Ο ρυθμός ταχείας έκπλυσης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο ρυθμούς χρήσης (με κλιπ ή αφαιρούμενη γλωττίδα) παρέχουν έναν πρακτικό τρόπο πλήρωσης υγρού, αφαιρεσης φυσαλίδων και ταχείας έκπλυσης.

ΠΡΟΟΣΟΧΗ: Τα μοντέλα DT-XXV και DT-NNV με οπή αερισμού στο περιβήμα του μορφοτροπέα για σκοπούς μηδενισμού και βαθμονόμησης δεν πρέπει να είναι αποφραγμένα.

Το μοντέλο TNF-R δεν διαθέτει συσκευή έκπλυσης, ενεργοποιητή με κλιπ/γλωττίδα αφαιρεσης ή στρόφιγγα μηδενισμού και μπορεί να παρέχεται σε σατζ με ζεχωριτή συσκευή ροής/έκπλυσης εν σειρά.

ΠΡΟΟΣΟΧΗ: Το πόμα Δ (διαφανές τερματικό πόμα) μπορεί να παρέχεται με το μοντέλο TNF-R. Μην αφίγνετε υπερβολικά το πόμα Δ, καθώς μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση στον αρσενικό σύνδεσμο luer του TNF-R και να αποτρέψει τη σύνδεση άλλων εξαρτημάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Χρησιμοποιείται δάπτη τεχνητή και σωστή ρυθμίση κατά το χειρισμό της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι ασφαλισμένοι και ότι οι λαβές της στρόφιγγας είναι στραμμένες στις επιθυμητές κατευθύνσεις.

ΠΡΟΟΣΟΧΗ: Σφίξτε όλους τους συνδέσμους πριν από τη χρήση. Μην αφίγνετε υπερβολικά τους συνδέσμους καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ρήξη του συνδέσμου και να οδηγήσει σε διαρροές, εμβολή αέρα, αναρροή αίματος ή απώλεια κυματομορφών πίσεων.

Όλες οι πλευρικές θύρες των στροφιγών προστατεύονται με αερίζομένα πώματα που μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τον οπισμό του συστήματος. Τα αερίζομένα πώματα πρέπει πάντα να αντικαθίστανται με μη αερίζομένα πώματα, εκτός εάν το σύστημα διαθέτει τερματικά πώματα EasyVent™. Αντιτρέπετε στην ενότητα Γ για περισσότερες διηγήσεις.

ΠΡΟΟΣΟΧΗ: Οι μορφοτροπές μίας χρήσης παρέχουν μια λειτουργία ηλεκτρικής μόνωσης μέσω διαφράγματος, διακένου σέρος, γέλες μόνωσης ή κάπιου συνδαμνώνων των ανωτέρων και δεν συνταστάνεται για χρήση με μη μονιμένα μόνιτορ ασθενών. Αν έχετε αιμορραΐες σχετικά με τη χρήση προτιμήστε την αγγειορρήση του μόνιτορ ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του μόνιτορ.

ΣΥΝΔΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΕΠΑΦΗΣ, ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ

Συνδέστε τον μορφοτροπέα στο επαναχρησιμοποιούμενο καλώδιο διεπαφής ευθυγραμμίζοντας τα βέλη του συνδέσμου και πιέζοντάς τα στο πρώτο του άλλα (βλ. Εικόνα 2).

ΠΡΟΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί καλώδιο διεπαφής Merit, μπορεί να προκληθεί διακοπή σήματος. Υποβάλετε πάντα σε δοκιμή το επαναχρησιμοποιούμενο καλώδιο πριν τη χρήση.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΒΑ. ΕΙΚΟΝΕΣ 3, 4 ΚΑΙ 5)

Οι ακιλούσματα οδήγησης ισχύουν για σεντόνια διεπαφής με θαλάσση μικρού ή μακρο-ενστάλασης σε διαμορφώσεις μονής γραμμής.

- Προετοιμάστε ένα αποτελευμένο διάλυμα έκπλυσης σε ένα μη αερίζομένο ασκό διαλύματος σύμφωνα με τις εντολές του ιατρού.
- Εκκενώστε τον ασκό μετά από την ασκό διεφορέλιας χορήγησης μέσα στον ασκό διαλύματος και περιστρέψτε τον ασκό προς τη κάτω για να διευκολύνετε την εκκένωση του παγδέμουνο αέρα μέσα από την ακίδα. Ανοίξτε τον κυλινδρικό σφραγίτη και πιέστε απαλά τον ασκό να εισέλθει στον θάλαμο ενστάλασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλήρης εκκένωση του ασκού από τον ασκό διαλύματος θα αποτρέψει την εισόδη αέρα στο σύστημα παρακολούθησης όταν το διάλυμα έχει εξαντληθεί ή όταν αναστρέψται ο ασκός.

- Κλείστε τον κυλινδρικό σφραγίτη και πιέστε ξελυφών τον ασκό για να διογκεύσετε το διάλυμα μέσα στον θάλαμο ενστάλασης (γεμάτος περίπου μέχρι το 1/3 καθώς η στάμη σα ανέβει στανετά τον ασκό). Τοποθετήστε τον ασκό στον αυλό πιέσεις και αναρτήστε τον στο στατό.

ΠΡΟΟΣΟΧΗ: Αν ο θάλαμος ενστάλασης έχει πλήρως γεμάτος, η κάνουσα ενστάλασης θα είναι μιθωσιένη στο διάλυμα μετά την αγγειορρήση. Με διαφορική πίεση 200 mmHg (πίεση ασκού μέλον τη μέση παρακολούθησην φυσιολογική πίεση), 2-4 σταγόνες ανά λεπτό από σεντόνια διεφορέλιας χορήγησης μακρο-έγχυσης στάθμην ισοδύναμων με ρυθμό 2-4 mL/ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ελαχιστοποιήσετε τον σχηματισμό φυσαλίδων αέρα, πληρώστε το σύστημα παρακολούθησης διά βάροτητας χωρίς να πιέσετε τον ασκό.

- Ανοίξτε τον κυλινδρικό σφραγίτη και πιέστε ξελυφών τον ασκό για να παγδέμετε φυσαλίδες. Κλείστε τον κυλινδρικό σφραγίτη.

5. Συνέδετε το γεμάτο σετ ενδοφλέβιας χορήγησης στο σύστημα παρακολούθησης. Υπάρχουν δύο μέθοδοι πλήρωσης του σετ μορφοτρόπεα - Χειροκίνητη πλήρωση και Αυτόματη πλήρωση. Συνέχιστε στη μέθοδο που επιλέξτε για περαιτέρω οδηγίες.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ DT-NN ΚΑΙ DT-NVV, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΑ ΑΚΛΟΥΘΑ ΒΗΜΑΤΑ.

6. Συνέδετε το σετ ενδοφλέβιας χορήγησης στην καταλήη μηχανική αντλία έγχυσης. Αν η αντλία χρησιμοποιεί καρέτα, συνέδετε τη συλήνωση στο σύστημα καρέτας. Μετά του σετ ενδοφλέβιας χορήγησης και της αντλίας έγχυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσχοίδια σε ειρεά, σύμφωνα με τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του νοσοκομείου σας. Αν χρησιμοποιούνται άλλα εξαρτήματα όπως φίλτρα εξαλείψης σωματιδίων ή αέρα, ολοκληρώστε τις επαρτήσεις συνόδευσης. Σε αυτό το σημείο, αυτό το σύστημα σωλήνωσης ενδοφλέβιας χορήγησης θα πρέπει να παραμείνει αποσυνόδευμένο από τη συλήνωση του μορφοτρόπεα/της συσκευής εκπλούσης.

7. Συνέδετε τον μορφοτρόπεα (βλ. Εικόνα 4) στο σύστημα σωλήνωσης ενδοφλέβιας χορήγησης. Απασχολήστε τον κυλινδρικό αριθμητή. Ρυθμίστε την αντλία στη θέση "εκκενώσης" ή σε μια ρυθμό ρυθμού έγχυσης, ώστε το υγρό να γεμίσει πλήρως το σετ ενδοφλέβιας χορήγησης, τη σωλήνωση προσχοίδιας και το σύστημα καρέτας. Κλείστε τον κυλινδρικό αριθμητή μετά την άλογκήση της πλήρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλήρωση με υγρό και η απομάκρυνση των φυσαλίδων από το σύστημα σωλήνωσης ενδοφλέβιας χορήγησης πριν τη σύνθετη στον μορφοτρόπεα/τη συσκευή εκπλούσης επιτρέπει την ταχύτερη και με λιγότερες φυσαλίδες πλήρωση του μορφοτρόπεα, των στροφήγων και της σωλήνωσης πίεσης.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την εκκένωση των φυσαλίδων, ο μορφοτρόπεας δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με μεταλλικά αντικείμενα, όπως αιμοστάτες. Αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον μορφοτρόπεα.

1. Με την περιεργίδα πίεσης ζεφουσάκη, κρατήστε τον μορφοτρόπεα κατακόρυφα με τη στροφήγια μηδενισμό στραμμένη προς τα πάνω. Ανοίξτε το κυλινδρικό αριθμητή στο σετ ενδοφλέβιας χορήγησης και πιέστε το κλιπ του ενεργοποιητή ώστε το δάλαμα να γεμίσει πλήρως το σύστημα παρακολούθησης. Για τα set Safedraw™, βεβαιωθείτε ότι ο κυλινδρός της σύριγγας περιορισμένου όγκου είναι πλήρως πατημένος κατά την πλήρωση του συστήματος. Η πλευρική θύρα της στροφήγιας πρέπει να είναι γεμάτη και απαλαγμένη από φυσαλίδες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οταν γεμίσει ο μορφοτρόπεας, βεβαιωθείτε ότι ο ασκός βρίσκεται σε σημείο υψηλότερο του μορφοτρόπεα και του συστήματος παρακολούθησης.

2. Πιέστε τον μορφοτρόπεα στην πλάκη σας και ταυτόχρονα πιέστε το κλιπ του ενεργοποιητή για να εκκενώσετε τον αέρα από τον θάλαμο του μορφοτρόπεα (βλ. Εικόνα 6).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εκκένωση των φυσαλίδων, ο μορφοτρόπεας δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με μεταλλικά αντικείμενα, όπως αιμοστάτες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον μορφοτρόπεα.

3. **(Μόνο για τα set Safedraw™)** Οταν η σωλήνωση πλήρωσης γεμίσει με διάλυμα, θέτετε τη λαβή της στροφήγιας για να αφαιρέστε τις φυσαλίδες από τη σύριγγα περιορισμένου όγκου και την πλευρική θύρα της συνδεδεμένης πτρόγραφης. Τραβήξτε αργά προς τα πάνω και γεμίστε τη σύριγγα περιορισμένου όγκου με δάλαμα από τη σωλήνωση πίεσης, μέχρι να υπάρξει επαρφή με το ενωματισμένο στην πτρόγραφη. Περιστρέψτε το σετ, ώστε το άκρο της σύριγγας να είναι στραμμένο προς τα πάνω. Πιέστε τη σύριγγα ώστε από την παγιδευμένον αέρα να ανυψωθεί προς το άκρο Luer και στη συνέχεια, πιέστε το έμβολο πλήρως μέσα στη σύριγγα, ωθώντας το παγιδευμένο αέρα και διώνυμα μέσα στη γραμμή ασθενούς.

Στρέψτε τη λαβή της στροφήγιας που είναι συνδεδεμένη στη σύριγγα περιορισμένου όγκου στη θέση "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ".

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ γραμματοποιείτε Εκκένωσης ενώ η γραμμή ασθενούς στον καθετήρα ή την κάνουλα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έγχυση αέρα στον ασθενή. Για τη διάρκεια χειροκίνητης και αυτόματης πλήρωσης του μορφοτρόπεα.

4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ταχείας έκπλοσης για να εκκενώσετε τον αέρα από τη γραμμή ασθενούς.

5. Επιδειργότανε ότι τα τμήματα του συστήματος παρακολούθησης ήνων είναι πληρωμένα με υγρό για να βεβαιωθεί ότι έχουν εξαλειφθεί οι φυσαλίδες. Εφαρμόστε πίεση 300 mmHg στον ασκό έγχυσης. Αν παραμένουν φυσαλίδες στον θάλαμο του μορφοτρόπεα, επαναλαμβάνετε την έκπλοση χρησιμοποιώντας την τεχνική που παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ

Ο μορφοτρόπεας Meritrix DTXPlus™ επιτρέπει την πλήρωση του μορφοτρόπεα (συνήθως χωρίς φυσαλίδες) μέσα σε περίπου τέσσερα λεπτά.

1. Τοποθετήστε τον μορφοτρόπεα στη βάση μορφοτρόπεα (TBG) ή σε κάπια αλλή βάση που θα το διατηρήσει σε κατακόρυφη θέση (βλ. Εικόνα 7).

2. Εφαρμόστε πίεση 300 mmHg στην περιγειρίδα και επαληθύνετε ότι ο θάλαμος ενστάλαξης του σετ ενδοφλέβιας χορήγησης δεν είναι εντελώς γεμάτος κατά τη διάρκεια της άσκησης πέσης, καθώς αυτό αποτελείται την ανάγκη της ένδειξης ρυθμού ροής. Ανοίξτε τον κυλινδρικό αριθμητή.

3. Επιστρέψτε σε πέτρα λεπτά για να επιβεβαιώσετε τον μορφοτρόπεα για φυσαλίδες και εκπλύνετε για να γεινίσει και το υπόλιπο τημάτου του σετ αυτοκόλουθης. Πατήστε απλά ενώ πιέστε το κλιπ του ενεργοποιητή για να απομακρύνετε τυχόν απομένουσες φυσαλίδες αέρα (βλ. Εικόνα 6).

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ (βλ. Εικόνα 7)

1. Αντικαταστήστε ότι τα αερίζοντα στη συλήνωση των πλευρικής θύρας των στροφήγων με μη αεριζόμενα πάγματα (τερματικά πάγματα). Αν η πλευρική θύρα διαθέτει τερματικό πάγμα EASYVENT™, μην το αντικαταστήστε αλλά φορέστε το στη μη αεριζόμενη θέση.

2. Αναπτήστε τον μορφοτρόπεα σε βάση (βλ. Εικόνα 7β) ή συνέδετε το σύστημα παρακολούθησης που είναι στο πέπιδο της καρδιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα δειγματολήψης αίματος Safedraw™ δεν προορίζεται για τοποθέτηση στον ασθενή.

Διάφορα μοντέλα σετ μορφοτρόπεων είναι σχεδιασμένα για χρήση με στατό και τοποθέτηση στον ασθενή. Στο τέλος του κωδικού μοντέλου αυτών των, αναγράφεται ένδειξη "Μ" ή "SM". Όταν τα εν λόγω σετ είναι ποτεμένη σε ασθενείς, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια αλλαγή στη θέση του σώματος του ασθενούς δεν ενεργοποιεί κατά λάθος τη συσκευή έκπλοσης.

To κλιπ ενεργοποιητή είναι σχεδιασμένο με μοναδικό τρόπο για να ελαχιστοποιεί αυτού των κίνδυνο, καθώς μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με πίεση του κλιπ ενεργοποιητή που συνέδεται στην πλευρική θύρα της πτρόγραφης.

3. Συνέδετε το σύστημα παρακολούθησης στην κάνουλα ή τον καθετήρα του ασθενούς. Εκπλύνετε το σύστημα για να εξαλειψετε το αίμα από την κάνουλα ή τον καθετήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πλούτησε τη στροφήγια που είναι στην πλευρική θύρα στη συσκευή της πτρόγραφης για να εκπλύνετε τη σύριγγα περιορισμένου όγκου προτού προσαρθρίσετε την πτρόγραφη στην αιμοστάτη.

4. Επιστρέψτε σε πέτρα λεπτά για να επιβεβαιώσετε τη σύριγγα περιορισμένου όγκου προτού προσαρθρίσετε την πτρόγραφη στην αιμοστάτη.

5. **(Μόνο για τα μοντέλα DT-NN και DT-NVV)** Επιμέστε τη γραμμή ασθενούς στην περιμητρική ρυθμό ροής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού.

Κόκκινη ("ARTERIAL") = Αρτηριακή πίεση
Μπλε ("CVP") = Κεντρική φλεβική πίεση
Κίτρινη ("PA") = Πλευρική αρτηριακή πίεση
Λευκή ("LAP") = Πίεση αριστερού κόλπου
Λευκή (Κενή) = Άλλος τύπος πίεσης

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

1. Μηδενίστε το σύστημα παρακολούθησης σε αιμοστατική πίεση και βαθμονομήστε τον μορφοτρόπεα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού του μοντέλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται ο τρίδος στροφήγια που βρίσκεται πιο κοντά στον καθετήρα ή την κάνουλα προς τον ασθενή, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα παρακολούθησης είναι πλήρως γεμάτο με δάλαμα και επιτρέποντας την ανάδρομη ροή ιασιών που θα μπορεί να εξαριστεί εύκολα και γρήγορα στη σύριγγα περιορισμένου όγκου στην πτρόγραφη. Τραβήξτε αργά προς τα πάνω και γεμίστε τη σύριγγα περιορισμένου όγκου με δάλαμα από τη σωλήνωση πίεσης.

2. Στρέψτε τον μολύβδο της στροφήγιας μηδενισμό προς τα δεξιά (δηλ. στη θέση "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" στην πλευρική θύρα μηδενισμού) και χορηγήστε την πίεση.

3. Αριθμήστε πάνω από ένα λεπτό το σύστημα για να εξαρούσησετε προκειμένου να διασφαλιστεί η οιστάτη λεπτούρωση της συσκευής πέσης την πτρόγραφη.

4. Στρέψτε την πτρόγραφη την πολιτική της κατασκευαστού που αντικαταστήσεται τη στροφήγια που είναι στη συνέχεια, προγραμματίστε την πτρόγραφη περιορισμένου όγκου προτού προσαρθρίσετε την πτρόγραφη στην αιμοστάτη.

5. **(Μόνο για τα μοντέλα DT-NN και DT-NVV)** Νυμφίστε τη μηχανική αντλία έγχυσης στον επιθυμητό ρυθμό ροής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια αποβενούμενη κυματομορφή που μπορεί να παρατηρηθεί μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανούμενων, ενδεκτική, των εξής:

- Λανθασμένα τοποθετημένες στροφήγιες
- Άερος στη γραμμή παρακολούθησης του καθετήρα ή τη στροφήγια
- Χαλαρές συνδέσεις
- Λανθασμένη βαθμονόμηση μόντορ
- Θρόμβοι αίματος στον καθετήρα, την κάνουλα ή τη γραμμή παρακολούθησης
- Καθετήρας ή σωλήνωσης που ενδεικνύεται στη στροφήγια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια αποβενούμενη κυματομορφή που μπορεί να παρατηρηθεί μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανούμενων, ενδεκτική, των εξής:

- Λανθασμένα τοποθετημένες στροφήγιες
- Άερος στη γραμμή παρακολούθησης του καθετήρα ή τη στροφήγια
- Χαλαρές συνδέσεις
- Λανθασμένη βαθμονόμηση μόντορ
- Θρόμβοι αίματος στον καθετήρα, την κάνουλα ή τη γραμμή παρακολούθησης
- Καθετήρας ή σωλήνωσης που ενδεικνύεται στη στροφήγια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φυσιολογικές ενδείξεις πίεσης πρέπει να συνάδουν με τις κλινικές ενδείξεις του ασθενούς. Σε αντίθετη περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι οι φυσιολογικές ενδείξεις πρέπει να συνάδουν με τις κλινικές ενδείξεις του ασθενούς.

Για να βρισκαντούσαν στη θέση "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ", οι μολύβδοι της στροφήγιας πρέπει να είναι τοποθετημένοι στις 90°. Μην θέτετε τους μολύβδους στις 45° για να επιτύχετε τη θέση "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ", καθώς η θέση αυτή μπορεί να μην είναι ακριβής και να οδηγήσει σε μολύβδους.

Η συσκευή έκπλοσης και ο διάλογος ενστάλαξης δεν συνιστούν συστήματα παροχής ροής ακριβείας. Αν η κατάσταση του ασθενούς απαιτεί επακριβή παροχή υγρού, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μηχανική αντλία για την αποτροπή της πιθανής υπερβάλλουσας έγχυσης.

Ο εξοπλισμός επικοινωνίας παρακαλείται να προσέταξε μακριά από τον μορφοτροπέα, σε απόσταση 30 cm. Ο μορφοτροπέας δεν πρέπει να στοιβάζεται κανάτα σε όλον εξοπλισμό επικοινωνίας. Τα ηλεκτρικά καλώδια και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να επιτρέψουν αρνητικά την απόδοση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Τα χαρακτηριστικά ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣ του μορφοτροπέα τον καθίσταντο κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία (CISPR 11 Κατηγορία A). Να μην χρησιμοποιείται σε οικιακό περιβάλλον.

στον ασθενή και πραγματοποιώντας αναφρόφηση εκτός εάν η συσκευή ταχείας έκπλυσης είναι ανοικτή, ώστε να επιτρέπει τη ροή νιγρού από τον ασκό φυσιολογικού όρου. Η μη ενεργοποίηση της συσκευής έκπλυσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον μορφοπτορέα.

5. Εγκύρωστε εκ νέου το υπολειπόμενο αίμα στον ασθενή και εκπλύνετε με φυσιολογικό όρο πραγματοποιώντας τις εξής ενέργειες:
 - α. Στρέψτε τη λαβή της στρόφηγγας με τη συνδεδεμένη σύριγγη περιορισμένου όγκου στη θέση "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" στον μορφοπτορέα.
 - β. Πλέστε το έμβολο της σύριγγας περιορισμένου όγκου μέχρι τέρμα.
 - γ. Στρέψτε τη λαβή της στρόφηγγας στη θέση "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ" στη σύριγγη περιορισμένου όγκου.
 - δ. Πραγματοποιήστε ταχεία έκπλυση για να εκκενώσετε τυχόν αίμα που έχει παραμείνει στη σωλήνωση και το διάφραγμα.
6. Σκουπίστε την επιφάνεια του διαφράγματος με οινόπνευμα ή Betadine και καλύψτε το διάφραγμα με πώμα.
7. Ελέγχετε για να παρακαλούμεθετε την κυματομορφή πίεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε την έκπλυση φυσαλίδων αέρα ή θρόμβων από τον καθετήρα ή την κάνουλα προς τον ασθενή, διαφορούντας ότι η γραμμή παρακαλούμεθετε είναι πλήρως γεμάτη με υγρό και επιτρέποντας την αναρροή μιας μικρής ποσότητας αίματος μέσω της κάνουλας προτού πραγματοποιήσετε τη σύνθεση με τη γραμμή πίεσης.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Στους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του προϊόντος περιλαμβάνονται οι εξής:

ΣΗΜΑΙΜΙΑ/ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Η μόλυνση του συστήματος πίεσης μπορεί να προκαλέσει θετικές καλλιέργειες. Αυξημένοι κίνδυνοι σημψαμίας και βακτηριασμίας έχουν συσχετιστεί με τη δειγματοληψία αίματος, τα υγρά έχγυσης και τη θρόμβωση που σχετίζεται με καθετήρα.

ΕΜΒΟΛΗ ΑΕΡΑ

Ο αέρας μπορεί να εισέλθει στο σύστημα και κατ' επέκταση και στον ασθενή μέσα από τις στρόφηγγες που έχουν απομείνει κατά λάθος ανοικτές λόγω ακούσιας αποσύνθεσης του συστήματος παρακαλούμεθετε ή λόγω έκπλυσης υπολειπόμενων φυσαλίδων αέρα στον ασθενή.

ΘΡΟΜΒΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΗ

Αν σε ένα σύστημα έκπλυσης δεν έχει εφαρμοστή η κατάλληλη πίεση σε σχέση με την αρτηριακή πίεση του ασθενούς, μπορεί να προκύψει αναρροή καθώς και θρόμβωση του καθετήρα.

ΕΓΧΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Αν την πρακτική του υοσοκομείου σας ορίζει την εκτέλεση αυτών των εγχύσεων μέσω της γραμμής πίεσης, συνιστάται η αλλαγή όλων των εξαρτήματων του συστήματος με νέα αποτελεσμένα εξάρτηματα μετά την ολοκλήρωση της έγχυσης.

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΕΓΧΥΣΗ

Αν την πίεση στον ασκό είναι μεγαλύτερη από 300 mmHg, υπάρχει πιθανότητα έχγυσης υπερβολικής ποσότητας υγρού στον ασθενή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερέργωση υγρού ή/και δυνητική επιβλάβη αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ

Οι ενδείξεις πίεσης μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και σημαντικά, λόγω απώλειας της σωστής βαθμονόμησης, χαλαρών συνδέσεων, αέρα στο σύστημα και ολισθησης ή μετατόπισης από το μηδέν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπλόκες, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο στην περιοχή σας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μην χρηματοποιείτε συσκευή έκπλυσης κατά την παρακαλούμεθετε ενδομυκών ή ενδοκρανικών τιμών πίεσης.
- Μην χρηματοποιείτε τους μορφοπτορέας Meritans DTXPlus™ με μη μονυμένα μόντον πίεσης.
- Να μην χρηματοποιείται για παρακαλούμεθετε της πίεσης αριστερού κόλπου χωρίς φίλτρο εξάλειψης αέρα μεταξύ της κάνουλας και το μορφοπτορέα, πριν από την έκπλυση.
- Να μην χρηματοποιείται χωρίς μηχανική αντλία έχγυσης υγρού (για τα μοντέλα DT-NIN και DT-NNV).

ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

- Επιτρέπετε την παρακαλούμεθετε της αρτηριακής πίεσης.
- Η συσκευή που περιέχει το σύστημα Safedraw στη συσκευασία παρέχει ένα κλειστό σύστημα δειγματοληψίας αίματος και παρακαλούμεθετης της πίεσης.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύστε σε δρόσαρδο και στεγνό μέρος, μακριά από το άμβωσο ήλιακο φωτό.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΥΝΟ όταν η συσκευασία δεν έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά. Μόνο για μία χρήση. Ελέγχετε την ακεραιότητα της έχωριστης συσκευασίας πριν από τη χρήση. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τη συσκευή κατά τρόπο σύμφωνο με τα τυπικά πρωτόκολλα για την απόρριψη των αποβλήτων. Μην αποστείρωντετε εκ νέου.

Η διάρκεια ζωής της συσκευής είναι 72 - 96 ώρες με βάση τις συστάσεις του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) & της Διεθνούς Κοινής Επιτροπής (JCI).

Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε λοιμώξη ή άλλη ασθένεια/τραυματισμό.

Στην ΕΕ, κάθε σοβαρό περιστατικό που παρουσιάστηκε σε σχέση με την συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους.

Για πληροφορίες σχετικά με νέα παραγγελία ή βοήθεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Τάση διέγερσης	DC 4V έως 8V RMS
Συγχόνητη διέγερσης	DC έως 5 KHz
Αντίσταση διέγερσης	> 200 ohm
Αντίσταση σήματος	< 3000 ohm
Μετατόπιση φάσης μεταξύ διέγερσης και σήματος	< 5°
Ονομαστική ευαισθησία	5 µV/V/mmHg
Όριο ασυμμετρίας	στα ±75 mmHg έπειτα από δοκιμή μισού ημιτονοειδούς κρουστικού κύματος
Ολιοθήση από το μηδέν	2 mmHg/4 ώρες
Απόκλιση θερμικού συντελεστή	0,3 mmHg/°C
Ευαισθησία θερμικού συντελεστή	0,1%/°C
Ευαισθησία φωτός	< 2 mmHg στα 3000 ποδοκηρία

	Να μην χρηματοποιείται εάν η συσκευασία έχει καταστραφεί και συμβολεύετε τις οδηγίες χρήσης
	Μίας χρήσης
	Μην επαναποτελεύνετε
	Προσοχή: Η ομοιοπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση της συγκεκριμένης συσκευής μόνο από ιατρό ή καπότων εντολής ιατρού.
	Προσοχή
	Να διατηρείται στεγνό
	Κρατήστε μακριά από το ηλιακό φως
	Μη πυρετογόνο
	Τελική ημερομηνία χρήσης: EEEE-MM-HH
	Ημερομηνία κατασκευής: EEEE-MM-HH
	Αποστειρώθηκε με αιθυλεονοξείδιο
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Μοναδικό σύστημα στείρου φραγμού ή Μοναδικό σύστημα στείρου φραγμού με εσωτερική προστατευτική συσκευασία
	Μοναδικό αναγνωριστικό προϊόντος
	Δεν περιέχει DEHP, DIBP, DBP, BBP
	Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου CF με προστασία από απινίδωση
	Ασφαλές για Μαγνητική Τομογραφία υπό προϋποθέσεις Μη κλινικές δοκιμές κατέδειν ότι η συσκευή είναι ασφαλής για Μαγνητική Τομογραφία υπό προϋποθέσεις, μετά τη σύστημα μεταφορισμένων συνηθισμάτων. Η άρωση σε ένα σύστημα μαγνητικής τομογραφίας μπορεί να είναι ασφαλής για έναν ασθενή με αυτή τη συσκευή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: • Στατικό μαγνητικό πεδίο μέγιστης χωρικής βαθμίδωσης 4.000 Gauss (40 T) • Ο μετατρόπεας και το καλώδιο δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τον ασθενή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος MR • Ο μετατρόπεας και το καλώδιο δεν πρέπει να προσαρτώνται στον ασθενή. • Ο μετατρόπεας και το καλώδιο δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο άνοιγμα του συστήματος MR κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος MR • Ο μετατρόπεας και το καλώδιο δεν πρέπει να προσαρτώνται στον ασθενή. • Ο μετατρόπεας και το καλώδιο δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο άνοιγμα του συστήματος MR κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος MR Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν πρέπει να χρηματοποιούνται μόνο σε συνδιασμό με τις πολιτικές του ιδρύματος σας, προκειμένου να αξιολογήσουν οι κίνδυνοι για τους ασθενείς και τους χειριστές κατά τη χρήση μορφοπτορέων Meritans σε περιβάλλον MR.
	Συμβολεύετε τις οδηγίες χρήσης Για ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο, αφρώστε τον κωδικό QR, ή επικεφθείτε τη σελίδα www.merit.com/ifu και εισαγάγετε τον κωδικό των οδηγιών χρήσης. Για ένα έντυπο αντίγραφο, καλέστε την έκπτηση πελατών ΗΠΑ ή ΕΕ
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Κατασκευαστής
	Αριθμός καταλόγου
	Κωδικός παρτίδας

6. İnfüzyon torbasına 300 mmHg oranında basınç uygulayın. Transdüber haznesinde kalan kabarcık varsa Şekil 6'da gösterilen teknigi kullanarak tekrar yıkayın.
 7. Hastanın kanülünde veya kateterine bağlayın. Kateterdeki kanı temizlemek için sistemi yıkayın.
 8. Transdüber, üreticinin talimatları doğrultusunda sıfırlayın ve kalibre edin.
DİKKAT: Sistemin dengeye gelmesi için yaklaşık bir dakika bekleyin. Sızların içten gürsel incelemeye yapılmalıdır. Kurulumdan otuz dakika sonra ve sonrasında periyodik olarak sistem kontrol edilerek infüzyon torbası ve akış hızının doğru olup olmadığına ve sızınızı görüp görülmemiğine bakılmalıdır. Küçük sızıntılar, kateter yoluyla gerçek akış hızı değerinin yanlış temsiline sebep olabilir.

BÖLÜM D - SAFEDRAW KAN NUMUNESİ ALMA

Tek kullanımlık transdüberler veya yeniden kullanılabilir domlu transdüberler içeren Safedraw™ sistemler kullanılarak kan alma talimatları (bkz. Şekil 9 ve 10).

DİKKAT: Septuma girmek için hipodermik iğne kullanmayın.

- Numune alma septumundan menteşeli koruyucu kapağı açın. Septum yüzeyini alkol veya Betadolin ile silerek temizleyin.
- Hacim kısıtlamalı sızırganın takılı olduğu vananın kolumnu, transdüberse "KAPALI" olacak şekilde çevirin.
- Yerleşik tapalarla temas edene dek sızırganın tutup geri çekin. Vanayı hastaya "KAPALI" olacak şekilde çevirin.
- Bu noktada kan numunesini almak için Güvenli İğne, TA-BPN veya doğrudan transfer cihazı, TA-STV ile septuma girilebilir. (İlgili bölümle ve arındırın adım 5'e gidin.)

DİKKAT: Luer slip sistemli sızırganlara kullanılmaz; sızırganın, çıkarma işlemi sırasında Güvenli İğneden ayrılmadığından emin olmak için dikkatli olunmalıdır. Güvenli İğne ve sızırganı septumdan çıkarmak için bir elinizle Güvenli İğne Mahfazasından kavrayın ve İğne/Sızırga Düzeneğini dikkatlice çakın.

Güvenli İğne, Model TA-BPN'yi Kullanma

a. Kan numunesi alma sızırganını Güvenli İğne içeresine alıp iyice sıkın (bkz. Şekil 10).

b. Güvenli İğneyi sızırganın hizalayın ve Güvenli İğneyi septum içeresine tamamen itin.

NOT: İğne korumasının her iki yanındaki kemerlerin, septumun Luer uzantılarıyla hizalandığından emin olun. Bu, Güvenli İğnenin septum içeresine tamamen sokulmasını sağlar.

c. Kan numunesini numune sızırganına aspire edin. Kan alımı zorsa sızırgan pistonundan yavaşça geri çekin. Hala zorluk yaşıyorsanız kateteri veya kanülü kontrol ederek titreme yapmadığınıza bakın.

d. Güvenli İğneyi ve numuna alma sızırganını septumdan çıkarmak için birandan Güvenli İğne mahfazasını tutarken diğer yandan İğne/Sızırga düzeneğini septumdan dışarıya doğru yavaşça çekin. İğnenin hemen hemen yarısı dışarıya çıktıığında hafif bir direnç hissedilecektir. Bu noktada sızırgan pistonundan çok hafif bir şekilde geri çekin, ardından İğne/Sızırga düzeneğini septumdan çıkarmak için düzeneği saat yönünde hafifçe döndürerek geri çekin. Yukarıdaki proses, sızırganın rezidüel basincını dengeye getirmesi için verecek ve İğnenin içindekini veya septumun üzerindeki kanılmamasını önleyecektir.

e. Septumun yüzeyini alkol veya Betadolin ile silerek temizlein ve septumun kapağını kapatın.

f. Tahliye edilmiş tüpe kan transfer etmek için içten sızırganın İğne düzeneğini tahliye edilmiş tüp tapasına işaretine bastırın. Güvenli İğne, tahliye edilmiş tüp tapasına girecektir.

DİKKAT: Güvenli İğneyi çıkarırken tahliye edilmiş tapanın Güvenli İğneyle birlikte dışarı çekilmeliğinden emin olmak için yavaşça çekip alınır.

DOĞRUDAN TRANSFER CİHAZI MODEL TA-STV'YI KULLANMA

Model TA-STV, septumdan tahliye edilmiş tüpe doğrudan kan transferi yapılmasına olanak tanır.

DİKKAT: Numune alma işlemini tamamladıktan sonra doğrudan transfer cihazı, model TA-STV'yi septumda **BIRAKMAYIN**. Bunun yapılması, hasta hattının kontaminasyonuna veya kanın sistemden dışarı sızmamasına sebep olabilir.

a. TA-STV'yi septum içeresine yerleştirin. Güvenli İğnenin kemerlerinin, septumun Luer uzantılarıyla hizalandığından emin olun.

NOT: TA-STV; tahliye edilmiş tüp, tüp yuvasına konulmadan önce septum içeresine yerleştirilmelidir; aksa takdirde vakum kaybedilir.

b. Tahliye edilmiş tüp, TA-STV'nin yuva ucuna sokun. Tahliye edilmiş tüp içeresine vakum yoluyla doğru mikarda kan alınacaktır. Tahliye edilmiş tüp çıkarın.

c. Ek numuneler gerektirse tahliye edilmiş tüpleri teker teker TA-STV yuva ucu içeresine bastırın.

d. Son tahliye edilmiş tüp çıkarıldığında sonra TA-STV'yi numume alma septumundan çıkarmak üzere hafif bir durma hissedende dek yukarı çekin ve ardından bürekerek çıkarın.

DİKKAT: Sızırganı vanası transdere "KAPALI" durumdayken hacim kısıtlamalı sızırgan pistonundan tutup **GERİ ÇEKMEYİN**. Bunun yapılması, sızırgan içeresine hava alınmasına yol açabilir. Hacim kısıtlamalı sızırganı; hızlı yakma cihazı açıldıklarında salınır ve sızırganın bağlı olduğunu vanayı, hastaya "KAPALI" olacak şekilde çevirerek ve aspire ederek **DOLDURMAYIN**. Yıkama cihazının etkinleştirilmesi, transdere zarar verebilir.

5. Geri kalan kanın hasta yarısına yığılmıştır. Yıkama cihazının sızırganı sağlayıp sağlayamadığını ve aşağıdakileri uygulayarak salınlık yıkayıp:

a. Hacim kısıtlamalı sızırganın takılı olduğu vana kolumnu, transdüberse "KAPALI" olacak şekilde çevirin.

b. Hacim kısıtlamalı sızırganın sızırgan pistonunu sonara aşağı bastırın.

c. Vanu kolumnu, hacim kısıtlamalı sızırgan "KAPALI" olacak şekilde çevirin.

d. Hortum ve septum içeresindeki kanı boşaltmak için gerektiği kadar hızlı yakma yapın.

DİKKAT: Yeniden uygulamalarla ve pediyatrik uygulamalarda sıvı yüklemesini önlemek için hızlı yakma yapmayı; bunun yerine aynı bir sızırgan kullanarak yakma yapın ve hastane protokolüne göre infüzyon yapılan miktarı kaydedin.

6. Septum yüzeyini alkol veya Betadolin ile silerek temizlein ve septumun kapağını kapatın.

7. Basınç dağıtma formunu izlemek için kontrol edin.

DİKKAT: İzleme hattının sıvıyla tamamen dolduğundan emin olarak ve basınç hattı bağlantısını yapmadan önce az mikarda kanın kanülden geri akmasına izin vererek kateterde veya kanülde bulunan hava kabarcıklarının veya pıhtılarının hastaya geçmemesi önleyin.

KOMPLİKASYONLAR

Bu ürünün kullanımıyla ilişkili riskler şu şekildedir:

SEPSİS/ENFEKSİYON

Basınç sisteminin kontaminasyonu sebebiyle pozitif kültürler görülebilir. Septisemi ve bakteremi riskinde artış; numune alma, infüzyon sıvıları ve kateterle ilgili tromboz ile ilişkilendirilmiştir.

HAVA EMBOLİSİ

Rezidüel hava kabarcıklarının yakma yoluyla hastaya girmesi veya izleme sisteminin kazara bağlantısının kesilmesi sonucu yanılışlıkla açık bırakılan vanalar yoluyla sisteme hava girebilir ve en sonunda hastaya ulaşabilir.

KATETERDE PIHTLAŞMA VE KANIN GERİ AKIŞI

Yıkanaan sisteme, hastanın kendi basıncına göre yeterli düzeyde basınç uygulanmazsa kateterde pihtlaşmanın yanı sıra kanın geri akışı da görülebilir.

YÜKSEK MOLEKÜLER KONSANTRASYONLU SIVILARIN İNFÜZYONU

Bu infüzyonların basınç hattı yoluyla gerçekleştirilebilir hastanenizde benimsenmiş uygulama ise infüzyon tamamlandıktan sonra tüm sistem bileşenlerini yeni steril bileşenlerle değiştirmeniz önerilir.

AŞIRI İNFÜZYON

Torba basıncı 300 mmHg'dan ve büyükse hastaya aşırı sıvı infüzyonu yapılabılır. Bu durum; aşırı sıvı yüklemesi ve/veya kan basıncında zararlı olabilecek artıyalı sonucunu engelleyir.

ANORMAL BASINÇ OKUMALARI

Basınç okularını; uygun kalibrasyonun kaybı, gevşek bağlantılar, sisteme hava bulunması ve sıfır kayması nedeniyle hızlıca ve büyük oranda değişebilir.

Komplikasyonlara ilişkin daha fazla bilgi için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

KONTRENĐİKASYONLAR

- Intramüsküller veya intrakranial basınçlar izlenirken yakma cihazı kullanmayın.
- Yalıtılmamış basınç monitörleri Meritrans DTXplus™ transdüberler kullanmayın.
- Yıkama öncesi kanül ile transdüber arasında bir hava giderici filtre takılmadan sol atriyal basınç izleme için kullanmayın.
- Mekanik sıvı infüzyon pompası olmadan kullanılmayı (DT-NN ve DT-NNV içeri).

KLİNİK FAYDALAR

- Kan basıncı izlemesine olanak tanır
- Safedraw ile birlikte ambalajlanan cihaz, kan numunesi alma ve basınç izleme için kapali sistem sağlar.

SAKlama KOŞULLARI

Doğrudan güneş ışığından uzakta serin ve kuru bir yerde saklayın.

Açılmamış, hasar görmemiş ambalaj içinde **STERİLDİR** ve **pirojenik değildir**. Yalnızca tek kullanılmıştır. Her paketin bütünlüğünü kullanmadan önce kontrol edin. Cihazı kullandıktan sonra standart atık bertarafı protokollerine uygun bir şekilde bertaraf edin. Yeniden sterilize etmeyin.

CDC ve Joint Commission Intl (JCI) tavsiyesine göre cihaz ömrü 72 - 96 saat olarak belirlenmiştir.

Tekrar kullanmak enfeksiyonuya veya diğer hastalıklara/yaralanmalara yol açabilir.

AB'de cihazın kullanımından kaynaklanan her türlü ciddi olay üreticisi ve ilgili Üye Devletin yetkili makamına bildirilmelidir.

Yeniden sıparış etme bilgileri veya yardım için lütfen yerel temsilcinizle iletişime geçin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uyarım Voltajı	DC 4 V ila 8 V RMS
Uyarım Frekansı	DC ila 5 KHz
Uyarım Empedansi	>200 ohm
Sinyal Empedansi	<3000 ohm
Uyarım ve Sinyal Arasında Faz Kayması	<5°
Nominal Hassasiyet	5 µV/V/mmHg
Dengesizlik Sınırı	Yarım sinüs şok testinden sonra ±75 mmHg'da
Sıfır Kayması	2 mmHg/4 sa
İsl Katsayı Ofseti	0,3 mmHg/%C
İsl Katsayı Hassasiyeti	%0,1/%C
İşik Hassasiyeti	3000 ft-mum'da <2 mmHg

	Ambalaj Hasar Görmüşe Kullanmayın ve Kullanma Talimatlarına Başvurun
	Tek kullanımlık
	Yeniden sterilize etmeye uygun
	Dikkat
	Kuru Şekilde Saklayın
	Güneş ışığından korun
	Pirojenik değil
	Son kullanma tarihi: YYYY-AA-GG
	Etlen oksit kullanılarak sterilize edilmiş
	Tıbbi Cihaz
	Tekli Steril Bariyer Sistemi veya İçinde koruyucu ambalaj bulunan tekil steril bariyer sistemi
	Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı
	DEHP, DIBP, DBP ve BBP İçermeyen
	Defibrilasyondan etkilenmeyecek, CF tipi uygulanan parça
	MR Uyumluluğu Klinik olmayan testler cihazın MR Kosullu olduğunu göstermiştir. ASTM F2503-13'e göre MR Kosullu öge, tanımlanmış koşullar dahilinde MR ortamında güvenilirliği kanıtlanmış ögedir. Bu cihazın takılı olduğu hersta aşağıdaki koşullar altında bir MR sistemi ile güvenle taranabilir: <ul style="list-style-type: none"> 3 Tesla veya daha az statik manyetik alan 4.000 Gauss/cm (40 T/m) maksimum uzamsal gradyan manyetik alan Transdüber ve kablo MR sisteminin çalışması sırasında hastaya temas etmemelidir. Transdüber ve kablo hastaya monte edilmemelidir. Transdüber ve kablo tarayıçı çalıştırıcı MR sisteminin içine yerleştirilmemelidir. Transdüber ve kabloya MR sistemi odasında izin verilir; ancak MR prosedürü sırasında izleme sisteme bağlı olmalıdır veya çalışmamalıdır
	Burada verilen bilgiler, bir MR ortamında Meritrans transdüberler kullanılarak hastalar ve operatörler açısından kullanılabilir riskleri değerlendirmek için kurumunun politikalaryla birlikte kullanılmalıdır.
	Kullanma Talimatlarına Bakın Elektronik kopya için QR kodunu tarayın veya www.merit.com/ifu adresine giderek Kullanma Talimatı numarasını girin. Basılı kopya için ABD veya AB Müşteri Hizmetlerini arayın.
	Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilci
	Üretici
	Katalog numarası
	Parti kodu

Meritrans DTXPlus™

Zestawy przetwornika ciśnienia jednokrotnego użytku System pobierania próbek krwi Safedraw™

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OPIS

Zestaw ten zawiera przetworniki ciśnienia Meritrans DTXPlus™ i może zawierać system pobierania próbek krwi Safedraw™. Ze względu na fakt, że konfiguracje zestawu określone przez klienta różnią się w zależności od instytucji, do obowiązków instytucji należy ustalenie szczegółowych zasad i procedur regulujących korzystanie z zestawu, w tym środków bezpieczeństwa uzupełniających środki opisane w niniejszej instrukcji. **Część A** zawiera opis przetworników Meritrans DTXPlus z systemem Safedraw™ i bez niego. **Część B** zawiera informacje na temat stosowania zaślepki EasyVent™. **Część C** zawiera opis standardowych zestawów Safedraw. Części D zawiera opis pobierania próbek krwi przy użyciu systemu Safedraw.

PRZENACZENIE

Przetwornik ciśnienia krwi Merit (DTX) jednokrotnego użytku jest przeznaczony do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi. Zestaw przetwornika ciśnienia krwi (zestaw DTX) jednokrotnego użytku, który jest dostarczany z systemem pobierania próbek krwi Safedraw, umożliwia pobieranie krwi od pacjenta bez narażenia go na kontakt z otoczeniem zewnętrznym (pobieranie próbek krwi w obiekcie zamkniętym).

UŻYTKOWNIK/PACJENT/KLINIKA

Użytkownik: wykwalifikowane pielęgniarki, klinicycy i lekarze
Pacjent: zastosowania u dzieci i młodzieży oraz dorosłych
Klinika: szpitale lub odpowiednie środowiska kliniczne

CZĘŚĆ A

Przetworniki z rodziny Meritrans DTXPlus obejmują pięć modeli z możliwością przepływu (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV i DT-XO) oraz jednego modelu bez możliwości przepływu (TNF-R).

Modele DT-XXV i DT-NNV posiadają otwór odpowietrzający w obudowie przetwornika i są podobne do modeli DT-XX i DT-NN.

Modele DT-XX i DT-XXV są wyposażone w niebieski zaciśk do uruchamiania szybkiego przepływu i zawiór odcinający do zerowania, jak pokazano na rysunku 1. Aby utrzymać prędkość cewnika, integralne urządzenie do przepływu zapewnia stałą (nominalną) prędkość przepływu 3 ml/godz, przy ciśnieniu różnicowym wynoszącym 200 mmHg (ciśnienie w worku infuzyjnym minus monitorowane średnie ciśnienie fizjologiczne). Urządzenie do przepływu jest wyposażone w zavor zabezpieczający przed przekroczeniem ciśnienia, który zapobiega przekroczeniu przez przetwornik ciśnienia wynoszącego około 7000 mmHg. Zavor zabezpieczenie odprowadza nadmiar płynu z powrotem do worka infuzyjnego przy jednoczesnym zachowaniu szczelności i sterowności drogi przepływu. Włącznik szybkiego przepływu firmy Merit (zaciśk lub wypustka) umożliwiający wygodne napełnianie płynem, usuwanie pęcherzyków i szybkie przepływanie.

Model DT-XO jest podobny do modeli DT-XX i DT-XXV o nominalnej prędkości przepływu wynoszącej 3 ml/godz., ale nie posiada zawioru odcinającego do zerowania.

Modele DT-NN i DT-NNV (o nominalnej prędkości przepływu wynoszącej maksymalnie 30 ml/godz.) można stosować u noworodków. Posiadają one wbudowany zavor odcinający do zerowania, podobny jak w modelach DT-XX i DT-XXV, ale jego zaciśk do uruchamiania szybkiego przepływu ma kolor żółty. **STOSOWAC WYŁĄCZNIE W POŁĄCZENIU Z MECHANICZNA POMPĄ INFUZYJNĄ.** Rzeczywista prędkość wlewu ciąglej w przypadku monitorowania noworodków jest określana przez lekarza i kontrolowana przez mechaniczną pompę infuzyjną. Szybkie przepływanie za pomocą urządzenia do przepływu w przypadku stosowania u noworodków powinno być wykonywane tylko w ramach początkowej procedury napełniania płynem i usuwania pęcherzyków powietrza. Przepływanie po pobraniu krwi lub podaniu leków należy wykonać ręcznie za pomocą strzykawki, co zapewni dokładne kontrolowanie wlewu płynu. Prędkość szybkiego przepływu różni się w zależności od rodzaju zestawu do podawania oraz długości i średnicy kanalu przewodu ciśnieniowego, który łączy przetwornik z ciałem pacjenta.

PRZESTROGA: Modele DT-XXV i DT-NNV z otworem odpowietrzającym w obudowie przetwornika służącym do zerowania i kalibracji nie mogą być zablokowane.

Model TNF-R nie jest wyposażony w urządzenie do przepływu, włącznik szybkiego przepływu (zaciśk lub uchwyty) ani zawiór odcinający do zerowania i może być dostarczony w zestawie wraz z oddzielnym urządzeniem przepływowym / do przepływu w linii.

PRZESTROGA: Wraz z modelem TNF-R może być dostarczona zatyczka D (przeczcyszta zaślepka). Nie należy zbyt mocno dokręcać zatyczki D, ponieważ może to spowodować odkształcenie męskiego złącza typu Luer w modelu TNF-R i uniemożliwić podłączenie innych elementów.

PROCEDURY KONFIGURACJI

W trakcie pracy z urządzeniem należy stosować technikę aseptyczną i prawidłową konfigurację. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowe, a uchwyty zawioru odcinającego są skierowane w wymaganych kierunkach.

PRZESTROGA: Przed użyciem dokreć wszystkie złącza. Nie dokreć złączy zbyt mocno, ponieważ może to doprowadzić do ich pęknięcia, a w wyniku tego do nieszczelności, zatorowości powietrznej, wstecznego napływu krwi lub utraty krzywych ciśnień.

Wszystkie przyłącza boczne zavorów odcinających są chronione zatyczkami odpowietrzającymi, które powinny pozostać na miejscu do czasu napełnienia systemu. Zatyczki odpowietrzające należy zawsze wymieniać na zatyczki nieodpowietrzające, chyba że model wyposażony jest w zaślepki EasyVent™. Więcej informacji można znaleźć w części B.

PRZESTROGA: Przetworniki jednokrotnego użytku zapewniają pojedynczy tryb izolacji elektrycznej przy wykorzystaniu membran, szczeliny powietrznej, żelu izolacyjnego lub kombinacji powyższych i nie zaleca się stosowania ich z nieizolowanymi monitorami pacjenta. W razie wątpliwości dotyczących parametrów izolacji monitora należy zapoznać się z instrukcją serwisową monitora lub skontaktować się z jego producentem.

PRZETWORNIK, ZŁĄCZE KABLA INTERFEJSU

Dodatkowo przetwornik do kabla interfejsu wielokrotnego użytku, dopasowując strzałki złącza i dociskając je do siebie (patrz rysunek 2).

PRZESTROGA: Użycie kabla interfejsu innego niż firmy Merit może spowodować zakłócenia sygnału. Zawsze należy sprawdzić kabel wielokrotnego użytku przed użyciem.

NAPEŁNIANIE LINII INFUZYJNEJ (PATRZ RYSUNEK 3, 4 I 5)

Poniżej instrukcje dotyczą linii infuzyjnych z komorami kroplowymi typu micro-drip i macro-drip w konfiguracjach jednoliniowych.

1. Przygotować sterylny roztwór do przepływu w niewentylowanym worku z roztworem zgodnie z zaleceniami lekarza.
2. Wpuścić powietrze z worka z roztworem, wbijając nakluwacz do worka z roztworem i obracając worek w dół, aby powietrze wydostało się przez nakluwacz. Otworzyć zaciśk rolkowy i delikatnie zaciśniąć worek infuzyjny, aż powietrze zostanie wtłoczone do komory kroplowej.

UWAGA: Usunięcie powietrza z worka z roztworem uniemożliwia przedostanie się powietrza do systemu monitorowania po wyczerpaniu roztworu lub odwróceniu worka.

3. Zamknąć zaciśk rolkowy i zaciśniąć lekko komorę kroplową, aby wtłoczyć roztwór do komory kroplowej (do około 1/3 napełnienia, ponieważ poziom płynu wzrosnie po napełnieniu worka). Umieścić worek w manekie do pomiaru ciśnienia i zawiązanie na stojaku na kroplowkę.

PRZESTROGA: Jeżeli komora kroplowa zostanie całkowicie napełniona, kaniula dozylna zostanie zanurzona w roztworze i nie będzie możliwe oznaczenie liczby kropel (prędkości przepływu). Przy ciśnieniu różnicowym wynoszącym 200 mmHg (ciśnienie w worku minus średnie monitorowane ciśnienie fizjologiczne), 2–4 krople na minutę z linii infuzyjnej typu micro-drip lub 2–2 krople na minutę z linii infuzyjnej typu macro-drip odpowiadają prędkości przepływu 2–4 ml/godz.

UWAGA: Aby zmniejszyć powstawanie pęcherzyków powietrza, należy napełnić system monitorowania grawitacyjnie bez napełniania worka pod ciśnieniem.

4. Otworzyć zaciśk rolkowy i napełnić linię infuzyjną grawitacyjnie. Postukać w linii infuzyjnej, aby uwolnić uwiezione pęcherzyki powietrza. Zamknąć zaciśk rolkowy.
5. Podłączyć w pełni linię infuzyjną do systemu monitorowania. Istnieją dwie metody napełniania zestawu przetworników – napełnianie ręczne i automatyczne. Aby uzyskać dalsze instrukcje, należy przejść do wybranej metody.

W PRZYPADKU MODELI DT-NN I DT-NNV NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI.

6. Podłączyć linię infuzyjną do odpowiedniej mechanicznej pompy infuzyjnej. Jeśli pompa wykorzystuje kasetę, podłączyć przewód do systemu kasety. Pomiędzy linią infuzyjną a pompą infuzyjną można stosować biurety w linii, zgodnie ze standardami, zasadami lub procedurami obowiązującymi w danym szpitalu. Jeśli używane są inne elementy, takie jak filtr cząstek stałych lub filtry eliminujące powietrze, należy dokonać niezbędnych podłączeń. Na tym etapie linię infuzyjną powinna pozostać odłączona od przewodów przetwornika/urządzenia przepłykiwania.
7. Podłączyć przetwornik (patrz rysunek 4) do systemu przewodów infuzyjnych. Zwolić zaciśk rolkowy. Przesiąć pompę na „odpowietrzanie” lub na ustawienie prędkości wlewu, aby umożliwić całkowite napełnienie linii infuzyjnej, cewnika biurety i systemu kasety płynem. Po zakończeniu napełniania zamknąć zaciśk rolkowy.

UWAGA: Napełnianie płynem systemu przewodów infuzyjnych i usuwanie pęcherzyków powietrza przed podłączeniem do przetwornika/urządzenia do przepłykiwania umożliwi szybsze i wolne od pęcherzyków napełnienie przetwornika, zaworów odcinających i przewodów ciśnieniowych.

REKCZNA METODA NAPEŁNIANIA ZESTAWU PRZETWORNICKA

PRZESTROGA: W przetworniku nie należy stukać metalowymi przedmiotami takimi jak hemostaty w celu usunięcia pęcherzyków powietrza. Może to spowodować uszkodzenie przetwornika.

1. Gdy mankiet ciśnieniowy jest nadal oproźniony, przetwornik należy trzymać pionowo, a zawór odcinający do zerowania musi być skierowany do góry. Otworzyć zaciśk rolkowy na linii infuzyjnej i zaciśniąć zaciśk uruchamiający szybkie przepłykiwanie, aby roztwór mógł całkowicie napełnić system monitorowania. W przypadku zestawów Safedraw™ należy upewnić się, że podczas napełniania układu cylinder strzykawki z ograniczeniem objętości jest całkowicie zaciśnięty. Port boczny zaworu odcinającego powinien być napełniony i odpowietrzony.

UWAGA: Ponieważ przetwornik jest napełniany grawitacyjnie, worek powinien znajdować się wyżej niż przetwornik i system monitorowania.

2. Dotknąć przetwornika otwartą dłonią i jednocześnie zaciśnić zaciśk uruchamiający szybkie przepłykiwanie, aby usunąć powietrze z komory przetwornika (patrz rysunek 6).

UWAGA: W przetworniku nie należy stukać metalowymi przedmiotami takimi jak hemostaty w celu usunięcia pęcherzyków powietrza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przetwornika.

3. **(Dyktuje wyłącznie zestawy Safedraw™)** Po napełnieniu przewodu ciśnieniowego roztworem strzykawka z ograniczeniem objętości i port bocznego odcinającego zawór odcinającego w położeniu wyłączony. Powoli odciągnąć tłok strzykawki z ograniczeniem objętości i napełnić ją roztworem z pojemnikiem ciśnieniowym, aż do momentu zetknięcia się z wbudowanym ogranicznikiem strzykawki. Obrócić zastaw tak, aby końcówka strzykawki była skierowana do góry. Stuknąć strzykawkę, tak aby uwiezione powietrze przemieściło się w kierunku końcówki typu Luer, a następnie wciśnąć tłok całkowicie do strzykawki, wracając w ten sposób uwiezione powietrze i roztwór do linii pacjenta. Obrócić uchwyty przymocowanego zaworu odcinającego, odcinając przepływ do strzykawki z ograniczeniem objętości.

PRZESTROGA: NIE NALEŻY przeprowadzać odpowietrzania w linii pacjenta podłączoną do cewnika lub kaniuli. Może to spowodować powietrza do ciała pacjenta. Dyktuje ręczne i automatyczne metody napełniania przetwornika.

4. Uruchomić urządzenie do szybkiego przepłykiwania, aby usunąć powietrze z linii pacjenta.
5. Sprawdzić wszystkie wypełnione płynem części systemu monitorowania, aby upewnić się, że pęcherzyki powietrza zostały usunięte. Zwiekszyć ciśnienie w worku infuzyjnym do 300 mmHg. Jeśli w komorze przetwornika pozostają pęcherzyki powietrza, przepłykiwać ponownie, stosując technikę pokazaną na rysunku 6.

AUTOMATYCZNA METODA NAPEŁNIANIA ZESTAWU PRZETWORNICKA

Przetwornik Meritrans DTXPlus™ umożliwia napełnianie przetwornika (zwłyske bez pęcherzyków) w ciągu około pięciu minut.

1. Umieścić przetwornik w uchwycie przetwornika (TBG) lub innym uchwytach, które będą utrzymywać przetwornik w pozycji pionowej (patrz rysunek 7b).
2. Wytworzyć w manekie ciśnienie o wartości 300 mmHg i sprawdzić, czy komora kroplowa zestawu linii infuzyjnej nie jest całkowicie napełniona podczas wywierania ciśnienia, ponieważ uniemożliwi to odczyt prędkości przepływu. Otworzyć zaciśk rolkowy. Przetwornik napełni się automatycznie.
3. W ciągu pięciu minut należy sprawdzić, czy w przetworniku nie ma pęcherzyków powietrza, a następnie przepłykiwać, aby napełnić resztę zestawu monitorowania. Delikatnie postukać, zaciiskając zaciśk uruchamiający szybkie przepłykiwanie, aby usunąć pozostałe pęcherzyki powietrza (patrz rysunek 6).

MOCOWANIE ZESTAWU PRZETWORNICKA (patrz rysunek 7)

1. Zastąpić wszystkie zatyczki odpowietrzające na bocznych portach zaworów odcinających zatyczkami bez otworów odpowietrzających (zaślepka). Jeśli boczny port posiada zaślepkę EasyVent™, nie wymieniać jej, ale dokręcić, aby uzyskać pozycję bez odpowietrzania. (Patrz część B).
2. Zamontować przetwornik na uchwycie (patrz rysunek 7b) lub bezpośrednio na ramieniu pacjenta (patrz rysunek 7a) z portem zeraowania przetwornika na poziomie serca.

PRZESTROGA: System pobierania próbek krwi Safedraw™ nie jest przeznaczony do mocowania na ciele pacjenta. Niektóre modele zestawów przetwornika zaprojektowano tak, aby można było zamocować zarówno na stojaku na kroplowkę, jak i na ciele pacjenta. Zestawy te mogą mieć numery modeli kończące się na „M” lub „SM”. Po zamocowaniu na ciele pacjenta należy podjąć środki ostrożności, aby zmiana pozycji ciała pacjenta nie spowodowała przypadkowej aktywacji urządzenia do szybkiego przepłykiwania.

Włącznik szybkiego przepłykiwania Merit został specjalnie skonstruowany w sposób zapewniający minimalizację tego ryzyka, ponieważ można go aktywować wyłącznie poprzez zaciśnięcie dwoma palcami. Nadal jedna zalecana są środki ostrożności. 3. Podłączyć system monitorowania do kaniuli lub cewnika pacjenta. Wykonać szybkie przepłykiwanie systemu w celu usunięcia krwi z kaniuli lub cewnika pacjenta.

PRZESTROGA: Należy unikać wypluwania pęcherzyków powietrza i skrzepów krwi z cewnika lub kaniuli do ciała pacjenta, upewniając się, że system monitorowania jest całkowicie napełniony roztworem i pozwalając na wsteczną przepływu niewielkiej ilości krwi z powrotem przez kaniule przed podłączeniem jej do przewodu ciśnieniowego. W celu monitorowania ciśnienia w lewym przedziałku przed przepłykiem należy zainstalować filtr eliminujący powietrze między kaniulą a przetwornikiem.

4. W przypadku instalacji z wieloma przetwornikami do identyfikacji odpowiednich wejść monitora służby system kodowania kolorami. Dostępne są etykiety oznaczane kolorami. Umieścić odpowiednio etykiety na uchwycie TBG lub linii monitorowania pacjenta znajdującej się najbliżej każdego przetwornika.

Czerwony („TĘTNICE”) = ciśnienie tętnicze

Niebieski („CVP”) = ośrodkowe ciśnienie żylnie

Zółty („PA”) = ciśnienie w tlenicy płucnej

Biały („LAP”) = ciśnienie w lewym przedziałku

Biały (Pusty) = inne ciśnienie

ZEROWANIE I KALIBRACJA

1. Należy wyzerować system monitorowania względem ciśnienia atmosferycznego i skalibrować przetwornik zgodnie z instrukcjami producenta.

UWAGA: Zalecane jest, aby drożny zavor odcinający najbliższy przetwornika znajdował się na poziomie serca i był używany wyłącznie do zerowania. Przetwornik można szybko i łatwo odpowietrzyć do poziomu ciśnienia atmosferycznego, obracając uchwyty zaworu odcinającego w lewo (tj. przepływ zamknięty w kierunku linii pacjenta) i zdejmując zatyczkę nieodpowietrzającą z portu zerowania. Jeśli obecna jest zaślepka EasyVent™, nie należy jej zdejmować, a jedynie połuzować w celu uzyskania pozycji odpowietrzającej (część B).

2. Obrócić uchwyty zaworu odcinającego do zerowania w prawo (tj. przepływ zamknięty w kierunku portu bocznego do zerowania) i dopuścić ciśnienie pacjenta do przetwornika. Sprawdzić jakość krzywej.

3. Odczekać około minuty, aż system się ustabilizuje, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia do przepłykiwania. Następnie należy wykonać zliczanie kropeli, aby sprawdzić, czy prędkość przepływu wynosi około 3 ml/godz. Należy również przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem nieszczelności. Sprawdzić system trzydzieste minut po instalacji, a następnie co jakiś czas, aby upewnić się, że ciśnienie w worku, prędkość przepływu i poziom zerowy są prawidłowe oraz czy nie ma wycieków. Wycieki, nawet niewielkie, mogą prowadzić do niezdokładnych odczytów prędkości przepływu. W przypadku podejrzenia lepiania zera (np. obserwowane są nieprawidłowe odczyty) należy ponownie ustawić przetwornik i go wycierać. Jeśli problem nie ustapi, należy wymienić przetwornik. Po każdym szybkim przepłykiwaniu zaleca się ponowne potwierdzenie prędkości przepływu.

4. Założyć z powrotem zaślepkę i zamknąć zavor odcinający w kierunku portu bocznego. Jeśli boczny port posiada zaślepkę EasyVent™, nie wymieniać jej, ale dokręcić, aby uzyskać pozycję bez odpowietrzania (część B).

5. (Dyktuje wyłącznie modele DT-NN i DT-NNV) Ustawić w mechanicznej pompie infuzyjnej żądaną prędkość przepływu zgodnie z zaleceniami lekarza.

PRZESTROGA: Na ewentualną obecność tlumionej krzywej może wpływać kilka czynników, w tym:

- Nieprawidłowo ustawione zawory odcinające
- Powietrze w linii monitorowania, cewniku lub kaniuli
- Luźne połączenia
- Nieprawidłowo skalibrowany monitor
- Skrzepy krwi w cewniku, kaniuli lub linii monitorowania
- Oprace cewnika lub kaniuli o ścianę naczynia krwionośnego

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe odczyty ciśnienia powinny korelować z objawami klinicznymi u pacjenta. Jeśli tak nie jest, czy przetwornik działa, korzystając ze znanej lub skalibrowanej źródła ciśnienia.

Celem zamknięcia zavoru odcinającego należy ustawić jego dźwignie pod kątem 90° (pozycja „WYL”). Nie należy ustawać ich pod kątem 45°, aby uzyskać pozycję wyłączenia, ponieważ jest to nieprecyzyjne i może spowodować zanieczyszczenie, wsteczny napływ krwi lub zator powietrza.

Urządzenie do przepłukiwania i komora kroplowa nie są przeznaczone do stosowania jako precyzyjne układy podawania płynów. Jeśli stan pacjenta wymaga precyzyjnego podawania płynów, należy użyć pomp mechanicznych, aby zapobiec możliwości nadmiernego wlewu płynu.

Urządzenia komunikacji radiowej należy utrzymywać z dala od przetwornika w odległości 30 cm (12 cali). Przetwornika nie należy umieszczać jeden na drugim z innymi urządzeniami ani w pobliżu innych urządzeń komunikacyjnych. Przewody elektryczne i inne wyroby elektroniczne mogą negatywnie wpływać na działanie w zakresie EMC.

Charakterystyka EMISJI przetwornika sprawia, że nadaje się on do stosowania w obszarach przemysłowych i szpitalach (CISPR 11, klasa A). Nie stosować w środowiskach mieszkalnych.

CZĘŚĆ B

Instrukcja użytkowania zatyczki EasyVent™, która upraszcza zerowanie przetwornika.

NAPEŁNIANIE PŁYNEM ZAWORU ODCINAJĄCEGO DO ZEROWANIA (patrz rysunek 8)

1. Zaślepka EasyVent™ jest zazwyczaj mocowana do zaworu odcinającego w pozycji odpowietrzania. Jeśli tak nie jest, poluzować ją, aby będzie się swobodnie obracać (NIE ZDEJMOWAĆ ZATYCZKI).
2. Uruchomić urządzenie do przepłukiwania, aby napełnić port boczny i pozwolić na wypłynięcie płynu przez zaślepkę EasyVent™.
3. Po napełnieniu płynem przekręcić zawór odcinającego, uniemożliwiając przepływ do portu bocznego, i dokręcić zatyczkę.

ZEROWANIE PRZETWORNIKI

1. Przekręcić zawór odcinający, uniemożliwiając przepływ w kierunku linii pacjenta, i poluzować zaślepkę EasyVent™.
2. Wyzerować monitor i dokręcić zatyczkę.
3. Aby ponownie dopuścić ciśnienie pacjenta, należy przekręcić zawór odcinający, wyłączaając przepływ w kierunku portu bocznego do zerowania.

ZDEJMOWANIE/WYMIANA ZATYCZKI

1. Aby uzyskać dostęp do portu bocznego zaworu odcinającego, poluzować zatyczkę i zdjąć ją.
2. Aby wymienić zatyczkę na porcję bocznym zaworu odcinającego, wystarczy zatrzasnąć zatyczkę i dokręcić ją.

CZĘŚĆ C (patrz rysunek 9)

Standardowe zestawy Safedraw™ można podłączać do przetworników lub zestawów kopulek jednokrotnego użytku innych producentów.

PRZESTROGA: Modele zestawów Safedraw™ są przeznaczone do użytku z krótkimi cewnikami tężniczymi (do 6 cm). Stosowanie z większymi cewnikami może spowodować niedostateczny odstęp pomiędzy linią krwi rozcieranej heparyną i uzyskanie nieprawidłowych wartości badań laboratoryjnych.

PODŁĄCZENIE

1. Podłączając złącze żerówka typu Luer trójdrożnego zaworu odcinającego do końcówki dystalnej używanego zestawu do monitorowania. Jeśli w używanym zestawie do monitorowania jest już podłączony przewód ciśnieniowy, przed podłączaniem systemu Safedraw™ należy go odłączyć.
2. Najpierw należy napełnić kopulkę lub przetwornik zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Napełnić niezależny zestaw Safedraw™, napełniając przewód ciśnieniowy i membranę do pobierania próbek krwi. Następnie obrócić zawór odcinający strzykawki z ograniczeniem objętości, uniemożliwiając przepływ w kierunku przetwornika. Powoli odciągnąć tłok strzykawki z ograniczeniem objętości i napełnić ją roztworem z przewodu ciśnieniowego, aż do momentu zetknięcia się z wbudowanym ogranicznikiem strzykawki. Obrócić zestaw tak, aby końcówka strzykawki była skierowana do góry. Stuknąć strzykawkę, tak aby uwijone powietrze uniosło się w kierunku końcówki złącza typu Luer. Za końcówką strzykawki nadal skierowaną do góry całkowicie wcisnąć tłok strzykawki, włączając w ten sposób uwijone powietrze i roztwór do linii pacjenta. Obrócić uchwyty przyzmocowanego zaworu odcinającego, odciążając przepływ do strzykawki z ograniczeniem objętości.

PRZESTROGA: NIE wykonywać kroku 3, 4 lub 5, gdy linia pacjenta jest podłączona do cewnika lub kaniuli. Może to spowodować przedostanie się powietrza do ciała pacjenta.

4. Uruchomić urządzenie do szybkiego przepłukiwania, aby usunąć powietrze z linii pacjenta.
5. Sprawdzić wszystkie wypełnione płynem części systemu monitorowania, aby upewnić się, że pęcherzyki powietrza zostały usunięte.
6. Zwiększyć ciśnienie w worku infuzyjnym do 300 mmHg. Jeśli w komorze przetwornika pozostały pęcherzyki powietrza, przepłukać ponownie, stosując technikę pokazaną na rysunku 6.
7. Podłączyć do kaniuli lub cewnika pacjenta. Wykonać szybkie przepłukiwanie systemu w celu usunięcia krwi z cewnika lub kaniuli.

8. Wywołać i skalibrować przetwornik zgodnie z instrukcjami producenta.

PRZESTROGA: Odczekać około jednej minuty, aby system się ustabilizował. Przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem nieszczelności. Sprawdzić system trzydziestą minutą po instalacji, a następnie co jakiś czas, aby upewnić się, że ciśnienie w worku infuzyjnym i prędkość przepływu są prawidłowe oraz czy nie ma wycieków. Wszelkie niewielkie nieszczelności mogą spowodować błędne przedstawienie rzeczywistej predyspozycji przepływu przez cewnik.

CZĘŚĆ D — POBIERANIE PRÓBEK KRWI PRZY UŻYCIU SYSTEMU SAFEDRAW

Instrukcje dotyczące pobierania krwi przy użyciu systemów Safedraw™ z przetwornikami jednokrotnego lub wielokrotnego użytku z kopulkami (patrz rysunek 9 i 10).

PRZESTROGA: Do penetracji membrany nie wolno używać igły do wstrzyknięć podskórnych.

1. Zdjąć nasadkę ochronną z zawiązami z membrany do pobierania próbek. Przetrzeć powierzchnię membrany alkoholem lub środkiem Betadine.
2. Obrócić uchwyty zaworu odcinającego z podłączoną strzykawką z ograniczeniem objętości, uniemożliwiając przepływ w kierunku przetwornika.
3. Odciągnąć tłok strzykawki, aż zetknie się z wbudowanym ogranicznikiem. Przekręcić zawór odcinający, wyłączaając przepływ w kierunku pacjenta.
4. Membrana może być teraz penetrowana igłą bezpieczną TA-BPN lub urządzeniem do transferu bezpośredniego TA-STV w celu pobrania próbki krwi.
(Przejść do odpowiedniej części, a następnie do punktu 5).

PRZESTROGA: Można używać strzykawek typu Luer slip, ale należy uważać, aby strzykawka nie odłączyła się od igły bezpiecznej podczas zdjemanowania. Aby wyjąć igłę bezpieczną i strzykawkę z membrany, należy chwycić jedną ręką osłonę igły bezpiecznej i ostrożnie wyjąć zespół igły i strzykawki.

Stosowanie igły bezpiecznej, model TA-BPN

- a. Mocno dokręcić strzykawkę do pobierania próbki krwi do igły bezpiecznej (patrz rysunek 10).
 - b. Wyraźnie wyjąć igłę bezpieczną względem membrany i wcisnąć ją całkowicie do membrany.
- UWAGA:** Upewnić się, że luki po obu stronach osłony igły są wyrównane z przedłużeniami złącza typu Luer membrany. Umożliwi to całkowite wprowadzenie igły bezpiecznej do membrany.
- c. Zaśpirować próbki krwi do strzykawki do pobierania próbek. Jeśli pobieranie krwi jest utrudnione, powoli pociągnąć tłok strzykawki. Jeśli trudności nadal występują, należy sprawdzić cewnik i kaniulę pod kątem niedrożności.
 - d. Aby wyjąć igłę bezpieczną do pobierania próbek z membrany, należy powoli wyjąć zespół igły i strzykawki z membrany, przytrzymując osłonę igły bezpiecznej. Gdy igła znajduje się mniej więcej w połowie na zewnątrz, wyczuwany będzie lekki opór. Wówczas należy bardzo delikatnie pociągnąć tłok strzykawki, a następnie wyjąć zespół igły i strzykawki z membrany, delikatnie obracając zespół w prawo i odciągając go. Powyższy proces umożliwi wyrównanie ciśnienia resztkowego w strzykawce i zapobiegnie gromadzeniu się krwi na końcówce igły oraz w górnej części membrany.
 - e. Przetrzeć powierzchnię membrany alkoholem lub środkiem Betadine i założyć na membranę zatyczkę.
 - f. Aby przenieść krew do próbówki próżniowej, wcisnąć zespół igły i strzykawki zawierający krew w korek próbówki próżniowej. Igła bezpieczna przejdzie przez korek próbówki próżniowej.

PRZESTROGA: Należy powoli wycofywać igłę bezpieczną, aby razem z igłą nie wyciągnąć korka próbówki próżniowej.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA DO TRANSFERU BEZPOŚREDNIEGO TA-STV

Urządzenie TA-STV umożliwia bezpośredni transfer krwi z membrany do próbówki próżniowej.

PRZESTROGA: Po zakończeniu pobierania próbek **NIE NALEŻY** pozostawiać urządzenia do transferu bezpośredniego TA-STV w membranie. Może to spowodować zanieczyszczenie linii pacjenta lub wyciek krwi z systemu.

- a. Wprowadzić urządzenie TA-STV do membrany. Upewnić się, że luki igły bezpiecznej są wyrównane względem przedłużenia końcowki typu Luer membrany.

UWAGA: Urządzenie TA-STV należy wprowadzić do membrany przed umieszczeniem próbówki próżniowej gnieździe próbówki; w przeciwnym razie dojdzie do utraty próżni.

- b. Umieścić próbówkę próżniową w gnieździe urządzenia TA-STV. Podciśnięcie pozwoli pobrać odpowiednią ilość krwi do próbówki próżniowej. Zdjąć próbówkę próżniową.

c. Jeśli wymagane są dodatkowe próbki, należy pojedynczo wcisnąć próbówkę próżniową do gniazda urządzenia TA-STV.

- d. Po wyjęciu ostatniej próbówkę próżniową należy wyjąć urządzenie TA-STV z przegrody do pobierania próbek, pociągając je w górę aż do wyciągnięcia niewielkiego oporu, a następnie obracając je w celu wyjęcia i wyrzucenia.

PRZESTROGA: NIE WOLNO odciągać tłoka strzykawki z ograniczeniem objętości przy wylotniu w zaworze odcinającym przepływ w kierunku przetwornika. Może to spowodować zasanie powietrza do strzykawki. **NIE WOLNO** napełnić strzykawki z ograniczeniem objętości, ustawiając zawór odcinający, do którego strzykawka jest podłączona, w pozycji uniemożliwiającej przepływ w kierunku pacjenta i aspirując, chyba że zostanie aktywowane urządzenie do szybkiego przepłukiwania, co umożliwi przepływu płynu z worka z solą fizjologiczną. Brak aktywacji urządzenia do szybkiego przepłukiwania może spowodować uszkodzenie przetwornika.

5. Dokonać ponownej infuzji pozostałe krwi do pacjenta i przepiąkać solą fizjologiczną, wykonując następujące czynności:

- a. Obrócić uchwyty zaworu odcinającego z podłączoną strzykawką z ograniczeniem objętości, uniemożliwiając przepływ w kierunku przetwornika.
- b. Wcisnąć tłok strzykawki z ograniczeniem objętości w dół do samego końca.
- c. Przekręcić uchwyty zaworu odcinającego, uniemożliwiając przepływ w kierunku strzykawki z ograniczeniem objętości.
- d. W razie potrzeby należy szybko przepiąkać w celu usunięcia krwi pozostałe w przewodzie i membranie.

6. Przerzucić powierzchnię membrany alkoholem lub środkiem Betadine i założyć na membranę zatyczkę.

7. Skontrolować monitorowaną krzywą ciśnienia.

PRZESTROGA: Należy unikać wypłykania pęcherzyków powietrza i skrzepów z cewnika lub kaniuli do ciała pacjenta, upewniając się, że linia monitorowania jest całkowicie napełniona płynem, i pozwalając na wsteczny przepływ niewielkiej ilości krwi z powrotem przez kaniulę przed podłączeniem jej do przewodu ciśnieniowego.

POWIKLANIA

Do zagrożeń związanych z użytkowaniem tego produktu należą:

POTOSOCZNICA/ZAKAŻENIE

Dodatni kultury mogą być wynikiem zanieczyszczenia systemu ciśnieniowego. Zwiększone ryzyko posocznicy i bakteriemią związane jest z pobieraniem próbek krwi, płynami infuzyjnymi i zkrzepeią związaną z cewnikiem.

ZATKANY CEWNIK I WSTECZNY NAPŁYW KRWI

Jesieli w przepłukiwanym systemie ciśnienie jest wystarczające względem ciśnienia krwi pacjenta, może dojść do wstecznego napływu krwi i wykrzeplania w cewniku.

WLEW PŁYNÓW O WYSOKIM STĘŻENIU MOLEKULARNYM

Jesieli w danym szpitalu praktykowane jest wykonywanie tego typu infuzji przy wykorzystaniu przewodu ciśnieniowego, po zakończeniu wlewu zalecana jest wymiana wszystkich elementów systemu na nowe, sterylnie elementy.

NADMIERNY WLEW

Jesieli ciśnienie w worku przekroczy 300 mmHg, pacjentowi może zostać podana nadmierna ilość płynu. Może to spowodować przekształcenie płynu lub potencjalnie szkodliwy wzrost ciśnienia krwi.

NIEPRAWIDŁOWE ODCZYTЫ CIŚNIENIA

Odczaty ciśnienia mogą zmieniać się szybko i gwałtownie z powodu utraty prawidłowej kalibracji, lużnych połączeń, powietrza w układzie oraz pełzania zera lub przesunięcia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat powikłań, należy skontaktować się z przedstawicielem miejscowym firmy.

PRZECIWWSKAZANIA

- Nie stosować urządzenia do przepłukiwania podczas monitorowania ciśnienia śródmięśniowego i śródciązskowego.
- Nie stosować przetworników Meritans DTXPlus™ z nieizolowanymi monitorami ciśnienia.
- Nie stosować w monitorowaniu ciśnienia w lewym przedsiokonie bez filtra eliminującego powietrze pomiędzy kaniulą a przetwornikiem przed przepłukiwaniem.
- Nie używać bez mechanicznej pompy infuzyjnej (dotyczy modeli DT-NN i DT-NNV).

ZALETY KLINICZNE

- Umożliwienie monitorowania ciśnienia krwi

- Urządzenie wyposażone w elementy Safedraw stanowi zamknięty system do pobierania próbek krwi i monitorowania ciśnienia.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego.

Produkt **STERILNY i niepirogenny** w zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu. Wyłącznie do jednorazowego użytku. Podczas użycia sprawdzić, czy opakowanie indywidualne nie jest naruszone. Po użyciu urządzenia należy usunąć zgodnie ze standardowymi protokołami usuwania odpadów. Nie sterylizować ponownie.

Czas eksploatacji urządzenia określono na 72–96 godzin w oparciu o zalecenie Centrów ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) oraz Wspólnej Komisji Międzynarodowej (JCI).

Ponowne użycie może prowadzić do zakażenia lub innej choroby/urazu.

W UWE wszelkie poważne wypadki, które wystąpiły w związku z urządzeniem, należy zgłaszać producentowi oraz stosownemu organowi w danym państwie członkowskim.

W celu uzyskania informacji na temat zamawiania lub pomocy należy skontaktować się z przedstawicielem miejscowym.

DANE TECHNICZNE

Napięcie wzbudzające	DC 4 V do 8 V RMS
Częstotliwość wzbudzenia	DC do 5 kHz
Impedancja wzbudzenia	> 200 omów
Impedancja sygnału	< 3000 omów
Przesunięcie fazowe między wzbudzeniem i sygnałem	< 5°
Czułość nominalna	5 µV/V/mmHg
Limit niewyważenia	przy ±75 mmHg po teście odporności na wstrząsy, impuls połosinusoidalny
Pelzanie zera	2 mmHg / 4 godz
Przesunięcie współczynnika cieplnego	0,3 mmHg/°C
Czułość współczynnika cieplnego	0,1% / °C
Wrażliwość na światło	< 2 mmHg przy 3000 stopniów

	W razie uszkodzenia opakowania nie używać i zapoznać się z instrukcją użytkowania
	Wyrób jednorazowego użytku
	Nie sterylizować ponownie
Rx ONLY	Przestroga: zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych niniejszy wyrób może być sprzedawany wyłącznie lekarzom lub na ich zamówienie.
	Przestroga
	Przechowywać w suchym miejscu
	Chronić przed światłem słonecznym
	Wyrób niepirogenny
	Data ważności: RRRR-MM-DD
	Data produkcji: RRRR-MM-DD
STERILE EO	Wysterylizowano tlenkiem etylenu
MD	Wyrób medyczny
	Pojedynczy system bariery sterylnej lub Pojedynczy system bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym wewnętrz
UDI	Unikatowy identyfikator wyrobu
	Nie zawiera DEHP, DIBP, DBP ani BBP
	Część aplikacyjna typu CF odporna na defibrylację
	Wyrób warunkowo dopuszczony do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego (MR) W badaniach nieklinicznych wykazano, że wyrób jest warunkowo dopuszczony do stosowania w środowisku MR. Zgodnie z normą ASTM F2503-13 wykazano, że wyrób warunkowo bezpiecznie do stosowania w środowisku MR to taki, którego stosowanie jest bezpieczne w środowisku MR w określonych warunkach. Pacjenta z założonym cewnikiem można bezpiecznie poddać obrazowaniu MRI urządzeniem w następujących warunkach: • statyczne pole magnetyczne, 3Tesla lub mniej; • maksymalny gradient przestrzenny pola magnetycznego wynoszący 4000 gausów/cm (40 T/m); • przetwornik i przewód nie mogą stykać się z pacjentem podczas pracy systemu obrazowania MRI; • przetwornika i kabla nie wolno mocować na ciele pacjenta; • podczas pracy skanera nie wolno umieszczać przetwornika ani kabla w otworze systemu obrazowania MRI; • przetwornik i kabel są dopuszczalne w pomieszczeniu systemu obrazowania MRI, ale nie może pracować ani być podłączony do systemu monitorowania podczas zbiegu obrazowania MRI. Podane tu informacje powinny być wykorzystywane w połączeniu z zasadami obowiązującymi w danej instytucji w celu oceny ryzyka dla pacjentów i operatorów podczas korzystania z przetworników Merittrans w środowisku MR.
	Patrz Instrukcja użytkownika Aby uzyskać dostęp do dokumentu elektronicznego, należy zeskanować kod QR lub wejść na stronę www.merit.com/i/u i wprowadzić numer ID instrukcji użytkowania. Aby uzyskać kopię drukowaną, należy zadzwonić do biura obsługi klienta w USA lub UE.
EC REP	Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej
	Producent
REF	Numer katalogowy
LOT	Numer partii

Meritrans DTXPlus™

Sady jednorázových tlakových převodníků

Systém pro odběr vzorků krve Safedraw™

NÁVOD K POUŽITÍ

POMÍSLENÉ POUŽITÍ

Tato sada obsahuje tlakový převodník (převodníky) Merittrans DTXPlus™ a může obsahovat systém pro odběr vzorků krve Safedraw™. Vzhledem k tomu, že konfigurace sady vybrané zákazníkem se v jednotlivých zdravotnických zařízeních liší, je odpovědností zdravotnického zařízení, aby stanovilo své specifické zásady a postupy upravující používání sady, včetně bezpečnostních opatření, která doplňují ty, které jsou popsány v tomto návodu. **Oddíl A** popisuje převodníky Merittrans DTXPlus se systémem Safedraw™, nebo bez tohoto systému. **Oddíl B** popisuje použití záslipy EasyVent™. **Oddíl C** popisuje standardizované sady Safedraw. **Oddíl D** popisuje odběr vzorků krve pomocí systému Safedraw.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Jednorázový převodník krevního tlaku Merit (DTX) je určen pro invazivní monitorování krevního tlaku. Jednorázová souprava pro monitorování krevního tlaku (souprava DTX) balená s modelem pro odběr vzorků krve Safedraw má umožnit odběr krve pacienta, anž by byl pacient vystaven vnějšímu prostředí (odběr vzorků krve v uzavřené smyčce).

UŽIVATEL/PACIENT/KLINIKY

Uživatel: Kvalifikované sestry, kvalifikovaní klinickí pracovníci a lékaři

Pacient: Použití u dětských a dospělých pacientů

Kliniky: Nemocnice nebo příslušná klinická prostředí

ODDÍL A

Rada převodníků Merittrans DTXPlus se skládá z pěti modelů s proplachem (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV a DT-XO) a jednoho modelu bez proplachu (TNF-R).

Modely DT-XX a DT-NN mají ventilační otvor na krytu převodníku a jsou podobné modelům DT-XX a DT-NN.

Modely DT-XX a DT-XXV mají regulátor rychlého proplachu s modrou svorkou a nulovací uzavírací kohout, jak je znázorněno na obrázku 1. Pro udržení průchodnosti katetru zajišťuje integrální proplachovací zařízení kontinuální (jmenovitý) průtok 3 ml/hod., při diferenčním tlaku 200 mmHg (tlak v infuzním vaku po odečtení průměrného monitorovaného fyziologického tlaku). Proplachovací zařízení také obsahuje přetlakový bezpečnostní ventil, který zabrání překročení tlaku na převodníku přes přiblížené 7 mmHg. Ventil bude bezpečně odvádat přebytečnou tekutinu zpět do infuzního vaku při zachování utěšené sterility cesty. Regulační rychlého proplachu Merit (svorka nebo poutko) nabízí pohodlí při plnění tekutin, odstranění bublin a rychlém proplachu.

Model DT-XO je podobný modelům DT-XX a DT-XXV s nominálním průtokem 3 ml/hod., ale nemá nulovací uzavírací kohout.

Modely DT-NN a DT-NNV (jmenovitý průtok až 30 ml/hod.) pro neonatální aplikaci. Mají integrovaný uzavírací nulovací kohout, jako u modelů DT-XX a DT-XXV, ale svorkou regulátor má žlutou barvu. **POUŽIJTE POUZE SPOLEČNĚ S MECHANICKOU PUMPOU PRO INFUZI TEKUTIN.** Skutečný rychlý nepřetržitý infuze pro monitorování novorozenců je stanovena lékařem a řízena mechanickou infuzní pumpou. Rychlé proplachování proplachovacím zařízením v neonatálních aplikacích smí provádět pouze během počátečního plnění tekutinou a odstranění bublin. Proplachování po odběru krve nebo podání léku je třeba provést ručně striktačkou, aby se přesné řídila infuze tekutiny. Rychlost rychlého proplachování se liší v závislosti na typu infuzního setu, dlečko a vnitřním průměru tlakové hadičky, která spojuje převodník s pacientem.

UPozornění: Modely DT-XX a DT-NN s ventilačním otvorem na krytu převodníku pro účely nulování a kalibrace nesmí být blokovány.

Model TNF-R nemá proplachovací zařízení, svorkový/poutkový regulátor ani nulovací uzavírací kohout a může být dodáván v sadě spolu se samostatným in-line průtokovým/proplachovacím zařízením.

Upozornění: Společně s TNF-R může být dodáno také víčko (průhledná záslepka). Víčko příliš neutahujte, protože to mohlo zdeformovat samici šroubení luer modelu TNF-R a znemožnit připojení dalších komponent.

Postupy nastavení
Při manipulaci s prostředkem používejte aseptické techniky a správné nastavení. Ověřte, zda jsou všechna připojení pevná a rukojeti uzavíracích kohoutů v požadovaném směru.

Upozornění: Před použitím dotáhněte všechna připojení. Neutahujte spoje příliš velkou silou, protože by to mohlo vést k jejich prasknutí s následkem netěsnosti, vzduchové embolie, zpětnému krvácení nebo ztrátě tlakových křivek.

Všechny postranní porty uzavíracích kohoutů jsou chráněny odvzdušňovacími zátkami, které musí zůstat na svém místě, dokud nebude systém naplněn. Odvzdušňovací zátky se měly vždy vyměnit za zátky bez průduchu, pokud se nepoužívají záslepy EasyVent™. Další pokyny naleznete v oddíle 2.

Upozornění: Jednorázový převodník nabízí jediný způsob elektrické izolace prostřednictvím membrány, vzduchové mezery, izolačního gelu nebo kombinace těchto metod a nedoporučují se pro použití s neizolovanými pacientskými monitory. Pokud nevíte jistě, jaké izolační vlastnosti má vaš monitor, nahlédněte do servisní příručky k monitoru nebo se obrátěte na výrobce.

Připojení převodníku a propojovacího kabelu
Převodník připojte k opakovaně používanému propojovacímu kabelu zarovnáním šipek na konektoru a zatačením k sobě (viz obrázek 2).

Upozornění: Pokud nepoužijete propojovací kabel Merit, může to vést k rušení signálu. Před použitím vždy opakovaně použitelný kabel otetstujte.

Následující pokyny se vztahují na infuzní sety s mikro nebo makro kapací komůrkami v konfiguracích jedné linky.

1. Připravte sterilní vysplachovací roztok ve vaku na roztok bez odvzdušnění podle předpisu lékaře.

2. Odstraňte vzduch z vaku na roztok zatačením IV hrotu do vaku a otočením vaku dolů, aby zachycený vzduch unikal hrotom.

Otevřete válečkovou svorku a mírně tláčte na IV vaku, dokud nebude vzdach vlačen do kapaci komůrky.

Poznámka: Eliminace vzdachu z vaku s roztokem zabrání vniknutí vzdachu do monitorovacího systému po spotřebování roztoku nebo při obrácení vaku.

3. Uzavřete válečkovou svorku a mírně stlačte vaku, aby se roztok dostal do kapaci komůrky (naplněně asi z 1/3, protože úroveň se zvýší, když je vaku pod tlakem). Vložte vaku do tlakové manžety a zavřete na IV vaku.

Upozornění: Pokud by kapaci komůrka byla zcela naplněna, byla by kapaci kyanila ponorená do roztoku a nebylo by možné počítat kapky (stanovit průtok). Při diferenčním tlaku 200 mmHg (tlak vaku minus monitorovaný průměrný fyziologický tlak) se 2-4 kapky za minutu z infuzního setu s mikro kapací komůrkou nebo 2-4 kapky za tři minuty z infuzního setu s makro kapací komůrkou rovná průtoku 2-4 ml/hod.

Poznámka: Aby se minimalizovala tvorba vzduchových bublin, naplňte monitorovací systém samospádem bez natlakování vaku.

4. Otevřete válečkovou svorku a nechte infuzní set naplnit samospádem. Poplekáním na infuzní set uvolněte uvízlé bublinky.

Zavřete válečkovou svorku.

5. Připojte naplněný infuzní set k monitorovacímu systému. Existují dva způsoby plnění sady převodníků – ruční plnění a automatické plnění. Pokračujte zvolenou metodou pro další pokyny.

U modelu DT-NN a DT-NNV použijte následující kroky.

6. Připojte infuzní set k příslušné mechanické infuzní pumpe. Pokud pumpa používá kazetu, připojte hadičku k systému kazety. Mezi IV a infuzní pumpou lze v souladu s normami, zásadami nebo postupy vaší nemocnice použít in-line bytce. Pokud jsou použity jiné součásti, jako jsou filtry na odstranění částic nebo vzdachu, podejměte je přípoje. Tento systém IV hadiček by v tomto bodě měl zůstat odpojen od hadiček převodníku / proplachovacího zařízení.

7. Připojte převodník (viz obrázek 4) k systému IV hadiček. Uvložte válečkovou svorku. Nastavte pumpu na „vypláchnutí“ nebo na rychlost infuze a ponechte tekutinu zcela naplnit infuzní set, hadičky bytce a systém kazety. Po dokončení plnění užavřete válečkovou svorku.

Poznámka: Naplnění systému IV hadiček tekutinou a odstranění bublin před připojením k převodníku / proplachovacímu zařízení umožní rychlejší plnění převodníku, uzavíracích kohoutů a tlakových hadiček s menším výskytom bublin.

RUČNÍ METODA PLNĚNÍ SADY PŘEVODNIKU

UPPOZORNĚNÍ: K odstranění vzduchových bublin se na převodník nesmí poklepávat kovovými předměty, jako jsou hemostaty. Mohlo by dojít k poškození převodníku.

1. Se stále vypuštěnou tlakovou manžetou držte převodník svisle nulovacím uzavíracím kohoutem směrem nahoru. Otevřete válečkovou svorku na infuzním setu a stiskněte svorku regulátora, aby roztok mohl plně naplnit monitorovací systém. U sad Safedraw™ se ujistěte, že při plnění systému je tělo injekční stříkačky s omezeným objemem zcela sblaženo. Boční port uzavíracího kohoutu se musí naplnit a musí se z něj odstranit bublina.

POZNÁMKA: Protože převodník se plní samospadem, zajistěte, aby byl vak výš než převodník a monitorovací systém.

2. Poplepejte na převodník na otevřené dlaní a současně stiskněte svorku regulátora, abyste vytlačili vzduch z komory převodníku (viz obrázek 6).

POZNÁMKA: K odstranění vzduchových bublin se na převodník nesmí poklepávat kovovými předměty, jako jsou hemostaty, protože se y původní mohou poškodit.

3. **(Pouze pro Sadefraw™)** Po naplnění tlakovou manžetu držte hadičku roztokem se odstraní bublina ze stříkačky s omezeným objemem a bočního portu připojeného uzavíracího kohoutu otočením rukojeti připojeného uzavíracího kohoutu do polohy „ZAVŘENO“ směrem k převodníku. Pomalu zatáhněte zpět a plňte injekční stříkačku s omezeným objemem roztokem z tlakové hadičky, dokud nedojde ke kontaktu s vnitřní zarážkou stříkačky. Otočte sadu tak, aby špice stříkačky směrovala nahoru. Poplepejte na injekční stříkačku, aby zachyceny vzduch stoupal směrem ke konektoru Luer, a potom úplně zatáče píst zpět do stříkačky, čímž vytlačíte zachyceny vzduch a roztok do linky pacienta. Otočte rukojeti připojeného uzavíracího kohoutu do polohy „ZAVŘENO“ směrem k injekční stříkačce s omezeným objemem.

UPPOZORNĚNÍ: NEVYPLACHUTE, pokud je pacientská linka připojená ke katetru nebo kanyly. Pokud tak učiníte, můžete do té pacienta vstříknout vzduch. Po metody ručně i automatickém plnění převodníku.

4. Aktivujte zařízení pro rychlé proplachování a vytlačte veškerý vzduch z linky pacienta.
5. Zkontrolujte všechny části monitorovacího systému naplněné tekutinou a ověřte, že byly odstraněny bubliny. Infuzní vak znárodněte na 300 mmHg. Pokud jsou v komoře převodníku bubliny, provedete proplach znovu technikou znárodněnou na obrázku 6.

METODA AUTOMATICKÉHO PLNĚNÍ SADY PŘEVODNIKU

Převodník Meritranis DTXPlus™ umožňuje naplnění převodníku (obvykle bez bublin) přiblíženě za pět minut.

1. Umístejte převodník do držáku převodníku (TBG) nebo do jiných držáků, v nichž bude ve svíslé poloze (viz obrázek 7b).
2. Natakněte manžetu na 300 mmHg a ověřte, že kapaci komírka infuzního setu není během natáčení zcela naplněna, protože by nebylo možné zjistit rychlost průtoku. Otevřete válečkovou svorku. Převodník se naplní automaticky.
3. Vratte se k pěti minut, aby se zkontrolovaly průtormot bublin v převodníku, a proplachněte naplněly zbytek monitorovacích sad. Stlačte svorku regulátora a mírným poklepáním odstraňte veškeré zbyvající vzduchové bubliny (viz obrázek 6).

ZAJÍSTEŇÍ SADY PŘEVODNIKU (viz obrázek 7)

1. Vyměňte všechny odvzdušňovací zátky na bočních portech uzavíracích kohoutů za zátky bez průludu (zálepky). Má-li boční port zálepku EasyVent™, neměňte ji, ale utáhněte, abyste dosáhli polohy bez průludu. (Viz oddíl B.)

2. Upevněte převodník na držák (viz obrázek 7b) nebo přímo na paži pacienta (viz obrázek 7a) s nulovacím portem převodníku ve střední úrovni srdeč.

UPPOZORNĚNÍ: Systém pro odber vzorků krve Safedraw™ není určen pro připevnění k pacientovi.

Několik modelů sad převodníků je navrženo tak, aby bylo možné upnout na infuzní stojan i na pacienta. Tyto sady mohou mít číslo modelu končící na „M“ nebo „SM“. Při upnění na pacienta by měla být přijata preventivní opatření, aby se zajistilo, že změna polohy těla pacienta nahodně nespustí proplachovací zařízení.

Svorku regulátora rychlého proplychu Merit je jedinečně navržena tak, aby se toto riziko minimalizovalo, protože jej lze aktivovat pouze stiskem svorky dvěma prsty. Přesto se vás doporučuje přijmout bezpečnostní opatření.

3. Připojte monitorovací systém k pacientově kanyly nebo katetru. Proplachněte systém, aby se z kanyly nebo katetru odstranila krev.

UPPOZORNĚNÍ: Využívejte se využití vzduchových bublin nebo krevních sraženin v katetu nebo kanyle do těla pacienta, a to tak, že před připojením tlakové linky pozůstají, aby monitorovací systém byl zcela naplněn roztokem, a nechte malé množství krve protect zpět kanylu. Po monitorování tlaku v levé síni musí být před proplachován mezi kanylu a převodníkem nastalován odvzdušňovací filtr.

4. V instalaciční sada převodníku se k identifikaci příslušných monitorovacích vstupů používá barevný kódovací systém. K dispozici jsou barevné štítky. Připojte příslušné štítky k držáku TBG nebo monitorovací lince nejbližší ke každému převodníku.

Cervená („ARTERIAL“) = arteriální tlak

Modré („CVP“) = centrální žilní tlak

Zlatá („PA“) = tlak plnící tepny

Bílá („LAP“) = tlak levé síně

Bílá (prázdna) = různé tlaky

NULOVÁNÍ A KALIBRACE

1. Vynulujte monitorovací systém na atmosférický tlak a kalibrujte převodník podle pokynů výrobce monitoru.

POZNÁMKA: Trojcestný uzavírací kohout nejlépe k převodníku se doporučuje umístit na úrovni středu srdeč a používat jej výhradně pro účely nulování. Převodník lze rychle a snadno odvzdušnit do atmosféry otvořením rukojeti uzavíracího kohoutu proti směru hodinových ručiček (tj. „ZAVŘENO“ směrem k lince pacienta) a odstraněním zátky bez průludu z nulovacího portu. Pokud je k dispozici zálepka EasyVent™, neodstraňujte ji, ale uvolněte ji, aby se dosáhly polohy po odvzdušnění (oddíl B).

2. Otočte rukojeti uzavíracího kohoutu ve směru hodinových ručiček (tj. „ZAVŘENO“ směrem k nulovacímu bočnímu portu) a uvolněte tlak pacienta směrem do převodníku. Zkontrolujte káviku křivky.

3. Počekejte přibližně jednu minutu, než se systém vyrovná, aby bylo zajistěno, že proplachovací zařízení funguje správně. Pak spočtejte počet kapek, abyste ověřili, že průtok je přiblíženě 3 ml/hod. Také musí být provedena vizuální kontrola těsnosti. Třicet minut po instalaci a poté pravidelně kontrolejte, že v systému je správný tlak vakuu, rychlosť průtoku, nulová hladina a že se nevyškytuje netěnost. Netěnost, i když malé, mohou vést k nepřesným měřením hodnot tlaku. Pokud existuje podezření na posun nuly, např. z důvodu neobjektivního měření, přemístěte převodník a zapukajte nulováním. Pokud problém přetrvává, využíte převodník.

Po každém rychlém proplachování se doporučuje znova potvrdit rychlosť průtoku.

4. Nasadte zálepku a uzavíte uzavírací kohout směrem k bočnímu portu. Má-li boční port zálepku EasyVent™, neměňte ji, ale utáhněte, abyste dosáhly polohy po bezprůludu (oddíl B).

5. **(Pouze pro modely DT-NN a DT-NNV)** Nastavte mechanickou infuzní pumpu na požadovaný průtok podle pokynů kávafé.

POZNÁMKA: Je-li pozorován ultrumeny tvar vlny, může to být výsledkem několika faktorů, mimo jiné:

- Spatřit umístění uzavírací kohouty
- Vzduh v monitorovací lince, katetru nebo kanyly
- Volně připojení
- Nesprávný kalibrací monitor
- Krevní sraženiny v katetru, kanyle nebo monitorovací lince
- Kater nebo kanyla umístěna proti stěně krevní cévy

VAROVÁNÍ

Abnormální hodnoty tlaku by měly korelovat s klinickými projevy pacienta. Pokud ne, ověřte funkci převodníku pomocí známého nebo kalibrovaného zdroje tlaku.

Rukojeti uzavíracího kohoutu musejí být v poloze „ZAVŘENO“ pod úhlem 90°. Neumístit je pod úhlem 45°, abyste dosáhli polohy „ZAVŘENO“, protože je to nepřesné a může to vést ke kontamincii, zpětnému krvácení nebo vzduchové emboli.

Proplachovací zařízení a kapaci komírka neslouží jako přesné systémy pro dodávání tekutin. Pokud stav pacienta vyžaduje přesné dodávání tekutin, měly být použity mechanické pumpy, aby se zabránilo možné nadměrné infuzi tekutin.

Vysokofrekvenční sdělovací zařízení musí být udržováno ve vzdálenosti 30 cm (12 palců) od převodníku. Převodník nesmí být stohován ani umístěn v blízkosti jiného sdělovacího zařízení. Elektrické kabely a další elektronická zařízení mohou negativně ovlivňovat elektromagnetickou kompatibilitu.

Převodník je vhodný pro svým EMISNÍM charakteristikám vhodný k použití v průmyslových oblastech a nemocnicích (CISPR 11, třída A). Nepoužívejte jej v obytné oblasti.

ODDÍL B

Návod k použití zálepky EasyVent™, která zjednodušíuje nulování převodníku.

NAPLNĚNÍ NULOVACÍHO UZAVÍRAČKU KOHOUTU TEKUTINOU (viz obrázek 8)

1. Zálepku EasyVent™ je obvykle připevněna k nulovacímu uzavíracímu kohoutu v poloze pro odvzdušnění. Pokud tomu tak není, povoljte zálepku, dokud se neotáčí volně (NEODSTRANUTE JI).

2. Spusťte proplachovací zařízení tak, aby zaplnilo postranní port, a nechte tekutinu proniknout zálepce EasyVent™.

3. Po naplnění tekutinou otočte uzavírací kohout do polohy „ZAVŘENO“ směrem k bočnímu portu a utáhněte zálepku.

NULOVÁNÍ PŘEVODNIKU

1. Otočte uzavírací kohout do polohy „ZAVŘENO“ směrem k lince pacienta a povolete zálepku EasyVent™.

2. Vynulujte monitor a utáhněte zálepku.

3. Otočte uzavírací kohout do polohy „ZAVŘENO“ směrem k bočnímu portu a znova vypusťte tlak pacienta.

ODSTRANĚNÍ / VÝMĚNA ZÁTKY

1. Pro přístup k postrannímu portu uzavíracího kohoutu povolte zátku a stáhněte ji.

2. Chcete-li zátku opět nasadit na boční port uzavíracího kohoutu, jednoduše ji načvikanéte zpět a utáhněte.

ODDÍL C (viz obrázek 9)

Standardizované sady Safedraw™ lze připojit k jednorázovým převodníkům nebo kupolovým sadám jiného výrobce.

POZNÁMKA: Modely sad Safedraw™ jsou určeny pro použití s krátkými arteriálními katetry (do 6 cm). Použíte s katety s větším objemem můžete způsobit nedostatečnou clearanci krve zdeředěné heparinem a výsledkem mohou být nepřesné laboratorní hodnoty.

PŘIPOJENÍ

1. Připojte in-line samičí konektor Luer třícestného uzavíracího kohoutu k distálnímu konci použité monitorovací sady. Pokud již použíte monitorovací sada má připojenou tlakovou hadičku, je třeba ji před připojením systému Safedraw™ odstranit.
2. Nejprve napihněte část s kupolí nebo převodníkem podle pokynů výrobce.
3. Napihněte samostatnou sadu Safedraw™ tak, že nejprve napihněte tlakovou hadičku a septum pro odběr vzkorků krve. Poté otočte uzavírací kohouti s omezeným objemem do polohy „ZAVŘENO“ směrem k převodníku. Pomalu zatáhněte zpět a plňte injekční stříkačku s omezeným objemem roztokem z tlakové hadičky, dokud nedojde ke kontaktu s vnitřní zarážkou stříkačky. Otočte sadu tak, aby špice stříkačky směrovala nahoru. Poplepejte na injekční stříkačku, aby zachyceny vzduch stoupal směrem ke konektoru Luer. Zatímco špice stříkačky nadále míří vzhůru, úplně zatáče píst zpět do stříkačky, čímž vytlačíte zachyceny

vzduch a roztok do linky pacienta. Otočte rukojeti připojeného uzavíracího kohoutu do polohy „ZAVŘENO“ směrem k injekční stříkačce s omezeným objemem.

POZNÁMKA: NEPROVÁDEJTE kroky 3, 4 a 5 s pacientskou linkou připojenou ke katetru nebo kanyly. Pokud tak učiníte, můžete do té pacienta vstříknout vzduch.

4. Aktivujte zařízení pro rychlé proplachování a vytlačte veškerý vzduch z linky pacienta.

5. Zkontrolujte všechny části monitorovacího systému naplněné tekutinou a ověřte, že byly odstraněny bubliny.

6. Infuzní vak natlačte na 300 mmHg. Pokud zůstane v komoře převodníku bublina, provedete proplach znovu technikou znázorněnou na obrázku 6.

7. Připojte k pacientově kanyle nebo katetru. Proplachněte systém, aby se z katetru nebo kanyly odstranila krev.

POZNÁMKA: Počkejte přibližně jednu minutu, než se systém vyrovná. Také musí být provedena vizuální kontrola těsnosti. Tricet minut po instalaci a poté pravidelně kontrolujte, že v systému je správný tlak, rychlosť průtoku, stoupání rukou v komoře převodníku, a výměna tekutiny.

ODDÍL D – ODBĚR VZORKŮ KRVE SYSTÉMEM SAFEDRAW

Pokyny pro odběr krve pomocí systému Safedraw™ s jednorázovými převodníky nebo opakovánou použitelnými převodníky s kupolem (viz obrázek 9 a 10).

ODPORNÉNÍ:

K propichnutí septa nepoužívejte injekční jehlu.

1. Odklopové ochranné víčko ze septa pro odběr vzorku. Otevřete povrch septa alkoholem nebo Betadinem.

2. Otočte rukojeti uzavíracího kohoutu s připojenou injekční stříkačkou s omezeným objemem do polohy „ZAVŘENO“ směrem k převodníku.

3. Zatáhněte zpět a plňte injekční stříkačku, dokud nedojde ke kontaktu s vnitřními zarážkami stříkačky. Otočte uzavírací kohout do polohy „ZAVŘENO“ směrem k pacientovi.

4. Septum Ze nyní propichnou pomocí bezpečnostní jehly TA-BPN, nebo zařízení pro přímý přenos, TA-STV, pro odebrání vzorku krve. (Přejděte do příslušného oddílu a poté na krok 5.)

POZNÁMKA: Při použití injekční stříkačky s konkavou Luer slíp, ale je třeba dbát na to, aby se injekční stříkačka během vyjmání neodpojila od bezpečnostní jehly. Chcete-li výjmout bezpečnostní jehlu, uchopte jednu rukou ochranný kryt bezpečnostní jehly a opatrně vymítejte se stavou jehly a stříkačky.

Použití bezpečné jehly – model TA-BPN

- a. Odklopové ochranné víčko ze septa pro odběr vzorku krve (viz obrázek 10).

b. Zarovnejte bezpečnostní jehlu se septem a zcela ji zatále do septa.

POZNÁMKA: Zajistěte, aby křídka na obou stranách krytu jehly byla zarovnána s konkavkami septa typu Luer. To umožňuje úplné zavření bezpečnostní jehly.

c. Nasajez vizek krve do injekční stříkačky. Pokud je odběr krve obtížný, tahněte za pistíničku pomaleji.

d. Zkontrolujte, zda kryt křídka uzavíracího kohoutu a stříkačka pro odběr vzkorků krve jsou v pořádku.

e. Otevřete povrch septa alkoholem nebo Betadinem a septum opět uzavřete víčkem.

f. Pro přenos krve do vakuové zkumavky zatálejte sestavu jehly injekční stříkačky obsahující krev do uzávěru vakuové zkumavky. Bezpečnostní jehla pronikne uzávěrem vakuové zkumavky.

POZNÁMKA: Při vymíjení bezpečnostní jehly postupujte pomáral a opatrně, aby se opadl vakuový kryt bezpečnostní jehly nebo vzdachový kryt bezpečnostní jehly.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO PRÍMÝ PŘENOS – MODEL TA-STV

Model TA-STV umožňuje připojení krve do komory bez vzdachu.

POZNÁMKA: NEPOZDĚCHÁVÁTE zařízení pro přímý přenos, model TA-STV, v septu po dokončení odběru vzorku. Mohlo by dojít ke kontamincii linky pacienta nebo k úniku krve z systému.

a. Zaveděte zařízení TA-STV do septa. Zajistěte, aby křídka bezpečnostní jehly byla zarovnána s konkavkami septa typu Luer.

POZNÁMKA: Zařízení TA-STV musí být zavedeno do septa ještě před nasazením vakuové zkumavky, jinak dojde ke ztrátě vakuu.

b. Nasadte vakuovou zkumavku na konkavku TA-STV. Správné množství krve se do vakuové zkumavky nasaje pomocí podtlaku. Sejměte vakuovou zkumavku.

c. Pokud jsou využívány další vzkorky, nasajete vakuované zkumavky na konkavku zařízení TA-STV jednu po druhé.

d. Po sejmání poslední vakuové zkumavky odstraňte zařízení TA-STV ze vzorkovacího septa tažením směrem vzhůru, až učitele mírným odporem, poté zařízení otocením vymějte a zlikvidujte.

POZNÁMKA: NETAHNETE pistíničku stříkačky s omezeným objemem, pokud je nulovací uzavírací kohout v poloze „ZAVŘENO“ směrem k převodníku. Pokud tak učiníte, můžete se stříkačka nezavést vzdachem. **NEPLNITE** injekční stříkačku s omezeným objemem otvíráním uzavíracího kohoutu, ke kterému je injekční stříkačka připojená, do polohy „ZAVŘENO“ směrem k pacientovi a násavániem.

POZNÁMKA: Zařízení TA-STV musí být zavedeno do septa ještě před nasazením vakuové zkumavky, jinak dojde ke ztrátě vakuu.

POZNÁMKA: Zaveděte zařízení TA-STV do septa a uchopte jednu rukou za křídka křívku monitorování tlaku.

POZNÁMKA: Vyvarujte se využití vzduchových bublin nebo krevních sraženin v katetu nebo kanyle do těla pacienta, a to tak, že před připojením tlakové linky zajistíte, aby monitorovací linka byla zcela naplněna tekutinou, a nechte malé množství krve protect zpět kanylu.

POZNÁMKA: Vyvarujte se využití vzdachových bublin nebo krevních sraženin v katetu nebo kanyle do těla pacienta, a to tak, že se nevyškytuje netěnost. Netěnost, i když malé, mohou vést k nepřesn

SPECIFIKACE

Excitační napětí	Efektivní hodnota 4 V až 8 V DC
Excitační frekvence	DC až 5 KHz
Excitační impedance	> 200 ohmů
Impedance signálu	< 3 000 ohmů
Fázový posun mezi excitaci a signálem	< 5°
Jmenovitá citlivost	5 µV/V/mmHg
Limit nevyváženosti	při ±75 mmHg po zkoušce nárazem impulsem poloviny sinusové vlny
Posun nuly	2 mmHg/4 hod.
Posun tepelného koeficientu	0,3 mmHg/°C
Citlivost tepelného koeficientu	0,1 %/°C
Citlivost na světlo	< 2 mmHg při cca 30 000 luxů

	Nepoužívejte, je-li obal poškozený, a prostudujte si návod k použití
	Pouze na jedno použití
	Nesterilizujte opakovaně
	Upozornění: Federální zákony USA omezují prodej tohoto prostředku na lékaře nebo na jeho objednávku.
	Upozornění
	Uchovávejte v suchu
	Chraňte před slunečním světlem
	Neopyrogenní
	Spotřebujte do: RRRR-MM-DD
	Sterilizováno ethylenoxidem
	Zdravotnický prostředek
	Systém jednoduché sterilní bariéry nebo Systém jednoduché sterilní bariéry s ochranným vnitřním balením
	Jedinečný identifikátor prostředku
	Neobsahuje DEHP, DIBP, DBP, BBP
	Přiložná část typu CF odolná defibrilaci
	Podmíněně bezpečný pro MR Neklinické testování prokázalo, že zařízení je podmíněně bezpečné pro MR. Podle normy ASTM F2503-13 je prostředek podmíněně bezpečný pro MR takový prostředek, u kterého je prokázána bezpečnost použití v prostředí magnetické rezonance za definovaných podmínek. Pacient s tímto prostředkem může bezpečně podstoupit vyšetření v systému MR za následujících podmínek: <ul style="list-style-type: none"> • Statické magnetické pole je 3 Tesla nebo méně • Maximální prostorový gradient magnetického pole 4 000 Gauss/cm (40 T/m) • Převodník a kabel nesmí být provozován s rozdíly v tlaku mezi vnitřním a vonkajším tlakem • Převodník a kabel nesmí být připevněny k pacientovi • Převodník a kabel nesmí být během provozu skeneru umístěny uvnitř otvoru systému MR • Převodník a kabel jsou povoleny v místnosti se systémem MR, ale během vyšetření MR nesmějí být funkčně ani připojeny k monitorovacímu systému Při používání převodníků Meritrans v prostředí MR je třeba k vyhodnocení rizik pro pacienty a operátoře použít zde uvedené informace spolu se zásadami vašeho zdravotnického zařízení.
	Přečtěte si návod k použití Pro elektronickou kopii naskenujte QR kód nebo navštívte stránky www.merit.com/ifu a zadejte identifikaci návodu k použití. Pokud chcete tištěnou kopii, kontaktujte zákaznické služby v USA nebo EU.
	Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství
	Výrobce
	Katalogové číslo
	Číslo šárže

Meritrans DTXPlus™

Набори трансдюсери за налягане за еднократна употреба Система за вземане на кръвни преби Safedraw™

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ОПИСАНИЕ

Този набор съдържа трансдюсер(и) за налягане Meritrans DTXPlus™ и може да съдържа система за вземане на кръвни преби Safedraw™. Тъй като предназначението за конфигурации на наборите варира между здравните заведения, последните носят отговорността да установят своя конкретни правила и процедури, управляващи използването на набора, включително мерки за безопасност в допълнение към тези, описаны в този лист с инструкции. В раздел А се описват трансдюсерите Meritrans DTXPlus със или без Safedraw™. В раздел Б се описва използването на капачка със затварачка EasyVent™. В раздел В се описват стандартизираните набори Safedraw. В раздел Г се описва вземането на кръвни преби със Safedraw.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Трансдюсери за кръвно налягане за еднократна употреба (DTX) на Merit е предназначен за инвазивно мониториране на кръвно налягане. Комплектът за мониториране на кръвното налягане за еднократна употреба (DTX комплект), опакован с модела за вземане на кръвни преби Safedraw, е предназначен да позволява да бъде взета кръв от пациент, без пациентът да се излага на външната среда (вземане на кръвни преби в затворен цикъл).

ПОТРЕБИТЕЛ/ПАЦИЕНТ/КЛИНИЧНИ ДАННИ

Потребител: Квалифицирани медицински сестри, клиницисти и лекари

Пациент: Приложения с педиатрични и пълнолетни пациенти

Клинични данни: Болници или съответни клинични среди

РАЗДЕЛ А

Семейството трансдюсери Meritrans DTXPlus се състои от пет модели за промиване (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV и DT-XO) и един модел без промиване (TNF-R).

Моделите DT-XXV и DT-NNV съдържат въздушно вентилиран отвор на корпуса на трансдюсера и са подобни на моделите DT-XX и DT-NN.

Моделите DT-XX и DT-XXV имат изпълнително устройство за бързо промиване със клипс и спирателен кран за зануляване, както е показано на фигура 1. За да поддържа проходимостта на катетъра, вграденото устройство за промиване подава непрекъснат (номинален) дебит от 3 ml/h с диференциално налягане от 200 mmHg (налягането на торбичката за инфузия минус средното мониторирано физиологично налягане). Устройството за промиване включва също предпазна клапа за свръхналягане, за да попречи на налягането по трансдюсера да надвиши приблизително 700 mmHg. Клапата ще вентилира излишната течност безопасно обратно към торбичката за инфузия, докато поддържа херметичен стерилен път. Изпълнителните устройства за бързо промиване Merit (с клипс или пластинка за издърпване) предлагат удобство при напълняването с течност, отстраняването на меухречетата и бързото промиване.

Моделът DT-XO е подобен на моделите DT-XX и DT-XXV с номинален дебит от 3 ml/h, но няма спирателен кран за зануляване.

Моделите DT-NN и DT-NNV (до 30 ml/h номинален дебит) за приложения при новородени. Те имат вграден спирателен кран за зануляване като моделите DT-XX и DT-XXV, но тяхното изпълнително устройство с клипс е жълт на цвет. **ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО В КОМБИНАЦИЯ С МЕХАНИЧНА ПОМПА ЗА ИНФУЗИЯ НА ТЕЧНОСТ.** Действителната непрекъсната скорост на инфузия за неонатално мониториране е определена от клинициста и контролирана от механична помпа за инфузия. Бързото промиване с устройство за промиване в неонатални приложения трябва да се прави само като част от първоначалната процедура за напълване с течност и отстраняване на меухречета. Промиването след изглеждане на кръв или прилагане на медикаменти трябва да се прави ръчно със спринцовка, за да се контролира прецизно инфузията на течност. Скоростта на бързо промиване варира при типа набор за приложение, дължината и диаметъра на лумена на торбичката за налягане, която свързва трансдюсера към пациента.

ВНИМАНИЕ: Моделите DT-XXV и DT-NNV с въздушно вентилиран отвор на корпуса на трансдюсера за целите на зануляване и капиране не трябва да бъдат блокирани.

Моделът TNF-R няма устройство за промиване, изпълнително устройство склипс/пластинка за издърпване или спирателен кран за зануляване и можеда бъде доставен в набор заедно с отделно вградено в линийка устройство поток/промиване.

ВНИМАНИЕ: D-катапча (прозрачна затварачка) може да бъде доставена с TNF-R. Не презатягайте D-катапчата, тъй като това може да деформира мъжкия пулер фитинг на TNF-R и да предотврати свързването на други компоненти.

ПРОЦЕДУРИ ЗА НАСТРОЙВАНЕ

Използвайте асептична техника и правилна настройка при работа с устройството. Проверете дали всички свързания са сигурни и дали дръжките на спирателните кранове са в желаните посоки.

ВНИМАНИЕ: Затегнете всички свързания преди употреба. Не презатягайте връзките, тъй като това може да наложи връзката, водейки до течове, въздушна емболия, обратно кръвне или загуба на въннообразни кръви за налягане.

Всички странични портове на спирателните кранове са защитени чрез вентилирани капачки, които трябва да останат на място, докато системата не се запълни. Вентилирани капачки трябва винаги да се заменят с невентилирани капачки, освен ако няма капачки със затварачки EasyVent™. Вижте раздел Б за повече инструкции.

ВНИМАНИЕ: Трансдюсера за еднократна употреба предлагат единичен режим на електрическа изолация чрез диафрагма, въздушна празнинка, изолиращ гел или никаква комбинация от горепосочените и не се препротиват за използване с неизолирани пациентски монитори. Ако имате съмнение за характеристиките на изолацията на Вашата монитор, направете справка със сервизното ръководство на монитора или се обадете на производителя на монитора.

СВЪРЗВАНЕ НА ТРАНСДЮСЕР, ИНТЕРФЕЙСЕН КАБЕЛ

Съвржете трансдюсера към интерфејсен кабел за многократна употреба, като подправнете стрелките на конектора и ги натиснете заедно (вижте фигура 2).

ВНИМАНИЕ: Неизползваното на интерфејсен кабел на Merit може да доведе до прекъсване на сигнала. Винаги тествайте кабела за многократна употреба преди употреба.

НАПЪЛВАНЕ НА IV НАБОР (ВИЖТЕ ФИГУРИ 3, 4 И 5)

Следните инструкции се прилагат към IV набори с микро- или макрокапкови камери в конфигурации с една линия.

1. Подгответе стерilen разтвор за промиване в невентилирана торбичка с разтвор съгласно предписането на лекара.

2. Отстранете въздуха от торбичката с разтвор, като настиснете IV иглата в торбичката с разтвор и завъртете торбичката надолу, за да улесните изливането на уловения въздух през иглата. Отворете ролковата клампа и внимателно стиснете IV торбичката, докато въздухът не се прекърши принудително в капковата камера

ЗАБЕЛЕЖКА: Отстраняването на въздухът от торбичката с разтвор ще предотврати навлизане на въздух в системата за мониториране, когато разтворът свърши или торбичката се обърне.

3. Затворете ролковата клампа и стиснете торбичката леко, за да прекървите принудително разтвора в капковата камера (около 1/3 напълнена, тъй като нивото ще се повиши, когато торбичката е под налягане). Поставете торбичката в маншета за налягане и окачете на IV стойка.

ВНИМАНИЕ: Ако капковата камера се напълни изцяло, капковата канюла ще бъде потопена в разтвор и отбюзоването на капките (определение на дебита) няма да бъде възможно. При диференциално налягане от 200 mmHg (налягане на торбичката минус средното мониторирано физиологично налягане) 2 – 4 капки в минута от макрокапков набор за IV приложение или 2 – 4 капки за три минути от макрокапков IV набор се равняват на дебит от 2 – 4 ml/h.

ЗАБЕЛЕЖКА: Запълвайте системата за мониториране чрез гравитация, без да поставяте торбичката под налягане, за да сведете до минимум образуването на въздушни меухречета.

4. Отворете ролковата клампа и напълнете IV набора чрез гравитация. Потупайте IV набора, за да освободите уловените меухречета. Затворете ролковата клампа.

5. Съвржете напълнените IV набор към системата за мониториране. Има два начина за напълване на набора на трансдюсера – ръчно пълнение и автоматично пълнение. Применете към избрания метод за допълнителни инструкции.

ЗА МОДЕЛ DT-NN И DT-NNV ПРИЛОЖЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ.

6. Свържете IV набора към подходящата механична помпа за инфузия. Ако помпата използва касета, свържете тръбичката към системата на касетата. Може да се използва вградена в линията борсета между IV и помпата за инфузии в съответствие със стандартите, правила и процедурите на Вашата болница. Ако се използват други компоненти, като филтри за елиминиране на частици или въздух, извршете необходимите съвързания. Тази система от IV тръбички трябва да остане разединена от тръбичката на трансдюсера/устройството за промиване на този етап.
7. Свържете трансдюсера (вж. фигура 4) към системата от IV тръбички. Освободете ролковата клампа. Задайте помпата на „обавезвъздушаване“ или на настройка за скорост на инфузия, за да позволите на течността напълно да напълни IV набора, тръбичката на борсетата и системата на касетата. След завършване на напълването затворете ролковата клампа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Напълването с течност и отстраняването на меухречетата на системата от IV тръбички преди прикрепяне към трансдюсер/устройство за промиване ще позволява по-брзо напълване на трансдюсера, спирателните кранове и тръбите за наплягане, с по-малки образувания меухречета.

РЪЧЕН МЕТОД ЗА НАПЪЛВАНЕ НА НАБОРА НА ТРАНСДЮСЕРА

ВНИМАНИЕ: Трансдюсерът не трябва да бъде потушен с метални предмети, като например хемостати, за отстраняване на въздушните меухречета. Това може да повреди трансдюсера.

1. С все още спнати маншет за налягане дръжте трансдюсера вертикално, като спирателният кран за зануляване съчи нагоре. Отворете ролковата клампа на IV набора и стиснете изпълнителното устройство с клипс, за да позволите разтворът да напълни изцяло системата за мониториране. За набор Safedraw™ се уверете, че цилиндърът на ограничения по обем спринцовка е напълнен и написан като се напълни системата. Страницният порт на спирателния кран трябва да бъде наплягнат и отстранен меухречета.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като трансдюсърът се запълва гравитационно, уверете се, че торбичката е по-високо от трансдюсера и системата за мониториране.

2. Потушийте трансдюсера върху отворена длан и в същото време стиснете изпълнителното устройство с клипс, за да отстраните въздуха от камерата на трансдюсера (вж. фигура 6).

ЗАБЕЛЕЖКА: Трансдюсърът не трябва да бъде потушен с метални предмети, като например хемостати, за отстраняване на въздушните меухречета, тъй като това може да повреди трансдюсера.

3. **(Само за набори Safedraw™)** След като тръбичката за наплягане е напълнена с разтвор, ограничения по обем спринцовка и страницният порт на прикрепения спирателен кран се освобождават от меухречета чрез завъртане на дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на прикрепения спирателен кран към трансдюсера. Бавно изтеглете назад и напълнете ограничения по обем спринцовка с разтвор от тръбичка за налягане, докато не се направи контакт с градения стопер на спринцовката. Завъртете набора така, че върхът на спринцовката да сочи нагоре. Потушийте спринцовката така, че уловеният въздух да се издигне към върха тип „лур“. след това написането буталото напълни назад в спринцовката, като същевременно въздухът се изпълнява чрез прехърпите принудително уловените въздух и разтвора в пациентската линия. Завъртете дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на прикрепения спирателен кран към ограниченията по обем спринцовка.

ВНИМАНИЕ: НЕ извършвайте обезвъздушаване с пациентска линия, свързана към катетъра или канюлата. Това може да викара въздух в пациента. За ръчни или автоматични метод за напълване на трансдюсера.

4. Активирайте устройството за бързо промиване, за да отстраните какъвто и да бъде въздух от пациентската линия.
5. Проверете всички запълнени с течност части на системата за мониториране, за да се уверите, че меухречета са отстранени. Повишийте налягането на тръбичката за налягане до 300 mmHg. Ако останат меухречета в камерата на трансдюсера, промийте отново с техниката, показвана на фигура 6.

АВТОМАТИЧЕН МЕТОД ЗА НАПЪЛВАНЕ НА НАБОРА НА ТРАНСДЮСЕРА

Трансдюсърът Meritans DTXplus™ позволява напълване на трансдюсера (обикновено без меухречета) за около пет минути.

1. Поставете трансдюсера в дръжка за трансдюсер (TBG) или други държачи, които ще държат трансдюсера във вертикално положение (вж. фигура 7).
2. Повишийте налягането на маншет до 300 mmHg и проверете дали капковата камера на IV набора не е напълнена изцяло по време на повишиването на налягането, тъй като това пречи на показанието на дебита. Отворете ролковата клампа. Трансдюсърът ще се напълни автоматично.
3. Върнете се след пет минuti, за да проверите трансдюсера за меухречета, и промийте, за да напълнете останалата част от системата за мониториране. Потушийте внимателно, докато стискате изпълнителното устройство с клипс, за да отстраните каквито и да било оставащи въздушни меухречета (вж. фигура 6).

ФИКСИРАНЕ НА НАБОРА НА ТРАНСДЮСЕРА (Вж. фигура 7)

1. Заменете всички вентилирани камачки по страничните портове на спирателните кранове с невентилирани камачки (затварачи). Ако страничният порт има камачка със затварачка EasyVent™, не заменяйте, но затегнете камачката, за да постигнете невентилирана позиция. (вж. раздел Б.)
2. Монтирайте трансдюсера на държак (вж. фигура 7б) или директно на ръката на пациента (вж. фигура 7а), като портът за зануляване на трансдюсера е на нивото на средата на ръката на същето.

ВНИМАНИЕ: Системата вземане на кръвни проби Safedraw™ не е предназначена да бъде монтирана на пациента.

Проектирана са няколко модела набори трансдюсери за приспособяване като монтирана на стойка за IV инфузии, така и монтирана на пациента. Тези набори може да имат номера на моделите, завършващи с „.M“ или „.SM“. Когато са монтирани на пациенти, трябва да се вземат предзапаси мерки, за да се гарантира, че промяна в позицията на тялото на пациента няма инцидентно да задейства устройството за промиване.

Изпълнителното устройство за бързо промиване с клипс на Merit е уникенно проектирано да свреди до минимум този риск, тъй като може да бъде активирано само чрез спасяване от изпълнителното устройство с клипс с два пръста. Въпреки това все още се препоръчват предзапаси мерки.

3. Съвържете системата за мониториране към канюлата или катетъра на пациента. Промийте системата, за да изчистите кръвта от канюлата или катетъра.

ВНИМАНИЕ: Избягвайте промиване на въздушни меухречета или кръвни съсирици в катетъра или канюлата в пациента, като се уверите, че системата за мониториране е изцяло напълнена с разтвор, и като оставите малко количество кръв да потече обратно през канюлата, преди да направите спасяването на линията за налягане. За мониториране на налягане на ливо предизвикайте тръбичка да се монтира филтер със въздушен елиминатор между канюлата и трансдюсера.

4. При инсталациите с няколко трансдюсера се използва система с цветово кодиране, за да се идентифицират подходящите входове за мониториране. Предлагат се цветно кодирани етикети. Поставете подходящите етикети на TBG или на линията за мониториране най-близо до всеки трансдюсър.

Червен („ARTERIAL“) = артериално налягане

Син („CVP“) = централно венозно налягане

Жълт („PA“) = налягане в белодробната артерия

Бял („LAP“) = налягане в ляво предсърдие

Бял (правно) = друго налягане

ЗАΝУЛЯВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ

1. Направете нуево балансиране на системата за мониториране спрямо атмосферното налягане и калибрайте трансдюсера съгласно инструкциите на производителя на монитора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчва се трипътният спирателен кран най-близо до трансдюсера да бъде разположен на нивото на средата на ръката и да се използва изключително за целите на зануляването. Трансдюсърът може бързо и лесно да бъде вентилиран като атмосферното налягане чрез завъртане на дръжката на спирателния кран обратно на часовниковата стрелка (т.е. „OFF“ (ИЗКЛ.) към пациентската линия) и премахване на невентилираната камачка от порта за зануляване. Ако има налична камачка със затварачка EasyVent™, не сваляйте, а развинете камачката, за да постигнете невентилирана позиция (раздел Б.).

2. Завъртете дръжката на спирателния кран за зануляване на часовниковата стрелка (т.е. „OFF“ (ИЗКЛ.) към страничния порт за зануляване) и пуснете налягането на пациентъта към трансдюсера. Проверете качеството на възнообразната крива.

3. Отпуснете време приблизително една минута да се уравновеси системата, за да се гарантира, че устройството за промиване работи правилно. След това направете преизбор на кампакта, за да потвърдите, че дебитът е около 3 ml/min. Трябва да се направи и визуална проверка за течове. Тридесет минuti след монтирането и периодично след това проверявайте системата за правилно налягане на тръбичката, дебит, нуево ниво и да се уверите, че нима течове. Течовете, макар и макар, може да доведат до неточни показания за дебита. Ако се подизира нуево ниво и да се уверите, че дебитът е около 3 ml/min. Трябва да се доведе до постините показания за дебита. Ако проблемът продължи, сменете трансдюсера. След всяко бързо промиване се препоръчва повторно да се потвърди дебита.

4. Заменете камачката със затварачка и завъртете спирателния кран така, че да бъде затворен към страничния порт. Ако страничният порт има камачка със затварачка EasyVent™, не заменяйте, но затегнете камачката, за да постигнете невентилирана позиция (раздел Б.).

5. **(Само за DT-NN и DT-NVV)** Настройте механичната помпа за инфузия на желания дебит съгласно предписаните на лекаря.

ВНИМАНИЕ: Ако се наблюдава заглушенна възнообразна крива, това може да е резултат от няколко фактора, включващи, но не само, следното:

- Разместени позиции на спирателните кранове
- Въздух в линията за мониториране, катетъра или канюлата
- Хлабави връзки
- Неправилно калибриран монитор
- Кръвни съсирици в катетъра, канюлата или линията за мониториране
- Катетър или канюла, позиционирани срещу стена на кръвоносен съд

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Абнормните показания за налягането трябва да корелират с клиничните изяви на пациента. В противен случай проверете дали трансдюсърът работи чрез използване на известен или калибриран източник на налягане.

Лостовете на спирателния кран трябва да бъдат позиционирани на 90° за позиция „OFF“ (ИЗКЛ.). Не ги позиционирайте на 45°, за да постигнете позиция „OFF“ (ИЗКЛ.), тъй като това не е точно и може да доведе до замърсяване, обратно кървене или въздушна емболия.

Устройството за промиване и капковата камера не са предназначени да бъдат пречицини системи за подаване на течност. Ако състоянието на пациента налага пречно подаване на течност, трябва да се използва механична помпа, за да се предотврати евентуална свързаност на устройството.

Радиочестотното комуникационно оборудване трябва да се разположи вън от трансдюсера на разстояние от 30 см (12 инча). Трансдюсърът не трябва да се слага отгоре или в близост до друго комуникационно оборудване. Електрическите кабели и други електронни устройства могат да окажат отрицателен ефект върху електромагнитната свързимост.

Характеристиките за извръшване на трансдюсера са правят подходящ за използване в индустриални зони и болници (CISPR 11 клас A). Да не се използва в жилища обстановка.

РАЗДЕЛ B

Инструкции за употреба на камачка със затварачка EasyVent™, която опростява зануляването на трансдюсера.

СПИРАТЕЛЕН КРАН ЗА ЗАΝУЛЯВАНЕ ПРИ ЗАПЪЛВАНЕ С ТЕЧНОСТ (Вж. фигура 8)

Камачката със затварачка EasyVent™ обикновено е монтирана на спирателния кран за зануляване във вентилираната позиция.

1. В противен случай разлажете камачката, докато тя не започне да се върти свободно (НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАЧКАТА).
2. Активирайте устройството за промиване да занулява страничния порт и оставете течността да излезе през камачката със затварачка EasyVent™.
3. След зануляване с течност занулявайте дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на спирателния кран към страничния порт и затегнете камачката.

ЗАΝУЛЯВАНЕ НА ТРАНСДЮСЕРА

1. Завъртете дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на спирателния кран към пациентската линия и разлажете камачката със затварачка EasyVent™.

2. Занулянете монитора и затегнете камачката.

3. Завъртете дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на спирателния кран към страничния порт за зануляване и пуснете отново налягането на пациентската линия.

СВАЛЯНЕ/ЗАМЯНА НА КАПАЧКА

1. Да достъпи до страничния порт на спирателния кран разлажете камачката и я издърпайте.

2. За поставяне отново камачка върху страничния порт на спирателния кран, просто поставете с шрафане камачката обратно и затегнете.

РАЗДЕЛ В (Вж. фигура 9)

Стандартизираните набори Safedraw™ могат да бъдат свързани към набори трансдюсери или куполи за еднократна употреба на друп производител.

ВНИМАНИЕ: Моделите набори Safedraw™ са предназначени за употреба със затварачка EasyVent™, за да се избегнат заблатявания на промивните спринцовки и да се избегнат заблатявания на спирателния кран.

СВЪРЗВАНЕ

1. Съвържете вградената в линията женски лувер в трипътния спирателен кран към дисталния край на използвания кръвни проби. След това завъртете дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на спирателния кран разлажете камачката и затегнете.

2. Първо напълнете купола или частта на трансдюсера съгласно инструкциите на производителя.
3. Напълнете самостоятелния набор Safedraw™, като първо напълните тръбичката за налягане и септума за вземане на кръвни пробы. След това завъртете дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на спирателния кран на ограниченията по обем спринцовка към трансдюсера. Бавно изтеглете назад и напълнете ограниченията по обем спринцовка с разтвор от тръбичка за налягане, докато не се направи контакт с градения стопер на спринцовката. Завъртете набора така, че върхът на спринцовката да сочи нагоре. Потушийте спринцовката така, че уловеният въздух да се издигне към върха тип „лур“. С върхът на спринцовката като съчинение буталото напълни назад в спринцовката, като това прехърпите принудително уловените въздух и разтвора в пациентската линия. Завъртете дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на прикрепения спирателен кран към ограниченията по обем спринцовка.

ВНИМАНИЕ: НЕ изпълнявайте стъпка 3, 4 или 5 с пациентска линия, свързана към катетъра или канюлата. Това може да викара въздух в пациента.

4. Активирайте устройството за бързо промиване, за да отстрани какъвто и да бъде въздух от пациентската линия.

5. Проверете всички запълнени с течност части на системата за мониториране, за да се уверите, че меухречета са отстранени.

6. Повишийте наплягането на тръбичката за налягане до 300 mmHg. Ако останат меухречета в камерата на трансдюсера, промийте отново с техниката, показвана на фигура 6.

7. Съвържете към канюлата или катетъра на пациента. Промийте системата, за да изчистите кръвта от катетъра или канюлата.

8. Занулеете и калибрайте трансдюсера във вътърството с указанието на производителя.

ВНИМАНИЕ: Отпуснете време приблизително една минута да се уравновеси системата. Трябва да се направи и визуална проверка за течове. Тридесет минути след монтирането и периодично след това системата трябва да се проверява за правилно налягане на тръбичката за инфузия, дебит и течове. Всички малки течове могат да доведат до погрешна интерпретация на действителния дебит през катетъра.

РАЗДЕЛ Г – ВЗЕМАНЕ НА КРЪВНИ ПРОБИ СЪС SAFEDRAW™

Инструкции за вземане на кръв с помощта на системите Safedraw™ с трансдюсери за еднократна употреба или трансдюсери с купол за многократна употреба (вж. фигура 9 и 10).

ВНИМАНИЕ: Не използвайте хиподермична игла за пробиване на септума.

1. Отворете шарнирната предплазна камачка от септума за вземане на проби. Избършете повърхността на септума със спирт или Betadine.

2. Завъртете дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на спирателния кран с прикачена ограничена по обем спринцовка към трансдюсера.

3. Дръжките назад спринцовката, докато тя не докосне вградените стопери. Завъртете дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на спирателния кран към пациентската линия.

4. Септумът вече може да бъде пробит със Safe Needle, TA-BPN или устройство за директен трансфер, TA-TV за изтегляне на кръвна проба. (Отидете на поддържател раздел, след това стъпка 5.)

ВНИМАНИЕ: Може да се използват спринцовки тип „лур сплит“, трябва да се внимава, за да се гарантира, че спринцовката не се измества от Safe Needle по време на отстраняването. За отстраните Safe Needle и спринцовката от септума, хванете обвивката на Safe Needle с едината ръка и внимателно отстранете модула на иглата/спринцовката.

- a. Здраво затегнете произвеждана спринцовка за вземане на кръвни пробы, дръпнете бавно модула на иглата/спринцовката настриян от септума, докато държките обвивката на Safe Needle. Когато иглата е излязла приблизително наполовина, може да се почувства леко съпротивление. На този етап дръжките назад докъм много леко буталото на спринцовката, след това отстранит модула на иглата/спринцовката от септума, като завъртите лъчка модула по уравновесяване и предотвратяване на образуване на кръв на иглата или горната част на септума.

- b. Избършете повърхността на септума със спирт или Betadine, и сложете камачка на септума.

- c. За прехърпяне на кръв във вакуума епрувка натиснете модула на спринцовката/иглата, съдържаща кръвта, в запушалката на вакуумната епрувка.

спринцовка чрез завъртане на дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на спирателния кран, към който е свързана спринцовката, към пациента и аспириране, освен ако устройството за бързо промиване не е отворено, за да позволява изтичане на течност от торбичката с физиологичен разтвор. Неактивирането на устройството за промиване може да повреди трансдюсера.

5. Инфицирайте отново останалата кръв към пациента и промийте с физиологичен разтвор чрез:

- Завъртане на дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на спирателния кран прикачена ограничена по обем спринцовка към трансдюсера.
- Избутване на буталото на спринцовката на ограничната по обем спринцовка по целия път надолу.
- Завъртане на дръжката „OFF“ (ИЗКЛ.) на спирателния кран към ограничната по обем спринцовка.
- Бързо промиване според необходимостта, за да прочистите каквато и да било останала кръв в торбичката и септума.

ВНИМАНИЕ: При неонатални и педиатрични приложения не правете бързо промиване, за да предотвратите претоварване с течност, а използвайте отделна спринцовка за промиване и запишвайте инфузираното количество съгласно болничния протокол.

6. Избръшете повърхността на септума със спирт или Betadine и сложете капачка на септума.

7. Проверете за мониториране на въннообразната крива на налягането.

ВНИМАНИЕ: Избягвайте промиване на въздушни меухрета или съсириеци, съдържащи се в катетъра или канюлата, обратно в пациент, като се уверите, че линията за мониториране е изцяло напълнена с течност, и като оставите малко количество кръв да потече обратно през канюлата, преди да направите свързването на линията за налягането.

УСЛОЖНЕНИЯ

Рисковете, свързани с употребата на този продукт, включват:

СЕПСИС/ИНФЕКЦИЯ

От замърсяването на системата за налягане могат да се получат положителни култури. Повищени рискове от септицемия и бактериемия са свързани с вземането на кръвни проби, течности за инфузия и свързана с катетъра тромбоза.

ВЪЗДУШНИ ЕМБОЛИ

Въздух може да налязе в системата и в краяна сметка в пациента през спирателни кранове, неумислено оставени отворени, от инцидентно разкачване на системата за мониториране или от промиване на остатъчни въздушни меухрета в пациентта.

ЗАПУШЕН КАТЕТЪР И ОБРАТНО КЪРВЕНЕ

Ако промитата система не е с подходящо налягане спрямо собственото кръвно налягане на пациента, може да се стигне до обратно кървене, както и до запушване на катетъра.

ИНФУЗИЯ НА ТЕЧНОСТИ С ВИСОКОМЛЕКУЛНА КОНЦЕНТРАЦИЯ

Ако практиката на вашата болница е да извършвате тези инфузии през линията за налягане, ние препоръчваме всички компоненти на системата да бъдат подменени с нови стерилни компоненти след завършване на инфузията.

ПРЕКОМЕРНА ИНФУЗИЯ

Може да се влече прекомерна течност в пациента, ако налягането на торбичката е повече от 300 mmHg. Това може да доведе до претоварване с течност и/или потенциално временно повишаване на кръвното налягане.

АБНОРМНИ ПОКАЗАНИЯ НА НАЛЯГАНЕТО

Показанията на налягането може да се променят бързо и драматично поради загуба на правилно калибиране, хлабави връзки, въздух в системата и нулево отклонение или изместяване.

За допълнителна информация относно усложненията се свържете с Вашия местен представител.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не използвайте устройство за промиване, когато мониторирате интрамускулни или интракраниални налягания.
- Не използвайте трансдюсерите Meritans DTXPlus™ с неизолирани монитори на налягане.
- Не използвайте за мониториране на налягането на лявото предсъдие без филтер с елиминатор на въздух между канюлата и трансдюсера преди промиване.
- Не използвайте без механична помпа за инфузия на течност (за DT-NN и DT-NNV).

КЛИНИЧНИ ПОЛЗА

- Позволява мониториране на кръвното налягане
- Устройството, опаковано със Safedraw, предоставя затворена система за вземане на кръвни проби и мониториране на налягане.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина.

СТЕРИЛНИ И АПИРОГЕННИ в неотворена неповредена опаковка. Само за еднократна употреба. Проверете целостта на индивидуалната опаковка преди употреба. След употреба изхвърлете устройството съгласно стандартните протоколи за изхвърляне на отпадъците. Не се стерилизира повторно.

Срокът за използване на устройството е 72 – 96 часа – въз основа на препоръката на CDC & Joint Commission Intl (JCI).

Повторната употреба може да доведе до инфекция или друго заболяване/нараняване.

В ЕС всички сервизни инциденти, които са възникнали във връзка с устройството, трябва да се докладват на производителя и на компетентния орган в съответната държава членка.

Свържете се с местен представител за информация за повторна поръчка или за съдействие.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Възбудително напрежение	DC от 4 V до 8 V RMS
Възбудителна честота	DC до 5 KHz
Възбудителен импеданс	> 200 ома
Импеданс на сигнала	< 3000 ома
Фазово изместяване между възбудждане и сигнал	< 5°
Номинална чувствителност	5 µV/V/mmHg
Граница за дисбаланс	при ±75 mmHg след изпитване на шок на полусинусоида
Нулево отклонение	2 mmHg/4 часа
Отклонение на топлинен коефициент	0,3 mmHg/°C
Чувствителност на топлинен коефициент	0,1%/°C
Чувствителност на светлина	< 2 mmHg при 3000 ft-свещи

	Не използвайте, ако опаковката е повредена, и се консултирайте с инструкцията за употреба
	За еднократна употреба
	Да не се стерилизира повторно
	Внимание: Федералният закон (САЩ) ограничава това устройство до продажба от или по предписание на лекар.
	Внимание
	Да се съхранява на сухо място
	Да се съхранява далеч от слънчева светлина
	Апирогенно
	Да се използва преди: ГТГ-ММ-ДД
	Дата на производство: ГТГ-ММ-ДД
	Стерилизирано с използването на етиленов оксид
	Медицинско изделие
	Система с единична стериилна бариера или
	Система с единична стериилна бариера с предпазна опаковка отвътре
	Уникален идентификатор на устройство
	Не съдържа DEHP, DIBP, DBP и BBP
	Устойчива на дефибрилация приложна част тип CF
	<p>Подходящо за МР при определени условия Неклиничното тестване демонстрира, че това устройство е подходящо за МР при определени условия (обозначение MR Conditional). Съгласно ASTM F2503-13 издание, което е подходящо за ЯМР при определени условия, е това, което е демонстрирало безопасност в МР среда в рамките на определени условия. Пациент с това устройство може да бъде безопасно сканиран в ЯМР системи при следните условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Статично магнитно поле от 3 тесла или по-малко • Максимален пространствен градиент на магнитно поле 4000 гаус/см (40 T/m) • Трансдюсърът и кабелът не трябва да допират пациента по време на работа на ЯМР системата • Трансдюсърът и кабелът не трябва да се монтират към пациента. • Трансдюсърът и кабелът не трябва да се поставят в отвора на ЯМР системата по време на работа на скенера • Позволено е трансдюсърът и кабелът да са в сътая с ЯМР системата, но не трябва да работят или да са свързани към система за мониториране по време на ЯМР процедура <p>Предоставената тук информация трябва да се използва в комбинация с правилата на Вашето здравно заведение за оценяване на рисковете за пациентите и операторите, когато се използват трансдюсери Meritans в МР среда.</p>
	<p>Прегледайте инструкцията за употреба За електронно копие сканирайте QR кода или отидете на www.merit.com/ifu и въведете идентификационния номер на инструкцията за употреба. За хартиено копие се свържете с Отдела за обслужване на клиенти от ЕС или САЩ</p>
	Упълномощен представител в Европейската общност
	Производител
	Каталожен номер
	Код на партида

Merittrans DTXPlus™

Eldobható nyomás transzducer készletek
Safedraw™ vérminavételi rendszer

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LEÍRÁS

A készlet Merittrans DTXPlus™ nyomás transzducerjelektartalmaz, továbbá Safedraw™ vérminavételi rendszert tartalmaz. Mivel az ügyfél által választott készletkonfiguráció minden intézményben eltérőek, az intézmény felelőssége a készlet használatára vonatkozó specifikus szabályok és eljárások megállapítása, a jelen használati útmutatóban leírt biztonsági intézkedések kiegészítő szabályokat és eljárásokat is ideértve. **A. fejezet** – A Safedraw™ rendszerrel vagy anélkül használt Merittrans DTXplus jelátalakító leírása. **B. fejezet** – Az EasyVent™ véglezáró sapka használata. **C. fejezet** – A standardizáló Safedraw készletek leírása. **D. fejezet** – Vérminavétel a Safedraw segítségével.

RENDELTELTSÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A Merit eldobható vérnyomás transzducer (DTX) invázív vérnyomás-monitortozás végzésére szolgál. A Safedraw típusú vérminavételeivel együtt kiszerel, eldobható vérnyomás transzducer készlet (DTX készlet) segítségével vérminia vehető anélkül, hogy a beteg érintkezne a külső környezettel (zárt vérminavév hurok).

FELHASZNÁLÓ / BETEG / KÓRHÁZ

Felhasználó: Szakképesített ápolók, egészségügyi szakdolgozók és orvosok

Beteg: Gyermekgyógyászati és felnőtt alkalmazás

Kórház: Kórházi, illetve megfelelő egészségügyi környezetek

A. FEJEZET

A Merittrans DTXPlus termékcsalád öt öblítő típusú (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV és DT-XO) és egy nem öblítő típusú (TNF-R) transzducer foglal magában.

A DT-XX és DT-NNV típus transzducerének burkolatán levegőztető nyíl található, és a DT-XX és DT-NN típus hasonló felépítésű.

Amint az 1. ábra mutatja, a DT-XX és DT-XXV típus egy kék kapocs gyorsöblítő gombot és egy nullázó zárcsapot tartalmaz. A katéter átjáratosságának megőrzése érdekében a beépített öblítőszköz 3 ml/óra (névleges) sebességű folymatos áramlást tart fenn 200 Hgmm nyomásuknál, mellett infúziós zsák nyomása minthoz a mért átlagos fiziológiai nyomásnak. Az öblítőszköz beépített túlnyomás-megelőző biztonsági szelépe megakadályozza, hogy a transzducerben uralrokód nyomás meghaladja a 7000 Hgmm értéket. A Merit gyorsöblítő gombok (kapocs vagy fül) segítségével kényelmesen végezhető a feltöltés, baborékmentesítés és a gyorsöblítés.

A DT-XO hasonló a DT-XX és DT-XXV típushoz, 3 ml/óra névleges áramlási sebességet tart fenn, de nem rendelkezik nullázó zárcsappal.

A DT-NN és DT-NNV típus (legfeljebb 30 ml/óra névleges áramlási sebesség) újszületéknél használható. Ugyanolyan beépített nullázó zárcsapot tartalmaz, mint a DT-XX és DT-XXV típus, de a kapocs gyorsöblítő gombra és szára színű. **KIZÁRÓLAG MECHANIKUS FOLYADÉKINFÜZÍÓS PUMPÁVAL HASZNÁLHATÓ.** Újszülető monitorozása esetén a klinikus határozta meg és mechanikai infúziós pumpa szabályozza a tényleges folyamatos infúziós sebességet. Újszületőkönél végezhető alkalmazás esetén az öblítőszközzel végezhet gyorsöblítés kizárolág a folyadékot telítő és a baborékmentesítés eljárás részének hajtható végre. Vérvétel vagy gyógyszer beadása után a folyadékinfúzió pontos szabályozása érdekében egy fecskendővel kell manuális öblítést végezni. A gyorsöblítés sebessége az infúziós készlet típusától és a transzducer a beteggel összekötő nyomástartó cső hosszától és belső átmérőjétől függ.

VIGYÁZAT: Nem szabad elzárni a DT-XX és DT-NN típusú transzducer burkolatán lévő levegőztető nyílást, amely nullázásra és kalibrálásra szolgál.

A TNF-R típus nem tartalmaz öblítőszközt, kapcos/füles gombot és nullázó zárcsapot, és külön integrálható áramlási/öblítőszközzel kiegészített készletként kerülhet kiszerelesre.

VIGYÁZAT: A TNF-R típushoz D-sapká (átlátszó végzárka) lehet mellékkel. Ne szorítsa rá túl erősen a D-sapkát, mivel ez a TNF-R Luer-csatlakozójának deformációjához vezethet és megakadályozhatja más összetevők csatlakoztatását.

BEÁLLÍTÁSI ELJÁRÁSOK

Az eszközzel végezhet minden közben alkalmazzon steril módszert és megfelelően szerezje össze az eszközt. Gyöződjön meg arról, hogy a csatlakozások biztonságosak és a zárcsap fogantyú a megfelelő irányba vannak állítva.

VIGYÁZAT: Használat előtt húzzon meg minden csatlakozót. Ne húzza túl a csatlakozásokat, mivel ez a csatlakozó megrepedéséhez vezethet, ami szívárgást, légbombolást, visszafolyást vagy a nyomásgróba elveszítést eredményezheti.

A zárcsakok oldalas portjait levegőztetett sapkák védik, ezeket a rendszer feltöltésig nem szabad eltávolítani. A levegőztetett sapkákat nem levegőző sapkákra kell cserélni, kivéve, ha a zárcsap EasyVent™ véglezáró sapkákkal van ellátva. További utasításokat lásd a B. fejezetben.

VIGYÁZAT: Az eldobható transzducerek egyszeres elektromos izolálást nyújtanak membrán, légrés, szigetelő géli vagy ezek kombinációjával, és nem javasolt a nem izolált betegmonitorkorral való használatuk. Ha nem biztos az Ön által használt monitor izolációs jellemzőiben, olvassa el a monitor szervizelési kézikönyvét vagy forduljon a monitor gyártójához.

A TRANSDUCER ÉS AZ INTERFÉSZKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

A transzducer és a többször használatos interfézkábel csatlakoztatásához igazítsa egymáshoz és tolja össze a csatlakozón lévő nyílakat (lásd 2. ábra).

VIGYÁZAT: A jelen megszakadásához vezethet, ha nem Merit gyártmányú interfézkábel használ. Használat előtt minden próbálja ki az interfézkábelet.

AZ INFÚZIÓS KÉSZLET FELTÖLTÉSE (LÁS 3., 4. ÉS 5. ÁBRA)

Az alábbi utasítások egyszerétek, mikro- vagy makroszepes cseppkamrákat tartalmazó infúziós készletekre vonatkoznak.

1. Készítsester steril öblítőoldatot egy nem szellőző infúziós zsákban az orvosi utasítások szerint.

2. Légtelenítse a zsákok a következők szerint: nyomja bele az intravénás szerek tükéjét a zsákba, majd fordítás lefelé a zsákok, hogy a bent lévő levegő töváhozson a tüskén kereszül. Nyissa ki a gőrgős szorítókapcsot és övátosan nyomja össze a zsákok, hogy a levegő kípöröljön a cseppkamrába.

MEGJEGYZÉS: A levegő azért kell eltávolítani az infúziós zsákból, mert így elkerülhető, hogy a zsák kiürülések vagy a zsák megfordításakor levegő kerüljen a monitorozó rendszerbe.

3. Zárja el a gőrgős szorítókapcsot, majd a zsák enyhé összénövemával préselejte a cseppkamrából az oldatot (körülbelül 1/3 részig) kihagyva a folyadékának, mivel a zsákok éró nyomás hatására a szint növekedni fog). Helyezze a zsákok az infúziós mandzsettába és akassza fel az infúziós állványra.

VIGYÁZAT: Ha a cseppkamrában szűnlítig áll a folyadék, a cseppkamrát kanulálerülővel az oldatban, így nem lehetséges a cseppek számlálása (az áramlási sebesség mehatározására). 200 Hgmm nyomásuknál(ban (zsák nyomása minthoz a mért átlagos fiziológiai nyomás) mellett mikroseppes infúziós készlet esetén 2-4 csepp percenként, makroszepes infúziós készlet esetén pedig 2-4 csepp hármonikusan történő adagolása 2-4 ml/órámára általában sebességnél fel meg).

MEGJEGYZÉS: A baborékközödés minimalizálása érdekében a monitorozó rendszert a gravitáció segítségével, a zsák nyomás alá helyezése nélküli töltse fel.

4. Nyissa ki a gőrgős szorítókapcsot, majd töltse fel az infúziós készletet a gravitáció erejét használva. Üjával kocogtassa meg az infúziós készletet, hogy kiszabaduljanak a bent rejtőzik baborékok. Zárja el a gőrgős szorítókapcsot.

5. Csatlakoztassa a felültöltött infúziós készletet a monitorozó rendszerhez. A transzducer készlet két módszerrel töltethet fel - manuálisan és automatikusan. A további utasításokat lásd a kiválasztott módszernél.

A DT-NN ÉS DT-NNV TÍPUSNÁL HASZNÁLJA AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET.

6. Csatlakoztassa az infúziós készletet a megfelelő mechanikus infúziós pumpához. Ha a pumpa kazettát használ, csatlakoztassa a vezetéket a kazettarendszerhez. Az infúzió és az infúziós pumpa között integrált bürrettá használható a kórház által alkalmazott szabványoknak, előírásoknak vagy eljárásoknak megfelelően. Más összetevők, például rézszezeszkeszűrök vagy légtelenítő szűrök használata esetén csatlakoztassa a megfelelő vezetéket. Ekkor azonban még ne csatlakoztassa ezt az infúziós vezetékreindítást a transzducerhez/öblítőszközhöz.

7. Csatlakoztassa a transzducer (lásd 4. ábra) az infúziós vezetékreindítást. Oldja ki a gőrgős szorítókapcsot. Állítsa be a pumpát átöblítésre (purge) vagy olyan infúziós sebességre, amely mellett a folyadék teljesen feltölti az infúziós készletet, a bürrettá vezetéket és a kazettarendszeret. A feltöltés befejezése után zárja el a gőrgős szorítókapcsot.

MEGJEGYZÉS: Azáltal, hogy a transzducerhez/öblítőszközhöz való csatlakoztatás előtt feltölti az infúziós vezetékreindítást folyadékkal és eltávolítja a baborékokat, gyorsabban és kevesebb baborék bevitelével töltetheti fel a transzducer, a zárcsapokat és a nyomástartó csöveket.

TRANSDUCER KÉSZLET FELTÖLTÉSE – MANUÁLIS MÓDSZER

VIGYÁZAT: A transzducer nem szabad fémeszközökkel, például érszorítóval megkocogtatni a baborékok eltávolításához, mert ez kárt tehet a transzduceren.

1. A mandzsetta ekkor még ne legyen feltöltve. Tartsa a transzduceret függőlegesen, és a nullázó zárcsap nézen felfelé. hverissa ki a gőrgős zárcsapot az infúziós készleten, mivel a kapcsos gomb össznyomásával engedje, hogy a poladék teljesen feltöltsse a monitorozó rendszert. Safefedraw™ készletek esetében ügeljelen arra, hogy a fix térfogató fejcskendő dugattyúja teljesen legyen nyomva a rendszer feltöltéséhez.

2. A transzducer kamrájának légtelenítéséhez nyitott tenyérrel ütögesse meg a transzduceret és egyidejűleg nyomnia össze a kapcsos gombot (lásd 6. ábra).

MEGJEGYZÉS: A transzducer nem szabad fémeszközökkel, például érszorítóval megkocogtatni a baborékok eltávolításához, mert ez kárt tehet a transzduceren.

3. A transzducer kamrájának légtelenítéséhez nyitott tenyérrel ütögesse meg a transzduceret és egyidejűleg nyomnia össze a kapcsos gombot (lásd 6. ábra).

MEGJEGYZÉS: Mivel a fix térfogató fejcskendő tölti fel a transzducer, a nullázó zárcsap oldalos portjára.

MEGJEGYZÉS: A transzducer nem szabad fémeszközökkel, például érszorítóval megkocogtatni a baborékok eltávolításához, mert ez kárt tehet a transzduceren.

4. Aktiválja a gyorsöblítő eszközt a beteghez felé menő vezeték légtelenítéséhez.

5. Visszágálja át a monitorozó rendszer folyadékkal töltött részét és erősítse meg, hogy eltávoította a baborékokat. Helyezze az infúziós zsákokat 300 Hgmm nyomás alá. Ha baborékok maradtak a transzducer kamrájában, óblítse át még egyszer a 6. ábrán mutatott módszerrel.

TRANSDUCER KÉSZLET FELTÖLTÉSE – AUTOMATIKUS MÓDSZER

A Merittrans DTXPlus™ transzducer hozzávetőleg 0,1 perc alatt (általában baborékmentesen) feltölthető.

1. Helyezze a transzducer egy (TBG műkőjű) transzducerkartóba vagy más kartóba, amely függőleges pozíciójában tartja a transzduceret (lásd 7. ábra).

2. Növelje a mandzsetta nyomását 300 Hgmm-re, és ellenőrizze, hogy a folyamat

alatt nincs teljesen feltöltve az infúziós készlet cseppkamrája, mivel ez megakadályozza

az áramlási sebesség leolvásását. Nyissa ki a gőrgős szorítókapcsot. A transzducer automatikusan feltölthető.

3. Öt percrel később ellenőrizze, hogy nincsnek baborékok a transzduceren, majd óblítse át a monitorozó készlet többi részét. A bent maradt léguborékok eltávolításhoz nyomja össze a kapcsos gombot és finoman kocogtassa meg a készletet (lásd 6. ábra).

A TRANSDUCER KÉSZLET RÖGZÍTÉSE (lásd 7. ábra)

1. Cserélje le a zárcsap oldalas portjain található szellőző sapkákat nem szellőző sapkákra (véglezárókra). Ha az oldalsó porton EasyVent™ véglezáró sapka van,

ne cserélje le, hanem szorítsa meg a szellőző pozíciót elérésig. (Lásd B. fejezet.)

2. Helyezze a transzducer egy kartóba (lásd 7b. ábra) vagy közvetlenül a beteg karjára (7a. ábra) oly módon, hogy a transzducer nem szállja a szív középénél vagy a bőrönél.

VIGYÁZAT: A Safedraw™ végművező rendszer nem rögzítethet a betegre.

A transzducer készletek több típusa elvárható rögzítéstől részt és erősítést meg, hogy eltávoította a baborékokat. Ezeknek a típusokat a Safedraw™ megakadályozza.

A Merit gyorsöblítőnél lévő kapcsos gomb úgy tűnik a gőrgős szorítókapcsot. A transzducer automatikusan feltölthető.

3. Öt percrel később ellenőrizze, hogy nincsnek baborékok a transzduceren, majd óblítse át a monitorozó készlet többi részét. A bent maradt léguborékok eltávolításhoz nyomja össze a kapcsos gombot és finoman kocogtassa meg a készletet (lásd 6. ábra).

A TRANSDUCER KÉSZLET RÖGZÍTÉSE (lásd 7. ábra)

1. Cserélje le a zárcsap oldalas portjain található szellőző sapkákat nem szellőző sapkákra (véglezárókra). Ha az oldalsó porton

EasyVent™ véglezáró sapka van,

ne cserélje le, hanem szorítsa meg a szellőző pozíciót elérésig.

2. Növelje a mandzsetta nyomását 300 Hgmm-re, és ellenőrizze, hogy a folyamat

alatt nincs teljesen feltöltve az infúziós készlet cseppkamrája, mivel ez megakadályozza

az áramlási sebesség mehatározását. Nyissa ki a gőrgős szorítókapcsot. A transzducer automatikusan feltölthető.

VIGYÁZAT: A Safedraw™ végművező rendszer nem rögzítethet a betegre.

A transzducer készletek több típusa elvárható rögzítéstől részt és erősítést meg, hogy eltávoította a baborékokat. Ezeknek a típusokat a Safedraw™ megakadályozza.

A Merit gyorsöblítőnél lévő kapcsos gomb úgy tűnik a gőrgős szorítókapcsot. A transzducer automatikusan feltölthető.

3. Öt percrel később ellenőrizze, hogy nincsnek baborékok a transzduceren, majd óblítse át a monitorozó készlet többi részét. A bent maradt léguborékok eltávolításhoz nyomja össze a kapcsos gombot és finoman kocogtassa meg a készletet (lásd 6. ábra).

VIGYÁZAT: A Safedraw™ végművező rendszer nem rögzítethet a betegre.

A transzducer készletek több típusa elvárható rögzítéstől részt és erősítést meg, hogy eltávoította a baborékokat. Ezeknek a típusokat a Safedraw™ megakadályozza.

A Merit gyorsöblítőnél lévő kapcsos gomb úgy tűnik a gőrgős szorítókapcsot. A transzducer automatikusan feltölthető.

3. Öt percrel később ellenőrizze, hogy nincsnek baborékok a transzduceren, majd óblítse át a monitorozó készlet többi részét. A bent maradt léguborékok eltávolításhoz nyomja össze a kapcsos gombot és finoman kocogtassa meg a készletet (lásd 6. ábra).

VIGYÁZAT: A Safedraw™ végművező rendszer nem rögzítethet a betegre.

A transzducer készletek több típusa elvárható rögzítéstől részt és erősítést meg, hogy eltávoította a baborékokat. Ezeknek a típusokat a Safedraw™ megakadályozza.

A Merit gyorsöblítőnél lévő kapcsos gomb úgy tűnik a gőrgős szorítókapcsot. A transzducer automatikusan feltölthető.

3. Öt percrel később ellenőrizze, hogy nincsnek baborékok a transzduceren, majd óblítse át a monitorozó készlet többi részét. A bent maradt léguborékok eltávolításhoz nyomja össze a kapcsos gombot és finoman kocogtassa meg a készletet (lásd 6. ábra).

VIGYÁZAT: A Safedraw™ végművező rendszer nem rögzítethet a betegre.

A transzducer készletek több típusa elvárható rögzítéstől részt és erősítést meg, hogy eltávoította a baborékokat. Ezeknek a típusokat a Safedraw™ megakadályozza.

A Merit gyorsöblítőnél lévő kapcsos gomb úgy tűnik a gőrgős szorítókapcsot. A transzducer automatikusan feltölthető.

3. Öt percrel később ellenőrizze, hogy nincsnek baborékok a transzduceren, majd óblítse át a monitorozó készlet többi részét. A bent maradt léguborékok eltávolításhoz nyomja össze a kapcsos gombot és finoman kocogtassa meg a készletet (lásd 6. ábra).

VIGYÁZAT: A Safedraw™ végművező rendszer nem rögzítethet a betegre.

A transzducer készletek több típusa elvárható rögzítéstől részt és erősítést meg, hogy eltávoította a baborékokat. Ezeknek a típusokat a Safedraw™ megakadályozza.

A Merit gyorsöblítőnél lévő kapcsos gomb úgy tűnik a gőrgős szorítókapcsot. A transzducer automatikusan feltölthető.

3. Öt percrel később ellenőrizze, hogy nincsnek baborékok a transzduceren, majd óblítse át a monitorozó készlet többi részét. A bent maradt léguborékok eltávolításhoz nyomja össze a kapcsos gombot és finoman kocogtassa meg a készletet (lásd 6. ábra).

VIGYÁZAT: A Safedraw™ végművező rendszer nem rögzítethet a betegre.

A transzducer készletek több típusa elvárható rögzítéstől részt és erősítést meg, hogy eltávoította a baborékokat. Ezeknek a típusokat a Safedraw™ megakadályozza.

A Merit gyorsöblítőnél lévő kapcsos gomb úgy tűnik a gőrgős szorítókapcsot. A transzducer automatikusan feltölthető.

3. Öt percrel később ellenőrizze, hogy nincsnek baborékok a transzduceren, majd óblítse át a monitorozó készlet többi részét. A bent maradt léguborékok eltávolításhoz nyomja össze a kapcsos gombot és finoman kocogtassa meg a kész

CSATLAKOZTATÁS

- Csatlakoztassa a hármonálású zárcsap integrált Luer-aljzatát a használt monitorozó készlet disztralán végehéz. Ha már csatlakoztatva van a nyomástartó cső a használt monitorozó készlethez, akkor vegye le a csőt a Safedraw™ rendszer csatlakoztatása előtt.
- Elsőként töltse fel a fej- vagy transzducer részt a gyártói utasítások szerint.
- Töltsse fel az önalíró Safedraw™ készletét oly módon, hogy először feltöltsi a nyomásálló csövet és a vérminavételi szemptumot. Utána kapcsolja ki (OFF) a fix térfogató fecksendő zárcsapját a transzducer felé. Lassan húzza hátra a fix térfogató fecksendő dugattyűjét és töltse fel a fecksendőt a nyomástartó csőből, amíg dugattyű a beépített ütközőhöz ér. Forgassa el a készletet, amíg a fecksendő hegye felfelé néz. Kocogtassa meg a fecksendőt, hogy a bent rekedt levegő felszíjjalon a Luer-hegyez. A fecksendő hegye továbbra is nézzen felfelé, és a dugattyű teljes lenyomásával préselje ki a bent rekedt levegőt és a folyadékot a beteg felén menő vezetékbe. Kapcsolja ki (OFF állásba) a csatlakoztatott zárcsap fogantyúját a fix térfogató fecksendő felé.

VIGYÁZAT: NE végezze el a 3., 4. vagy 5. lépést, ha a beteg felén menő vezeték a katéterhez vagy kanülöhöz van csatlakoztatva. Ellenkező esetben levegőt infundálhat a betegbe.

- Aktiválja a gyorsolított eszközt a beteghez felén menő vezeték légtelenítéséhez.
- Vizsgálja át a monitorozó rendszer folyadékkel töltött részét és erősítse meg, hogy eltávoította a buborékokat.
- Helyezze az infúziós zsákot 90 Hgmm nyomás alá. Ha buborékok maradtak a transzducer környékén, oblitse a mág egyszer a 6. ábrán mutatott módszerrel.
- Csatlakoztassa a beteg körülbelül vagy katéterehez. Oblitse át a rendszert a katéterhez vagy kanülelén lévő vér eltávolításához.
- Egyensúlyozza ki és kalibrálja a transzducer a gyártói utasítások szerint.

VIGYÁZAT: Várhojon körülbelül egy percet, amíg a rendszer kiegyenlítődik. Ellenőrizze azt is, hogy van-e szívárgás.

A telepítés után harminc perccel, majd rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy megfelelő a rendszerben a zsák nyomás és az áramlási sebesség, illetve van-e szívárgás. Még csekély szívárgás is pontatlan adatot adhat a katéteren átfolyó folyadék áramlási sebességéről.

D. FEJEZET - SAFEDRAW VÉRMINTAVÉTEL

Utasítások az eldobható transzducer vagy újra felhasználható fejes transzducer alkalmazásához Safedraw™ rendszerekkel végzett vérmintavételhez (lásd 9. és 10. ábra).

VIGYÁZAT: Ne használjon hipodermikus tűt a szemptum átszúráshoz.

- Nyissa fel a mintavételi szemptum csuklós védősapkáját. Törölje le a szemptum felületét alkohollal vagy Betadine-nal.
- Fordítsa a fix térfogató fecksendőhöz csatlakoztatott zárcsap fogantyúját kikapcsolt (OFF) állásba a transzducer irányában.
- Húzza vissza a fecksendő dugattyűjét, amíg a beépített ütközőhöz ér. Fordítsa a zárcsapot kikapcsolt (OFF) állásba a beteg irányában.

- A szemptum most már átszúratott biztonsági tüvel (TA-BPN) vagy direkt átviteli eszközzel (TA-STV) a vérminta felszívásához. (Lásd megfelelő fejezetet, majd 5. lépést.)

VIGYÁZAT: Luer slip fecksendők is használhatók, de ügyelni kell, hogy kihúzás közben ne väljön le a fecksendő a biztonsági türrő. Amikor ki szeretné húzni a fecksendőhöz csatlakoztatott biztonsági tűt a szemptumból, egyik kezével fogja meg a biztonsági tű védőkupakját és óvatosan húzza ki a tú/fecksendő szerelékét.

TA-BPN típusú biztonsági tű használata

- Gondosan erősítse rá a vérmintavételi fecksendőt a biztonsági türe (lásd 10. ábra).
- Igazítása a biztonsági tűt a szemptumhoz, majd teljes hosszban szűrja át a szemptumot.
- MEGJEGYZÉS:** Gondoskodjon arról, hogy a túd oldalan lévő ívek hozzáilleszkedjenek a szemptum Luer-hosszabbítójhoz. Ez lehetővé teszi a biztonsági tű teljes átszúrást a szemptumon.
- Szíjja fel a vérmintát a mintavételi fecksendőt a szemptumból: Ha nehezen szívható fel a vér, lassan húzza vissza a fecksendő dugattyűjét. Ha továbbra is problémába ütközik, ellenőrizze, hogy nem záródott-e el a katéter vagy kanül.
- A biztonsági tű és a mintavételi fecksendő eltávolítása a szemptumból: lassan húzza ki a tú/fecksendő szereléket a szemptumból, és közben fogja a biztonsági tű védőkupakját. Amikor félig kihúzza a tút, enyhe ellenállást fog érezni. Ekkor egészen kicsit húzza vissza a fecksendő dugattyűjét, majd a tú/fecksendő szereléket az orajárasal egyező irányba forgatva és hártafelé húzza végig ki a szereléket a szemptumból. A fenti eljárással kiegyenlíti a fecksendőben maradt nyomást, és megakadályozza, hogy vér jelenjen meg a tú hegynél vagy a szemptum tetején.
- Törölje le a szemptum alkohollal vagy Betadine-nal, majd helyezze fel a szemptum kupakját.
- Vákuumcsőbe történő átvitelhez nyomja a vér tartalmazó fecksendő tűjét a vákuumcső dugójához. A biztonsági tű átszúrja a vákuumcső dugóját.
- VIGYÁZAT:** A biztonsági tű eltávolításakor lassan húzza ki a tút, és ügyeljen arra, nehogy a vákuumcső dugóját is kihúzza a biztonsági tűvel együtt.

TA-STV TÍPUSÚ DIREKT ÁTVITELI ESZKÖZ HASZNÁLATA

A TA-STV típusú eszközzel a szemptumból közvetlenül a vákuumcsőbe vihető át a vérminta.

VIGYÁZAT: NE hagyja a TA-STV típusú direkt átviteli eszközt a szemptumban a mintavétel befejezése után. Ellenkező esetben a beteg felel menő vezeték szennyeződhet vagy vér szívárogrhat a rendszerből.

- Szűrja be a TA-STV eszközt a szemptumba. Gondoskodjon arról, hogy a biztonsági tű ipei hozzáilleszkedjenek a szemptum Luer-hosszabbítójhoz.

MEGJEGYZÉS: Először a TA-STV eszköz tűjét kell beszűrni a szemptumba, és a vákuumcső csak utána helyezhető be a csőfoglalatba, mert ellenkező esetben megszűnik a csőben a vákuum.

- Helyezze be a vákuumcsövet a TA-STV foglalatába. A csőben lévő vákuum megfelelő mennyiséggel vért szív a vákuumcsőbe. Távolítsa el a vákuumcsövet.

c. Ha további mintáknak van szükség, egyesével helyezze a vákuumcsöveget a TA-STV foglalatába.

- A legutolsó vákuumcső eltávolítása után vegye ki a TA-STV eszközt a mintavételi szemptumból: húzza vissza, amíg kis ellenállást érez, majd csavarja el a teljes eltávolításhoz, és végül dobja ki az eszközt.

VIGYÁZAT: NE húzza vissza a transzducer felé kikapcsolt (OFF) zárcsaphoz csatlakoztatott, fix térfogató fecksendő dugattyűjét. Ellenkező esetben levegőt szívhat fel a fecksendőből. NE töltsé meg a fix térfogató fecksendőt oly módon, hogy előfordul a hozzá csatlakoztatott és a beteg felé kikapcsolt (OFF) zárcsapot és ennek után végzi a felszívást, kiveve, ha kinyitott gyorsolított eszköz útján folyadék árammal a fiziológiai sőoldatot tartalmazó zsákóból. Az öblítőeszköz aktiválásának elmulasztása a transzducer károsodásához vezethet.

- Infundálja vissza a maradék vér a betegbe és végezzen öblítést fiziológiai sőoldattal:

- Fordítsa a fix térfogató fecksendőhöz csatlakoztatott zárcsap fogantyúját kikapcsolt (OFF) állásba a transzducer irányában.

b. Teljesen nyomja le a fix térfogató fecksendő dugattyűjét.

c. Fordítsa a zárcsap fogantyúját kikapcsolt (OFF) állásba a fix térfogató fecksendő irányában.

d. Szűkítse szérint végezzen gyorsolítést a vezetéken és a szemptumban a folyadék maradó vér eltávolításához.

VIGYÁZAT: Üjszílőt és gyermekgyógyászati alkalmazások során a folyadék-túlerhelés elkerülése érdekében ne végezzen gyorsolítást, hanem használjon külön fecksendőt az öblítéshez, és körháza gyakorlatának megfelelően jegyezze fel az így infundált folyadkmennyiséget.

- Törölje le a szemptum felületét alkohollal vagy Betadine-nal, majd helyezze fel a szemptum kupakját.

7. Ellenőrizze a mért nyomásörbüét.

VIGYÁZAT: Ne öblítse be a katéterben vagy a kanülein lévő léguborékokat vagy vérávaladékot a betegbe: gondoskodjon arról, hogy a monitorozó vezeték teljesen fel legyen töltve folyadékkel, és a nyomástartó cső csatlakoztatása előtt engedje, hogy kevés vér visszafolyjon a kanülein keresztül.

SZÖVÖDMÉNYEK

A termék használatához kapcsolható kockázatok közé tartoznak az alábbiak:

SZEPSSZIS/FERTŐZÉS

A nyomásrendszer szennyeződése pozitív tenyésztéket eredményezhet. Septicemia és baktérium megnövekedett kockázatát mutatták ki vérvétel, infúziós folyadékok és katéterhez kapcsolódó thrombosis esetében.

LÉGEMBÓLIA

A monitorozó rendszer véletlen leválasztása miatt nyitva maradt zárcsapokon keresztül, vagy a maradék léguborékok kiöblítése során levegő kerülhet a rendszerbe és ezáltal a betegbe.

BEALVADT KATÉTER ÉS VISSZAFOYLÁS

Ha az átmossott rendszer nyomása a kelletténel kisebb a beteg vérnyomásához viszonyítva, visszafoylhat, illetve megalvadhat a katéterben a vér.

NAGY MOLÁRIS KONCENTRÁCIÓJÚ FOLYADÉKOK INFÚZÓJA

Ha az Önkörháznak gyakorlata szerint ezeket a folyadékokat a nyomásrendszeren keresztül infundálják, javasoljuk, hogy az infúzió befejezése után cseréljék le a rendszer komponenseit új, steril komponensekre.

TÖBBLETFINFÚZÓ

Ha a zsák nyomása meghaladja a 300 Hgmm értéket, túlzott mennyiséggel folyadékot kaphat a beteg az infúzió során. Ez folyadék-túlerhelés és/vagy potenciálisan káros vérnyomás-errelkedéshez vezethet.

ABNORMÁLIS NYOMÁSMÉRTÉKEK

A megfelelő kalibráció elvesztése, a meglazult csatlakozások, a rendszerbe jutó levegő és a nullpunkteltolódás a mért nyomásértékek gyors és nagymértekű változását okozhatják.

A szövödményekkel kapcsolatos további információkért forduljon a Merit helyi képviselőjéhez.

ELLENJAVALLATOK

- Intramuscularis vagy intracranialis nyomásmonitorozás során tilos az öblítőeszköz használata.
- Ne használja a Meritrans DTXplus™ transzducereket nem izolált nyomásmonitorokkal.

- Kizárolag olyan esetben használja bal pitvari nyomásmonitorozásra, ha légtelenítő szűrőt telepít a kanül és a transzducer közé az öblítés előtt.
- Ne használja mechanikus folyadékinfúziós pumpa nélkül (DT-NN és DT-NNV típusok esetében).

KLINIKAI ELŐNYOK

- Lehetővé teszi a vérnyomás monitorozását
- A Safedraw rendszerhez mellékelt eszköz zárt rendszerű vérmintavételről nyomásmonitorozást tesz lehetővé.

TÁROLÁSI FELTÉTElek

Hűvös, száraz helyen, napfénytől védve tárolja.

STERIL és **nem pirogén**, bontatlan, sérülésmentes csomagolásban. Kizárolag egyszeri használatra való. Használat előtt ellenőrizze az egyedi csomag épsegét. Használat után a hulladékkezelésre vonatkozó szabványos protokolloknak megfelelően dobja ki a terméket. Ne sterilizálja újra.

A CDC & Joint Commission Intl (JCI) ajánlása alapján az eszköz előtartama 72–96 óra.

Az újrafelhasználás fertőzéshez vagy más betegséghöz / sérüléshez vezethet.

Az Európai Unióban az eszközzel kapcsolatosan fellépet minden jelentősebb eseményt jelenti kell a gyártónak, valamint az érintett tagállam illetékes hatóságának.

Az újarendelési információk vagy segítségért vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselővel.

SPECIFIKÁCIÓ

Gerjesztőfeszültség	4–8V DC RMS
Gerjesztőfrekvencia	5 kHz-ig, DC
Gerjesztési impedancia	> 200 ohm
Jelimpedancia	< 3000 ohm
Gerjesztési és jel közötti fáziseltolódás	< 5°
Névleges érzékenység	5 µV/V/Hgmm
Kiegyszülőzetlansági korlát	±75 Hgmm a félszínusz sokkimpulzus után
Nullpunkteltolódás	2 Hgmm/4 óra
Hőmérsékleti együttható eltolódása	0,3 Hgmm/°C
Hőmérsékleti együttható érzékenysége	0,1%/°C
Fényérzékenység	<2 Hgmm, 3000 Fc mellett

	Ne használja, amennyiben a csomagolás sérült, nézze meg a használati utasítást
	Egyszeri használatra
	Ne sterilizálja újra
	Vigyázat: Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében ez az eszköz kizárolag orvos által vagy orvos rendelvényre értékesíthető.
	Vigyázat
	Szárazon tartandó
	Napfénytől védve tárolandó
	Nem pirogen
	Felhasználhatóság dátuma: ÉÉÉÉ.HH.NN.
	Gyártási dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.
STERILE EO	Etilén-oxiddal sterilizálva
MD	Orvostechnikai eszköz
	Egyszeres steril zárórendszer vagy Egyszeres steril zárórendszer, belül védőcsomagolás
UDI	Egyedi készülékazonosító
	Nem tartalmaz DEHP, DIBP, DBP, BBP vegyületet
	Defibrilláció ellen védett, CF típusú betegoldali eszköz
	Nem klinikai vizsgálatok bizonyították, hogy a készülék MR-feltételes. Az ASTM F2503-13 szerint MR-feltételes eszköz az, amely a megadott feltételekkel MR-környezetben biztonságosnak bizonyult. Az ezzel a beültetett készülékkel rendelkező betegek biztonságosan vizsgálhatók az alábbi feltételeknek megfelelő MR rendszerekkel: <ul style="list-style-type: none"> • 3 tesla vagy gyengébb statikus mágneses mező • A mágneses térfelület maximális területi gradiente 4000 gauss/cm (40 T/m) • A transzducer és a kábel nem érintkezhet a beteggel az MR rendszer működése közben. • A transzducer és a kábel nem helyezhető a betegre. • A transzducer és a kábel nem szabad az MR rendszer alagútjának belsejébe helyezni a szkenner működése közben. • A transzducer és a kábel engedélyezett az MR rendszer helyiségeiben, de nem lehet működésben vagy monitorozni rendszerhez csatlakoztatva az MRI eljárás során. Az itt megadott információkat az intézmény írányelvvel összhangban kell alkalmazni a Merittrans transzducerek MR-környezetben történő használatának betegekre és kezelőkre jelentett kockázatainak értékelése során.
	Lásd a használati utasítást Eletronikus példányhoz olvassa be a QR-kódot vagy látogassa meg a www.merit.com/if weboldalt és üssse be az IFU azonosítót. Nyomtatott változatért hívja az USA vagy az EU ügyfélszolgálatát.
EC REP	Hivatalos képviselő az Európai Közösségen
	Gyártó
REF	Katalógusszám
LOT	Tételkód

Meritrans DTXPlus™**Наборы одноразовых датчиков давления****Система отбора проб крови
Safedraw™****РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****ОПИСАНИЕ**

Данный набор содержит датчик (датчики) давления Merittrans DTXPlus™ и может включать систему отбора проб крови Safedraw™. Поскольку наборы, предназначенные для клиентов, отличаются друг от друга в соответствии с потребностями конкретного медицинского учреждения, на самих учреждениях лежит ответственность разработки собственных правил и процедур использования набора, включая меры безопасности, которые должны дополнить меры, приведенные в данной инструкции. В **разделе А** описываются датчики Merittrans DTXPlus с системой Safedraw™ и без нее. В **разделе В** описывается использование колпачка-заглушки EasyVent™. В **разделе С** описывается стандартизация наборов Safedraw. В **разделе Д** описывается процесс отбора проб крови с помощью Safedraw.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Одноразовый датчик измерения артериального давления Merit (DTX) предназначен для инвазивного мониторинга артериального давления. Одноразовый набор для мониторинга артериального давления (DTX), поставляемый вместе с моделью для отбора проб крови Safedraw, применяется для отбора проб крови у пациента без внешнего вмешательства (закрытая система отбора проб крови).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ / ПАЦИЕНТЫ / МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Пользователи: квалифицированный медицинский персонал

Пациенты: дети и взрослые

Медицинские учреждения: больницы или учреждения с соответствующими клиническими условиями

РАЗДЕЛ А

Семейство датчиков Merittrans DTXPlus включает пять моделей с устройством промывки (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV и DT-XO) и одну модель без устройства промывки (TNF-R).

У моделей DT-XXV и DT-NN есть вентиляционное отверстие на корпусе датчика (данные модели похожи на модели DT-XX и DT-NN).

Модели DT-XX и DT-XXV оснащены механизмом для запуска быстрой промывки с синим зажимом и запорным краном, устанавливающим датчик на ноль, как показано на рисунке 1. Для поддержания проходимости катетера входящее в состав набора устройство промывки обеспечивает непрерывную (номинальную) скорость потока 3 мл/ч при перепаде давления 200 мм рт. ст. (давление в инфузионном пакете минус среднее физиологическое давление по данным наблюдения). Устройство промывки также включает предохранительный клапан от избыточного давления, чтобы не допустить превышения давления на датчике выше прибл. 7000 mm rt. st. Клапан надежно отводит избыточную жидкость обратно в инфузионный пакет, в то же время поддерживая герметичное, стерильное состояние в линии потока. Механизмы Merit для запуска быстрой промывки (с зажимом или язычком) удобны для заполнения жидкостью, удаления пузырьков и быстрой промывки.

Модель DT-XO аналогична моделям DT-XX и DT-XXV с номинальной скоростью потока 3 мл/ч, но не оснащена запорным краном, устанавливающим датчик на ноль.

Модели DT-NN и DT-NNV (с номинальной скоростью потока до 30 мл/ч) предназначены для новорожденных. У них есть встроенный запорный кран, устанавливающий датчик на ноль, как у моделей DT-XX и DT-XXV, но механизм для запуска зажимного типа представлен в желтом цвете. **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ НАСОСОМ ДЛЯ ИНФУЗИИ ЖИДКОСТИ.** Реальная непрерывная скорость инфузии при наблюдении за состоянием новорожденных устанавливает врач, и эту скорость контролирует механический инфузионный насос. Быстрая промывка с помощью устройства промывки для новорожденных должна проводиться только как часть начальной процедуры наполнения жидкостью и удаления пузырьков. Промывание после отбора пробы крови или введения лекарственных препаратов следует проводить вручную с помощью шприца, чтобы точно контролировать подачу жидкости. Скорость быстрой промывки изменяется в зависимости от типа набора для в/в вливания, длины и диаметра просвета линии высокого давления, которая используется для подключения датчика к пациенту.

ВНИМАНИЕ! Вентиляционное отверстие на корпусе датчиков моделей DT-XXV и DT-NNV, предназначенное для обнуления и калибровки, не должно быть закрыто.

В модели TNF-R нет устройства промывки, механизма для запуска с зажимом/язычком и запорного крана, устанавливающего датчик на ноль. Она может поставляться в составе какого-либо набора вместе с отдельным встраиваемым в линию устройства подачи жидкости/промывки.

ВНИМАНИЕ! D-колпачок (прозрачная заглушка) может поставляться с моделью TNF-R. Не затягивайте D-колпачок слишком сильно, так как это может деформировать фитинг конуса Люэра в модели TNF-R и помешать подсоединению других компонентов.

ПРОЦЕДУРЫ НАСТРОЙКИ

В процессе эксплуатации устройства его необходимо надлежащим образом настраивать, а также применять соответствующий метод аспекти. Убедитесь в надежности всех соединений и нужных направлениях рукоток запорного крана.

ВНИМАНИЕ! Затяните все соединения перед использованием. Не затягивайте соединения слишком сильно, так как могут появиться трещины, что приведет к утечкам, воздушной эмболии, обратному кровотоку или потере формы волны давления.

Все боковые порты запорных кранов защищены вентилируемыми колпачками, которые должны оставаться на месте до наполнения системы жидкостью. Вентилируемые колпачки всегда следует заменять колпачками без отверстий, кроме колпачков-заглушек EasyVent™. Подробные инструкции см. в разделе B.

ВНИМАНИЕ! Одноразовые датчики предусматривают единый режим электрической изоляции через мембранию, водонепроницаемый зазор, гель для изоляции или комбинацию вышеперечисленных способов и не рекомендуются для использования с неизолированными мониторами пациента. Если вы сомневаетесь в характеристиках изоляции вашего монитора, обратитесь к руководству по обслуживанию монитора или позвоните изготовителю монитора.

ДАТЧИК, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ КАБЕЛЕЙ

Соедините датчик с многоразовым интерфейсным кабелем, совместив стрелки на соединителях и вставив их друг в друга (см. рисунок 2).

ВНИМАНИЕ! Непользование интерфейсного кабеля Merit может привести к нарушению сигнала. Всегда проверяйте многоразовый кабель перед использованием.

НАПОЛНЕНИЕ НАБОРА ДЛЯ В/В ВЛИВАНИЯ (СМ. РИСУНОК 3, 4 И 5)

Следующие инструкции относятся к наборам для в/в вливания с микро- или макрокапельными камерами, установленными в однопоточной линии.

1. Подготовьте стерильный раствор для промывки в пакете, не требующем вентиляции, в соответствии с назначением врача.

2. Удалите воздух из пакета с раствором, вставив иглу для в/в вливания в пакет, и затем переверните его, чтобы выпустить оставшийся воздух через иглу. Откройте роликовый зажим и аккуратно сдавливайте пакет для в/в вливания, пока воздух не попадет в капельную камеру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление воздуха из пакета с раствором гарантирует, что воздух не попадет в систему мониторинга, когда раствор закончится или пакет будет перевернут.

3. Закройте роликовый зажим и слегка сожмите пакет, чтобы раствор попал в капельную камеру (около 1/3 заполненного объема, так как уровень повысится под воздействием давления на пакет). Поместите пакет в маникюре и повесьте на стойку капельницы.

ВНИМАНИЕ! Если капельная камера заполнится целиком, капельница канюля будет погружена в раствор и отсчет падающих капель (определение скорости течения раствора) будет невозможен. При перепаде давления 200 мм рт. ст. (давление в пакете минус среднее физиологическое давление по данным наблюдения) 2–4 капли в минуту из набора для в/в вливания с микрокапельной камерой или 2–4 капли в течение трех минут из набора с макрокапельной камерой дают скорость потока 2–4 мл/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы минимизировать образование пузырьков воздуха, наполните систему мониторинга под действием силы тяжести, а не путем подачи давления на пакет.

- Откройте роликовый зажим и заполните набор для в/вливания под действием силы тяжести. Поступите по набору для в/вливания, чтобы выпустить пузырьки. Закройте роликовый зажим.
- Подсоедините наполненный набор для в/вливания к системе мониторинга. Есть два способа наполнения набора датчика — ручное и автоматическое наполнение. Переийдите к выбранному методу для получения дальнейших инструкций.
- ДЛЯ МОДЕЛЕЙ DT-NN И DT-NNV ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.**
- Подсоедините набор для в/вливания к соответствующему механическому инфузионному насосу. Если в насосе используется кассета, подсоедините трубки к кассетной системе. В соответствии со стандартами, правилами или процедурами медицинского учреждения между набором для в/вливания и инфузионным насосом может использоваться встраиваемая бирюзовая. Если используются другие компоненты, такие как фильтры для удаления твердых частиц или воздуха, выполните необходимые подключения. На данном этапе система трубок для в/вливания должна быть отсоединенна от трубок датчика/устройств промывки.
- Подсоедините датчик (см. рисунок 4) к системе трубок для в/вливания. Откройте роликовый зажим. Переведите насос в режим удаления воздуха или установите такую скорость инфильтрации, чтобы жидкость полностью заполнила набор для в/вливания, трубы бирюзовой и кассетной систему. После завершения наполнения закройте роликовый зажим.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заполнение жидкостью и удаление пузырьков из системы трубок для в/вливания перед подсоединением к датчику/устройству промывки позволит заполнить датчик, запорные краны и линию высокого давления быстрее и с меньшим количеством пузырьков.

РУЧНОЙ МЕТОД ЗАПОЛНЕНИЯ НАБОРА ДАТЧИКА

ВНИМАНИЕ! При удалении пузырьков воздуха не стучите по датчику металлическими предметами, такими как кровоостанавливающие зажимы. Они могут повредить датчик.

- Не накаивая манжету, удерживайте датчик в вертикальном положении, подняв вверх запорный кран, установляя датчик на ноль. Откройте роликовый зажим на наборе для в/вливания и сдвиньте механизм для запуска зажимного типа, чтобы раствор полностью заполнил систему мониторинга. При использовании наборов Safedraw™ убедитесь, что поршень полностью находится в цилиндре шприца с ограничителем объема при наполнении системы. Боковой порт запорного крана должен быть наполнен жидкостью и очищен от пузырьков воздуха.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Так как датчик заполняется под действием силы тяжести, пакет должен находиться выше, чем датчик и система мониторинга.
- Поступите датчиком по открытой ладони и одновременно сдвиньте механизм для запуска зажимного типа, чтобы удалить воздух из камеры датчика (см. рисунок 6).
- ПРИМЕЧАНИЕ:** При удалении пузырьков воздуха не стучите по датчику металлическими предметами, такими как кровоостанавливающие зажимы. Они могут повредить датчик.
- (Только для наборов Safedraw™)** После заполнения линии высокого давления раствором нужно удалить пузырьки воздуха из шприца с ограничителем объема и бокового порта прикрепленного запорного крана, повернув рукоятку прикрепленного крана в ЗАКРЫТОЕ положение по направлению к датчику. Медленно забирайтесь в шприц с ограничителем объема раствора из линии высокого давления до тех пор, пока не будет достигнут встроенный стопор шприца. Поверните набор так, чтобы имеющийся воздух поднялся вверх к наконечнику типа Люэр, затем полностью вдавите поршень обратно в шприц, тем самым нагнетает воздух и раствор в линию пациента. Поверните рукоятку прикрепленного запорного крана в ЗАКРЫТОЕ положение по направлению к шприцу с ограничителем объема.
- ВНИМАНИЕ! НЕ ВЫПОЛНЯТЬ!** продувку системы, когда линия пациента подключена к катетеру или канюле, иначе в организме пациента может попасть воздух. Это касается и ручного, и автоматического методов наполнения датчика.
- Включите устройство быстрой промывки для удаления воздуха из линии пациента.
- Осмотрите все заполненные жидкостью части системы мониторинга, чтобы убедиться в отсутствии пузырьков. Подайте давление в пакет для инфузии до уровня 300 мм рт. ст. Если в камере датчика остаются пузырьки, выполните промывку еще раз, используя методику, показанную на рисунке 6.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД НАПОЛНЕНИЯ НАБОРА ДАТЧИКА

Датчик Meritans DTXPlus™ может автоматически наполняться (обычно без пузырьков) примерно за пять минут.

- Поместите датчик в держатель датчика (TBG) или какой-либо другой держатель, используемый для удерживания датчика в вертикальном положении (см. рисунок 7).
Поместите датчик в держатель датчика (см. рисунок 7).
Подайте давление в манжете до уровня 300 мм рт. ст. и убедитесь, что при воздействии давления капельная камера набора для в/вливания не заполнена целиком, так как это мешает считывать скорость потока. Откройте роликовый зажим. Датчик начнет заполняться автоматически.
Вернитесь через пять минут, чтобы проверить датчик на наличие пузырьков и промывте его, чтобы заполнить оставшую часть набора для мониторинга. Осторожно поступите по датчику, сдавливая механизм для запуска зажимного типа, чтобы удалить оставшиеся пузырьки воздуха (см. рисунок 6).

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАБОРА ДАТЧИКА (см. рисунок 7)

- Замените все вентилируемые колпачки на боковых портах запорных кранов на колпачки без вентиляционных отверстий (заглушки). Если на боковом порту установлен колпачок-заглушка EasyVent™, просто закрутите его потуже для прекращения вентиляции. (См. раздел B).
- Установите датчик в держатель (см. рисунок 7b) или непосредственно на руку пациента (см. рисунок 7a) так, чтобы отверстие установки датчика на ноль находилось на уровне середины сердца.

ВНИМАНИЕ! Система отбора крови Safedraw™ не предназначена для установки на теле пациента.

Несколько моделей наборов датчиков подходят для установки как на стойку капельницы, так и на пациента. У таких наборов номера моделей могут оканчиваться на M или SM. При установке на пациента следует соблюдать меры предосторожности, чтобы при изменении положения тела пациента случайно не включалось устройство промывки. Механизм зажимного типа для запуска быстрой промывки Merit обладает уникальным дизайном, который позволяет минимизировать этот риск: чтобы привести его в действие, нужно сдвинуть механизм двумя пальцами. Тем не менее, все же лучше принять меры предосторожности.

- Подсоедините систему мониторинга к канюле или катетеру пациента. Промойте систему, чтобы вымыть кровь из канюли или катетера.

ВНИМАНИЕ! Избегайте смыивания воздушных пузырьков или сгустков крови из катетера или канюли в кровоток пациента; для этого убедитесь, что система мониторинга целиком заполнена раствором, и позвольте небольшому количеству крови затечь в канюль перед тем, как подключиться к линии высокого давления. Для контроля давления в левом предсердии перед промывкой между канюлем и датчиком необходимо установить фильтр удаления воздуха.

- При установке нескольких датчиков для различения нужных входов мониторинга используется система цветокодирования. В набор входит цветные этикетки. Прикрепите необходимые этикетки к держателю датчика (TBG) или к линии мониторинга, как можно ближе к каждому датчику.

Красная («ARTERIAL») = артериальное давление

Синяя («CVP/R») = центральное венозное давление

Желтая («PAw») = давление в легочной артерии

Белая («LAPw») = давление в левом предсердии

Белая (без обозначения) = прочее давление

УСТАНОВКА НА НОЛЬ И КАЛИБРОВКА

- Установите систему мониторинга в нулевое положение, уравнив давление в системе с атмосферным давлением и проведя калибровку датчика в соответствии с инструкцией изготовителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ближайший к датчику трехходовой запорный кран рекомендуется располагать на уровне середины сердца и использовать исключительно для установки системы в нулевое положение. Датчик можно быстро и легко проницаемыми для давления в системе. Любые, даже незначительные протечки, могут привести к неточных показаниям скорости потока. Если предполагается сдвиг ноля, например аномальные показания, измените расположение датчика и обните систему. Если проблема не исчезает, замените датчик. После каждой быстрой промывки рекомендуется проверять правильность значения скорости потока.

- Замените колпачок-заглушку и поверните запорный кран в закрытое положение в направлении бокового порта. Если на боковом порту установлен колпачок-заглушка EasyVent™, просто закрутите его потуже для прекращения вентиляции (см. раздел B).
- (Только для моделей DT-NN И DT-NNV)** Установите для скорости потока в механическом инфузионном насосе значение, предписанное врачом.

ВНИМАНИЕ! Если наблюдается затухшая кривая, это может быть вызвано несколькими факторами, включая, в том числе, следующие:

- Неправильное положение запорных кранов
- Наличие воздуха в линии мониторинга, катетере или канюле
- Неплотные соединения
- Неверная калибровка системы наблюдения
- Наличие сгустков крови в катетере, канюле или линии мониторинга
- Расположение катетера или канюля напротив стенки кровеносного сосуда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необычные показания давления должны соответствующим образом соотноситься с клиническими показателями состояния пациента. Если нет, проверьте, работает ли датчик, использовав какой-либо известный или откалиброванный источник давления.

Запорные краны должны быть установлены под углом 90° в ЗАКРЫТОЕ положение. Для достижения ЗАКРЫТОГО положения не устанавливайте их под углом 45°: такое положение является неточным и может привести к загрязнению, обратному току крови или воздушной эмболии.

Устройство промывки и катетерная камера не являются высокоточными системами для подачи жидкости. Если состояние пациента требует применения точной системы подачи жидкости, необходимо использовать механический насос во избежание подачи чрезмерно большого объема жидкости.

Радиочастотное коммуникационное оборудование должно находиться на расстоянии не менее 30 см (12 дюймов) от датчика. Датчик запрещено размещать на другом коммуникационном оборудовании или вблизи него. Электрические кабели и другие электронные устройства могут отрицательно влиять на характеристики ЭМС.

ЭМПИСИОННЫЕ характеристики датчика делаются его пригодным для использования в промышленных зонах и больницах (CISPR 11, класс A). Запрещено использовать в жилых зонах.

РАЗДЕЛ В

Инструкция по использованию колпачка-заглушки EasyVent™, который упрощает установку датчика на ноль.

НАПОЛНЕНИЕ ЖИДКОСТЬЮ ЗАПОРНОГО КРАНА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ НА НОЛЬ (см. рисунок 8)

- Колпачок-заглушка EasyVent™ обычно присоединен к запорному крану установки на ноль в вентилируемом положении. Если это не так, ослабьте колпачок так, чтобы он мог свободно вращаться (НЕ СНИМАЙТЕ ЕГО).
- Включите устройство промывки, чтобы заполнить боковой порт и дать жидкости возможность вытечь через колпачок-заглушку EasyVent™.
- После заполнения жидкостью поверните запорный кран в ЗАКРЫТОЕ положение по направлению к боковому порту и закройте колпачок.

УСТАНОВКА ДАТЧИКА НА НОЛЬ

- Поверните запорный кран в ЗАКРЫТОЕ положение по направлению к линии пациента и ослабьте колпачок-заглушку EasyVent™.
- Установите на ноль показания монитора и закрутите колпачок.
- Поверните запорный кран в ЗАКРЫТОЕ положение по направлению к боковому порту установки на ноль и возобновите подачу давления.

СНЯТИЕ/ЗАМЕНА КОЛПАЧКА

- Для получения доступа к боковому порту запорного крана ослабьте колпачок и снимите его.
- Чтобы заменить колпачок в боковом порту запорного крана, просто установите новый колпачок обратно и закрутите его.

РАЗДЕЛ С (см. рисунок 9)

Стандартизованные наборы Safedraw™ можно подключать к одноразовым наборам датчиков или колпачков других производителей.

ВНИМАНИЕ! Модели наборов Safedraw™ предназначены для использования с короткими артериальными катетерами (до 6 см). При использовании совместно с катетерами большой емкости чистка линии от разведенной гепарином крови может оказаться недостаточной, что может привести к неточным лабораторным показателям.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите встроенный в линию фитинг канюли типа Люэр трехходового запорного крана к дистальному концу используемого набора мониторинга. Если к используемому набору уже подсоединенна линия высокого давления, то перед подключением системы Safedraw™ ее нужно отсоединить.
- Сначала заполните участок с колпачком или датчиком, следуя инструкции изготовителя.
- Заполните только набор Safedraw™, наполнив сначала линию высокого давления и перегородку для отбора проб крови. Затем поверните рукоятку запорного крана шприца с ограничителем объема в ЗАКРЫТОЕ положение по направлению к датчику. Медленно тяните назад и заполните шприц с ограничителем объема раствором из линии высокого давления до тех пор, пока не будет внесен встроенный ограничитель шприца. Поверните набор так, чтобы наконечник шприца был направлен вверх. Поступите по шприцу так, чтобы попавший в него воздух поднялся вверх к наконечнику типа Люэр. Следи за тем, чтобы наконечник шприца смотрел вверх, полностью вдавите поршень обратно в шприц, тем самым нагнетает воздух и раствор в линию пациента. Поверните рукоятку прикрепленного запорного крана в ЗАКРЫТОЕ положение по направлению к шприцу с ограничителем объема.

ВНИМАНИЕ! НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ этапы 7, 8 или 9, когда линия пациента подключена к катетеру или канюле, иначе в организме пациента может попасть воздух.

- Включите устройство быстрой промывки для удаления воздуха из линии пациента.
- Осмотрите все заполненные жидкостью части системы мониторинга, чтобы убедиться в отсутствии пузырьков.
- Подайте давление в пакет для инфузии до уровня 300 мм рт. ст. Если в камере датчика остаются пузырьки, выполните промывку еще раз, используя методику, показанную на рисунке 6.
- Подключите к канюле или катетеру пациента. Промойте систему, чтобы удалить кровь из канюли или катетера.

ВНИМАНИЕ! Дайте системе возможность в течение одной минуты уравновеситься. Также необходимо визуально убедиться в отсутствии пропечек. Через тридцать минут после установки, а затем периодически проверяйте правильность уровня давления в пакете, скорость подачи жидкости и отсутствие пропечек в системе. Даже незначительные пропечки могут искажить реальные показания скорости потока через катетер.

РАЗДЕЛ D. ОТБОР ПРОБ КРОВИ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ SAFEDRAW

Инструкции по отбору проб крови с помощью систем Safedraw™ с одноразовыми датчиками или многоразовыми датчиками с колпачками (см. рисунок 9 и 10).

ВНИМАНИЕ! Не используйте под кожную иглу для проникновения в перегородку.

- Снимите откидной защитный колпачок с перегородки для отбора проб. Протрите поверхность перегородки спиртом или бетадином.
- Поверните рукоятку запорного крана, к которому прикреплен шприц с ограничителем объема, в ЗАКРЫТОЕ положение по направлению к датчику.
- Потяните шприц назад за встроенным ограничителем. Поверните запорный кран в ЗАКРЫТОЕ положение по направлению к пациенту.
- Теперь перегородку можно прокрутить для отбора проб безопасной иглой TA-BPN или устройством прямой передачи TA-STV, встроенным в линию. (Перейдите к соответствующему разделу, а затем к этапу 5).

ВНИМАНИЕ! Можно использовать шприцы с присоединительным бесскамповым конусом типа Люэр, но необходимо следить за тем, чтобы шприц не выпал из безопасной иглы во время извлечения. Чтобы извлечь безопасную иглу и шприцы из перегородки, возьмитесь за корпус иглы одной рукой и осторожно извлеките весь иглу со шприцем как единое целое.

Использование безопасной иглы модели TA-BPN

- Хорошо прикрепите шприц для отбора проб крови к безопасной игле (см. рисунок 10).
- Совместите иглу с перегородкой и полностью втолкните в нее иглу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что арки с обеих сторон экрана иглы выровнены с удлинителями Люэра для перегородки. Это позволяет полностью вставить безопасную иглу в перегородку.

- Аспирируйте образец крови в шприц-пробоотборник. Если отбор проб затруднен, медленно потяните назад поршень шприца. Если затруднения сохраняются, проверьте катетер или канюлю на закупорку.
- Чтобы извлечь безопасную иглу и шприц-пробоотборник из перегородки, медленно вытяните из нее иглу со шприцем как единое целое, удерживая при этом корпус безопасной иглы. Когда игла будет находиться примерно на полуиглы, будет ощущаться небольшое сопротивление. В этот момент слегка оттяните поршень шприца назад, затем вытяните иглу со шприцем как единое целое из перегородки, для чего слегка поверните конструкцию по часовой стрелке и потяните назад. Вышеуказанный процесс позволяет уравновесить остаточное давление в шприце и предотвратить скопление крови либо на кончике иглы, либо на верхней части перегородки.
- Протрите поверхность перегородки спиртом или бетадином и закройте перегородку колпачком.
- Для переноса крови в трубку-коллектор вдавите иглу с подсоединенным к ней шприцем, содержащим кровь, в стопор трубы. Безопасная игла проникнет в стопор трубы.

ВНИМАНИЕ! При извлечении безопасной иглы вытягивайте ее медленно, чтобы вместе с ней не вытащить стопор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧИ МОДЕЛИ TA-STV

Модель TA-STV позволяет выполнить прямой перенос крови из перегородки в трубку-коллектор.

ВНИМАНИЕ! НЕ оставляйте устройство прямой передачи модели TA-STV в перегородке после завершения отбора проб. Это может привести к загрязнению линии пациента или утечке крови из системы.

- Вставьте устройство TA-STV в перегородку. Убедитесь, что арки безопасности иглы выровнены с удлинителями Люэра для перегородки, иначе разность давления будет утрачена.
- Вставьте трубку-коллектор в резервуар устройства TA-STV. Счет разности давления в трубку-коллектор будет зависеть от необходимого количества крови. Извлеките трубку-коллекторы по одной в резервуар TA-STV.
- Если требуется дополнительные образцы, вдавите трубки-коллекторы по одной в резервуар TA-STV.
- После извлечения последней трубы выньте устройство TA-STV из перегородки для отбора проб, вытягивая его вверх до тех пор, пока не получите легкое сопротивление, затем поверните для извлечения истигните.
- ВНИМАНИЕ!** ЗАПРЕЩАЕТСЯ отрывать поршень шприца с ограничителем объема, когда запорный кран установлен на ноль: находятся в ЗАКРЫТОМ положении по направлению к датчику. Это может привести к падению воздуха в шприц. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заполнять шприц с ограничителем объема, повернув запорный кран, к которому подсоединен шприц, в закрытое положение по направлению к пациенту, и выполняя аспирацию, не открыв устройство быстрой промывки, можно повредить датчик.
- Повторно закачайте оставшуюся кровь пациенту и выполните промывку физраствором:
 - Поверните рукоятку запорного крана с прикрепленным шприцем с ограничителем объема в закрытое положение по направлению к датчику.
 - Протяните поршень шприца с ограничителем объема вниз до упора.
 - Поверните рукоятку запорного крана в закрытое положение по направлению к шприцу с ограничителем объема.
 - По мере необходимости выполните быструю промывку, чтобы удалить оставшуюся кровь из трубы и перегородки.
- Протрите поверхность перегородки спиртом или бетадином и закройте перегородку колпачком.

ВНИМАНИЕ! Проверьте кривую давления монитора.

ВНИМАНИЕ! Избегайте смыивания воздушных пузырьков или сгустков из катетера или канюли в кровоток пациента, для этого убедитесь, что линия мониторинга целиком заполнена жидкостью, и позвольте небольшому количеству крови засесть в канюлю перед тем, как подключить к линии высокого давления.

ОСЛОЖНЕНИЯ

Риски, связанные с использованием данного изделия, включают:

СЕПСИС/ИНФЕКЦИЯ

В результате загрязнения системы давления могут появиться положительные результаты посевов на наличие инфекции. С проведением процедуры отбора образцов крови, введением жидкостей и тромбозом из-за применения катетеров связывают повышенные риски септицемии и бактериемии.

ВОЗДУШНАЯ ЭМБОЛИЯ

Из-за внезапного отключения системы мониторинга или промывки остаточных пузырьков воздуха через случайно незакрытые запорные краны в систему, в конечном счете, в пациента может попасть воздух.

ЗАКУПОРКА КАТЕТЕРА И ОБРАТНЫЙ ТОК КРОВИ

Если в промытой системе не будет создано надлежащее давление по отношению к кровянистому давлению пациента, возможен обратный ток крови, а также закупорка катетера.

ВВЕДЕНИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Если в конкретном медицинском учреждении практикуется введение высокомолекулярных жидкостей через линию высокого давления, после завершения инфузии рекомендуется заменять все компоненты системы новыми стерильными.

ВВЕДЕНИЕ ЧРЕЗМЕРНОГО КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ

Если давление в пакете превысит 300 мм рт. ст., то избыток жидкости может попасть в кровоток пациента. Это может привести к гиперволемии и/или к потенциально вредоносному повышению артериального давления.

АНОМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Показания давления могут меняться быстро и резко из-за раскалировки, неплотных соединений, наличия воздуха в системе или сдвига нулевого положения.

Для получения более подробной информации об осложнениях обратитесь к местному представителю.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не используйте устройство промывки при мониторинге внутримышечного и внутричерепного давления.
- Не используйте датчики Meritans DTXPlus™ совместно с неизолированными манометрами давления.
- Не используйте изделие для мониторинга давления в левом предсердии, если до промывки между катенолом и датчиком не установлен фильтр удаления воздуха.
- Не используйте без механического инфузационного насоса (относится к моделям DT-NN и DT-NNV).

КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА

- Мониторинг артериального давления
- Устройство в комплекте с Safedraw обеспечивает закрытую систему для отбора проб крови и мониторинга давления.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.

СТЕРИЛЬНО и АПИРОГЕННО при запечатанной и неповрежденной упаковке. Предназначено для однократного использования. Перед использованием проверьте целостность каждой упаковки. После использования утилизируйте устройство в соответствии со стандартными протоколами по утилизации отходов. Не стерилизовать повторно.

Срок эксплуатации устройства составляет 72–96 часов на основе рекомендации CDC и Joint Commission Int'l (JCI).

Повторное использование может привести к появлению инфекции или другим заболеваниям/травмам.

В ЕС о любом серьезном инциденте, произошедшем с устройством, следует сообщать производителю и компетентному органу соответствующего государства-члена.

Для получения информации о повторном заказе или поддержки обращайтесь к местному представителю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение возбуждения	4–8 В пост. тока, номинальное
Частота возбуждения	Пост. ток до 5 кГц
Импеданс возбуждения	> 200 Ом
Импеданс сигнала	< 3000 Ом
Сдвиг фазы между возбуждением и сигналом	< 5°
Номинальная чувствительность	5 мкВ/В/мм рт. ст.
Предел разбалансировки	при ± 75 мм рт. ст. после испытания на полусинусоидальный удар
Сдвиг нулевого положения	2 мм рт. ст./4 ч
Сдвиг термического коэффициента	0,3 мм рт. ст./°C
Чувствительность термического коэффициента	0,1%/°C
Чувствительность к свету	< 2 мм рт. ст. при 3000 фут-канделах

	Если упаковка повреждена, не используйте изделие и обратитесь к руководству по эксплуатации
	Для однократного использования
	Не стерилизовать повторно
Rx ONLY	Внимание! Федеральный закон США разрешает продажу данного устройства только врачам или по их назначению
	Внимание!
	Хранить в сухом месте
	Зашщищать от воздействия солнечных лучей
	Апирогенно
	Использовать до: ГГГ-ММ-ДД
	Дата изготовления: ГГГ-ММ-ДД
STERILE EO	Стерилизовано оксидом этилена
MD	Изделие медицинского назначения
или	Одинарная барьерная система для стерилизации или Одинарная барьерная система для стерилизации с защитной упаковкой внутри
UDI	Уникальный идентификатор устройства
 DEHP DIBP DBP BVP	Не содержит DEHP, DIBP, DBP, BVP
	Рабочая часть CF с защитой от дефибрилляции
	Совместимо с МРТ при соблюдении ограничений Доклиническое испытание подтвердило МР-совместимость устройства при соблюдении ограничений. Согласно стандарту ASTM F2503-13, МР-совместимым при соблюдении ограничений изделием является устройство, которое демонстрирует соответствующий уровень безопасной работы в МР-среде в рамках определенных условий. Пациент с этим устройством может безопасно проходить сканирование в МР-системе, удовлетворяющей следующим условиям: <ul style="list-style-type: none"> статичное магнитное поле составляет всего 3 тесла или меньше; максимальный пространственный градиент магнитного поля 4000 Гаусс/см (40 Тн/м); датчик и кабель не должны касаться пациента во время сканирования в МР-системе; запрещено помещать датчик и кабель внутри отверстия МР-системы во время сканирования; датчик и кабель могут находиться в кабинете МРТ, но должны быть отключены; они не должны быть подключены к системе мониторинга во время процедуры МРТ. Сведения, предоставленные в данном документе, необходимо применять в сочетании с политикой медицинского учреждения с целью оценки рисков для пациентов и операторов в случае использования датчиков Meritans в МР-среде.
	Следуйте руководству по эксплуатации Для получения электронной копии просканируйте QR-код или перейдите по ссылке www.merit.com/fiu и введите идентификатор руководства по эксплуатации. Для получения печатной копии обратитесь в отдел работы с клиентами в США или Европейском союзе
EC REP	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Производитель
REF	Номер по каталогу
LOT	Код партии

RANKINIS KEITIKLIO RINKINIO UŽPILDYMO BŪDAS

DĖMESIO: norint išvalyti nuo oro burbuliukų, keitiklio negalima tapšnoti metaliniu daiktu, p.vz., hemostatinu spaustuku. Taip galite sugadinti keitiklį.

1. Nepripiūtę spaudimo rankovės keitiklių laikykite vertikaliai taip, kad nulio vertės nustatymo uždaromasis čiaupas būtų nukreiptas į viršų. Atidarykite intraveninio rinkinio ritinį spaustuką ir suspauskitė prispaudžiamą paleidliklį, kad tirpalas užpildytų stebėjimo sistemą. Sistemose su „Safedraw™“ rinkiniais patirkrinkite, ar sistemos užpildymo metu iki galo nuspauštus riboto tūrio švirkšto cilindrą. Uždaromoją čiaupo šoninė anga turi būti užpildyta ir oro burbuliukai turi būti pašalinoti.

PASTABA: kadangi keitiklis užpildomas veikiant sunkioj jegai, skysto mažėjimui turi kabietyti aukščiau už keitiklį ir stebėjimo sistemą.

2. Patapšnokite keitiklį atviru delnu, tuo pat metu spausdami prispaudžiamą paleidliklį, kad iš keitiklio kameros pašalintumėte orą (žr. 6 paveikslą).

PASTABA: norint pašalinti oro burbuliukus, keitiklio negalima tapšnoti metaliniu daiktu, p.vz., hemostatinu spaustuku, nes keitiklių galite sugadinti.

3. **(Tik „Safedraw™“ rinkiniams.)** Užpildžius slėginius vamzdelius tirpalu, oras iš riboto tūrio švirkšto ir prijungto uždaromojo čiaupo šoninės angos pašalinamas pasukant čiaupo rankenelę į „OFF“ padėtį keitiklio atžvilgiu. Atsargiai traukite riboto tūrio švirkšto stumoklį atgal ir pripilkiu slėgštą tirpalu iš slėginio vamzdelių, kol stumoklis atsirems į itaisytą švirkšto stabdiklį. Pasukite rinkinį taip, kad švirkšto antgalis būtų nukreiptas į viršų. Patapskite švirkštą taip, kad ištrigės oras pakiltų iki Luerio jungties, o po to išspauskite stumoklį iki galų atgal į švirkšto cilindrą, kad išstumintumėte ištrigusį orą ir tirpalą į paciento liniją. Prijungto uždaromojo čiaupo rankenelę pasukite į „OFF“ padėtį riboto tūrio švirkšto atžvilgiu.

DĖMESIO: NEVYKYDOKITE oro šalinimo procedūrus į paciento linijas, kai ji prijungta prie kateterio ar kanülės. Taip oras galisi būti infuzuotas į paciento kraujagyslę. Si taikyklė galioja ir rankiniams, ir automatiniam keitikliui užpildymo būdu.

4. Junkite greito praplovimo įtaisą, kad pašalintumėte likusį orą iš paciento linijos.

5. Patirkrinkite visas skyčių užpildytas stebėjimo sistemas dalis, ar nelyko oro burbuliukų. Slėgi infuzijos mažėjlyje pakelkite iki 300 mm Hg. Jeigu keitikliui kamerose dar leika oro burbuliukai, sistemą dar kartą praplaukite 6 paveikslėlių paavalduotu būdu.

AUTOMATINIS KEITIKLIO RINKINIO UŽPILDYMO BŪDAS

„Meritans DTXPlus™“ keitiklių galima užpildyti (paprastai be oro burbuliukų) per maždaug penkias minutes.

1. Idėkite keitiklį į keitiklio laikiklį (TBG) ar kitokius laikiklius, kurie į laikys vertikalioje padėtyje (žr. 7b paveikslą).
2. Slėgi spaudimo rankovėje pakelkite iki 300 mm Hg stebėdami, kad intraveninio rinkinio lašinė kameros neprispaldytų iki viršaus, nes priešingu atveju nematytis srauto greičio. Atidarykite ritinį spaustuką. Keitiklis užspildys automatiškai.
3. Po penkių minučių patirkrinkite, ar keitiklį nelyko oro burbuliukų, ir užpildykite skyčių likusią stebėjimo sistemas dalį. Atsargiai patapskinkite spausdami prispaudžiamą paleidliklį, kad pašalintumėte bet kokus likusius oro burbuliukus (žr. 6 paveikslę).

KEITIKLIO RINKINIO TVIRTINIMAS (žr. 7 paveikslėlių)

1. Visus uždaromujų čiaupų šoninių angų dangtelius su oro išleidimo skytūtēmis pakeiskite aklinais dangteliais (akliai dangteliais). Jeigu šoninė anga uždegtą „EasyVent™“ akles dangtelį, jo priveržkite į oro sulaišymo padėtį (žr. 8 dali).

2. Pritvirtinkite keitiklį prie laikiklio (7b pav.) arbā tiesiai prie paciento rankos (7a pav.) taip, kad keitiklio nulinio rodmens nustatymo anga būtų širdies lygyje.

DĒMESIO: „Safedraw™“ kraujų mežginių įmimo sistema prirekiama į paciento linijas. Kai kurie keitiklių rinkinių modeliai vairia priešingai tvirtinti tiekpijė intraveninio stoko, tiek prie paciento. Šiu rinkinių modelių skaitmeninių kodų gale gali būti raidės „M“, „arba „SM“. Keitiklį tvirtinant prie paciento būtina užtikrinti, kad pacientas atsiktinai neįjungtų praplovimo įtaiso, kaikele kūno padėtį.

„Merit“ greito praplovimo paleidliklis specialiai sukonstruotas taip, kad iki minimumo sumažintų ši pavojus, nes jis galima įjungti tik suspaudus dvemis pirstais. Vis dėlto, rekomenduojama imtis į kitus atsargumo priemonių.

3. Prijunkite stebėjimo sistemą prie paciento kanülės ar kateterio. Praplaukite sistemą, kad iš kanülės ar kateterio išplautumėte krauju.

DĒMESIO: Neišplaukite oro burbuliukų ar kraują krešiu iš kanülės ar kateterio į paciento kraujagyslę: visa stebėjimo sistema turi būti užpildyta tirpalu, o prie prijungamų slėginę liniją leiskite nedideliam krauju kiekui ištekėti atgal į kanulę. Kad būtų galima stebėti krauju spaudimui kairiajame prieširšyje, tarp kanülės ir keitiklio reikia įtaisyti oro šalinimo filtru prieš praplovimo liniją.

4. Jeigu prijungių keitiklį, jei žymimi skirtinės spalvos, kad būtų galima atskirti skirtinęs stebėjimo įvestis. Galima būtų išslykti įvairių spalvių žymeklius. Attinkamus žymeklius priešišrinkite prie TBG arba stebėjimo sistemas linijos kuo arčiau iškievime keitiklį.

Raudonas („ARTERIAL“) = arterinis spaudimas

Mėlynas („CPV“) = centrinis veninis spaudimas

Geitonas („PA“) = plaučių arterijos krauso spaudimas

Baltas („LAP“) = kraujų spaudimas kairajame prieširšyje

Baltas (tučtas) = kitas kraujų spaudimas

NULINIO RODMENS NUSTATYMAS IR KALIBRAVIMAS

1. Suliginkite slėgi stebėjimo sistemą su atmosferiniu slėgiu ir kalibrükite keitiklių pagal kontrolės įtaiso gamintojo instrukcijas.

PASTABA: arčiausiai prie keitiklio esanti trikampių uždaromajų čiaupų komenduojama laikyti širdies lygyje ir naudoti tik nuliniu nustatyti. Slėgi keitiklyje galima greitių ir lengvų sulyginti su atmosferiniu slėgiu, pasukant uždaromoją čiaupo rankenelę prie laikrodžio rodyklę (t. y. „OFF“ padėtį paciento linijos atžvilgiu) ir nuimant nuo nulinio rodmens nustatymo angos akliną dangtelį. Jeigu uždetas „EasyVent™“ akles dangtelis, jo nenuimkite, o atsukite į oro išleidimo padėtį (žr. 8 dali).

2. Pasukite nulinio rodmens nustatymu uždaromają čiaupą rankenelę pagal laikrodžio rodyklę (t. y. „OFF“ padėtį nulinio rodmens nustatymo šoninės angos atžvilgiu) ir ketikitelis atverkite paciento krauju spaudimui matuoti. Patirkrinkite bangos formą.

3. Leiskite sistemai maždaug vieną minute išsilysyti slėgi, kad praplovimo įtaisas tinkami veikti. Tuomet apskaičiuokite lašėjimo greitį, kai užtikrinumete maždaug 3 ml/val. srautą. Be to, patirkrinkite jungtis, ar nėra pratekėjimų. Praėjus trisdešimčiai minučių po įrengimą, o po to – reguliariai, iškirkininkite slėgi, srauto greitį, nulinį ygi ir sistemos sandarumą. Ne iš nedilių pratekėjimai gali iškreipti srauto greičio rodmenis. Jeigu ištarate, kad nulinio rodmens nuostata pasikeitė (pvz., normalus rodmenys), pakeiskite keitiklio padėtį ir į naujį nustatykite nulinį rodmenį. Jeigu problema išlieka, pakeiskite keitiklį. Po iškievime greito praplovimo rekomenduojama iš naujų nustatyti srauto greitį.

4. Uždėkite akles dangtelį į pasukusią uždaromają čiaupą taip, kad uždarytumėte šoninę angą. Jeigu šoninė anga uždegtą „EasyVent™“ akles dangtelį, jo nekeiskeite, o priveržkite į oro sulaišymo padėtį (žr. 8 dali).

5. (Tik DT-NN ir DT-NVV modeliams): Mechaninių infuzijos siurblių nustatykite gydytojo nurodytu srauto greitį.

DĒMESIO: jeigu stebimos bangos formos amplitudė sumažinta, taip gali atsikilti del keliu priežasčių, iškaitant, tačiau neapsiribojant:

- netinkamai nustatyti uždaromieji čiaupai;
- oras stebėjimo linijoje, kateteriye ar kanulėje;
- atspalaidavusios jungtys;
- netinkamai sukalibruotas monitorius;
- krauju krešiuai kateteriye, kanulėje ar stebėjimo linijoje;
- kateteriis ar kanulė arčiau iš krajaujagylės sinelė.

ISPĖJIMAI Nonormalus slėgio rodmenys turi atitikti paciento klinikinę būklę. Priešingu atveju panaudokite žinomą ar sukalibruotą slėgio šaltinių ir patirkrinkite, ar keitiklis veikia.

Norint į „OFF“ padėtį nustatyti (ištrūgtą) čiaupą rankenelęs, jas reikia pasukti 90° kampu. Uždarydami čiaupą nepasukite į rankenelės 45° kampu, nes dėl tokios netikslos padėties sistema gali užsiteršti, kraujas gali pradeti tekėti atgal arba gali įvykti oro emboliu.

Praplovimo įtaisai ir lašelinė kamera nėra tikslios srauto dozavimo sistemos. Jeigu dėl paciento būklės reikalingas tikslus dozavimas, būtina naudoti mechaninį siurbli, kad infuzinio skyčio neapaugintum.

Radio bangų ryšio įrenginius laikykite atokiau, 30 cm (12 colių), nuo keitiklio. Nedėkite keitiklio ant kitos ryšio įrangos arba šalia jos. Elektros laidai ir kitai elektroniniai įrenginiai gali neligiamai paveikti EMS veikimą.

Keitiklio EMISIJOS charakteristikos yra tinkamos naudoti pramoninėse zonose ir ligoniene (CISPR 11 A klasė). Nenaudoti gynančiojoje aplinkoje.

B DALIS

Keitiklio nulinio rodmens nustatymą palengvinančio „EasyVent™“ akles dangtelio naudojimo instrukcija.

NULINIO RODMENS NUSTATYMO UŽDAROMOJO ČIAUPO PRIPILDYMAS SKYSCIŪ (žr. 8 paveikslėlių)

1. Paprastai „EasyVent™“ akles dangtelis prie nulinio rodmens nustatymo uždarymo čiaupu pripuskanas oro išleidimo padėtyje. Jeigu taip įtampa, atidarykite dangtelį, kad jis laisvai sulksi ap linkinį savo ašį (DANGTELIO NENUIMIKITE).

2. Junkite praplovimo įtaisą ir užpildykite šoninę angą taip, kad skydas pradėtų tekėti pro „EasyVent™“ akles dangtelį.

3. Užpildę čiaupą pasukite į rankenelę į „OFF“ padėtį šoninės angos atžvilgiu ir priveržkite dangtelį.

KEITIKLIO NULINIO RODMENS NUSTATYMAS

1. Pasukite uždaromąjį čiaupą rankenelę į „OFF“ padėtį paciento linijos atžvilgiu ir atlaisvinkite „EasyVent™“ akles dangtelį.
2. Nustatykite nulinį rodmenį monitoriujite ir dangtelį vėl priveržkite.
3. Pasukite uždaromąjį čiaupą rankenelę į „OFF“ padėtį nulinio rodmens nustatymo šoninės angos atžvilgiu ir vėl atverkite sistemą paciento krauju spaudimui matuoti.

DANGTELIO NUJMIMAS IR PAKEITIMAS

1. Norédami prieiti prie uždaromuoju čiaupu soninės angos, atsukite į nemaukite dangtelį.
2. Norédami vėl uždėti dangtelį ant uždaromuoju čiaupu soninės angos, tiesiog į į nemaukite ir priveržkite.

C DALIS (žr. 9 paveikslėlių)

Standartinius „Safedraw™“ rinkinius galima prijungti prie kitų gamintojų vienkartiniai keitikliai (iki 6 cm ilgio). Naudojant didesnės talpos kateterius, linijos skersmens gali nepakakti heparinu praskiestam kraujui, ir dėl to laboratorinės vertės gali būti netikslos.

1. Prijunkite trikanalio uždaromuoju čiaupu linijinę Luerio jungtį su vidiniu sriegiu prie stebėjimo rinkinio distalinio galio. Jeigu prie stebėjimo rinkinio jau yra prijungti sleginių vamzdelių, pries prijungiant „Safedraw™“ sistemą juos reikia nuimti.
2. Padrižoje užpildykite skliautą ar keitiklį pagal gamintojo instrukcijas.
3. Užpildykite neprigintą „Safedraw™“ rinkinį – sleginius vamzdelius ir krauju mežginių linjalą taupu pertvara. Po to pasukite riboto tūrio švirkštą uždaromajį čiaupą į „OFF“ padėtį keitiklį atžvilgiu. Atsargiai traukių riboto tūrio švirkštą vamzdeliu, kol stumoklis atsirems į itaisytą švirkštą stabdiklį. Pasukite rinkinį taip, kad skydas pradėtų tekėti į rankenelę į „OFF“ padėtį riboto tūrio švirkštą atžvilgiu.

DĒMESIO: 3, 4 ar 5 žingsnių NEVYKYDOKITE paciento linijai prijungę prie kateterio ar kanulės. Taip galite infuzuoti oro į paciento kraujagyslę.

4. Ijunkite greito praplovimo itaisą, kad ištumtumėte likusį ora iš paciento linijos.
 5. Patirkinkite visas skyčius užpildytas stebėjimo sistemos dalis, ar neliko oro burbulukų.
 6. Slėgi infuzijos maišelyje pakelkite iki 300 mm Hg. Jeigu keitiklio kamerorėje dar lieka oro burbulukų, sistemą dar kartą praplaukite 6 paveikslėlė pavaizduotu būdu.
 7. Prijunkite prie paciento kaniulės ar kateterio. Praplaukite sistemą, kad iš kaniulės ar kateterio išplautumėte kraują.
 8. Pagal gamintojo instrukcijas nustatykite keitiklio nulinj rodmenį ir sukalibruiokite.

DEMESIO: leiskite sistemai maždaug vieną minutę išsiliginti slėgi. Be to, patirkinkite jungtis, ar nėra pratekėjimų. Praėjus trisdešimčiai minučių po iengimo, o po to – reguliarai, tikrinkite slėgi infuzijos maišelyje, sauro greitį ir sistemos sandarumą. Net mažiausiai pratekėjimai gali iškreipti faktinio srauto greičio per kateterį rodmenis.

D DALIS – KRAUJO MEGINIŲ ĖMIMAS NAUDΟJANT „SAFEDRAW“

Instrukcijos, kaip imti krauso mėginius naudojant „Safedraw™“ sistemas su vienkartiniais keitikliais ar daugkartinio naudojimo keitikliais su skliautais (žr. 9 ir 10 paveikslus).

DEMESIO: nenaudokite poodinių adatų mėginių talpos pertvara pradurti.

- Atidarykite prie mėginių talpos su pertvara prikabintą apsauginį dangtelį. Talpos paviršius nuvalykite alkoholiu arba „Betadine“ antiseptiku.
- Uždaromoją čiaupą su riboto tūrio švirkštu rankenelę pasukite į „OFF“ padėtį keitiklio atžvilgiu.
- Traukite švirkšto stumoklį atgal, kol jis atsiems į ištaisyta stabdiklį. Uždaromoją čiaupą rankenelę pasukite į „OFF“ padėtį pacienti linijos atžvilgiu.
- Dabar pertvara galima pradurti saugia adata, TA-BPN arba tiesioginio perkėlimo itaisu, TA-STV, ir paimiti krauso mėginių (perleikite prie atitinkamos dalių, o po to – prie 5 žingsnių).

DEMESIO: galima naudoti ir švirkštu su Luerio jungti ikišamomis adatomis; tokiu atveju būtina stebeti, kad saugia adata neatsikabintu nuo švirkšto jo ištraukimo metu. Norėdami ištraukti saugią adatą su švirkštu iš pertvaros, viena ranka suimkite saugios adatos gautą ir laikydami už jo atsargiai ištraukite.

Saugios adatos ištaiso TA-BPN naudojimas

- Tvirtai priveržkite kraugo mėginių paėmimo švirkštą prie saugios adatos (žr. 10 paveikslę).

b. Įtaikykite saugią adatą į mėginių talpa su pertvara ir iki galvo ją išstumkite.

PASTABA: adatos apsaugos išlinkiai abiejose pusėse turi išlisti į mėginių talpos su pertvara Luerio jungties paiglinimus.

Toki būdu saugią adatą į pertvarą galima įkišti iki galvo.

c. Įsiurbkite kraugo mėginių į švirkštą. Jeigu kraują paimiti sudetinę, lėtai patraukite atgal švirkšto stumoklį. Jei problema išlieka, patirkinkite kateterį ar kaniulę, ar neužsikiškė.

d. Noredami ištraukti saugią adatą su švirkštu iš mėginių talpos su pertvara, atsargiai traukite adatą, laikydami ranką už saugios adatos gautą. Ištraukite adatą maždaug iki pusės, puvus nedidelį pasipriėsinimą. Tuomet labai nedaudug patraukite atgal švirkšto stumoklį ir ištraukite švirkštą su adata iš mėginių talpos, šiek tiek sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Naudojant aprašytą čia procedūrą, išsiligina likutinis slėgis švirkšte, ir nelielka kraugo nei ant adatos galiku, nei ant mėginių talpos viršaus.

e. Mėginių talpos su pertvara paviršius nuvalykite alkoholiu arba „Betadine“ antiseptiku ir uždenkite talpą dangteliu.

f. Noredami perkelti kraugo mėginių į mėginių talpos su pertvara galima tiesiogiai perkelti į mėgintuvėlį su išsiurbtu oru. Naudojant mėgintuvėlį guminį kamšteli, saugiai adatos pradurs mėgintuvėlį su išsiurbtu ori guminį kamšteli.

DEMESIO: kai saugia adatą traukiate atgal, traukite lėtai, kad kartu su adata neištrauktumėte ir kamšteli.

TIESIOGINIO PERKĖLIMO ITAISO TA-STV NAUDOJIMAS

Naudojant TA-STV itaisą, kraują iš mėginių talpos su pertvara galima tiesiogiai perkelti į mėgintuvėlį su išsiurbtu oru.

DEMESIO: paėmę mėginių nepalikite tiesioginio perkėlimo ištaiso TA-STV mėginių talpoje su pertvara. Taip galite užteršti paciento liniją arba leisti kraujui tekėti iš sistemų.

- Iškiškite TA-STV į mėginių talpą su pertvara. Saugios adatos išlinkiai turi išlisti į mėginių talpos su pertvara Luerio jungties paiglinimus.

PASTABA: TA-STV į mėginių talpą reikia įkišti prieš įdedant mėgintuvėlį su išsiurbtu ori į jo talpyklą, nes priešingu atveju neliks vakuumo.

b. Įkiškite mėgintuvėlį su išsiurbtu ori į TA-STV galą su talpykla. Vakuuminis slėgis įtraukiama reikiama kraugo kiekį į mėgintuvėlį su išsiurbtu ori. Ištraukite mėgintuvėlį.

c. Jei reikia daugiau kraugo mėginių, išpauskitė priešinga vėjuose išsiurbtuoriu, traukite iš mėginių talpos su pertvara ir TA-STV, kol pajuosite nedidelį pasipriėsinimą; tuomet ištais pasukite, ištraukite ir išmeskite.

DEMESIO: netraukite atgal riboto tūrio švirkšto stumoklio, kai nulio nustatymo uždaromas įstaupas yra nustatytas į „OFF“ padėtį keitiklio atžvilgiu. Taip galite ištraukti iš ūždaromajį įstaupą į ūždaromą įstaupą, nebet atidarytas greito praplovimo.

- Išsiurbkite likusį kraują į paciento liniją ir praplaukite fiziologinių tirpalų šiuo ūždaromu.

a. Pasukite uždaromojo čiaupu su prijungtu riboto tūrio švirkštu rankenelę į „OFF“ padėtį keitiklio atžvilgiu.

b. Iki galvo nuspaukite švirkšto stumoklį.

c. Pasukite uždaromojo čiaupen rankenelę į „OFF“ padėtį švirkšto atžvilgiu.

d. Greitas praplovimas reikalinas vamzdeliuose ir mėginių talpoje su pertvara likusiam kraujui išstumti.

DEMESIO: naudodami šią sistemą naujagimiams ir vaikams, šiuo būdu jos neplaukite, kad skyssy nebūtų per daug, o praplaukite rankiniu būdu su atskrusių ūždaromų, išraišdami į ligoninės būrnu panaudoto skyssy kiekį.

6. Mėginių talpos su pertvara paviršius nuvalykite alkoholiu arba „Betadine“ antiseptiku ir talpą uždenkite dangteliu.

7. Patirkinkite slėgio bangą formą.

DEMESIO: neišplaukite oro burbulukų ir krauso krešulų iš kaniulės ar kateterio atgal į paciento kraujagysles: visa stebėjimo sistema turi būti užpildyta tirpalu, o prieš prijungdami slėginę liniją leiskite nedideliam krauso kiekiui ištekėti atgal pro kaniulę.

KOMPLIKACIJOS

Gali kilti sie už gaminiu naudojimu susiję pavojai:

SEPSIS IR INFKECIJA

Užteršus slėginę sistemą į kraują gali pateki bakterijų. Padidėjęs kraugo užkrėtimas ar antrinės krauso infekcijos pavojus siejamas su krauso mėginių emūniu, infuziniu skysčiai ir kateterių sukelta tromboze.

ORO EMBOLIJA

Pro neapsižiūrimą palikitus atidarytus uždaromuosius čiaupus (atsitiktinai atsijungus stebėjimo sistemai) ar į paciento liniją išspėlus likusius oro burbulukus, į sistemą ir galiausiai į paciento kraujagysles gali pateki oras.

UŽKIMSTAS KATERERIS IR KRAUJO TEKĖJIMAS ATGAL

Praplauko sistemoje nesudarius tinkamo slėgio, viršijančio paciento krauso spaudimą, kraujas gali pradėti tekėti atgal arba užsikimstti kateteris.

DIDELĖS MOLEKULINĖS KONCENTRACIJOS SKYSČIŲ INFUZIA

Jeigu išsūtų ligoninėje yra išrašas slėginės vykdysti per slėginę liniją, ją užbaigus rekomenduojame visus sistemos komponentus pakeisti naujais steriliais komponentais.

PER DIDELĘ INFUZIJĄ

Per daug skyssy gali būti išlieta į paciento kraujagysles, jei slėgis maišelyje virsija 300 mm Hg. Tuomet skyssy gali pasidaryti per daug ir (ar) jis galėti pakankinti pacientui pakeldamas ją iš krauso spaudimą.

NENORMALUS SLĖGIO RODMENYS

Slėgio rodmenys gali pažeisti greitai ir ženkliai dėl tinkamo kalibravimo trūkumo, atsipalaivavusių jungčių, oro sistemoje ir nulinės nuostatos nukrypimo.

Kreipkitės į įgaliotą atstovą, jei norite gauti daugiau informacijos apie komplikacijas.

KONTRAINDIKACIJOS

- Nenaudoti praplovimo ištaiso spaudimui tarpraumeniniame audinyje ar kaukuolės viduje stebėti.
- Nenaudoti „Meritans DTXplus™“ keitikliu su neizoliuota slėgio monitoriumi.
- Nenaudoti krauso spaudimui kairiajame priešiširdyje stebėti bei obo ūžalinimo filtro tarpo kaniulės ir keitiklio prieš praplovimo liniją.
- Nenaudoti be mechaninio skyssy infuzijos siurblio (DT-NN ir DT-NNV).

KLINIKINĖ NAUDA

- Galima steboti krauso spaudimą.
- Įsigiję prietaisą „Safedraw“ gaunate uždarą krauso mėginių emūniu ir spaudimui stebėjimo sistemą.

LAIKYMO SALYGOS

Laikykite vėsioje, sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spinduliu.

STERILUS ir negedus neatidarytoje ir nepažeistoje pakuočių. Vienkartinio naudojimo. Prieš naudodami patirkinkite kiekvienos pakuočės vientisumą. Po naudojimo įrenginį išmeskite laikydamosies standartinių atliekų ūžalinimo protokolų. Pakartotinai nesteriliuoti.

Prietaiso tinkamumo naudoti trukmė yra 72–96 valandos (pagal „CDC & Joint Commission Int'l“ (JCI) rekomendacijas).

Pakartotinai naudojant gali kilti infekcija arba pasireikštį kita liga ar sužalojimas.

ES apie bet kokius riumtus įvykius, susijusius su įrenginiu, reikėtų pranešti gamintojui ar atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Dėl informacijos apie pakartotinį užsakymą ar pagalbos kreipkitės į įgaliotą atstovą.

SPECIFIKACIJA

Sužadinimo įtampa	Nuolatinė srovė nuo 4 V iki 8 V vid. kv.v.
Sužadinimo dažnis	Nuolatinė srovė iki 5 kHz
Sužadinimo impedansas	> 200 Ωm
Signalo impedansas	> 3000 Ωm
Fazių poslinkis tarp sužadinimo ir signalo	< 5°
Vardinis jautumas	5 µV/mm Hg
Išbalansavimo riba	±75 mm Hg po pusės sinusoidės smūginio testo
Nulinės nuostatos nuokrypis	2 mm Hg/4 val.
Terminio koeficientis poslinkis	0,3 mm Hg/°C
Terminio koeficientis jautumas	0,1 % / °C
Apšvietimo jautumas	<2 mm Hg esant 32292 lx (3000 péd.-žvakė)

	Nenaudoti, jei pakuočė sužeista, ir skaityti naudojimo instrukcijoje
	Vienkartinio naudojimo
	Pakartotinai nesteriliuoti
	Įspėjimas: pagal federalinius (JAV) įstatymus šis prietaisas gali būti parduodamas tik gydytojui nurodžius arba užsakius.
	Atsagiai
	Laikyti sausoje vietoje
	Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos
	Nedegus
	Sunaudoti iki: MMMM-mm-dd
	Steriliuota naudojant etileno oksidu
	Medicininis įrenginys
	Vienkartinio naudojimo sterili barjerinė sistema arba Vienkartinio naudojimo sterili barjerinė sistema su viduje esančia apsaugine pakuote
	Unikalus prietaiso identifikavimo numeris
	Sudėtyje nėra DEHP, DIBP, DBP ir BBP
	Atsparus defibriliacijai, CF tipas
	Sąlygiškai MR saugus Neklinikiuose bandymuose parodytas prietaiso suderinamus MR aplinkoje. Pagal ASTM F2503-13 MR aplinkoje sąlygiškai saugus ištaisas turia pademonstruoti saugumą šioje aplinkoje nustatytomis sąlygomis. Pacienta su šiuo įrenginiu galima saugiai skenuoti MR sistemoje, atsižvelgiant į toliau nurodytus sąlygas: • 3 ar mažiau tesly statinis magnetinis laukas; • maksimalus erdvinių gradiente magnetinis laukas: 4 000 Gs/cm (40 T/m); • veikiant MR sistemoi daviklis ir kabelis negali liesti paciento; • keitiklio ir kabelio negalima tvirtinti prie paciento; • veikiant skeneriu daviklio ir kabelio negalima įstatyti į MR sistemos kanalą; • atliekant MRI procedūrą keitiklis ir kabelis gali būti MR sistemos patalpoje, tačiau tur būti iš Jungti ir neprirygti prie stebėjimo sistemos. Čia pateikta informacija reikia naudoti atsižvelgiant į jūsų gydymo ištaigos taisykles, siekiant įvertinti pavojus pacientams ir operatoriams, kai „Meritans“ keitikliai naudojami MR aplinkoje.
	Ziūrėti naudojimo instrukcijas Elektroninę kopiją gausite nuskaite QR kodą arba apsilankę interneto svetainėje www.merit.com/ ifu ir įvedę IFU ID numerį. Dėl spaudintines kopijos skambinkite į JAV arba ES klientų aptarnavimo tarnybą.
	Katalogo numeris
	Partijos numeris

POSTUP MANUÁLNEHO NAPLNENIA SÚPRAVY SNÍMAČA

UPOMINÁVKA: Nepoklepávajte so snímačom pri odstraňovaní vzduchových bublín kovovými predmetmi, ako sú napr. hemostaty. Mohli by ste tým poškodiť snímač.

- Kým je tlaková manžeta ešte vystupená, držte snímač vo zvislej polohe s nulovacím uzatváracím kohútikom smerujúcim nahor. Otvorte posuvnú svorku na IV súprave a stačte ovládať svorky, aby sa monitorovaci systém mohol úplne naplniť roztokom. V prípade súprav Safedraw™ sa uistite, že valec striekačky s obmedzeným objemom je pri plnení systému úplne stačený. Bočný otvor uzatváracieho kohútika by mal byť naplnený a nemal by obsahovať bubliny.

POZNAMKA: Keďže snímač sa naplní pomocou gravitácie, zaistite, aby bol vak vyššie ako snímač a monitorovaci systém.

- Poklepajte snímačom na otvorenú dlaní a súčasne stlačte ovládať svorky, aby ste odstránili vzduch z komory snímača (pozri obrázok 6).

POZNAMKA: Nepoklepávajte po snímači pri odstraňovaní vzduchových bublín kovovými predmetmi, ako sú napr. hemostaty, pretože to môže poškodiť snímač.

- (Týka sa len súprav Safedraw™) Po naplnení tlakovej hadičky roztokom sa bublina zo striekačky s obmedzeným objemom a bočného portu pripojenej uzatváracieho kohútika odstráni otvorením rukoväti pripojenej uzatváracieho kohútika do polohy „OFF“ (vypnuté) k snímaču. Pomaly potiahnite na záver striekačky s obmedzeným objemom roztokom z tlakovej hadičky, až kým nedojde ku kontaktu so vstavanou zárazkou striekačky. Súpravu otočte tak, aby hrot striekačky smeroval nahor. Poklepajte na striekačku tak, aby zachtený vzduch stlačil smerom k hrotu luer, potom úplne zatlačte piest späť do striekačky, čím sa zachtený vzduch a roztok vytlačia do hadičky pacienta. Otočte rokovat pripojeného uzatváracieho kohútika do polohy „OFF“ (vypnuté) k striekačke s obmedzeným objemom.

UPOMINÁVKA: Odstraňovanie vzduchu NEVYKONÁVAJTE vtedy, keď je hadička pacienta pripojená ku katétru alebo kancyle. Ak to urobíte, môže vniknúť vzduch do pacienta. Pre postup manuálneho naplnenia alebo automatického naplnenia snímača.

- Aktívajte pomôcku na rýchle vypľachnutie, aby ste odstránili všetok vzduch z hadičky pacienta.
- Kontrolujte všetky časti monitorovacieho systému naplnenie tekutinou a overte, či sú odstránili bubliny. Infúzny vak natlakujte na 300 mmHg. Ak bubliny zostanú v komore snímača, vypľachnite ju znova postupom znázorneným na obrázku 6.

POSTUP AUTOMATICKÉHO NAPLNENIA SÚPRAVY SNÍMAČA

Snímač Meritans DTXPlus™ umožňuje naplenenie snímača (zvyčajne bez bublín) za približne päť minút.

- Snímač umiestnite do držiaka snímača (TBG) alebo do iných držiakov, ktoré držia snímač vo zvislej polohe (pozri obrázok 7b).
- Manžetu natlakujte na 300 mmHg a overte, či odkvapkovacia komora IV súpravy nie je počas natlakovania úplne naplnená, pretože to bráni každi hodnoty rýchlosťi prietoku. Otvorte posuvnú svorku. Snímač sa naplní automaticky.
- Vráťte sa k pásu minút, aby ste skontrolovali, či snímač neobsahuje bubliny a vypľachnite zvyšok monitorovacej súpravy. Odstráňte všetky časti monitorovacieho systému naplnenie tekutinou a overte, či sú odstránili bubliny. Infúzny vak natlakujte na 300 mmHg. Ak bubliny zostanú v komore snímača, vypľachnite ju znova postupom znázorneným na obrázku 6.

ZAISTENIE SÚPRAVY SNÍMAČA (pozri obrázok 7)

- Vymenite všetky odvzdušňované uzávery na bočných portoch uzatváracich kohútikov za neodvzdušňované uzávery (koncové pravky). Ak má bočný port užaver koncového prvku EasyVent™, nevymieňajte ho, ale dotiahnite, aby ste dosiahli neodvzdušňovanú polohu. (Pozri časť B.)
- Snímač uprievnete na držiak (pozri obrázok 7b) alebo priamo na rameno pacienta (pozri obrázok 7a) s nulovacím portom snímača na úrovni stredu srca.

UPOMINÁVKA: Systém na odber vzorkov krví Safedraw™ nie je určený na upynevanie na telo pacienta.

Niekolko modelov súprav snímačov je navrhnutých tak, aby vyuvovali upynevanie na IV stojan aj na telo pacienta. Tieto súpravy môžu mať číslo modelov končiacia na „M“ alebo „SM“. Pri upynevaní na telo pacientov by sa malo prieť bezpečnostné opatrenia, aby sa zabezpečilo, či zmena polohy tela pacienta náhodne nespustí vypľachovaciu pomôcku. Ovládanie spony rýchleho vypľachnutia Merit (spony alebo vytahovacie úchytky) umožňujú praktickosť pri naplnení tekutinou, odstraňovaní bublín a rýchlo vypľachovaní.

- Aktivujte všetky časti monitorovacieho systému naplnenie tekutinou a overte, či sú odstránili bubliny. Infúzny vak natlakujte na 300 mmHg. Ak bubliny zostanú v komore snímača, vypľachnite ju znova postupom znázorneným na obrázku 6.

POZNAMKA: Dajte na to, aby ste do tela pacienta nevypľali vzduchové bubliny alebo krvne zrazeniny z katétra alebo kancyle. Uistite sa, že monitorovaci systém je úplne naplnený roztokom, a pred pripojením tlakovej hadičky nechajte malé množstvo krv pretekať späť cez kanculu. Na monitorovanie tlaku v favej predtieni musí byť pred vypľachnutím medzi kancylou a snímačom vložený filter na odstránenie vzduchu.

- Pri instaláciiach s viacerými snímačmi sa na identifikáciu vhodných monitorovacich vstupov používa systém farebného kodovania. K dispozícii sú farebné označené štítky. Príslušné štítky pripnite k TBG alebo k monitorovacej hadičke čo najbližšie k jednotlivým snímačom.

Cervená („ARTERIAL“) = arteriálny tlak

Modrá („CVP“) = centrálny venózny tlak

Zltá („PA“) = tlak v pulmonálnej arterii

Bielá („MAP“) = tlak v favej predtieni

Bielá (prázdna) = iný tlak

NULOVANIE A KALIBRÁCIA

- Monitorovaci systém vyyvážte na nulu na atmosférický tlak a snímač nakalibrujte podľa pokynov výrobcu monitora.
- POZNAMKA:** Odporúča sa umiestniť trojcestný uzatvárací kohútik čo najbližšie k snímaču, ktorý sa nachádza na úrovni stredu srca a používa sa výlučne na účely nulovania. Snímač sa dôravko naloži na rýchlosť tlaku a jednoducho odvzduší na atmosférický tlak otočením rukoväti uzatváracieho kohútika proti smeru hodinových ručičiek (t. j. „OFF“ (vypnuté) k hadičke pacienta) a odstráňte neodvzdušňované uzáveru z nulovacieho portu. Ak je k dispozícii užaver koncového prvku EasyVent™, neodstráňte ho, ale uvoľnite, aby ste dosiahli neodvzdušňovanú polohu (časť B).

- Otočte rukoväť nulovacieho uzatváracieho kohútika v smere hodinových ručičiek (t. j. „OFF“ (vypnuté) k nulovaciemu bočnému portu) a privádzajte tlak pacienta na snímač. Skontrolujte kvalitu krvky.

- Počkajte približne jednu minútu, kým sa systém ekvilibruje, aby ste si uistili, že vypľachovacia pomôcka funguje správne. Potom odčítajte počet kvapiek, aby ste si overili, že rýchlosť toku je približne 3 ml/h. Vykonajte až využívajú kontrolu netesnosti. Tríduť minútu po instalácii a následne pravidelne kontrolovať, či je v systéme spravný tlak vakuu, rýchlosť toku, nulovú úroveň a či nedochádza k unikom. Uniky, ak jem alebo, môžu viesť k nepresnému hodnotám rýchlosťi toku. Ak existuje podzoranie na posun nuly, t. j. abnormálne hodnoty, zmenite položku snímača a zopakujte nulovanie. Ak problém pretrváva, vymenite snímač. Po každom rýchlym vypľachnutia sa odporúča znova overiť rýchlosť toku.
- Nasadte užaver koncového prvku a zavorte uzatvárací kohútik ku bočnému portu. Ak má bočný port užaver koncového prvku EasyVent™, nevymieňajte ho, ale dotiahnite, aby ste dosiahli neodvzdušňovanú polohu (časť B).
- (Len pre DT-NN a DT-NNV) Nasadte počasovanie rýchlosť toku mechanickej infúznej pumpy podľa pokynov lekára.

UPOMINÁVKA: Ak spozorujete splostený tvar krvky, môže to byť výsledkom niekoľkých faktorov vrátane nasledujúcich:

- Nesprávne umiestnené uzatváracie kohútik
- Vzdch v monitorovacej hadičke, katétri alebo kancyle
- Uvoľnené spojenia
- Nesprávne naložené monitor
- Krvné zrazeniny v katétri, kancyle alebo monitorovacej hadičke
- Katéter alebo kancyla umiestnené oproti stene krvnej cievky

VAROVANIE

Abnormálne hodnoty tlaku by mali korelovať s klinickými príznakmi pacienta. V opačnom prípade overte, či snímač pracuje pomocou známej alebo naloženej kohútikovej rúčičky tlaku.

Páčky uzatváracich kohútikov musia byť v prípade polohy „OFF“ (vypnuté) v uhle 90°. Na dosiahnutie polohy „OFF“ (vypnuté) ich neumiestňujte do uha 45°, pretože je to nepresné a môže to mať za následok kontamináciu, spätné krvácanie alebo vzdchovú emboliu.

Vypľachovacia pomôcka a odkvapkávacia komora nesúzia ako presné systémy na dodávanie tekutiny. Ak stav pacienta určuje presné dodávanie tekutiny, mala by sa zábraniť vysokému tlaku a zopakovať nulovanie. Ak problém pretrváva, vymenite snímač.

VADROVANIE Abnormálne hodnoty tlaku by mali korelovať s klinickými príznakmi pacienta. V opačnom prípade overte, či snímač pracuje pomocou známej alebo naloženej kohútikovej rúčičky tlaku.

Páčky uzatváracich kohútikov musia byť v prípade polohy „OFF“ (vypnuté) v uhle 90°. Na dosiahnutie polohy „OFF“ (vypnuté) ich neumiestňujte do uha 45°, pretože je to nepresné a môže to mať za následok kontamináciu, spätné krvácanie alebo vzdchovú emboliu.

Vypľachovacia pomôcka a odkvapkávacia komora nesúzia ako presné systémy na dodávanie tekutiny. Ak stav pacienta určuje presné dodávanie tekutiny, mala by sa zábraniť vysokému tlaku a zopakovať nulovanie. Ak problém pretrváva, vymenite snímač.

VADROVANIE Vydávanie abnormálnych hodnot tlaku mohlo byť zpôsobené elektrickou kompatibilitou alebo výrobcom.

UPOMINÁVKA: Ak sa vyskytne výpadok v elektrickom systéme, odpojte súpravu od výrobca.

NULOVANIE SÚPRAVY SNÍMAČA 1. Otočte uzatvárací kohútik do polohy „OFF“ (vypnuté) k pacientovi a uvoľnite užáver koncového prvku EasyVent™.

2. Vynulujte monitor a užárite ho.

3. Otočte uzatvárací kohútik do polohy „OFF“ (vypnuté) k nulovaciemu bočnému portu a znova privedte tlak pacienta.

ODSTRÁNENIE/VÝMENA UZÁVERU

- Ak chcete získať prístup k bočnému portu uzatváracieho kohútika, uvoľnite užáver a vytiahnite ho.
- Ak chcete vymeniť užáver na bočnom porte uzatváracieho kohútika, jednoducho zacvaknite užáver späť a utiahnite ho.

ČASŤ C (pozri obrázok 9)

Standardizované súpravy Safedraw™ možno pripojiť k jednorazovým snímačom alebo kopolovým súpravám iného výrobcu.

UPOMINÁVKA: Modely súpravy Safedraw™ sú určené na použitie s krátkymi arteriálnymi katérami (do 6 cm). Použitie s katérami s väčším objemom môže spôsobiť nedostatočný klírens krví riedenej heparinom a môže mať za následok nepresné laboratórne hodnoty.

PRÍPOJENIE

- Sériovú (in-line) nasávacie koncovku užaveru pripojte k jednorazovým snímačom alebo kopolovým súpravám iného výrobcu.

UPOMINÁVKA: Ak pumpu využívate, môžete ju odstrániť.

- Najprv napláňte časť kopoly alebo snímača podľa pokynov výrobcu.

3. Samostatnú súpravu Safedraw™ naplníte tak, že najvýr naplníte tlakové hadičky a septum na odber vzorky krvi. Potom otočte uzavárací kohútik strieakačky s obmedzeným objemom do polohy „OFF“ (vypnuté) k snímaču. Pomaly potiahnite a napnite strieakačku s obmedzeným objemom roztokom z tlakové hadičky, až kým nedojde ku kontaktu so vstavanou zarázkou strieakačky. Súpravu otočte tak, aby hrot strieakačky smeroval nahor. Poplekajte na strieakačku tak, aby zachytený vzduch stúpal smerom k hrotu hrotu. Uplne zatlačte priesť späť do strieakačky, čím sa zachytenej vzduch a roztok vytiaľa do hadicky pacienta, zatiaľ čo hrot strieakačky stále smeruje nahor. Otočte rukoväť pripojeného uzaváracieho kohútika do polohy „OFF“ (vypnuté) k strieakačke s obmedzeným objemom.
- UPOZORNENIE: Kroky 3, 4 alebo 5 nevykonávajte vtedy, keď je hadička pacienta pripojená ku katétru alebo kanyyle. Ak to urobíte, môže vniknúť vzduch do pacienta.**
- Aktívajte pomôcku na rýchle vypláchnutie, aby ste odstránili všetok vzduch z hadicky pacienta.
 - Skontrolujte všetky časti monitorovacieho systému naplnenie tekutinou a overte, či sa odstránily bubliny.
 - Infúzny valkatalajte na 300 mmHg. Ak bubliny zostanú v komore snímača, vypláchnite ju znova postupom znázorneným na obrázku 6.
 - Pripojte ku kanyyle alebo katétru pacienta. Vypláchnite systém, aby sa z katétra alebo kanyly odstránila krv.
 - Vynulujte a nákalibrujte snímač podľa pokynov výrobcu.

UPOZORNENIE: Počkajte približne jednu minútu, kým sa systém ekvílibruje. Vykonalte aj vizuálnu kontrolu netesnosti. Tridsať minút po inštalácii a nasledne pravidelne je potrebné kontrolovať, či je v systéme správny tlak infúzneho vakuu, rýchlosť toku a či nedochádza k únikom. Akékoľvek malé úniky môžu spôsobiť skreslenie skutočnej rýchlosť toku katétron.

ČASŤ D – ODBER VZORKOV KRVI SAFEDRAW

Pokyny na odber krví pomocou systémov Safedraw™ s jednorazovými snímačmi alebo opakovane použitelnými snímačmi s kupolami (pozri obrázok 9 a 10).

UPOZORNENIE: Na prienik do septa nepoužívajte hypodermickú ihlu.

- Otvorte sklapací ochranný úzaver zo septa na odber vzoriek. Povrh septa utrite alkoholom alebo Betadinom.
- Otočte rukoväť uzaváracieho kohútika s pripojenou strieakačkou s obmedzeným objemom do polohy „OFF“ (vypnuté) k snímaču.
- Vytiahnite strieakačku, až kým sa nedostane do kontaktu so vstavanými zarázkami. Otočte uzavárací kohútik do polohy „OFF“ (vypnuté) k pacientovi.
- Do septa je teraz možné prenínúť pomocou bezpečnostnej ihly TA-BPN alebo pomôcky na priamy prenos, TA-STV, na odobratie vzorky krvi. (Prejdite na príslušnú časť a potom na krok 5.)

UPOZORNENIE: Možú sa použiť strieakačky Luer-slip, príčom je potrebné dbať na to, aby sa počas odstránenia strieakačka nevysunula z bezpečnostnej ihly. Na odstránenie bezpečnostnej ihly a strieakačky zo septa jednou rukou uchopte plášť bezpečnostnej ihly a opatrné odstráňte zostavu ihly so strieakačou.

Používanie bezpečnostnej ihly – model TA-BPN

- Akúkoľvek strieakačku na odber vzoriek krví pevně utiahnite k bezpečnostnej ihle (pozri obrázok 10).
- Zarovnajte bezpečnostnú ihlu so septom a ulpne ju zatlačte do septa.

POZNÁMKA: Zastite, aby boli oblúky na oboch stranách krytu ihly zarovnané s predĺženiami luer septa. To umožňuje úplné vloženie bezpečnostnej ihly do septa.

- Nasajte vzorku krvi do strieakačky. Ak je odber krví náročný, piest strieakačky vytiahnite pomaly. Ak problém pretrvávajú, skontrolujte katéter alebo kanylu na oklúzii.

- Ak chcete odstrániť bezpečnostnú ihlu a strieakačku na odber vzoriek zo septa, pomaly vytiahnite zostavu ihly so strieakačou zo septa, príčom držte plášť bezpečnostnej ihly. Keď je ihla približne v polovicí cesty, budete cítiť mierny odpór. V tomto bode veľmi miernie vytiahnite piest strieakačky a potom miernym otocením zostavy ihly/strieakačky v smere hodinových ručičiek a vytiahnite ihlu a strieakačku zo septa. Uvšie uvedený postup umozní, aby zostatkový tlak v strieakačke dosiahol rovnováhu a zabránil sa tvorbé krvi na hrote ihly alebo v hornej časti septa.
- Povrh septa utrite alkoholom alebo Betadinom a zavrieť uzavírateľ.

f. Na prenos krví do vákuovej skúmavky zatlačte zostavu ihly a strieakačky obsahujúcu krv do zátoky vákuovej skúmavky. Bezpečnostná ihla preninese do zátoky vákuovej skúmavky.

UPOZORNENIE: Pri odstránení bezpečnostnej ihly ju vytiahnite pomaly, aby sa zabezpečilo, že sa vákuová zátrka nevymáhuje s polom bezpečnostnej ihly.

POUŽÍVANIE POMÓCKY NA PRIAMY PRENOS – MODEL TA-STV

Model TA-STV umožňuje priamy prenos krví zo septa do vákuovej skúmavky.

UPOZORNENIE: Po dokončení odberu vzorky NENECHAJTE model TA-STV s pomôckou na priamy prenos v septe. Ak to urobíte, môže dojstú ku kontaminiácii hadičky pacienta alebo k úniku krví zo systému.

- Vložte TA-STV do septa. Zastite, aby boli oblúky bezpečnostnej ihly zarovnané s predĺženiami luer septa.

POZNÁMKA: TA-STV sa musí vložiť do septa skôr, ako sa vákuová skúmavka umiestni do objímky skúmavky, inak dôjde k strate podtlaku.

- Vákuovú skúmavku vložte do konca objímky TA-STV. Do vákuovej skúmavky sa pôsobením podtlaku nasaje správne množstvo krví. Odstráňte vákuovú skúmavku.

c. Ak sú potrebné ďalšie vzorky, vákuové skúmavky postupne zatlačte do konca objímky TA-STV.

- Po odstránení poslednej vákuovej skúmavky odstráňte TA-STV zo septa na odber vzoriek potiahnutím nahor, až kým nepotečite mierny odpór, potom ho otočením odstráňte a zlikvidujte.

UPOZORNENIE: NEVYTAHUJTE piest strieakačky s obmedzeným objemom, s nulovacím uzaváracím kohútikom v polohе „OFF“ (vypnuté) k snímaču. Ak to urobíte, môžete nasaf vzduch do strieakačky. **NENAPÍNAJTE strieakačku s obmedzeným objemom otocením uzaváracieho kohútika, ktorému je pripojená strieakačka v polohе „OFF“ (vypnuté) k pacientovi a aspirácia nevykonávajte, pokial nie je otvorená pomôcka na rýchle vypláchnutie, aby sa umožnil tok tekutiny z vakuu.**

- Zvyšnú krv zo závodu infúziovej podajacie pacientovi a vypláchnite fyziológickej roztokom:

- Otočte rukoväť uzaváracieho kohútika s pripojenou strieakačkou s obmedzeným objemom do polohy „OFF“ (vypnuté) k snímaču.
- Zatlačte piest strieakačky s obmedzeným objemom uplné nadol.
- Otočte rukoväť pripojeného uzaváracieho kohútika do polohy „OFF“ (vypnuté) k strieakačke s obmedzeným objemom.
- Podľa potreby rýchlo vypláchnite všetku zvyšnú krv v hadičke a septe.

UPOZORNENIE: Pri novorodenecach a pediatrickych aplikáciach vypláchanie nevykonávajte rýchlo, aby ste predišli pretaženiu tekutinami. Na vypláchnutie a zaznamenanie množstva infúzie podľa nemocničného protokolu použite samostatnú strieakačku.

- Povrh septa utrite alkoholom alebo Betadinom a septum uzavrite.

7. Vykonalte kontrolu a monitorujte kritiku tlaku.

UPOZORNENIE: Dabajte na to, aby ste do tela pacienta nevypláchnli vzduchové bubliny alebo zrazeniny z katétra alebo kanyly. Uistite sa, že monitorovacia hadička je úplne naplnená tekutinou, a pred pripojením tlakové hadičky nechajte malé množstvo kvítku pretekať späť cez kanylu.

KOMPLIKÁCIE

Medzi riziká spojené s používaním tohto produktu patria:

SEPSA/INFEKCIÁ

Výsledkom kontaminiácie tlakového systému môžu byť pozitívne výsledky kultivácie. S odberom krví, infúznymi tekutinami a katéterom trombózou bolo spojené zvýšené riziko septikémie a bakteriemie.

VZDUCHOVÁ EMBÓLIA

Vzduch môže vniknúť do systému a nakoniec do tela pacienta cez uzaváracie kohútiky, ktoré boli neúmyselne ponechané otvorené na náhodnom odpojení monitorovacieho systému, alebo po vypláchnutí zvyškových vzduchových bublin do tela pacienta.

ZRAZENINA V KATÉTRA A SPÄTNÉ KRVÁCANIE

Ak vypláchnutý systém v porovnaní s vlastným krvným tlakom pacienta nie je primerane natlakovaný, môže dojstú k spätnému krvácaniu, ak aj u zrazenine v katétri.

INFÚZIA TEKUTÍN S VYSOKOU MOLEKULOVOU KONCENTRÁCIOU

Ak je vo vašej nemocnici bežnou praxou vykonávať tieto infúzie pomocou tlakovej hadičky, odporúčame, aby ste po dokončení infúzie vymenili všetky komponenty systému za nové sterilné komponenty.

NADMERNÁ INFÚZIA

Ak je tlak vakuu vysílko až 300 mmHg, môže byť pacientovi infúziou podaná nadmerné množstvo tekutiny. Môže to mať za následok pretaženie tekutinami alebo potenciálne škodlivé zvýšenie krvného tlaku.

ABNORMÁLNE HODNOTY TLAKU

Hodnoty tlaku sa môžu rýchlo a dramaticky zmeniť v dôsledku straty správnej kalibrácie, uvoľnených spojení, vzduchu v systéme a náhodnému alebo systematickému posunu nuly.

Dalšie informácie o komplikáciách získate od miestneho zástupcu.

KONTRAINDIKÁCIE

- Vypláchanie pomôcku nepoužívajte na monitorovanie intramuskulárneho ani intrakraniálneho tlaku.
- Snímače Meritrans DTplus™ nepoužívajte s neizolovanými tlakovými monitormi.
- Nepoužívajte na monitorovanie tlaku v favej predtieni pred vypláchaním bez filtra na odstránenie vzduchu medzi kanylou a snímačom.
- Nepoužívajte bez mechanickej infúznej pumpy tekutin (pre DT-NN a DT-NNV).

KLINICKÉ VÝHODY

- Umožnenie monitorovania krvného tlaku
- Pomôcka zabetaná so systémom Safedraw poskytuje uzavretý systém na odber vzoriek krvi a monitorovanie tlaku.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Uchovávajte na chladnom, suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia.

STERILNÉ a nepyrogénne v neotvorenom, nepoškodenom obale. Iba na jednorazové použitie. Pred použitím skontrolujte jednotlivé balenia. Po použíti zariadenie zlikvidujte spôsobom, ktorý je v súlade so štandardnými protokolmi na likvidáciu odpadu. Opakovane nesterilizujte.

Stanovená životnosť pomôcky je podľa odporúčania CDC a Joint Commission Intl (JCI) 72 – 96 hodín.

Opäťovné použitie môže viesť k infekcii alebo inému ochoreniu/zraneniu.

V rámci EÚ sa musí akýkoľvek vážny incident v súvislosti s touto pomôckou nahlásiť výrobcovi a kompetentnému úradu príslušného členského štátu.

Ak potrebujete informácie týkajúce sa opakovaneho objednávania alebo inú pomoc, kontaktujte miestneho zástupcu.

ŠPECIFIKÁCIA

Budiacia napätie	DC 4 V až 8 V RMS
Budiacia frekvencia	DC až 5 kHz
Budiacia impedancia	> 200 ohmov
Impedancia signálu	< 3000 ohmov
Fázový posun medzi nabudením a signálom	< 5°
Nominálna citivosť	5 µV/V/mmHg
Limit nevyváženosťi	pri ±75 mmHg po nárazovom teste v polovicí sinusoidy
Posun nuly	2 mmHg/4 h
Posun tepelného koeficientu	0,3 mmHg/°C
Citivosť tepelného koeficientu	0,1 %/°C
Citivosť na svetlo	< 2 mmHg pri 3000 jednotkách svetivosti

	Nepoužívajte, ak je obal poškodený, a pozrite si návod na použitie
	Jednorazové použitie
	Opäťovne nesterilizujte
	Upozornenie: Podľa federálneho zákona (USA) sa predaj tejto pomôcky obmedzuje iba na predaj na lekársky predpis.
	Upozornenie
	Uchovávať v suchu
	Chráňte pred slnečným svetlom
	Apyrogenný
	Dátum spotreby: RRRR-MM-DD
	Sterilizované etylénoxidom
	Zdravotnícka pomôcka
	Systém s jednou sterilou bariérou alebo Systém s jednou sterilou bariérou s ochranným obalom vnútri
	Jedinečný identifikátor pomôcky
	Neobsahuje DEHP, DIBP, DBP, BBP
	Aplikovaná časť typu CF odolná voči defibrilácií
	Nepredstavuje žiadne riziká v prostredí MRI. Pri neklinickom testovaní sa preukázalo, že pomôcka nepredstavuje žiadne riziká v prostredí MRI. MR. Podľa normy ASTM F2503-13 pomôcka, ktorá nepredstavuje žiadne riziká v prostredí MR, je pomôcka, ktorá je bezpečná v prostredí MR v rámci definovaných podmienok. Pacient s touto pomôckou môže byť bezpečne snímaný v systéme MR za týchto podmienok: • Statické magnetické pole 3-Tesla alebo nižšie • Maximálny priestorový gradient magnetického poľa 4 000 gaussov/cm (40 T/m) • Snímač a kábel nesmú počas prevádzky systému MR prísť do kontaktu s pacientom. • Snímač a kábel nesmú byť umiestnené vo vnútri otvoru systému MR počas prevádzky skenera • Snímač a kábel sú povolené v miestnosti systému MR, nesmú však byť v prevádzke alebo pripojené k monitorovaciemu systému počas procedúry MRI.
	Pozrite návod na použitie Ak chcete získať elektronickú kopiu, naskenujte QR kód alebo navštívte stránku www.merit.com/fu a zadajte ID číslo návodu na použitie. Pre tlačenú kopiu, volajte služby zákazníkom v USA alebo EU
	Oprávnený zástupca v Európskom spoločenstve
	Výrobca
	Katalógové číslo
	Cílos šarže

Meritrans DTXPlus™

Seturi de traductoare de presiune de unică folosință Sistem de prelevare a probelor de sânge Safedraw™

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DESCRIEIRE

Acest set conține traductor (traductoare) de presiune Meritrans DTXPlus™ și poate conține un sistem de prelevare a probelor de sânge Safedraw™. Întrucât configurația setului proiectat pentru client variază de la instituție la alta, instituțiile le revine responsabilitatea de a-și stabili propriile politici și proceduri specifice care să guverneze utilizarea setului, inclusiv măsurile de siguranță care să vină în completarea celor descrise în această fișă cu instrucții. Secțiunea A descrie traductoarele Meritrans DTXPlus cu sau fără Safedraw™. Secțiunea B descrie utilizarea capacului tip dop EasyVent™. Secțiunea C descrie seturile Safedraw standard. Secțiunea D descrie procedeul de prelevare a probelor de sânge cu ajutorul dispozitivului Safedraw.

SCOPUL UTILIZĂRII

Traductorul pentru tensiuni arteriale de unică folosință (DTX) Merit este destinat monitorizării invazive a tensiunii arteriale. Kitul de monitorizare a tensiunii arteriale, de unică folosință (DTX Kit), ambalat împreună cu modelul pentru prelevarea probelor de sânge Safedraw, este menit să permită extragerea sângelui de la pacient, fără ca acesta să fie expus mediului extern (prelevarea probelor de sânge în circuit închis).

UTILIZATOR/PACIENT/MEDIU CLINIC

Utilizator: asistenți, clinicieni și medici calificați
Pacient: pacienți pediatrici și adulți
Mediu clinic: spitale sau medii clinice adecvate

SECȚIUNEA A

Familia de traductoare Meritrans DTXPlus este alcătuită din cinci modele de clărire (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV și DT-XO) și un model fără funcție de clărire (TNF-R).

Modelele DT-XX și DT-NNV conțin un orificiu cu gură de aerisire dispus în carcasa traductorului și sunt asemănătoare modelelor DT-XX și DT-NN.

Modelele DT-XX și DT-XXV sunt prevăzute cu un mecanism de acționare a clăririi rapide cu colier de culoare albastră și un robinet de reducere la zero, așa cum este ilustrat în Figura 1. Pentru a păstra permeabilitatea cateterului, dispozitivul de clărire integrală asigură o viteză (nominală) continuă de 3 ml/oră, cu o presiune diferențială de 200 mmHg (presiunea punghii de infuzie minus presiunea fiziolologică medie monitorizată). De asemenea, dispozitivul de clărire include o supăriță impotriva presiunii excesive pentru a impiedica presiunea asupra traductorului să depășească aproximativ 7000 mmHg. Supapa va elibera excesul de lichid înapoi, în condiții de siguranță, în punca de infuzie, menținând totodată un traseu etans și steril. Mecanismele de acționare a clăririi rapide (cu colier sau clapetă) Merit asigură un nivel de confort în momentul umplerii cu lichid, al eliminării bulelor și al clăririi rapide.

Modelul DT-XO este asemănător modelelor DT-XX și DT-XXV, având o viteză nominală de 3 ml/oră, însă nu este prevăzut cu un robinet de reducere la zero.

Modelele DT-NN și DT-NNV (o viteză nominală de până la 30 ml/oră) pentru aplicații neonatale. Acestea sunt prevăzute cu un robinet de reducere la zero integral, la fel ca în cazul modelelor DT-XX și DT-XXV, însă mecanismul acestuia de acționare cu colier este de culoare galbenă. **UTILIZĂȚI NUMAI ÎMPREUNĂ CU O POMPĂ MECANICĂ DE INFUZIE A LICHIDULUI.** Viteza reală de infuzie continuă pentru monitorizarea neonatală este determinată de către clinician și este controlată de o pompă mecanică de infuzie. Clătirea rapidă cu ajutorul dispozitivului de clărire în aplicații neonatale ar trebui să fie efectuată numai ca parte din procedura inițială de umplere cu lichid și eliminare a bulelor. Clătirea după extragerea sângelui sau administrarea medicamentelor ar trebui să fie efectuată manual cu ajutorul unei seringi pentru a controla infuzia de lichid cu acuratețe. Viteza de clărire rapidă variază în funcție de setul de administrare, lungimea și diametrul lumenului furtunului de presiune care cuplăază traductorul la pacient.

ATENȚIE: Nu blocăți modelele DT-XX și DT-NNV prevăzute cu un orificiu cu gură de aerisire în carcasa traductorului în scop de reducere la zero și calibrare.

Modelul TNF-R nu este prevăzut cu un dispozitiv de clărire, mecanism de acționare cu colier/clapetă sau un robinet de reducere la zero și poate fi furnizat la set împreună cu un dispozitiv de clărire/curgere montat pe linie separat.

ATENȚIE: Capacul D (dop transparent) poate fi furnizat împreună cu TNF-R. Nu strângeți capacul D în mod excesiv, întrucât acest lucru poate deforma fișul tip de luer al modelului TNF-R și poate impiedica racordarea altor componente.

PROCEDURA PRIVIND CONFIGURAREA

Folosiți tehnică aseptică și o configurație corespunzătoare atunci când manevrați dispozitivul. Verificați ca toate racordurile să fie fixe și că robinetul poate fi manevrat în direcție dorite.

ATENȚIE: Strângeți toate racordurile înainte de utilizare. Nu strângeți racordurile în mod excesiv, deoarece racordul se poate fisura, ceea ce duce la fisuri, surgeri, embolie gazosă, refluxuri sanguine sau pierdere formelor de undă ale presiunii.

Toate porturile laterale ale robinetelor sunt protejate cu capace cu orificiu de esapare care trebuie să rămână pe poziție până când sistemul este amorsat. Înlocuți întotdeauna capacele cu orificiu de esapare cu capace fără orificiu de esapare, cu excepția cazului în care acesta sunt prevăzute cu capace tip dop EasyVent™. Consultați Secțiunea B pentru mai multe instrucții.

ATENȚIE: Traductoarele de unică folosință oferă un singur mod de izolație electrică prin intermediul unei diafragme, intrejer, gel isolant sau o combinație de acel menționat anterior și nu sunt recomandate pentru utilizarea cu monitoarele pentru pacient care nu sunt izolate. Dacă aveți nelămuriri cu privire la caracteristicile de izolație ale monitorului dvs., consultați manualul de service al monitorului sau apelați producătorul de monitoare.

TRADUCTOR, CONEXIUNEA CABLULUI PENTRU INTERFAȚĂ

Conectați traductorul la cablul pentru interfață reutilizabil, aliniind săgețile conectorului și împingându-le în același timp (consultați Figura 2).

ATENȚIE: Imposibilitatea de a utiliza un cablu pentru interfață Merit poate duce la întreruperea semnalului. Testați întotdeauna cablul reutilizabil înainte de utilizare.

UMPLERE SETULUI PENTRU PERFUZII INTRAVENOASE (CONSULTAȚI FIGURA 3, 4 ȘI 5)

Seturile pentru perfuzii intravenoase cu camere de micro sau macro-perfuze li se aplică următoarele instrucții în cadrul configurațiilor cu o singură linie.

1. Pregătiți soluția de clărire sterilă într-o punghă cu soluție fără orificiu de esapare conform recomandărilii medicului.
2. Eliberați aerul din punghă cu soluție împingând vârful pentru perfuzia intravenoasă în punghă cu soluție și rotiți punghă în jos pentru a facilita ieșirea aerului blocat prin vârful. Deschideți pensa cu role și strângeți ușor punghă pentru perfuzie intravenoasă până când aerul este fortat în camera de perfuzie.

NOTĂ: Eliminarea aerului din punghă cu soluție va preveni pătrunderea acestuia în sistem atunci când soluția este epuizată sau când pungha este răsturnată.

3. Închideți pensa cu role și strângeți punghă ușor pentru a forța pătrunderea soluției în camera de perfuzie (umplută aproximativ 1/3, deoarece nivelul de cretere atunci când punghă este comprimată). Introduceți punghă în manșeta pentru măsurarea tensiunii și agătați-o de suportul pentru perfuzii intravenoase.

ATENȚIE: În cazul în care camera de perfuzie este umplută complet, canula de perfuzie ar trebui să fie scufundată în soluție și numărătoare picăturilor (determinarea vitezei) nu ar fi posibilă. Cu o presiune diferențială de 200 mmHg (presiunea punghii minus presiunea fiziolologică medie monitorizată), 2-4 picături pe minut dintr-un set de administrare a perfuziilor intravenoase cu micro-perfuze sau 2-4 picături la trei minute dintr-un set pentru perfuzii intravenoase cu macro-perfuze echivalăzează cu o viteză de 2-4 ml/oră.

NOTĂ: Pentru a minimiza formarea de bulelor de aer, umpleți sistemul de monitorizare cu ajutorul gravitației, fără a compri prima punghă.

4. Deschideți pensa cu role și umpleți setul pentru perfuzii intravenoase cu ajutorul gravitației. Loviți setul pentru perfuzii intravenoase pentru a elibera bulele blocate. Închideți pensa cu role.

5. Conectați setul pentru perfuzii intravenoase umplut la sistemul de monitorizare. Există două metode de umplere a setului cu trădutor - umplere manuală și umplere automată. Continuați cu metoda selectată pentru mai multe instrucții.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MODELUL DT-NN ȘI DT-NNV, RESPECTAȚI URMĂTORII PASI.

6. Racordați setul pentru perfuzii intravenoase la pompa de infuzie mecanică corespunzătoare. Dacă pompa utilizează o casetă, racordați furtunul la sistemul cu casetă. Puteți utiliza o biuretă montată pe linie între perfuzie intravenoasă și pompa de infuzie, conform standardelor, politicilor sau procedurilor spitalelor dvs. Dacă se utilizează alte componente, cum ar fi filtrele de particule sau de eliminare a aerului, realizați răcordurile necesare. În această etapă, acest sistem de tuburi pentru perfuzii intravenoase trebuie să rămână deconectat de la furtunul trădutorului/dispozitivului de clărire.

7. Racordați trădutorul (consultați Figura 4) la sistemul de tuburi pentru perfuzii intravenoase. Eliberați pensa cu role. Setați pompa în modul „purjare” sau la valoarea vitezei de infuzie pentru a permite lichidului să umple complet setul pentru perfuzii intravenoase, furtunul fără și sistemul cu casetă. După ce ati finalizat umplere, inchideți pensa cu role.

NOTĂ: Umplerea cu lichid și eliminarea bulelor din sistemul de tuburi pentru perfuzii intravenoase înainte de fixarea la trădutor/dispozitiv de clărire vor permite o umplere a trădutorului, a robinetelor și a furtunului de presiune fără bule.

METODA MANUALĂ DE UMLERE A SETULUI CU TRADUCTOR

ATENȚIE: Nu loviti trădutorul cu obiecte metalice, cum ar fi, pensele hemostatice, pentru a elimina bulele de aer. Acest lucru poate deteriora trădutorul.

1. În timp ce manșeta pentru monitorizarea tensiunii este încă dezumflată, tineți trădutorul în poziție verticală, robinetul de reducere la zero fiind orientat în sus. Deschideți pensa cu role de pe setul pentru perfuzii intravenoase și apăsați mecanismul de acționare cu clema pentru a permite setului să umple complet sistemul de monitorizare. În ceea ce privește seturile Safedraw™, asigurați-vă astfel încât capul cilindric al seringii cu volum restricționat să fie complet apăsat atunci când umpleți sistemul. Portul lateral al robinetului trebuie să fie umplut și bulele eliminate.

NOTĂ: Întrucât trădutorul este umplut cu ajutorul gravitației, asigurați-vă că pungha este mai sus decât trădutorul și sistemul de monitorizare.

2. Loviți trădutorul în palma deschisă a măini și, în același timp, apăsați mecanismul de acționare cu clema pentru a elibera aerul din camera trădutorului (consultați Figura 6).

NOTĂ: Nu loviti trădutorul cu obiecte metalice, cum ar fi, pensele hemostatice, pentru a elimina bulele de aer, întrucât acest lucru poate deteriora trădutorul.

3. **(Numai în ceea ce privește seturile Safedraw™)** După ce furtunul de presiune este umplut cu soluție, bulele sunt eliminate din seringă cu volum restricționat și portul lateral al robinetului atașat în poziția „OPRIT” către trădutor. Retragăți ușor și umpleți seringă cu volum restricționat cu soluție din furtunul de presiune până când intră în contact cu oripotorul incorporat al seringii. Rotiți setul, astfel încât vârful seringii să fie orientat în sus. Loviți seringă, astfel încât aerul blocat să se ridice spre vârf de tip luer, apoi apăsați pistonul complet înăpărat în seringă, forțând astfel aerul blocat și soluția în perfuzia pacientului. Rotiți mânerul robinetului atașat în poziția „OPRIT” către seringă cu volum restricționat.

ATENȚIE: NU efectuați surgeră la atât timp că perfuzia pacientului este conectată la cateter sau canulă. În caz contrar, aerul poate fi infuzat în pacient. Atât în ceea ce privește metoda de umplere manuală, cât și cea automată a trădutorului.

4. Activați dispozitivul de clărire rapidă pentru a elibera aerul din perfuzia pacientului.

5. Inspectați toate segmentele umplute cu lichid din sistemul de monitorizare pentru a verifica dacă bulele au fost eliminate. Comprimați punghă de infuzie la 300 mmHg. Dacă bulele rămân în camera trădutorului, clătiți din nou utilizând tehnica ilustrată la Figura 6.

METODA AUTOMATĂ DE UMLERE A SETULUI CU TRADUCTOR

Trădutorul Meritrans DTXPlus™ permite umplerea acestuia (de obicei, fără bule) în aproximativ cinci minute.

1. Introduceți trădutorul într-un suport pentru trădutor (TBG) sau altă suporturi care vor fițe trădutorul într-o poziție verticală (consultați Figura 7b).

2. Comprimați manșeta la 300 mmHg și verificați astfel încât camera de perfuzie a setului pentru perfuzii intravenoase să nu fie complet umplută în timpul comprimării, întrucât acest lucru împiedică cîteva viteze. Deschideți pensa cu role. Trădutorul se va umple automat.

3. Reveniți în cinci minute pentru a inspecta trădutorul în vedere bulelor și clătiți pentru a umple restul setului de monitorizare. Loviți ușor în timp ce apăsați mecanismul de acționare cu clema pentru a scoate bulele de aer rămase (consultați Figura 6).

FIXAREA SETULUI CU TRADUCTOR (Consultați Figura 7)

1. Înlocuți toate capacele cu orificiu de esapare de pe porturile laterale ale robinetelor cu capace care nu au orificiu de esapare (dopuri). Dacă portul lateral este prevăzut cu un capăt tip dop EasyVent™, nu înlocuți, ci strângeți capacul pentru a ajunge în poziția fără orificiu de esapare. (Consultați Secțiunea B.)

2. Montați trădutorul pe un suport (consultați Figura 7b) sau direct pe brațul pacientului (consultați Figura 7a) cu portul de reducere la zero a trădutorului situat la nivelul inimii, în mijloc.

ATENȚIE: Sistemul de prelevare a probelor de sânge Safedraw™ nu este destinat montării pe pacient.

S-a proiectat o serie de modele de seturi cu trădutorul de a permite montarea atât pe suportul pentru perfuzii, cât și pe pacient. Aceste seturi pot avea numeroase de model care se termină în „M” sau „SM”. Atunci când se montează pe pacient, luați măsuri de precauție pentru a asigura faptul că dispozitivul de clărire nu este acționat accidental dacă pacientul își schimbă poziția corpului.

Mecanismul de acționare cu clema a clăririi rapide Merit este proiectat special pentru a minimiza acest risc, având în vedere faptul că acesta poate fi activat numai prin apăsarea mecanismului de acționare cu clema după două secunde. Cu toate acestea, se recomandă în continuare măsuri de precauție.

3. Racordați sistemul de monitorizare la canulă sau cateterul pacientului. Clătiți sistemul pentru a goli săngele din canulă sau cateter.

ATENȚIE: Evitați clătirea bulelor de aer sau a cheagurilor de sânge din cateter sau canulă în pacient, asigurându-vă că sistemul de monitorizare este umplut complet cu soluție și lăsând o cantitate mică de sânge să curgă înapoi prin canulă înainte de a efectua racordul liniei de presiune. În ceea ce privește monitorizarea tensiunii atriale stângi, instalați un filtru de eliminare a aerului între canulă și trădutor, înainte de a efectua clătirea.

4. În cazul multor instalări de trădutor, se utilizează un sistem de codificare cu culori pentru a identifica intrările corespunzătoare pe monitor. Sună disponibile etichete codate cu culori. Lipiți etichetele corespunzătoare de TBG sau linia de monitorizare cu oarecare culoare.

Rosu („ARTERIAL”)= Tensiune arterială

Albastru („CVCP”)= Tensiune venoasă centrală

Galben („PA”)= Tensiune la nivelul arterei pulmonare

Alb („LAP”)= Tensiune atrială stângă

Alb (Gol)= Tensiune diversă

REDUCEREA LA ZERO ȘI CALIBRAREA

1. Echilibrați la zero sistemul de monitorizare la presiunea atmosferică și calibrăți trădutorul conform instrucțiunilor prodătorului de monitoare.

NOTĂ: Se recomandă să amplionați robinetul cu trei căi cel mai apropiat de trădutor la nivelul inimii, în mijloc și să fie utilizat exclusiv în cadrul configurațiilor cu o singură linie de presiune pentru a reduce la zero. Trădutorul poate fi purtat rapid și ușor la presiunea atmosferică rotind mânerul robinetului spre stânga (adică în poziția „OPRIT” către perfuzia pacientului) și scoțând capul fără orificiu de esapare din portul de reducere la zero. Dacă există un capăt tip dop EasyVent™, nu îl scoateți, ci slăbiți capacul pentru a ajunge în poziția orificiului de esapare (Secțiunea B).

2. Rotiți mânerul robinetului de reducere la zero spre dreapta (adică „OPRIT” către portul lateral de reducere la zero) și permiteți accesul tensiunii pacientului la trădutor. Verificați calitatea formei de undă.

3. Lăsați sistemul să se stabilizeze timp de aproximativ un minut pentru a asigura faptul că dispozitivul de clărire funcționează corect.

Apoi, numărați picăturile pentru a verifica dacă viteza este de aproximativ 3 ml/oră. De asemenea, efectuați o inspecție vizuală în vedere surgerilor. După treizeci de minute de la instalare și periodic după aceea, verificați dacă sistemul asigură o presiune a punghii, o viteză și un nivel zero corect și sigură - vă că nu există surgeri. Surgerile, chiar și nesemnificative, pot duce la citirile lipsite de acuratețe. Dacă suspectați o abaterie de zero, de ex., o citire anormală, reposiți trădutorul și reduceți din nou la zero. Dacă problema persistă, schimbăți trădutorul. După fiecare clătire rapidă, se recomandă să reconfirmăți viteza.

4. Înlocuți capacul tip dop și rotiți robinetul închis către portul lateral. Dacă portul lateral este prevăzut cu un capăt tip dop EasyVent™, nu înlocuți, ci strângeți capacul pentru a ajunge în poziția fără orificiu de esapare (Secțiunea B).

5. **(Numai în ceea ce privește modelul DT-NN și DT-NNV)** Setați pompa mecanică de infuzie la viteza dorită, conform recomandărilor medicalui.

ATENȚIE: Dacă se observă o formă de undă atenuată, acest lucru poate fi rezultatul mai multor factori, inclusiv fără se limita la:

- Robinetele pozitionate greșit
- Aerul prezent în linia de monitorizare, cateter sau canulă
- Racordurile slăbite
- Monitorul calibrat necorespunzător
- Cheagurile de sânge prezente în cateter, canulă sau linia de monitorizare
- Cateterul sau canula a fost pozitionată în contra peretului unui vas de săngă.

AVERTISMENT

Citirile anormale ale tensiunii trebuie să fie corelate cu simptomele clinice ale pacientului. În caz contrar, verificați dacă trădutorul funcționează, utilizând o sură de presiune cunoscută sau calibrând.

Pozitionați manetele robinetelor la 90° pentru poziția „OPRIT”. Nu le poziționați la un unghi de 45° pentru a ajunge în poziția „OPRIT”, intrucât acesta nu este precis și poate duce la contaminare, reflux sanguin sau embolie gazosă.

Dispozitivul de clărire și camera de perfuzie nu sunt destinate ca sisteme precise de livrare a lichidelui. Dacă starea pacientului condiționează livrarea precisa a lichidelui, utilizați o pompă mecanică pentru a preveni posibilul exces de infuzie cu lichid.

Echipamentele de comunicare prin RF trebuie menținute la o distanță de 30 cm (12 inchi) față de trădutor. Nu este permisă plasarea trădutorului peste sau în apropierea altor echipamente de comunicare. Cablurile electrice și alte dispozitive electronice pot avea un impact negativ asupra caracteristicilor CEM.

Caracteristicile de EMISIE ale trădutorului permit utilizarea acestuia în zone industriale și spitale (CISPR 11 Clasa A). A nu se utilizează într-un mediu rezidențial.

SECȚIUNEA B

Instrucțiuni de utilizare privind capacul tip dop EasyVent™ care simplifică reducerea la zero a trădutorului.

UMPLERE CU LICHID A ROBINETULUI DE REDUCERE LA ZERO (Consultați Figura 8)

1. De obicei, capacul tip dop EasyVent™ este fixat de robinetul de reducere la zero în poziția orificiului de esapare. În caz contrar, slăbiți capacul până când acesta se rotește liber (NU SCOATEȚI CAPACUL).

2. Acționați dispozitivul de clărire pentru a umple portul lateral și lăsați lichidul să lasă prin capacul tip dop EasyVent™.

3. După ce ati umplut cu lichid, rotiți robinetul în poziția „OPRIT” către portul lateral și strângeți capacul.

REDUCEREA LA ZERO A TRADUCTORULUI

1. Rotiți robinetul în poziția „OPRIT” către perfuzia pacientului și slăbiți capacul tip dop EasyVent™.

2. Reduceți monitorul la zero și strângeți capacul.

3. Rotiți robinetul în poziția „OPRIT” către portul lateral de reducere la zero și permiteți din nou accesul tensiunii pacientului.

SCOATEREA/ÎNCLOCUREA CAPACULUI

1. Pentru a accesa portul lateral al robinetului, slăbiți capacul și trageti-l.

2. Pentru a înlocui capacul de pe portul lateral al robinetului, pur și simplu apăsați capacul înă

ATENȚIE: Modelele seturilor Safedraw™ sunt destinate utilizării cu catetere arteriale scurte (până la 6 cm). Utilizarea împreună cu cateterelor cu un volum mai mare poate cauza o golire insuficientă a liniei de sânge diluat cu heparină și pot apărea valori de laborator lipsite de acuratețe.

RACORDAREA

- Racordați fitigul mamă de tip luer, montat pe linie, al robinetului cu trei căi la capătul distal al setului de monitorizare utilizat. Dacă setul de monitorizare utilizat are deja un furtun de presiune atașat, atunci scoateți-l înainte de a ataşa sistemul Safedraw™.
- Umpleți calota sau segmentul traductorului respectând, mai întâi, instrucțiunile producătorului.
- Umpleți setul Safedraw™ autonom umplând, mai întâi, segmentul de presiune și membrana pentru prelevarea probelor de sânge. Apoi, rotiți robinetul seringii cu volum restricționat în poziția „OPRIT” către traductor. Retrageți șorț și umpleți seringa cu volum restricționat cu soluție din furtunul de presiune până când intră în contact cu opriitorul incorporat al seringii. Rotiți setul, astfel încât vârful seringii să fie orientat în sus. Loviți seringa, astfel încât aerul blocat să se ridice spre vârful de tip luer. În timp ce țineți vârful seringii orientat în sus, apăsați pistonul complet înapoi în seringă, forțând astfel aerul blocat și soluția în perfuzia pacientului. Rotiți mânerul robinetului atașat în poziția „OPRIT” către seringă cu volum restricționat.

ATENȚIE: NU urmați pasul 3, 4 sau 5 dacă perfuzia pacientului este racordată la cateter sau canulă. În caz contrar, aerul poate fi infuzat în pacient.

- Activați dispozitivul de clărire rapidă pentru a elimina aerul din perfuzia pacientului.
- Înspectați toate segmentele umplute cu lichid din sistemul de monitorizare pentru a verifica dacă bulele au fost eliminate.
- Comprimăți puntea de infuzie la 300 mmHg. Dacă bulele rămân în camera traductorului, clătiți din nou utilizând tehnica ilustrată la Figura 6.

7. Racordați la canula sau cateterul pacientului. Clătiți sistemul pentru a goli săngele din cateter sau canulă.

8. Reduceti la zero și calibrati traductor conform instrucțiunilor producătorului.

ATENȚIE: Lăsați sistemul să se stabileze timp de aproximativ un minut. De asemenea, efectuați o inspecție vizuală în vederea scurgerilor. După treizeci de minute de la instalare și periodic după aceea, verificați dacă sistemul asigură o presiune a pungerii de infuzie, o viteză corectă și surgerii. Orice surgerie nesemnificativă poate duce la interpretarea greșită a vitezelor reale prin cateter.

SECȚIUNEA D - PRELEVAREA PROBELOR DE SÂNGE CU DISPOZITIVUL SAFEDRAW

Instrucțiuni privind extragerea săngelui cu ajutorul sistemelor Safedraw™ cu traductoare de unică folosință sau traductoare reutilizabile cu calote (consultați Figura 9 și 10).

ATENȚIE: Nu utilizați un ac hipodermic pentru a străpunge membrana.

- Deschideți capacul de protecție articulat al membranei de prelevare a probelor. Ștergeți suprafața membranei cu alcool sau betadină.
- Rotiți mânerul robinetului cu seringă cu volum restricționat atașat în poziția „OPRIT” către traductor.
- Retrageți seringa până când intră în contact cu opriitorile incorporate. Rotiți robinetul în poziția „OPRIT” către pacient.
- Membrana poate fi acum strâpunsă cu un ac de siguranță. TA-BPN sau un dispozitiv de transfer direct, TA-STV pentru a extrae proba de sânge. (Mergeți la secțiunea corespunzătoare, apoi la pasul 5).

ATENȚIE: Puteti utiliza seringă cu vârf glisant de tip luer, însă aveți grijă ca seringa să nu se deplaseze din acul de siguranță în momentul îndepărării. Pentru a scoate acul de siguranță și seringa din membrană, prindeți învelișul acului de siguranță cu o mână și scoateți cu atenție ansamblul cu ac/seringă.

Utilizarea acului de siguranță - modelul TA-BPN

- Strângeți ferm orice seringă pentru prelevarea probelor de sânge de acul de siguranță (consultați Figura 10).
- Aliniați acul de siguranță cu membrana și impingeți acul de siguranță complet în membrană.

NOTĂ: Asigurați-vă că arcurile de pe ambele părți ale protecției acului s-au aliniat cu extensiile de tip luer ale membranei. Acest lucru permite introducerea completă a acului de siguranță în membrană.

- Aspirați proba de sânge în vederea probăi. Dacă săngele este extras cu dificultate, retrageți șorțul pistonului seringii. Dacă tot întăriți dificultatea, verificați cateterul sau canula în vedere ochiului.

d. Pentru a scoate acul de siguranță și seringă pentru prelevarea probelor din membrană, trageți șorțul opriitorului cu ac/seringă din membrană, tîrând în același timp învelișul acului de siguranță. Atunci când acul este scos aproape de jumătate, ar trebui să rezistă și ușoră rezistență. În acest punct, trageți foarte șorț de pistonul seringii, apoi scoateți ansamblul cu ac/seringă din membrană rotind ansamblul spre dreapta și trageți spre înapoi. Procesul de mai sus va permite presiunii reziduale din seringă să se stabilizeze și va impiedica depunerărea săngelui pe vârful acului sau în parte superioară a membranei.

- Ștergeți suprafața membranei cu alcool sau betadină și introduceți capacul membranei.

e. Pentru a transfera săngelul într-o erubretă evacuată, apăsați ansamblul acului seringii care conține sânge în opriitorul erubretelor evacuate.

ATENȚIE: Atunci când scoateți acul de siguranță, extrageți șorț pentru a vă asigura că opriitorul evacuat nu este împreună cu acul de siguranță.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE TRANSFER DIRECT, MODELUL TA-STV

Modelul TA-STV permite transferul de sânge direct din membrană în erubretă evacuată.

ATENȚIE: NU lăsați dispozitivul de transfer direct, modelul TA-STV în membrană după finalizarea prelevării de probă. În acest caz, perfuzia pacientului se poate contamina sau săngele poate curge din sistem.

- Introduceți dispozitivul TA-STV în membrană. Asigurați-vă că arcurile acului de siguranță s-au aliniat cu extensiile de tip luer ale membranei.

NOTĂ: Introduceți dispozitivul TA-STV în membrană înainte de a introduce o erubretă evacuată în receptacul erubretelui, în caz contrar, vidul va dispărea.

- Introduceți erubretă evacuată în capătul receptacului dispozitivului TA-STV. Prin intermediu vidului săngele va fi extras în erubretă evacuată în cantitatea corectă. Scoateți erubretă evacuată.

c. Dacă este nevoie de probe suplimentare, apăsați fiecare erubretă evacuată pe rând în capătul receptacului dispozitivului TA-STV.

- După ce ati scos ultima erubretă evacuată, scoateți dispozitivul TA-STV din membrană pentru prelevarea probelor trăgând în sus până când rezistării o ușoră rezistență, apoi răsuțiti pentru a scoate și elimină.

ATENȚIE: NU retrageți pistonul seringii cu volum restricționat atât timp cât robinetul de reducere la zero se află în poziția „OPRIT” către traductor. În caz contrar, seringa poate extrae aer. NU umpleți seringa cu volum restricționat rotind robinetul la care seringa este racordată în poziția „OPRIT” către pacient și aspirând, cu excepția cazului în care, dispozitivul de clărire este deschis pentru a permite lichidului să curgă din punca cu soluție salină. Dacă nu activați dispozitivul de clărire, acest lucru poate deteriora traductorul.

- Infuzați săngele rămas din nou în pacient și clătiți cu soluție salină astfel:

a. Rotiți mânerul robinetului cu seringă cu volum restricționat atașat în poziția „OPRIT” către traductor.

b. Impingeți pistonul seringii cu volum restricționat complet.

c. Rotiți mânerul robinetului în poziția „OPRIT” către seringă cu volum restricționat.

d. Clătiți rapid, după care, pentru a elibera săngele rămas în furtun și pe membrană.

ATENȚIE: În ceea ce privește aplicatiile neonatale și pediatrică, nu clătiți rapid pentru a preveni supraîncărcarea cu lichid, ci utilizați o seringă separată pentru a clăti și consumați cantitatea infuzată conform protocolului spitalului.

- Stergeți suprafața membranei cu alcool sau betadină și introduceți capacul membranei.

7. Fiți atenți la forma de undă a tensiunii de pe monitor.

ATENȚIE: Evitați clătirea bulelor de aer sau a cheagurilor din cateter sau canulă în pacient, asigurându-vă că linia de monitorizare este umplută complet cu lichid și lăsând o cantitate mică de sânge să curgă înapoi prin canulă înainte de a efectua racordul liniei de presiune.

COMPLICAȚII

Riscurile asociate utilizării acestui produs includ:

SEPSISUL/INFECȚIA

Pot rezulta culturi pozitive din contaminarea sistemului de presiune. Riscuri sporite de septicemie și bacteriemie asociate cu prelevarea probelor de sânge, lichidele de infuzie și tromboza asociată cateterului.

EMBOLIA GAZOASĂ

Aerul poate pătrunde în sistem și, în sfârșit, în pacient prin intermediu robinetelor lăsate deschise în mod neintenționat prin deconectarea accidentală a sistemului de monitorizare sau prin clătirea bulelor de aer reziduale în pacient.

CATERETUL BLOCAT ȘI REFLUXUL SANGUIN

Dacă un sistem sălit nu este comprimat corespunzător relativ cu tensiunea arterială a pacientului, poate apărea refluxul sanguin, precum și blocarea cateterului.

INFUZIA DE LICHIDE CU CONCENTRAȚIE MOLECULARĂ SPORITĂ

Dacă practica spitalului dvs. recomandă efectuarea acestor infuzii prin intermediu liniei de presiune, vă recomandăm să schimbați toate componentele sistemului cu alte noi, sterile, imediat după ce ați finalizat infuzia.

INFUZIA EXCESIVĂ

Excesul de lichid poate fi infuzat în pacient dacă presiunea pungerii depășește 300 mmHg. Acest lucru poate duce la supraîncărcarea cu lichid și/sau creștere cu potențial dăunător a tensiunii arteriale.

CITIRI ANORMALE ALÉ TENSIUNI

Citirile tensiunii se pot schimba rapid și dramatic din cauza pierderii unei calibrări corespunzătoare, a răcoririlor slabite, a aerului prezent în sistem și a abaterii sau a modificării valorii zero.

Pentru mai multe informații privind complicațiile, contactați reprezentantul dvs. local.

CONTRAINDICAȚII

- Nu utilizați dispozitivul de clărire atunci când monitorizați tensiunile intramusculare sau intracraniene.
- Nu utilizați traductoarele Meritrans DTXPlus™ împreună cu monitoarele de presiune neizolate.
- Nu utilizați pentru monitorizarea tensiunii atriale stângi fără un filtru de eliminare a aerului între canulă și traductor înainte de clărire.
- Nu utilizați fără o pompă mecanică de infuzie cu lichid (pentru modelul DT-NN și DT-NNV).

BENEFICIİ CLINICE

- Permite monitorizarea tensiunii arteriale
- Dispozitivul ambalat împreună cu dispozitivul Safedraw asigură un sistem închis pentru prelevarea probelor de sânge și monitorizarea tensiunii.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un loc uscat răcoros departe de lumina directă a soarelui.

STERIL și **apirogen** în ambalaj nedeschis și nedeteriorat. Numai pentru o singură utilizare. Verificați dacă ambalajul individual este complet înainte de folosire. După utilizare, eliminați dispozitivul în conformitate cu protocolele standard privind eliminarea deșeurilor. A nu se resteriliza.

Durata de viață a dispozitivului este de 72 - 96 de ore pe baza recomandării făcute de Centrul de control al bolilor (CDC) și Joint Commission Intl (JCI).

Refolosirea poate duce la infecții sau altă boală/rană.

În UE, orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie să fie raportat producătorului și autorității competente a statului membru respectiv.

Pentru informații privind o nouă comandă sau asistență, contactați reprezentantul local.

SPECIFICAȚIE

Tensiune de excitare	c.c. 4 V - 8 V RMS
Frecvența de excitare	c.c. la 5 KHz
Impedanță excitării	> 200 ohmi
Impedanță semnalului	< 3000 ohmi
Defazare între excitare și semnal	< 5°
Sensibilitate nominală	5 µV/V/mmHg
Limita dezechilibrului	la ±75 mmHg după testul cu soc semisinusoidal
Abatere de la valoarea zero	2 mmHg/4 ore
Deviația coeficientului termic	0,3 mmHg/°C
Sensibilitatea coeficientului termic	0,1% / °C
Sensibilitate la lumină	<2 mmHg la 3000 foot candles

	Dacă ambalajul este deteriorat, nu utilizați produsul și consultați instrucțiunile de utilizare
	De unică folosință
	A nu se resteriliza
	Atenție: Legislația federală (SUA) restricționează vânzarea acestui dispozitiv, care poate fi efectuată numai de către un medic sau la comanda unui medic.
	Atenție
	A se feri de umezelă
	A se feri de razele soarelui
	Apirogen
	A se utilizează până la data: AAAA-LL-ZZ
	Data de fabricație: AAAA-LL-ZZ
	Sterilizat folosind oxidul de etilenă
	Dispozitiv medical
	Sistem unic de barieră sterilă sau Sistem unic de barieră sterilă cu ambalaj de protecție în interior
	Identificator unic al dispozitivului
	Nu conține DEHP, DIBP, DBP și BBP
	Piesă aplicată CF de tip rezistent la defibrilație
	Compatibilitate RM condiționată Testele non-clinice au demonstrat că acest dispozitiv are compatibilitate RM condiționată. Conform ASTM F2503-13, un articol cu compatibilitate RM condiționată este un articol cu siguranță dovedită în mediu RM, în condiții determinate. Un pacient cu acest dispozitiv poate fi scanat în condiții de siguranță într-un sistem RM în următoarele condiții: • Câmp magnetic static de 3-Tesla sau mai puțin • Câmp magnetic cu gradient spațial maxim de 4.000 Gauss/cm (40 T/m) • Traductor și cablu nu trebuie să intre în contact cu pacientul în timpul operării sistemului RM • Nu montați traductorul și cablul pe pacient. • Traductorul și cablul nu trebuie să fie poziționate în interiorul orificiului sistemului RM în cursul operării scannerului • Accesul traductorului și a cablului este permis în incăperea sistemului RM, dar nu trebuie să fie operațional sau conectat la un sistem de monitorizare în cursul procedurii RM Utilizați informațiile furnizate aici împreună cu politicile instituției dvs. pentru a evalua riscurile pentru pacient și operatori atunci când utilizați traductoarele Meritrans într-un mediu RM.
	Consultați instrucțiunile de utilizare Pentru copia electronică, scanăți codul QR sau accesați www.merit.com/ifu și introduceți numărul de identificare din instrucțiunile de utilizare. Pentru copia tipărită, apelați Serviciul de relații cu clientii din S.U.A. sau din U.E.
	Reprezentanță autorizată în Comunitatea Europeană
	Producător
	Număr catalog
	Cod lot

Meritrans DTXPlus™

Kertakäyttöiset paineanturisarjat

Safedraw™-

verinäytteenottojärjestelmä

KÄYTTÖOHJEET

TUOTEKUVAUS

Tämä sarja sisältää vähintään yhden Meritrans DTXPlus™ -paineanturin ja saattaa sisältää Safedraw™-verinäytteenottojärjestelmän. Sarjojen sisältö vaihtelee laitoksen mukaan, joten laitoksen vastuulla on laittaa tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden lisäksi omat sarjan käytöksivaiheet ja menetelytavat, mukaan lukien turvaohjeet. **Osa A** kuvaa Meritrans DTXPlus™-antureiden käytöötä Safedraw™-järjestelmän kanssa tai ilman. **Osa B** kuvaa impinialisen EasyVent™-kannen käyttöä. **Osa C** kuvaa tavallista Safedraw-sarjoja. Osa D kuvaa verinäytteenottoa Safedraw-järjestelmällä.

KÄYTTÖTÄRKOKUTOUS

Kertakäyttöinen Merit-verenpaineanturi (DTX) on tarkoitettu invasiviseen verenpaineen seurantaan. Kertakäyttöinen verenpaineen seurantasarja (DTX Kit) on paikalla yhteen Safedraw-verinäytteenottojärjestelmän kanssa, ja se on tarkoitettu verinäytteen ottamiseen potilaalta ilman potilaan altistumista ulkoiselle ympäristölle (suljetun silmukan verinäytteenotto).

KÄYTTÄJÄ/POTILAS/KLIININEN

Käyttäjä: päätevalta sairaanhoitaja, klinikot ja lääkärit

Potilas: käyttö lapsilla ja aikuisilla

Kliininen: sairaalat ja asianmukaiset kliiniset ympäristöt

OSA A

Meritrans DTXPlus -anturisarjassa on viisi huuhtelevaa mallia (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV ja DT-XO) ja yksi ei-huuhteleva malli (TN-R).

DT-XX- ja DT-NNV-mallien anturikotelossa on ilmausaukko, ja ne vastaavat DT-XX- ja DT-NN-malleja.

DT-XX- ja DT-XXV-malleissa on sininen nippistinmallinen pikahuuhTELUN käynnistin ja nollaussulkuhana (kuva 1). Katetrin tutkeutumisen estämistä varten sisärännäkkennetut huuhTELUTELUT ylätäpä nimellisvirtausopeutta 3 ml/h paine-erolla 200 mmHg (infusioopussin paine vähennettyinä keskivaiosella monitoritoitavalla fysiologisella paineella). Lisäksi huuhTELULAITTEESA on ylipainevaroventili, joka estää painee nousuksen anturissa yli 7 000 mmHg:llä. Venttiili ohjaa ylimääräisen nesteen turvalisesti takaisin infusioopussiin ja säilyttää samalla tiiviin ja steriilin nestevalyyn. Merit-pikahuuhTELULKÄYNNISTIMET (nippistin tai vetokieleke) helpottavat nesteen täyttää, ilmakuplien poisto ja pikahuuhTELUA.

DT-XO-malli vastaa DT-XX- ja DT-XXV-malleja (nimellisvirtausopeus 3 ml/h), mutta siinä ei ole nollaussulkuhana.

DT-NN- ja DT-NNV-mallit (nimellisvirtausopeus enintään 30 ml/h) käyttäväksi vastasyntyneillä. Niissä on sisärännäkkennetut nollaussulkuhurat, kuten DT-XX- ja DT-XXV-malleissa, mutta niiden nippistinmallinen pikahuuhTELULKÄYNNISTIN on keltainen. **KÄYTÄ VAIN YHDESSÄ MEKAANISESEN NESTEINFUSIOPUMPUN KANSA.** Vastasyntyneiden pikahuuhTELUA huuhTELULAITTEELLA saa käyttää vain osana nesteen esittävää ja ilmakuplien poistoa. Verinäytteenottoon tai lääkeiden annon jälkeen huuhTELU on suoritettava käsitsi ruiskulla, jolloin nesteinfusio on hallitettu. PikahuuhTELUPUDEDUT vaihtelevat annostelusarjan tyyppin ja anturin potilaaseen yhdistävän paineletken pituuden ja luuminen halkaisijan mukaan.

VAROITUS: DT-XXV- ja DT-NNV-malleja, joiden anturikotelossa on ilmausaukko, ja ne vastaavat DT-XX- ja DT-NN-malleja.

TNF-R-mallissa ei ole huuhTELULAITTA, nippistin-/vetokielekekäynnistintä tai nollaussulkuhana, ja se voidaan toimittaa sarjassa, jossa on erillinen in-line-virtaus-/huuhTELULAITTA.

VAROITUS: TNF-R-mallin mukana voidaan toimittaa D-kansi (läpinäkyvä, umpinainen kansi). Älä kiristä D-kantta liikaa, sillä se voi muuttaa TNF-R-mallin luer-urosliittimen muotoa ja estää muiden osien liittämisen.

ASENNUS

Käytä aseptista tekniikkaa ja asianmukaista asennusta käsittellessäsi laitetta. Varmista, että kaikki liitännät ovat tiiviit ja sulkuhanjojen kalvahat halutuissa asennossa.

VAROITUS: Kiristä kaikki liitännät ennen käyttöä. Älä kiristä liitintöitä liikaa, koska se voi rikkota liitännän ja aiheuttaa vuotoja, ilmaembolaa, taakaisinvirtauta tai painekäyrän häviämisen.

Sulkuhanjojen kaikissa sivuporteissa on ilmäreiläiset kannet, jotka on pidettävä paikoillaan, kunnes järjestelmä esitytetään. Ilmareiläiset kannet on aina vähättävä tiivisilin kanssin, lukuun ottamatta impinialista EasyVent™-kannaa. Katso lisätietoja osasta B.

VAROITUS: Kertakäyttöisissä antureissa on yksinkertainen sähköteristy, kuten kalvo, ilmarako, eristysgeeli tai näiden yhdistelmä. Niitä ei suositella käytettäväksi eristämättömien potilasmonitorien kanssa. Jos olet epävarma monitorin eristysominaisuudesta, katso lisätietoja monitorin huolto-oppaasta tai ota yhteyttä monitorin valmistajaan.

ANTURI, LIITÄNTÄKAAPELI

Yhdistä anturi uudelleenkäytettävään liitäntäkaapelia kohdistamalla liittimiin nuolet ja työntämällä ne yhteen (katso kuva 2).

VAROITUS: Muun kuin Merit-liitäntäkaapelin käyttö voi aiheuttaa signaalit häiriön. Testaa uudelleenkäytettävä kaapeli aina ennen käyttöä.

IV-SARJAN TÄYTÖ (KATSO KUVA 3, 4 JA 5)

Seuraavat ohjeet koskevat IV-sarjoja, joissa on sarjassa olevat mikro- tai makrotippakammiot.

1. Valmistla sisäruuhteluliuos tiiviseen luosupussiin lähikarin määräyksen mukaan.

2. Poista ilma luosupussista työntämällä pussia siten, että ilma pääsee poistumaan neulan kautta. Väaa rullasuljin ja purista IV-pussia varovasti, kunnes ilma puristuu tippakammioon.

HUOMAUTUS: Ilman poistamisen luosupussista estää ilman pääsyn tarkkailijärjestelmään, kun liuos on lopussa tai kun luosupussi kääntetään.

3. Sulje rullasuljin ja purista pussia hieman, etttä liuosta menee tippakammioon (noin 1/3 tippakammiosta täytetään, sillä pinta nousee, kun pusi paineistetaan). Aseta pussi paineemantistiin ja ripusta se IV-telineeseen.

VAROITUS: Jos tippakamppi täyttää kokonaan, tippakamppi uppoaa liuokseen eliä tippamäärää (tipputusnopeuden määräytyminen) voi laskea. Paine-eron ollessa 2-4 mmHg (puissi paine vähennettyinä keskivaiosella monitoritoitavalla fysiologisella paineella) 2-4 tippaa minuutissa mikroinfusiojärjestelmästä tai 2-4 tippaa kolmessa minuutissa mikroinfusiojärjestelmästä vastaa virtausnopeutta 2-4 ml/h.

HUOMAUTUS: Vältä ilmakuplien muodostumista täytämällä tarkkailijärjestelmä painovoimaisesti paineistamatta pussia.

4. Avaa rullasuljin ja täytä IV-sarja painovoimaisesti. Irrota ilmakuplia napauttamalla IV-sarjaan. Sulje rullasuljin.

5. Liitä täytetyt IV-sarja tarkkailijärjestelmään. Anturisarjan voi täyttää kahdella tavalla – manualisesti ja automaatisesti. Katso lisätietoja valitun menetelmän kohdalla.

NOUDATA DT-NN- JA DT-NNV-MALLIEN TÄYTÖSSÄ SEURAAVIA VIHEITA.

6. Liitä IV-sarja sopivana mekanisaan infusioimpumpuun. Jos pumpussa käytetään kasettiä, yhdistä letku kasettijärjestelmään. IV-sarjan ja infusioimpun välillä voi käytävä in-line-brietinä sairalan standardien, käytäntöjen ja menetelytapojen mukaisesti. Jos käytetään muita osia, kuten hukkas- tai ilmanpainlessuoottimia, tee tarvittavat liittävät. IV-letkujärjestelmän on oltava vielä tässä vaiheessa irti anturin/huuhTELULAITTEEN LETKUSTA.

7. Liitä anturi (katso kuva 4) IV-letkujärjestelmään. Avaa rullasuljin. Aseta pumpu tyhjennystilaan tai infusioonopeuteen, joka täyttää IV-sarjan, byrettiletkun ja kasettijärjestelmän kokonaan. Sulje rullasuljin tätöön jälkeen.

HUOMAUTUS: IV-letkujärjestelmän täytö ja ilmakuplien poisto ennen anturin/huuhTELULAITTEEN liittämistä nopeuttaa anturin, sulkuhanjojen ja paineletken täytämistä ja vähentää ilmakuplien muodostumista.

ANTURISARJAN MANUAALINEN TÄYTTO

VAROITUS: Anturista ei saa poistaa ilmakuplia napauttamalla sitä metalliesineillä, kuten suoniopihdeillä. Tämä voi vahingoittaa anturia.

1. Painemansetin ollessa vielä tyhjiä pidä anturia pystysennoossa siten, että nollaussulkuhana osoittaa ylöspäin. Täytä tarkkailijärjestelmän kokonaan liuoksella avamaalla IV-sarjassa oleva rullasuljin ja puristamalla nippistinmallista käynnistintä. Varmista Safedraw™-sarjan käytettäessä, että tilavuusrajoitetun ruiskun mäntä on kokonaan painettuna, kun täytät järjestelmää. Sulkuhanjojen sivuportti on täytettävä ja ilmakuplat poistettava.

HUOMAUTUS: Anturi täytyy painovoimaisesti, joten varmista, että pussi on anturia ja tarkkailijärjestelmää korkeamalla.

Finnish

2. Poista ilma anturi kammiosta asettamalla anturi avoimelle kämmenelle ja napauttamalla sitä samalla, kun puristat nippistinmallista käynnistintä (katso kuva 6).

HUOMAUTUS: Anturista ei saa poistaa ilmakuplia napauttamalla sitä metalliesineillä, kuten suoniopihdeillä. Tämä voi vahingoittaa anturia.

3. (**Vain Safedraw™-sarjat:**) Kun paineletku on täytynyt liuoksesta, tilavuusrajoitetun ruiskun mäntää hitaasti taaksepäin ja täytä ruiskua paineletkuun kautta liuoksesta, kunnes ruiskun sisääränrakennettu rajoitin koskettaa mäntää. Käännä sarjaa siten, että ruiskun jäänyt ilma nousee kohti luer-liittimen kärkeä. Paina siten mäntää kokonaan takaisin ruiskun sisään, jolloin ruiskun jäänyt ilma ja liuos poistuvat potilaasletkun. Käännä käynnistetyn sulkuhanjan kahva KIINI-aseentoon tilavuusrajoitetun ruiskun päin.

VAROITUS: ÄLÄ poista ilman potilaasletkun ollessa liitetynä katetriin tai kanyyliin. Ilma saattaa muutoin joutua potilaan verenkiertoon. Kosketa anturia manuaalisti ja automaattisesti täyttyömnetelಮä.

4. Poista ilman potilaasletkusta aktivoimalla pikahuuhTELulaituleita. 5. Varmista, että ilmakuplat ovat poistuneet, tarkistamalla kaikki nesteen täytäinä tarkkailijärjestelmän osat. Paineista infusioopussi 300 mmHg:iin. Jos anturikammiossa on edelleen ilmakuplia, huuhtele uudelleen kuvasse 6 esitetyllä tavalla.

ANTURISARJAN AUTOMAATTINEN TÄYTTO

Meritrans DTXPlus™-anturilta anturin täytyy onnistua (yleensä ilman ilmakuplia) noin viidessä minuutissa.

1. Aseta anturi anturipidikkeeseen (TBG) tai muuhun pidikkeeseen, joka pitää anturin pystysennoissa (katso kuva 7b). 2. Paineista manetti 300 mmHg:iin ja varmista, ettei IV-sarjan tippakamppi täytä paineistuksen aikana kokonaan, sillä se estää virtausoponeiden määritämisen. Avaa rullasuljin. Anturi täytyy automaatisesti. 3. Tarkista anturi ilmakuplien varalta viiden minuutin kuluttua ja huuhtele tarkkailijärjestelmä. Poista jäljellä olevat ilmakuplat napauttamalla anturia varovasti ja puristamalla samalla nippistinmallista käynnistintä (katso kuva 6).

ANTURISARJAN KUINNITTAMINEN (katso kuva 7)

1. Vaihda kaikki sulkuhanjojen sivuporttiin ilmæreiläiset kannet tiivisilin kansin (umpinainen kannet). Jos sivuportissa on umpinainen EasyVent™-kansi, älä vaihda kanutta, mutta kiristä se tiiviseen asentoon. (Katso osa B.)

2. Kiinnitä anturi pidikkeeseen (katso kuva 7b) tai suoraan potilaan käsivarteen (katso kuva 7a) siten, että anturin nollausportti on potilaan sivessä keskikohdalla.

VAROITUS: Safedraw™-verinäytteenottojärjestelmä ei ole tarkoitettu kiinnittäävä potilaaseen. Useat anturisarjojen mallit ovat suunniteltu sivulle ja potilaaseen. Näiden sarjojen mallinumerot päättävät M- tai SM-tunnusella. Jos järjestelmä kiinnitetään potilaaseen, on varmistettava, ettei potilaan asennuus vaikuta vahingossa käynnistää huuhTELulaitteita.

Merit nippistinmallinen pikahuuhTELuläkäyministä on suunniteltu tämän riskin minimoimiseen, sillä sen voi aktivoida vain puristamalla käynnistää kahdella kädellä. Veritormioiden noudattaminen on suunniteltu iti siihen.

3. Liitä tarkkailijärjestelmä potilaan kanyylli tai kateriin. Poista veri kanyyllista tai katerista huuhTELuläkäyministä.

VAROITUS: Vältä katetria tai kanyyllissa olevien ilmakuplien tai verihyytyimien pääsy potilaaseen varmistamalla, että tarkkailijärjestelmä on täyttynyt kokonaan liuoksesta ja antamalla pieni verimäärän virrata takaisin kanyylliin läpi ennen paineletkuun. Väistä tarkkailijärjestelmästä joihinkin potilaan kanyylliin. Jos anturilla on vasemmalla eteisen painetta, kanyylliin ja anturin välillä on voinut välttää ilmanpitoisuudattona ennen huuhTELua.

4. Jos käytetään useita antureita samanaikaisesti, varikooditettävä järjestelmä helpottaa eri monitoreista tulevien paineiden tunnistamista. Saatavana on vähintään kahden varikooditettavan tarroja. Kiinnitä olkeat tarrat anturipidikkeeseen tai jokoista anturia lähimpänä olevaan tarkkailijärjestelmään.

PUNAINEN (ARTERIALI) = VALTIMOPAINE

Sininen (CPV) = keskusvaltimopaine

Keltainen (PA) = keuhkovaltimopaine

Valkoinen (LAP) = vesamman eteisen painepaine

Valkoinen (tyhjä) = vapaaalvatinainen paine

NOLLAUS JA KALBROINTI

1. Nollatasapainota tarkkailijärjestelmä ilmanpaineeseen suhteeseen.

2. Jos kalibrointi auttoni monitilan valmistaan antamien ohjeiden mukaisesti. **HUOMAUTUS:** On suositeltavaa asettaa anturia lähimpänä olevaan kallitsekuhaleen sydämen keskikohdalle ja käyttää sitä vain nollaikseen. Anturin voi nopeasti ja helposti ilmastaa valitsevan ilmanpaineeseen käännettävä sulkuhanjan vastapäivän (KIINI nollaussivuportti pán) ja irrottamaan nollausportti. Jos käytössä on umpinainen EasyVent™-kansi, älä irrota kanutta, mutta löysää se ilmastettavan asentoon (osB).

3. Käännä nollaussulkuhanjan kahva yötävästi (KIINI nollaussivuportti pán) ja anna potilaan paineen päästää anturiin. Tarkista kännyrä laatu.

4. Varmista sulkuhanjan kahvan sivimurtelmaa ja käytä se tiiviseen asentoon (osA).

5. (**Vain DT-NN ja DT-NNV:**) Aseta mekaaninen infusioipumpu lähikarin määräämään virtausnopeuteen.

VAROITUS: Jos havaitaan painekäyrän värimuutosta, siitä voi olla useita. Niistä muutamia ovat:

- hanjoen väärä asento
- ilmaa tarkkailijärjestelmässä, katetrisa tai kanyyllissa
- löysät litäinät
- virheellisesti kalibroitu monitori
- verihyytyvä katetrisa, kanyyllissa tai tarkkailijärjestelmässä
- verisuonet seinämää vasten asettetu katetri tai kanyyl

VAROITUS: Poikkeavien painelukemien pitääsi vastata potilaan klinistä tilaa. Jos näin ei ole, varmista anturin toiminta käytävällä tunnettuun tai kalibroituun painelähdestä.

Sulkuhanjan kahvon ja oltauva KIINI-aseossa 90 astettaan. Älä sulje hanaa asettamalla kahvoja 45 asteseeseen, sillä se on epätarkeaa ja voi aiheuttaa kontaminaation, taikinsiviruksen tai ilmaembolia.

HuuhTELULAITTEET ja tippakammioita ei ole tarkoitettu tarkoiksi nesterointajärjestelmiksi. Jos potilaan tila edellyttää tarkkaan nesteestä, on käytettävä mekanista pumpu, jotta välttää mahdollisen nesteen liiallinen infusio. RF-viestintälaitteiden ja anturin välisen etäisyyden on oltaava vähintään 30 cm (12 tuumaa). Anturia ei saa pinota muiden viestintälaitteiden päälle tai muuten asettaa niiden läheille. Sähkökaapelit ja muut elektronikkalaitteet voivat heikentää sähkömagneettista (EMC) yhteensopivuutta.

Anturi soveltuu päästöominaisuuksiensa ansiosta käyttöön teollisuusalueilla ja sairaaloissa (CISPR 11, luokka A). Ei saa käyttää asuinypäristössä.

OSA B

Umpinainen EasyVent™-kannen käyttööhjete. Kansi helpottaa anturin nollaamista.

NESTEENTÄYTÖN NOLLAUSSULKUHANA (katso kuva 8)

1. Umpinainen EasyVent™-kansi kiinnitetään yleensä nollaussulkuhanan ilmastetussa asennossa. Jos näin ei ole, löysää kantta, kunnes se pyörii vapasti (ÄLÄ IRROTA KANTTA).

2. Täytä sivuportti käytävällä sulkuhanulta ja anna nesteen poistua umpinaiseen EasyVent™-kannen kautta.

3. Nesteen täytön jälkeen sulje sulkuhanja sivuportti pán ja kiristä kansi.

ANTURIN NOLLAUS

1. Sulje sulkuhanja potilaasletkun pán ja löysää umpinaiseen EasyVent™-kantta.

2. Nollaa monitori ja kiristä kansi.

3. Sulje sulkuhanja nollaussivuportti pán ja anna potilaan paineen päästää anturiin.

KANNEN IRROTTEMINEN / ASETTAMINEN TAKAISIN

1. Avaa sulkuhanjan sivuportti löysämällä kantta ja vetämällä se irti.

2. Aseta kansi takaisin sulkuhanjan sivuporttiin napsauttamalla se takaisin paikoilleen ja kiristämällä.

OSA C (katso kuva 9)

Tavaltaan Safedraw™-sarjat voi liittää toisen valmistaan käytävällä tarkkailijärjestelmiin anturi- tai kipusarjoihin.

VAROITUS: Safedraw™-sarjan mallit on tarkoitettu käytettäväksi lyhyiden valtimokatetrien (enintään 6 cm) kanssa. Tilavuudeltaan suurempien katetrien käyttö voi heikentää heparinoidun veren poistumista letkusta ja aiheuttaa epätarjoja laboratoriolutoksia.

YHDISTÄMINEN

1. Liitä komplitesulkuhanjan naarspuulin in-line-luer-liitin käytettävä tarkkailijärjestelmaan. Jos käytettävä tarkkailijärjestelmaan on jo liitetty painelektu, se on irrotettava ennen Safedraw™-järjestelmän kiinnittämistä.

2. Täytä ensin kupu tai anturiosaa valmistaan ohjeiden mukaisesti.

3. Täytä erillinen Safedraw™-sarja täytämällä ensin paineletku ja verinäytteenottoon tarkoitettu septumi. Sulje sitten tilavuusrajoitetun ruiskun sulkuhanjan anturin pán. Vedä tilavuusrajoitetun ruiskun mäntää hitaasti taaksepäin ja täytä ruiskua paineletkun kautta liuoksesta, kunnes ruiskun sisääränrakennettu rajoitin koskettaa mäntää. Käännä sarjaa siten, että ruiskun kärki osoittaa ylöspäin. Napauta ruiskua niin, että siihen jäänyt ilma nousee kohti luer-liittimen kärkeä. Ruiskun kärjen vielä osoittaa ylöspäin paina mäntä kokonaan takaisin ruiskun, jolloin mahdollinen ruiskuun jäänyt ilma ja liuos poistuvat potilaasletkun. Käännä käynnistetyn sulkuhanjan kahva KIINI-aseentoon tilavuusrajoitetun ruiskun päin.

VAROITUS: ÄLÄ tee vähiteilä 3, 4 tai 5 potilaasletkun ollessa liitettyyn katetriin tai kanyyliin. Ilma saattaa muuttoa joutua potilaan verenkiertoon.

4. Poista ilmalasletkusta aktivoimalla pikahuuhTELulaituleita.

5. Varmista, että ilmakuplat ovat poistuneet, tarkistamalla kaikki nesteet täytäinä tarkkailijärjestelmän osat.

6. Paineista infusioopussi 300 mmH

Jednokratni komplati tlačnih pretvarača Merittrans DTXPlus™ Sustav za uzimanje uzoraka krvi Safedraw™

UPUTE ZA UPORABU

OPIS

Ovaj komplet sadrži jedan ili više tlačnih pretvarača Merittrans DTXPlus™ i može sadržavati sustav za uzimanje uzorka krvi Safedraw™. Budući da se konfiguracije kompleta koje određuje korisnik razlikuju od ustanove do ustanove, na ustanovi je da utvri svoja pravila i postupke koji se moraju primjenjivati priklom uporabe kompleta, uključujući sigurnosne mjere, kao dodatak onima opisanim u ovim uputama za uporabu. **Odjeljak A** sadrži opis pretvarača Merittrans DTXPlus sa ili bez sustava Safedraw™. **Odjeljak B** sadrži opis načina uporabe čepa-slijepog zatvarača EasyVent™. **Odjeljak C** sadrži opis standardiziranih kompleta Safedraw. **Odjeljak D** sadrži opis postupka uzimanja uzorka krvi putem sustava Safedraw.

NAMJENA

Jednokratni tlačni pretvarač (DTX) tvrtke Merit omogućava invazivno praćenje krvnog tlaka. Jednokratni komplet za praćenje krvnog tlaka (komplet DTX), koji se isporučuje s modelom za uzimanje uzorka krvi Safedraw, omogućava vađenje krvi pacijentu, pri čemu pacijent nije izložen vanjskom okruženju (uzimanje uzorka krvi odvija se u zatvorenoj petljici).

KORISNIK / PACIJENT / KLINIČKO OKRUŽENJE

Korisnik: obično medicinsko osoblje, kliničari i liječnici

Pacijent: primjene u djece i odraslih osoba

Kliničko okruženje: upotreba u bolnicama ili odgovarajućim kliničkim okruženjima

ODJELJAK A

Asortiman pretvarača Merittrans DTXPlus sastoji se od pet modela s mogućnošću ispiranja (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV i DT-XO) i jednog modela bez mogućnosti ispiranja (TNF-R).

Modeli DT-XXV i DT-NNV sadrže otvor s ispuštom za zrak na kućištu pretvarača i slični su modelima DT-XX i DT-NN.

Modeli DT-XX i DT-XXV imaju aktivator za brzo ispiranje s plavom štipaljkom i skretnicu za postavljanje na nulu, prikazane na slici 1. Da bi se održala prohodnost katetera, integrirani uredaj za ispiranje omogućava kontinuirani (nazivni) protok od 3 ml/h, s diferencijalnim tlakom od 200 mmHg (tlak vrećice za infuziju umanjena za mjereni srednji fiziološki tlak). Uredaj za ispiranje također sadrži sigurnosni ventil za predlak koji sprječava da tlak na pretvaraču prijeđe približno 7000 mmHg. Visak tekućine ističe se kroz ventil u vrećicu za infuziju te će se istovremeno očuvati hermetički zatvorena i sterilna putanja. Aktivatori za brzo ispiranje (štipaljka ili povlačni jezičak) tvrtke Merit omogućavaju praktično punjenje tekućinom, uklanjanje mjehurića i brzo ispiranje.

Model DT-XO sličan je modelima DT-XX i DT-XXV zbog nazivnog protoka od 3 ml/h, ali nema skretnicu za postavljanje na nulu.

Modeli DT-NN i DT-NNV (nazivnog protoka do 30 ml/h) predviđeni su za neonatalnu primjenu. Imaju integriranu skretnicu za postavljanje na nulu, kao i modeli DT-XX i DT-XXV, ali je njihova štipaljka aktivatora žute boje. **OTPOTREBLJAVA VATE SAMO U KOMBINACIJI S MEHANIČKOM PUMPOM ZA INFUZIJU TEKUĆINE.** Stvarni kontinuirani brzinu infuzije za neonatalni nadzor utvrđuje liječnik, a regulira je mehanička pumpa za infuziju. Brzo ispiranje uredajem za ispiranje u novorođenčadi treba provoditi samim tijekom početnog postupka punjenja tekućinom i uklanjanja mjehurića. Ispiranje nakon vađenja krvi ili davanja lijekova treba obaviti ručno pomoći štipaljke zbog mogućnosti precizne regulacije infuзиjske tekućine. Velika brzina ispiranja varira s obzirom na vrstu kompleta za ubrizgavanje te dužinu i promjer lumena cjevčice za primjenu pod tlakom koja povezuje pretvarač i pacijenta.

OPREZ: modeli DT-XX i DT-NNV koji imaju otvor s ispuštom za zrak na kućištu pretvarača za potrebe postavljanja na nulu i umjeravanja ne smiju se blokirati.

Model TNF-R nemaju uredaj za ispiranje, aktivator sa štipaljkom / povlačnim jezičićem ni skretnicu za postavljanje na nulu i može se isporučiti u kompletu sa zasebnim integriranim uredajem za protok/ispiranje.

OPREZ: uz model TNF-R može se isporučiti slijepi zatvarač (prozirni slijepi zatvarač). Nemojte previše zatezati slijepi zatvarač jer tako možete izobličiti muški luer priključak uredaja TNF-R te tako onemogućiti povezivanje drugih dijelova.

POSTUPCI POSTAVLJANJA

Pri rukovanju uredajem upotrebjavajte aseptičnu tehniku i ispravnu konfiguraciju. Provjerite jesu li svi priključci pričvršćeni i jesu li ručice skretnice postavljene u željene smjerove.

OPREZ: zategnite sve priključke prije uporabe. Nemojte previše zatezati priključke jer to može dovesti do puknuća spoja, što može prouzročiti curenje, zračnu emboliiju, povratno kvarenje ili gubitak oblike vala tlaka.

Svi bočni priključci skretnice zaštićeni su čepovima s oduskom koji se ne smiju skidati dok se sustav ne napuni. Čepove s oduskom uvijek treba zamjeniti novim oduskom, osim ako imaju čepove-slijipe zatvarače EasyVent™. Dodane upute potražiti u odjeljku B.

OPREZ: jednokratni pretvarači imaju jedan način električne izolacije putem dijagrama, zračnog zavora, izolacijskog gela ili neke kombinacije gore navedenog i ne preporučuje se njihova uporaba s neizoliranim monitorima za pacijenta. Ako niste sigurni u izolacijske karakteristike svog monitora, pogledajte korisnički priručnik za monitor ili nazovite proizvođača.

POVEZIVANJE PREVARACA I SPOJNOG KABELA

Spojite pretvarač na spojni kabel za višekratnu uporabu tako da poravnate strelice na konektoru i spojite dijelove jedan u drugi (pogledajte sliku 2.).

OPREZ: ako ne budete upotrebjavali spojni kabel tvrtke Merit, to može dovesti do prekida signala. Uvijek pregledajte kabel za višekratnu upotrebu prije uporabe.

PUNJENJE KOMPLETA ZA INFUZIJU (POGLEDAJTE 3., 4. I 5. SLIKU)

Slijedeće upute odnose se na komplete za primjenu infuzije s mikroposudicama ili makroposudicama za kapanje u konfiguracijama s jednim vodom:

1. Sterilni otopinu za ispiranje pripremite u neventiliranoj vrećici s otopenom u skladu s uputama liječnika.
2. Ispraznite zrak iz vrećice s otopenom tako da šljak iz infuzije gurnete u vrećicu s otopenom i vrećicom okrenete prema dolje kako bi se olakšalo pranježao zaostalog zraka kroz šljak. Otvorite štipaljku s kotačićem i lagano pritisnite vrećicu za infuziju kako biste utjerali zrak u komoru sustava za infuziju (drip).

NAPOMENA: uklanjanjem zraka iz vrećice s otopenom sprječiće ćete ulazak zraka u sustav za praćenje kada se otopina potroši ili kada se vrećica prekrene.

3. Zatvorite štipaljku s kotačićem i lagano stisnite vrećicu kako biste otopeninu istisnuli u posudicu za kapanje (napunjenu otprilike 1/3 jer će se razina povećati kada vrećica bude pod tlakom). Stavite vrećicu na stalak za mjerjenje tlaka i objesite je na stalak za infuziju.

OPREZ: ako je posudica za kapanje napunjena do kraja, intravenska kanila potoljena je u otopeni i ne može se izmjerniti stopa kapanja (odrediti brzinu protoka). Uz diferencijalni tlak od 200 mmHg (tlak u nulinu minus srednji nadzirani fiziološki tlak) od 2 do 4 kapi u minutu iz mikroposudice kompleta za primjenu infuzije ili od 2 do 4 kapi u tri minute iz makroposudice kompleta za primjenu infuzije istovjetno je brzini protoka od 2 – 4 ml/h.

NAPOMENA: kako bi se umanjilo stvaranje mjehurića zraka, nadzorni sustav napunite gravitacijski, a da pritom vrećica nije pod tlakom.

4. Otvorite štipaljku s kotačićem i gravitacijski napunite komplet za infuziju. Dodirnite komplet za primjenu infuzije kako bi se islobođili zarođeni mjehurići. Zatvorite štipaljku s kotačićem.

5. Priklučite napunjeni komplet za primjenu infuzije na nadzorni sustav. Postoje dvije metode za punjenje kompleta pretvarača: ručno punjenje i automatsko punjenje. Za daljnje upute priredite na odabranu metodu.

ZA MODELE DT-NN I DT-NNV SLJEDITE KORAKE U NASTAVKU.

6. Priklučite komplet za infuziju na odgovarajuću mehaničku pumpu za infuziju. Ako se za pumpu upotrebjavaju kasete, spojite cjevčicu na sustav kasete. Između infuzije i infuзиjske pumpe može se postaviti integrirana bireta, u skladu s bolničkim normama, pravilima ili postupcima. Ako ćete upotrebjavati i druge dijelove, primjerice filtre za uklanjanje čestica ili zraka, priključite potrebne priključke. Ovaj sustav cjevčica za infuziju u ovom bi trenutku trebao ostati odspojen s cjevčicom pretvarača / uređaja za ispiranje.

7. Spojite pretvarač (pogledajte sliku 4.) na sustav cjevčica za infuziju. Otpustite stezaljku s kotačićem. Postavite pumpu na „istiskivanje“ ili na postavku brzine infuzije pri kojoj će tekućina moći do kraja napuniti komplet za infuziju, cijev birete i sustav kasete. Nakon što punjenje bude gotovo, zatvorite stezaljku s kotačićem.

NAPOMENA: punjenje tekućinom i uklanjanje mjehurića iz sustava cjevčica za infuziju prije pričvršćivanja pretvarača / uređaja za ispiranje omogućit će brže punjenje pretvarača, skretnicu i cjevčicu za primjenu pod tlakom, uz manje mjehurića.

METODA RUČNOG PUNJENJA KOMPLETA PRETVARACA

OPREZ: u slučaju da želite pročistiti mjehuriće zraka, pretvarač ne smijete lupati metalnim predmetima kao što su hemostati. Na taj način možete oštetići pretvarač.

1. Dok je tlačna manžeta ispuštena, držite pretvarač okomito, a skretnicu za postavljanje na nulu neka bude okrenuta prema gore. Otvorite stezaljku s kotačićem na kompletu za infuziju i stisnite aktivator u obliku štipaljke da omogućite otpinu do kraja napuni sustav za praćenje. Prilikom punjenja sustava na kompletima Safedraw™ provjerite je li cijev zapreminski ograničene strukalje pritisnuta do kraja. Bočni priključak skretnice treba biti napunjen i iz njega trebaju biti uklonjeni mjehurići.

NAPOMENA: budući da se pretvarač puni gravitacijski, vrećica mora biti postavljena na većoj visini od pretvarača i sustava za praćenje.

2. Lagano lagnite pretvaračem o ispušteni dlan i istodobno stisnite štipaljku aktivatora da istisnete zrak iz komore pretvarača (pogledajte sliku 6.).

NAPOMENA: u slučaju da želite pročistiti mjehuriće zraka, pretvarač ne smijete lupati metalnim predmetima kao što su hemostati jer ga tako možete oštetići.

3. (**Primenjivo samo na komplet Safedraw™**) Nakon što se cjevčica za primjenu pod tlakom napuni otpinom, iz zapreminski ograničene strukalje i bočnog priključka pričvršćene skretnice uklonite mjehuriće tako da zakrene ručicu pričvršćene skretnice u položaj za ISKLJUČIVANJE prema pretvaraču. Zapreminski ograničeni strukalj polako povlačite prema natrag i punite je otpinom iz cjevčice za primjenu pod tlakom sive dok ne dođe u doticaj s ugradenim građenikom za strukalj. Zakrene komplet tako da vrh strukalje bude usmjeren prema gorenje. Lagano lagnite strukalj tako da se zarođeni zrak podigne prema vruću vruću u potpisnici kruži do kraja strukalje.

OPREZ: NEMOJTE provoditi istiskivanje dok je vod prema pacijentu spojen na kateret ili kanilu. Na taj način možete uvesti zrak u pacijenta. Odnosno da se na ruču ili automatsku metodu punjenja pretvarača.

4. Aktivirajte uredaj za brzo ispiranje kako biste istisnuli sav zrak iz voda prema pacijentu.

5. Pregledajte sve dijelove sustava za praćenje ispunjene tekućinom kako biste provjerili jesu li uklonjeni svi mjehurići. Tlak vrećice za infuziju treba postaviti na 300 mmHg. Ako u komori pretvarača ostane mjehurić, opet provedite ispiranje primjenom tehnikе prikazane na slici 6.

METODA AUTOMATSKOG PUNJENJA KOMPLETA PRETVARACA

Pretvarač Merittrans DTXPlus™ omogućuje punjenje pretvarača (obično bez mjehurića) za otrplike pet minuta.

1. Postavite pretvarač u držać pretvarača (TBG) ili u druge držače koji će držati pretvarač u okomitom položaju (pogledajte sliku 7.b.).

2. Manžetu postavite na tlak od 300 mmHg i provjerite da komora sustava za infuziju (drip) komplet za infuziju nije potpuno napunjena tijekom komprimiranja jer to sprječava očitavanje protoka. Otvorite stezaljku s kotačićem. Pretvarač će se automatski napuniti.

3. Vratite se za pet minuta da provjerite koliko je u pretvaraču mjehurića i isperite mrazom da ispunite ostatak komplet za praćenje. Lagano ga lagnite te istovremeno stisnite štipaljku aktivatora da uklonite preostale mjehuriće zraka (pogledajte sliku 6.).

PRIČVRŠĆIVANJE KOMPLETA PRETVARACA

(pogledajte sliku 7.)

1. Zamjenite sve čepove s oduskom na bočnim priključcima skretnice čepovima bez oduska (slijepi zatvarač). Ako bočni priključak ima čep-slijepi zatvarač EasyVent™, nemojte ga zamjenjiti, nego ga zategnite kako biste došli u neodzračeni položaj. (Pogledajte odjeljak B.)

2. Postavite pretvarač na držać (pogledajte sliku 7.b.) ili izravno na pacijentovu ruku (pogledajte sliku 7.a), a priključak za postavljanje pretvarača na nulu mora biti postavljen u razini sredine srca.

OPREZ: sustav za uzimanje uzorka krvi Safedraw™ nije predviđen za postavljanje na pacijenta.

Nekoliko modela kompletova pretvarača predviđeno je za smještaj na stalak za infuziju i na pacijenta. Brojivi modeli tih kompletova završavaju s „M“ ili „SM“. Ako se namjerava postaviti na pacijenta, treba poduzeti mjeru oprezu kojom će se osigurati da se promjenom položaja tijela pacijenta neće slucajno aktivirati uredaj za ispiranje.

Jedinstvena izvedba aktivatora za brzo ispiranje sa štipaljkom tvrtke Merit omoranjuje taj rizik jer se može aktivirati isključivo pritiskom na štipaljku aktivatora u dva puta. Međutim, i dalje se preporучuju pridržavati se smjera opreza.

3. Spostavite sustav za praćenje na pacijentovu ruku ili kateret. Isperite sustav da biste očistili kruši s kanili ili kateretu.

OPREZ: nemojte ispirati mjehuriće zraka ili krušni ugruši iz katetera ili kanili u pacijenta, što znači da sustav za praćenje trebate da krajem napuniti otopinom i pustiti malu količinu krvi da potecne natrag kroz kanilu prije spajanja s tlachnim vodom. Za mjerjenje tlaka u lijevoj priključku mora se postaviti filter za uklanjanje zraka između kanile i pretvarača.

4. U izvedbama bilo više pretvarača upotrebljava se sustav označavanja bojama koji omogućava utvrđivanje odgovarajućih ulaza monitora. Na raspolaganju su označene različitim bojama. Pričvrstite označke na TBG ili vod za praćenje najprije.

Crvena („ARTERIJSKI“) = arterijski tlak

Plava („CPV“) = centralni veniki tlak

Žuta („PA“) = tlak u plućnoj arteriji

Bijela („LAP“) = tlak u lijevoj priključku

Bijela (prazno) = ostali tlak

POSTAVLJANJE NA NULU I UMJERAVANJE

1. Postavite sustav za praćenje na nulu na atmosferski tlak i umjerite pretvarač u skladu s uputama proizvođača monitora.

NAPOMENA: prepričujte se da trosmjesečna skretinja koja je najbliža pretvaraču bude u razini sredine srca i da se upotrijebava isključivo za postavljanje na nulu. Pretežno se može brzo i lako odzračiti da se postigne atmosferski tlak okretanjem ručice skretnice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (tj. postaviti u položaj za ISKLJUČIVANJE u smjeru voda prema pacijentu) i uklanjanjem čepa oduska s otvorom za postavljanje na nulu. Ako postoji čep-slijepi zatvarač EasyVent™, čep nemojte uklanjati, nego ga otputujte kako biste došli u odzračeni položaj (odjeljak B).

2. Okrenite ručicu skretnice za postavljanje na nulu u smjeru kazaljke na satu (tj. postavite je u položaj za ISKLJUČIVANJE u smjeru bočnog priključka za postavljanje na nulu) i ispušnite tlak u pretvarač. Provjerite kvalitetu oblike vala.

3. Prisjećajte se da protekne približno jedna minuta dok se sustav ne uravnoteži, kako biste bili sigurni da uredaj za ispiranje ispravno radi. Tm izbjegnite broj kapi da biste utvrdili da je brzina protoka oko 3 ml/h. Također bi trebali vizualno pregledati dolazi li do propuštanja. Trideset minuta nakon ugradnje i povremeno nakon toga provjeravajte ispravnost tlaka u vrećici, protok i razinu razinu i postavite i provjerite da dolazi do propuštanja. Propuštanja, ma koliko bila mala, mogu prouzročiti netočna čitanja protoka. Ako sumnjate na postavku, ponovno učitajte i ponovno postavite tlak.

4. Zamjenite čep-slijepi zatvarač i okrenite skretnicu tako da bude zatvorena u smjeru prema bočnom priključku. Ako bočni priključak ima čep-slijepi zatvarač EasyVent™, nemojte ga zamjenjiti, nego ga zategnite kako biste došli u neodzračeni položaj (odjeljak B).

5. **(Samozatvarač DT-NN I DT-NNV)** Postavite mehaničku pumpu za infuziju na željeni protok prema nalogu liječnika.

OPREZ: ako učete prigušeni oblik vala, nježa može uzrokovati nekoliko čimbenika, uključujući, između ostalog:

- pogrešno postavljene skretnice

- zrak u vodu za praćenje, kateter ili kanili

- olabavljeni priključci

- nepravilni umjereni monitor

- krvni ugruši u kanili, kanili ili vodu za praćenje

- kateter ili kanila postavljen u uz stijenkju krvne žile

UPOZORENJE: Neobičajene vrijednosti tlaka trebaju biti u skladu s kliničkim manifestacijama pacijenta. Ako ne, uz pomoć poznatog ili unjerengov izvora tlaka provjerite radi li pretvarač.

Ručice skretnice moraju biti postavljene na 90°, što je položaj za ISKLJUČIVANJE. Nemojte ih postavljati na 45° da dodelete u položaj za ISKLJUČIVANJE jer to nije precizno i može prouzročiti kontaminaciju, povratno kvarenje ili zračnu emboliju.

Uredaj za ispiranje i komora sustava za infuziju (drip) nisu predviđeni za uporabu kao precizni sustavi za dovod tekućine. Ako pacijentovo stanje iziskuje precizan dovod tekućine, treba upotrijebiti mehaničku pumpu kako bi se spriječio moguć prekomjer dovod tekućine.

Opredjite za komunikaciju putem radikalne frekvencije treba držati dalje od pretvarača na udaljenosti od najmanje 30 cm (12 inča).

Pretvarač se ne smije postaviti na drugu opremu za komunikaciju ili u njezinu blizini. Električni kabeli ili drugi elektronički uređaji mogu negativno utjecati na elektromagnetsku kompatibilnost.

Zbog svojih emijskih karakteristika pretvarač je primjerjen za upotrebu na industrijskim područjima i u bolnicama (CISPR 11 klasa A). Nije namijenjeno za upotrebu na stambenim područjima.

ODJELJAK B

Upute za uporabu čep-slijepog zatvarača EasyVent™ koji pojednostavljuje postavljanje pretvarača na nulu.

SKRETNIČE ZA PUNJENJE TEKUĆINE I POSTAVLJANJE NA NULU

1. Čep-slijepi zatvarač EasyVent™ obično će pricvršćivati na skretnicu za postavljanje na nulu u položaju za odzračivanje. Ako tome nije tako, otputujte zatvarač sve dok se ne krene slobodno vrtjeti (NE SKIDAJTE GA).

2. Aktivirajte uredaj

3. Napunite samostalni komplet Safedraw™ tako da prvo napunite cjevčiću za primjenu pod tlakom i septum za uzimanje uzorka krvi. Zatim zakrenite skretnicu zapreminski ograničene štrcaljke u položaj za ISKLJUČIVANJE prema pretvaraču. Zapreminski ograničeni štrcaljku polako povlačite prema natrag i punite je otopinom iz cjevčice za primjenu pod tlakom sve dok ne dođe u doticaj s ugradenim graničnikom za štrcaljku. Zakrenite komplet tako da vrh štrcaljke bude usmjeren prema gore. Lagano loputite štrcaljku tako se zarobljeni zrak podigne prema luer vruhu. Dok je vrh štrcaljke i dalje usmjeren prema gore, potisnite klip do kraja u štrcaljku, čime ćete potisnuti sav zarobljeni zrak i otopeni u vod prema pacijentu. Zakrenite ručičku pričvršćene skretnice u smjeru za ISKLJUČIVANJE prema zapreminski ograničenoj štrcaljki.
- OPREZ: NEMOJTE izvoditi 3., 4. ili 5. korak dok je vod prema pacijentu splošan na kateter ili kanili. Na taj način možete uvesti rizik u pacijenta.**
4. Aktivirajte uređaj za brzo ispiranje kako biste istisnuli sav zrak iz voda prema pacijentu.
5. Pregledajte sve dijelove sustava za praćenje ispunjenju tekućinom kako biste provjerili jesu li uklonjeni svaki mjeđuhrič.
6. Tlak vrećice za infuziju treba postaviti na 300 mmHg. Ako u komori pretvarača ostane mjeđuhrič, opet provedite ispiranje primjenom tehnikе prikazane na slici 6.
7. Spojite ga na pacijentovu kanili ili kateter. Isperite sustav da biste očistili krv s katetera ili kanile.
8. Pretvarač postavite na nulu i umjereni sukladno uputama proizvođača.

ODJELJK D – UZIMANJE UZORAKA KRVI PUTEM SUSTAVA SAFEDRAW

Upute za vađenje krvi putem sustava Safedraw™ s jednokratnim pretvaračima ili pretvaračima za višekratnu upotrebu s kulpama (pogledajte 9. i 10. sliku).

OPREZ: nemojte upotrebljavati hipodermičku iglu da biste probili septum.

1. Skinite preklonji zaštitni čep sa septuma za uzimanje uzorka. Prebršite površinu septuma alkoholom ili otopinom Betadine.
2. Zakerite ručicu skretnice s pričvršćenom zapreminskom ograničenom štrcaljkom u položaj za ISKLJUČIVANJE prema pretvaraču.
3. Štrcaljku povlačite prema natrag dok ne dođe u doticaj s ugradenim graničnikom. Zakrenite skretnicu u položaj za ISKLJUČIVANJE prema pacijentu.
4. Septum se sada može probiti kako bi se mogao izvaditi uzorak krvi, i to pomoću sustava Safe Needle, TA-BPN, ili uređaja za izravan prijenos, TA-STV. (Predite na 5. korak u odgovarajućem odjeljku.)

OPREZ: mogu se upotrebljavati štrcaljke s luer silip nastavkom, pri čemu treba pripaziti da se štrcaljka ne odspoji sa sustava Safe Needle prilikom uklanjanja. Da biste uklonili Safe Needle i štrcaljku iz septuma, pridržite zaštitni presvlak sustava Safe Needle jednom rukom i pažljivo uklonite sklop igle/štrcaljke.

Uporaba sustava Safe Needle – model TA-BPN

a. Čvrsto pričvrstite štrcaljku za uzimanje uzorka krvi na Safe Needle (pogledajte sliku 10.).

b. Povraćajte Safe Needle sa septumom i do kraja ga umetnute u septum.

- NAPOMENA:** lukovi s obje strane stiňnice igle moraju biti poravnati s luer nastavcima septuma. To omogućava da se Safe Needle u potpunosti umetne u septum.
- c. Aspirirajte uzorak krvi u štrcaljku za uzorak. Ako vani vađenje krvi ide teško, polako povlačite klip štrcaljke. Ako se problem ne otkloni, provjerite je li na katetetu ili kanili došlo do okluzije.
 - d. Da biste uklonili sustav Safe Needle i štrcaljku za uzimanje uzorka iz septuma, polako izvucite sklop igle/štrcaljke iz septuma, pri tom pridržavajući zaštitni presvlak sustava Safe Needle. Kad ih izvadite otprilike do pola, osjetit ćete lagani otpor. U tom trenutku vrlo lagano povucite klip štrcaljke, a zatim uklonite sklop igle/štrcaljke iz septuma laganim zakretanjem sklopa u smjeru kazaljke na satu i povucite ga unatrag. Navedeni postupak omogućit će uravnotezivanje preostalog tlaka u štrcaljki i sprječiti stvaranje krvi na vrhu igle ili na vrhu septuma.
 - e. Prebršite površinu septuma alkoholom ili otopinom Betadine i začepite septum.
 - f. Da biste prenijeli krvi u vakuumsku epruvetu, potisnite sklop igle štrcaljke koji sadrži krvi u čep vakuumske epruvete. Safe Needle probit će čep vakuumske epruvete.

OPREZ: sustav Safe Needle prilikom uklanjanja izvlačite polako da se zajedno s njim ne bi izvukao i vakuumski čep.

UPORABA UREĐAJA ZA IZRAVAN PRIJENOS – MODEL TA-STV

Model TA-STV omogućava izravan prijenos krvi iz septuma u vakuumsku epruvetu.

OPREZ: NEMOJTE u septumu ostavljati uređaj za izravan prijenos, model TA-STV, nakon što dovršite uzimanje uzorka. Time možete kontaminirati vod prema pacijentu ili omogućiti krvi da isciuri iz sustava.

- a. Umetnute TA-STV u septum. Lukovi sustava Safe Needle moraju biti poravnati s luer nastavcima septuma.

NAPOMENA: TA-STV mora se umetnuti u septum prije nego što se vakuumska epruveta postavi u prihvativnik za epruvetu ili će doći do gubitka vakuuma.

- b. Umetnute vakuumsku epruvetu u prihvativni kraj uređaja TA-STV. Odgovarajuća količina krvi vakuumski će se uvući u epruvetu. Uklonite vakuumsku epruvetu.

c. Ako vani budu potrebiti dodatni uzorci, vakuumske epruvete umećite jednu po jednu u prihvativni kraj uređaja TA-STV.

d. Nakon što uklonite i posljednju vakuumsku epruvetu, krenite povlačiti TA-STV iz septuma za uzimanje uzorka dok ne osjetite lagani otpor, a zatim ga zakrenite kako biste mogli ukloniti i baciti.

OPREZ: NEMOJTE povlačiti klip zapreminski ograničene štrcaljke dok se skretница za postavljanje na nulu nalazi u smjeru za ISKLJUČIVANJE prema pretvaraču. Na taj način možete uvesti zrak u štrcaljku. **NEMOJTE** puniti zapreminski ograničenu štrcaljku zakretanjem skretnice na koju je štrcaljka postavljena u položaj za ISKLJUČIVANJE prema pacijentu ni aspirirati, osim ako ne otvorite uređaj za brzo ispiranje i tako omogućite protok tekućine iz vrećice s fiziološkom otopinom. Ako ne aktivirate uređaj za ispiranje, mogli biste ostetići pretvarač.

5. Infuziju ponovno povratite preostalu krvi pacijentu i sperite fiziološkom otopinom na sljedeći način:

- a. Okrenite ručicu skretnice s pričvršćenom zapreminskom ograničenom štrcaljkom u položaj za ISKLJUČIVANJE prema pretvaraču.

b. Pritisnite klip zapreminski ograničene štrcaljke na kraju.

c. Okrenite ručicu skretnice u položaj za ISKLJUČIVANJE prema zapreminskom ograničenoj štrcaljki.

d. Ako to bude potrebno, brzinom ispiranjem ispetrite preostalu krv s epruvete i septuma.

OPREZ: u slučaju neonatalne i pedijatriske primjene nemojte provoditi brzo ispiranje kako biste sprječili preopterećenje tekućinom, no upotrijebite zasebnu štrcaljku za ispiranje i zabilježite kolичinu infuzije sukladno bolničkom protokolu.

6. Prebršite površinu septuma alkoholom ili otopinom Betadine i začepite septum.

7. Provjerite oblik vala tlaka.

OPREZ: nemojte uvesti mjeđuhriče zraka ni ugruške iz katetera ili kanile natrag u pacijenta tako što ćete vod za praćenje do kraja napuniti tekućinom i pustiti malu kolicičinu krvi da poteče natrag kroz kanilu prije spajanja s tlačnim vodom.

KOMPLIKACIJE

Rizici povezani s uporabom ovog proizvoda uključuju:

SEPSA/INFJEKCIJA

Pozitivne kulture mogu biti rezultat onečišćenja tlačnog sustava. Povećani rizici od razvoja septikemije i bakteremije povezani su s uzimanjem uzorka krvi, tekućinama za infuziju i trombozom koja se dovodi u vezu s kateterom.

ZRAČNA EMBOLIJA

Zrak može ući u sustav, a u konačnici i u pacijenta kroz skretnice koje su nehotice ostale otvorene zbog slučajnog odspajanja sustava za praćenje ili uslijed uvođenja zaostalih mjeđuhriča zraka u pacijenta.

BLOKADA KATETERA I POVRATNO KVARENJE

Ako isran sustav nije pod odgovarajućim tlakom u odnosu na pacijentov krvni tlak, može doći do povratnog krvarenja i blokade katetera.

INFUZIJA TEKUĆINA VISOKE MNOŽINSKE KONCENTRACIJE

Ako je u vašoj bolnici praksa da se navedene infuzije daju kroz tlačni vod, preporučujemo da se svih dijelova sustava zamijene novim, sterilnim dijelovima nakon dovršetka davanja infuzije.

PREKOMJERNA PRIMJENA INFUZJE

U pacijenta se infuziju može unijeti prekomjerna količina tekućine ako tlak u vrećici bude veći od 300 mmHg. To može rezultirati preopterećenjem tekućinom i/ili potencijalno štetnim porastom krvnog tlaka.

NEUBIĆAJENE VRIJEDNOSTI TLAKA

Očitanja tlaka mogu se brzo i drastično promjeniti zbog tog što kalibracija više nije ispravna, zbog labavih spojeva, prisutnosti zraka u sustavu i pomaka od nulte vrijednosti.

Za dodatne informacije o komplikacijama обратите se svom lokalnom predstavniku.

KONTRAINDIKACIJE

- Nemojte upotrebljavati uređaj za ispiranje prilikom mjerjenja intramuskularnog ili intrakranijalnog tlaka.
- Nemojte upotrebljavati pretvarače Meritans DTxPlus™ s nezoliranim tlakomjerima.
- Nemojte upotrebljavati za mjerjenje tlaka u lijevoj pretkljetici bez filtra za uklanjanje zraka između kanile i pretvarača prije ispiranja.
- Nemojte upotrebljavati bez mehaničke pumpe za infuziju tekućine (ovo važi za modele DT-NN i DT-NNV).

KLINIČKE PREDNOSTI

- Omogućava praćenje krvnog tlaka
- Uredaj koji se isporučuje sa sustavom Safedraw zatvoren je sustav za uzimanje uzorka krvi i praćenje tlaka.

UVJETI SKLADIŠTENJA

Skladištiti na hladnom i suhom mjestu izvan izravnog sunčevog svjetla.

STERILNO i **nepirogeno** u neotvorenem, neoštećenom pakiranju. Isključivo za jednokratnu uporabu. Provjerite integritet svakog pakiranja prije uporabe. Nakon upotrebe uredaj odložiti u skladu sa standardnim protokolima za odlaganje otpada. Nemojte ponovno sterilizirati.

Vijek trajanja uredaja iznosi od 72 do 96 sati u skladu s preporukom CDC-a i Joint Commission Intl (JCI).

Ponovna uporaba može dovesti do infekcije ili druge bolesti/ozljede.

U Europskoj uniji svaki ozbiljni incident povezan s uredajem treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu predmetne države članice.

Informacije o ponovnom naručivanju ili pomoći zatražite od lokalnog predstavnika.

SPECIFIKACIJE

Pobudni napon	DC od 4 V do 8 V RMS
Pobudna frekvencija	DC do 5 kHz
Impedancija pobude	> 200 ohma
Impedancija signala	< 3000 ohma
Pomak faze između pobude i signala	< 5°
Nazivna osjetljivost	5 μV/V/mmHg
Ograničenje neravnoteže	pri ±75 mmHg nakon polusinusnog udarnog ispitivanja
Pomak od nulte vrijednosti	2 mmHg / 4 h
Pomak toplinskog koeficijenta	0,3 mmHg/°C
Osjetljivost toplinskog koeficijenta	0,1 % / °C
Svjetlosna osjetljivost	< 2 mmHg pri 3000 stopi-kandela

	Ne upotrebljavajte ako je pakiranje oštećeno i pročitajte upute za uporabu
	Za jednokratnu uporabu
	Nemojte ponovno sterilizirati
	Oprez: Savremni zakon SAD-a ograničava prodaju ovog uređaja samo po nalogu ili posredstvom liječnika.
	Oprez
	Držite na suhom
	Držati podalje od sunčeve svjetlosti
	Nije pirogeno
	Upotrijebite do datuma: GGGG-MM-DD
	Datum proizvodnje: GGGG-MM-DD
	Sterilizirano s pomoću etilen-oksida
	Medicinski uređaj
	Jedinstvena sterilna ambalaža ili Jedinstvena sterilna ambalaža u kojoj se nalazi zaštitno pakiranje
	Jedinstvena identifikacija proizvoda
	Ne sadrži DEHP, DIBP, DBP, BBP
	Primijenjeni dio tipa CF otporan na defibrilaciju
	Uvjetovalno siguran kod pregleda MR Nekliničkim ispitivanjem dokazano je da je uređaj uvjetovalno siguran za snimanje MR-om. U skladu s normom ASTM F2503-13 proizvodi uvjetovalno sigurni kod pregleda MR jer su oni za koje je dokazano da su sigurni u okruženju za pregled MR-om u točno određenim uvjetima. Pacijent s ovim uređajem može se sigurno snimati u sustavu MR pod sljedećim uvjetima: • Staticko magnetsko polje od 3 Tesle ili manje • Maksimalno prostorno građenje magnetskog polja do 4000 Gaussa/cm (40 T/m) • Sonda i kabel ne smiju kontaktirati pacijenta tijekom rada sustava MR • Sonda i kabel ne smiju se postavljati na pacijenta. • Sonda i kabel ne smiju se nalaziti unutar prvotne sustava MR tijekom rada skenera • Sonda i kabel dopušteni su u sobi sustava MR, ali ne smiju biti operativni ili povezani sa sustavom za praćenje tijekom postupka snimanja MR Informacije navedene u ovom dokumentu trebale bi se primjenjivati u kombinaciji s pravilima važe u sustavu u svrhu procjene rizika po pacijentu i rukovaljcu prilikom uporabe pretvarača Meritans u MR okruženju.
	Pogledajte upute za uporabu Za elektronički primjerak skenirajte QR kod ili posjetite stranicu www.merit.com/ifu i unesite ID uputa za upotrebu. Za tiskani primjerak nazovite službu za korisnike iz SAD-a ili EU-a
	Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Šifra serije

Meritrans DTXPlus™ trykktransdusersett for engangsbruk Safedraw™- blodprøvetakingssystem

BRUKSANVISNING

BESKRIVELSE

Dette settet inneholder Meritrans DTXPlus™-trykktransduser(e), og kan inneholde Safedraw™-blodprøvetakingssystem. Siden konfigurasjonen av kundetilordnede sett kan variere fra institusjon til institusjon, er det institusjonenes ansvar å opprette spesifikke retningslinjer og prosedyrer som regulerer bruken av settet, blant annet sikkerhetsrutiner, som et supplement til det som er beskrevet i denne veilederingen. **Avsnitt A** beskriver Meritrans DTXPlus-transdusere med eller uten Safedraw™. **Avsnitt B** beskriver bruk av EasyVent™-blindhette. **Avsnitt C** beskriver standardiserte Safedraw-sett. Avsnitt D beskriver blodprøvetaking ved bruk av Safedraw.

TILTENKT BRUK

Merit-blodtrykkstransduseren (DTX) for engangsbruk er beregnet for invasiv overvåking av blodtrykk. Overvåkningssettet for blodtrykk (DTX-sett) for engangsbruk som leveres med Safedraw-blodprøvetakingsmodellen, er beregnet til å tappe blod fra pasienten uten at pasienten eksponeres for eksterne forhold (lukket blodprøvetaking).

BRUKER/PASIENT/KLINISK

Bruker: Kvalifiserte sykepleiere, klinikere og leger

Pasient: Bruk hos barn og voksne

Klinisk: Sykehus eller passende kliniske miljøer

AVSNITT A

Meritrans DTXPlus-serien av transdusere består av fem skyllemodeller (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV og DT-XO) og én modell uten skylling (TNF-R).

Modellene DT-XXV og DT-NNV inneholder luftventilert hull på transduserhuset og ligner på modellene DT-XX og DT-NN.

Modellene DT-XX og DT-XXV har en blå klipsutløser for hurtigskylling og en stoppekran som kan nullstilles, som vist i figur 1. Den integrerte skylenheten sørger for en kontinuerlig (nominnell) strømningshastighet på 3 ml/t med et differensiert trykk på 200 mmHg (infusjonsposetrykk minus gjennomsnittlig fysiologisk trykkovervåkning) for å opprettholde kateteråpenhet. Skylenheten inkluderer også en sikkerhetsventil for overtrykk. Dette hindrer trykket på transduseren i å overskride omrent 7000 mmHg. Ventilen sender overflødig væske siktlig tilbake til infusjonsposen mens en forseglet, steril bane opprettholdes. Merit-utlosere for hurtigskylling (klips eller klaff) er praktisk ved væskefylling, fjerning av bobler og hurtigskylling.

Modellen DT-XO ligner på modellene DT-XX og DT-XXV med en nominell strømningshastighet på 3 ml/t, men den har ikke en stoppekran som kan nullstilles.

Modellene DT-NN og DTNNV (opp til 30 ml/t nominell strømningshastighet) for neonatal bruk. Den har en integrert stoppekran som kan nullstilles, akkurt som modellene DT-XX g DT-XXV, men klipsutloseren er gul. **MÅ BARE BRUKES SAMMEN MED EN MEKANISK VÆSKEINFUSJONSPUMPE.** Den faktiske, kontinuerlige infusjonsstrømningen for neonatal overvåking bestemmes av klinikeren og kontrolleres av en mekanisk infusjonspumpe. Hurtigskylling med skylenheten ved neonatal bruk skal kun utføres som en del av innledende væskefylling og fjerning av bobler. Skylling etter tapping av blod eller administrering av legemidler skal gjøres manuelt med en sprøte for å kontrollere væskeinfusjonen nøyaktig. Hastigheten på hurtigskylling varierer med den angitte administreringsarten, lengden og lumendiametern på trykkslangene som kobles til transduseren til pasienten.

FORSIKTIG: Modellene DT-XXV og DTNNV som har et luftventilert hull på transduserhuset for å nullstille og kalibrering, må ikke blokkeres.

Modellen TNF-R har ikke en skylenhet, klips-/klafløs eller en stoppekran som kan nullstilles, og kan leveres i et sett sammen med en separat innebygd strømnings-/skylenhet.

FORSIKTIG: D-hette (gjennomsiktig blindhette) kan leveres med TNF-R. Ikke stram D-hetten for mye, da dette kan deformere hannduer-festene på TNF-R og hindre tilkobling av andre komponenter.

OPPSETTSPROSODYRER

Bruk aseptisk teknikk og riktig oppsett ved håndtering av enheten. Kontroller at alle tilkoblingene er sikre og at stoppekranen leder i ønsket retning.

FORSIKTIG: Stram til alle koblinger for bruk. Ikke stram koblingen for mye, da det kan spreke koblingen og føre til lekkasjer, luftemboli, tilbakeblodning eller tap av trykksølgeformer.

Alle sideportene på stoppekranene er beskyttet av ventilerte hetter som skal forbli på plass til systemet er fylt. Ventilerte hetter skal alltid byttes ut med ikke-ventilerte hetter med mindre de har EasyVent™-blindhette. Du finner flere instruksjoner i avsnitt B.

FORSIKTIG: Transdusere for engangsbruk har en enkeltmodus av elektrisk isolasjon gjennom diafragma, luftåpninger, isolasjonsgel eller en kombinasjon av ovenstående og er ikke anbefalt for bruk med ikke-isolerte pasientmonitorer. Hvis du er i tvil angående isolasjonsegenskapene til monitoren, kan du se i servicehåndboken for monitoren eller ringe produsenten av monitoren.

TRANSDUSER, TILKOBLING AV GRENSESNIKKABEL

Koble transduseren til en gjennomkablene grensesnittkabel ved å innrette kontaktpilene og sette dem samme (se figur 2).

FORSIKTIG: Hvis du unnlater å bruke en Merit-grensesnittkabel, kan det resultere i signalforstyrrelser. Du må alltid teste den gjennomkablene kabelen for bruk.

FYLLE IV-SETT (SE FIGUR 3, 4 OG 5)

Følgende instruksjoner gjelder for IV-sett med enten mikro- eller makrodryppkammer i enkeltlinjekonfigurasjoner.

- Klargjort steril skyllingssølje i en ikke-ventilert løsningspose i henhold til legens forordning.
- Tom luft fra løsningsposen ved å presse en IV-spiss inn i løsningsposen og snu posen opp ned slik at luften kommer lettere ut gjennom spissen. Åpne glideklemmen, og klem forsiktig på IV-posen til luften vinges inn i dryppkammeret.

MERK: Fjerning av luft fra posen hindrer luft fra å komme inn i overvåkningssystemet når løsningen er tomt eller når posen er invertert.

- Lukk glideklemmen, og kle posen forsiktig for å tvinge løsningen inn i dryppkammeret (omrent 1/3 full da nivået kommer til å øke når posen får trykk). Plasser posen i trykkslansen, og heng den på IV-stangen.

FORSIKTIG: Hvis dryppkammeret er fylt helt, blir dryppkamelen dekket av løsning og dråpetelling (fastsette strømningshastighet) er ikke mulig. Med et differensiert trykk på 200 mmHg (posetrykk minus gjennomsnittlig fysiologisk trykkovervåkning) tilsvarer 2-4 dråper per minutt fra et IV-administrasjonssett med mikrodrypp, eller 2-4 dråper per 3 minutter fra et IV-administrasjonssett med makrodrypp, en strømningshastighet på 2-4 ml/t.

MERK: Fyll overvåkningssystemet ved å bruke tyngdekraft uten trykkpose for å redusere dannelsene av luftbobler.

- Åpne glideklemmen, og fyll IV-settet ved å bruke tyngdekraft. Knips på IV-settet for å frigjøre luftbobler. Lukk glideklemmen.
- Koble fylt IV-sett til overvåkningssystemet. Transdusersettet kan fylles på to måter – manuell fylling og automatisk fylling. Gå videre til valgt metode for videre instruksjoner.

GIJENOMFOR FØLGENDE TRINN FOR MODELLENE DT-NN OG DT-NNV.

- Koble IV-settet til egnet mekanisk infusjonspumpe. Hvis pumpen benytter en kassett, skal slangen kobles til kassettsystemet. En innebygd brytter kan brukes mellom IV-en og infusjonspumpen i samsvar med sykehusets standarder, retningslinjer eller prosedyrer. Hvis andre komponenter, f.eks. partikkel- eller luftelimineringssfilter, brukes, skal nødvendige tilkoblinger fullføres. Dette IV-slangesystemet skal forbli frakoblet fra transduseren/skylenhetens slange på dette tidspunktet.
- Koble transduseren (se figur 4) til IV-slangesetet. Frigjør glideklemmen. Sett pumpen til «tom» eller en innstilling for strømningshastighet, slik at alt væsken fyller IV-settet, byrteslangen og kassettsystemet helt opp. Når fylling er fullfort, lukker du glideklemmen.
- Merk: Væskefylling og fjerning av bobler i IV-slangesystemet for det festes til transduser/skylenhetens gir en raskere, mer bobilfri fylling av transduseren, stoppekranene og trykkslangen.

MANUELL FYLLEMETODE AV TRANSDUSERSETT

FORSIKTIG: Ikke dunk med metallgenstander, f.eks. hemostat, på transduseren for å fjerne luftbobler. Dette kan skade transduseren.

- Hold transduseren vertikalt med nullstilt stoppekran vendt oppover når trykkslansen fortsetter til deflatert. Åpne glideklemmen på IV-settet, og klem klipsutløseren slik at løsningen fyller overvåkningssystemet helt opp. Når det gjelder Safedraw™-sett, må du påse at lopet i den volumbegrensede sproyten er fullstendig nedtrykket når systemet fylles. Sideporten på stoppekranen skal fylles og bøbler skal fjernes.

MERK: Påse at posen er høyere enn transduseren og overvåkningssystemet da transduseren fylles via tyngdekraft.

- Dunk transduseren mot åpen håndflate samtidig som du klemmer klipsutløseren for å tømme luft fra transduserkammer (se figur 6).

MERK: Ikke dunk med metallgenstander, f.eks. hemostat, på transduseren for å fjerne luftbobler, da dette kan skade transduseren.

- (Kun Safedraw™-sett) Når trykkslangen er fylt med løsning, kan du fjerne bobler fra den volumbegrensede sproyten og sideporten på den festede stoppekranen ved å vri stoppekranen håndtak til «AV» for transduseren. Trekk siktlig tilbake opp og fyll den volumbegrensede sproyten med løsning fra trykkslangen til det er kontakt med den innebygde sproystoppen. Snu settet slik at sproystoppen peker opp. Dunk sproyten slik at fangst luft stiger mot luerspissen, og klem deretter stempletet helt inn i sproyten som dermed tvinger fangst luft og løsning inn i pasientslangen. Vri håndtaket på stoppekranen til «AV» for den volumbegrensede sproyten.

FORSIKTIG: IKKE utfør tomming når pasientslangen er koblet til kateteret eller kanylen. Dette kan føre luft inn i pasienten. For enten manuelle eller automatiske fyllemetoder på transduseren.

- Aktiver hurtigskyllenheten for å tømme luft fra pasientslangen.
- Undersök alle væskefylte deler av overvåkningssystemet for å bekrefte at boblene er eliminert. Infusjonsposen skal ha et trykk på 300 mmHg. Hvis bobler forbli i transduserkammeret, må du skylla på nytt ved bruk av teknikken som vises i figur 6.

AUTOMATISK FYLLEMETODE AV TRANSDUSERSETT

Meritrans DTXPlus™-transduseren fyller transduseren (vanligvis fri for bobler) på omtrent fem minutter.

- Plasser transduseren i en transduserholder (TBG) eller andre holdere som holder transduseren i en vertikal posisjon (se Figur 7b).
- Mansjetten skal ha et trykk på 300 mmHg, og du må kontrollere at dryppstrekningen på IV-settet ikke er fylt helt opp under trykkslangen, da dette hindrer avlesning av strømningshastighet. Åpne glideklemmen. Transduseren flyttes automatisk.
- Gå tilbake om fem minutter for å se etter bobler i transduseren og skyll for å fylle resten av overvåkningssettet. Dunk forsiktig mens du klemmer klipsutløseren for å fjerne eventuelle gjenværende luftbobler (se figur 6).

SIKRE TRANSDUSERSETTET (se figur 7)

- Bytt ut alle ventilerte hetter på sideportene til stoppekranen med ikke-ventilerte hetter (blindhetter). Hvis sideporten har en EasyVent™-blindhette, skal du ikke bytte ut denne, men stramme hetter for å oppnå ikke-ventilert posisjon. (Se avsnitt B)
- Sett transduseren i en holder (se figur 7b) eller direkte på pasientens arm (se figur 7a) med transdusens nullstillingssport på nivå med hjertet.

FORSIKTIG: Safedraw™-blodprøvetakingssystemet skal ikke monteres på pasienten.

- Flere transdusermodeller er utformet for å muliggjøre montering på IV-stang og pasient. Disse settene har modellnummer som slutter på «M» eller «S». Når det er montert på pasient, skal det tas forholdsregler for å påse at en endring i pasientens kroppssposisjon ikke utlosjer skylenhetens ulisitik.

Merit-klipsutløser med hurtigskylling er entydig utformet for å minime denne risikoen, da den kun kan aktiveres ved å klemme klipsutløseren med to fingre. Forholdsregler anbefales likevel fortsatt.

- Koble overvåkningssystemet til pasientens kanyle eller kateter. Skyll systemet for å fjerne blod fra kanyle eller kateter.

FORSIKTIG: Unngå å skylle luftbobler eller blodkoagulering i kateter eller kanyle inn i pasienten ved å sørge for at overvåkningssystemet er fylt helt opp med løsning, og ved å la en liten mengde av blod strømme tilbake gjennom kanylen før trykkslangen tilslutter til. Ved overvåking av venstre atrietrykk må et luftelimineringssfilter installeres mellom kanylen og transduseren for skylling.

- Fler transduserinstallasjoner bruker et fargekodesystem til å identifisere passende overvåkningsinndata. Fargekodeetiketter er tilgjengelig. Ført passende etiketter på TBG eller overvåkningslangen som er nærmest hver transduser.

Rød («ARTERIELL») = arterietrykk

Blå («CVP») = sentralvenøst trykk

Gul («PA») = pulmonalarterietrykk

Hvit («LAP») = venstre arterietrykk

Hvit (blank) = diverse trykk

NULLSTILLING OG KALIBRERING

- Nullbalanse overvåkningssystemet til atmosfærisk trykk, og kalibrer transduseren i henhold til produsentens instruksjoner for monitoren.

MERK: Det anbefales at stoppekranen med tre utganger nærmest transduseren skal være på nivå med hjertet og brukes tilstrekkelig til nullstillingssformål. Transduseren kan raskt og enkelt ventiles til atmosfærisk trykk ved å vri håndtaket på stoppekranen mot klokken (dvs. «AV» til pasientslangen) og fjerne den ikke-ventilerte hetten fra nullstillingssporten. Hvis en EasyVent™-blindhette er stående, skal du ikke fjerne, men løse hetten for å oppnå ventilert posisjon (avsnitt B).

- Vri håndtaket på stoppekranen som kan nullstilles, med klokken (dvs. «AV» til nullstillingssporten), og tilfør pasientens trykk til transduseren. Kontroller bolgefornormalt.

- Gj i systemet omtrent ett minutt til du kan se at skylenheten fungerer riktig. Ta deretter en dråpetelling for å kontrollere at strømningshastigheten er omtrent 3 ml/t. En visuell inspeksjon etter lekkasjer skal også gjøres. Kontroller systemet for riktig posetrykk, strømningshastighet, nullnivå og påse at det ikke forekommer lekkasjer. Dette må du gjøre trett minutter etter installasjon og deretter med jevne mellomrom. Lekkasjer, uansett hvor små, kan føre til uønskede avlesninger av strømningshastighet. Hvis du mistenker nulldrift, f.eks. unormal avlesning, må du plasere transduseren på nyt og nullstille. Hvis problemet vedvarer, må du bytte transduseren. Etter hver hurtigskylling anbefales det å bekrefte strømningshastigheten på nyt.

- Plaser blindhetten på nyt, og steng stoppekranen for sideporten. Hvis sideporten har en EasyVent™-blindhette, skal du ikke bytte ut denne, men stramme hetten for å oppnå ikke-ventilert posisjon (avsnitt B).

- (Kun DT-NN og DT-NNV) Den mekaniske infusjonspumpen skal settes til ønsket strømningshastighet i henhold til legens forordning.

FORSIKTIG: Hvis du observerer en dempet bolgeførm, kan det være et resultat av flere faktorer, blant annet, men ikke begrenset til:

- feilplasering av stoppekraner
- luft i overvåkningslangen, kateter eller kanyle
- lose tilkoblinger
- feil kalibrering av motoren
- blokkoagulering i kateter, kanyle eller overvåkningsslange
- kateter eller kanyle plassert mot en blodkarvegg

ADVARSEL: Unormale trykkslitasjoner må korreleres med pasientens kliniske tilstand. Hvis dette ikke er tilfelle, må du kontrollere at transduseren fungerer ved bruk av en kjennt eller kalibrert trykkslitasjon.

Stoppekranhåndtak må posisjoneres i 90° for «AV»-posisjon. Ikke posisjonér dem i 45° for å oppnå «AV»-posisjon, da dette er uønskaykt og kan resultere i kontaminerende, tilbakeblodning eller luftemboli.

Skylenheten og dryppkammeret er ikke ment som presise væskefyllingssystemer. Hvis pasientens tilstand stipulerer presis væskefylling, skal en mekanisk pumpe brukes til å hindre mulig overinfusjon av væske.

RF-kommunikasjonsutstyr skal holdes minst 30 cm (12 tommer) på avstand fra transduseren. Transduseren skal ikke stables eller plasieres nært innntil annet kommunikasjonsutstyr. Elektriske kabler og andre elektroniske enheter kan påvirke EMC-typene negativt.

Transduseren strålingsegenskaper gjør den egnet for bruk i industrielle områder og sykehus (CISPR 11 klasse A). Ikke til bruk i boligområder.

AVSNITT B

Bruksanvisning for EasyVent™-blindhettene som forenkler nullstilling av transduser.

STOPPEKRAM FOR NULLSTILLING AV VÆSKEFYLING (se figur 8)

- EasyVent™-blindhettene kan vanligvis festet til stoppekranen som kan nullstilles, i ventilert posisjon. Hvis den ikke er det, må du løse hetten til den går rundt uhindret (IKKE FJERN HETTEN).
- Utløs skylenheten for å fylle sideport, og la væske komme ut av EasyVent™-blindhettene.
- Vri stoppekranen til «AV» for sideporten, og stram hetten etter væskefylling.

NULSTILLE TRANSDUSER

- Vri stoppekranen til «AV» for pasientslangen og løsne EasyVent™-blindhette.
- Nulstill monitoren, og stram hetten.
- Vri stoppekranen til «AV» for nullstillingssideporten, og tilfør pasientens trykk på nyt.

FJERNING/BYtte PLASSERING AV HETTE

- Løse hetten og trekke den av for å få tilgang til stoppekranens sideport.
- Hetten på stoppekranens sideport plasseres på nyt ved å kneppe hetten på og stramme til.

AVSNITT C (se figur 9)

Standard Safedraw™-sett kan ikke kobles til andre produsenters transdusere eller hettesettet for engangsbruk.

FORSIKTIG: Safedraw™-settmodeller skal brukes med korte arteriekatetre (opp til 6 cm). Bruk med katetre som har større volum, kan forårsake utstrekkelig slangeklarering av heparindulert blod og kan resultere i uønskaykt verdier fra laboratoriet.

TILKBLING

- Det innebygde hundluerfestet på stoppekranen med tre utganger kobles til den distale enden av overvåkningssettet som brukes. Hvis overvåkningssettet som blir brukt, allerlede har trykkslanger festet, skal disse fjernes for Safedraw™-systemet kobles til.

2. Fyll først hette- eller transduserdelen i henhold til produsentens instruksjoner.
3. Fyll det frittstående Safedraw™-settet ved først å fylle trykkslange og septum i blodprøveslangen. Deretter vrir du den volumbegrensete sprøytestoppenes «AV» for transduseren. Trekk sakte tilbake og fyll den volumbegrensete sprøyten med løsning fra trykkslangen til det er kontakt med den innebygde sprøytestoppene. Snu settet slik at sprøytespissen peker opp. Knips på sprøyten slik at fangst luft stiger mot luerspissen. Skiv stempellet helt tilbake inn i sprøyten for å tvinge all fangst luft og løsning inn i pasientslangen mens sprøytespissen fortsatt peker oppover. Vri håndtaket på stoppekransen til «AV» for den volumbegrensete sprøyten.
- FORSIKTIG: IKKE utfør trinn 3, 4 og 5 når pasientslangen er koblet til kateteret eller kanylen. Dette kan føre luft inn i pasienten.**
4. Aktiver hurtigkyleneheten for å tömme luft fra pasientslangen.
5. Undersøk alle væskerlyfte deler av overvåkningsystemet for å bekrefte at boblene er eliminert.
6. Infusjonsposen skal ha et trykk på 300 mmHg. Hvis bobler forbli i transduserkammeret, må du skylle på nytt ved bruk av teknikken som vises i figur 6.
7. Koble deretter til pasientens kanyle eller kateter. Skyll systemet for å fjerne blod fra kateter eller kanyle.
8. Nullstil og kalibrer transduseren i henhold til produsentens instruksjoner.
- FORSIKTIG:** Gi systemet omtrent ett minutt til å utjevnes. Visuell inspeksjon etter lekkasjer skal også gjøres. Systemet skal kontrolleres for riktig infusjonsposetrykt, strømningshastighet og lekkasje tretti minutter etter installasjon og deretter med jevne mellomrom. Små lekkasjer kan forårsake uriktig fremstilling av faktisk strømningshastighet gjennom kateteret.
- AVSNITT D – SAFEDRAW-BLODPRØVETAKING**
Instruksjoner for tappning av blod ved bruk av Safedraw™-systemer med transdusere for engangsbruk eller gjenbrukbare transdusere med hettet (se figur 9-10).
- FORSIKTIG:** Ikke bruk en kanyle til å penetrere septum.
- Åpne den hengslede beskyttelseshetten fra septum i blodprøveslangen. Tørk av septumoverflaten med alkohol eller Betadine.
 - Vri håndtaket på stoppekransen som har den volumbegrensete sprøyten tilkoblet, til «AV» for transduseren.
 - Trekk tilbake på sprøyten til den kommer i kontakt med innebygd stopper. Vri stoppekransen til «AV» for pasienten.
 - Septum kan nå penetreres med Safe Needle, TA-BPN eller enhet for direkte overføring, TA-STV for å ta blodprøven. (Se passende avsnitt, trinn 5.)
- FORSIKTIG:** Luer slip-sprøyter kan brukes, men var forsiktig for å påse at sprøyten ikke løsner fra Safe Needle under fjerning. Du fjerner Safe Needle og sprøyte fra septum ved å ta tak i dekket på Safe Needle med én hånd og fjern forsiktig næle-/sprøyteenheten.

Bruk av Safe Needle, modell TA-BPN

a. Sprøyter for blodprøvetaking skal festes godt til Safe Needle (se figur 10).

b. Innrett Safe Needle med septumet, og for Safe Needle helt inn i septum

MERK: Påse at buene på begge sider av nåledekket er innrettet med luer-forlengerne til septum. Dette gjør det mulig for Safe Needle å føres helt inn i septum.

c. Aspirer blodprøven inn i sprøyten for prøvetaking. Hvis det er vanskelig å tappe blod, kan du trekke sprøytestempelet sakte tilbake. Hvis du fortsatt opplever vanskeligheter, må du kontrollere kateteret eller kanylen for okklusjon.

d. Du fjerner Safe Needle og sprøyten for prøvetaking fra septum ved å trekke næle-/sprøyteenheten sakte vekk fra septum mens du holder i dekket på Safe-Needle. Når nælen er omtrent halvveis ute, merker du en lett motstand. Nå trekker du sprøytestempelet ørlite tilbake, og deretter fjerner du næle-/sprøyteenheten fra septum ved å rotere enheten litt med klokken og trekke tilbake. Prosessen ovenfor lar gjenværende trykk bli i igjen i sprøyten for å utjevne og forhindre bloddannelse på enten nælepassen eller toppen av septum.

e. Tørk septumoverflaten med alkohol eller Betadine, og sett hette på septum.

f. Skyv sprøytenålenheten som inneholder blod, inn i den tømte slangesstoppener for å overføre blod til en tømt slange. Safe Needle kommer til å penetrere stopperen i den tømte slangen.

FORSIKTIG: Når du fjerner Safe Needle, trekker du den sakte ut for å påse at den tømte stopperen ikke trekkes ut sammen med Safe Needle.

BRUK AV DIREKTE OVERFØRINGSENHETEN, MODELL TA-STV.

Modell TA-STV tillater direkte blodoverføring fra septum til tømt slange.

FORSIKTIG: IKKE etterlat den direkte overføringenheten, modell TA-STV, i septum når prøvetakingen er fullført. Hvis du gjør det, kan det kontaminere pasientenslangen eller la blod lekke ut av systemet.

a. For TA-STV inn i septum. Påse at buene på Safe Needle er innrettet med luer-forlengerne til septum.

MERK: TA-STV må føres inn i septum for en tømt slange plasseres inn i slangebeholderen. Hvis dette ikke gjøres, forsvinner vakuumet.

b. For den tømte slangen inn i beholderenden på TA-STV. Riktig mengde blod kommer til å tappes inn i den tømte slangen takket være vakuumet. Fjern den tømte slangen.

c. Hvis ytterligere prøver er nødvendig, fører du inn tømte slanger, én om gangen, i TA-STVs beholderende.

d. Når den siste tømte slangen har blitt fjernet, må du fjerne TA-STV fra prøvetakingsseptumet ved å trekke opp til du merker et lett stopp, og deretter vrir du for å fjerne og kassere.

FORSIKTIG: IKKE trekk det volumbegrensete sprøytestempelet tilbake med stoppekransen nullstilling på «AV» for transduseren. Dette kan trekke luft inn i sprøyten. **IKKE** fyll den volumbegrensete sprøyten ved å vri stoppekransen slik at sprøyten er tilkoblet «AV» på pasienten og aspirerer, med mindre hurtigkyleneheten er åpenet slik at væske strømmer fra saltvannsposten. Hvis skylenheten ikke aktiveres, kan transduseren bli skadet.

5. Gjeninngjør gjenværende blod til pasienten, og skyll med saltvann ved å:

a. vri håndtaket på stoppekransen som har den volumbegrensete sprøyten tilkoblet, til «AV» for transduseren

b. skyve sprøytestempelet på den volumbegrensete sprøyten helt ned

c. vri håndtaket på stoppekransen «AV» for den volumbegrensete sprøyten

d. hurtigkylene etter behov for å tömme gjenværende blod i slangen og septum

FORSIKTIG: Neonatale og pediatriske påføringer – ikke hurtigkynn for å hindre væskeoverbelastning, men bruk en separat sprøyte til å skylle og registrer infusjonsmengde i henhold til sykehushets protokoller.

6. Tørk septumoverflaten med alkohol eller Betadine og sett hette på septum.

7. Kontroller for å overvåke trykkslange.

FORSIKTIG: Unngå å skylle luftbobler eller koaguleringer som er inne i kateteret eller kanylen, tilbake i pasienten ved å påse at overvåkningslangen er fylt helt opp med væske, og ved å la en liten mengde av blod strømme tilbake gjennom kanylen før trykkslangen kobles til.

KOMPLIKASJONER

Risikoer tilknyttet med bruken av dette produktet omfatter:

SEPSIS/INFEKSJON

Positive kulturer kan være resultat av kontaminerering av trykksystemet. Økt risiko for septikemi og bakteriemi har blitt knyttet til blodprøvetaking, infusjonsvæske og kateterrelatert trombose.

LUFTEMBOLE

Luft kan komme inn i systemet og til slutt pasienten, via stoppekraner som utilsiktet er etterlatt åpne, fra utilsiktet frakobling av overvåkningssystem eller fra skylling av gjenværende luftbobler inn i pasienten.

KOAGULERT KATETER OG TILBAKEBLØDNING

Hvis et skylesystem ikke får tilstrekkelig trykk relatert til pasientens eget blodtrykk, kan tilbakeblødning samt kateterkoagulering oppstå.

INFUSJON AV HØYMOLEKULÆRE KONSENTRASJONSVESKER

Hvis sykehusets praksis er å utføre disse infusjonene gjennom trykkslangen, anbefaler vi at alle systemkomponentene byttes med nye, sterile komponenter med en gang infusjonen er fullført.

OVERINFUSJON

Overfødig væske kan føres inn i pasienten hvis posetrykket er større enn 300 mmHg. Dette kan resultere i væskeoverbelastning og/eller en potensiell skadelig økning i blodtrykket.

UNORMALE TRYKKAVLESNINGER

Trykkavlesninger kan endre seg raskt og dramatisk på grunn av tap av riktig kalibrering, løse tilkoblinger, luft i systemet og nulldrift eller -skifte.

Ta kontakt med den lokale representanten for å få mer informasjon angående komplikasjoner.

KONTRAINDIKASJONER

- Ikke bruk en skylenhet når intramuskulært eller intrakranialt trykk overvåkes.
- Ikke bruk Meritans™-transdusere med ikke-isolerte trykkslangeværkninger.
- Ikke bruk til overvåking av venstre arterietrykk uten et lutefolinimeringsfilter mellom kanylen og transduseren før skylling.
- Ikke bruk uten en mekanisk væskeinfusjonspumpe (for DT-NN og DT-NNV).

KLINISKE FORDELER

- Tillater blodtrykksovervåking
- Enheten som leveres med Safedraw, gir lukket system for blodprøvetaking og trykkskanning.

LAGRINGSFORHOLD

Oppbevares kjølig og tørt, må ikke utsettes for direkte sollys.

STERIL OG IKKE FEBERFREMHELLER i uåpnet, uskadet forpakning. Kun til engangsbruk. Sjekk at forpakningen er hel før bruk. Etter bruk kaster du enheten i overrensstimmelse med standard protokoller for avfallshåndtering. Må ikke resteriliseres

Enhets levetid er 72–96 timer basert på anbefalinger fra CDC & Joint Commission Intl (JCI).

Gjenbruk kan føre til infeksjoner eller annen sykdom/personskade.

I EU skal enhver alvorlig hendelse som oppstår i forbindelse med produktet, rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten for det aktuelle medlemslandet.

Ta kontakt med den lokale representanten for å bestille informasjon på nytt eller bistand.

SPEIFIKASJON

Magnetiseringsspenning	DV 4 til 8 V RMS
Magnetiseringsfrekvens	DC til 5 kHz
Magnetiseringsimpedans	> 200 ohm
Signalimpedans	< 3000 ohm
Faseskift mellom magnetisering og signal	< 5 °
Nominell sensitivitet	5 µV/V/mmHg
Ubalansert balanse	ved ±75 mmHg etter halvsinus-sjoktest
Nulldrift	2 mmHg/4 t
Koeffisient av termisk avvik	0,3 mmHg/°C
Koeffisient av termisk følsomhet	0,1 %/°C
Lett følsomhet	<2 mmHg ved 3000 ft-Candles

	Skal ikke brukes hvis forpakningen er skadet. Se bruksanvisningen
	Engangsbruk
	Må ikke re-steriliseres
R ONLY	Forsiktig: I henhold til federal lovgeving (USA) skal dette utstyret kun selges av eller etter ordre fra lege.
	Forsiktig
	Lagres tørt
	Beskyttes mot sollys
	Ikke feberfremkallende
	Brukes innen: DD-MM-YYYY
	Produksjonsdato: DD-MM-YYYY
STERILE EO	Sterilisert ved bruk av etylenoksid
MD	Medisinsk enhet
	Enkelt steril barrieresystem
	Eller Enkelt steril barrieresystem med indre, beskyttende emballasje
UDI	Unik enhetsidentifikator
	Inneholder verken DEHP, DIBP, DBP eller BBP
	Defibrilleringssikker type CF anvendt del
MR	MR-betinget Ikke-klinisk testing har vist at denne enheten er MR-betinget. I henhold til ASTM F2503-13 er en MR-betinget gjennom en demonstrert sikkerhet i MR-miljø innen definerte tilstander. En pasient med denne enheten kan trygt skannes i en MR-maskin under følgende forutsetninger: <ul style="list-style-type: none"> Statisk magnetfelt på 3-Tesla eller mindre Maks spaltfelt gradient magnetfelt på 4000 gauss/cm (40 T/m) Transduseren og kablene må ikke komme i kontakt med pasienten under bruk av systemet. Transduseren og kablene skal ikke monteres til pasienten. Transduseren og kablene må ikke plasseres inn i MR-apningen under bruk av skanneren. Transduseren og kablene må ikke plasseres inn i MR-apningen under bruk av prosedyren Informasjonen somgis her, skal brukes sammen med institusjonens retningslinjer for å evaluere risikoene til pasienter og brukere når Meritans-transdusere brukes i en MR-miljø.
	Se bruksanvisningen Du kan få elektronisk kopi ved å skanne QR-koden, eller gå til www.merit.com/iFu og skriv inn IFU ID. Du kan få trykt utgave ved å ringe USA eller EU-kundeservice
EC REP	Autorisert representant i EU
	Produsent
REF	Katalognummer
LOT	Batch-kode

Meritrans DTXPlus™-i ühekordsele kasutatavate rõhuandurite komplektid ja Safedraw™ vereproovi võtmise süsteem

KASUTUSJUHEND

KIRJELDUS

Komplekt sisaldb Meritrans DTXPlus™-i rõhuandurit või rõhuandureid ning võib sisalda Safedraw™ vereproovide võtmise süsteemi. Kuna klendi määratud komplekti konfiguratsioonid on asutustes erinevad, vastutavad asutustes komplekti kasutamist puudutavate konkreetsete eeskirjade ja korra kehtestamise eest, hõlmates ka ohutusmeetmisi. Asutuse kehtestatud reeglid täiendavad selles juhendis kirjeldatud. **Jaoites A** kirjeldatakse Meritrans DTXPlus anduride koos või ilma Safedraw™ süsteemita. **Jaoites B** kirjeldatakse EasyVent™-i tupikotsakorgi kasutust. **Jaoites C** kirjeldatakse standardseid Safedraw' komplekte. Jaotises D kirjeldatakse vereproovide võtmist Safedraw' abil.

SIHTTÖSTARVE

Meriti ühekordsete kasutatavat vererõhuandur (DTX) on möeldud invasiivseks vererõhu jälgimiseks. Safedraw' vereproovide võtmise süsteemiga koos pakendis olev ühekordsete kasutatav vererõhu jälgimiskomplekt (DTX Kit) võimaldab patsiendilt verd võtta ilma, et patienti putukku väikesekonnaga (suletud aehalaga verevõtmime).

KASUTAJA/PATIENT/KLIINILINE

Kasutaja: kvalifitseeritud meditsiiniöded, klinitsistid ja arstid

Patient: kasutamiseks lastel ja täiskasvanutel

Kliiniline: haiglad või asjakohased kliinilised keskkonnad

JAOITS A

Meritrans DTXPlus andurite sarja kuuluvad viis loputusega mudelit (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV ja DT XO) ja üks ilma loputusega mudel (TNF-R).

Mudelitel DT-XX ja DT-NNV on anduri korpusel öhuventilaatsiooniava ning need sarnanevad mudelitega DT-XX ja DT-NN.

Mudelitel DT-XX ja DT-XXV on sinine klamber kiirlõputuse käivitamiseks ning nulliv korkraan, nagu on näidatud joonisel 1. Kateetri läbilaskvuse säilitamiseks on tagatud integreeritud loputusseadme pidev (nominaalne) voolukiirus 3 ml/h rõhkude vahega 200 mmHg (infusionikontroll rõhk, milles on lahutatud keskmine jälgitav füsioloogiline rõhk). Loputusseadmel on ka ülerõhu kaitseventil, et anduri rõhk ei ületaks ligikaudu 700 mmHg. Ventili suunab liigse vedeliku ohutult tagasi infusionsoonikotti, tagades selleks suletud ja steriile liite. Meriti kiirlõputuse käivitamist (klambris või tõmbeklapiga) lisavust vedelikuga täitmisel, nullide eemaldamisel ja kiirlõputusest.

Mudel DT-XX-XN samas nende mudelitega DT-XX ja DT-XXV. Selle nominaalne voolukiirus on 3 ml/h, kuid puudub nulliv korkraan.

Mudelit DT-NN ja DT-NNV (nominaalne voolukiirus kuni 30 ml/h) kasutamiseks vastundinutel. Sarnaselt mudelitele DT-XX ja DT-XXV on siis ehitatud nulliv korkraan, kuid klamberkävit. Käivitust on kollast värvi. **KASUTAMISEKS ANIUT KOOS MEHAANILISE VEDELIKU INFUSIOONIPUMBAGA.** Tegeliku pideva infusionsoonikiruse vastundinute jälgimiseks määrab kindlaks klinitsist ning seda kontrollib mehaaniline infusionsoonipump. Vastundinute puhul töötab kiirlõputuse loputusseadmeaga rakendada ainult algse vedelikuga täitmise ja nullide eemaldamise protsessi ajal. Loputamine pärast vere võtmist või ravimite manustamist tuleb läbi viia käitsi, kasutades vedelikku infusionsooni täpseks kontrollimiseks süstalt. Kiirlõputuse kiirus sõltub manustamiskomplekti tüübist ning anduri patsiendiga ühendavate rõhuõlvikute pikusest ja luumeni diameetrist.

ETTEVAATUST! Mudelitele DT-XXV ja DT-NNV, millel on anduri korpusel öhuventilaatsiooniava nullimiseks ja kalibreerimiseks, ei tohi blokeerida.

Mudelil TNF-R ei ole loputusseadet, klambriga/tõmbeklapiga käivitust ega nullivat korkraani ning see võidakse tarnida komplektis koos eraldi liiniseesse voolu-/loputusseadmega.

ETTEVAATUST! Koos mudelitega TNF-R võidakse tarnida D-kork (lähipaistev tupikotsak). Ärge pingutage D-korki liiga tugevalt, kuna see võib TNF-R-i välsikeermea Luer-liitmiku kahjustada ning takistada teiste komponentide ühendamist.

SEADISTAMISE PROTsess

Kasutage seadet käsitsevate aseptilist tehnika ja kohast ettevalmistust. Veenduge, et köik ühendused on kindlat kinni ja et korkraanide käepidemede osutavad soovitud suunas.

ETTEVAATUST! Pingutage enne kasutamist köiki ühendusi. Ärge pingutage ühendusi ülemäära, kuna see võib neid kahjustada, põhjustades lekked, öhembloome, tagasivoolu või rõhu lainevormide kadumist.

Korkraanide köök kulgporid on kaitstud öhutuskorkidega, mida ei tohi süsteemi ettevalmistamiseni eemaldada. Süsteemi ettevalmistamisel tuleb öhutuskorkid asendada öhukindlate korkidega, välja arvatud EasyVent™-i tupikotsakuga korkide puhul. Täpsemale juhisele vt joonis 2.

ETTEVAATUST! Ühekordsete kasutatavad andurid pakuvad diafragma, öhupilu, isolatsioonigelgi või mõne eelmainitu kombinatsiooni kaudu üherežiimilist elektroliit isolatsiooni ning neid ei ole soovitatav kasutada üleoleerimata patsiendimonitoridega. Kui kahtleb oma monitori isolatsiooniadustes, tutvuge monitori hooldusjuhendiga või hilistage monitori tootjale.

ANDUR, LIIDESEKAABLÜ ÜHENDUS

Ühendage andur korduskasutatava liidesekaabliga, joondades konnektori nooled ja lükates need kokku (vt joonis 2).

ETTEVAATUST! Meriti liidesekaabi mittekasutamine võib pöhjustada signaali häireid. Testige korduskasutatavat kaablit alati enne kasutamist.

TILGUTIKOMPLEKTI TÄITMINE (VT JOONISEID 3, 4 JA 5)

Järgnevad juhised kehtivad tilgutikomplektidele, mille ühe liini konfiguratsioonides on kas mikro- või makrotülgutusega kambrid.

- Valmistage vastavalt arsti ettekirjutusele öhukindlates lahusekotis ette steriile loputuslahus.
- Emelodge lahusekotist õhk, surudes IV teraviku lahusekotist, ja pöörtes kotti allapoole, et soodustada kinnijäändu õhu pääsu läbi teraviku. Avage rullklamber ja pingistage õrnalt tilgutuskotti, kuni õhk surutakse tilgakambriisse.

MÄRKUS. Lahusekotist õhku eemaldamine aitab ennetada õhu sisenemist jälgimissüsteemi, kui lahus on otsas või kott ümber pööratud.

- Seulge rullklamber ja pingistage õrnalt kotti, et suruda lahus tilgakambriisse (ligikaudu 1/3 ulatuses täidetud, kuna tase töusib, kui kott on rõhu all). Asetage kott surveamsetti ja riutage tilgutistatilise.

ETTEVAATUST! Kui tilgakamber ei täielikult täidetud, peaki tilgutuskotti ülema luhusesse uppunud ning tilkade loendamine (voolukiirus ja määramine) ei ole võimalik. Kui rõhkude vahu on 200 mmHg (koti rõhust on lahutatud keskmine jälgitav füsioloogiline rõhk), annab 2-4 tilka minutis mikrotülgutusega tilgutikomplektist või 2-4 tilka kolma minuti kohta makrotülgutusega tilgutikomplektist tulemuseks voolukiirus 2-4 ml/h.

MÄRKUS. Öhumullide tekke vähendamiseks tätke jälgimissüsteemi. Andurikomplekti täitmiseks on kaks viisi: käsite täitmje ja automaatne täitmine. Edasiti juhiste saamiseks tutvuge valitud meetodiga.

MUDELITE DT-NN JA DT-NNV PUHUL TULEB RAKENDADA JÄRGMISETI SAMME.

6. Ühendage tilgutikomplekt öhutekohase mehaanilise infusionsoonipumbaga. Kui pumbas on kasutusel kassett, ühendage voolukiirusse kassettsüsteemiga. Kooskõlas haiglas kehtivate nõuetega, eeskirjade ja korraga võib tilguti ja infusionsoonipumba vahel kasutada liiniseestretti. Kui kasutatakse ka teisi komponente, näiteks tahkeid osakesi või õhku eemaldavaid filtreid, siis teostage vajaminevad ühendused. Selles etapis peaks tilguti voolukiirusse olemma anduri/loputusseeme voolukiirusseest lahti ühendatud.

7. Ühendage andur (vt joonis 4) tilguti voolukiirusse. Vabastage rullklamber. Seadle pump sättelte „puhastus“ või infusionsoonikiruse sätteli, mis võimaldab tilgutikomplekti, büreritoru ja kassettsüsteemi täielikult vedelikuga täita. Kui täitmme on lopetatud, seulge rullklamber.

MÄRKUS. Tilguti voolukiirusse täitmisse ja nullide eemaldamise enne anduri/loputusseadme paigaldust tagab anduri, korkraanide ja rõhuõlvikute kiirema ja mullivaba täitmise.

ANDURIKOMPLEKTI KÄSISI TÄITMISE MEETOD

ETTEVAATUST! Andurid ei tohiks öhumullide eemaldamiseks koputada metallist objektidega, nt hemostaatiliste instrumentidega. See võib andurit kahjustada.

1. Jäettes surveamseti endiselt tühjaks, hoidke andurit vertikaalselt ülespoole suunatud nulliva korkraaniga. Avage tilgutikomplekti rullklamber ja pingistage klamberkävitit, et võimaldada lahusel jälgimissüsteem täielikult täita. Safedraw™ komplektide puhul veenduge, et mahupiiranguga süstlast ja paigaldatud korkraani kääpedit asendist „VALJAS“ anduri suunas. Tömmake aeglaseid tagasi ja täite mahupiiranguga süstal lahusega rõhuõlvikoliidi. Kui see puutub kokku sisseehitatud süstasulguriga. Pöörake komplekti, et süstla ots suunatud ülespoole. Koputage süstalt, et kinnijäändu õhk lahus tagasi patsiendillini. Keerake paigaldatud korkraani kääpedit asendist „VALJAS“ mahupiiranguga süstla suunas.

MÄRKUS. Kun anduri täitmiste toimub raskusjöö möjul, veenduge ja eemaldatakse mahupiiranguga süstlast ja paigaldatud kulgporti tuleb täita ja nullid tuleb eemaldata.

2. Koputage andurit omamaa käepidega pingestage samal ajal klamberkävitit, et eemaldatakse anduri kambriist õhk (vt joonis 6).

MÄRKUS. Andureid ei tohiks öhumullide eemaldamiseks koputada metallist objektidega, nt hemostaatiliste instrumentidega, kuna see võib andurit kahjustada.

3. **(Ainult Safedraw™ komplektid)** Pärast rõhuõlvikute täitmist lahusega, eemaldatakse mahupiiranguga süstlast ja paigaldatud korkraani kulgportid öhumullid, keerates paigaldatud korkraani kääpedit asendist „VALJAS“ anduri suunas. Tömmake aeglaseid tagasi ja täite mahupiiranguga rõhuõlvikoliidi. Kui see puutub kokku sisseehitatud süstasulguriga. Pöörake komplekti, et süstla ots suunatud ülespoole. Koputage süstalt, et kinnijäändu õhk lahus tagasi patsiendillini. Seejärel suruge süstla tõlkab kõlblikult süstlaste tagasi, kui see on õhul. Seejärel kinnijäändu õhk lahus tagasi patsiendillini. Keerake paigaldatud korkraani kääpedit asendist „VALJAS“ mahupiiranguga süstla suunas.

ETTEVAATUST! ÄRGE teostage puhastamist patsiendillini, mis on ühendatud kateetri või kanüüliga. See võib pöhjustada õhu infundeerimist patsiendile.

4. Aktiveerige kiirlõputusseade, et eemaldatakse patsiendilinnist õhk.

5. Kontrollige köiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

6. Värtiingute kiirlõputusseade, et eemaldatakse patsiendilinnist õhk.

7. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

8. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

9. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

10. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

11. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

12. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

13. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

14. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

15. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

16. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

17. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

18. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

19. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

20. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

21. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

22. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

23. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

24. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

25. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

26. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

27. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

28. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

29. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

30. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

31. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

32. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

33. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

34. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

35. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

36. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

37. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

38. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

39. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

40. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

41. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

42. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

43. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

44. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

45. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

46. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

47. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

48. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

49. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

50. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

51. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

52. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

53. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

54. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

55. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

56. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

57. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

58. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

59. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

60. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

61. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

62. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

63. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

64. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

65. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

66. Kontrollige kõiki jälgimissüsteemi väärtsusele. Nii anduri kätsitsi kui automaatselt täitmisse meetodite puhul.

67. Kontrollige kõiki jälgimiss

ja voolukiiruse nõuetekohane ning kas esineb lekked. Igasugused väikesed lekked võivad viia tegeliku kateetrit läbiva voolukiiruse välest tõlgendamiseni.

JAOTIS D - SAFEDRAW' VEREPROOVIDE VÖTMISE SÜSTEEM

Juhised vereproovide võtmiseks Safedraw™ süsteemidega, kasutades ühekordseid andureid või taaskasutatavaid kuplitega andureid (vt joonisid 9 ja 10).

ETTEVAATUST! Ärge kasutage vaheseina läbistamiseks hüpopodermilist nööla.

1. Avage liigendiga kaitsekork vereproovi võtmise vaheseinal. Pühkige vaheseina pinda alkoholi või betadiiniga.
2. Keerake mahupiiranguga süstlagu ühendatud korkraani käepidet asendist „VÄLJAS“ anduri suunas.
3. Tömmake süsttagi, kuni see puudub sisestatud sulgureid. Keerake korkraani asendist „VÄLJAS“ patsiendi suunas.
4. Vaheseina saab nüüd läbistada turvanöela, TA-PBN-1 või otset ülekanne võimaldatud sedmaga TA-STV vereproovi võtmiseks. (Vaadake vastavat joost ja seejärel sammu 5.)

ETTEVAATUST! Kasutada võib Luer-slip-tüüpi süstlaaid, kuid tuleb olla hoolikas, tagamaks et süstal ei tuleks turvanöela küljest eemaldamisel lahti. Turvanöela ja süstla eemaldamiseks vaheseinast hoidke ühe käega turvanöela katet ja eemaldage ettevaatlikult nööla- ja süstla komplekt.

Turvanöela kasutamine - mudel TA-BPN

- a. Kinnitage mistahes vereproovi võtmise süstal tugevataid turvanöela külge (vt joonis 10).
- b. Joondage turvanöela vaheseinaga ja lükake turvanöelu täielikult vaheseina.
- c. MÄRKUS. Veenduge, et nöölaaliste mõlemal poolval olevad kaared on vaheseina Luer-laiendustega kokahuti. See võimaldab turvanöela täielikult vaheseina sisestada.
- d. Aspireerge vereproovi proovi võtmise süstasse. Kui vöetud on piisavalt verd, tömmake süstlakolab aeglasest tagasi. Kui kogete endiselt raskus, kontrollige, kas kateetris või kanüülis esineb okklusioon.
- e. Turvanöela ja vereproovi võtmise süstla eemaldamiseks vaheseinast tömmake aeglasest nööla- ja süstlakomplekti vaheseinast eemal, hoites turvanöela katet. Kui nöel on ligikaudu pooldel väljas, tunnete kerget tukistust. Selles punktis tömmake veidi süstlakolabi tagasi, seejärel eemaldage nööla- ja süstlakomplekt vaheseinast, pöörates komplekti kerget pärjääva ja tömmates tagasi. See protsess võimaldab süstslas olevat jätkröhul tasakaalustuda ja vältida vere kogunemist nööla otsa või vaheseina peale.
- f. Pühkige vaheseina pinda alkoholi või betadiiniga ja korgistage vahesein.
- g. Vere ülekanmiseks vaakumtoruse lükake verdi sisaldatud süstla- ja nööla komplekt vaakumtoru sulgurisse. Turvanöel läbistab vaakumtoru sulguri.

ETTEVAATUST! Turvanöela eemaldamisel tömmake see välja aeglasest, tagamaks et vaakumkorki koos turvanöelaga välja ei tömmataks.

OTSEST ÜLEKANNET VÕIMALDAVA SEADME MUDELIA TA-STV KASUTAMINE

Mudel TA-STV on voolimadab verdi vaheseinast otse vaakumtoruse kanda.

ETTEVAATUST! Otsest ülekanne võimaldava seadme mudelit TA-STV EI TOHI pärast vereproovi võtmise lõpetamist vaheseina jäätta. Seadmee jäätmine vaheseina võib patsiendiilini saatada või põhjustada vere lekkimist süsteemist.

- a. Sisestage TA-STV vaheseina. Veenduge, et turvanöela kaared on vaheseina Luer-laiendustega kokahuti.

MÄRKUS. TA-STV tuleb vaheseina sisestada enne, kui vaakumtoru torpesasse pannakse, vastasel juhul vaakum kaob.

- b. Sisestage vaakumtoru TA-STV pesaga otsa. Vaakum tömbab torbusse öiges koguses verdi. Eemaldage vaakumtoru.
- c. Kui vaja läheb mitut proovi, vajutage vaakumtorud 1ks ja 1ks.

d. Pärast viimase vaakumtoru eemaldamise TA-STV vereproovi võtmise vaheseinast, tömmake seda ülespoole, kuni tunnete, kuidas see kergelt kinni jääb, seejärel keerake seda eemaldamiseks ja visake ära.

ETTEVAATUST! Mahupiiranguga süstla kohal EI TOHI tagata tömmata, kui nulliva korkraani asend „VÄLJAS“ on anduri suunas. Kui te seda teete, võib see süstlasse õhku tömmata. Mahupiiranguga süstalt EI TOHI täita, keerates süstlagu ühendatud korkraani asendist „VÄLJAS“ patsiendi suunas ja aspireerides, välja arvatud juhul, kui kiirloputussaade on avatud ja võimaldab vedeliku voolumist soolahuskoitist. Kui te lopututusseadet ei aktiveeri, võib see andurit kahjustada.

5. Infundereige ülejäänud veri patsiendi ja loputage soolaluhusega, toimides alljärgnevalt.

- a. Keerake mahupiiranguga süstlagu ühendatud korkraani käepidet asendist „VÄLJAS“ anduri suunas.
- b. Lükake mahupiiranguga süstla kolb täiesti alla.
- c. Keerake korkraani käepidet asendist „VÄLJAS“ mahupiiranguga süstla suunas.
- d. Kiirlopututage vastavalt jagadusele ja puhtasdata poolikult ja vahesind kogu verest, mis võib olla sinna jäänud.

ETTEVAATUST! Vedelikuga ülekorramide välimiseks ärge kasutage vastutavat ja laste puhul kiirloputust, selle asemel kasutage loputamiseks eraldi süstalt ja märkige infundereid kogus vastavalt haigla eeskirjadele üles.

6. Pühkige vaheseina pinda alkoholi või betadiiniga ja korgistage vahesein.

7. Kontrollige rõhu lainevormi jälgimiseks.

ETTEVAATUST! Väitige kateetrissi või kanüüli jäändub õhumullide ja hüüvete tagasisi patsiendi suunas loputamist. Selleks veenduge, et jälgimisliin on täielikult vedelikuga täidetud ja laske enne rõhuliini ühendamist vahesel kogusel verel läbi kanüüli tagasi voolata.

TÜSISTUSED

Käesoleva toote kasutamisega seostatakse järgmisi ohte.

SEPSIS/INFEKTSIOON

Röhussesteemi saastumise tulemusel võivad tekida positiivsed kultuurid. Suurenened riski sepsise ja baktereemia tekkeks on seostatud vereproovide võtmise, infusioonivedelike ja kateetrit tulenevate tromboosidega.

ÖHKMBOOLIA

Öhk võib siseneda süsteemi ja lõpuks patsiendi jöuda, kui korkraanid jäetakse jälgimissüsteemi juhusliku lahtiühendumise töötu kogemata avatuksi või kui jäähokumuluse suunatakse loputamisel patsiendi.

HÜÜBED KATEETRIS JA TAGASIVOO

Kui loputatud süsteemi rõhku ei viida sobivalt vastavusse patsiendi enda vererõhuga, võib esineda nii tagasivoolu kui hüübeid kateetrissi.

SUURE MOLEKULAARSE KONTSENTRATSIOONIKA VEDELIKE INFUSIOON

Kui teie haiglas on tavaks selliseid infusiooni röhuliini kaudu läbi viia, soovitame pärast infusiooni lõppu kõik süsteemi komponendid uute sterilsete komponentide vastu välja vahetada.

ÜLEINFUSIOON

Kui kotti rõhk on suurem kui 300 mmHg, võidakse patsiendi kehasse infundereera liigses koguses vedelikku. Selle tulemusel võib tekida vedelikuga ülekorramine ja/või potentsiaalselt kahjulik vererõhu tõus.

EBANORMAALSED RÖHUNÄIDUD

Öige kalibratsiooni kadumine, halvasti kinnitatud ühendused, süsteemis olev öhk või nullitriv võivad põhjustada rõhunäitude kiret ja ülatatud liikumust.

Et saada tüsistuse kohta lisateavet, võtke ühendust oma kohaliku esindajaga.

VASTUNÄIDUSTUSED

- Loputusseadet ei tohi viderohu läbimiseks vaheseisise rõhu jälgimisel.
- Meritrans DTXPlus™-i andureid ei tohi kasutada isoleerimata rõhuminitoridega.
- Seadet ei tohi kasutada vasaku koju rõhu jälgimiseks ilma anduri ja kanüüli vahelise õhueemaldusfiltrita enne loputamist.
- Ärge kasutage ilma mehaanilise infusioonipumbata (DT-NN ja DT-NNV).

KLIINILINE KASU

- Võimaldab viderohu rõhu jälgimist
- Kui pakendisse kuulub Safedraw, võimaldab see suletud süsteemis vereproovide võtmist ja vererõhu jälgimist.

HOIJUSTAMISTINGIMUSED

Hoistatakse kahedes kuvades kohas, eemal otsetes pääkesevalgusest.

Avamata ja kahjustamata pakendis **STERIILNE ja mittepürogeenne**. Ainult ühekordeks kasutamiseks. Enne kasutamist kontrollige õga paki tervlikkust. Pärast kasutamist ütliseerige seade vastavalt jäätmete kõrvvaldamise standardprotokollide. Mitte resteriliseerida.

Vastavalt USA Haiguste Kontrolli ja Törje Keskuse (CDC) ja rahvusvahelise ühiskomisjoni (JCI) soovitusele on seadme eluiga 72–96 tundi.

Korduskasutamise tagajärjeks võib olla nakkus või muu haigus/vigastus.

Euroopa Liidus tuleb igast seadmega seotud tõsisest vahejuhtumist teatada tootjale ja asjakohase liikmesriigi põdevale ametiasutusele.

Kordutellimuse alase teabe või abi saamiseks pöörduge kohaliku esindaja poole.

SPETSIFIKATSIOONID

Ergastuspinge	DC 4 V kuni 8 V RMS
Ergastussagedus	DC kuni 5 kHz
Ergastusnäitakistus	> 200 oomi
Signaali näitakistus	< 3000 oomi
Faasinihe ergastuse ja signaali vahel	< 5°
Nimitundlikkus	5 µV/V/mmHg
Disbalansi piirväärtus	±75 mmHg juures pärast poolslinuse lõögikatset
Nullitriv	2 mmHg 4 tunni jooksul
Soojusteguri nihe	0,3 mmHg/C
Soojusteguri tundlikkus	0,1%/C
Valgustundlikkus	< 2 mmHg 3000 jalgu üünla juures

	Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud, ja lugeda kasutusjuhiseid
	Ühekordseks kasutamiseks
	Mitte resteriliseerida
	Ettevaatust! Ameerika Ühendriikide föderaalseadused lubavad seda seadet müüa ainult arsti arvestus.
	Ettevaatust!
	Hoida kuivas
	Kaitsta päikesevalguse eest
	Mittepürogeenne
	Aegumiskuupäev: AAAA-KK-PP
	Stteriliseeritud etüleenoksidiidiga
	Meditiiniline seade
	Ühekordne steriilne kaitsesüsteem või Ühekordne steriilne kaitsesüsteem sisemise kaitsepakendiga
	Seadme kordumatu identifitseerimistunnus
	Ei sisalda DEHP-d, DIBP-d, DBP-d ega BBP-d
	Defibrillatsioonikindel CF-tüüpi kasutatav osa
	MR-i tingimustele vastav Mittekliinilised testid on näidanud, et seade on MR-i tingimustele vastav. MR-i tingimustele vastav üksus on standardi ASTM F2503-13 kohaselt selline üksus, mille ohutust on kindlaks määratud tingimustega MR-keskkonnas töestatud. Selle seadme patsiendile saab ohutult teha MR-i üldistamine ja kahjustamata üuringu jälgimist tingimustel. <ul style="list-style-type: none"> • Staatiline magnetvälvi ei tohi olla üle 3 tesla. • Ruumilise gradiente maksimaalne magnetvälvi tugevus on 4000 Gs/cm (40 T/m). • MR-i süsteemi töötamise ajal ei tohi andur ja kaabel olla patsiendi kõkkupuutes. • Andur ja kaabel ei tohi olla patsiendi külge paigaldatud. • Skanneri töötamise ajal ei tohi andur ja kaabel asetada MR-i süsteemi silindri sisesse. • MRT protseduuri ajal tohib andur ja kaabel olla MR-i süsteemiga samas ruumis, kuid need ei tohi töötada ega olla ühendatud jälgimissüsteemiga.
	Vt kasutusjuhendit Elektronilise koodiga saamiseks skannige QR-kood või minge aadressile www.merit.com/lu ja sisestage kasutusjuhendi ID. Trükitud koodia saamiseks helistage USA või EL-i klienditeenindusse.
	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses
	Tootja
	Katalooginumber
	Partiinumber

Seti tlačnih pretvornikov za enkratno uporabo Merittrans DTXPlus™ Sistem za odvzem vzorca krvi Safedraw™

NAVODILA ZA UPORABO

OPIS

Set vsebuje enega ali več tlačnih pretvornikov Merittrans DTXPlus™, del seta pa je lahko tudi sistem za odvzem vzorca krvi Safedraw™. Konfiguracije setov kupcev se lahko med posameznimi ustanovami razlikujejo, zato mora vsaka posamezna ustanova oblikovati svoje pravilnike in postopke za uporabo posameznega seta, vključno z varnostnimi ukrepi, ki dopolnjujejo ukrepe, opisane v teh navodilih. V poglavju A so opisani pretvorniki Merittrans DTXPlus s sistemom Safedraw™ ali brez njega. V poglavju B je opisana uporaba koničnega pokrovčka EasyVent™. V poglavju C so opisani standardizirani seti Safedraw. V poglavju D je opisan odvzem vzorca krvi s sistemom Safedraw.

PREDVIĐENA UPORABA

Pretvornik krvnega tlaka za enkratno uporabo (DTX) družbe Merit je namenjen za invazivno spremeljanje krvnega tlaka. Komplet za spremeljanje krvnega tlaka za enkratno uporabo (komplet DTX), ki je priložen modelu za odvzem vzorca krvi Safedraw, omogoča odvzem vzorca krvi pri bolniku, ne da bi bolnik ob tem izpostavljen zunanjemu okolju (odvzem vzorca krvi z zaprto zanko).

UPORABNIK/BOLNIK/ KLINIČNO OKOLJE

Uporabnik: usposobljene medicinske sestre, klinično osebje in zdravniki

Bolnik: uporaba pri otrocih in odraslih

Klinično okolje: bolnišnice ali primerna klinična okolja

POGLAVJE A

Družino pretvornikov Merittrans DTXPlus sestavlja pet modelov s pripomočkom za izpiranje (DT-XX, DT-XXV, DT-NN, DT-NNV in DT-XO) in en model brez pripomočka za izpiranje (TNF-R).

Modela DT-XXV in DT-NNV imata na svojem ohišju odprtino za odzračevanje, sicer pa sta podobna modeloma DT-XX in DT-NN.

Modela DT-XX in DT-XXV imata modri sprožilec za hitro izpiranje v obliki sponke in petelinček za nastavitev na ničlo, kot je prikazano na sliki 1. Vgrajeni pripomoček za izpiranje vzdružuje prehodnost katete, tako da zagotavlja neprekinitven pretok z nazivno hitrostjo 3 ml/u in pri razliki 200 mmHg (razlika med tlakom in infuzijski vrečki in srednjo vrednostjo spremjanega fiziološkega tlaka). Pripomoček za izpiranje je opredeljen tudi z varnostnim ventilom, ki ob previsokem tlaku preprečuje, da bi tlak v pretvorniku presegel vrednost približno 7.000 mmHg. Ventil preseže tekočine varno usmeri nazaj v infuzijsko vrečko, pri čemer ves čas vzdružuje hermetično zaprito v sterilen poltu. Sprožili za hitro izpiranje družbe Merit (sponka ali jeziček) omogočajo enostavno polnjenje s tekočino, odstranjevanje zračnih mehurčkov in hitro izpiranje.

Model DT-XO je podoben modeloma DT-XX in DT-XXV z nazivno hitrostjo pretoka 3 ml/u, vendar ne vsebuje petelinčka za nastavitev na ničlo.

Modela DT-NN in DT-NNV (nazivna hitrost pretoka do 30 ml/u) sta namenjena za uporabo pri novorojenčkih. Vsebujujo vgrajeni petelinček za nastavitev na ničlo, podobno kot modela DT-XX in DT-XXV, vendar pa je nujen sprožilec v obliki sponke rumene barve. **UPORABLJAJTE SAMO SKUPAJ Z MEHANSKIMI ČRPLAKAMI ZA INFUNDIRANJE TEKOČIN.** Dejansko hitrost neprekidne infuzije za spremeljanje novorojenčkov določi kralj klinik, nadzrije po mehanski infuzijski črpalki. Hitro izpiranje s pripomočkom za izpiranje se lahko pri novorojenčkih izvaja le pri začetni polnitvi sistema s tekočino in med postopkom za odstranitev zračnih mehurčkov. Izpiranje po odvzemvu vzorca krvi ali dojavljaju zdravila pa je treba na natančen nadzor nad količino vbrizgane tekočine opraviti ročno z brizgo. Hitrost hitrega izpiranja je odvisna od vrste infuzijskega sistema ter od dolžine in premere svetline tlačnega cevka med pretvornikom in bolnikom.

Pozor: Model DT-XXV in DT-NNV, ki ima na ohišju pretvornika odprtino za odzračevanje, namenjeno nastavljanju na ničlo in umerjanju, ne smete zamašiti.

Model TNF-R nima pripomočka za izpiranje, sprožilka v obliki sponke/jezička ali petelinčka za nastavitev na ničlo in ga lahko naročite v setu skupaj z ločenim linijskim pripomočkom za pretok/izpiranje.

Pozor: Modelu TNF-R je lahko priložen D-pokrovček (prozoren končni zamašek). D-pokrovčka ne privijte premočno, ker lahko s tem poškodujete moški nastavek Luer na pretvorniku TNF-R in tako onemogočite povezovanje z drugimi komponentami.

POSTOPKI Z NASTAVITEV

Pri ravnjanju s tem pripomočkom uporabljajte aseptično tehniko in pravilno postavitev. Prepričajte se, da so vse povezave trdne, petelinček pa se lahko obrača v želeno smeri.

Pozor: Pred uporabo zatisnite vse spoje. Spojev ne zatiskajte pretirano, da na njih ne nastanejo razpole, zaradi katerih lahko pride do puščanja, zračne embolije, povratnega zatekanja krvi ali izgube krivulj tlaka.

Vsi stranski vhodi petelinčkov so zaščiteni z odzračevalnimi pokrovčki, ki jih ne smete odstraniti, dokler ni sistem napoljen. Odzračevalne pokrovčke morate obvezno zamenjati s pokrovčki brez odzračevanja, razen kadar gre za končne pokrovčke EasyVent™. Za dodatna navodila glejte poglavje B.

Pozor: Pretvorniki za enkratno uporabo imajo enačin električne izolacije, in sicer z diafragmo, zračno režo ali izolacijskim gelom ali z eno iz kombinacij načinov, zato jih ni priporočljivo uporabljati skupaj z neizoliranimi monitorji za bolnike. Ce niste prepricani v izolacijskih značilnostih svojega monitorja, si oglejte njegov servisni priročnik ali poklicite njegovega proizvajalca.

POVEZAVA PRETVORNnika S KABLOM VMESNIKA

Pretvornik povežite s kablom vmesnika za večkratno uporabo, tako da poravnate puščici na priključkih, nato pa priključka združite (glejte sliko 2).

Pozor: Če ne uporabite kabla vmesnika družbe Merit, lahko pride do motenj signalov. Kabel za večkratno uporabo morate pred vsako uporabo preizkusiti.

POLNjenje infuzijskega sistema (glejte slike 3, 4 in 5)

Naslednja navodila veljajo za infuzijske sisteme z mikrokapalno ali makrokapalno komoro s konfiguracijo v eni liniji.

1. V neodzračeni vrečki z raztopino ali na vrednost vrednost načinjuje se merjenje krvnega tlaka in obesitev na stojalo za infuzijo.

2. Iz vrečke z raztopino odstranite zrak, tako da vanjo potisnete intravensko konico, nato pa vrečko obrnete na glavo, da olajšate izhajanje ujetega zraka skozi konico. Odprite kroglični stiček in nežno stiskajte infuzijsko vrečko, dokler zraka ne potisnete v kapalno konico.

Pozoma: Z odstranitvijo zraka iz vrečke z raztopino preprečite, da bi zrak zašel v sistem za spremeljanje, ko vsa raztopina izteče ali se vrečka obrene.

3. Zaprite kroglični stiček in nežno stisnite vrečko, da raztopino potisnete v kapalno komoro (do približno 1/3, ker se nivo ob povenčanju tlaka v vrečki dvigne). Vrečko namestite v manšeto za merjenje krvnega tlaka in obesitev na stojalo za infuzijo.

Pozor: Če kapalno komoro v celoti napolnite s tekočino, je tudi kapalna kanila potopljena v raztopino, zato štejte kapljic (za določanje hitrosti pretoka) ne bo mogoče. Ob razliki v tlaku 200 mmHg (tlak in infuzijski vrečki minus srednja vrednost spremjanega fiziološkega tlaka) pomenijo 2–4 kapljice na minuto pri infuzijskem sistemu s pretokom majhnih kapljic oz. 2–4 kapljice na tri minute pri infuzijskem sistemu s pretokom velikih kapljic hitrost pretoka 2–4 ml/u.

Pozoma: Za zmanjšanje nastajanja zračnih mehurčkov sistema za spremeljanje napolnite po principu prostega pada, ko vrečka ni pod tlakom.

4. Odprite kroglični stiček in infuzijski sistem napolnite po principu prostega pada. S prstom udarite po infuzijskem sistemu, da sprostite ujetne mehurčke. Zaprite kroglični stiček.

5. Napoljeni infuzijski sistem povežite s sistemom za spremeljanje. Set pretvornika lahko napolnite na dva načina – ročno in samodejni polnenje. Za nadaljnja navodila glejte izbrane način.

PRI MODELIH DT-N IN DT-NNV SLEDITE SPONJINIM KORAKOM.

6. Infuzijski sistem priključite na ustrezno mehansko infuzijsko črpalko. Pri črpalkah s kaseto cevje povežite s sistemom kasete. Med infuzijskim sistemom in infuzijsko črpalko lahko v skladu s standardi, pravili oz. postopki v svoji bolnišnici uporabite linjsko bireto. Če želite uporabiti druge dodatne komponente, na primer filter za odstranjevanje delcev ali zraka, vzpostavite vse potrebne povezave. Na tej točki sistem infuzijskega cevja ne sme biti povezan s cevjem pretvornika/pripomočka za izpiranje.

7. Pretvornik (glejte sliko 4) povežite s sistemom infuzijskega cevja. Odprte kroglični stiček. Črpalko nastavite na »zapolnitev« oz. nastavite hitrost infuzije, pri kateri se bodo infuzijski sistem, cevje birete in sistem kasete v celoti napolnili s tekočino. Po zaključku polnjenja zaprite kroglični stiček.

Pozoma: Če sistem infuzijskega cevja napolnite s tekočino in iz njega odstranite mehurčke, preden ga povežete s pretvornikom/pripomočkom za izpiranje, je polnjenje pretvornika, petelinčkov in tlačnega cevja hitrejše, prisotnih pa je tudi manj mehurčkov.

ROČNI NAČIN POLNjenja SETA PREtvORNika

Pozor: Za odstranitev zračnih mehurčkov ne smete udarjati po pretvorniku s kovinskimi predmeti, na primer s hemostati. S tem bi namreč lahko poškodovali pretvornik.

1. Manšeta za merjenje tlaka mora biti izpraznjena. Pretvornik primite navpično, tako da je petelinček za nastavitev na ničlo obrjen navzgor. Odprte kroglični stiček na infuzijskem sistemu in stisnite sprožilec v obliki sponke, da s tekočino napolnite celoten sistem za spremeljanje. Pri setih Safedraw™ se prepričajte, da je med polnjenjem sistema telo brizge z omejenim volumenom v celoti vstavljan. Napolniti morate tudi stranski vhod petelinčka in iz njega odstraniti zračne mehurčke.

Pozoma: Polnjenje pretvornika poteka po principu prostega pada, zato poskrbite, da bo vrečka nameščena više od pretvornika in sistema za spremeljanje.

2. S pretvornikom udarite ob odprtlo dlan in hkrati stisnite sprožilec v obliki sponke, da iz komore pretvornika iztisnete zrak (glejte sliko 6).

Pozoma: Za odstranitev zračnih mehurčkov ne smete udarjati po pretvorniku s kovinskimi predmeti, na primer s hemostati, ker ga lahko s tem poskodujete.

3. **Samo za set Safedraw™:** Ko je tlačno cevje napolnjeno z raztopino, morate iz brizge z omejenim volumenom v stranskega vhoda petelinčka odstraniti mehurčke, tako da nameščeni petelinček zaprete v smeri pretvornika. Počasi vlecite bat in brizgo z omejenim volumenom polnите z raztopino iz tlačnega cevja, dokler ne dosežete vgrajenega zaustavitevna sistema v brizgi. Set zavrtite, tako da bo konica brizge obrnjena navzgor. Po brizgi udarite s prstom, da se ujeti zrak pomakne navzgor proti konici Luer, nato pa bo pritošnitsa na koncu nazaj v brizgo uporite zrak in raztopino potisnite v cevko proti bolniku. Nameščeni petelinček zaprete v smeri brizge z omejenim volumenom.

Pozor: Kadar je cevka proti bolniku povezana z katetrom ali kanilo, NE izvajajte polnjenja. V nasprotju s primeru lahko v bolniku vbrizgaste zrak. To velja tako za ročni kot tudi za samodejni način polnjenja seta pretvornika.

4. Aktivirajte pripomoček za hitro izpiranje, da iz cevke proti bolniku odstranite ves zrak.

5. Preglejte vse dele sistema za spremeljanje, ki so napoljeni s tekočino, in se prepričajte, da so bili iz njih odstranjeni vsi zračni mehurčki. Tlak v vrečki z raztopino povečajte do 300 mmHg. Če so ob tem v komori pretvornika še vedno prisotni zračni mehurčki, opravite dodatno izpiranje po metodi, ki jo prikazuje slika 6.

SAMODEJNİ NAČIN POLNjenja SETA PREtvORNika

Pretvornik Merittrans DTXPlus™ se napolni (običajno brez mehurčkov) v približno petih minutah.

1. Pretvornik namestite v nosilec za pretvornik (TBG) oz. v kateri drug nosilec, v katerem bo pretvornik v navpičnem položaju (glejte sliko 7b).

2. Tlak v manšeti povečajte na 300 mmHg in poskrbite, da se kapalna komora infuzijskega sistema med povečevanjem tlaka ne napolni v celoti. To bi namreč prepričilo odčitavanje hitrosti pretoka. Odprite kroglični stiček. Pretvornik se samodejno napolni.

3. Čez pet minut preverite, ali so v pretvorniku prisotni mehurčki, nato pa napolnite še preostanek sistema za spremeljanje. Stisnite sprožilec in hkrati po sistemu previdno udarjajte s prstom, da odstranite preostale zračne mehurčke (glejte sliko 6).

NAMESTITEV SETA PREtvORNika (glejte sliko 7)

1. Vse odzračevalne pokrovčke na stranskih vhodih petelinčkov zamenjajte s pokrovčki brez odzračevanja (končni zamaški). Če je na stranskem vhodu nameščen končni pokrovček EasyVent™, tega pokrovčka ne zamenjajte, pač pa ga privijte v neprehodni položaj. (glejte poglavje B.)

2. Pretvornik namestite na nosilec (glejte sliko 7b) ali neposredno na bolnikovo roko (glejte sliko 7a), tako da je vhod za nastavitev pretvornika na ničlo v nivoju sredine srca.

Pozor: Sistem za odvzem vzorca krvi Safedraw™ ni namenjen za izvajanje polnjenja.

Nekateri modeli setov pretvornika omogočajo namestitev tako na stojalo za infuzijo kot tudi na bolniku. Ti seti so včasih označeni z številko modela, ki se končajo z črkami »SM« ali črkama »SM«. Ob nameščitvi na bolniku je treba z ustrezni prevodnimi ukrepi zagotoviti, da ob spremembah položaja bolnika ne pride do nenamerne aktivacije pripomočka za izpiranje. Sprožilec za hitro izpiranje Merit v obliki sponke ima edinstveno zasnov, s katero je to vteganje zmanjšano. Sprožilec v obliki sponke lahko namešči aktivirati uporabni stiskom z dvema prstoma. Vendar pa tudi v tem primeru priporočamo uporabo prevodnih ukrepov.

3. Sistem za spremeljanje povežite z bolnikovo kanilo ali katetrom. Izperite sistem, da iz kanile ali katetra odstranite.

Pozor: Preprečite izpiranje zračnih mehurčkov ali krvnih struktur iz katete ali kanile nazaj v bolniku, tako da se prepričate, da je sistem za spremeljanje v celoti napoljen z raztopino, in da pred povezavo s tlačnim cevjem pustite, da skozi kanilo steče nazaj majhna količina krvi. Za spremeljanje tlaka v levem predvodoru morate med kanilo in pretvornikom pred izpiranjem namestiti filter za odstranjevanje zrake.

4. Kadar se uporablja več pretvornikov hkrati, se za označevanje ustreznih vhodov za monitor uporabljajte sistem barvne kodiranja. V ta namen so na voljo barvne oznake. Ustrezne oznake namestite na nosilec TBG ali na cevko za spremeljanje, ki je najbližje posameznemu pretvorniku.

Rdeča (»ARTERIJSKA«) oznaka = arterijski tlak

Modra (»CVP«) oznaka = centralni venški tlak

Rumena (»PA«) oznaka = tlak v pljučni arteriji

Bela (»LAP«) oznaka = tlak v levem predvodoru

Bela (prazna) oznaka = kateri koli tlak

NAMESTITEV NA NIČLO IN UMERJANJE

1. Sistem za spremeljanje ponavljate na atmosferski tlak in pretvornik umeritev v skladu z navodili proizvajalca monitorja.

Pozoma: Priporočamo, da je tripotni petelinček, ki je najbližji pretvorniku, na ničlo sreda srca in da se uporablja samo za nastavljanje na ničlo. Tlak v pretvorniku lahko hitro in enostavno izmeničte z atmosferskim tlakom, da to ročico petelinčka potisnitev v nasprotnejši smeri urnega kazalca (zapre se cevka proti bolniku) in v vhodu za nastavitev na ničlo odstranite pokrovček brez odzračevanja. Če je nameščen končni pokrovček EasyVent™, ga ne odstranjujte, ampak ga odvijte v prehodni položaj (poglavje B).

2. Ročico petelinčka za nastavitev na ničlo potisnitev v smeri urnega kazalca (zapre se stranski vhod za nastavitev na ničlo) in v pretvornik spustite bolnikov tlak. Preverite kakovost krivulje.

3. Za zagotovitev pravilnega delovanja pripomočka za izpiranje počakajte približno eno minuto, da se v sistemu ponovno vzpostavi ravnovesje. Nato s štetjem kapljic preverite, ali je hitrost pretoka okoli 3 ml/u. Prav tako morate opraviti vizualni pregled, s katerim se prepričajte, da sistem tesni. Trideset minut po namestitvi sistema in nato v rednih intervalih preverite, ali so vrednosti tlaka v vrečki, hitrosti pretoka in ničelnih točk ustrezne, ter se prepričajte, da sistem tesni. Puščanje, ne glede na obseg, lahko pride do napadov na delčki hitrosti pretoka. Ce sumite, da je prislo do premika niteljev (npr. zaradi nenormalnega odštitka), ponovno namestite pretvornik in ga ponavljate na ničlo. Ce je težava še vedno prisotna, pretvornik namestite.

4. Zamenjajte končni pokrovček v zbranjenem petelinčku zaprite stranski vhod. Če je na stranskem vhodu nameščen končni pokrovček EasyVent™, tega pokrovčka ne zamenjajte, pač pa ga privijte v neprehodni položaj (poglavje B).

5. **Samo za modela DT-NN in DT-NNV:** Mehansko infuzijsko črpalko nastavite na hitrost pretoka, ki jo je predpisal zdravnik.

Pozor: Če opažate dušeno krivuljo, je to lahko posledica različnih dejavnikov, med katerimi so tudi:

- Neustrešni položaj petelinčka

- Zrak v cevki za spremeljanje, katetu ali kanili

- Ohlapne povezave

- Nepravilno umerjen monitor

- Krvi strukti v katetu, kanili ali cevki za spremeljanje

- Namestitev katetra ali kanile ob steno krvne žile

OPOZORILO

Nenormalni odštitki vrednosti tlaka morajo sopađati z bolnikovo klinično sliko. V nasprotju s primeru preverite delovanje pretvornnika, tako da uporabite znani ali umerjeni tlačni vir.

Za zaporo v določeni smeri mora biti ročica petelinčka pod kotom 90°. Za zaporo ročič petelinčka ne nameščajte pod kotom 45°, ker tako namestitev ni natančna in lahko pride do kontaminacije, vračanja krvi ali zračne embolije.

Pripomoček za izpiranje in kapalna komora nista sistema za natančno dojavjanje tekočin. Če bolnik potrebuje točno določeno količino tekočine, morate za preprečitev prevelike količine infuzije ali tekočine uporabiti mehansko črpalko.

Radiokomunikacijska oprema mora biti od pretvornika oddaljena najmanj 30 cm (12 palcov). Pretvornika ne odlagajte na drugo komunikacijsko opremo ali v njeno bližino. Električni kabli in druge elektronske naprave lahko negativno vplivajo na elektromagnetno zdržljivost.

Pretvornik je zaradi lastnosti, povezanih z ODDAJANJEM, primeren za uporabo v industrijskih območjih in bolnišnicah (CISPR 11, razred A). Ni namenjen uporabi v bivalnem okolju.

POGLAVJE B

Navodila za uporabo končnega pokrovčka EasyVent™, ki olajša nastavitev pretvornika na ničlo.

POLNjenje PETELINČKA ZA NAMESTITEV NA NIČLO S TEKOČINO (glejte sliko 8)

1. Končni pokrovček EasyVent™ je na petelinčku za nastavitev na ničlo običajno nameščen v prehodnem položaju. Če to ne drži, pokrovček odvijte, dokler se prestope vrti (POKROVČKA NE ODSTRANITE).

2. Sprožite pripomoček za izpiranje, da napolnite stranski vhod, nato pa pustite, da tekočina izteče skozi končni pokrovček EasyVent™.

3. Po napolnitvi s

NASTAVITEV PRETVORNika NA NIČLO

1. S petelinčkom zaprite cevko proti bolniku in delno odvijte končni pokrovček EasyVent™.
2. Monitor nastavite na ničlo in privijte pokrovček.
3. S petelinčkom zaprite stranski vhod za nastavitev na ničlo in ponovno spustite bolnikov tlak.

ODSTRANITEV/ZAMENJAVA POKROVČKA

1. Za dostop do stranskega vhoda petelinčka pokrovček odvijte in ga snemite.
2. Pokrovček na stranskem vhodu petelinčka lahko zamenjate preprosto tako, da ga nataknete nazaj in privijete.

POGLAVJE C (glejte sliko 9)

Standardizirane sete Safedraw™ lahko povežete s seti pretvornikov za enkratno uporabo in seti pretvornikov s kupolami drugih proizvajalcev.

POZOR: Modeli setov s sistemom Safedraw™ so namenjeni za uporabo s kratkimi arterijskimi katetri (do 6 cm). Ob uporabi z večimi katetri lahko pride do nezažlostnega očistka krvi, razredcene s heparinom, kar lahko povzroči nepravilne laboratorijske vrednosti.

Povezovanje

1. Ženski linški priljubček Luer na triptoponem petelinčku povežite z distalnim koncem izbranega seta za spremljanje. Če je na izbrani set za spremljanje že priključeno tlačno cevje, ga je treba pred povezavo sistema Safedraw™ odstraniti.
2. Kupolo ali pretvornik najprej napolnite v skladu z navodili proizvajalca.
3. Samostojni sistem Safedraw™ napolnite, tako da najprej napolnite tlačno cevje in membrano za odvzem vzorca krvi. Nato petelinček brizge z omejenim volummom zaprite v smeri proti pretvorniku. Počasi vlecite bat in brizgo z omejenim volummom polnite z raztopino iz tlačnega cevja, dokler ne dosežete vgrajenega zaustavljvenega sistema v brizgi. Set zavrite, tako da bo konica brizge obrnjena navzgor. Po brizgi udarite s prstom, da se ujeti zrak pomakne navzgor proti konici Luer. S konico brizge, obrnjeno navzgor, bat potisnite do konca nazaj v brizgo ter tako potisnite ujeti zrak in raztopino v cevko proti bolniku. Nameščeni petelinček zaprite v smeri brizge z omejenim volummom.

POZOR: Korakov 3, 4 ali 5 NE smete izvajati, kadar sta na cevko proti bolniku priključena kateter ali kanila. V nasprotнем primeru lahko v bolnika vbrizgate zrak.

4. Aktivirajte pripomoček za hitro izpiranje, da iz cevke proti bolniku odstranite ves zrak.
5. Preglejte vse dele sistema za spremljanje, ki so napolnjeni s tekočino, in se prepričajte, da so bili iz njih odstranjeni vsi zračni mehurčki.
6. Tlak v vrečki z raztopino povečajte do 300 mmHg. Če so ob tem v komori pretvornika še vedno prisotni zračni mehurčki, opravite dodatno izpiranje po metodi, ki jo prikazuje slika 6.
7. Povežite z bolnikovo kanilo ali katetrom. Izperite sistem, da iz katetra ali kanile odstranite kri.
8. Pretvornik ponastavite na ničlo in ga umerite v skladu z navodili proizvajalca.

POZOR: Počakajte približno eno minuto, da se v sistemu ponovno vzpostavi ravnovesje. Prav tako morate opraviti vizualni pregled, s katerim se prepričate, da sistem tesni. Trideset minut po namestitvi sistema in nato v rednih intervalih preverite, ali sta vrednosti tlaka v vrečki in hitrosti pretoka ustrezni, ter se prepričajte, da sistem tesni. Vsako manjše puščanje lahko povzroči napako prikazovanje dejanske hitrosti pretoka skozi kateter.

POGLAVJE D – ODVZEM VZORCA KRVI S SISTEMOM SAFEDRAW

Navodila za odvzem vzorca krvi z uporabo sistema Safedraw™ s pretvorniki za enkratno uporabo ali pretvorniki za večkratno uporabo s kupolami (glejte slike 9 in 10).

POZOR: Za prebadanje membrane ne uporabljajte hipodermalnih igel.

1. Odprite preklopni zaščitni zamašek na membrani za odvzem vzorca krvi. Površino membrane obrinite z alkoholom ali raztopino Betadine.
2. Petelinček brizge z omejenim volummom zaprite v smeri proti pretvorniku.
3. Vlecite bat brizge, dokler ne dosežete vgrajenega zaustavljvenega sistema. Petelinček zaprite v smeri proti bolniku.
4. Membrano lahko sedaj prebodete z varno iglo TA-BPN ali pripomočkom za neposredni prenos TA-STV in odvzamete vzorec krvi. (Nadaljujte s korakom 5 v ustrezni poglavju.)

POZOR: Uporabljajte lahko brizge Luer-slip, pri čemer morate paziti, da se brizga med odstranjevanjem ne loči od varne igle. Za odstranitev varne igle in brizge iz membrane zeno roko primite ščitnik varne igle, nato pa sestav igle in brizge previdno izvlecite.

Uporaba varne igle modela TA-BPN

- a. Brizgo za odvzem vzorca krvi tesno povežite z varno iglo (glejte sliko 10).
 - b. Varno iglo poravnajte z membrano, nato pa jo do konca potisnite vanjo.
- OPOMBA:** Prepričajte se, da sta loka na obeh straneh ščitnika igle poravnana s podaljškom Luer na membrani. To omogoča, da varno iglo v membrano vstavite na končno.
- c. V brizgo za odvzem vzorca aspirirajte vzorce krvi. Če imate pri odvzemu krvi težave, počasi izvlecite bat brizge. Če se težave nadaljujejo, preverite, ali sta kateter oz. kanila zamašena.
 - d. Za odstranitev varne igle in brizge za odvzem vzorca iz membrane primite ščitnik varne igle, nato pa sestav igle in brizge počasi izvlecite iz membrane. Iglo izvlecete približno do polovice, boste začutili rahel odpor. Zdaj morate zelo rahlo izvleceti bat brizge, nato pa sestav igle in brizge odstranite iz membrane, tako da ga rahlo zasukate v smeri urnega kazalca in izvlecete. Na ta način boste izenačili preostali tlak v brizgi in preprečili, da bi se na konici igle ali zgornji površini membrane pojavila kri.
 - e. Površino membrane obrinite z alkoholom ali raztopino Betadine in zaprite pokrovček.
 - f. Za prenos krvi v epruveto za vakuumski odvzem sestav bat brizge in igle s krvjo potisnite v zamašek epruvete za vakuumski odvzem. Varna igla bo predrla zamašek epruvete za vakuumski odvzem.
- POZOR:** Varno iglo morate odstraniti počasi, s čimer zagotovite, da skupaj z varno iglo ne izvlecete tudi zamaška za vakuumski odvzem.

UPORABA MODELA S PРИПОМОЧКОМ ZA NEPOSREDNI PRENOS TA-STV

Model TA-STV omogoča neposredni prenos krvi iz membrane v epruveto za vakuumski odvzem.

POZOR: Po koncu odvzema vzorca krvi modela s pripomočkom za neposredni prenos krvi TA-STV NE puščajte v membrani. V nasprotнем primeru lahko kontaminirate cevko proti bolniku ali omogočite puščanje krvi iz sistema.

- a. Pripomoček TA-STV vstavite v membrano. Prepričajte se, da sta loka na varni igli poravnana s podaljškom Luer na membrani.

OPOMBA: Pripomoček TA-STV morate vstaviti v membrano, preden v vsebnik za epruvete namestite epruveto za vakuumski odvzem, sicer izgubite vakuum.

- b. Epruveto za vakuumski odvzem vstavite v vsebnik za epruvete na pripomočku TA-STV. S pomočjo vakuma se v epruveto za vakuumski odvzem prenese ustrezna količina krvi. Odstranite epruveto za vakuumski odvzem.
- c. Če morate odvzeti dodatne vzorce, v vsebnik za epruvete na pripomočku TA-STV potisnite vsako epruveto za vakuumski odvzem posebej.
- d. Po odstranitvi še zadnje epruvete za vakuumski odvzem pripomoček TA-STV odstranite iz membrane, tako da ga vlečete navzgor, dokler ne začutite upora, nato pa ga zavrite in odstranite ter zavrite.

POZOR: Kadar je petelinček za nastavitev na ničlo zaprt v smeri pretvornika, NE smete vleči navzven bata brizge z omejenim volummom. V nasprotнем primeru lahko v brizgo povlečete zrak. Brizge z omejenim volummom NE polnite tako, da bi petelinček, s katerim je povezana brizga, zaprl v smeri proti bolniku in aspiriral, razen če je odprt pripomoček za hitro izpiranje, ki omogoča pretok tekočine iz vrečke s fiziološko raztopino. Če pripomoček za izpiranje ne aktivirate, lahko poškodujete pretvornik.

5. Preostalo kri ponovno infundirajte v bolnika in sperite s fiziološko raztopino na naslednji način:

- a. Ročico petelinčka s pritrgeno brizgo z omejenim volummom zaprite v smeri proti pretvorniku.
- b. Bat brizge z omejenim volummom potisnite do konca navzdol.
- c. Petelinček zaprite v smeri brizge z omejenim volummom.
- d. S hitrim izpiranjem iz cevja in membrane izperite vso preostalo kri.

POZOR: Za preprečitev tekočinske preobremenitve pri novorojenčkih in otrocih ne uporabljajte hitrega izpiranja, pač pa za izpiranje uporabite novo brizgo in v skladu z bolnišničnim protokolom zabeležite količino vbrizgane tekočine.

6. Površino membrane obrinite z alkoholom ali raztopino Betadine, nato pa membrano zaprite s pokrovčkom.

7. Izberite spremljanje krviljive tlaka.

POZOR: Prepričitev izpiranje zračnih mehurčkov ali krvnih strdkov iz katetra ali kanile nazaj v bolnika, tako da se prepričate, da je cevka za spremljanje v celoti napolnjena s tekočino, in da pred povezavo s tlačnim cevjem pustite, da skozi kanilo steče nazaj majhna količina krvi.

ZAPLETI

Med tveganja, povezana z uporabo tega izdelka, spadajo:

SEPSA/OKUŽBA

Kontaminacija tlačnega sistema lahko povzroči pozitivne kulture. Z odvzemom vzorca krvi, infuzijo tekočin in katetsko trombozo je povezano povečano tveganje za septikemijo in bakteriemijo.

ZRAČNI EMBOLUSI

Zrak lahko pride v sistem in tudi do bolnika, če petelinčki nemarnero ostanejo odprtji zaradi nemarnerga odklopa sistema za spremljanje ali spiranja preostalih zračnih mehurčkov v bolniku.

ZAMAŠITEV KATETRA S STRDKI IN POVRATNO ZATEKANJE KRVI

Če je tlak izpranem sistemu nižji od krvnega tlaka bolnika, lahko pride do povratnega zatekanja krvi in zamašitev katetra s strdki.

INFUZIJA TEKOČIN Z VISOKO MOLEKULARNO KONCENTRACIJO

Če v vaši bojnišnici tovrstne infuzije izvajate prek tlačnega cevja, priporočamo, da po zaključku infundiranja vse komponente sistema zamenjate z novimi sterilnimi komponentami.

PREVELIKA KOLIČINA INFUZIE

Bolnik lahko prejme preveliko količino infuzije, če je tlak v vrečki višji od 300 mmHg. V tem primeru lahko pride do tekočinske preobremenitve in potencialno nevarnega povlačenja krvnega tlaka.

NENORMALNI ODČITKI VREDNOSTI TLAKA

Odčitki vrednosti tlaka se lahko hitro in močno spremenijo zaradi neustrezne umerjenosti, ohlapnih povezav, zraka v sistemu ter premikanja ali zamika ničle.

Za več informacij o zapletih se obrnite na lokalnega predstavnika.

KONTRAINDIKACIJE

- Pripomočka za izpiranje ne uporabljajte, kadar spremljate intramuskularni ali intrakranialni tlak.
- Pretvornikov Meritans DTXPlus™ ne uporabljajte skupaj z nezoliranimi monitorji tlaka.
- Tlaka v levem predvoru ne smete spremljati, če pred izpiranjem med kanilo in pretvornik ne namestite filtra za odstranjevanje zraka.
- Ne uporabljajte brez mehanske infuzijske črpalke (pri modelih DT-NN in DT-NNV).

KLINIČNE KORISTI

- Omogoča spremjanje krvnega tlaka.
- Pripomoček s sistemom Safedraw zagotavlja zaprt sistem za odvzemanje krvi in spremjanje tlaka.

POGOJI SHRANJEVANJA

Shranite na hladnem in suhem mestu ter strandi od neposredne sončne svetlobe.

STERILNO in apirogeno v neodprtih in nepoškodovanih ovojnini. Samo za enkratno uporabo. Pred uporabo posameznega pakiranja se prepričajte, da je neokrnjeno. Po uporabi pripomoček odstranite skladno s standardnimi protokoli za odlaganje odpadkov. Ne sterilizirajte ponovno.

Ziviljenjska doba pripomočka je 72–96 ur glede na pripomočko agencij CDC in Joint Commission Intl (JCI).

Ponovna uporaba lahko privede do okužbe ali drugih bolezni/poškodb.

V EU je treba za vse resne incidente v povezavi s tem pripomočkom obvestiti njegovega proizvajalca in pristojni organ v zadovni državni članici.

Za podatke za ponaročanje ali pomoč pri tem se obrnite na lokalnega predstavnika.

SPECIFIKACIJE

Vzbujalna napetost	Od 4 V do 8 V RMS (enosmerni tok)
Vzbujalna frekvence	Do 5 kHz (enosmerni tok)
Vzbujalna impedanca	> 200 ohm
Impedanca signala	< 3.000 ohm
Fazni premik med vzbujanjem in signalom	< 5°
Nazivna občutljivost	5 µV/V/mmHg
Omejitev neuravnoteženosti	Pri ± 75 mmHg po testu s polsinusnim impulzom
Premik ničle	2 mmHg/4 ure
Odmik topotlnega koeficenta	0,3 mmHg/^C
Občutljivost topotlnega koeficenta	0,1 %/^C
Svetlobna občutljivost	< 2 mmHg pri 3.000 čevalj-sveč

	Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana. Glejte navodila za uporabo.
	Za enkratno uporabo.
	Ne sterilizirajte ponovno.
Rx ONLY	Pozor: Zvezna zakonodaja ZDA dovoljuje prodajo tega pripomočka samo zdravnikom ali na zdravniški recept.
	Pozor
	Zaščitite pred vlago.
	Zaščitite pred sončno svetlobo.
	Apirogeno
	Uporabiti do: LLLL-MM-DD
	Datum proizvodnje: LLLL-MM-DD
STERILE EO	Sterilizirano z etilenoksidom.
MD	Medicinski pripomoček
	Sistem enojne sterilne pregrade ali Sistem enojne sterilne pregrade, ki vsebuje zaščitno ovojnino
UDI	Edinstvena oznaka pripomočka
	Ne vsebuje DEHP, DIBP, DBP, BBP.
	Na defibrilacijo odporen del v stiku z bolnikom tipa CF
	Pogojno varno pri uporabi pri slikanju z MR Neklinično preizkušanje je pokazalo, da je pripomoček pogojno varen pri slikanju z MR. Po standardu ASTM F2503-13 je pogojno varen predmet pri slikanju z MR tisti predmet, ki je pri opredeljenih pogojih dokazano varen za uporabo v okolju MR. Bolnika s tem pripomočkom je mogoče varno slikati v sistemih za MR pod naslednjimi pogoji: <ul style="list-style-type: none"> • Statično magnetno polje ima gostoto 3 tesla ali manj. • Največji prostorski gradient magnetnega polja je 4.000 gauss/cm (40 T/m). • Med delovanjem sistema za MR se pretvornik in kabel ne smeta dotikati bolnika. • Pretvornik in kabel ne smeta biti nameščena na bolniku. • Med delovanjem sistema za slikanje z MR pretvornik in kabel ne smeta biti znotraj tunela magneta. • Pretvornik in kabel sta lahko v sobi s sistemom MR, vendar med postopkom slikanja z MR ne smeta delovati ali biti povezana s sistemom za spremjanje. Kadar pretvornike Meritrona uporabljate v okolju MR, morate informacije, ki so navedene na tem mestu, skupaj s pravilniki v ustanovi uporabiti za oceno tveganja za bolnike in upravljalce.
	Glejte navodila za uporabo. Za elektronski izvod optično preberite kodo QR ali obiščite spletno stran www.merit.com/ifu ter vnesite identifikacijsko številko navodil za uporabo. Za natisnjen izvod pokličite službo za pomoč strankam v ZDA ali EU.
EC REP	Pooblaščeni predstavnik v Evropski skupnosti
	Proizvajalec
REF	Kataloška številka
LOT	Oznaka serije

- Line to patient
- Stopcock
- Fluid channel
- Transducer zeroing port
- Pressure sensor
- Fast-flush actuators (clip or pull tab)
- Electrical connector
- Flush solution
- Pressure cuff
- Drip chamber
- Pressure tubing
- Mechanical infusion pump
- Volume-restricted syringe with or without Touchguard™(protective sheath to keep the plunger end free of dust and contaminant)
- Blood sampling septum
- Hinged protective cap
- Small-bore pressure tubing

Fig. Figure

- Ligne patient
- Robinet d'arrêt
- Voie de passage du liquide
- Sortie de mise à zéro du capteur
- Capteur de pression
- Dispositifs de purge rapide (à clip ou à languette)
- Connecteur électrique
- Solution de purge
- Manchette à pression
- Chambre compte-gouttes
- Tubulation de pression
- Pompe à perfusion mécanique
- Seringue à volume réduit avec ou sans Touchguard™ (gaine de protection destinée à protéger l'extrémité du piston de la poussière et des agents contaminants)
- Septum de prélèvement sanguin
- Bouchon de protection à charnière
- Tubulation de pression de petit diamètre

Fig. Figure

- Linea al paziente
- Rubinetto
- Canale del fluido
- Porta di azzeroamento trasduttore
- Sensore di pressione
- Attuatori di lavaggio rapido (con clip o linguetta)
- Connettore elettrico
- Soluzione di lavaggio
- Manicotto per la pressione
- Camera di gocciolamento
- Tubo di pressione
- Pompa di infusione meccanica
- Siringa a volume limitato con o senza Touchguard™ (guaina protettiva per mantenere l'estremità dello stantuffo priva di polvere e contaminanti)
- Setto per prelievo ematico
- Tappo protettivo con cerniera
- Tubo di pressione con foro piccolo

Fig. Figura

- Leitung zum Patienten
- Absperrhahn
- Flüssigkeitsskanal
- Nullabgleichanschluss des Druckwandlers
- Drucksensor
- Auslöser für Schnellspülung (Drück- oder Ziehmechanismus)
- Elektrischer Steckverbinder
- Spülösung
- Druckmanschette
- Tropfkammer
- Druckschlauch
- Mechanische Infusionspumpe
- Volumenbeschränkte Spritze mit oder ohne Touchguard™ (Schutzhülle, um das Kolbenende staub- und kontaminationsfrei zu halten)
- Septum für die Blutentnahme
- Aufklappbare Schutzkappe
- Druckschläuche mit geringem Durchmesser

Abb. Abbildung

- Línea al paciente
- Llave de paso
- Canal de líquido
- Puerto de puesta a cero del transductor
- Sensor de presión
- Actuadores de purga rápida (de clip o de lengüeta)
- Conector eléctrico
- Solución de purga
- Manguito de presión
- Cámara de goteo
- Tubería de presión
- Bomba de infusión mecánica
- Jeringa de volumen restringido, con o sin Touchguard™ (funda protectora para mantener el extremo del émbolo libre de polvo y contaminantes)
- Tabique para obtención de muestras de sangre
- Tapa protectora con bisagra
- Tubo de presión de pequeño calibre

Fig. Figura

- Linha para o paciente
- Torneira
- Canal de fluido
- Porta de reposição a zero do transdutor
- Sensor de pressão
- Atuadores de irrigação rápida (mola ou patilha)
- Conector elétrico
- Solução de irrigação
- Braçadeira de pressão
- Câmara de gotejamento
- Tubagem de pressão
- Bomba de infusão mecânica
- Seringa com limitação de volume, com ou sem Touchguard™ (revestimento de proteção para manter a extremidade do émbolo livre de poeira e contaminantes)
- Septo para colheita de amostras de sangue
- Tampa de proteção articulada
- Tubagem de pressão com diâmetro pequeno

Fig. Figura

- Linha do paciente
- Torneiras
- Canal de líquido
- Porta de zeração do transdutor
- Sensor de pressão
- Atuadores de limpeza rápida (clipe ou lingueta)
- Conector elétrico
- Solução de limpeza
- Manguito de pressão
- Câmara de gotejamento
- Tubo de pressão
- Bomba de infusão mecânica
- Seringa de volume restrito com ou sem Touchguard™ (bainha protetora que mantém a extremidade do émbolo livre de poeira e contaminadores)
- Septo para amostragem de sangue
- Tampa protetora articulada
- Tubo de pressão pequeno

Fig. Figura

- Lijn naar patiënt
- Afsluitkraan
- Vloeistofkanaal
- Nulpoort transductor
- Druksensor
- Snelspoelactuators (klem of treklipje)
- Elektrische connector
- Spoeloplossing
- Drukmanchet
- Druppelkamer
- Drukslangen
- Mechanische infuuspomp
- Spuit met volumebeperking, met of zonder Touchguard™ (beschermdende schede om het zuigeruiteinde vrij van stof en verontreiniging te houden)
- Septum voor het nemen van bloedmonsters
- Scharnierende beschermkap
- Drukslangen met kleine diameter

Afb. Afbeelding

- Patientslang
- Kran
- Vätskekanal
- Tryckgivarens nullställningsport
- Tryksensor
- Reglage för snabbflush (klämma eller dragflik)
- Elektrisk anslutning
- Spolningslösning
- Tryckmanschett
- Droppkammare
- Trykslang
- Mekanisk infusionspump
- Volymbegränsad spruta med eller utan Touchguard™ (skyddshylsa för att hålla kolvänden fri från damm och kontaminerings)
- Septum för blodprovtagning
- Skyddslock med gångjärn
- Trykslang med liten innerdiameter

Bild Bild

- Slange mod patienten
- Stophane
- Væskekanal
- Transducer-nulstillingsport
- Tryksensor
- Aktuatorer til hurtig gennemsyklning (som klemme eller træk-ud flig)
- Elektrisk tilslutning
- Skylleoplosning
- Trykmachet
- Drypkammer
- Trykslanger
- Mekanisk infusionspumpe
- Volumenbegrenset sprøjtet med eller uden Touchguard™ (beskyttende hylster til at holde stempels ende fri for stov og kontaminerings)
- Blodprøvetagningsseptum
- Beskyttende hætte med hængsel
- Trykslanger med lille indvendig diameter

Fig. figur

- Γραμμή προς ασθενή
 - Στρόφιγγα
 - Κανάλι υγρού
 - Θύρα μηδενισμού μορφοτροπέα
 - Αισθητήρας πίεσης
 - Ενεργοποιητές ταχείας έκπλυσης (με κλιπ ή γλωττίδα αφαίρεσης)
 - Ηλεκτρικός σύνδεσμος
 - Διάλυμα έκπλυσης
 - Περιχειρίδα πίεσης
 - Θάλαμος ενοτάλαξης
 - Σωλήνωση πίεσης
 - Μηχανική αντλία έγχυσης
 - Σύριγγα περιορισμένου όγκου με ή χωρίς Touchguard™ (προστατευτικό θηκάρι που διατηρεί το άκρο του ευβάλου απαλλαγμένο από ακόντι και ρύπους)
 - Διάφραγμα δειγματοληψίας αίματος
 - Αρθρωτό προστατευτικό πόριμα
 - Σωλήνωση πίεσης μικρού διαμετρήματος
- Eik. Εικόνα

- Vezeték a beteg felé
 - Zárocsap
 - Folyadékcatorna
 - Transzducer nullázó portja
 - Nyomásérzékelő
 - Gyorsöblítő gombok (kapocs vagy fül)
 - Elektromos csatlakozó
 - Öblítőoldal
 - Mandsetta
 - Csepkkamra
 - Nyomástartó cső
 - Mechanikus infúziós szivattyú
 - Fix térfogató fejcskendő Touchguard™ védelemmel vagy anélkül (védőburkolat, amely por- és szennyezésmentesen tartja a dugattyút végét)
 - Szeptum vérminta vételéhez
 - Csuklós védősapka
 - Kis kaliberű nyomástartó cső
- Abra. Ábra

- Hastaya giden hat
 - Valf
 - Sivi kanal
 - Transdüler sıfırlama portu
 - Basınç sensörü
 - Hızlı yıkama aktüatörleri (klipsli veya şeritli)
 - Elektrik konektörü
 - Yıkama solusyonu
 - Basınç manşeti
 - Damlatmalı hazne
 - Basınç hortumu
 - Mekanik infuzyon pompası
 - Touchguard™(piston ucunda toz ve kir birikmesini önleyen koruyucu kılıf) özelliğini içeren veya içermeyen hacim kısıtlımlı şırınga
 - Kan numunesi alma septumu
 - Menteşeli koruyucu kapak
 - Küçük delikli basınç hortumu
- Şek. Şekil

- Линия пациента
 - Запорный кран
 - Канал жидкости
 - Порт установки датчика на ноль
 - Датчик давления
 - Механизмы для запуска быстрой промывки (с зажимом или язычком)
 - Электрический соединитель
 - Раствор для промывки
 - Нагнетательная манжета
 - Капельная камера
 - Линия высокого давления
 - Механический инфузионный насос
 - Шприц с ограничителем объема; с чехлом Touchguard™ (защищает поршень от пыли и загрязнений) или без него
 - Перегородка для отбора проб крови
 - Откидной защитный колпачок
 - Линия высокого давления малого диаметра
- Рис. Рисунок

- Linia do pacjenta
 - Zawór odcinający
 - Kanał płynu
 - Port zerowania przetwornika
 - Czujnik ciśnienia
 - Elementy uruchamiające szybkie przepłukiwanie (zacisk lub wypustka)
 - Złącze elektryczne
 - Roztwór pluczacy
 - Mankiet ciśnieniowy
 - Komora kroplowa
 - Przewody ciśnieniowe
 - Mechaniczna pompa infuzyjna
 - Strzykawka z ograniczeniem objętości z systemem Touchguard™ (osłona zabezpieczająca końcówkę tłoka przed kurzem i zanieczyszczeniami) lub bez niego
 - Membrana do pobierania próbek krwi
 - Odcylana nasadka ochronna
 - Przewód ciśnieniowy o małej średnicy wewnętrznej
- Rys. Rysunek

- J paciento linija
 - Uždaromas čiaupas
 - Skysčiu kanalas
 - Keitiklio nulio nustatymo anga
 - Slegio jutiklis
 - Greito praplovimo paleidikliai (prispaudžiama ar ištraukiama ąselė)
 - Elektros jungtis
 - Praplovimo tirpalas
 - Spaudimo rankovė
 - Lašinė kamera
 - Slėginis vamzdelis
 - Mechaninis infuzijos siurblys
 - Riboto tūrio švirkštas su ar be „Touchguard™“ (apsauginės movos, apsaugančios stūmoklio galą nuo dulkui ir teršalų)
 - Kraujo mėginių talpa su pertvara
 - Prikabintas apsauginis dangtelis
 - Mažo skersmens slėginis vamzdelis
- Pav. Paveikslas

- Linka k pacientovi
 - Uzavírací kohout
 - Kanál tekuťiny
 - Port nulování převodníku
 - Snímač tlaku
 - Regulátor rychlého proplachu (svorka nebo poutko)
 - Elektrická přípojka
 - Proplachovací roztok
 - Tlaková manžeta
 - Kapaci komůrka
 - Tlakové hadičky
 - Mechanická infuzní pumpa
 - Injekční stříkačka s omezeným objemem se zabezpečením Touchguard™ (ochranné pouzdro, které udržuje konec pistu bez prachu a nečistot) nebo bez něj
 - Septum pro odběr vzorků krve
 - Odklápací ochranné víčko
 - Tlakové hadičky o malém průměru
- Obr. Obrázek

- Pacienta linija
- Noslēgkrāns
- Šķidruma kanāls
- Devēja pieslēgveta atiestatīšanai uz nulli
- Spiediena sensors
- Ātrās skalošanas aktuatori (saspause vai pavelkama mēlīte)
- Elektriskais savienotājs
- Skalošanas šķidums
- Spiediena manšete
- Pilinātāja kamera
- Spiediena caurulite
- Mehāniķais infuzijas sūknis
- Ierobežota tilpuma šķirce ar Touchguard™ (aizsargpalks, kas nodrošina, ka uz virzuļa gala nav puteklu un piesārņotāju) vai bez tā
- Asins paraugu īremšanas starpstiņa
- Piestiprināts aizsargvāciņš
- Maza diametra spiediena caurulite
- Att. Attēls

- Линия към пациента
 - Спирателен кран
 - Канал за течност
 - Порт за зануляване на трансдюсера
 - Сензор за налягане
 - Изпълнителни устройства за бързо промиване (с клип или пластинка за издърпване)
 - Електрически конектор
 - Раствор за промиване
 - Маншет за налягане
 - Капкова камера
 - Тръбичка за налягане
 - Механична помпа за инфузия
 - Ограничена по обем спринцовка със или без Touchguard™ (предпазен калъф, който поддържа края на буталото чист от прах и замърсители)
 - Септум за вземане на кръвни пробы
 - Шарнирна предпазна капачка
 - Тръбичка за налягане с малък отвор
- Фиг. Фигура

- Hadička k pacientovi
 - Uzavírací kohútik
 - Kanál tekuťiny
 - Nulovací port snímače
 - Tlakový senzor
 - Ovládače rychleho vypláchnutia (spona alebo vytáhovacia úchytka)
 - Elektrický konektor
 - Vyplachovací roztok
 - Tlaková manžeta
 - Odkvapkávacia komora
 - Tlaková hadička
 - Mechanická infuzná pumpa
 - Striekačka s obmedzeným objemom s puždom Touchguard™ alebo bez neho (ochranné puždro, ktoré udržuje koniec piesta bez prachu a kontaminantov)
 - Septum na odber vzoriek krvi
 - Sklápací ochranný uzáver
 - Tlaková hadička s malým otvorom
- Obr. Obrázok

- Perfuzie atașată la pacient
- Robinet
- Canal pentru lichid
- Port de reducere la zero a traductorului
- Senzor de presiune
- Mecanisme de acționare a clătirii rapide (colier sau clapetă)
- Conector electric
- Soluție de clărire
- Manșetă de monitorizare a tensiunii
- Cameră de perfuzie
- Furtun de presiune
- Pompă mecanică de infuzie
- Seringă cu volum restricționat cu sau fără dispozitivul Touchguard™(înveliș de protecție menit să protejeze capătul pistonului împotriva prafului și a factorilor contaminanți)
- Membrană pentru prelevarea probelor de sânge
- Capac de protecție articulat
- Furtun de presiune cu orificiu de mici dimensiuni

Fig. Figura

- Cevka proti bolniku
- Petelinček
- Tekočinski kanal
- Vhod za nastavitev pretvornika na ničlo
- Senzor tlaka
- Sprožilica za hitro izpiranje (sponka ali ježiček)
- Električni priključek
- Raztopina za izpiranje
- Manšeta za tlak
- Kapalna komora
- Tlačno cevje
- Mehanska infuzijska črpalka
- Brizga z omejenim volumenom z zaščito Touchguard™ (zaščitna ovojnica, ki preprečuje nabiranje prahu na batu in njegovo kontaminacijo) ali brez nje
- Membrana za odvzem vzorca krvi
- Preklopni zaščitni zamašek
- Tlačno cevje z majhno odprtino

Slika

- Letku potilaaseen
- Sulkuhana
- Nestekanava
- Anturin nollausportti
- Paineanturi
- Pikahuuhelukäynnistimet (nipistin tai vetokieleke)
- Sähköliitin
- Huuhtelulius
- Painemansetti
- Tippakammo
- Paineletku
- Mekaaninen infuusipumppu
- Tilavuusrajoitettu risku, Touchguard™-suojuus tai ilman suojusta (suojaa mänän päättä pölyltä ja kontaminointumiselta)
- Näytteenottoseptumi
- Saranallinen suojakansi
- Pienien läpimitan paineletku

Kuva

- Vod prema pacijentu
- Skretnica
- Kanal za tekućinu
- Priključak za postavljanje pretvarača na nulu
- Osjetnik za tlak
- Aktivatori za brzo ispiranje (štipaljka ili povlačni ježićac)
- Priključak za struju
- Otopina za ispiranje
- Manžeta za mjerenje tlaka
- Komora sustava za infuziju (drip)
- Cjevčica za primjenu pod tlakom
- Mehanička pumpa za infuziju
- Zapreminski ograničena štrcaljka sa ili bez navlaka Touchguard™ (zaštitna navlaka koja štiti kraj klipa od prašine i nečistoća)
- Septum za uzimanje uzorka krvi
- Preklopni zaštitni čep
- Cjevčica za primjenu pod tlakom malog prvrta

Slika




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

- Slange til pasient
- Stoppekran
- Væskekanal
- Nullstillingsspørt på transduser
- Trykksensor
- Utløser for hurtigskylling (klips eller flik)
- Elektrisk kontakt
- Skylleløsning
- Trykkmansjet
- Dryppkammer
- Trykkslanger
- Mekanisk infusjonspumpe
- Volumbegrenset sprayte med eller uten Touchguard™ (beskyttelseshylse for å holde stempelen fri for stov og kontaminant)
- Blodprøveseptum
- Hengslet beskyttelseshette
- Småkalibret trykkslange

Fig. figur

- Patsiendiliin
- SulgKorkkraan
- Vedelikukanal
- Anduri nullimisport
- Rõhuandur
- Kiirloputuse käivitid (klambris või tömbeklapiga)
- Elektrühendus
- Loputuslahus
- Survemansett
- Tilgakamber
- Rõhuvooolikud
- Mehaaniline infusoonipump
- Mahupiiranguga süstal, millel võib olla või mitte olla Touchguard™ (kaitsekest, mille eesmärk on hoida kolvi ots tolmu- ja saastevaba)
- Vereproovivõtu vahesein
- Liigendiga kaitsekork
- Väikese läbimõõduga rõhuvooolikud

Joon. Joonis




Fig. 5




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 6




Fig. 7a




Fig. 7b




Fig. 8

CE 2797



www.merit.com



Manufacturer:
Merit Medical Singapore Pte. Ltd.,
198 Yishun Avenue 7,
Singapore 768926

EC REP

Authorized Representative:
Merit Medical Ireland Ltd
Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
EC Customer Service +31 43 3588222