

# Merit Pursue™

## Microcatheter

**EN - INSTRUCTIONS FOR USE**

**FR - MODE D'EMPLOI**

**IT - ISTRUZIONI PER L'USO**

**DE - GEBRAUCHSANWEISUNG**

**ES - INSTRUCCIONES DE USO**

**PT - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

**PTBR - INSTRUÇÕES DE USO**

**NL - GEBRUIKSINSTRUCTIES**

**SV - BRUKSANVISNING**

**DA - BRUGSANVISNING**

**EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**TR - KULLANMA TALIMATLARI**

**PL - INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA**

**CS - NÁVOD K POUŽITÍ**

**BG - ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

**HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS**



## INSTRUCTIONS FOR USE

**DESCRIPTION**

The Merit Pursue™ Microcatheter is a microcatheter with a flexible distal region. A hydrophilic coating is applied to the distal 80 cm outer surface. A radiopaque marker is located approximately 0.6 mm proximal to the microcatheter tip to facilitate fluoroscopic visualization. The proximal end of the microcatheter incorporates a standard luer adapter for attachment of accessories.

These may be packaged with the following components:

- Tip straightener
- Male Luer lock syringes

**INDICATIONS FOR USE**

The microcatheter is intended for general intravascular use, including peripheral and coronary vasculature. Once the subselective region has been accessed, the microcatheter can be used for the controlled and selective infusion of diagnostic, embolic, or therapeutic materials into vessels.

The catheter should not be used in the cerebral vessels.

**CONTRAINDICATIONS**

There are no known contraindications with the use of this product.

**WARNINGS**

1. This device is intended to be used only by physicians trained in percutaneous intravascular techniques and procedures.
2. Sterile if package is unopened and undamaged.
3. For single patient use only. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death. Reuse, reprocessing or resterilization may also create a risk of contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one patient to another. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient.
4. After use, dispose of product and packaging in accordance with hospital, administrative, and/or local government policy.
5. Do not use a power injector to infuse agents other than contrast media, as the microcatheter may become blocked. The safety setting of injection pressure must not exceed the maximum dynamic injection pressure of 5515 kPa (800 psi). Exceeding injection pressure beyond the maximum injection pressure may cause microcatheter rupture possibly resulting in patient injury. If flow through the microcatheter becomes restricted, do not attempt to clear the microcatheter lumen by infusion. Identify and resolve the cause of the blockage or replace the microcatheter with a new microcatheter before resuming infusion. (See Instructions For Using a Power Injector)
6. Make sure that the guiding catheter does not slip out of the vessel. If the guiding catheter should leave the vessel when the microcatheter and/or the guide wire is moved, this may result in the damage of the microcatheter system.
7. Microcatheter advancement beyond the end of the guide wire may result in vessel trauma.
8. Appropriate anticoagulation therapy should be administered in consideration of the conditions of the patient. Pre-clinical testing shows variable amounts of thrombus formation on the device surface in the absence of anticoagulation.

**PRECAUTIONS**

1. **Rx Only** Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
2. Ensure embolic material compatibility with microcatheter prior to use.
3. Always monitor infusion rates when using the microcatheter
4. When injecting contrast for angiography, ensure that the microcatheter is not kinked or occluded.
5. The microcatheter has a lubricious hydrophilic coating on the outside of the catheter. It must be kept hydrated prior to removal from its carrier and during the actual procedure in order to be lubricious. This can be accomplished by attaching the Y-connector to a continuous saline drip.
6. Prior to a procedure, all equipment to be used for the procedure should be carefully examined to verify proper function and integrity.
7. Inspect the microcatheter prior to use for any bends or kinks. Any microcatheter damage may decrease the desired performance characteristics.
8. Exercise care in handling of the microcatheter during a procedure to reduce the possibility of accidental breakage, bending or kinking.
9. When the microcatheter is in the body, it should be manipulated only under fluoroscopy. Do not attempt to move the microcatheter without observing the resultant tip response.
10. Exchange microcatheters frequently during lengthy procedures that require extensive manipulation or multiple guide wire exchanges.

11. Never advance or withdraw an intravascular device against resistance until the cause of the resistance is determined by fluoroscopy. Movement of the microcatheter or guide wire against resistance may result in separation of the microcatheter or guide wire tip, damage to the microcatheter, or vessel perforation.
12. Because the microcatheter may be advanced into narrow subselective vasculature, repeatedly assure that the microcatheter has not been advanced so far as to interfere with its removal.
13. Excessive tightening of a hemostatic valve onto the microcatheter shaft may result in damage to the catheter.
14. Read and follow the manufacturer's IFU for diagnostic, embolic, or therapeutic agents to be used with this microcatheter.
15. Use prior to the "use by" date.
16. Store at controlled room temperature.
17. Remove the stylet from the catheter before removing the catheter from the spiral holder.
18. Syringe accuracy is +/- 5%.

**POTENTIAL COMPLICATIONS**

Possible complications (in alphabetical order) include, but are not limited to:

- Access site complications
- Allergic reaction
- Death
- Dissection
- Embolism
- Foreign body in patient
- Hemorrhage
- Infection
- Inflammatory reaction
- Ischemia
- Pain and tenderness
- Perforation
- Thrombus formation
- Vasoconstriction
- Vessel spasm

**Table 1: Merit Pursue Compatibility Information**

Microcatheter OD	Microcatheter ID	Maximum Guide Wire OD	Minimum Guiding Catheter ID
2.8F / 1.7F	0.016" (0.40 mm)	0.014" (0.36 mm)	0.040" (1.02 mm)
2.9F / 2.0F	0.020" (0.50 mm)	0.018" (0.46 mm)	0.042" (1.07 mm)
<b>Embolics</b>			
Microcatheter OD	Particles	Spherical	Maximum Coil Size
2.8F / 1.7F	≤ 500 µm Emboli	≤ 500 µm Microspheres	0.014" (0.36 mm)
2.9F / 2.0F	≤ 710 µm Emboli	≤ 700 µm Microspheres	0.018" (0.46 mm)
<b>Chemical</b>			
Cisplatin	Cyanoacrylate	DMSO (Dimethyl Sulfoxide)	Doxorubicin
Ethanol	Irinotecan	Lipiodol	


**INSTRUCTIONS FOR USE**

**NOTE:** It is recommended that the microcatheter be used with a guiding catheter.

1. Place the appropriate guiding catheter using standard technique. A rotating hemostasis valve may be connected to the guiding catheter luer adapter to continuously flush the guiding catheter with saline.
2. Utilizing sterile technique, carefully open the pouch and remove the microcatheter holder from the packaging.
3. Attach a syringe filled with heparinized saline solution or sterile water to the luer lock fitting of the microcatheter holder.
4. Inject enough solution to wet the microcatheter surface entirely. This will activate the hydrophilic coating on the microcatheter surface.


**NOTE:** Steps 5 and 6 are for catheters with a 45° or Swan Neck tip shape.

5. Remove the protective cover that covers the tip of the microcatheter.



6. Remove the tip retention stylet from the catheter.

**WARNING:** Failure to remove the stylet prior to removing the microcatheter from the microcatheter holder may damage the catheter.



7. Attach a syringe filled with heparinized saline solution or sterile water to the hub of the microcatheter.

8. Inject enough solution to purge any air from the inside of the microcatheter.

9. Remove the microcatheter from the microcatheter holder.

**NOTE:** The surface of the microcatheter may become dry after removal from the microcatheter holder. Additional wetting with heparinized saline or sterile water will renew the hydrophilic effect.

10. Upon removal of the microcatheter from the microcatheter holder, inspect the microcatheter to verify there is no damage prior to insertion.

11. If desired, attach a second hemostasis valve with side-arm adapter to the microcatheter, flush with heparinized saline or sterile water to purge any air.

12. Carefully insert guide wire into the microcatheter and completely close the valve (if used) around the guide wire.

13. Introduce the microcatheter and guide wire assembly into the guiding catheter via the hemostasis valve (if used). If a rotating hemostatic valve is used, tighten the valve around the microcatheter to prevent backflow, but allowing some movement through the valve by the microcatheter.

14. Using fluoroscopy, introduce the microcatheter and guide wire assembly into the vascular system, making sure the guide wire is always ahead of the microcatheter. Advance the guide wire and microcatheter to a selected vascular site by alternatively advancing the guide wire and then tracking the microcatheter over the guide wire. **Note:** To facilitate microcatheter handling, the proximal portion of the microcatheter is uncoated to ensure a non-slip grip.

15. Final positioning is accomplished by short advances of the guide wire and microcatheter until the desired position is achieved and then confirmed by fluoroscopic visualization.

16. Monitor microcatheter placement and position during use.

17. To infuse, completely remove the guide wire from the microcatheter. Connect a syringe with infusate to the microcatheter luer, and infuse as required.

#### INSTRUCTION FOR USING A POWER INJECTOR WITH THE MICROCATHETER

A power injector can be used to infuse a contrast media through the microcatheter. Observe the warnings and cautions given above. The flow rate depends upon such factors as the viscosity of the contrast media, which varies with the type and temperature of the media, the model and setting of the power injector, and how the injector is connected to the microcatheter. The observed flow rate values indicated below are for reference only.

**Table 2: Flow Rates**

Merit Pursue Microcatheter Size Shaft/Tip	Usable Length (cm)	Contrast Media	Iodine Content (mg/mL)	Viscosity (cP) at 37°C	MEDRAD Flow Setting Conditions With Linear Rise @ 0.3 Sec		Actual Contrast Delivery mL/Sec with Safety pressure Setting of:	Dead Space (Priming) Volume (mL)
					Flow Rate (mL/Sec)	Volume (mL)		
2.8F/1.7F	110	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4.7 9.4	6.0 3.0	10 10	3.0 1.5	0.42
	130	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4.7 9.4	6.0 3.0	10 10	2.6 1.3	0.50
	150	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4.7 9.4	6.0 3.0	10 10	2.4 1.2	0.53
2.9F/2.0F	110	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4.7 9.4	6.0 3.0	10 10	4.3 2.4	0.50
	130	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4.7 9.4	6.0 3.0	10 10	3.9 2.0	0.57
	150	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4.7 9.4	6.0 3.0	10 10	3.7 1.9	0.63

#### REFERENCE DATA

- Injector used: MEDRAD MARK V
- Contrast Media temperature: 37°C
- Injection pressure monitor/ limit setting: 5515 kPa (800 psi)
- Flow scale: mL/sec
- Linear rise seconds: 0.3 sec.

Symbol	Designation
Rx Only	Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
!	Caution: Consult accompanying documents. Read instructions prior to use.
(X)	Do not use if package is damaged
X	Non-pyrogenic
MAX GUIDE WIRE	Maximum diameter guide wire
▲	Maximum pressure
STERILE EO	Sterilized using Ethylene Oxide
■	Radiopaque marker

### MODE D'EMPLOI

#### DESCRIPTION

Le micro-cathéter Merit Pursue™ est un micro-cathéter doté d'une région distale souple. Un revêtement hydrophilic est appliqué à la surface externe des 80 cm de la partie distale. Un marqueur radio-opaque est situé à environ 0,6 mm à proximité de la pointe du micro-cathéter pour faciliter une visualisation fluoroscopique. L'extrémité proximale du micro-cathéter comprend un adaptateur Luer standard incorporé, permettant d'attacher les accessoires.

L'emballage peut également contenir les composants suivants :

- Redresseur de pointe
- Seringues à verrouillage Luer mâle

#### INDICATIONS

Le micro-cathéter est conçu pour une utilisation intra-vasculaire en général, y compris le système vasculaire périphérique et coronaire. Une fois que vous avez accédé à la région sous-sélective, le micro-cathéter peut être utilisé pour procéder à la perfusion sélective et contrôlée dans les vaisseaux de matériaux à visée diagnostique, d'embolisation ou thérapeutique.

Le cathéter ne doit pas être utilisé dans les vaisseaux cérébraux.

#### CONTRE-INDICATIONS

Il n'existe aucune contre-indication connue à l'utilisation de ce produit.

#### AVERTISSEMENTS

1. Ce dispositif est conçu pour être utilisé uniquement par des médecins formés aux techniques et aux procédures intravasculaires percutanées.
2. Stérile si l'emballage n'a pas été ouvert et endommagé.
3. Destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser, ne pas retraiter, ne pas restériliser. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation risqueraient de compromettre l'intégrité structurelle du dispositif et/ou de provoquer une défaillance qui, à son tour, pourrait provoquer une blessure, une maladie, voire le décès du patient. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation pourraient également générer un risque de contamination du dispositif et/ou provoquer une infection ou une infection croisée du patient, y compris, sans s'y limiter, la transmission de maladie(s) infectieuse(s) d'un patient à un autre. La contamination du dispositif pourrait provoquer une blessure, une maladie, voire le décès du patient.
4. Après utilisation, jeter le produit et l'emballage, conformément à la politique de l'hôpital, à la réglementation administrative et/ou à la législation locale.
5. Ne pas utiliser d'injecteur de puissance pour perfuser des agents autres que des agents de contraste afin d'éviter tout blocage du micro-cathéter. Le paramètre de sécurité de pression d'injection ne doit pas dépasser la pression d'injection dynamique maximale de 5515 kPa (800 psi). Une pression d'injection supérieure à la pression d'injection maximale risque d'entraîner une rupture du micro-cathéter, ce qui peut blesser le patient. Si l'écoulement par le micro-cathéter se réduit, ne pas tenter de nettoyer la lumière du micro-cathéter par perfusion. Identifiez et corrigez la cause du blocage, ou bien remplacez le micro-cathéter par un nouveau micro-cathéter avant de poursuivre la perfusion. (Voir la section « Instructions relatives à l'utilisation d'un injecteur automatique »)
6. Assurez-vous que le cathéter de guidage ne glisse pas hors du vaisseau. Si le cathéter de guidage venait à quitter le vaisseau lorsque le micro-cathéter et/ou lorsque le fil-guide est déplacé, il existe un risque d'endommagement du système du micro-cathéter.
7. Avancer le micro-cathéter au-delà de l'extrémité du fil-guide peut entraîner un traumatisme du vaisseau.
8. Un traitement anticoagulant approprié doit être administré en tenant compte des affections du patient. Des essais précliniques montrent des quantités variables de formation de thrombus sur la surface du dispositif en l'absence d'anticoagulation.

#### PRÉCAUTIONS

1. Rx Only Mise en garde : La législation fédérale des États-Unis stipule que ce produit ne doit être vendu que par ou sur ordonnance d'un médecin.
2. Vérifiez la compatibilité du matériel d'embolisation avec le micro-cathéter avant toute utilisation.
3. Vérifiez toujours les taux de perfusion lors de l'utilisation du micro-cathéter.
4. Lors de l'injection d'un agent de contraste pour une angiographie, assurez-vous que le micro-cathéter ne soit pas vrillé ou bouché.
5. Le micro-cathéter est revêtu d'une couche hydrophilic lubrifiée sur l'extérieur du cathéter. Il doit rester hydraté jusqu'au moment de son retrait de l'emballage de transport et pendant son utilisation effective afin de rester lubrifié. Ceci se produit en attachant le connecteur en Y à un goutte-à-goutte continu de sérum physiologique.
6. Avant toute procédure, le bon fonctionnement et l'intégrité de tout l'équipement qui sera utilisé lors de la procédure doivent être examinés attentivement.
7. Avant toute utilisation, vérifiez que le micro-cathéter est exempt de toute vrille ou torsion. Tout endommagement du micro-cathéter risque de réduire les caractéristiques de performance souhaitées.
8. Manipulez avec précaution le micro-cathéter au cours de la procédure afin de réduire la possibilité de cassure accidentelle, de torsion ou de vrillage.
9. Une fois que le micro-cathéter se trouve dans le corps, il doit être manipulé uniquement sous fluoroscopie. Ne pas tenter de déplacer le micro-cathéter sans en surveiller la réponse de la pointe.
10. Échangez les micro-cathétters souvent au cours des longues procédures qui requièrent de multiples manipulations ou de multiples échanges de fils-guides.

11. Ne jamais faire avancer ou retirer un dispositif intra-vasculaire si vous ressentez une résistance jusqu'à ce que la cause de la résistance soit déterminée par fluoroscopie. Tout déplacement du micro-cathéter ou du fil-guide en présence d'une résistance risque d'entraîner une séparation du micro-cathéter ou de la pointe du fil-guide, un endommagement du micro-cathéter ou une perforation vasculaire.
12. Puisque le micro-cathéter peut être avancé dans un système vasculaire sous-sélectif étroit, vérifiez à plusieurs reprises que le micro-cathéter n'a pas été avancé trop loin, risquant d'empêcher son retrait.
13. Le serrage excessif d'une valve hémostatique sur la tige du micro-cathéter risque d'endommager le cathéter.
14. Lisez et suivez les Instructions du fabricant relatives à l'utilisation concernant les agents de diagnostic, d'embolisation ou thérapeutiques à utiliser avec ce micro-cathéter.
15. Utilisez avant la date limite d'utilisation.
16. Conservez dans un endroit à température ambiante contrôlée.
17. Retirez le stylet du cathéter avant de retirer le cathéter du conteneur en spirale.
18. La précision de la seringue est de +/- 5%.

#### COMPLICATIONS POTENTIELLES

Ces complications potentielles peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants (par ordre alphabétique) :

- Complications de site d'accès
- Réaction allergique
- Décès
- Dissection
- Embolie
- Corps étranger dans le corps du patient
- Hémorragie
- Infections
- Réaction inflammatoire
- Ischémie
- Douleur ou sensibilité
- Perforation
- Formation de thrombus
- Vasoconstriction
- Spasme vasculaire

Tableau 1 : Informations sur la compatibilité de Merit Pursue

Diamètre externe du micro-cathéter	Diamètre interne du micro-cathéter	Diamètre externe maximum du fil-guide	Diamètre interne minimum du cathéter de guidage
2,8 F/1,7 F	0,016 po (0,40 mm)	0,014 po (0,36 mm)	0,040 po (1,02 mm)
2,9 F/2,0 F	0,020 po (0,50 mm)	0,018 po (0,46 mm)	0,042 po (1,07 mm)
<b>Agents d'embolisation</b>			
Diamètre externe du micro-cathéter	Particules	Sphériques	Taille max du ressort
2,8 F/1,7 F	Emboles ≤ 500 µm	Microsphères ≤ 500 µm	0,014 po (0,36 mm)
2,9F/2,0F	Emboles ≤ 710 µm	Microsphères ≤ 700 µm	0,018 po (0,46 mm)
<b>Chimique</b>			
Cisplatine	Cyanoacrylate	DMSO (Diméthylsulfoxyde)	Doxorubicine
Éthanol	Irinotécan	Lipiodol	


#### MODE D'EMPLOI

**REMARQUE :** Il est recommandé d'utiliser le micro-cathéter avec un cathéter de guidage.

1. Placez le cathéter de guidage qui convient en utilisant une technique standard. Une valve d'hémostase rotative peut être connectée à l'adaptateur Luer du cathéter de guidage pour rincer en continu le cathéter de guidage au sérum physiologique.
2. Utilisez une technique stérile pour ouvrir délicatement l'emballage et retirer le conteneur du micro-cathéter qui s'y trouve.
3. Connectez une seringue remplie d'une solution saline héparinée ou d'eau stérile au connecteur de verrouillage Luer du conteneur du micro-cathéter.
4. Injectez suffisamment de solution pour mouiller complètement la surface du micro-cathéter. Ceci permettra d'activer le revêtement hydrophilic sur la surface du micro-cathéter.


**REMARQUE :** les étapes 5 et 6 sont pour les cathéters avec une forme de pointe inclinée à 45° ou en col de cygne.

5. Retirez la protection qui recouvre la pointe du micro-cathéter.



6. Retirez le stylet de rétention de la pointe du cathéter.

**AVERTISSEMENT :** Le fait de ne pas retirer le stylet avant le retrait du micro-cathéter de son conteneur risque d'endommager le cathéter.



7. Connectez une seringue remplie d'une solution saline héparinée ou d'eau stérile à l'embase du micro-cathéter.
8. Injectez suffisamment de solution pour purger tout l'air de l'intérieur du micro-cathéter.
9. Retirez le micro-cathéter de son conteneur.
- REMARQUE :** La surface du micro-cathéter risque de s'assécher après le retrait du conteneur. Une humidification supplémentaire à la solution saline héparinée ou à l'eau stérile renouvelera l'effet hydrophile.
10. Après avoir retiré le micro-cathéter de son conteneur, inspectez le micro-cathéter pour vérifier qu'il est exempt de tout dommage avant son insertion.
11. Si vous le souhaitez, connectez une seconde valve hémostatique à l'aide d'un connecteur muni d'un bras latéral au micro-cathéter, puis rincez avec une solution saline héparinée ou de l'eau stérile pour purger tout l'air.
12. Insérez délicatement le fil-guide dans le micro-cathéter et fermez complètement la valve autour du fil-guide (le cas échéant).
13. Introduisez l'ensemble micro-cathéter et fil-guide dans le cathéter de guidage par l'intermédiaire de la valve hémostatique (le cas échéant). En cas d'utilisation d'une valve hémostatique, resserrez la valve autour du micro-cathéter afin d'éviter un reflux, mais de permettre certains déplacements au travers de la valve par le micro-cathéter.
14. Sous fluoroscopie, introduisez l'ensemble micro-cathéter et fil-guide dans le système vasculaire, en vous assurant que le fil-guide est toujours devant le micro-cathéter. Faites avancer le fil-guide et le micro-cathéter jusqu'à un site vasculaire sélectionné en faisant avancer alternativement le fil-guide puis en faisant suivre le micro-cathéter sur le fil-guide. **Remarque :** Afin de faciliter la manipulation du micro-cathéter, la portion proximale du micro-cathéter est dépourvue de revêtement afin de permettre une préhension non glissante.
15. Le positionnement final est obtenu par de petits déplacements vers l'avant du fil-guide et du micro-cathéter jusqu'à atteindre la position souhaitée. Confirmez ensuite le résultat par visualisation fluoroscopique.
16. Surveillez le placement et la position du micro-cathéter pendant l'utilisation.
17. Pour perfuser, retirez complètement le fil-guide du micro-cathéter. Connectez une seringue avec une solution intraveineuse au connecteur Luer du micro-cathéter, et perfusez selon le besoin.

#### INSTRUCTIONS RELATIVES À L'UTILISATION D'UN INJECTEUR AUTOMATIQUE AVEC LE MICRO-CATHÉTER

Il est possible d'utiliser un injecteur automatique pour perfuser un agent de contraste à travers le micro-cathéter. Respectez les avertissements et mises en garde donnés ci-dessus. Le débit dépend de facteurs tels que la viscosité de l'agent de contraste, lequel varie avec le type d'agent, sa température, le modèle et les paramètres de l'injecteur de puissance, ainsi que la façon dont est connecté l'injecteur au micro-cathéter. Les valeurs de débit observées ne sont indiquées ci-dessous qu'à titre de référence.

Tableau 2 : Débits

Taille de la Tige/ Pointe du micro-cathéter Merit Pursue	Longueur utilisable (cm)	Agent de contraste	Teneur en iode (mg/ml)	Viscosité (cP) à 37 °C	Conditions du paramètre d'écoulement MEDRAD avec progression linéaire à 0,3 s		Distribution réelle de l'agent de contraste en ml/s avec un paramètre de pression de sécurité de :	Volume inutilisable (amorçage) (ml)
					Débit (ml/s)	Volume (ml)		
2,8 F/1,7 F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
2,9 F/2,0 F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### DONNÉES DE RÉFÉRENCE

1. Injecteur utilisé : MEDRAD MARK V
2. Température de l'agent de contraste : 37 °C
3. Paramètre de surveillance/de limite de pression de l'injection : 5515 kPa (800 psi)
4. Échelle de débit : (ml/s)
5. Progression linéaire en secondes : 0,3 s

Symbol	Désignation
Rx Only	Mise en garde : La législation fédérale des États-Unis stipule que ce produit ne doit être vendu que par ou sur ordonnance d'un médecin.
⚠	Mise en garde : consulter les documents connexes. Lire les instructions avant toute utilisation.
⊗	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
X	Apyrogène
← → MAX GUIDE WIRE	Fil-guide de diamètre maximum
↑ ↓	Pression maximale
STERILE EO	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
■	Marqueur radio-opaque

## Microcatetere

## ISTRUZIONI PER L'USO

## DESCRIZIONE

Il microcatetere Merit Pursue™ è un microcatetere con una regione distale flessibile. Un rivestimento idrofilo è applicato alla superficie esterna distale da 80 cm. Un marker radiopaco è situato approssimativamente 0,6 mm prossimale alla punta del microcatetere per facilitare la visualizzazione fluoroscopica. L'estremità prossimale del microcatetere incorpora un adattatore Luer standard per l'attacco degli accessori.

Questo può essere confezionato insieme ai seguenti componenti:

- Raddrizzatore per punta
- Siringhe Luer Lock maschio

## INDICAZIONI PER L'USO

Il microcatetere è destinato ad un uso intravascolare generale, incluse la vascolarizzazione periferica e coronarica. Una volta entrato nella regione subselettiva, il microcatetere può essere usato per l'infusione controllata e selettiva di materiali diagnostici, embolici o terapeutici nei vasi.

Il catetere non deve essere usato nei vasi cerebrali.

## CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni note con l'uso di questo prodotto.

## AVVERTENZE

1. Questo dispositivo è destinato all'uso solo da parte di medici addestrati in tecniche e procedure percutanee intravascolari.
2. Sterile se la confezione non è stata aperta e non è danneggiata.
3. Per l'utilizzo su un unico paziente. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione può compromettere l'integrità strutturale del dispositivo e/o causarne il malfunzionamento che, a sua volta, potrebbe provocare lesioni, malattie o morte del paziente. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione può anche rappresentare un rischio di contaminazione del dispositivo e/o causare infezioni o infezioni incrociate del paziente inclusa, ma non limitata a, la trasmissione di malattie infettive da un paziente all'altro. La contaminazione del dispositivo può provocare lesioni, malattie o morte del paziente.
4. Dopo l'uso, smaltire il prodotto e la confezione secondo le norme ospedaliere, amministrative e/o governative locali.
5. Non usare un iniettore automatico per infondere agenti diversi dai mezzi di contrasto, poiché il microcatetere può bloccarsi. Le impostazioni di sicurezza della pressione di iniezione non devono superare la pressione di iniezione dinamica massima di 5515 kPa (800 psi). Il superamento della pressione di iniezione oltre il valore massimo di iniezione può provocare la rottura del microcatetere, con il rischio di possibili lesioni al paziente. Se il flusso attraverso il microcatetere si restringe, non tentare di pulire il lume del microcatetere tramite infusione. Identificare e risolvere la causa dell'ostruzione o sostituire il microcatetere con uno nuovo prima di riprendere l'infusione (consultare le Istruzioni per l'uso di un iniettore automatico).
6. Assicurarsi che il catetere guida non scivoli fuori dal vaso. Se il catetere guida dovesse lasciare il vaso quando il microcatetere e/o il filo guida viene spostato, può verificarsi un danno del sistema del microcatetere.
7. L'avanzamento del microcatetere oltre l'estremità del filo guida può provocare traumi al vaso.
8. Somministrare una terapia anticoagulante appropriata tenendo in considerazione le condizioni del paziente. Test preclinici mostrano la formazione di quantità variabili di trombi sulla superficie del dispositivo in assenza di anticoagulazione.

## PRECAUZIONI

1. **Rx Only** Attenzione: la legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione medica.
2. Prima dell'uso verificare la compatibilità del materiale embolico con il microcatetere.
3. Monitorare sempre le velocità di infusione quando si usa il microcatetere.
4. Quando si inietta un mezzo di contrasto per l'angiografia, assicurarsi che il microcatetere non sia attorcigliato od occluso.
5. Il microcatetere ha un rivestimento idrofilo scivoloso sul suo esterno. Deve essere mantenuto idratato prima della rimozione dal suo contenitore e durante la procedura effettiva, in modo che rimanga scivoloso. Questo può essere ottenuto attaccando il connettore a Y ad una flebo di soluzione salina continua.
6. Prima di una procedura, tutta l'apparecchiatura che deve essere usata per la procedura deve essere attentamente esaminata per verificarne l'integrità e il corretto funzionamento.
7. Ispezionare il microcatetere prima dell'uso per l'eventuale presenza di pieghe o attorcigliamenti. Un qualsiasi danno al microcatetere può diminuire le caratteristiche di prestazione desiderate.
8. Maneggiare il microcatetere con attenzione durante una procedura per ridurre la possibilità di rottura, piegatura o attorcigliamento accidentale.
9. Quando il microcatetere è dentro il corpo, deve essere manipolato esclusivamente mediante fluoroscopia. Non tentare di muovere il microcatetere senza osservare la risposta risultante della punta.
10. Sostituire spesso i microcateteri durante procedure lunghe che richiedono una manipolazione estesa o numerose sostituzioni del filo guida.

11. Non far avanzare o ritirare mai un dispositivo intravascolare se incontra resistenza finché la causa della resistenza non è determinata mediante fluoroscopia. Il movimento del microcatetere o filo guida in caso di resistenza può provocare la separazione della punta del microcatetere o filo guida, danni al microcatetere o perforazione del vaso.
12. Poiché il microcatetere può essere fatto avanzare in una vascolarizzazione subselettiva stretta, assicurarsi ripetutamente che il microcatetere non sia stato fatto avanzare tanto da interferire con la sua rimozione.
13. Una stretta eccessiva di una valvola emostatica sullo stelo del microcatetere può provocare danni al catetere.
14. Leggere e seguire le istruzioni per l'uso del fabbricante per agenti diagnostici, embolici o terapeutici da usare con questo microcatetere.
15. Usare prima della data di scadenza.
16. Conservare a temperatura ambiente controllata.
17. Rimuovere il mandrino dal catetere prima di rimuovere il catetere dal supporto per spirale.
18. La precisione della siringa è di +/- 5%.

## POTENZIALI COMPLICAZIONI

Le possibili complicazioni includono, tuttavia senza limitazione:

- Complicazioni del sito di accesso
- Reazione allergica
- Morte
- Dissezione
- Embolia
- Corpo estraneo nel paziente
- Emorragia
- Infezione
- Reazione infiammatoria
- Ischemia
- Dolore e indolenzimento
- Perforazione
- Formazione di trombi
- Vasocostrizione
- Spasmo dei vasi


**Tabella 1: Informazioni di compatibilità Merit Pursue**

D.E. del microcatetere	D.I. del microcatetere	D.E. massimo del filo guida	D.I. minimo del catetere guida
2,8 F / 1,7 F	0,016" (0,40 mm)	0,014" (0,36 mm)	0,040" (1,02 mm)
2,9 F / 2,0 F	0,020" (0,50 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,042" (1,07 mm)
<b>Agenti embolici</b>			
D.E. del microcatetere	Particelle	Sfere	Dimensione massima della spirale
2,8 F / 1,7 F	Emboli ≤ 500 µm	Microsfere ≤ 500 µm	0,014" (0,36 mm)
2,9 F / 2,0 F	Emboli ≤ 710 µm	Microsfere ≤ 700 µm	0,018" (0,46 mm)
<b>Sostanza chimica</b>			
Cisplatino	Cianoacrilato	DMSO (dimetilsolfosido)	Doxorubicina
Etanolo	Irinotecan	Lipiodol	

## ISTRUZIONI PER L'USO


**NOTA:** si consiglia l'uso del microcatetere con un catetere guida.

1. Posizionare il catetere guida appropriato usando la tecnica standard. Una valvola emostatica rotante può essere collegata all'adattatore Luer del catetere guida per irrigare in modo continuativo il catetere guida con soluzione salina.
2. Utilizzando una tecnica sterile, aprire con cautela la confezione ed estrarre il supporto del microcatetere.
3. Attaccare una siringa riempita con soluzione salina eparinizzata o acqua sterile all'innesto Luer Lock del supporto del microcatetere.
4. Iniettare soluzione sufficiente a bagnare interamente la superficie del microcatetere. In questo modo si attiva il rivestimento idrofilo sulla superficie del microcatetere.
5. Rimuovere la copertura di protezione che copre la punta del microcatetere.



6. Rimuovere il mandrino di ritenzione della punta dal catetere.

**ATTENZIONE:** la mancata rimozione del mandrino prima della rimozione del microcatetere dal supporto del microcatetere può causare il danneggiamento del catetere.



7. Attaccare una siringa riempita con soluzione salina eparinizzata o acqua sterile al raccordo del microcatetere.
8. Iniettare soluzione sufficiente a espellere l'eventuale aria dall'interno del microcatetere.
9. Rimuovere il microcatetere dal supporto del microcatetere.  
**NOTA:** la superficie del microcatetere può asciugarsi dopo la rimozione dal supporto del microcatetere. Una bagnatura addizionale con soluzione salina eparinizzata o acqua sterile rinnova l'effetto idrofilo.
10. Al momento della rimozione del microcatetere dal proprio supporto, ispezionare il microcatetere per verificare che non ci siano danni prima di inserirlo.
11. Se desiderato, attaccare una seconda valvola emostatica con adattatore a braccio laterale al microcatetere e irrorare con soluzione salina eparinizzata o acqua sterile per espellere l'eventuale aria presente.
12. Inserire attentamente il filo guida nel microcatetere e chiudere completamente la valvola (se usata) attorno al filo guida.
13. Introdurre il gruppo microcatetere e filo guida nel catetere guida attraverso la valvola emostatica (se usata). Se viene usata una valvola emostatica rotante, stringere la valvola attorno al microcatetere per impedire il riflusso, ma consentendo al microcatetere alcuni movimenti attraverso la valvola.
14. Usando la fluoroscopia, introdurre il gruppo microcatetere e filo guida nel sistema vascolare, assicurandosi che il filo guida sia sempre davanti al microcatetere. Far avanzare il filo guida e il microcatetere fino ad un sito vascolare selezionato facendo avanzare in modo alternato il filo guida e poi tracciando il microcatetere sul filo guida. **Nota:** per facilitare la manipolazione del microcatetere, la porzione prossimale del microcatetere non è rivestita per assicurare una presa antiscivolo.
15. Il posizionamento finale si ottiene mediante brevi avanzamenti del filo guida e del microcatetere fino a raggiungere la posizione desiderata e poi viene confermato mediante visualizzazione fluoroscopica.
16. Monitorare il posizionamento e la posizione del microcatetere durante l'uso.
17. Per infondere, rimuovere completamente il filo guida dal microcatetere. Collegare al Luer del microcatetere una siringa con l'infusato, e infondere secondo necessità.

#### ISTRUZIONI PER L'USO DI UN INIETTORE AUTOMATICO CON IL MICROCATETERE

Un iniettore automatico può essere usato per infondere un mezzo di contrasto attraverso il microcatetere. Osservare le avvertenze e precauzioni riportate in precedenza. La portata dipende da fattori come la viscosità del mezzo di contrasto, che varia con il tipo e la temperatura del mezzo, il modello e le impostazioni dell'iniettore automatico e da come l'iniettore è collegato al microcatetere. I valori di portata osservati indicati qui sotto sono solo per riferimento.

Tabella 2: Portate

Dimensione stelo/punta del microca- tetere Merit Pursue	Lunghezza usabile (cm)	Mezzo di contrasto	Contenuto di iodio (mg/ml)	Viscosità (cP) a 37 °C	Condizioni di impostazione flusso MEDRAD con aumento lineare a 0,3 s		Erogazione effettiva del mezzo di contrasto ml/s con imposta- zione della pressione di sicurezza di:	Volume (ml) dello spazio morto (priming)
					Portata (ml/s)	Volume (ml)		
2,8 F/1,7 F	110	ISOVUE (iopamidolo)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (iopamidolo)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (iopamidolo)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
2,9 F/2,0 F	110	ISOVUE (iopamidolo)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (iopamidolo)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (iopamidolo)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### DATI DI RIFERIMENTO

1. Iniettore usato: MEDRAD MARK V
2. Temperatura del mezzo di contrasto: 37 °C
3. Impostazione di monitoraggio/limite della pressione di iniezione: 5515 kPa (800 psi)
4. Scala del flusso: ml/s
5. Secondi di aumento lineare: 0,3 s

Simbolo	Designazione
<b>Rx Only</b>	Attenzione: la legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione medica.
!	Attenzione: consultare la documentazione allegata. Leggere le istruzioni prima dell'uso.
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Apirogeno
	Diametro massimo del filo guida
	Pressione massima
<b>STERILE EO</b>	Sterilizzato con ossido di etilene
	Marker radiopaco

**Mikrokatheter****GEBRAUCHSANWEISUNG****BESCHREIBUNG**

Der Merit Pursue™-Mikrokatheter ist ein Mikrokatheter mit einem flexiblen distalen Bereich. Eine hydrophile Beschichtung wird auf die distale äußere 80cm-Oberfläche aufgebracht. Eine röntgendiffuse Markierung befindet sich etwa 0,6 mm proximal zur Katheterspitze, um die fluoroskopische Visualisierung zu erleichtern. Das proximale Ende des Mikrokatheters umfasst einen Standard-Luer-Adapter zum Anbringen von Zubehörteilen.

In der Verpackung enthalten sind die folgenden Bestandteile:

- Einführhilfe für die Spitze
- Spritzen mit Luer-Anschluss

**ANWENDUNGSHINWEISE**

Der Mikrokatheter ist für den allgemeinen intravaskulären Einsatz gedacht, einschließlich des peripheren und koronaren Gefäßsystems. Nachdem der nähere ausgewählte Bereich erreicht wurde, kann der Mikrokatheter für ein kontrolliertes und selektives Infundieren von Diagnose-, Embolie- oder Therapiesubstanzen in die Gefäße verwendet werden.

Der Katheter darf nicht für Hirngefäße verwendet werden.

**KONTRAINDIKATIONEN**

Es gibt keine bekannten Gegenanzeigen für die Verwendung dieses Produkts.

**WARNHINWEISE**

1. Dieses Gerät sollte nur von Ärzten verwendet werden, die für perkutane intravaskuläre Techniken und Verfahren ausgebildet sind.
2. Inhalt ist steril, wenn die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist.
3. Zur Verwendung bei nur einem Patienten. Nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder erneut sterilisieren. Eine Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation beeinträchtigt u. U. die strukturelle Integrität des Geräts bzw. kann ein Versagen des Geräts verursachen, was wiederum zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen kann. Eine Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation kann das Risiko der Kontamination des Geräts in sich bergen und/oder eine Infektion des Patienten bzw. Kreuzinfektion zur Folge haben, u. A. die Übertragung von Infektionskrankheiten von einem Patienten auf den anderen. Eine Kontamination des Geräts kann zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen.
4. Entsorgen Sie Produkt und Verpackung nach der Verwendung in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Krankenhauses, der Behörden bzw. entsprechend den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen.
5. Verwenden Sie keinen Stominjektor zur Infundierung von anderen Wirkstoffen als Kontrastmitteln, da der Mikrokatheter verstopft werden kann. Die Sicherheitseinstellung des Injektionsdrucks darf den maximalen dynamischen Injektionsdruck von 5515 kPa (800 psi) nicht überschreiten. Ein Überschreiten des Injektionsdrucks über den maximalen Injektionsdruck hinaus kann zum Reißen des Mikrokatheters führen und dadurch möglicherweise eine Verletzung des Patienten verursachen. Wenn der Durchfluss durch den Mikrokatheter eingeschränkt wird, versuchen Sie nicht, das Mikrokatheter-Lumen durch Infusion freizusetzen. Ermitteln und beseitigen Sie den Grund für die Blockade oder ersetzen Sie den Mikrokatheter durch einen neuen, bevor Sie die Infusion wieder aufnehmen. (Siehe Anleitung zur Verwendung eines Stominjektors)
6. Stellen Sie sicher, dass der Führungskatheter nicht aus dem Gefäß rutscht. Sollte der Führungskatheter aus dem Gefäß austreten, während der Mikrokatheter bzw. der Führungsdraht bewegt werden, kann dies zu einer Beschädigung des Mikrokathetersystems führen.
7. Das Vorschieben des Mikrokatheters über den Führungsdraht hinaus kann zu einem Gefäßtrauma führen.
8. Eine geeignete Antikoagulationstherapie sollte unter Berücksichtigung des Patientenzustands durchgeführt werden. Vorklinische Versuche haben verschiedengradige Thrombusbildung auf der Geräteoberfläche ohne entsprechende Antikoagulation aufgezeigt.

**VORSICHTSMASSNAHMEN**

1. **Rx Only** Vorsicht: Nach US-amerikanischem Bundesrecht darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf eine ärztliche Anordnung hin abgegeben werden.
2. Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass das embolische Material mit dem Mikrokatheter kompatibel ist.
3. Überwachen Sie stets die Infusionsraten beim Einsatz des Mikrokatheters.
4. Stellen Sie beim Injizieren von Kontrastmitteln für eine Angiographie sicher, dass der Mikrokatheter nicht geknickt oder verschlossen ist.
5. Der Mikrokatheter verfügt über eine gleitfähige hydrophile Beschichtung außen am Katheter. Diese muss vor der Entnahme aus dem Transportgehäuse hydratisiert sein, ebenso wie während der Benutzung, damit sie gleitfähig bleibt. Dies kann dadurch erreicht werden, dass das Y-Verbindungsstück mit einer kontinuierlichen Kochsalzlösungsfuhrung verbunden wird.
6. Vor der Verwendung sollten alle Gegenstände, die eingesetzt werden sollen, sorgfältig überprüft werden, um ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit und Unversehrtheit zu garantieren.
7. Inspizieren Sie den Mikrokatheter vor der Verwendung auf Knicke oder Verbiegen. Jede Beschädigung des Mikrokatheters kann die gewünschten Leistungswerte senken.

8. Seien Sie bei der Handhabung des Mikrokatheters während eines Vorgangs vorsichtig, um die Möglichkeit eines versehentlichen Brechens, Biegens oder Knickens zu verringern.
9. Während sich der Mikrokatheter im Körper befindet, sollte er nur unter Fluoroskopiebeobachtung bewegt werden. Versuchen Sie nicht, den Mikrokatheter zu bewegen, ohne auf die jeweilige Bewegung der Spitze zu achten.
10. Tauschen Sie Mikrokatheter häufig während längerer Vorgänge aus, bei denen umfangreiche Bewegungen oder häufigeres Austauschen des Führungsdrähtes nötig sind.
11. Führen Sie ein intravaskuläres Gerät niemals ein oder ziehen Sie es heraus, wenn es auf Widerstand stößt, solange der Grund für den Widerstand nicht durch Fluoroskopie bestimmt wurde. Die Bewegung des Mikrokatheters oder Führungsdrähtes gegen einen Widerstand kann zur Trennung des Mikrokatheters oder der Führungsdrähtspitze, zur Beschädigung des Mikrokatheters oder zu einer Perforation des Gefäßes führen.
12. Da der Mikrokatheter in enge Gefäßbereiche eingeführt werden kann, stellen Sie regelmäßig sicher, dass der Mikrokatheter nicht so weit eingeführt wurde, dass seine Entfernung problematisch wird.
13. Ein übermäßiges Anziehen eines Hämostaseventils am Mikrokatheterschaft kann zu einer Beschädigung des Katheters führen.
14. Lesen und befolgen Sie die Hersteller-IFU für Diagnose-, Embolie- oder Therapiewirkstoffe, die mit diesem Mikrokatheter zu verwenden sind.
15. Das Gerät vor dem Verfallsdatum verwenden.
16. Bei einer überwachten Raumtemperatur lagern.
17. Entfernen Sie den Mandrin vom Katheter, bevor Sie den Katheter aus der Spirhalterung entnehmen.
18. Die Spritzengenauigkeit liegt bei +/- 5%.

**MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN**

Zu diesen möglichen Komplikationen können unter anderem folgende gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

- Schwierigkeiten beim Erreichen des Zielorts
- Allergische Reaktion
- Tod
- Dissektion
- Embolie
- Fremdkörper im Körper des Patienten
- Blutungen
- Infektion
- Entzündungsreaktionen
- Ischämie
- Schmerzen und Schmerhaftigkeit
- Perforation
- Thrombusbildung
- Gefäßverengung
- Gefäßkrämpfe

**Tabelle 1: Informationen zur Kompatibilität von Merit Pursue**


Mikrokatheter OD	Mikrokatheter ID	Maximaler Führungsdräht OD	Minimaler Führungsdräht-Katheter-ID
2,8F / 1,7F	0,016" (0,40 mm)	0,014" (0,36 mm)	0,040" (1,02 mm)
2,9F / 2,0F	0,020" (0,50 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,042" (1,07 mm)
<b>Emboiliemittel</b>			
Mikrokatheter OD	Partikel	Kugelförmig	Max. Spulengröße
2,8F / 1,7F	≤ 500 µm Emboli	≤ 500 µm Mikrokügelchen	0,014" (0,36 mm)
2,9F / 2,0F	≤ 710 µm Emboli	≤ 700 µm Mikrokügelchen	0,018" (0,46 mm)
<b>Chemisch</b>			
Cisplatin	Cyanacrylat	DMSO (Dimethylsulfoxid)	Doxorubicin
Ethanol	Irinotecan	Lipiodol	

**GEBAUCHSANWEISUNG**

**HINWEIS:** Es wird empfohlen, den Mikrokatheter mit einem Führungskatheter zu verwenden.


1. Platzieren Sie den entsprechenden Führungskatheter nach Standardtechnik. Ein drehbares Hämostaseventil kann mit dem Führungskatheter-Luer-Adapter verbunden werden, um den Führungskatheter kontinuierlich mit Kochsalzlösung zu spülen.
2. Öffnen Sie mit der sterilen Methode vorsichtig den Beutel und entfernen Sie den Mikrokatheterhalter von der Verpackung.
3. Befestigen Sie eine Spritze mit heparinisierte Kochsalzlösung oder sterilem Wasser am Luer-Lock-Anschluss des Mikrokatheterhalters.
4. Injizieren Sie genug Lösung, um die Oberfläche des Mikrokatheters vollständig zu befeuchten. Dies aktiviert die hydrophile Beschichtung an der Mikrokatheteroberfläche.  
**HINWEIS:** Die Schritte 5 und 6 beziehen sich auf Katheter mit einer 45°-Spitze oder einer schwanenhalsförmigen Spitze.

5. Entfernen Sie die Schutzabdeckung, die die Spitze des Mikrokatheters bedeckt.



6. Entfernen Sie den Spitzthaltemandrin vom Katheter.

**WARNUNG:** Wird der Mandrin vor dem Entnehmen des Mikrokatheters aus dem Mikrokatheterhalter nicht entfernt, kann dies zu einer Beschädigung des Katheters führen.



7. Befestigen Sie eine Spritze mit heparinisiertem Kochsalzlösung oder sterilem Wasser am Zentrum des Mikrokatheters.

8. Injizieren Sie genügend Lösung zur Beseitigung jeglicher Luft im Inneren des Mikrokatheters.

9. Entnehmen Sie den Mikrokatheter aus dem Mikrokatheterhalter.

**HINWEIS:** Die Oberfläche des Mikrokatheters kann nach dem Entnehmen aus dem Mikrokatheterhalter trocken werden. Ein erneutes Befeuchten mit heparinisierter Kochsalzlösung oder steriles Wasser erneuert die hydrophile Wirkung.

10. Nach der Entnahme des Mikrokatheters aus dem Mikrokatheterhalter prüfen Sie ihn, um sicherzustellen, dass vor dem Einführen keine Beschädigung vorliegt.

11. Bringen Sie gegebenenfalls ein zweites Hämostaseventil mit Seitenarm-Adapter am Mikrokatheter an, spülen Sie dieses mit heparinisierter Kochsalzlösung oder Steriwasser, um jegliche Luft daraus zu entfernen.

12. Führen Sie den Führungsdraht vorsichtig in den Mikrokatheter ein und schließen Sie das Ventil (falls verwendet) um den Führungsdrat herum vollständig.

13. Führen Sie den Mikrokatheter mit dem Führungsdrätsatz über das Hämostaseventil (sofern verwendet) in den Führungskatheter ein. Wenn ein Drehhämostaseventil verwendet wird, schließen Sie das Ventil um den Mikrokatheter, um einen Rückfluss zu verhindern, lassen Sie jedoch etwas Bewegungsfreiheit des Mikrokatheters durch das Ventil bestehen.

14. Führen Sie den Mikrokatheter mit dem Führungsdrätsatz unter Verwendung der Fluoroskopie in das Gefäßsystem ein, und stellen Sie dabei sicher, dass der Führungsdrat dem Mikrokatheter immer voraus ist. Schieben Sie den Führungsdrat und Mikrokatheter in ein ausgewähltes Gefäß ein, indem Sie abwechselnd den Führungsdrat einführen und dann den Mikrokatheter über den Führungsdrat verfolgen. **Hinweis:** Um den Umgang mit dem Mikrokatheter zu erleichtern, ist der proximale Abschnitt des Mikrokatheters nicht beschichtet, um einen sicheren, rutschfesten Griff zu ermöglichen.

15. Die endgültige Positionierung wird durch kurze Phasen des Vorrückens des Führungsdräts und des Mikrokatheters erreicht, bis die gewünschte Position erreicht und mittels fluoroskopischer Visualisierung bestätigt wurde.

16. Überwachen Sie die Position des Mikrokatheters und gleichen Sie die Position während der Verwendung aus.

17. Entfernen Sie den Führungsdrat zur Einführung ganz aus dem Mikrokatheter. Verbinden Sie eine Spritze mit Infusionslösung am Mikrokatheter-Luer und führen Sie die Infusion wie angegeben aus.

**Tabelle 2: Flussraten**

Merit Pursue Mikrokathetergröße Schaft/ Spitze	Nutzlänge (cm)	Kontrastmittel	Iodgehalt (mg/ml)	Viskosität (cP) bei 37°C	MEDRAD Flusseinstellbedingungen mit linearem Anstieg bei 0,3 s		Tatsächliche Kontrastgabe ml/s mit Sicherheitsdruckeinstellung von: 5515 kPa (800 psi)	Totraum (Spül-)Volumen (ml)
					Flussrate (ml/s)	Volumen (ml)		
2,8F / 1,7F	110	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
2,9F / 2,0F	110	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### REFERENZDATEN

- Verwendeter Injektor: MEDRAD MARK V
- Kontrastmitteltemperatur: 37°C
- Injektionsdruckmonitor / Grenzwerteinstellung: 5515 kPa (800 psi)
- Durchfluss: ml/s
- Linearer Anstieg in Sekunden: 0,3 s

Symbol	Erklärung
	Vorsicht: Nach US-amerikanischem Bundesrecht darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf eine ärztliche Anordnung hin abgegeben werden.
	Vorsicht: Begleitdokumente beachten. Vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung lesen.
	Nicht verwenden, wenn Packung beschädigt ist
	Nicht-pyrogen
	Maximaler Durchmesser des Führungsdräts
	Maximaldruck
	Sterilisiert mit Ethylenoxid
	Röntgendichte Markierung

#### ANWEISUNG ZUR VERWENDUNG EINES STROMINJEKTORS MIT DEM MIKROKATHETER

Ein Stominjektor kann verwendet werden, um ein Kontrastmittel durch den Mikrokatheter einzuführen. Beachten Sie dabei die oben aufgeführten Warnungen und Vorsichtshinweise. Die Flussrate hängt von Faktoren wie der Viskosität des Kontrastmittels ab, die je nach Typ und Temperatur des Mittels, dem Modell und den Einstellungen des Stominjektors und der Art der Verbindung zwischen Injektor und Mikrokatheter unterschiedlich ausfällt. Die unten angegebenen gemessenen Durchflusswerte dienen nur als Referenzwerte.

## Microcatéter

### INSTRUCCIONES DE USO

#### DESCRIPCIÓN

El microcatéter Merit Pursue™ es un dispositivo con una región distal flexible. Se aplica un revestimiento hidrofilico en la superficie externa del extremo distal de 80 cm. Cuenta con un marcador radiopaco a aproximadamente 0,6 mm en sentido proximal a la punta del microcatéter para facilitar la visualización fluoroscópica. El extremo proximal del microcatéter contiene un adaptador Luer estándar para conectar los accesorios.

Puede incluir los siguientes componentes:

- Enderezador de punta
- Jeringas con conector Luer Lock macho

#### INDICACIONES DE USO

El microcatéter está diseñado para uso intravascular general, incluida la vasculatura periférica y coronaria. Una vez que se accedió a la región subselectiva, el microcatéter puede utilizarse para la infusión controlada y selectiva de materiales de diagnóstico, embólicos o terapéuticos en los vasos sanguíneos.

El catéter no debe utilizarse en los vasos cerebrales.

#### CONTRAINDICACIONES

No se conoce ninguna contraindicación para utilizar este producto.

#### ADVERTENCIAS

1. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado únicamente por médicos capacitados en técnicas y procedimientos intravasculares percutáneos.
2. Dispositivo estéril siempre que el embalaje no se haya abierto ni esté deteriorado.
3. Para usar solo una vez. No volver a utilizar, procesar ni esterilizar. De ser así, podría verse comprometida la integridad estructural del dispositivo o podría ocurrir una falla que, a su vez, podría provocar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente. Volver a utilizar, procesar o esterilizar el dispositivo también podría producir riesgos de contaminación del dispositivo y ocasionar infección o infecciones cruzadas en el paciente, incluidas, entre otras posibilidades, la transmisión de enfermedades contagiosas de un paciente a otro. La contaminación del dispositivo puede causar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente.
4. Despues de utilizarlo, deseche el producto y el envase de acuerdo con las políticas hospitalarias, administrativas y/o del gobierno local.
5. No utilice un inyector mecánico para realizar una infusión de agentes que no sean medios de contraste, ya que el microcatéter podría obstruirse. La configuración de seguridad de la presión de inyección no debe superar la presión dinámica de inyección máxima de 5515 kPa (800 psi). Si la presión de inyección supera la presión de inyección máxima, esto podría causar la ruptura del microcatéter y lesionar al paciente. Si el flujo del microcatéter está restringido, no intente desobstinar el lumen del microcatéter mediante una infusión. Identifique y resuelva la causa de la obstrucción, o reemplace el microcatéter con un microcatéter nuevo antes de reanudar la infusión. (Consulte las Instrucciones de uso de un inyector mecánico).
6. Asegúrese de que el catéter guía no se salga del vaso sanguíneo. Si el catéter guía se sale del vaso sanguíneo cuando se mueven el microcatéter y/o el alambre guía, esto podría provocar daños en el sistema del microcatéter.
7. Si el microcatéter se mueve más allá del extremo del alambre guía, esto podría provocar traumatismo en los vasos sanguíneos.
8. Debe administrarse terapia anticoagulación apropiada teniendo en cuenta las condiciones del paciente. Las pruebas preclínicas muestran cantidades variables de formación de trombos en la superficie del dispositivo ante la ausencia de anticoagulación.

#### PRECAUCIONES

1. Rx Only Precaución: La legislación federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un médico o por orden de este.
2. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el material embólico sea compatible con el microcatéter.
3. Cuando utilice el microcatéter, monitoree siempre las tasas de infusión.
4. Cuando inyecte un medio de contraste para realizar una angiografía, asegúrese de que el microcatéter no esté torcido ni ocluido.
5. El microcatéter tiene un revestimiento hidrofilico lubricado en la parte externa del catéter. Este debe conservarse hidratado antes de sacarlo de su soporte y durante el procedimiento real para que esté lubricado. Esto puede lograrse conectando el conector con forma de "Y" a un goteo continuo de solución salina.
6. Antes de un procedimiento, debe examinar cuidadosamente todo el equipo que utilizará, para verificar su correcto funcionamiento y su integridad.
7. Antes de utilizar el microcatéter, inspeciónelo para ver si presenta pliegues o torceduras. Cualquier daño que tenga el microcatéter podría disminuir las características de desempeño deseadas.
8. Durante un procedimiento, manipule el microcatéter con sumo cuidado para reducir la posibilidad de que se rompa, se doble o se tuerza de manera accidental.

9. Cuando el microcatéter está en el cuerpo, debe ser manipulado solo mediante una fluoroscopia. No intente mover el microcatéter sin observar la respuesta consiguiente de la punta.
10. Intercambie los microcatéteres con frecuencia durante los procedimientos prolongados que requieren una manipulación importante o varios intercambios del alambre guía.
11. Nunca mueva ni retire un dispositivo intravascular en contra de resistencia hasta determinar la causa de la resistencia mediante una fluoroscopía. El movimiento del microcatéter o del alambre guía en contra de resistencia podría ocasionar la separación de la punta del microcatéter o del alambre guía, daños en el microcatéter o la perforación de los vasos sanguíneos.
12. Dado que el microcatéter podría moverse hacia dentro de una vasculatura subselectiva estrecha, asegúrese varias veces de que el microcatéter no se haya movido a tal punto que su extracción se vea obstaculizada.
13. El ajuste excesivo de una válvula hemostática sobre el cuerpo del microcatéter podría provocar daños en el catéter.
14. Lea y siga las Instrucciones de uso (IFU, por sus siglas en inglés) del fabricante para los agentes de diagnóstico, embólicos o terapéuticos que se utilizarán con este microcatéter.
15. Utilice el producto antes de la fecha de vencimiento.
16. Almacene el producto a temperatura ambiente controlada.
17. Retire el estilete del catéter antes de extraer el catéter del soporte en espiral.
18. La precisión de la jeringa es del +/- 5 %.

#### POSIBLES COMPLICACIONES

Entre las posibles complicaciones, se incluyen, entre otras, las siguientes (en orden alfabético):

- Complicaciones en el sitio de acceso
- Reacción alérgica
- Muerte
- Disección
- Embolia
- Objeto extraño en paciente
- Hemorragia
- Infección
- Reacción inflamatoria
- Isquemia
- Dolor y sensibilidad
- Perforación
- Formación de trombos
- Vasoconstricción
- Espasmos vasculares

**Tabla 1: Información sobre compatibilidades de Merit Pursue**

Diámetro externo del microcatéter	Diámetro interno del microcatéter	Diámetro externo máximo del alambre guía	Diámetro interno mínimo del catéter guía
2,8 F/1,7 F	0,016 pulgadas (0,40 mm)	0,014 pulgadas (0,36 mm)	0,040 pulgadas (1,02 mm)
2,9 F/2,0 F	0,020 pulgadas (0,50 mm)	0,018 pulgadas (0,46 mm)	0,042 pulgadas (1,07 mm)

Embolización			
Diámetro externo del microcatéter	Partículas	Material esférico	Tamaño de espiral máximo
2,8 F/1,7 F	Émbolos ≤ 500 µm	Microesferas ≤ 500 µm	0,014 pulgadas (0,36 mm)
2,9 F/2,0 F	Émbolos ≤ 710 µm	Microesferas ≤ 700 µm	0,018 pulgadas (0,46 mm)

Químico			
Cisplatino	Cianoacrilato	DMSO (sulfóxido de dimetilo)	Doxorrubicina
Etanol	Irinotecan	Lipiodol	


#### INSTRUCCIONES DE USO

**NOTA:** Se recomienda utilizar el microcatéter con un catéter guía.

1. Coloque el catéter guía adecuado aplicando técnicas estándares. Puede conectar una válvula hemostática giratoria al adaptador Luer del catéter guía para enjuagar de manera continua el catéter guía con solución salina.
2. Siguiendo una técnica estéril, abra cuidadosamente la bolsa y saque el soporte del microcatéter del envase.
3. Conecte una jeringa con solución salina heparinizada o agua estéril al accesorio Luer Lock del soporte del microcatéter.
4. Inyecte solución suficiente como para humedecer por completo la superficie del microcatéter. De este modo, se activará el revestimiento hidrofilico en la superficie del microcatéter.


**NOTA:** Los pasos 5 y 6 corresponden a los catéteres con puntas de 45° o tipo cuello de cisne (Swan Neck).

5. Quite la funda protectora que cubre la punta del microcatéter.



6. Retire el estilete de retención de la punta del catéter.

**ADVERTENCIA:** Si no se retira el estilete antes de extraer el microcatéter de su soporte, podría dañarse el catéter.



7. Conecte una jeringa con solución salina heparinizada o agua estéril al cono del microcatéter.

8. Inyecte suficiente solución para purgar el aire que podría haber del interior del microcatéter.

9. Retire el microcatéter del soporte.

**NOTA:** La superficie del microcatéter podría secarse una vez que este se retira del soporte. La humectación adicional con solución salina heparinizada o agua estéril renovará el efecto hidrofílico.

10. Cuando retire el microcatéter del soporte, inspeccione el microcatéter para verificar que no tenga daños, antes de realizar la inserción.

11. Si lo desea, conecte al microcatéter una segunda válvula hemostática con adaptador de brazo lateral, y enjuague con solución salina heparinizada o agua estéril para extraer el aire que pudiera haber.

12. Inserte con cuidado el alambre guía en el microcatéter y cierre por completo la válvula (si se usara) alrededor del alambre guía.

13. Introduzca el conjunto de microcatéter y alambre guía en el catéter guía a través de la válvula hemostática (si se va a utilizar). Si se utiliza una válvula hemostática giratoria, ajústela alrededor del microcatéter para evitar flujo de retorno, pero permita cierto movimiento del microcatéter a través de la válvula.

14. Mediante el uso de fluoroscopía, introduzca el conjunto de microcatéter y alambre guía en el sistema vascular, y asegúrese de que el alambre guía vaya siempre por delante del microcatéter. Mueva el alambre guía y el microcatéter hacia el punto seleccionado del sistema vascular. Para ello, haga avanzar alternadamente el alambre guía y luego ubique el microcatéter por sobre el alambre guía. **Nota:** Para facilitar la manipulación del microcatéter, la parte proximal del microcatéter no tiene revestimiento para garantizar que el agarre no sea resbaladizo.

15. La ubicación final se logra con movimientos cortos del alambre guía y el microcatéter hasta llegar a la posición deseada que, luego, se confirma mediante una visualización fluoroscópica.

16. Monitoree la ubicación y posición del microcatéter durante su uso.

17. Para realizar la infusión, retire por completo el alambre guía del microcatéter. Conecte una jeringa con el medio de infusión en el conector Luer del microcatéter y realice la infusión según corresponda.

**Tabla 2: Tasas de flujo**

Tamaño del microcatéter Merit Pursue Cuerpo/ Punta	Longitud utilizable (cm)	Medio de contraste	Contenido de yodo (mg/ml)	Viscosidad (cP) a 37 °C	Condiciones de configuración de flujo de MEDRAD con aumento lineal a 0,3 s		Suministro de contraste real en ml/s con configuración de presión de seguridad de:	Espacio muerto (volumen de preparación) (ml)
					Tasa de flujo (ml/s)	Volumen (ml)		
2,8 F/1,7 F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
2,9 F/2,0 F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### DATOS DE REFERENCIA

1. Inyector utilizado: MEDRAD MARK V
2. Temperatura del medio de contraste: 37 °C
3. Configuración límite/de control de la presión de inyección: 5515 kPa (800 psi)
4. Escala de flujo: ml/s
5. Segundos de aumento lineal: 0,3 s

Símbolo	Designación
<b>Rx Only</b>	Precaución: La legislación federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un médico o por orden de este.
⚠	Precaución: Consultar los documentos adjuntos. Leer las instrucciones antes de usar el producto.
🚫	No utilizar si el envase está dañado.
☒	No pirógeno
➡ MAX GUIDE WIRE	Alambre guía de diámetro máximo
⬆ MAX PRESSURE	Presión máxima
STERILE EO	Esterilizado con óxido de etileno
■	Marcador radiopaco

#### INSTRUCCIONES DE USO DE UN INYECTOR MECÁNICO CON EL MICROCATÉTER

Puede utilizar un inyector mecánico para realizar la infusión de un medio de contraste a través del microcatéter. Tenga en cuenta las advertencias y precauciones antes indicadas. La tasa de flujo depende de factores tales como la viscosidad de los medios de contraste (que varía según el tipo y la temperatura de los medios), el modelo y la configuración del inyector mecánico, y el modo de conexión del inyector al microcatéter. Los valores observados de las tasas de flujo que se indican a continuación son solo de referencia.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### Descrição

O Microcateter Merit Pursue™ é um microcateter com uma região distal flexível. É aplicado um revestimento hidróflico na superfície exterior de 80 cm distal. Um marcador radiopaco encontra-se localizado aproximadamente a 0,6 mm proximalmente à ponta do microcateter para facilitar a visualização fluoroscópica. A extremidade proximal do microcateter incorpora um adaptador Luer padrão para fixação de acessórios.

Estes podem ser embalados com os seguintes componentes:

- Endireitador de ponta
- Seringas luer lock macho

### Indicações de Utilização

O microcateter destina-se a utilização intravascular geral, incluindo na vasculatura periférica e coronária. Após o acesso à região subseletiva, o microcateter pode ser utilizado para a infusão controlada e seletiva de materiais de diagnóstico, embólicos ou terapêuticos nos vasos sanguíneos.

O cateter não deve ser utilizado em vasos cerebrais.

### Contraindicações

Não existem contra-indicações conhecidas para a utilização deste produto.

### Advertências

1. Este dispositivo destina-se a ser utilizado apenas por médicos com formação em técnicas e procedimentos intravasculares percutâneos.
2. Esterilizado se a embalagem não estiver aberta e não apresentar danos.
3. Apenas para uso num único paciente. Não reutilize, não reprocesse nem volte a esterilizar. Uma reutilização, reprocessamento ou nova esterilização poderá comprometer a integridade estrutural do dispositivo e/ou conduzir à falha do dispositivo que, por sua vez, poderá resultar em danos físicos, doença ou na morte do paciente. Uma reutilização, reprocessamento ou nova esterilização poderá também criar um risco de contaminação do dispositivo e/ou provocar uma infecção cruzada ou uma infecção do paciente, incluindo, mas não só, a transmissão de doença(s) infeciosa(s) de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo poderá provocar danos físicos, doença ou a morte da paciente.
4. Após a utilização, elimine o produto e a embalagem de acordo com a política hospitalar, administrativa e/ou governamental local.
5. Não utilize um injetor elétrico para a infusão de agentes, exceto meios de contraste, uma vez que o microcateter pode ficar bloqueado. A definição de segurança da pressão de injeção não deve exceder a pressão de injeção dinâmica máxima de 5515 kPa (800 psi). Exceder a pressão de injeção para além da pressão de injeção máxima poderá causar a rutura do microcateter possivelmente resultando em lesões no paciente. Se o fluxo através do microcateter ficar restrinido, não tente desobstruir o lúmen do microcateter através de infusão. Identifique e resolva a causa do bloqueio ou substitua o microcateter por um microcateter novo antes de retomar a infusão. (Consulte as Instruções de utilização de um Injetor Elétrico)
6. Certifique-se de que o cateter-guia não desliza para fora do vaso. Se o cateter-guia sair do vaso sanguíneo quando o microcateter e/ou fio-guia é movido, isto poderá resultar em danos no sistema do microcateter.
7. O avanço do microcateter para além da extremidade do fio-guia poderá resultar em trauma nos vasos sanguíneos.
8. A terapia de anticoagulação adequada deve ser administrada levando em consideração as condições do paciente. Ensaios pré-clínicos mostram quantidades variáveis de formação de trombos na superfície do dispositivo na ausência de anticoagulação.

### Precauções

1. Rx Only Atenção: Leis federais (dos EUA) restringem a venda deste dispositivo por ou segundo a prescrição de um clínico.
2. Confirme a compatibilidade do material embólico com o microcateter antes da utilização.
3. Quando utilizar o microcateter, monitorize sempre as taxas de infusão.
4. Aquando da injeção de contraste para angiografia, certifique-se de que o microcateter não está dobrado nem tem oclusões.
5. O microcateter possui um revestimento hidróflico lubrificado no exterior do cateter. Este deve ser mantido hidratado antes da remoção do respetivo transportador e durante o procedimento real para se manter lubrificado. Isto pode ser conseguido fixando o conector Y para gotejamento contínuo de solução salina.
6. Antes de um procedimento, todo o equipamento a ser utilizado no mesmo deve ser cuidadosamente examinado para confirmar o correto funcionamento e integridade.
7. Antes da utilização, inspecione o microcateter quanto à existência de quaisquer dobras ou deformações. Quaisquer danos no microcateter poderão diminuir as características de desempenho pretendidas.
8. Proceda com cuidado ao manusear o microcateter durante um procedimento para reduzir a possibilidade de quebras, dobras ou deformações.
9. Quando o microcateter se encontrar no corpo, apenas deve ser manipulado sob fluoroscopia. Não tente mover o cateter sem observar a resposta da ponta resultante.

10. Troque os microcateteres com frequência durante procedimentos demorados que exijam manipulação extensiva ou várias trocas de fio-guia.
11. Nunca faça avançar nem retire um dispositivo intravascular quando existir resistência até que a causa da resistência seja determinada através de fluoroscopia. Movimentar o cateter ou o fio-guia quando existir resistência poderá resultar na separação da ponta do fio-guia ou microcateter, danos no microcateter ou perfuração de vasos.
12. Uma vez que o microcateter poderá ser avançado para vasculatura subseletiva estreita, assegure repetidamente que o microcateter não foi avançado de tal forma que interfira com a respectiva remoção.
13. O aperto excessivo de uma válvula hemostática no eixo do microcateter poderá resultar em danos no cateter.
14. Leia e cumpra as instruções de utilização do fabricante relativas a agentes de diagnóstico, embólicos ou terapêuticos a serem utilizados com este microcateter.
15. Utilize antes do "prazo de validade".
16. Armazene a uma temperatura ambiente controlada.
17. Remova o estilete do cateter antes de remover o cateter do suporte espiral.
18. A precisão da seringa é de +/- 5%.

### Possíveis Complicações

Possíveis complicações (em ordem alfabética) incluem, entre outras:

- Complicações no acesso ao local
- Reação alérgica
- Morte
- Dissecção
- Embolia
- Corpos estranhos no paciente
- Hemorragia
- Infecção
- Reação inflamatória
- Isquemia
- Dor ou sensibilidade
- Perfuração
- Formação de trombos
- Vasoconstricção
- Espasmo vascular


**Tabela 1: Informações de compatibilidade do Merit Pursue**

Diâmetro exterior do microcateter	Diâmetro interior do microcateter	Diâmetro exterior máximo do fio-guia	Diâmetro interior mínimo do cateter-guia
2,8F/1,7F	0,016 pol (0,40 mm)	0,014 pol (0,36 mm)	0,040 pol (1,02 mm)
2,9F/2,0F	0,020 pol (0,50 mm)	0,018 pol (0,46 mm)	0,042 pol (1,07 mm)
<b>Embólicos</b>			
Diâmetro exterior do microcateter	Partículas	Esférico	Tamanho máximo da espiral
2,8F/1,7F	Êmbolos ≤ 500 µm	Microesferas ≤ 500 µm	0,014 pol (0,36 mm)
2,9F/2,0F	Êmbolos ≤ 710 µm	Microesferas ≤ 700 µm	0,018 pol (0,46 mm)
<b>Substância química</b>			
Cisplatina	Cianoacrilato	DMSO (sulfóxido de dimetilo)	Doxorrubicina
Etanol	Irinotecano	Lipiodol	

### Instruções de Utilização


**NOTA:** Recomenda-se que o microcateter seja utilizado com um cateter-guia.

1. Coloque o cateter-guia adequado utilizando a técnica padrão. Poderá ser ligada uma válvula de hemostase rotativa ao adaptador luer do cateter-guia para irrigar continuamente o cateter-guia com solução salina.
2. Utilizando uma técnica estéril, abra cuidadosamente a bolsa e retire o suporte do microcateter da embalagem.
3. Fixe uma seringa cheia de solução salina heparinizada ou água esterilizada ao encaixe do conector luer lock do suporte do microcateter.
4. Injeite solução suficiente para molhar totalmente a superfície do microcateter. Isto irá ativar o revestimento hidróflico da superfície do microcateter.
5. Remova a cobertura de proteção que cobre a ponta do microcateter.



6. Remova o estilete de retenção da ponta do cateter.

**AVISO:** Ao não remover o estilete antes de remover o microcateter do suporte do microcateter pode danificar o cateter.



7. Fixe uma seringa cheia de solução salina heparinizada ou água esterilizada ao centro do microcateter.

8. Injete solução salina suficiente para purgar qualquer ar do interior do microcateter.

9. Remova o microcateter do suporte do microcateter.

**NOTA:** A superfície do microcateter poderá ficar seca após a remoção do suporte do microcateter. Molhar adicionamente com solução salina heparinizada ou água esterilizada irá renovar o efeito hidrofílico.

10. Quando da remoção do microcateter do suporte do microcateter, inspecione o mesmo para confirmar que não existem danos antes da introdução.

11. Se assim o desejar, ligue uma segunda válvula de hemostase com adaptador do braço lateral ao microcateter, lave com uma solução salina heparinizada ou água estéril para purgar qualquer ar.

12. Introduza cuidadosamente o fio-guia no microcateter e feche totalmente a válvula (se utilizada) à volta do fio-guia.

13. Introduza o conjunto de microcateter e fio-guia no cateter-guia através da válvula de hemostase (se utilizada). Caso seja utilizada uma válvula de hemostase rotativa, aperte a válvula à volta do microcateter para evitar refluxo, mas permitindo algum movimento através da válvula pelo microcateter.

14. Utilizando fluoroscopia, introduza o conjunto de microcateter e fio-guia no sistema vascular, certificando-se de que o fio-guia está sempre à frente do microcateter. Avance o fio-guia e o microcateter até um local vascular selecionado avançando alternativamente o fio-guia e, em seguida, fixando o microcateter sobre o fio-guia.

**Nota:** Para facilitar o manuseamento do microcateter, a parte proximal do microcateter não tem qualquer revestimento para assegurar uma aderência sem deslizes.

15. O posicionamento final é conseguido através de avanços curtos do fio-guia e do microcateter até ser atingida a posição pretendida, sendo então confirmada através de visualização fluoroscópica.

16. Monitorize a colocação e posição do microcateter durante a utilização.

17. Para a infusão, remova totalmente o fio-guia do microcateter. Ligue uma seringa com infuso ao luer do microcateter e realize a infusão conforme necessário.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE UM INJETOR ELÉTRICO COM O MICROCATETER

Pode ser utilizado um injetor elétrico para a infusão de um meio de contraste através do microcateter. Observe os avisos e precauções acima apresentados. A taxa de fluxo depende de fatores como a viscosidade do meio de contraste, que varia consoante o tipo e temperatura do meio, o modelo e a definição do injetor elétrico e a forma como o injetor é ligado ao microcateter. Os valores da taxa de fluxo observados abaixo indicados constituem apenas uma referência.

Tabela 2: Taxas de fluxo

Tamanho do eixo/ponta de microcateter Pursue Merit	Comprimento utilizável (cm)	Meio de contraste	Teor de iodo (mg/ml)	Viscosidade (cP) a 37 °C	Condições de definição do fluxo do MEDRAD com aumento linear @ 0,3 s		Fornecimento de contraste real ml/s com definição de pressão de segurança de:	Volume de espaço morto (Enchimento) (ml)
					Taxa de fluxo (ml/s)	Volume (ml)		
2,8F/1,7F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
2,9F/2,0F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### DADOS DE REFERÊNCIA

- Injetor utilizado: MEDRAD MARK V
- Temperatura do meio de contraste: 37 °C
- Monitorização/definição do limite de pressão de injeção: 5515 kPa (800 psi)
- Taxa de fluxo: ml/s
- Segundos de aumento linear: 0,3 s

Símbolo	Designação
Rx Only	Atenção: Leis federais (dos EUA) restringem a venda deste dispositivo por ou segundo a prescrição de um clínico.
!	Atenção: Consulte os documentos anexos. Leia as instruções antes da utilização.
(X)	Não utilize caso a embalagem esteja danificada
X	Apirogénico
MAX GUIDE WIRE	Diâmetro máximo do fio-guia
▲	Pressão máxima
STERILE EO	Esterilizado com óxido de etileno
■	Marcador radiopaco

## INSTRUÇÕES DE USO

### DESCRIÇÃO

O Merit Pursue™ é um microcateter com região distal flexível. Um revestimento hidrofílico é aplicado à superfície externa distal de 80 cm. Um marcador radiopaco está localizado aproximadamente 0,6 mm proximal à ponta do microcateter para facilitar a visualização fluoroscópica. A extremidade proximal do microcateter incorpora um adaptador-padrão Luer para fixação de acessórios.

Eles podem vir embalados com os seguintes componentes:

- Endireitador de ponta
- Seringas com luer-lock (trava) macho

### INDICAÇÕES DE USO

O microcateter destina-se ao uso intravascular geral, incluindo na vasculatura periférica e coronária. Após a região subseletiva ter sido acessada, o microcateter pode ser usado para infusão controlada e seletiva de materiais diagnósticos, embólicos ou terapêuticos em vasos.

O cateter não deve ser usado em vasos cerebrais.

### CONTRAINDICAÇÕES

Não há contraindicações conhecidas para o uso deste produto.

### ADVERTÊNCIAS

1. Este dispositivo é destinado a uso somente por médicos treinados em técnicas e procedimentos intravasculares percutâneos.
2. Estéril se a embalagem não estiver aberta nem danificada.
3. Para uso por apenas um paciente. Não reutilize, não reprocesse nem reesterilize. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização podem comprometer a integridade estrutural do dispositivo e/ou causar falha do dispositivo, o que, por sua vez, pode causar ferimentos, doença ou morte do paciente. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização poderão também criar o risco de contaminação do dispositivo e/ou provocar infecção no paciente ou infecção cruzada, incluindo, mas não se limitando a, transmissão de doença infecciosa (ou doenças infecciosas) de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo pode causar ferimentos, doença ou morte do paciente.
4. Após o uso, descarte o produto e a embalagem de acordo com a política do hospital, administrativa e/ou governamental local.
5. Não utilize injetor automatizado para fazer infusão de agentes que não sejam meios de contraste, pois isso pode bloquear o microcateter. A configuração de segurança da pressão de injeção não pode exceder a pressão dinâmica máxima de injeção de 5515 kPa (800 psi). Se a pressão de injeção exceder a pressão máxima de injeção, isso poderá ocasionar ruptura do microcateter resultando possivelmente em lesões ao paciente. Se o fluxo através do microcateter se tornar restrito, não tente desbloquear o lúmen do microcateter por infusão. Identifique e remova a causa da obstrução ou troque o microcateter por um novo antes de retomar a infusão. (Vide as instruções de uso de injetores automatizados)
6. Certifique-se de que o cateter direcionador não escorregue para fora do vaso. Se o cateter direcionador sair do vaso quando o microcateter e/ou o fio-guia for movido, isso pode resultar em danos ao sistema do microcateter.
7. Avançar o Microcateter além da extremidade do fio-guia pode resultar em trauma vascular.
8. Aterapia de anticoagulação adequada deve ser administrada levando em consideração as condições do paciente. Ensaios pré-clínicos mostram quantidades variáveis de formação de trombos na superfície do dispositivo na ausência de anticoagulação.

### PRECAUÇÕES

1. Rx Only Atenção: Leis federais dos EUA determinam que este dispositivo só pode ser vendido por médicos ou sob prescrição médica.
2. Certifique-se de que há compatibilidade do material embólico com o microcateter antes do uso.
3. Monitore sempre as taxas de infusão quando estiver usando o microcateter.
4. Ao injetar contraste para angiografia, certifique-se de que o microcateter não esteja dobrado ou ocluído.
5. O microcateter tem um revestimento hidrofílico lubrificado sobre a parte externa do cateter. Ele deve ser mantido hidratado antes da remoção do seu carreador e durante o procedimento em si para manter a sua lubrificação. Isso pode ser feito conectando-se o conector Y a uma bolsa de gotejamento contínuo de solução salina.
6. Antes de um procedimento, todo o equipamento a ser usado no mesmo deve ser cuidadosamente examinado para verificar seu devido funcionamento e integridade.
7. Antes de usar o microcateter, inspecione-o em busca de dobras ou torções. Qualquer dano ao microcateter poderá afetar negativamente as características de desempenho desejadas.
8. Seja cuidadoso ao manusear o microcateter durante um procedimento, para diminuir a probabilidade de quebra, dobra ou torção accidental.
9. Quando o microcateter estiver no corpo, ele deverá ser manipulado somente sob fluoroscopia. Não tente mover o microcateter sem observar a resposta resultante da ponta.

10. Troque os microcatetores frequentemente durante procedimentos longos que envolvam manipulação extensa ou múltiplas trocas de fio-guia.
11. Nunca avance ou recue um dispositivo intravascular se houver resistência até que a causa dessa resistência tenha sido determinada por fluoroscopia. O movimento do microcateter ou do fio-guia contra resistência pode resultar em separação da ponta do microcateter ou do fio-guia, dano ao microcateter ou perfuração do vaso.
12. Como o microcateter pode ser avançado dentro de vasculatura subseletiva estreita, certifique-se repetidamente de que o microcateter não tenha sido avançado demais a ponto de interferir com a sua remoção.
13. Aperto excessivo da válvula hemostática sobre a haste do microcateter pode resultar em dano ao cateter.
14. Leia e siga as instruções de uso do fabricante em relação a agentes diagnósticos, embólicos ou terapêuticos a serem usados com o microcateter.
15. Use antes da data de validade.
16. Armazene em temperatura ambiente controlada.
17. Remova a sonda do cateter antes de remover o cateter do suporte em espiral.
18. Precisão da seringa é de ±5%.

### POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES

As possíveis complicações (em ordem alfabética) incluem, entre outras:

- Complicações no sítio de acesso
- Reação alérgica
- Morte
- Dissecção
- Embolia
- Corpo estranho no paciente
- Hemorragia
- Infecção
- Reação inflamatória
- Isquemia
- Dor e sensibilidade
- Perfuração
- Formação de trombos
- Vasoconstricção
- Espasmo vascular

**Tabela 1: Informações de compatibilidade do Merit Pursue**

Diâmetro externo do microcateter	Diâmetro interno do microcateter	Diâmetro externo máximo do fio-guia	Diâmetro interno mínimo do cateter direcionador
2,8F / 1,7F	0,016 pol (0,40 mm)	0,014 pol (0,36 mm)	0,040 pol (1,02 mm)
2,9F / 2,0F	0,020 pol (0,50 mm)	0,018 pol (0,46 mm)	0,042 pol (1,07 mm)

Embólicos			
Diâmetro externo do microcateter	Partículas	Esféricos	Tamanho máximo da bobina
2,8F / 1,7F	Êmbolos ≤ 500 µm	Microesferas ≤ 500 µm	0,014 pol (0,36 mm)
2,9F / 2,0F	Êmbolos ≤ 710 µm	Microesferas ≤ 700 µm	0,018 pol (0,46 mm)


  

Produto químico			
Cisplatina	Cianoacrilato	Sulfóxido de dimetilo (DMSO)	Doxorrubicina
Etanol	Irinotecano	Lipiodol	

### INSTRUÇÕES DE USO


**NOTA:** Recomenda-se que o microcateter seja usado com um cateter direcionador.

1. Posicione o devido cateter direcionador utilizando técnica-padrão. Uma válvula de hemostasia giratória pode ser conectada ao adaptador do tipo Luer do cateter direcionador para lavar constantemente o cateter direcionador com solução salina.
2. Com uma técnica estéril, abra a bolsa com cuidado e retire o suporte do microcateter da embalagem.
3. Conecte uma seringa cheia com solução salina heparinizada ou água estéril à conexão com trava luer-lock do suporte do microcateter.
4. Injeite solução suficiente para molhar toda a superfície do microcateter. Isso ativará o revestimento hidrofílico na superfície do microcateter.
5. **NOTA:** As etapas 5 e 6 são para cateteres com ponta de 45° ou em forma de pescoço de cisne.
5. Remova a cobertura protetora da ponta do microcateter.



6. Remova a sonda de retenção da ponta do cateter.

**AVISO:** Não remover a sonda antes de remover o microcateter do suporte do microcateter pode danificar o cateter.



7. Conecte uma seringa cheia com solução salina heparinizada ou água estéril ao conector do microcateter.
8. Injeite solução suficiente para retirar o ar que houver no interior do microcateter.
9. Remova o microcateter do suporte do microcateter.
- NOTA:** A superfície do microcateter poderá ficar seca após a remoção do suporte do microcateter. Umedecimento adicional com solução salina heparinizada ou água estéril recuperará o efeito hidrofílico.
10. Após a remoção do microcateter do suporte do microcateter, inspecione-o para verificar a ausência de danos antes da inserção.
11. Se desejar, conecte uma segunda válvula de hemostasia com o adaptador de braço lateral ao microcateter e lave com solução salina heparinizada ou água estéril para retirar o ar.
12. Insira o fio-guia cuidadosamente no microcateter e feche completamente a válvula (se utilizada) em torno do fio-guia.
13. Introduza o conjunto de microcateter e fio-guia no cateter direcionador através da válvula de hemostasia (se utilizada). Se for utilizada uma válvula hemostática giratória, aperte a válvula em torno do microcateter para impedir o refluxo, mas de modo a permitir algum movimento do microcateter através da válvula.
14. Utilizando fluoroscopia, introduza o conjunto de microcateter e fio-guia no sistema vascular, certificando-se de que o fio-guia esteja sempre à frente do microcateter. Avance o fio-guia e o microcateter até um local selecionado no sistema vascular, alternando entre avanço do fio-guia e depois levando o microcateter sobre o fio-guia. **Nota:** Para facilitar o manuseio do microcateter, a porção proximal do microcateter não é revestida para garantir que possa ser segurada sem deslizar.
15. O posicionamento final é feito através de pequenos avanços do fio-guia e do microcateter até que a posição desejada seja atingida e depois confirmada por visualização fluoroscópica.
16. Monitore a colocação do microcateter, bem como sua posição durante o uso.
17. Para infundir, remova completamente o fio-guia do microcateter. Conecte uma seringa com o agente a ser infundido ao Luer do microcateter e faça a infusão conforme necessário.

#### INSTRUÇÕES PARA USO DE INJETORES AUTOMATIZADOS COM O MICROCATETER

Um injetor automatizado pode ser usado para infundir um meio de contraste através do microcateter. Observe as advertências e precauções delineadas acima. A taxa de fluxo depende de fatores como viscosidade do meio de contraste (que varia com o tipo e a temperatura do meio), modelo e configuração do injetor automatizado e forma como o injetor é conectado ao microcateter. Os valores de taxa de fluxo observados indicados abaixo são apenas para referência.

Tabela 2: Taxas de fluxo

Haste/ ponta do micro- cateter Merit Pursue	Comprimento utilizável (cm)	Meios de contraste	Teor de iodo (mg/ml)	Viscosidade (cP) a 37°C	Condições de configuração de fluxo MEDRAD com aumento linear a 0,3 s		Forneci- mento real de contraste em ml/s com configuração de pressão de segurança de:	Volume do espaço morto (Carregamento) (ml)
					Taxa de fluxo (ml/s)	Volume (ml)		
2,8F/1,7F	110	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
2,9F/2,0F	110	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### DADOS DE REFERÊNCIA

1. Injetor usado: MEDRAD MARK V
2. Temperatura do meio de contraste: 37°C
3. Monitor de pressão de injeção / configuração de limite: 5515 kPa (800 psi)
4. Escala de fluxo: ml/s
5. Aumento linear em segundos: 0,3 s

Símbolo	Designação
Rx Only	Atenção: Leis federais dos EUA determinam que este dispositivo só pode ser vendido por médicos ou sob prescrição médica.
!	Atenção: Consulte os documentos anexos. Leia as instruções antes do uso.
(X)	Não use se a embalagem estiver danificada
X	Não pirogênico
MAX GUIDE WIRE	Diâmetro máximo do fio-guia
▲	Pressão máxima
STERILE EO	Esterilizado com óxido de etileno
■	Marcador radiopaco

**Microkatheter****GEBRUIKSINSTRUCTIES****BESCHRIJVING**

De Merit Pursue™-microkatheter is een microkatheter met een flexibel distaal deel. Er is een hydrofiele laag aangebracht op de distale 80 cm van het buitenoppervlak. Er bevindt zich op ongeveer 0,6 mm proximaal van de microkathetertip een radiopake markeerter vergemakkelijking van fluoroscopische beeldvorming. Het proximale uiteinde van de microkatheter bevat een standaard Luer-adapter voor het aansluiten van accessoires.

Dit kan worden verpakt met de volgende onderdelen:

- Tip-ontkruller
- Injectiespuit met mannelijke Luer-vergrendeling

**INDICATIES VOOR GEBRUIK**

De microkatheter is bedoeld voor algemeen intravasculair gebruik, inclusief perifere en coronaire vasculatuur. Zodra toegang tot de subselectieve regio is verkregen, kan de microkatheter worden gebruikt voor de gecontroleerde en selectieve infusie in bloedvaten van diagnostische, embolisatie- of therapeutische materialen.

Gebruik de katheter in geen geval in cerebrale bloedvaten.

**CONTRA-INDICATIES**

Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het gebruik van dit product.

**WAARSCHUWINGEN**

1. Het instrument is uitsluitend bedoeld voor gebruik door artsen die zijn getraind in percutane intravasculaire technieken en ingrepen.
2. Het instrument is steriel zolang de verpakking niet geopend of beschadigd is.
3. Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt. Niet hergebruiken, recycleren of opnieuw steriliseren. Hergebruiken, recycleren of opnieuw steriliseren kan de structurele integriteit van het instrument in gevaar brengen en/of tot ontregeling van het instrument leiden, wat op zijn beurt kan resulteren in letsel, ziekte of dood van de patiënt. Hergebruiken, recycleren of opnieuw steriliseren kan ook het risico inhouden dat het instrument verontreinigd raakt en/of dat patiëntbesmetting of kruisbesmetting ontstaat, inclusief maar niet beperkt tot de overdracht van besmettelijke ziekte(s) van de ene patiënt naar de andere. Verontreiniging van het instrument kan leiden tot letsel, ziekte of de dood van de patiënt.
4. Na gebruik dient u product en verpakking af te voeren volgens het beleid van het ziekenhuis, administratief beleid en/of het beleid van de plaatselijke overheid.
5. Er dient geen gebruik te worden gemaakt van een power injector om stoffen te infuseren, tenzij het om contrastmedia gaat, aangezien de microkatheter anders verstoppt kan raken. De veiligheidsinstelling voor de injectiedruk mag niet hoger zijn dan de maximale dynamische injectiedruk van 5515 kPa (800 psi). Een hogere injectiedruk dan de maximale injectiedruk kan ertoe leiden dat de microkatheter scheurt, wat tot letsel bij de patiënt kan leiden. Als de doorstroom door de microkatheter belemmerd raakt, dient u niet te proberen het lumen van de microkatheter vrij te maken door middel van infusie. Identificeer de reden van de blokkering en verhelp deze of vervang de microkatheter door een nieuwe microkatheter voordat u de infusie hervat. (Zie gebruiksinstuucties voor power injectors)
6. Zorg ervoor dat de geleidingskatheter niet uit het bloedvat glipt. Als de geleidingskatheter het bloedvat verlaat wanneer de microkatheter en/of de geleidingsdraad worden verplaatst, kan dit resulteren in schade aan het microkathetersysteem.
7. Als de microkatheter verder wordt ingebracht dan het einde van de geleidingsdraad, kan dit in vaattrauma resulteren.
8. Er dient passende anticoagulatietherapie te worden toegepast met het oog op de conditie van de patiënt. Pre-klinische tests tonen variabele hoeveelheden trombusvorming op het oppervlak van het instrument indien geen anticoagulatie wordt gebruikt.

**VOORZORGSMATREGELEN**

1. **Rx Only** Let op: Onder de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit instrument alleen worden verkocht op voorschrijf van een arts.
2. Ga voor gebruik na of het embolisiemiddel compatibel is met de microkatheter.
3. Bewaak altijd de infusiesnelheid wanneer u de microkatheter gebruikt
4. Wanneer u contrastmiddel injecteert voor angiografie, dient u te controleren of de microkatheter geen kink heeft of geoccludeerd is.
5. De microkatheter is voorzien van een gladde hydrofiele deklaag aan de buitenkant van de katheter. Deze moet voor verwijdering uit zijn draagtas en tijdens de feitelijke ingreep gehydrateerd worden gehouden om glibberig te blijven. Dit kan worden bereikt door de Y-aansluiting aan een doorlopend infuus met zoutoplossing aan te sluiten.
6. Voordat de ingreep wordt gestart, moet alle apparatuur die voor deze ingreep gaat worden gebruikt, zorgvuldig worden onderzocht om te controleren of deze goed werkt en intact is.
7. Inspecteer de microkatheter voordat u deze gebruikt om buigingen of knikken. Schade aan de microkatheter vermindert de gewenste prestatiekenmerken.
8. Wees voorzichtig bij het hanteren van de microkatheter tijdens een ingreep om het risico van onvoorziene breuk, buigingen of knikken te verminderen.

9. Wanneer de microkatheter zich in het lichaam bevindt, mag deze alleen worden verplaatst onder fluorescopicie. Verplaats de microkatheter alleen als u kunt observeren hoe de kathetertip hierop reageert.

10. Vervang microkatheters regelmatig tijdens langdurige ingrepen waarbij uitgebreide manipulatie of het uitwisselen van meerdere geleidingsdraden nodig is.

11. Intravasculaire instrumenten mogen nooit worden ingebracht of teruggetrokken als er weerstand is, totdat de oorzaak van de weerstand onder fluorescopicie is bepaald. Verplaatsing van de microkatheter of geleidingsdraad als er weerstand is, kan resulteren in scheiding van de microkatheter- of geleidingsdraadtip, schade aan de microkatheter of perforatie van het bloedvat.

12. Aangezien de microkatheter kan worden ingebracht in nauwe subselectieve vasculatuur, dient u zich er herhaaldelijk van te verzekeren dat de microkatheter niet zover is ingebracht dat die problemen oplevert bij de verwijdering.

13. Excessief vastzetten van een hemostaseklep op de schede van de microkatheter kan resulteren in schade aan de katheter.

14. Lees de gebruiksinstuucties van de fabrikant van de diagnostische, embolisatie- of therapeutische middelen die u met deze microkatheter wilt gebruiken en houd u hieraan.

15. Gebruik het instrument voordat de uiterste gebruiksdatum is verstreken.

16. Sla het instrument op bij een gecontroleerde kamertemperatuur.

17. Verwijder de stilet uit de katheter voordat u de katheter uit de spiraalhouder verwijdert.

18. Accuratesse van de injectiespuit is +/- 5%.

**MOGELIJKE COMPLICATIES**

De mogelijke complicaties zijn onder meer (in alfabetische volgorde):

- Complicaties op de toegangslocatie
- Allergische reactie
- Dood
- Dissectie
- Embolie
- Vreemd voorwerp in patiënt
- Bloeding
- Infectie
- Ontstekingsreactie
- Ischemie
- Pijn en gevoelighed
- Perforatie
- Trombusvorming
- Vasoconstrictie
- Vasospasme

**Tabel 1: Compatibiliteitsinformatie Merit Pursue**

OD (buitendiameter) microkatheter	ID (binnendiameter) microkatheter	Maximum OD geleidingsdraad	Minimale ID geleidingskatheter
Ch 2,8 Ch 1,7	0,40 mm	0,36 mm	1,02 mm
Ch 2,9 Ch 2,0	0,50 mm	0,46 mm	1,07 mm
<b>Embolisatiemiddelen</b>			
OD (buitendiameter) microkatheter	Partikels	Sferisch	Maximumgrootte rol
Ch 2,8 Ch 1,7	≤ 500 µm emboli	≤ 500 µm microspheren	0,36 mm
Ch 2,9 Ch 2,0	≤ 710 µm emboli	≤ 700 µm microspheren	0,46 mm
<b>Chemisch</b>			
Cisplatin	Cyaanacrylaat	DMSO (Dimethylsulfoxide)	Doxorubicine
Ethanol	Irinotecan	Lipiodol	


**GEBRUIKSINSTRUCTIES**

**OPMERKING:** Wij bevelen aan de microkatheter samen met een geleidingskatheter te gebruiken.

1. Plaats de toepasselijke geleidingskatheter met de standaardtechniek. U kunt een roterende hemostaseklep op de Luer-adapter van de geleidingskatheter aansluiten om de geleidingskatheter voortdurend met zoutoplossing te spoelen.
2. Gebruik steriele techniek om de zak zorgvuldig te openen en verwijder de microkatheterhouder uit de verpakking.
3. Sluit een injectiespuit, gevuld met gehepariniseerde zoutoplossing of steriel water, aan op de Luer-vergrendelingsaansluiting van de microkatheter-houder.
4. Injecteer voldoende oplossing om het volledige oppervlak van de microkatheter te bevochtigen. Hierdoor activeert u de hydrofiele laag die zich op het oppervlak van de microkatheter bevindt.


**OPMERKING:** Stappen 5 en 6 gelden voor katheters met een hoek van 45° en katheters met een zwanenhals.

5. Verwijder de beschermende bedekking van de tip van de microkatheter.



6. Verwijder de tipretentiestiellet van de katheter.

**WAARSCHUWING:** Als u de stiel niet verwijdert voordat u de microkatheter uit dehouder haalt, kan de katheter beschadigd raken.



7. Sluit een injectiespuit, gevuld met gehepariniseerde zoutoplossing of steriel water, aan op het basisstuk van de microkatheter.
8. Injecteer voldoende oplossing om eventuele lucht uit de microkatheter te verwijderen.
9. Verwijder de microkatheter uit zijnhouder.
- OPMERKING:** Het oppervlak van de microkatheter kan droog worden nadat deze uit de microkatheterhouder wordt verwijderd. Extra bevochtiging met gehepariniseerde zoutoplossing of steriel water vernieuwt het hydrofiele effect.
10. Inspecteer de microkatheter wanneer u deze uit dehouder verwijdert om te controleren dat er geen schade is voordat u deze katheter inbrengt.
11. Bevestig indien gewenst een tweede hemostaseklep met zijarmadapter, spoel deze uit met gehepariniseerde zoutoplossing of steriel water om eventuele lucht te verwijderen.
12. Breng voorzichtig een geleidingsdraad in de microkatheter en sluit de klep (indien gebruikt) rond de geleidingsdraad.
13. Introduceer de microkatheter en geleidingsdraad in de geleidingskatheter via de hemostaseklep (indien deze wordt gebruikt). Als u een roterende hemostaseklep gebruikt, dient u de klep rond de microkatheter genoeg aan te draaien om terugstroom te voorkomen, terwijl enige beweging via de klep mogelijk blijft voor de microkatheter.
14. Introduceer de microkatheter en geleidingsdraad in het vasculaire systeem onder fluorescopie. Zorg er hierbij voor dat de geleidingsdraad altijd voorafgaat aan de microkatheter. Breng de geleidingsdraad en microkatheter naar een geselecteerde vasculaire locatie door afwisselend de geleidingsdraad verder in te brengen en dan de microkatheter over de geleidingsdraad te laten volgen. **Opmerking:** Ter vergemakkelijking van het hanteren van de microkatheter, is het proximale deel van de microkatheter niet van een coating voorzien, zodat u een niet-glibberige greep hebt.
15. De uiteindelijke plaatsing wordt bereikt door korte voorwaartse verplaatsingen van de geleidingsdraad en microkatheter tot de gewenste positie is bereikt en vervolgens via fluorescopische visualisatie is bevestigd.
16. Zorg ervoor dat u de plaatsing en positionering van de microkatheter bewaakt zolang u deze gebruikt.
17. Verwijder de geleidingsdraad uit de microkatheter volledig als u wilt infuseren. Sluit een injectiespuit met infususvloeistof aan op de Luer van de microkatheter en infuseer naar behoeftte.

#### INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN EEN POWER INJECTOR MET DE MICRKATHETER

U kunt een power injector gebruiken om een contrastmedium via de microkatheter te infuseren. Houd u hierbij aan de hiervoor gegeven waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. De doorstroomsnelheid is afhankelijk van factoren als de viscositeit van het contrastmedium - iets wat varieert met het type en de temperatuur van het medium - het model en de instellingen van de power injector en hoe de injector op de microkatheter is aangesloten. De geobserveerde doorstroomsnelheden die hieronder worden aangegeven, zijn uitsluitend ter referentie bedoeld.

Tabel 2: Doorstroomsnelheden

Grootte schede/tip Merit Pursue Micro-katheter	Bruikbare lengte (cm)	Contra-stmedia	Jodiumgehalte (mg/ml)	Visco-siteit (cP) bij 37°C	Condities doorstroombinstelling MEDRAD @ 0,3 Sec met lineaire toename		Feitelijke toever voor contrast ml/sec met veiligheidsdruk-instelling uit:	Dood volume (vulvolume) (ml)
					Doorstroomsnelheid (ml/sec)	Volume (ml)		
Ch 2,8 / Ch 1,7	110	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
Ch 2,9 / Ch 2,0	110	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### REFERENTIEGEGEVENS

1. Gebruikte injector: MEDRAD MARK V
2. Temperatuur contrastmedia: 37°C
3. Injectiedrukbewaking / limietinstelling: 5515 kPa (800 psi)
4. Doorstroomschaal: ml/sec
5. Seconden lineaire toename: 0,3 sec.

Symbol	Betekenis
<b>Rx Only</b>	Let op: Onder de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit instrument alleen worden verkocht op voorschrijf van een arts.
!	Let op: Raadpleeg de begeleidende documentatie. Lees de instructies voor gebruik.
(X)	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
X	Niet-pyrogeen
MAX GUIDE WIRE	Maximumdiameter geleidingsdraad
↑↑↑	Maximale druk
STERILE EO	Gesteriliseerd met ethylenoxide
■	Radiopake markering

## Mikrokateter

### BRUKSANVISNING

#### BESKRIVNING

Merit Pursue™ mikrokateter är en mikrokateter med en flexibel distal region. En hydrofil beläggning appliceras på den distala ytan på 80 cm. En radiopak markör är belägen ca 0,6 mm proximalt i förhållande till mikrokateterspetsen för att underlättा fluoroskopisk visualisering. Den proximala änden av mikrokatetern innehåller en standard lueradapter för fastsättning av tillbehör.

Dessa kan paketeras med följande komponenter:

- Spetsuträte
- Hanluerlåssprutor

#### INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Mikrokatetern är avsedd för allmän intravaskulär användning, inklusive för perifera kärl och kranskärl. När den underselektiva regionen har kommits åt, kan mikrokatetern användas för kontrollerad och selektiv infusion av diagnostiska, emboliska, eller terapeutiska material i kärl.

Katatern bör inte användas i cerebraла kärl.

#### KONTRAINDIKATIONER

Det finns inga kända kontraindikationer vid användning av denna produkt.

#### VARNINGAR

1. Denna enhet är avsedd att endast användas av läkare som utbildats i perkutana intravaskulära tekniker och procedurer.
2. Innehållet är sterilt vid öppnad och oskadad förpackning.
3. Enbart avsedd för användning på en enda patient. Får ej återanvändas, ombearbetas eller omsteriliseras. Återanvändning, ombearbetning eller omsterilisering kan skada enhetens strukturella integritet och/eller leda till fel på anordningen, vilket i sin tur kan leda till att patienten skadas, insjuknar eller avlidet. Återanvändning, ombearbetning eller omsterilisering kan också skapa en risk för att anordningen kontamineras och/eller orsaka patientinfektion eller korsinfektioner, inklusive, men inte begränsat till, överföring av smittsamma sjukdomar från en patient till en annan. Kontaminering av enheten kan leda till att patienten skadas, insjuknar eller avlidet.
4. Efter användning, kassera produkten och förpackningen i enlighet med sjukhusföreskrifter, administrativa riktlinjer och/eller lokalt rådande regler.
5. Använd inte en ströminjektor för att införa annat än kontrastmedel, eftersom mikrokatetern kan blockeras. Säkerhetsinställningen för insprutningstrycket får inte överstiga det maximala dynamiska insprutningstrycket på 5515 kPa (800 psi). Om insprutningstrycket överskrider maximal nivå kan detta orsaka bristning hos mikrokatetern, vilket kan orsaka patientskador. Om flödet genom mikrokatetern blir begränsat, försök inte att rensa mikrokateterns lumen genom infusion. Identifiera och lös orsaken till blockeringen eller ersätt mikrokatetern med en ny mikrokateter innan infusionen återupptas. (Se instruktioner för användning av en ströminjektor)
6. Se till att styrkatatern inte glider ut ur kärllet. Om styrkatatern lämnar kärllet när mikrokatetern och/eller styrträden flyttas, kan det leda till skador på mikrokatetersystemet.
7. Frammatning av mikrokatetern bortom slutet av styrträden kan leda till kärltrauma.
8. Lämplig antikoagulationsbehandling bör ges med beaktande av patientens tillstånd. Prekliniska tester visar varierande mängder blodproppsbildning på anordningens yta i brist på antikoaguleringsmedel.

#### FÖRSIKTIGHETSÄTGÄRDER

1. **Rx Only** Försiktighet: Federala lagar (USA) begränsar försäljningen av denna enhet till att säljas av eller på order av en läkare.
2. Säkerställ embolisk materialkompatibilitet med mikrokatetern före användning.
3. Övervaka alltid infusionshastigheter vid användning av mikrokatetern.
4. Vid injektion av kontrast för angiografi, se till att mikrokatetern inte är böjd eller tillvänt.
5. Mikrokatetern har en hydrofil smörjbeläggning på utsidan av mikrokatetern. Den måste hållas hydrerad före avlägsnande från dess bärare och under själva proceduren för att bibehålla smörjningen. Detta kan åstadkommas genom att fästa Y-kontakten till ett kontinuerligt koksaltlösningsdropp.
6. Före en procedur, ska all utrustning som ska användas för förfarandet undersökas noggrant för att verifiera funktion och integritet.
7. Inspektera mikrokatetern före användning för att detektera eventuella böjningar eller veck. Alla skador på mikrokatetern kan minska de önskade prestandaegenskaperna.
8. Var försiktig vid hantering av mikrokatetern under ett förfarande för att minska risken för oavsiktliga brott, böjningar eller trassel.
9. När mikrokatetern är i kroppen, bör den manipuleras endast under genomlysning. Försök inte att flytta mikrokatetern utan att iakta den resulterande spetsens respons.
10. Byt ut mikrokatetrar ofta under långa procedurer som kräver omfattande manipulation eller flera styrträdsutbyten.

11. Mata aldrig fram eller dra tillbaka en intravaskulär anordning mot motstånd tills orsaken till motståndet bestäms av genomlysning. Rörelse av mikrokatetern eller styrträden mot motstånd kan resultera i separation av mikrokatetern eller styrträdens spets, skador på mikrokatetern, eller kärlperforering.
12. Eftersom mikrokatetern kan föras in i smala underselektiva kärl, säkerställ upprepade gånger att mikrokatetern inte har matats fram så långt att det skapar problem när man ska avlägsna den.
13. Överdriven åtdragning av en hemostasventil på mikrokateters skaft kan leda till skador på katetern.
14. Läs och följ tillverkarens IFU för diagnostik, emboli, eller terapeutiska medel som ska användas med denna mikrokateter.
15. Använd före datumet för sista användning.
16. Förvaras i kontrollerad rumstemperatur.
17. Avlägsna styletten från katetern innan du avlägsnar katetern från spiralhållaren.
18. Sprutans exakthet är +/- 5 %.

#### MÖJLIGA KOMPLIKATIONER

Möjliga komplikationer (alfabetisk ordning) inkluderar, men är inte begränsade till:

- Komplikationer på åtkomststället
- Allergisk reaktion
- Dödsfall
- Dissektion
- Blodprop
- Emboli
- Blödning
- Infektion
- Inflammatorisk reaktion
- Ischemi
- Smärta och ömhet
- Perforering
- Blodproppsbildning
- Kärlsammandragning
- Kärlspasmus


**Tabell 1: Kompatibilitetsinformation för Merit Pursue**

Mikrokateters YD	Mikrokateters ID	Maximal styrträd OD	Minsta ID för styrkateter
2,8F / 1,7F	0,016" (0,40 mm)	0,014" (0,36 mm)	0,040" (1,02 mm)
2,9F / 2,0F	0,020" (0,50 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,042" (1,07 mm)
<b>Embolii</b>			
Mikrokateters YD	Partiklar	Sfärisk	Maximal spolstorlek
2,8F / 1,7F	≤ 500 µm Emboli	≤ 500 µm Mikrosäfer	0,014" (0,36 mm)
2,9F / 2,0F	≤ 710 µm Emboli	≤ 700 µm Mikrosäfer	0,018" (0,46 mm)
<b>Kemiskt</b>			
Cisplatin	Cyanoakrylat	DMSO (Dimetylulföxit)	Doxorubicin
Etanol	Irinotecan	Lipiodol	

#### ANVÄNDARINSTRUKTIONER


**OBS!** Det rekommenderas att mikrokatetern används med en styrkateter.

1. Placer en lämplig styrkateter med användning av standardteknik. En roterande hemostasventil kan vara ansluten till styrkatetterns lueradapter för att kontinuerligt spola styrkatetern med koksaltlösning.
2. Medan användning av steril teknik, öppna försiktigt påsen och ta bort mikrokateterhållaren från förpackningen.
3. Anslut en spruta fylld med hepariniserad koksaltlösning eller steril vatten till luerläsbeslaget hos mikrokateterhållaren.
4. Injicera tillräckligt med lösning för att väta mikrokateterns yta fullständigt. Detta aktiverar den hydrofila beläggningen på mikrokateterns yta.
5. Avlägsna skyddet som täcker mikrokateterns spets.



6. Avlägsna spetshållarstyletten från katatern.

**VARNING:** Om du inte avlägsnar styletten innan du avlägsnar mikrokatatern från mikrokaterhållaren kan du skada katatern.



7. Anslut en spruta fylld med hepariniserad koksaltlösning eller sterilt vatten till mikrokataterns hubb.

8. Injicera tillräckligt med lösning för att rensa insidan av mikrokatatern på eventuell luft.

9. Avlägsna mikrokatatern från mikrokaterhållaren.

**OBS!** Ytan på mikrokatatern kan bli torr efter avlägsnande från mikrokaterhållaren. Ytterligare vätsning med hepariniserad koksaltlösning eller sterilt vatten leder till att den hydrofila effekten förrnas.

10. Vid avlägsnande av mikrokatatern från mikrokaterhållaren, inspektera mikrokatatern för att kontrollera att det inte finns några skador före införandet.

11. Om så önskas kan du ansluta en andra hemostasventil med sidoarmadapter anslutas till mikrokatatern, och sedan spola med hepariniserad koksaltlösning eller sterilt vatten för att avlägsna eventuell luft.

12. För försiktig in i styrträden i mikrokatatern och stäng ventilen fullständigt runt styrträden.

13. För in mikrokater- och styrträdsaggregatet in i styrkatatern via hemostasventilen (om den används). Om en roterande hemostasventil används, dra åt ventilen runt mikrokatatern för att förhindra bakflöde, men tillåt mikrokatatern att röra sig något genom ventilen.

14. Med användning av fluoroskop, för in mikrokater- och styrträdsaggregatet in i det vaskulära systemet, och se till att guideträden alltid befinner sig längre fram än mikrokatatern. Mata in styrträden och mikrokatatern till ett valt vaskulärt ställe genom att ibland mata in styrträden och ibland spåra mikrokatatern över styrträden.

**Notera:** För att underlätta hantering av mikrokatatern, är proximala delen av mikrokatatern obelagd för att säkerställa ett halkfritt grepp.

15. Slutlig positionering åstadkoms genom korta inmatningar av styrträden och mikrokatatern tills önskad position har uppnåtts och bekräftas sedan genom fluoroskopisk visualisering.

16. Övervaka mikrokataterns placering och position under användning.

17. För att genomföra infusion, avlägsna styrträden från mikrokatatern fullständigt. Anslut en spruta med infusat till mikrokataterns luer, och genomför infusionen enligt behov.

#### INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV EN STRÖMINJEKTOR MED MIKROKATERN

En ströminjektor kan användas för att föra in kontrastmedel genom mikrokatatern. Uppmärksamma varningarna och försiktighetsåtgärderna ovan. Flödeshastigheten beror på sådana faktorer som viskositeten hos kontrastmediet, som varierar med mediets typ och temperatur, ströminjektorns modell och inställningar, och hur injektorn är ansluten till mikrokatatern. De observerade flödeshastighetsvärdena som anges nedan är endast för referens.

Tabell 2: Flödeshastigheter

Merit Pursue Mikrokaterstörlek Skaft/Spets	Användbar längd (cm)	Kontrast-medel	Jodhalt (mg / ml)	Visko-sitet (cP) vid 37 °C	MEDRAD Flödesinställningsförhållanden med linjär ökning vid 0,3 sek		Faktisk leverans av kontrast-medel, ml/sek, med en säkerhetstryckinställning på:	Dött utrymme (grundvolym) (ml)
					Flödes-hastighet (ml/sek)	Volym (ml)		
2,8F/1,7F	110	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
2,9F/2,0F	110	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### REFERENSDATA

- Använt injektor: MEDRAD MARK V
- Kontrastmediets temperatur: 37 °C
- Infektionsstrycksövervakning/begränsningsinställning: 5515 kPa (800 psi)
- Flödeskala: ml/sek
- Linjär ökning i sekunder: 0,3 sek.

Symbol	Beteckning
<b>Rx Only</b>	Försiktighet: Federala lagar (USA) begränsar försäljningen av denna enhet till att säljas av eller på order av en läkare.
!	Försiktighet: Konsultera medföljande dokument. Läs instruktionerna före användning.
( )	Använd ej om förpackningen har skadats.
X	Icke-pyrogen.
MAX GUIDE WIRE	Maximal styrträdsdiameter
+	Maximalt tryck
STERILE EO	Steriliseras med etylenoxid
	Radiopak markör

## BRUGSANVISNING

## BESKRIVELSE

Merit Pursue™ Mikrokateteret er et mikrokateter med et fleksibelt distalt område. En hydrofil belægning påføres den distale 80 cm udvendige overflade. En radiopak markør ligger omrent 0,6 mm proksimal med mikrokateterispidsen for at lette fluoroskopisk visualisering. Den proksimale ende af mikrokateteret inkorporerer et standard luer-adapter til fastgørelse af tilbehør.

Disse kan være pakket med følgende komponenter:

- Spids-former til at gøre den lige
- Han-luer-låsesprøjter

## INDIKATIONER FOR BRUG

Mikrokateteret er beregnet til almindelig intravaskulær anvendelse, herunder perifer og koronar vaskulatur. Når den sub-selektive region er blevet tilgået, kan mikrokateteret anvendes til kontrolleret og selektiv infusion af diagnostiske, emboliske eller terapeutiske materialer i kar.

Mikrokateteret bør ikke anvendes i de cerebrale kar.

## KONTRAINDIKATIONER

Der findes ingen kendte kontraindikationer med brugen af dette produkt.

## ADVARSLER

1. Denne anordning er kun beregnet til at blive brugt af læger uddannet i perkutane intravaskulære teknikker og procedurer.
2. Steril, hvis emballagen er uåbnet og ubeskadiget.
3. Til brug på én patient. Må ikke genbruges, genbehandles eller gensteriliseres. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan kompromittere enhedens strukturelle integritet og/eller føre til enhedsfejl, som til gengæld kan resultere i patientskade, -sygdom eller -død. Genbrug, genbehandling eller gensterilisering kan også skabe en risiko for kontaminering af enheden og/eller forårsage infektion eller krydsinfektion hos patienten, herunder, men ikke begrænset til, overførel af smitsomme sygdomme fra patient til patient. Kontaminering af enheden kan medføre patientskade, -sygdom eller -død.
4. Efter brug bortsaffes produktet og emballagen i overensstemmelse med hospitalets, administrative og/eller lokale politikker.
5. Brug ikke en magtinfektor til at indgyde andet end kontrastmidler, da mikrokateteret kan blive blokeret. Sikkerhedsgrænsen for injektionstrykket må ikke overskride det maksimale dynamiske injektionstryk på 5515 kPa (800psi). Overskridelse af indsprøjtningstrykket ud over det maksimale indsprøjtningstryk kan forårsage brud på mikrokateteret, hvilket kan resultere i patientskade. Hvis strømmingen igennem mikrokateteret bliver begrænset, skal du ikke forsøge at rydde mikrokateterets lumen ved infusion. Identificer og løs årsagen til blokeringen eller udskift mikrokateteret med et nyt mikrokateter, før du genoptager infusionen. (Se Vejledning til brug af en Trykinjektor)
6. Kontroller, at det ledende kateter ikke glider ud af karret. Hvis det ledende kateter bør forlade karret, når mikrokateteret og/eller ledetråden flyttes, kan dette resultere i beskadigelse af mikrokatetersystemet.
7. Fremføring af mikrokateteret ud over enden af ledetråden kan resultere i kartraumer.
8. Antikoagulerende behandling bør gives med hensyn til patientens tilstand. Før-klinisk test viser forskellige niveauer af thrombedannelse på overfladen af apparatet uden antikoagulerende behandling.

## FORHOLDSREGLER

1. **Rx Only** Forsigtig: Ifølge amerikansk (USA) lovgivning må denne enhed kun sælges af eller på ordination af en læge.
2. Sørg for, at det emboliske materiale er kompatibelt med mikrokateteret før anvendelse.
3. Overvåg altid infusionshastigheder ved brug af mikrokateteret.
4. Ved injektionskontrast til angiografi skal du sørge for, at mikrokateteret ikke er bøjet eller okkluderet.
5. Mikrokateteret har en smørende hydrofil belægning på ydersiden af mikrokateteret. Det skal holdes hyderet for fjernelse fra dets bærer og under selve proceduren for at være smørende. Dette kan opnås ved fastgørelse af Y-stikket til et kontinuerligt saltvandsdrop.
6. Forud for en procedure, bør alt udstyr, der skal anvendes til proceduren, undersøges nøje for at verificere korrekt funktion og integritet.
7. Undersøg mikrokateteret før brug for eventuelle bøjninger eller knæk. Enhver skade på mikrokateteret kan ned sætte den ønskede ydeevne.
8. Udvil omhyggeligt håndtering af mikrokateteret under en procedure for at reducere muligheden for utiligtet brud, bøjning eller knæk.
9. Når mikrokateteret er i kroppen, bør det kun manipuleres under fluoroskopi. Forsøg ikke at flytte mikrokateteret uden at observere responsen fra den resulterende spids.
10. Udskift mikrokateteret ofte under langvarige procedurer, der kræver omfattende manipulation eller flere udskiftninger af ledetråde

11. Du må aldrig rykke eller trække en intravaskulær anordning mod modstand, indtil årsagen til modstanden er bestemt ved fluoroskopi. Bevægelse af mikrokateter eller ledetråd ved modstand kan føre til adskillelse af mikrokateteret eller spidsen på ledetråden, skade på mikrokateteret eller perforering af blodårer.
12. Da mikrokateteret kan fremføres i småle, sub-selektive vaskulaturer, bør du gentagne gange sikre, at mikrokateteret ikke er blevet fremført så langt som til at forstyrre dets fjernelse.
13. Overdreven stramning af en hæmostatisk ventil på mikrokateterets aksel kan medføre skade på mikrokateteret.
14. Læs og følg producentens IFU til diagnostiske, emboliske eller terapeutiske midler, der skal bruges med dette mikrokateteret.
15. Brug før "sidste anvendelsesdato".
16. Opbevar ved kontrolleret stuetemperatur.
17. Fjern styletten fra kateteret, inden kateteret fjernes fra spiralholderen.
18. Kanylens nøjagtighed er +/- 5 %.

## MULIGE KOMPLIKATIONER

Mulige komplikationer (i alfabetisk rækkefølge) omfatter, men er ikke begrænsede til:

- Adgangskomplikationer
- Allergisk reaktion
- Død
- Dissektion
- Embolisme
- Fremmedlegeme i patient
- Blødninger
- Infektion
- Inflammatorisk reaktion
- Iskemi
- Smerte og ømhed
- Perforering
- Trombosedannelser
- Vaskokontriktion
- Karspasmer


Tabel 1: Kompatibilitetsoplysninger for Merit Pursue

Mikrokateter OD	Mikrokateter ID	Maks. Ledetråd OD	Minimum Ledende Kateter ID
2,8 F/1,7 F	0,016" (0,40 mm)	0,014" (0,36 mm)	0,040" (1,02 mm)
2,9 F/2,0 F	0,020" (0,50 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,042" (1,07 mm)
<b>Emboliske</b>			
Mikrokateter OD	Partikler	Sfærisk	Maks. spolestørrelse
2,8 F/1,7 F	≤ 500 µm Emboli	≤ 500 µm Mikrosfærer	0,014" (0,36 mm)
2,9 F/2,0 F	≤ 710 µm Blokeringer	≤ 700 µm Mikropartikler	0,018" (0,46 mm)
<b>Kemisk</b>			
Cisplatin	Cyanoakrylat	DMSO (Dimethylsulfoxid)	Doxorubicin
Ethanol	Irinotecan	Lipiodol	

## BRUGSANVISNING


**BEMÆRK:** Det anbefales at mikrokateteret bruges med et ledende kateter.

1. Placer det passende ledende kateter med en standard teknik. En roterende hæmostaseventil kan være forbundet til det ledende kateters luer-adapter til løbende at skylle det ledende kateter med saltvand.
2. Under brug af steril teknik åbner man omhyggeligt posen og fjerner mikrokateterholderen fra emballagen.
3. Monter en steril sprøjte fyldt med hepariniseret saltvandsopløsning eller steril vand til luer-låsen på mikrokateterets holder.
4. Indsprøjts oplosning nok til at befugte mikrokateterets overflade fuldkomment. Dette vil aktivere den hydrofile belægning på mikrokateterets overflade.
5. Fjern beskyttelsesdækslet, der dækker spidsen af mikrokateteret.



6. Fjern spidsstyletten fra kateteret.

**ADVARSEL:** Manglende fjernelse af styletten inden fjernelse af mikrokateteret fra mikrokateterholderen kan beskadige kateteret.



7. Monter en steril sprøjte fyldt med hepariniseret saltvandsopløsning eller sterilt vand til navet på mikrokateteret.

8. Injicer tilstrækkelig oplosning til at rense luften fra indersiden af mikrokateteret.

9. Fjern mikrokateteret fra mikrokateterholderen.

**BEMÆRK:** Overfladen af mikrokateteret kan blive tørt efter fjernelse fra mikrokateterholderen. Yderligere beugtning med hepariniseret saltvand eller sterilt vand vil forny den hydrofile effekt.

10. Efter fjernelse af mikrokateteret fra mikrokateterholderen, skal du inspicere mikrokateteret for at kontrollere, at der ikke er skader forud for indsættelsen.

11. Hvis det ønskes, kan der fastgøres en anden hæmostaseventil med sidearmadapter til mikrokateteret. Skyl med hepariniseret saltvand eller sterilt vand for at rense for luft.

12. Sæt forsigtigt ledetråden ind i mikrokateteret og luk ventilen (hvis den anvendes) helt rundt om ledetråden.

13. Introducer mikrokateteret og ledetråds-montagen i det ledende kateter via hæmostaseventilen (hvis i brug). Hvis en roterende hæmostatisk ventil benyttes, skal du stramme ventilen omkring mikrokateteret for at forhindre tilbagestrømning, men tillade en vis bevægelse igennem ventilen af mikrokateteret.

14. Med fluoroskopি, introducer mikrokateter og ledetråds-montagen i vaskulærsystemet, og sør for at ledetråden altid er foran mikrokateteret. Fremfør ledetråden og mikrokateteret til et udvalgt vaskulær lokation ved skiftevis at fremføre ledetråden og derefter lede mikrokateteret hen langs ledetråden. **Bemærk:** For at lette håndteringen af mikrokateteret er den proksimale del af mikrokateteret ubelagt for at sikre et skridsikkert greb.

15. Den endelige placering opnås ved korte indsættelser af ledetråden og mikrokateteret, indtil den ønskede placering er opnået, og derefter er bekræftet af fluoroskopisk visualisering.

16. Overvåg mikrokateterets placering og position under brug.

17. For at indgyde, fjern ledetråden fra mikrokateteret. Forbind en kanyle med infusionsvæsen til mikrokateterets luer, og indgyd efter behov.

#### VEJLEDNING TIL BRUG AF EN TRYKINJEKTOR MED MIKROKATETERET

En trykinjektor kan anvendes til infusion af et kontrastmiddel igennem mikrokateteret. Lagttag advarslerne og forholdsreglerne, der gives ovenfor. Strømningshastigheden afhænger af sådanne faktorer, som viskositeten af kontrastmidler, som varierer med typen og temperaturen af midlet, modellen og indstillingen af magtinjektoren, og hvordan injektoren er tilsluttet mikrokateteret. De observerede strømningshastigheder angivet nedenfor er kun til reference.

Tabel 2: Strømningshastigheder

Merit Pursue mikrokatetersystem-størrelse for aksel/spids	Brugbar længde (cm)	Kontrast-middel	Jodind-hold (mg/ml)	Visko-sitet (cP) ved 37 °C	MEDRAD strømnings-indstillingsbetingelser med lineær stigning på 0,3 sek.		Faktisk Kontrast-levering ml/sek. med Sikkerheds-trykinstilling på:	Dødt rum (Klargøring) Volumen (ml)
					Strømnings-hastighed (ml/sek.)	Volumen (ml)		
2,8 F/1,7 F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
2,9 F/2,0 F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### REFERENCEDATA

1. Injektor anvendt: MEDRAD MARK V
2. Temperatur i kontrastmiddel: 37 °C
3. Infektionspressostat/-grænse: 5515 kPa (800 psi)
4. Strømningsskala: ml/sek
5. Lineær stigning i sekunder: 0,3 sek.

Symbol	Betydning
Rx Only	Forsiktig: Ifølge amerikansk (USA) lovgivning må denne enhed kun sælges af eller på ordination af en læge.
!	Forsiktig: Læs den medfølgende dokumentation. Læs anvisningerne før anvendelse.
(X)	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
X	Ikke-pyrogen
MAX GUIDE WIRE	Maksimal diameter ledetråd
+	Maksimalt tryk
STERILE EO	Steriliseret med Ethylenoxid
■	Radiopak markør





## Mikrokateter

### KULLANMA TALIMATLARI

#### AÇIKLAMA

Merit Pursue™ Mikrokateter esnek distal bölgesi olan bir mikrokateterdir. Distal 80 cm'lik bölgenin dış yüzeyine hidrofilik bir kaplama uygulanmıştır. Flurokopik görselleştirmeyi kolaylaştırmak için mikrokateter ucunun yaklaşık 0,6 mm proksimalinde radyopak bir işaret bulunur. Mikrokateterin proksimal ucunda aksesuarların takılması için standart bir luer adaptör bulunur.

Bunlar aşağıdaki bileşenlerle ambalajlanabilir:

- Uç düzleştirici
- Erkek Luer kilitli şırınga

#### KULLANIM ENDİKASYONLARI

Mikrokateter, periferik ve koroner vaskülatür dahil genel intravasküler kullanım için endikedir. Alt selektif bölgeye erişim sonrasında mikrokateter tanı amaçlı, embolik veya tedavi amaçlı materyallerin damarlara kontrollü ve selektif infüzyonu için kullanılabilir.

Kateter beyin damarlarında kullanılmamalıdır.

#### KONTRENDİKASYONLAR

Bu ürünün kullanımı ile ilgili bilinen bir kontrendikasyon bulunmamaktır.

#### UYARILAR

1. Bu cihaz sadece perkütan intravasküler teknik ve prosedürlerde eğitimli hekimler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2. Ambalaj açılmamış ve hasar görmemişse sterildir.
3. Yalnızca tek hastada kullanım içindir. Tekrar kullanmayın, tekrar işlemenden geçirmeyin veya tekrar sterilize etmeyin. Tekrar kullanmak, tekrar işlemenden geçirilmek veya tekrar sterilize etmek cihazın yapısal bütünlüğü için tehlike oluşturabilir ve/veya akabide hastanın zarar görmesi, hastaların ölümlüye sonuçlanabilecek şekilde cihazın bozulmasına yol açabilir. Tekrar kullanım, tekrar işlemenden geçirime veya tekrar sterilizasyon ayrıca cihazda kontaminasyon riski oluşturabilir ve/veya enfeksiyöz hastalıkların bir hastadan diğerine bulaştırılması dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere hastada enfeksiyona veya çapraz enfeksiyona neden olabilir. Cihazın kontamine olması hastanın zarar görmesine, hastalanmasına veya ölümüne neden olabilir.
4. Kullanımı sonrasında, ürün ve ambalajını hastane, idari ve/veya yerel yönetim politikalari doğrultusunda imha edin.
5. Mikrokateter tikanabileceği için kontrast madde dışındaki maddelerin infüzyonu için elektrikli enjektör kullanmayın. Enjeksiyon basincının güvenlik ayarı maksimum dinamik enjeksiyon basinci olan 5515 kPa (800 psi) değerini aşmamalıdır. Maksimum enjeksiyon basincının üzerindeki enjeksiyon basinci mikrokateter yırtılmasına neden olarak hastanın yaranmasına sonuçlanabilir. Mikrokateter içindeki akış kısıtlanırsa mikrokateter lümenini infüzyon ile temizlemeye çalışmayın. Infüzyona devam etmeden önce tikanıklığın nedenini belirleyip giderin veya mikrokateteri yeni bir mikrokateter ile değiştirin. (Elektrikli Enjektör Kullanma Talimatlarına Bakın)
6. Kilavuz kateterin damardan dışarı kaymadığından emin olun. Mikrokateter ve/veya kilavuz tel sistemi hareket ettirildiğinde kilavuz kateter damardan çıkarsa, bu durum, mikrokateter sisteminde hasara neden olabilir.
7. Mikrokateterin kilavuz telin ucunun ötesine ilerletilmesi damar travmasına neden olabilir.
8. Hastanın durumu göz önünde bulundurularak uygun antikoagülasyon tedavisi uygulanmalıdır. Klinik öncesi testler, antikoagülasyon olmadığından cihaz yüzeyinde değişken miktarlarda trombus oluşumunu göstermektedir.

#### ÖNLEMLER

1. **Rx Only** Dikkat: Federal (ABD) yasa, bu cihazın yalnızca bir hekime veya hekim siparişiyle satılmasına izin verir.
2. Kullanımdan önce embolik materyalin mikrokateter ile uyumluluğunu kontrol edin.
3. Mikrokateteri kullanırken infüzyon hızlarını daima izleyin.
4. Anjiyografi için kontrast madde enjekte ederken mikrokateterin büükmemiş veya tikanmamış olduğundan emin olun.
5. Mikrokateter, kateterin dışında kaygan bir hidrofilik kaplamaya sahiptir. Kaygan olabilmesi için taşıyıcısından çıkarırken ve prosedür sırasında ıslak tutulmalıdır. Bu, Y konektörü sürekli salın damlalığına bağlanarak sağlanabilir.
6. Bir prosedür öncesinde, prosedür için kullanılacak tüm ekipman doğru çalıştırığının ve bütünlüğün doğrulanması için dikkatle incelenmelidir.
7. Kullanımı öncesinde mikrokateteri tüm eğilme ve büüklemelere karşı inceleyin. Mikrokateterdeki herhangi bir hasar istenen performans özelliklerini azaltabilir.
8. Yanlışlıkla kirılma, eğilme veya büükme olasılığını azaltmak için prosedür sırasında mikrokateteri kullanırken özen gösterin.
9. Mikrokateter vücut içindeyken sadece fluroskopi altında hareket ettirilmelidir. Ortaya çıkan uç tepkisini gözlemeden mikrokateteri hareket ettirmeye çalışmayın.
10. Fazla miktarda hareket veya birden çok kilavuz tel değişimi gerektiren uzun prosedürler sırasında mikrokateterleri sık sık değiştirin.

11. Bir intravasküler cihazı, nedeni fluroskopi altında belirlenenin kadar direnç karşısında asla ilerletmeyin veya geri çekmeyin. Mikrokateterin veya kilavuz telin direnç karşısında hareketi mikrokateter veya kilavuz tel ucunun ayrılmamasına, mikrokateter hasarına veya damar perforasyonuna neden olabilir.
12. Mikrokateter dar alt selektif vaskülatüre ilerletilebileceği için mikrokateterin çkarılmasına engel olacak kadar ilerletilmeliğini sık sık kontrol edin.
13. Hemostatik valfin mikrokateter şaftı üzerine aşırı sıkılması kateter hasarıyla sonuçlanabilir.
14. Bu mikrokateter ile kullanılabilcek tanı amaçlı, embolik veya tedavi amaçlı maddeler için üreticinin Kullanma Talimatlarını okuyun ve bunlara uyun.
15. "Son Kullanma" tarihinden önce kullanın.
16. Kontrollü oda sıcaklığında saklayın.
17. Kateteri spiral tutucudan çıkarmadan önce kateterden stileyi çıkarın.
18. Şırınga doğruluğu +/- %5'tir.

#### OLASI KOMPLİKASYONLAR

Olası komplikasyonlar (alfabetik sıraya) aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Giriş yerinde komplikasyonlar
- Alerjik reaksiyon
- Ölüm
- Diseksiyon
- Emboli
- Hastada yabancı cisim
- Kanama
- Enfeksiyon
- Enflamatuvr reaksiyon
- İskemi
- Ağrı ve hassasiyet
- Perforasyon
- Trombus oluşumu
- Vasokonstriksiyon
- Damar spazmı


**Tabello 1: Merit Pursue Uyumluluk Bilgisi**

Mikrokateter Dış Çapı	Mikrokateter İç Çapı	Maksimum Kilavuz Teli Dış Çapı	Minimum Kilavuz Kateter İç Çapı
2,8F / 1,7F	0,016 inç (0,40 mm)	0,014 inç (0,36 mm)	0,040 inç (1,02 mm)
2,9F / 2,0F	0,020 inç (0,50 mm)	0,018 inç (0,46 mm)	0,042 inç (1,07 mm)
<b>Embolikler</b>			
Mikrokateter Dış Çapı	Partiküler	Küresel	Maksimum Sarmal Boyutu
2,8F / 1,7F	$\leq 500 \mu\text{m}$ Emboli	$\leq 500 \mu\text{m}$ Mikroküre	0,014 inç (0,36 mm)
2,9F / 2,0F	$\leq 710 \mu\text{m}$ Emboli	$\leq 700 \mu\text{m}$ Mikroküre	0,018 inç (0,46 mm)
<b>Kimyasal</b>			
Sisplatin	Siyanoakrilat	DMSO (Dimetil Sülfoksit)	Doksorubisin
Etanol	Irinotekan	Lipiodol	

#### KULLANMA TALIMATLARI


**NOT:** Mikrokateterin, bir kilavuz kateter ile kullanılması önerilir.

1. Standart teknik kullanarak uygun kilavuz kateteri yerleştirin. Kilavuz kateteri sürekli olarak salın ile yıkamak için döner bir hemostaz valfi kilavuz kateter luer adaptörüne bağlanabilir.
2. Steril teknik kullanarak, ambalajı dikkatlice açın ve mikrokateter tutucuya torbadan çıkarın.
3. Heparinize salın solüsyonu veya steril su ile dolu bir şırıngayı mikrokateter tutucunun luer kilit bağlantısına bağlayın.
4. Mikrokateter yüzeyini tamamen ıslatmaya yetecek kadar solüsyon enjekte edin. Bu, mikrokateter yüzeyi üzerindeki hidrofilik kaplamayı etkinleştirecektir.
- NOT:** Adım 5 ve 6, 45° veya Kuğu Boyunu uç şekilli kateterler içindir.
5. Mikrokateterin ucunu kaplayan koruyucu kapağı çıkarın.



6. Kateterden ucu yerinde tutma stilesini çıkarın.

**UYARI:** Mikrokateteri mikrokateter tutucusundan çıkarmadan önce stilenin çıkarılmaması katetere hasar verebilir.



7. Heparinize salın solüsyonunu veya steril su ile dolu bir şırıngayı mikrokateterin göbeğine bağlayın.

8. Mikrokateterin içindeki havayı boşaltmak için yeterli miktarda solüsyon enjekte edin.

9. Mikrokateteri mikrokateter tutucudan çıkarın.

**NOT:** Mikrokateterin yüzeyi, mikrokateter tutucudan çıkarıldıkten sonra kuruyabilir. Hepariniz salın veya steril su ile daha fazla ıslatma hidrofilik etkiye yenileyecektir.

10. Mikrokateteri mikrokateter tutucudan çıkarıldıkten sonra insersyon öncesinde mikrokateteri inceleyerek hiçbir hasar olmadığını doğrulayın.

11. İsteniyorsa, mikrokatetere yan kol adaptörü ile ikinci bir hemostaz valfi takın, varsa havayı heparinize salın veya steril su ile yıkayın.

12. Kılavuz teli dikkatli bir şekilde mikrokateterin içine sokun ve kılavuz tel etrafında valfi (kullanılmışsa) tamamen kapatın.

13. Mikrokateter ve kılavuz tel düzeneğini, hemostaz valfi (kullanılıyorsa) üzerinden kılavuz kateter içine yerleştirin. Döner hemostatik valf kullanılıyorsa, geri akmayı engellemek için valfi mikrokateter etrafında sıkın, ancak mikrokateterin valf içinde bir miktar hareketine izin verin.

14. Floroskopi kullanarak ve kılavuz telin daima mikrokateterin önünde olduğunu kontrol ederek mikrokateter ve kılavuz tel düzeneğini vasküler sisteme yerleştirin. Dönüşümlü olarak kılavuz teli ilerletip mikrokateteri kılavuz tel üzerinde yürütterek kılavuz teli ve mikrokateteri seçilen vasküler bölgeye ilerletin. **Not:** Mikrokateter kullanımını kolaylaştırmak amacıyla mikrokateterin proksimal kısmı kaymadan tutulmasını sağlayacak şekilde kaplamasıızdır.

15. Nihai konumlandırma kılavuz tel ve mikrokateterin istenen konum elde edilene kadar kisa ilerlemeleri ile elde edilir, ardından floroskopik görüntüleme ile doğrulanır.

16. Mikrokateterin yerleşimini ve kullanım sırasında konumunu izleyin.

17. İnfüzyon yapmak için, kılavuz teli mikrokateterden tamamen çıkarın. İnfüzyat içeren bir şırıngayı mikrokateter luerine bağlayın ve gerektiği şekilde infüzyon yapın.

#### MİKROKATETER İLE ELEKTRİKLİ ENJEKTÖR KULLANMA TALİMATLARI:

Mikrokateter içinden kontrast madde infüzyonu yapmak için elektrikli bir enjektör kullanılabilir. Yukarıdaki uyarı ve önlemlere uyun. Akış hızı, kontrast maddenin türü ve sıcaklığı ile değişen viskozitesi, elektrikli enjektörün modeli ve ayarı ile enjektörün mikrokateterde nasıl bağlandığına bağlıdır. Aşağıda belirtilen gözlenen akış hızı değerleri sadece referans içindir.

Tablo 2: Akış Hızları

Merit Pursue Mikro-kateter Boyutu / Uç Şaft/Uç	Kullanılabilir Uzunluk (cm)	Kontrast Madde	İyot İçeriği (mg/ml)	Viskozite (cP), 37°C'de	MEDRAD Akış Ayarı Koşulları, @ 0,3 Sn Doğrusal Artış ile		Gerçek Kontrast Madde İletimi ml/sn, aşağıdaki Güvenlik Basınç Ayarı ile:	Ölü Hacim (Hazırlama) Hacim (ml)
					Akış Hızı (ml/sn)	Hacim (ml)		
2,8F / 1,7F	110	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
2,9F / 2,0F	110	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (Iopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### REFERANS VERİLERİ

- Kullanılan enjektör: MEDRAD MARK V
- Kontrast Madde sıcaklığı: 37°C
- Enjeksiyon basınç monitörü/limit ayarı: 5515 kPa (800 psi)
- Akış ölçüği: ml/sn
- Doğrusal artış süresi: 0,3 sn

Sembol	Tanım
Rx Only	Dikkat: Federal (ABD) yasa, bu cihazın yalnızca bir hekime veya hekim siparişiyle satılmasına izin verir.
!	Dikkat: Birlikte verilen belgelere bakın. Kullanmadan önce talimatları okuyun.
( )	Ambalaj zarar görmüşse kullanmayın
X	Pirojenik değildir
MAX GUIDE WIRE	Maksimum kılavuz tel çapı
	Maksimum basınç
STERILE EO	Etilen Oksit Kullanılarak Sterilize Edilmişdir
	Radyopak markör

# Mikrocewnik

## INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

### OPIS

Mikrocewnik Merit Pursue™ to mikrocewnik wyposażony w elastyczną część dystalną. Końcowe 80 cm cewnika pokryte jest zewnętrzna powłoką hydrofilową. Nieprzepuszczający promieni rentgenowskich znaczek umiejscowiony jest około 0,6 mm proksymalnie względem końcówki mikrocewnika w celu ułatwienia obrazowania fluoroskopowego. Na proksymalnym końcu mikrocewnika znajduje się standardowy adapter Luer przeznaczony do mocowania akcesoriów.

W zestawie mogą znajdować się następujące elementy:

- Narzędzie do prostowania końcówki
- Strzykawki z miską złączką Luer

### WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Mikrocewnik przeznaczony jest do ogólnego zastosowania wewnętrznych i można go stosować zarówno w obwodowych, jak i w wieńcowych naczyniach krwionośnych. Po uzyskaniu dostępu do obszaru można używać mikrocewnika do kontrolowanego i selektywnego podawania materiałów diagnostycznych, embolizacyjnych lub leczniczych do naczyń krwionośnych.

Cewnika nie należy używać w naczyniach mózgowych.

### PRZECIWWSKAZANIA

Brak znanych przeciwwskazań do stosowania tego wyrobu.

### OSTRZEŻENIA

1. Wyrób ten może być używany wyłącznie przez lekarzy przeszkolonych w zakresie technik wykonywania przeskórnego zabiegów naczyniowych.
2. Wyrób jest sterylny, jeśli opakowanie nie jest otwarte ani uszkodzone.
3. Do stosowania wyłącznie u jednego pacjenta. Nie używać ponownie, nie przygotowywać do ponownego użycia ani nie sterylizować ponownie. Ponowne użycie, przygotowywanie do ponownego użycia lub ponowna sterylizacja mogą naruszyć strukturę wyrobu lub spowodować jego uszkodzenie, co może z kolei może spowodować uraz, chorobę lub zgromadzenie pacjenta. Ponowne użycie, przygotowywanie do ponownego użycia lub ponowna sterylizacja mogą także stwarzać ryzyko zanieczyszczenia wyrobu lub powodować u pacjenta zakażenie lub zakażenie krzyżowe, m.in. przenoszenie chorób zakaźnych pomiędzy pacjentami. Zanieczyszczenie wyrobu może prowadzić do urazu, choroby lub zgromadzenia pacjenta.
4. Po użyciu produkt wraz z opakowaniem należy zutylizować zgodnie z zasadami obowiązującymi w szpitalu, przepisami administracyjnymi lub przepisami ustanowionymi przez lokalne władze.
5. Nie stosować wstrzykiwacza ciśnieniowego do podawania środków innych niż kontrastujące, ponieważ może dojść do zablokowania mikrocewnika. Bezpieczna wartość ciśnienia wstrzykiwania nie może przekraczać maksymalnej wartości dynamicznego ciśnienia wstrzykiwania wynoszącej 5515 kPa (800 psi). Przekroczenie maksymalnej wartości ciśnienia wstrzykiwania może spowodować rozerwanie mikrocewnika i w konsekwencji uraz. Jeśli przepływ przez mikrocewnik okaże się utrudniony, nie należy próbować udrażniać kanalu mikrocewnika poprzez wlew. Przed wznowieniem wlewu należy określić przyczynę niedrożności i usunąć ją lub wymienić mikrocewnik na nowy. (Patrz: Instrukcja stosowania wstrzykiwacza ciśnieniowego).
6. Zapewnić, aby cewnik prowadzący nie wysunął się z naczynia. Jeśli cewnik prowadzący wysunie się z naczynia w trakcie przemieszczania mikrocewnika lub prowadnika, może wystąpić uszkodzenie układu mikrocewnika.
7. Przesunięcie mikrocewnika poza końcówkę prowadnika może doprowadzić do uszkodzenia naczynia.
8. Należy stosować odpowiednią terapię antykoagulacyjną, uwzględniającą stan pacjenta. Badania przedkliniczne wykazują, że w przypadku braku antykoagulacji na powierzchni wyrobu powstają zakrzepy w różnej ilości.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Rx Only Przestroga: Zgodnie z prawem federalnym USA niniejszy wyrób może być sprzedawany wyłącznie przez lekarza lub na zlecenie lekarza.
2. Przed podaniem materiałów embolizacyjnych należy upewnić się, że są one zgodne z mikrocewnikiem.
3. Podczas używania mikrocewnika należy przez cały czas monitorować prędkość wlewu.
4. Przed wstrzyknięciem środka kontrastującego w celu wykonania angiografii należy upewnić się, że mikrocewnik nie jest zagięty ani zatkanym.
5. Na zewnętrznej powierzchni mikrocewnika znajduje się hydrofilowa powłoka pełniąca funkcję środka smarnego. Cewnik należy nawilżyć przed zdjęciem go ze spirali, na której został dostarczony, jak również nawilzać go podczas zabiegu, aby zachować funkcję smarnej. W tym celu można podłączyć złączkę z rozwidleniem pod stałą kroplówkę z fizjologicznym roztworem soli.
6. Przed rozpoczęciem zabiegu cały sprzęt, który ma być w jego trakcie wykorzystany, należy sprawdzić pod kątem właściwego działania i uszkodzeń.
7. Przed użyciem należy sprawdzić, czy mikrocewnik nie jest skrzywiony ani zagięty. Każde uszkodzenie mikrocewnika może niekorzystnie wpływać na działanie wyrobu.
8. Podczas pracy z mikrocewnikiem w trakcie zabiegu należy zachować ostrożność, aby ograniczyć możliwość przypadkowego rozerwania, zakrywienia lub zagięcia cewnika.

9. Po wprowadzeniu do ciała pacjenta mikrocewnikiem można poruszać wyłącznie pod kontrolą fluoroskopową. Nie wolno poruszać mikrocewnikiem bez jednoczesnego obserwowania zachowania końcówki.
10. W trakcie długotrwałych zabiegów wymagających rozległej manipulacji lub wielokrotnej wymiany prowadników należy często wymieniać mikrocewniki.
11. Nigdy nie wprowadzać ani nie usuwać wyrobów wykorzystywanych w obrębie naczyń krwionośnych, jeśli wyczuwalny jest opór. Należy najpierw określić przyczynę oporu w badaniu fluoroskopowym. Poruszanie mikrocewnikiem lub prowadnikiem pomimo wyczuwalnego oporu może doprowadzić do oderwania końcówki mikrocewnika lub prowadnika, uszkodzenia mikrocewnika lub perforacji naczynia.
12. Ponieważ mikrocewnik można wprowadzać do wąskich rozgałęzień naczyń, należy regularnie sprawdzać, czy mikrocewnika nie wprowadzono na tyle daleko, że trudno będzie go usunąć.
13. Zbyt mocne zaciśnięcie zastawki hemostatycznej na trzonie mikrocewnika może prowadzić do uszkodzenia cewnika.
14. Należy przeczytać instrukcję producentów środków diagnostycznych, embolizacyjnych i leczniczych, które mają być podawane za pośrednictwem mikrocewnika i postępować zgodnie z nimi.
15. Wykorzystać przed upływem daty ważności.
16. Przechowywać w kontrolowanych warunkach w temperaturze pokojowej.
17. Przed zdjęciem mikrocewnika ze spirali należy zabrać mandryn.
18. Dokładność strzykawki wynosi  $\pm 5\%$ .

### MOŻLIWE POWIKŁANIA

Możliwe powikłania to między innymi:

- powikłania w miejscu dostępu;
- reakcja alergiczna;
- zgon;
- rozwarstwienie;
- zator;
- pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta;
- krwotok;
- infekcja;
- reakcja zapalna;
- niedokrwienie;
- ból i tkliwość;
- perforacja;
- powstawanie zakrzepów;
- zwężenie naczynia;
- skurcz naczynia.

**Tabela 1: Informacje dotyczące zgodności mikrocewnika Merit Pursue**

Średnica zewnętrzna mikrocewnika	Średnica wewnętrzna mikrocewnika	Maksymalna średnica zewnętrzna prowadnika	Minimalna średnica wewnętrzna cewnika prowadzącego
2,8 F/1,7 F	0,016" (0,40 mm)	0,014" (0,36 mm)	0,040" (1,02 mm)
2,9 F/2,0 F	0,020" (0,50 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,042" (1,07 mm)

Materiały embolizacyjne			
Średnica zewnętrzna mikrocewnika	Cząstki	Okrągły	Maksymalna wielkość spirali
2,8 F/1,7 F	Materiały embolizacyjne $\leq 500 \mu\text{m}$	Mikrosfery $\leq 500 \mu\text{m}$	0,014" (0,36 mm)
2,9 F/2,0 F	Materiały embolizacyjne $\leq 710 \mu\text{m}$	Mikrosfery $\leq 700 \mu\text{m}$	0,018" (0,46 mm)


Substancja chemiczna			
Cisplatyna	Cyanoakrylan	DMSO (dimetyllosulfotlenek)	Doksorubicyna
Etanol	Irynotekan	Lipiodol	

### INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA


**UWAGA:** Zaleca się używanie mikrocewnika z cewnikiem prowadzącym.

1. Założyć odpowiedni cewnik prowadzący metodą standardową. Do adaptera typu Luer cewnika prowadzącego można podłączyć obrótową zastawkę hemostatyczną, aby móc przez cały czas płużać cewnik prowadzący fizjologicznym roztworem soli.
2. Stosując technikę aseptyczną, ostrożnie otworzyć woreczek i wyjąć uchwyt mikrocewnika z opakowania.
3. Podłączyć strzykawkę napelnioną heparynizowanym fizjologicznym roztworem soli lub wodą jadalną do złączki Luer umieszczonej na uchwycie mikrocewnika.
4. Wstrzyknąć taką ilość roztworu, aby całkowicie nawilżyć powierzchnię mikrocewnika. Spowoduje to aktywację hydrofilowej powłoki na powierzchni mikrocewnika.
5. Kroki 3 i 6 dotyczą wyłącznie cewników z końcówką wygiętą pod kątem 45° lub wygiętej (typu „szypka narzędzia”).

5. Zdjąć osłonę z końcówki mikrocewnika.



6. Zdjąć z cewnika mandryk podtrzymujący końcówkę.  
**OSTRZEŻENIE:** Jeżeli mandryk nie zostanie zdjęty z mikrocewnika przed wyjęciem go z uchwytu, mikrocewnik może ulec uszkodzeniu.



7. Podłączyć strzykawkę napełnioną heparynizowanym fizjologicznym roztworem soli lub wodą jałową do złączki mikrocewnika.
8. Wstrzyknąć taką ilość roztworu, aby całkowicie usunąć powietrze z mikrocewnika.
9. Wyjąć mikrocewnik z uchwytu.  
**UWAGA:** powierzchnia mikrocewnika może wyschnąć po zdjęciu go z uchwytu. Ponowne nawilżenie heparynizowanym fizjologicznym roztworem soli lub wodą jałową spowoduje przywrócenie właściwości hydrofilowych.
10. Po zdaniu mikrocewnika z uchwytu, a przed wprowadzeniem go do naczynia pacjenta, należy obejrzeć mikrocewnik, aby upewnić się, że nie jest on uszkodzony.
11. Jeśli to konieczne, przyłączyć do mikrocewnika drugą zastawkę hemostatyczną z adapterem do podłączenia bocznego i przepiąkać heparynizowanym fizjologicznym roztworem soli lub wodą jałową, aby usunąć powietrze.
12. Ostrożnie wprowadzić prowadnik do mikrocewnika i całkowicie zamknąć zastawkę (jeśli zamontowano) na prowadniku.
13. Wprowadzić zespół mikrocewnika z prowadnikiem do cewnika prowadzącego poprzez zastawkę hemostatyczną (jeśli jest używana). Jeśli stosowana jest obrotowa zastawka hemostatyczna, należy dokręcić zastawkę na mikrocewniku na tyle mocno, aby uniemożliwić przepływ wsteczny, ale zachować możliwość poruszania mikrocewnikiem wewnętrz zastawki.
14. Pod kontrolą fluoroskopową wprowadzać zespół mikrocewnika z prowadnikiem do układu naczyniowego, dopilnowując, aby prowadnik przez cały czas znajdował się przed mikrocewnikiem. Wprowadzić prowadnik i mikrocewnik do wybranej lokalizacji naczyniowej, najpierw wprowadzając prowadnik, a następnie nasuwając na niego mikrocewnik. **Uwaga:** aby ułatwić manewrowanie mikrocewnikiem, jego proksymalnego odcinka nie pokryto powłoką, dzięki czemu nie wyślizguje się on z rąk.
15. Ostateczną pozycję cewnika ustala się poprzez wielokrotne wprowadzanie prowadnika i mikrocewnika na niewielką odległość do momentu, kiedy znajdują się one w pożądanym położeniu, które należy następnie potwierdzić metodą fluoroskopową.
16. Podczas używania mikrocewnika należy monitorować proces jego umieszczania i jego położenie.
17. Przed wlewem wyjąć całkowicie prowadnik z mikrocewnika. Podłączyć strzykawkę z płynem, który ma zostać podany, do końcówki typu Luer mikrocewnika i wykonać wlew zgodnie z planem.

#### INSTRUKCJA SOTOSANIA WSTRZYKIWACZA CIŚNIENIOWEGO Z MIKROCEWNKIEM

Do podawania środka kontrastującego przez mikrocewnik można używać wstrzykiwacza ciśnieniowego. Należy postępować zgodnie z ostrzeżeniami i środkami ostrożności wymienionymi powyżej. Natężenie przepływu zależy od takich czynników, jak lepkość środka kontrastującego (która z kolei zależy od jego typu i temperatury), model i ustawienia wstrzykiwacza ciśnieniowego oraz sposób podłączenia wstrzykiwacza do mikrocewnika. Podane niżej obserwowane prędkości przepływu mają charakter wyłącznie referencyjny.

Tabela 2: Prędkości przepływu

Rozmiar mikrocewnika Merit Pursue, korpus/końcówka	Długość użyteczna (cm)	Środek kontrastujący	Zawartość jodu (mg/ml)	Lepkość (cP) przy 37°C	MEDRAD ustawienia przepływu z czasem liniowego wzrostu prędkości przepływu równym 0,3 sek.		Rzeczywista prędkość podawania środka kontrastującego w ml/s przy granicznej wartości ciśnienia ustawionej na:	Martwa przestrzeń — Objętość (napelniania) (ml)
					Natężenie przepływu (ml/s)	Objętość (ml)		
2,8 F/1,7 F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
2,9 F/2,0 F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### DANE INFORMACYJNE

1. Stosowany wstrzykiwacz: MEDRAD MARK V
2. Temperatura środka kontrastującego: 37°C
3. Monitor ciśnienia wstrzykiwania/wartość graniczna: 5515 kPa (800 psi)
4. Jednostka pomiaru przepływu: ml/s
5. Czas liniowego wzrostu prędkości przepływu w sekundach: 0,3 sekundy

Symbol	Opis
Rx Only	Przestroga: Zgodnie z prawem federalnym USA niniejszy wyrób może być sprzedawany wyłącznie przez lekarza lub na zlecenie lekarza.
!	Przestroga: Należy zapoznać się z załączonymi dokumentami. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję.
(X)	Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania
X	Wyrób niepirogenny
MAX GUIDE WIRE	Maksymalna średnica prowadnika
↑	Ciśnienie maksymalne
STERILE EO	Wysterylizowano tlenkiem etylenu
	Znacznik radiocieniujący

## Mikrokatétr

### NÁVOD K POUŽITÍ

#### POPIS

Mikrokatétr Merit Pursue™ je mikrokatétr s pružnou distální částí. Vnější povrch 80 cm dlouhého distálního mikrokatétru je opatřen hydrofilním povlakem. Rentgenkontrastní marker pro usnadnění fluoroskopické vizualizace je umístěn přibližně 0,6 mm proximálně k hrotu katétru. Součástí proximálního konce mikrokatétru je standardní adaptér luer pro připojení příslušenství.

Ta mohou být zabalena s následujícími součástmi:

- Narovnávač hrotu
- Stříkačky se samčím zámkem typu Luer

#### INDIKACE PRO POUŽITÍ

Mikrokatétr je určen k obecnému intravaskulárnímu použití, včetně periferních a koronárních cév. Po zajištění přístupu do sub-selektivní oblasti lze mikrokatétr použít k řízení a selektivní infuzi diagnostických, embolických nebo terapeutických látek do cév.

Katétr není určen k použití v mozkových cévách.

#### KONTRAINDIKACE

Nejsou známy žádné kontraindikace používání tohoto produktu.

#### VAROVÁNÍ

1. Toto zařízení je určeno k pouze lékaři vyškolenými v perkutánních intravaskulárních technikách a výkonech.
2. Sterilní, je-li balení uzavřené a nepoškozené.
3. Určeno k použití pouze u jednoho pacienta. Zabraňte opakovánu použití, ošetření nebo resterilizaci. Opakováne použití, ošetření nebo resterilizace může narušit strukturální celistvost zařízení a/nebo může vést k poruše zařízení s následkem poranění, nemoci nebo úmrtí pacienta. Opakováne použití, zpracování nebo sterilizace mohou také představovat riziko kontaminace zařízení, případně pacientovi způsobit infekci či zkřízenou infekci, mimo jiné včetně přenosu infekčních onemocnění z jednoho pacienta na druhého. Kontaminace zařízení může vést k poškození, nemoci nebo úmrtí pacienta.
4. Po použití produktu a obal zlikvidujte podle postupů nemocnice, státní správy a/nebo místní samosprávy.
5. Nepoužívejte elektrický injektor k infuzi jiných látek než kontrastní látky, mohlo by dojít k ucpaní mikrokatétru. Bezpečnostní nastavení injekčního tlaku nesmí překročit maximální dynamický injekční tlak 5515 kPa (800 psi). Překročení injekčního tlaku nad tuto maximální hodnotu může způsobit prasknutí mikrokatétru, které může mít z následkem poranění pacienta. Pokud dojde k omezení průtoku mikrokatérem, nepokoušejte se lumen mikrokatétru proplachnout infuzi. Před obnovením infuze identifikujte a vyřešte příčinu ucpaní nebo mikrokatétr nahraťte novým. (Viz návod k použití elektrického injektoru)
6. Dbejte na to, aby vodicí katétr nevyklouzl z cévy. Pokud by při pohybu mikrokatétru a/nebo vodicího drátu vodicí katétr opustil cévu, může to mít za následek poškození systému mikrokatétru.
7. Vytažení mikrokatétru za konec vodicího drátu může vést k poranění cévy.
8. Vhodná antikoagulační terapie by měla být provedena s ohledem na stav pacienta. Předklinické testování vykazuje v případě chybějící antikoagulace různé hodnoty tvorění krevních sráženin na povrchu zařízení.

#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. ** Only** Upozornění: Dle federálních zákonů USA si tento prostředek může koupit nebo objednat výhradně lékař.
2. Před použitím zajistěte kompatibilitu embolických látek s mikrokatérem.
3. Při použití mikrokatétru vždy sledujte rychlosť infuze.
4. Při vstříkování kontrastní látky pro angiografii dbejte na to, aby mikrokatétr nebyl zlomen ani ucpaný.
5. Mikrokatétr má na vnějším povrchu kluzký hydrofilní povlak. Ten musí být před využitím z nosiče a během samotného zákratu udržován v hydratovaném stavu, aby se zachovala jeho kluzkost. Toho lze dosáhnout připojením konektoru Y k nepřetržitému přívodu fyziologického roztoku.
6. Před zákrudem by mělo být veškeré zařízení, které bude k zákrudu použito, pečlivě prozkoumáno s cílem ověřit řádnou funkci a celistvost.
7. Před použitím zkontrolujte, zda není mikrokatétr zohýbaný nebo zlomený. Jakékoli poškození mikrokatétru může snížit požadované výkonové charakteristiky.
8. Při manipulaci s mikrokatérem během zákrudu postupujte opatrně, abyste snížili možnost náhodného poškození, ohnutí nebo přelomení.
9. Když je mikrokatétr zaveden v těle, měla by manipulace s ním probíhat pouze pomocí fluoroskopie. Nesnažte se mikrokatérem pohybovat, aniž byste sledovali výslednou reakci hrotu.
10. Během dlouhých zákrud můžete zařízení vzdálit od vodicího drátu mikrokatétry často vyměňujte.

11. Intravaskulární zařízení nikdy nezavádějte ani nevylučujte proti odporu, dokud nebude příčina odporu stanovena fluoroskopii. Pohyb mikrokatetru nebo vodicího drátu proti odporu může vést k oddělení mikrokatetu nebo hrotu vodicího drátu, poškození mikrokatetu nebo perforaci cévy.
12. Protože může být mikrokatétr zaveden do úzkých subselektivních cév, opakovaně se ujistěte, že není zaveden natolik hluboko, aby to bránilo jeho vytážení.
13. Nadměrné utažení hemostatického ventilu na dříku mikrokatétru může mít za následek poškození katétru.
14. Přečtěte si návod k použití od výrobce diagnostických, embolických či terapeutických látek, které budou s tímto mikrokatétem použity, a postupujte podle něj.
15. Použijte do uvedeného data použitelnosti.
16. Uchovávejte při řízení pokojové teplotě.
17. Před odstraněním katétru ze spirálovitého držáku odstraňte z katétru stylet.
18. Přesnost stříkačky je ± 5 %

#### POTENCIÁLNÍ KOMPLIKACE

Možné komplikace (v abecedním pořadí) zahrnují mimo jiné:

- Komplikace s přístupem
- Alergická reakce
- Úmrť
- Disekce
- Embolie
- Cizorodé těleso v pacientovi
- Krvácení
- Infekce
- Zánětlivá reakce
- Ischémie
- Bolest a citlivost
- Perforace
- vytváření trombů,
- vazokonstriční,
- Cévní spasmus

Tabulka 1: Informace o kompatibilitě pro nástroj Merit Pursue

Vnější průměr mikrokatétru	Vnitřní průměr mikrokatétru	Maximální vnější průměr vodicího drátu	Minimální vnitřní průměr vodicího katétru
2,8F / 1,7F	0,016" (0,40 mm)	0,014" (0,36 mm)	0,040" (1,02 mm)
2,9F / 2,0F	0,020" (0,50 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,042" (1,07 mm)

Emboly			
Vnější průměr mikrokatétru	Částice	Kuličky	Maximální velikost při stočení
2,8F / 1,7F	Emboly ≤ 500 µm	Mikrokuličky ≤ 500 µm	0,014" (0,36 mm)
2,9F / 2,0F	Emboly ≤ 710 µm	Mikrokuličky ≤ 700 µm	0,018" (0,46 mm)


  

Chemické			
Cisplatin	Kyanoakrylát	DMSO (dimethylsulfoxid)	Doxorubicin
Etanol	Irinotecan	Lipiodol	

#### NÁVOD K POUŽITÍ


**POZNÁMKA:** Doporučuje se používat mikrokatétrs s vodicím katérem.

1. Standardní technikou umístěte vhodný vodicí katétr. K adaptéru Luer vodicího katetru je možné připojit otočný hemostatický ventil pro nepřetržitý proplach vodicího katetru fyziologickým roztokem.
2. Pomocí sterilní techniky opatrně otevřete sáček a vyjměte z obalu držák mikrokatétru.
3. Připojte stříkačku naplněnou heparinizovaným fyziologickým roztokem nebo sterální vodou k připojce zámkem Luer na držáku mikrokatétru.
4. Vstříkněte dostatek roztoku pro zvlhčení celého povrchu mikrokatétru. Tím se aktivuje hydrofilní povlak na povrchu mikrokatétru.  
**POZNÁMKA:** Kroky 5 a 6 platí pro katétry s tvarem špičky 45° nebo s tvarem labutího krku.
5. Odstraňte ochranný kryt, který kryje špičku mikrokatétru.



6. Odstraňte stylet pro přidržování špičky z katétru.

**VAROVÁNÍ:** Neodstranění styletu před vyjmutím mikrokatétru z držáku mikrokatétru může poškodit katétr.



7. Připojte stříkačku naplněnou heparinizovaným fyziologickým roztokem nebo sterilní vodou k držáku mikrokatétru.
8. Vstříkněte dostatek roztoku pro vytlačení vzduchu z vnitřku mikrokatétru.
9. Odstraňte mikrokatétr z držáku mikrokatétru.
- POZNÁMKA:** Povrch mikrokatétru může po vyjmutí z držáku mikrokatétru vyschnout. Další navlhčení heparinizovaným fyziologickým roztokem nebo sterilní vodou obnoví hydrofilní efekt.
10. Po vyjmutí mikrokatétru z držáku mikrokatétru zkонтrolujte před zasunutím, zda není mikrokatétr poškozen.
11. Je-li to nutné, připojte k mikrokatétru druhý hemostatický ventil s postranním adaptérem, propláchněte jej heparinizovaným fyziologickým roztokem a vytlačte všechn vzduch.
12. Opatrně zasuňte do mikrokatétru vodicí drát a zcela uzavřete ventil okolo vodicího drátku (pokud je používán).
13. Zavedte sestavu mikrokatétru a vodicího drátku přes hemostatický ventil (je-li použit) do vodicího katétru. Je-li použit otočný hemostatický ventil, utáhněte ventil okolo mikrokatétru, abyste zabránili zpětnému toku, ale umožnili omezený pohyb mikrokatétru ve ventilu.
14. Pomocí fluoroskopie zavedte sestavu mikrokatétru a vodicího drátku do cévního systému a dbejte na to, aby byl vodicí drát vždy před mikrokatétem. Zavedte vodicí drát a mikrokatétr do vybraného místa v cévě tak, že budete střídavě zavádět vodicí drát a následně přes něj mikrokatétr. **Poznámka:** Pro snazší manipulaci s mikrokatétem je jeho proximální část bez povlaku, aby byl zajištěn úchyt bez prokluzování.
15. Konečného polohování je dosaženo krátkými pohyby vodicího drátku a mikrokatétru, dokud není dosaženo požadované pozice, která je následně potvrzena fluorescenční vizualizací.
16. Při použití sledujte umístění a pozici mikrokatétru.
17. Pro infuzi zcela vyjměte vodicí drát z mikrokatétru. Připojte stříkačku s infuzním roztokem k luer trubičce mikrokatétru a provedte infuzi dle potřeby.

#### NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO INJEKTORU S MIKROKATÉREM

K infuzi kontrastní látky přes mikrokatétr lze použít elektrický injektor. Dodržujte varování a upozornění uvedená níže. Průtok závisí na faktorech, jako je viskozita kontrastní látky, která se liší podle typu a teploty látky, modelu a nastavení elektrického injektoru a toho, jak je injektor připojen k mikrokatétru. Pozorované hodnoty průtoku uvedené níže jsou pouze orientační.

Tabulka 2: Hodnoty průtoku

Velikost katetru Merit Pursue dřík/hrot	Užitečná délka (cm)	Kontrastní látku	Obsah jódu (mg/ml)	Viskozita (cP) při 37 °C	Podmínky pro nastavení průtoku MEDRAD s lineárním nářustum po 0,3 s		Aktuální průtok kontrastní látky ml/s s bezpečnostním nastavením tlaku:	Objem nevyužitého prostoru (plnění) (ml)
					Průtok (ml/s)	Objem (ml)		
2,8F / 1,7F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
2,9F / 2,0F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### REFERENČNÍ ÚDAJE

1. Použitý injektor: MEDRAD MARK V
2. Teplota kontrastní látky: 37 °C
3. Monitor injekčního tlaku/limitní nastavení: 5515 kPa (800 psi)
4. Stupnice průtoku: ml/s
5. Lineární nářustum v sekundách: 0,3 s.

Symbol	Označení
<b>Rx Only</b>	Upozornění: Dle federálních zákonů USA si tento prostředek může koupit nebo objednat výhradně lékař.
!	Upozornění: Prostudujte průvodní dokumenty. Před použitím si přečtěte návod.
	Nepoužívejte, pokud došlo k poškození obalu
	Apyrogenní
	Maximální průměr vodicího drátku
	Maximální tlak
	Sterilizováno etylenoxidem
	Rentgenkontrastní značka

## Микрокатетър

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

#### ОПИСАНИЕ

Микрокатетърът Merit Pursue™ е микрокатетър с гъвкава дистална част. Върху дисталната 80 см външна повърхност е нанесено хидрофилно покритие. На приблизително 0,6 mm проксимално на върха на катетъра е разположен рентгеноконтрастен маркер за улесняване на флуороскопската визуализация. Проксималният край на микрокатетъра включва стандартен луеров адаптер за прикрепването на принадлежности.

Те може да бъдат опаковани със следните компоненти:

- Устройство за изпражнение на върха
- Спринцовки с мъжки луер пок

#### ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Микрокатетърът е предназначен за обща интраваскуларна употреба, включително периферна и коронарна васкулатура. След като има достъп до субселективния регион, микрокатетърът може да се използва за контролирана и селективна инфузия на диагностични, емболични или терапевтични материали в съдовете.

Катетърът не трябва да се използва в церебрални съдове.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не са известни противопоказания за употребата на този продукт.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Този уред е предназначен за употреба само от лекари с обучение в перкутанни интраваскуларни методи и процедури.
2. Стерилно, ако опаковката е неотворена и неповредена.
3. Да се използва само за един пациент. Не използвайте, не обработвайте и не стерилизирайте повторно. Повторната употреба, повторната обработка или повторната стерилизация може да компрометира структурната цялост на устройството и/или да доведе до повреда в устройството, което от своя страна може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на пациента. Повторната употреба, повторната обработка или повторната стерилизация могат също да създадат рискове от замърсявания на инструмента и/или да доведат до инфициране на пациента, или до кръстосана инфекция, включително, но неограничаващо се до предаване на инфекциозно заболяване (заболявания) от един пациент на друг. Замърсяването на уреда може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на пациента.
4. След употреба изхвърлете продукта и опаковката в съответствие с политиката на болницата, администрацията и/или местното управление.
5. Не използвайте автоматичен инжектор за инфузирането на други агенти, освен контрастно вещество, защото това може да причини запушването на микрокатетъра. Настройката за безопасност на налягането на инжектирането не трябва да превиши максималното динамично налягане на инжектирането от 5515 kPa (800 psi). Превишаването на налягането на инжектирането над максималното налягане на инжектиране може да доведе до руптура на микрокатетъра, което е възможно да причини нараняване на пациента. Ако потокът през микрокатетъра е ограничен, не се опитвайте да почистите лумена на микрокатетъра чрез инфузия. Установете и отстранете причината за блокадата или заменете микрокатетъра с нов микрокатетър, преди да възобновите инфузията. (Вижте инструкциите за употреба на автоматичен инжектор)
6. Уверете се, че водещият катетър не се изпълзва от съда. Ако водещият катетър се извади от съда, докато микрокатетърът и/или водачът се движат, това може да доведе до повреда на системата на микрокатетъра.
7. Придвижването на микрокатетъра след края на водача може да доведе до травма на съда.
8. Съобразно състоянието на пациента следва да се приложи съответната антикоагулационна терапия. В отсъствието на антикоагулация, предварителните клинични изследвания показват промениливи количества формирани тромби по повърхността на устройството.

#### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. **Rx Only** Внимание: Федералният закон (САЩ) ограничава това устройство до продажба от или по предписание на лекар.
2. Преди употребата се уверете в съвместимостта на емболичния материал с микрокатетъра.
3. Когато използвате микрокатетъра, винаги мониторирайте скоростите на инфузия
4. Когато инжектирате контраст за ангиография, се уверете, че микрокатетърът не е усукан или оклузиран.
5. Микрокатетърът има омазнено хидрофилно покритие от външната страна на катетъра. То трябва да се поддържа хидратирано преди изваждането от неговия носител и по време на самата процедура. Това може да се извърши чрез прикрепване на Y-конектор към система за непрекъснато капково вливане на физиологичен разтвор.
6. Преди процедурата е необходим внимателен преглед на цялото оборудване, което ще се използва за процедурата, за да се провери правилното функциониране и целостта.

7. Преди употреба огледайте микрокатетъра за изкривявания или прегъвания. Наличието на повреда на микрокатетъра може да намали очакваните работни характеристики.
8. При работата с микрокатетъра по време на процедура предприемете мерки за намаляване на риска от случайно счупване, прегъване или усукване.
9. Докато микрокатетърът е вътре в тялото, той трябва да се управлява само под флуороскопия. Не правете опити да премествате микрокатетъра, без да следите реакцията на върха му.
10. Сменяйте микрокатетрите често по време на много дълги процедури, които изискват екстензивна манипулация или няколко смени на водача.
11. никога не придвижвайте напред или изтегляйте интраваскуларния уред при наличието на съпротивление, докато не определите причината за съпротивлението чрез флуороскопия. Преместването на микрокатетъра или водача при наличието на съпротивление може да доведе до отделение на микрокатетъра или водача, повреда на микрокатетъра или перфорация на съда.
12. Тъй като микрокатетърът може да се придвижва в тясна субселективна васкулатура, често проверявайте дали микрокатетърът не е придвижен напред дотолкова, че да е затруднено неговото изваждане.
13. Прекаленото затягане на хемостазната клапа върху оста на микрокатетъра може да доведе до повреда на катетъра.
14. прочетете и изпълнете инструкциите за употреба на производителя за диагностичните, емболичните и терапевтичните агенти, които ще се използват заедно с този микрокатетър.
15. Да се използва преди края на срока на годност.
16. Да се съхранява при контролирана стайна температура.
17. Свалете стилета от катетъра преди да свалите катетъра от спираловидния държач.
18. Точността на спринцовката е +/- 5%.

#### ПОТЕНЦИАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ

Потенциалните усложнения (вазучен ред) включват, но не се ограничават до:

- Усложнения на мястото на достъп
- Алергични реакции
- Смърт
- Дисекция
- Емболизъм
- Чуждо тяло в пациента
- Хеморагия
- Инфекция
- Възпалителна реакция
- Исхемия
- Болка и чувствителност
- Перфорация
- Образуване на тромб
- Вазоконстрикция
- Съдов спазъм

Таблица 1: Информация за съвместимост на Merit Pursue

Външен диаметър на микрокатетъра	ВД на микрокатетър	Максимален вътрешен диаметър на водача	Минимален вътрешен диаметър на водещия катетър
2,8F / 1,7F	0,016" (0,40 mm)	0,014" (0,36 mm)	0,040" (1,02 mm)
2,9F / 2,0F	0,020" (0,50 mm)	0,018" (0,46 mm)	0,042" (1,07 mm)

Емболии			
Външен диаметър на микрокатетъра	Частици	Сферични	Максимален размер на намотка
2,8F / 1,7F	$\leq 500 \mu\text{m}$ емболи	$\leq 500 \mu\text{m}$ микросфери	0,014" (0,36 mm)
2,9F / 2,0F	$\leq 710 \mu\text{m}$ емболи	$\leq 700 \mu\text{m}$ микросфери	0,018" (0,46 mm)

Химически			
Цисплатин	Цианоакрилат	ДМСО (Диметилсулфонсид)	Доксорубицин
Етанол	Иринотекан	Липиодол	


#### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

**БЕЛЕЖКА:** Препоръчва се употребата на микрокатетъра с водещ катетър.

1. Поставете подходящ водещ катетър по стандартен метод. Въртящата се хемостазна клапа може да се съвърже с луеров адаптер на водещия катетър за непрекъснато промиване на водещия катетър с физиологичен разтвор.
2. Използвайте стериилна техника, внимателно отворете торбичката и извадете държача на микрокатетъра от опаковката.
3. Прикрепете спринцовка, напълнена с хепаринизиран физиологичен разтвор или стерилизирана вода към луер лок фитинг на държача на микрокатетъра.
4. Инжектирайте достатъчно разтвор, за да навлажните цялостно повърхността на микрокатетъра. Това ще активира хидрофилното покритие на повърхността на микрокатетъра.


**БЕЛЕЖКА:** Стъпки 5 и 6 са за катетри, чийто връх е под 45° или с форма на лебедова шия.

5. Свалете защитната капачка, която покрива върха на микрокатетъра.



6. Свалете стилета, задържащ върха, от катетъра.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако не свалите стилета преди да извадите микрокатетъра от държача му, това може да доведе до повреда на катетъра.



7. Прикрепете спринцовка, напълнена с хепаринизиран физиологичен разтвор или стерилизирана вода към накрайника на микрокатетъра.

8. Инжектирайте достатъчно разтвор, за да изкарате въздуха от вътрешността на микрокатетъра.

9. Извадете микрокатетъра от държача на му.

**БЕЛЕЖКА:** Повърхността на микрокатетъра може да изсъхне след изваждането от държача. Допълнителното навлажняване с хепаринизиран физиологичен разтвор или стерилизирана вода ще възстанови хидрофилния ефект.

10. След изваждането на микрокатетъра от държача и преди въвеждането му, огледайте микрокатетъра, за да се уверите, че няма повреди.

11. Ако е необходимо, прикрепете към микрокатетъра втора хемостатична клапа с адаптор със странично рамо, промийте с хепаринизиран физиологичен разтвор или стерилизирана вода, за да изкарате въздуха.

12. Внимателно вкарайте водача в микрокатетъра и затворете напълно клапата (ако се използва) около водача.

13. Вкарайте сглобката на микрокатетъра и водача във водещия катетър през хемостатната клапа (ако се използва). Ако се използва въртяща се хемостатична клапа, затегнете клапата около микрокатетъра, за да предотвратите обратен поток, но да е възможно движението на микрокатетъра през клапата.

14. Чрез флуороскопия вкарайте сглобката на микрокатетъра и водача във васкуларната система, като се уверите, че водачът винаги е пред микрокатетъра. Придвижете напред водача и микрокатетъра до избраният васкуларно място, като редувате придвижване напред на водача и след това повтаряйте същото движение с микрокатетъра над водача. **Забележка:** За да се улесни работата с микрокатетъра, проксималният дял на микрокатетъра няма покритие, за да се осигури захващане без изпълзване.

15. Крайното поставяне се извършва чрез къси премествания напред на водача и катетъра, докато се достигне желаната позиция и се потвърди чрез флуороскопско наблюдение.

16. Контролирайте поставянето и позицията на микрокатетъра по време на използването.

17. За да инфицирате, извадете докрай водача от микрокатетъра. Свържете спринцовка с инфузат към луера на микрокатетъра и инфицирайте, както е необходимо.

Таблица 2: Скорости на потока

Размери на шафт/връх на микрокатетър Merit Pursue	Използваема дължина (cm)	Контрастно вещество	Съдържание на йод (mg/mL)	Вискозитет (cP) при 37°C	Условия за настройка на потока MEDRAD с линейно покачване при 0,3 сек		Действителна доставка на контраст ml/sec с настройка за безопасност на налягането:	Обем на мъртво пространство (засмукване) (mL)
					Скорост на потока (mL/Sec)	Обем (mL)		
2,8F/1,7F	110	ISOVUE (Йопамидол)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5	0,42
	130	ISOVUE (Йопамидол)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3	0,50
	150	ISOVUE (Йопамидол)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2	0,53
2,9F/2,0F	110	ISOVUE (Йопамидол)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4	0,50
	130	ISOVUE (Йопамидол)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0	0,57
	150	ISOVUE (Йопамидол)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9	0,63

#### РЕФЕРЕНТИННИ ДАННИ

1. Използван инжектор: MEDRAD MARK V

2. Температура на контрастното вещество: 37°C

3. Монитор на налягането на инжектиране / настройка на границата: 5515 kPa (800 psi)

4. Величина на потока: ml/sec

5. Линейно увеличение в секунди: 0,3 сек.

Символ	Обозначение
<b>Rx Only</b>	Внимание: Федералният закон (САЩ) ограничава това устройство до продажба от или по предписание на лекар.
!	Внимание: Запознайте се с придръжаващите документи. Преди употреба прочетете инструкциите.
(	Не използвайте, ако опаковката е увредена
	Апирогенно
	Водач с максимален диаметър
	Максимално налягане
<b>STERILE EO</b>	Стерилизирано с етиленов оксид
	Рентгеноконтрастен маркер

#### ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА АВТОМАТИЧЕН ИНЖЕКТОР С МИКРОКАТЕТЪР

За инфицирането на контрастно вещество през микрокатетъра може да се използа автоматичен инжектор. Следвайте бележките за предупреждение и внимание, посочени по-горе. Скоростта на потока зависи от фактори като вискозитета на контрастното вещество, който зависи от типа и температурата на веществото, модела и настройката на автоматичния инжектор и начина на свързване на инжектора към микрокатетъра. Посочените по-долу наблюдавани стойности на скоростта на потока са само справочни.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### LEÍRÁS

A Merit Pursue™ mikrokatéter egy rugalmas diszrtális területtel rendelkező mikrokatéter. A kúlsó diszrtális 80 cm-es felülete hidrofil bevonatot kapott. A mikrokatéter hegyétől körülbelül 0,6 mm távolságra elhelyezkedő sugarátlátszatlan marker segíti a fluoroszkópiás képalkotást. A kiegészítők csatlakoztatása érdekében a mikrokatéter proximális végén egy szabványos luer-adapter található.

Ezeket a követő összetevőkkel csomagolhatják:

- Hegy kiegyenesítő
- Dugós luer-záras fecskendő

### ALKALMAZÁSI JAVALLATOK

A mikrokatéter általános intravaszkuláris alkalmazásra, többek között a perifériás és a koszorúerekben történő felhasználásra szolgál. Amint hozzáértek a szubszelektív régióhoz, a mikrokatéter segítségével a diagnosztikus, az embolizáló vagy a terápiás anyagok kontrollált és szeléktív módon fecskendezhetők a vérerekbe.

A katéter nem használható az agyi erekben.

### ELLENJAVALLATOK

A termékkel kapcsolatban nincsenek ismert ellenjavallatok.

### FIGYELMEZTETÉSEK

1. Az eszköz kizárolag olyan szakemberek használhatják, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek a perkután intravaszkuláris technikák és eljárások terén.
2. Az eszköz akkor steril, ha a csomagolás bontatlan és sérültetlen.
3. Csak egy betegnél alkalmazható. Ne használja fel újra, ne dolgozza fel újra, és ne sterilizálja újra. Az újrafelhasználás, újrafeldolgozás vagy újrasterilizálás veszélyeztetheti az eszköz épségét és/vagy az eszköz meghibásodásához vezethet, ami a beteg sérülését, megbetegedését vagy halálát okozhatja. Az újrafelhasználás, újrafeldolgozás vagy újrasterilizálás ezenkívül az eszköz beszennyeződésének kockázatát is felvett, és/vagy fertőzéshez, kereszfertőzéshez vezethet a betegnél, egyebek mellett fertőző betegség(ek) egyik betegről a másikra való átvitelével. Az eszköz beszennyeződése a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.
4. Használhat után a terméket és a csomagolást a kórházi, a helyi közigazgatási és/vagy kormányzati előírásoknak megfelelően ártalmatlanítva.
5. A kontrasztanyagokon kívül más szerek infundálásához ne használjon gépi injektorokat, mivel ettől elzáródhat a mikrokatéter. Az injektálási nyomás biztonsági beállítása nem haladhatja meg az 5515 kPa (800 psi) maximális dinamikus injektálási nyomást. Az injektálási nyomás maximális értékének meghaladása a mikrokatéter felrepedéséhez vezethet, mely sérülést okozhat a páciensben. Amennyiben a mikrokatéterben keresztüli áramláshoz korlátozottá válik, ne próbálja meg infundálással megtisztítani a mikrokatéter lumenét. Az infundálás folytatása előtt azonosítja és szüntesse meg az elzáródás okát, vagy cserélje ki a mikrokatétert egy újra. (Lásd A nagy teljesítményű injektorok használatára vonatkozó utasítások című részét.)
6. Gondoskodjon arról, hogy a vezetőkatéter ne csúszzon ki az érből. Amennyiben a mikrokatéter és/vagy a vezetődrót mozgatása közben a vezetőkatéter elhagyja az eret, attól károsodhat mikrokatéter-rendszer.
7. Ha a mikrokatétert a vezetődrót végén túlra tolja, az ér megsérülhet.
8. Megfelelő vérval vadásztól terápiái kell alkalmazni a beteg állapotának figyelembe vételevel. A preklínikai tesztelés vérval vadásztálás nélkül változó mennyiségei trombus kialakulását mutatta az eszköz felületén.

### ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. **Rx Only** Vigyázz! Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében ez az eszköz kizárolag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.
2. Használattal előtt győződjön meg az embolizáló anyag és a mikrokatéter kompatibilitásáról.
3. A mikrokatéter alkalmazása mellett minden monitorozza az infundálás sebességét
4. Győződjön meg arról, hogy a mikrokatéter nincs-e összehurkolódva vagy eldugulva, amikor angiográfiai céllal kontrasztanyagot fecskendez be.
5. A mikrokatéter kúlsó felszíne síkosított, hidrofil bevonattal rendelkezik. A megfelelő síkosítás érdekében a hordozóból történő eltávolítás előtt és a tényleges eljárás során megfelelően hidratált állapotban kell tartani. Ez úgy érhető el, hogy az Y csatlakoztató egy folyamatosan csepégő sóoldatos infúzióhoz csatlakoztatja.
6. Az eljárás előtt ellenőrizze, hogy a használni kívánt eszközök megfelelően működnek-e, valamint nem sérültek-e.
7. Használattal előtt vizsgálja meg a mikrokatétert, hogy az nem hajlott-e meg, illetve nem hurkolódott-e össze. A mikrokatéter bármilyen sérülése csökkenti a kívánt teljesítményjellemzőket.
8. A vélétlen törés, meghajlás vagy összehurkolódás esélyének csökkentése érdekében az eljárás alatt minden különös gondossággal kezelje a mikrokatétert.
9. A mikrokatéter a testbe történő bevezetést követően kizárolag fluoroszkópiás ellenőrzés mellett mozgatható. Ne kísérélje meg a mikrokatéter mozgatását anélkül, hogy megfigyelné a hegy reakcióját.
10. Az extenzív mozgatást vagy többszöri vezetődrótcserét igénylő, hosszú eljárások során gyakran cserélje a mikrokatétereket.

11. Ha ellenállást tapasztal, soha ne tolja előre vagy húzza vissza az intravaszkuláris eszközt mindaddig, míg fluoroszkópia segítségével meg nem határozta az ellenállás okát. A mikrokatéter vagy a vezetődrót ellenállás ellenében történő mozgatása a mikrokatéter vagy a vezetődrót hegyének leérvágásához, a mikrokatéter károsodásához vezethet.

12. Mivel a mikrokatétert keskeny szubszelektív érbe is bevezetheti, ismételten ellenőrizze, hogy nem tolta-e annyira előre, hogy az már zavarja az eltávolítást.

13. A hemosztatikus szelep túlzott rászorítása a mikrokatéter szárára a katéter károsodásához vezethet.

14. A mikrokatéterrel használható diagnosztikai, embolizáló vagy terápiás anyagok listájáért olvassa el és kövessé a gyártó Használati útmutatóját.

15. Ne használja, ha a lejáratú dátum már elmúlt.

16. Szabályozott szabóhőmérsékleten tárolandó.

17. Távolítsa el a szondát a katéterből, mielőtt a katétert eltávolítja a spirális tartóból.

18. Fecskendőpontosság +/- 5%.

### LEHETSÉGES KOMPLIKÁCIÓK

A lehetséges szövődmények (ABC sorrendben) közé többek között az alábbiak tartoznak:

- Bejutási hely szövődményei
- Allergiás reakció
- Halál
- Szakadás
- Embolia
- Idegentest a betegben
- Vérzés
- Fertőzés
- Gyulladásos reakció
- Ischaemia
- Fájdalom és nyomásérzékenység
- Perforáció
- Vérrög kialakulás
- Érszükület
- Érgörcs

1. táblázat: Merit Pursue kompatibilitási információk

A mikrokatéter kúlsó átmérője	A mikrokatéter belső átmérője	Maximális vezetődrót kúlsó átmérője	Vezetőkatéter minimális belső átmérője
2,8F/1,7F	0,40 mm	0,36 mm	1,02 mm
2,9F / 2,0F	0,50 mm	0,46 mm	1,07 mm (0,042")
<b>Embolizmus</b>			
A mikrokatéter kúlsó átmérője	Szemcsék	Gyöngyök	Maximális tekercs-méret
2,8F/1,7F	≤ 500 µm-es embolizáló	≤ 500 µm-es mikrogyöngyök	0,36 mm
2,9F / 2,0F	≤ 710 µm-es embolizáló	≤ 700 µm-es mikrogyöngyök	0,46 mm
<b>Vegyszer</b>			
Ciszplatin	Cianoakrilát	DMSO (dimetyl-szulfoxid)	Doxorubicin
Etanol	Irinotekán	Lipiodol	

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**MEGJEZYÉS:** A mikrokatéter használata vezetőkatéterrel együtt ajánlott.

1. A szokásos technikát alkalmazva helyezzen be egy megfelelő vezetőkatétert. A vezetőkatéter folyamatos sóoldatos öblítéséhez egy forgó hemosztatikus szelep csatlakoztathat a vezetőkatéter Luer-adapteréhez.


2. Steril technika mellett nyissa ki óvatosan a zacskót és vegye ki a csomagolásból a mikrokatéter tartót.

3. Csatlakoztasson egy heparinos sóoldattal vagy steril vízzel megtöltött fecskendőt a mikrokatéter tartó luer-záras csatlakozójához.

4. A fecskendőben be a mikrokatéter teljes felszínének megnedvesítéséhez elegendő oldatot. Ez aktiválja a mikrokatéter felszínének hidrofil bevonatát.


**MEGJEZYÉS:** Az 5. és 6. lépés a 45 fokos vagy a hattyúnyak alakú hegygel ellátott katéterekre vonatkozik.

5. Távolítsa el a mikrokatéter hegyét fedő védőburkolatot.



6. Távolítsa el a hegy visszatartó szondát a katéterről.

**VIGYÁZAT:** Ha nem távolítja el a szondát, mielőtt eltávolítaná a mikrokatétert a mikrokatéter tartótól, az megrongálhatja a katétert.



7. Csatlakoztasson egy heparinos sóoldattal vagy steril vízzel megtöltött fecskendőt a mikrokatéter hubjához.

8. Injektáljon bele megfelelő mennyiségű sóoldatot, hogy kiszorítsa a levegőt a mikrokatéter belsejéből.

9. Távolítsa el a mikrokatétert a mikrokatéter tartóból.

**MEGJEGYZÉS:** A mikrokatéter tartóból történő eltávolítás után a mikrokatéter felszíne kiszáradhat. További heparinos sóoldatos vagy steril vizes nedvesítéssel megújíthatja a hidrofil hatást.

10. A mikrokatéternek a tartóból történő kiemelését követően vizsgálja meg a mikrokatétert, és behelyezés előtt ellenőrizze, hogy nem található-e rajta sérülés.

11. Ha szükséges, csatlakoztasson egy második hemosztatikus szelepet oldalsó-kar adapterrel a mikrokatéterhez, és heparinizált sóoldattal vagy steril vízzel hajtsa ki a levegőt.

12. Óvatosan vezesse be a vezetődrót a mikrokatéterbe, és teljesen zárja le a szelepet (ha használják) a vezetődrót körül.

13. Vezesse be a mikrokatéter-vezetődrót szereléket a vezetőkatéterbe a hemosztatikus szelepen keresztül (ha használ olyat). Amennyiben forgó hemosztatikus szelepet használ, a visszafolyás megelőzése érdekében szorítsa meg azt a mikrokatéter körül, de hogyan valamennyi helyet a mikrokatéter mozgásának.

14. Fluoroszkópiás megfigyelés mellett vezesse be a mikrokatéter-vezetődrót szereléket az érrendszerbe, de közben ügyeljen arra, hogy a vezetődrót minden a mikrokatéter előtt haladjon. Tolla előre a vezetődrót a mikrokatétert a kijelölt érrendszeri szakaszig úgy, hogy felváltva először előrébb tolla a vezetődrótot, majd a mikrokatéterrel követi azt a drót mentén. **Megjegyzés:** A kezelés megkönnyítése érdekében a mikrokatéter proximális szakasza nem rendelkezik bevonattal, így garantálható a csúszásmentes fogás.

15. A végső pozicionálás úgy hajtható végre, hogy a vezetődrót és a mikrokatétert apránként addig tolja előre, míg el nem éri a kívánt helyzetet, majd ezt a pozíciót fluoroszkópiás megjelenítéssel megerősíti.

16. Használat alatt folyamatosan ellenőrizze a mikrokatéter elhelyezkedését és pozícióját.

17. Az infundáláshoz teljes mértékben távolítsa el a vezetődrótot a mikrokatéterből. Csatlakoztasson egy infúziós oldattal megtöltött fecskendőt a mikrokatéter elosztószelepének luerjéhez, majd a szükséges módon hajtsa végre az infundálást.

## A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ INJEKTOROK ÉS A MIKROKATÉTER EGYÜTTES HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK:

A kontrasztanyagok nagy teljesítményű injektorok segítségével is bejuttathatók a mikrokatéteren keresztül. Olvassa el a fenti figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket. Az áramlási sebesség olyan tényezőktől függ, mint a kontrasztanyag viszkozitása – amely a típusától és a hőmérsékletétől függően változik, a gépi injektor típusa és beállítása, valamint az injektor és a mikrokatéter csatlakoztatási módja. A megfigyelt áramlási sebesség lent feltüntetett értékei kizárolág referenciaként szolgálnak.

**2. táblázat: Áramlási sebességek**

Merit Pursue mikrokatéter-méret, szár/hegy	Hasznos hossz (cm)	Kont-rasztanyag	Jód-tartalom (mg/ml)	Viszko-zitás (cP) 37 °C-on	MEDRAD áramlás beállítási körülmények lineáris emelkedéssel 0,3 mp esetében	Tényleges kontraszt-anyag-továbbítás (ml/sec) a következő biztonsági nyomás-beállításokkal:	Holtér-(feltöltési) térfogat (ml)
2,8F/1,7F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,0 1,5 0,42
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,6 1,3 0,50
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	2,4 1,2 0,53
2,9F/2,0F	110	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	4,3 2,4 0,50
	130	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,9 2,0 0,57
	150	ISOVUE (lopamidol)	300 370	4,7 9,4	6,0 3,0	10 10	3,7 1,9 0,63

## REFERENCIAADAT

- Használt injektor: MEDRAD MARK V
- A kontrasztanyag hőmérséklete: 37 °C
- Injekciósnyomás-mérő/beállított határ: 5515 kPa (800 psi)
- Tömegáram léptéke: ml/sec
- Lineáris emelkedés másodpercben: 0,3 sec.

Szimbólum	Elnevezés
Rx Only	Vigyázat! Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében ez az eszköz kizárolag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.
!	Vigyázat! Olvassa el a csatolt dokumentumokat. Használat előtt olvassa el az utasításokat.
(X)	Ne használja, ha a csomagolás sérült
X	Nem pirogen
MAX GUIDE WIRE	Maximális átmérőjű vezetődrót
↑↑↑	Maximális nyomás
STERILE EO	Etilén-oxiddal sterilizálva
	Sugárfogó jelölés



CE 0086

[www.merit.com](http://www.merit.com)

**Manufacturer:**

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway,  
South Jordan, Utah 84095 U.S.A.  
1-801-253-1600  
U.S.A Customer Service 1-800-356-3748

**EC REP**

**Authorized Representative:**

Merit Medical Ireland Ltd,  
Parkmore Business Park West,  
Galway, Ireland  
EU Customer Service +31 43 358 8222