

KIT DE RÉVISION

À utiliser avec un composant veineux existant ou neuf




Tableau 1 : options de prothèse vasculaire de canulation précoce

Nom commercial	Fabricant	Joint d'étanchéité requis pour l'Adaptateur de prothèse HeRO Graft	Diamètre	Longueurs	Références de catalogue
FLIXENE® à paroi standard ¹	Atrium Medical Corp.	NON	6 mm	10 cm, 30 cm et 50 cm	25053, 25142 et 25052
GORE® ACUSEAL ²	W.L. Gore & Associates	NON	6 mm	40 cm	ECH060040 et ECH060040A

Tableau 2 : autres options de prothèse vasculaire

Nom commercial	Fabricant	Joint d'étanchéité requis pour l'Adaptateur de prothèse HeRO Graft	Diamètre	Longueurs	Références de catalogue
GORE-TEX® ³	W.L. Gore & Associates	OUI	6 mm	10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm et 50 cm	V06010L, V06020L, V06030L, V06040L et V06050L
IMPRA® ⁴	C.R. Bard	OUI	6 mm	10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm et 50 cm	10S06, 20S06, 30S06, 40S06 et 50S06

Avertissement général :

L'Adaptateur ne doit PAS être connecté à une prothèse autre qu'une prothèse neuve répertoriée dans le tableau 1 ou le tableau 2.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit	Référence du produit	Contenu
Kit de révision HeRO Ally	HERO 1006	1 x Adaptateur, 1 x Joint d'étanchéité, 1 x extenseur prothétique, 1 x pince vasculaire et 1 x seringue Luer 20 cc

Références :

- 1) Atrium Maquet Getinge Group, catalogue de produits, DISTRIBUTEUR INTERNATIONAL PTFE, 7 décembre 2011 <http://www.atriummed.com/EN/vascular/Documents/International%20PTFE%20Catalog.pdf>, téléchargé le 14/01/2017
- 2) W.L. Gore & Associates, références de catalogue pour la prothèse vasculaire GORE® ACUSEAL https://www.goremedical.com/products/acusealvg---specifications?locale=mpd_euro, téléchargé le 14/01/2017 et https://www.goremedical.com/products/acusealvg---specifications?locale=mpd_na, téléchargé le 14/01/2017
- 3) W.L. Gore & Associates, références de catalogue pour la prothèse vasculaire GORE-TEX® à paroi standard https://www.goremedical.com/products/vg---standard-walled---specifications?locale=mpd_euro, téléchargé le 14/01/2017
- 4) C. R. Bard, Inc., Bard Peripheral Vascular, caractéristiques des prothèses vasculaires IMPRA® <http://www.bardpv.com/portfolio/impravascular>, téléchargé le 14/01/2017

Le HeRO® Ally n'inclut pas de prothèse vasculaire.

Pour toute prothèse autorisée sélectionnée pour une utilisation avec l'Adaptateur et, si nécessaire, avec le Joint d'étanchéité : Reportez-vous aux instructions d'utilisation du fabricant correspondant.

Avant utilisation : nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation ainsi que les étiquettes et notices du produit pour connaître les indications, les contre-indications, les complications possibles, les avertissements, les précautions et les indications d'utilisation.



Comprendre. Innover. Distribuer.™

Merit Medical France
136 Ave. Joseph Kessel,
78960 Voisins Le Bretonneux,
France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
Pays-Bas
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Irlande
+353 (0) 91 703 733

Autriche
0800 295 374

Belgique
0800 72 906 (Néerlandais)
0800 73 172 (Français)

Danemark
80 88 00 24

Finlande
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Allemagne
0800 182 0871

Irlande (République d')
1800 553 163

Italie
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Pays-Bas
0800 022 81 84

Norvège
800 11629

Portugal
308 801 034

Russie
+7 495 221 89 02

Espagne
+34 911238406

Suède
020 792 445

Suisse
(Deutsch)
+41 22 518 02 30
(Français)
+41 22 518 02 52
(Italiano)
+41 22 518 00 35
Royaume-Uni
0800 973 115