

Finale®

RADIALE KOMPRESSION



*Kompression mit
dem richtigen Dreh*

Finale®

Merit Medical - Ihr Partner für alle radialen Prozeduren



Der transparente Drehknopf ermöglicht eine einfache Überwachung der Einstichstelle.



Ergonomischer Drehknopf: Mit nur einer Hand den Druck steigern, während zum Senken des Drucks beide Hände erforderlich sind, um einem unbeabsichtigten Druckablass vorzubeugen.



Angenehmes Velcro®-Band. In zwei verschiedenen Längen lieferbar.

Katalognummer	Band Länge
FCD100	10" (25.4cm)
FCD200	12" (30.5cm)

Zu je 10 Stück verpackt

WEITERE PRODUKTE VON MERIT:



PRELUDE® EINFÜHRSCHLEUSEN

Perfekte Überführungen für einen sanften Einstich in das Gefäßsystem. Knickstabil während des Einführens.



DIAGNOSTISCHE HERZKATHETER

Performa® Ultimate diagnostische Angiographiekatheter für alle Verfahren mit radialem Zutritt.



Velcro® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Velcro Industries
In den USA und anderen Ländern angemeldetes Patent.