



**Qualité + Personnalisation
= Confort d'Utilisation**


TRAM ®
TRANSDUCTEUR INTÉGRÉ

L'IMPORTANT POUR VOUS, C'EST LE CONFORT D'UTILISATION.

Profitez du confort d'utilisation offert par la conception personnalisée de votre propre kit avec nos produits aux caractéristiques multiples destinés à répondre à vos exigences cliniques spécifiques. Merit Medical offre une gamme de produits de gestion des fluides et d'accessoires d'angiographie de grande pour vous économiser du temps et de l'argent et s'adapter à votre volume d'interventions.

Grâce à son capteur de pression intégré situé de manière pratique sur le premier point de sortie, la nouvelle rampe de pression TRAM de Merit permet à un seul opérateur de débuller, de mettre à zéro et de remettre à zéro au sein du champ stérile. Les manettes bien espacées et faciles à tourner assurent un plus grand confort et une moindre fatigue de la main.





INFORMATION POUR LA COMMANDE

La rampe de pression TRAM™ comporte un capteur de pression intégré situé sur la sortie la plus proche de l'adaptateur pivotant. Manettes confortablement espacées. Conditionné en boîtes de 10 unités, 4 boîtes par carton.

	1 sortie	2 sorties	3 sorties	4 sorties
200 PSI (14 BARS)				
Manettes ON	201LTPHN-R	202LTPHWN-R	203LTPHWN-R	204LTPHWN-R
Manettes OFF	201LTPHF-R	202LTPHWF-R	203LTPHWF-R	204LTPHWF-R
500 PSI (34 BARS)				
Manettes ON	501LTPHN-R	502LTPHWN-R	503LTPHWN-R	504LTPHWN-R
Manettes OFF	501LTPHF-R	502LTPHWF-R	503LTPHWF-R	504LTPHWF-R

La rampe de pression à compensation TRAM-P™ comporte un capteur de pression intégré sur la sortie la plus proche de l'adaptateur pivotant et un conduit de contrôle de la pression partant de l'orifice de compensation pour permettre la lecture de la pression à tout niveau. Manettes confortablement espacées. Conditionné en boîtes de 10 unités, 4 boîtes par carton.

	1 sortie	2 sorties	3 sorties	4 sorties
200 PSI (14 BARS)				
Manettes ON	201LTCHN-R	202LTCHWN-R	203LTCHWN-R	204LTCHWN-R
Manettes OFF	201LTCHF-R	202LTCHWF-R	203LTCHWF-R	204LTCHWF-R
500 PSI (34 BARS)				
Manettes ON	501LTCHN-R	502LTCHWN-R	503LTCHWN-R	504LTCHWN-R
Manettes OFF	501LTCHF-R	502LTCHWF-R	503LTCHWF-R	504LTCHWF-R

* Ligne et pince de compensation 48"

RAMPES avec orientation à droite des sorties et Luer rotatif. Conditionné en boîtes de 25 unités, 4 boîtes par carton.

	2 orifices Demi-corps	3 orifices Demi-corps	4 orifices Demi-corps	4 orifices Monobloc	3 orifices Monobloc	2 orifices Monobloc	1 orifice Monobloc 1
200 PSI (14 BARS)							
Manettes ON	202HN-R	203HN-R	204HN-R	204BN-R	203BN-R	202BN-R	
Large sortie	202LHWN-R	203LHWN-R	204LHWN-R				
Manettes OFF	202HF-R	203HF-R	204HF-R	204BF-R	203BF-R	202BF-R	202BF-R
Large sortie	202LHWF-R	203LHWF-R	204LHWF-R				
Manettes OFF/360				204BF-RT	203BF-RT		
500 PSI (34 BARS)							
Manettes ON	502HN-R	503HN-R	504HN-R	504BN-R	503BN-R	502BN-R	501BN-R
Large sortie	502LHWN-R	503LHWN-R	504LHWN-R				
Manettes OFF	502HF-R	503HF-R	504HF-R	504BF-R	503BF-R	502BF-R	501BF-R
Large sortie	502LHWF-R	503LHWF-R	504LHWF-R				

RAMPESDEVOS™ Rampes Devos avec clapet de sûreté, orientation à droite des sorties et Luer rotatif. Les rampes TRAM* et TRAM-P* offrent l'avantage supplémentaire de disposer d'un capteur de pression intégré situé sur la sortie le plus proche de l'embout Luer rotatif et de manettes confortablement espacées. Conditionné en boîtes de 25 unités, 4 boîtes par carton. *Conditionné en boîtes de 10 unités, 4 boîtes par carton.

	4 sorties Corps 1/2	3 sorties Corps 1/2	2 sorties Corps 1/2	4 sorties TRAM	4 sorties TRAM-P *
200 PSI (14 BARS)					
Manettes OFF	2V4LHWF-R	2V3HF-R	2V2HF-R	2V4LTPHWF-R	2V4LTCHWF-R
Manettes OFF/360	2V4LHWF-RT	2V3HF-RT	2V2HF-RT	2V4LTPHWF-RT	2V4LTCHWF-RT

* Conduit de compensation de 48" et pince

Consultez merit.com pour
d'autres configurations
de collecteurs



Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095, États-Unis • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT

www.merit.com

Merit Medical France • 136 Avenue Joseph Kessel • 78960 Voisins Le Bretonneux • France • +33 (0) 1 30 57 2424

Merit Medical EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE (EMEA) • Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • Pays-Bas • Tél. : +31 43 358 82 40

Numéro de téléphone gratuit par pays :

Autriche 0800 295374 • Belgique 0800 729 06 (flamand) 0800 731 72 (français) • Danemark 80 88 00 24 • France 0800 91 60 30 • Allemagne 0800 182 08 71

République d'Irlande 1800 553 163 • Luxembourg 8002 25 22 • Pays-Bas 0800 022 8184 • Suède 020 79 24 45 • Royaume-Uni 0800 973 115

• Finlande 00800 6374 8633

402315003/A ID 081412