



CONTRÔLE EXCEPTIONNEL DU GONFLAGE



Q50[®] PLUS

Cathéter à ballonnet pour endoprothèse

Le ballonnet de modélisation de l'aorte offrant la plus grande plage de diamètres avec le profil le plus bas disponible.

Q50® PLUS

Cathéter à ballonnet pour endoprothèse

Cathéter à ballonnet polyvalent idéal pour les procédures abdominales et thoraciques de réparation endovasculaire des anévrismes. En plus de sa fiabilité pour l'expansion et la modélisation de l'endoprothèse AAA et TAA, le cathéter à ballonnet pour endoprothèse Q50® PLUS est idéal pour l'occlusion temporaire de grands vaisseaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- La plus grande plage de diamètres de ballonnet avec le profil le plus bas disponible
 - Diamètres de gonflage compris entre 10 et 50 mm
 - Compatibilité avec l'introducteur à gaine 12 French
- Ballonnet rigide et adaptable utilisant une technologie basée sur le polyuréthane brevetée
- Deux longueurs de cathéter polyvalentes
 - Longueur de 65 cm idéale pour les procédures AAA
 - Longueur de 100 cm idéale pour les procédures TAA et les occlusions de manière générale
- L'embout flexible effilé facilite le passage du dispositif
- Taux de gonflage et de dégonflage exceptionnels du ballonnet
- Progression optimisée du cathéter
- Bandes de marquage positionnées précisément sur les extrémités du ballonnet

TABLEAU DE CONFORMITÉ DU BALLONNET

Volume de gonflage recommandé (cc)	Diamètre du ballonnet (mm)
3	10
6	20
16	30
32	40
44	45
60	50

INFORMATIONS DE COMMANDE

Numéro de la pièce	Plage de diamètres du ballonnet (mm)	Longueur du cathéter (cm)
Q50-65P	10-50	65
Q50-100P	10-50	100

Q50® est une marque commerciale déposée de QXMédical, LLC. QXMedical.com

Dénégation de responsabilité : Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés. Comme pour tous les dispositifs médicaux, reportez-vous aux instructions d'utilisation. Uniquement sur ordonnance.

Avant d'utiliser le dispositif, lire attentivement les instructions d'utilisation pour connaître les instructions, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les indications d'utilisation.



Comprendre. Innover. Distribuer.™

Merit Medical France
Centre d'affaires du Parc
des Lumières
46, avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Moyen-Orient
et Afrique (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
Pays-Bas
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Irlande
+353 (0) 91 703 733

Autriche
0800 295 374

Belgique
0800 72 906 (Néerlandais)
0800 73 172 (Français)

Danemark
80 88 00 24

Finlande
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Allemagne
0800 182 0871

Irlande
(République d')
1800 553 163

Italie
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Pays-Bas
0800 022 81 84

Norvège
800 11629

Portugal
308 801 034

Russie
+7 495 221 89 02

Espagne
+34 911238406

Suède
020 792 445

Suisse
(Deutsch)
+41 22 518 02 30

(Français)
+41 22 518 02 52

(Italiano)
+41 22 518 00 35

Royaume-Uni
0800 973 115

Manufactured by

QXMédical

Q50® PLUS

Cathéter à ballonnet pour endoprothèse

DDM 93/42/CEE Classe III

CE 0086 (BSI)

Fabriqué par QX Médical

Voir les instructions d'utilisation