



CARDIAC INTERVENTION

Rad Board®

VE AKSESUARLARI

Etkinlik ve
Koruma



RADYAL AVANTAJIMIZ

RADYAL YAKLAŞIMIN iyi bilinen bazı avantajları daha az kanama, hastada daha hızlı ambulasyon ve daha düşük vaka maliyetidir. Merit Medical, cihaz kurulum sürecini düzene sokup standardize ederek radyal prosedürlerin **ETKİNLİĞİNİ** optimize eden, radyal prosedüre özel bir ürün grubu sunar. Bu radyal aksesuarlar arasında, klinik personelin **GÜVENLİĞİNİ** artıran radyasyon ssaçılma karşı **KORUMALI** bir radyal kol paneli bulunmaktadır.¹



Rad Trac™

Hasta masanın üzerindeyken Rad Board'un kolayca yerleştirilmesini sağlar

Tüm kateter lab/radyoloji masalarına uyur

Yeniden kullanılabilir



Rad Board Xtra™

Erişim sırasında kolun 90° dik tutulmasını sağlar

Rad Board'ın yanına yerleştirildiğinde 11" (28 cm) ilave çalışma alanı sağlar

Ters çevrilebilir, yeniden kullanılabilir



Rad Rest®

Bilek ve dirsek desteği sağlar

Kolu stabilize eder ve konumlandırır

Üst ekstremité uzunluğuna uyacak şekilde kolayca ayarlanır

Hastanın konforu için yumuşak köpük



Rad Board®

Rad Board radyasyon saçılım koruması sunan tek kol panelidir.


- Bel hizasında %33-40 azalma¹
- Boyun hizasında %21-30 azalma¹

Radyal erişim prosedürleri için hızlı, kolay ve standart kurulum sağlar

Tüm kateter lab/radyoloji masalarına uyur

Ters çevrilebilir, yeniden kullanılabilir

Dik konumdayken örtü desteği sağlar ve cihaz ve sıvıların yerleştirilebileceği bir alan oluşturulmasına yardımcı olur



SİPARİŞ BİLGİLERİ

¹Dosyalanmış veriler.

Parça #	Açıklama	Sipariş Birimi
RB100	Rad Board® kol paneli	Ayrı satılır, nonsteril
RBX	Rad Board Xtra™	Ayrı satılır, nonsteril
RT913	Rad Trac™	Ayrı satılır, nonsteril
RR811	Rad Rest®	Tek tek ambalajlı, kutuda 10 adet, nonsteril

EMEA

Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Merit Medical France

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA
+1 801 253 1600

Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

Free phone for specific country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115