



Die Ideale Kombination

Alles, was Sie für den Eingriff benötigen, befindet sich in

Ihrem Regal in einer übersichtlichen, gebrauchsfertigen Schale.

PERICARDIOCENTESIS KIT™

SEIEN SIE VORBEREITET!

Die Perikardiozentese-Kits von
Merit bieten:

DIE IDEALE KOMBINATION

Alles, was Sie für den Eingriff benötigen, befindet sich in Ihrem Regal in einer übersichtlichen, gebrauchsfertigen Schale.

ZEITERSPARNIS

Die bisher für das mühsame Zusammenstellen von Kits benötigte Zeit kann jetzt auf den Patienten verwendet werden.

KOSTENEINSPARUNGEN

Die Bestellung des gebrauchsfertigen Kits spart Ihrem Personal Zeit und senkt die Gesamtkosten für die Bestandteile des Kits.

VERFAHRENSSPECIFISCHES DESIGN

Highflow-Katheter wurden speziell für Perikardiozenteseverfahren entwickelt.

BESTELLINFORMATIONEN

Kat.-Nr.	Beschreibung
PC803EU	Pigtail-Katheter, 8,3 F, Europa
PC804EU	Gerader Katheter, 8,3 F, Europa
PC101	Pigtail-Katheter, 6 F
PC201	Gerader Katheter, 6 F



US-Patentnr. 5,403,337. Weitere Patente in den USA und im Ausland sind angemeldet.



Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • +1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT
Merit Medical EUROPA, NAHOST UND AFRIKA (EMEA) • Amerikalaan 42, NL-6199 AE Maastricht-Airport • Niederlande • Tel.: +31 43 358 82 40
Gebührenfreie Telefonnummern für die einzelnen Länder:
Österreich 0800 295374 • Belgien 0800 729 06 (Flämisch) 0800 731 72 (Französisch) • Dänemark 80 88 00 24 • Frankreich 0800 91 60 30 • Deutschland 0800 182 08 71
Republik Irland 1800 553 163 • Italy 800897005 • Luxemburg 8002 25 22 • Niederlande 0800 022 8184 • Norway 800 11629 • Schweden 020 79 24 45
• Vereinigtes Königreich 0800 973 115 • Finnland 00800 6374 8633



KOMPONENTEN DES 8,3-F-KITS:

Pigtail- oder gerader Katheter, 8,3 F (40 cm) (mit Markierung)
Dilatator, 8,5 F (22 cm)
Doppelseitiger
Standard-PTFE-Führungsdraht
(J-förmige und gerade Spitze,
0,035" [0,89 mm] x 80 cm)
Anästhesienadel 25 G x 1 1/2" (3,8 cm)
Medikamentennadel 18 G x 1 1/2" (3,8 cm)
Punktionsnadel 18 G x 3,5" (9 cm)
Punktionsnadel 18 G x 5,9" (15 cm)
Futura-Sicherheitsskalpell Nr. 11
Luer-Lock-Spritze, 10 ml
Luer-Lock-Spritze, 20 ml
Luer-Lock-Spritze, 60 ml
Entsorgungsbeutel mit Ablauf, 1000 ml
(2) 3-Wege-Absperrhähne mit großer Bohrung
Kabel mit Krokodilklemme an beiden Enden
(10) Kompressen 4" x 4" (10 cm x 10 cm)
Lochtuch, 60 cm x 60 cm
Saugfähiges, dreilagiges Abdecktuch, 46 cm x 60 cm
Nahtmaterial 3-0, Seide, mit gebogener Nadel
PAL-Etikettensatz: (4) gelb für Kochsalzlösung,
(4) rot für Proben, (4) blau für Lidocain



KOMPONENTEN DES 6-F-KITS:

Highflow-Katheter, Pigtail oder gerade, 6 F (60 cm)
Dilatator, 6 F (22 cm)
Doppelseitiger
Hochleistungs-PTFE-Führungsdraht
(J-förmige und gerade Spitze,
0,035" [0,89 mm] x 80 cm)
Anästhesienadel 22 G x 2 3/8" (6 cm)
Medikamentennadel 19 G x 1 1/2" (3,8 cm)
Punktionsnadel 18 G x 3,5" (9 cm)
Punktionsnadel 18 G x 5,9" (15 cm)
Skalpell Nr. 11
Luer-Lock-Spritze, 10 ml
Luer-Lock-Spritze, 60 ml
Entsorgungsbeutel mit Anschlussschlauch, 1400 ml
Dreiwege-Absperrhahn
Kabel mit Krokodilklemme an beiden Enden
(10) Kompressen 4" x 4" (10 cm x 10 cm)
Lochtuch, 40 cm x 40 cm
Saugfähiges, dreilagiges Abdecktuch, 46 cm x 60 cm

www.merit.com

4005550091/A ID 031012