



PERIPHERAL INTERVENTION

BIG60[®]

Dispositif De Gonflage



25

Merit Medical est leader sur le marché des dispositifs de gonflage depuis plus de 25 ans



Merit travaille en étroite collaboration avec des professionnels de la santé pour concevoir des produits de la plus haute qualité

10M

Les dispositifs de gonflage de Merit ont été utilisés dans plus de 10 millions d'interventions dans le monde



Merit est l'un des principaux fabricants de dispositifs de gonflage

DISPOSITIF DE GONFLAGE BIG60

Le dispositif de gonflage BIG60 de Merit Medical est conçu pour gonfler rapidement et dégonfler complètement les ballonnets de dilatation, tout en surveillant et affichant avec précision les pressions appliquées de gonflage. Notre dispositif de gonflage de 60 ml, de conception ergonomique, est un dispositif en une seule pièce, facile à utiliser, qui combine l'expérience du dispositif de gonflage leader sur le marché de Merit Medical avec notre technologie en matière d'endoprothèses.

Données sur fichier

CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF DE GONFLAGE

CONCEPTION PRATIQUE TOUT-EN-UN

Il ne nécessite pas de montage ni de nettoyage avant l'utilisation et est intégralement jetable

POIGNÉE DE DÉBLOCAGE

Elle permet de commander facilement, d'une seule main, le gonflage et le dégonflage

PRÉCISION

Une fois que le mécanisme de verrouillage est enclenché, la pression peut être réglée avec précision

MANOMÈTRE ANALOGIQUE INCLINÉ

Son affichage luminescent dans l'obscurité permet de lire la pression avec précision et reste très visible dans les environnements faiblement éclairés

Dispositif de gonflage BIG60

Dispositif de gonflage de 60 ml avec manomètre incliné

RÉFÉRENCE DU CATALOGUE

ENDO-AN6012 Boîtes de 5 unités



Big60[®]
Dispositif de gonflage
MDD 93/42/EEC Classe I Stérile / Measuring
CE 541900 (BSI)
Fabriqué par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande