


EL CONTROL GENERA CONFIANZA



RadialFLO[™]


Catéter arterial

El primer paso para la instalación de un sistema de monitorización de presión y toma de muestras de sangre en línea.



RadialFLO™

Catéter arterial



THINK SAFETY AND INFECTION PREVENTION.™

RadialFlo está diseñado para usarlo con el sistema de toma de muestras Safedraw®-P y los transductores desechables DTXPlus® Meritrans® de Merit.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Control del flujo sanguíneo con una mano
- Ofrece un acceso periférico al sistema arterial
- Uso de la técnica sobre la aguja para la inserción en la arteria radial
- Visualización inmediata de la sangre para un acceso seguro a la arteria
- Permite la monitorización de la presión y la toma de muestras de sangre arterial
- Incluye un conector Luer para acoplar fácilmente los tubos
- Catéter desechable esterilizado, sin látex, no pirógeno
- Largo = 45 mm (1,77 pulgadas)
- Diámetro externo = 1,10 mm (0,043 pulgadas)

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

N.º de catálogo	Descripción	Velocidad de flujo
682315	20 G x 45 mm	49 ml/min

Envasado por separado; 25 unidades en cada caja

Antes de su utilización, consulte las instrucciones de uso para conocer las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y el modo de empleo.



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

merit.com

Australia
+61 (0) 3 8373 4943

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Brazil
+55 11 4561 - 0062

Canada
1.800.364.4370

China
+86-10 8561 0788

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Hong Kong
+852-2207 6888

India
+91-80-41223376

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Singapore
+65 67536311

South Korea
+8210 2205 0707

España
+34 911238406

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 22 518 02 30

(Français)
+41 22 518 02 52

(Italiano)
+41 22 518 00 35

UK
0800 973 115