


# DE LA MAITRISE NAIT LA CONFIANCE



## RadialFLO™

Cathéter artériel


La première étape pour la mise en place d'un système de surveillance de la pression et de prélèvement sanguin avec tubulure en circuit fermé.



# RadialFLO™

Cathéter artériel

THINK SAFETY AND INFECTION PREVENTION.™



RadialFlo est conçu pour une utilisation avec les systèmes de prélèvement avec tubulure en circuit fermé et les capteurs à usage unique Safedraw® -P et Meritrans® DTXPlus®.

## INFORMATIONS PRODUIT

- Contrôle de la circulation sanguine avec une seule main
- Accès périphérique au système artériel
- Technique « over-the-needle » pour une insertion dans l'artère radiale
- Retour sanguin immédiat avec un accès sécurisé aux artères
- Peut servir au suivi de la pression sanguine et au prélèvement sanguin artériel
- Raccord Luer inclus pour un raccordement facile aux tubulures
- Cathéter jetable, stérile, sans latex et non-pyrogénique
- Longueur = 45 mm (1,77")
- Diamètre externe = 1,10 mm (0,043")

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence catalogue	Description	Débit
682315	20 G x 45mm	49 mL/min

Conditionné individuellement ; 25 unités par carton

RadialFlo™  
Cathéter artériel  
DDM 93/42/CEE Classe IIa  
CE 0086 (BSI)  
Fabriquée par Merit Medical  
Voir instructions d'utilisation  
Voir informations de commande

Avant d'utiliser le dispositif, lire attentivement les instructions d'utilisation pour connaître les instructions, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les indications d'utilisation.



Comprendre. Innover. Distribuer.

Merit Medical France  
Centre d'affaires du  
Parc des Lumières 46,  
avenue des Frères Lumière  
78190 Trappes, France  
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway  
South Jordan, Utah 84095  
1.801.253.1600  
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe,  
Moyen-Orient  
et Afrique (EMEA)  
Amerikalaan 42, 6199  
AE Maastricht-Airport  
Pays-Bas  
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.  
Parkmore Business Park West  
Galway, Irlande  
+353 (0) 91 703 733

Australie  
+61 (0) 3 8373 4943

Autriche  
0800 295 374

Belgique  
0800 72 906 (Néerlandais)  
0800 73 172 (Français)

Brésil  
+55 11 4561 - 0062

Canada  
1.800.364.4370

Chine  
+86-10 8561 0788

Danemark  
80 88 00 24

Finlande  
0800 770 586

France  
0800 91 60 30

Allemagne  
0800 182 0871

Hong Kong  
+852-2207 6888

Inde  
+91-80-41223376

Irlande (République d')  
1800 553 163

Italie  
800 897 005

Luxembourg  
8002 25 22

Pays-Bas  
0800 022 81 84

Norvège  
800 11629

Portugal  
308 801 034

Russia  
+7 495 221 89 02

Singapour  
+65 67536311

Corée du Sud  
+8210 2205 0707

Espagne  
+34 911238406

Suède  
020 792 445

Suisse  
(Deutsch)  
+41 22 518 02 30

(Français)  
+41 22 518 02 52

(Italiano)  
+41 22 518 00 35

Royaume-Uni  
0800 973 115

MeritEMEA.com/fr