






CARDIAC INTERVENTION

ConcierGE[®]

Cathéter-guide



**Environ 30 %
de plus de**
résistance au kink
que les marques
leaders du marché*



Extrémité
souple et
atraumatique

RÉSISTANCE AU KINK, BACK UP SUPPORT, EXTRÉMITÉ ATRAUMATIQUE

Dans une enquête indépendante, environ 40 % des cardiologues interventionnels ont déclaré que leur cathéter-guide habituel ne répond pas à leurs besoins en matière de **RÉSISTANCE AU KINK**.

Plus de 80 % ont déclaré que soit le Back Up support, soit l' **EXTRÉMITÉ ATRAUMATIQUE** est la caractéristique la plus importante d'un cathéter-guide.¹

Le cathéter-guide ConcierGE est le premier à offrir l'excellence en cathéter-guide avec des **PERFORMANCES SUPÉRIEURES** pour les caractéristiques que les cliniciens exigent en priorité : la résistance au kink, le Back Up support, une extrémité atraumatique et une réponse au torque 1:1.




ConcierGE®
Cathéter - guide
MDD 93/42/EEC Classe III
CE 0086 (BSI)
Fabriqué par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande

LE NIVEAU A ÉTÉ RELEVÉ



EXTRÉMITÉ ATRAUMATIQUE

Le ConcierGE offre l'une des extrémités les plus souples, les plus arrondies pour un cheminement et un positionnement plus sûrs permettant aux médecins de tous niveaux d'expérience de naviguer en toute confiance dans les anatomies difficiles.



BACK UP SUPPORT

Le ConcierGE assure un Back Up support fiable grâce à un mélange de nylons et une technologie de fils tressés brevetés du corps du cathéter-guide offrant la possibilité de faire progresser des cathéters à ballonnet et des endoprothèses dans l'artère lésée sans perte de fermeté et soutien du corps du cathéter-guide.



RÉSISTANCE AU KINK

Le ConcierGE offre environ 30 % de plus de résistance au kink* que les marques leaders du marché, ce qui optimise la mise en place et le retrait des dispositifs d'intervention.



TORQUE 1:1

Les résultats des tests du ConcierGE montrent une excellente réponse au torque 1:1, favorisant un positionnement plus rapide du cathéter tout en minimisant l'effet de fouet.

¹ HRA :HealthCare Research & Analytics.Données enregistrées

* Les résultats des tests sont basés sur une comparaison de cathéter-guides 6F. Données enregistrées




JUDKINS DROITE

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
Judkins droite	-	3.0	CGC5100JR30	CGC6100JR30	CGC7100JR30	CGC8100JR30
Judkins droite	-	3.5	CGC5100JR35	CGC6100JR35	CGC7100JR35	CGC8100JR35
Judkins droite	2	3.5	CGC5100JR35SH	CGC6100JR35SH	CGC7100JR35SH	CGC8100JR35SH
Judkins droite	-	4.0	CGC5100JR40	CGC6100JR40	CGC7100JR40	CGC8100JR40
Judkins droite	2	4.0	CGC5100JR40SH	CGC6100JR40SH	CGC7100JR40SH	CGC8100JR40SH
Judkins droite	-	5.0	CGC5100JR50	CGC6100JR50	CGC7100JR50	CGC8100JR50
Judkins droite	2	5.0	CGC5100JR50SH	CGC6100JR50SH	CGC7100JR50SH	CGC8100JR50SH
Judkins droite	-	6.0	CGC5100JR60	CGC6100JR60	CGC7100JR60	CGC8100JR60




JUDKINS GAUCHE

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
Judkins gauche	-	3.0	CGC5100JL30	CGC6100JL30	CGC7100JL30	CGC8100JL30
Judkins gauche	-	3.5	CGC5100JL35	CGC6100JL35	CGC7100JL35	CGC8100JL35
Judkins gauche	2	3.5	CGC5100JL35SH	CGC6100JL35SH	CGC7100JL35SH	CGC8100JL35SH
Judkins gauche	-	3.5	CGC5100JL35ST	CGC6100JL35ST	CGC7100JL35ST	CGC8100JL35ST
Judkins gauche	-	4.0	CGC5100JL40	CGC6100JL40	CGC7100JL40	CGC8100JL40
Judkins gauche	2	4.0	CGC5100JL40SH	CGC6100JL40SH	CGC7100JL40SH	CGC8100JL40SH
Judkins gauche	-	4.0	CGC5100JL40ST	CGC6100JL40ST	CGC7100JL40ST	CGC8100JL40ST
Judkins gauche	-	4.5	CGC5100JL45	CGC6100JL45	CGC7100JL45	CGC8100JL45
Judkins gauche	2	4.5	CGC5100JL45SH	CGC6100JL45SH	CGC7100JL45SH	CGC8100JL45SH
Judkins gauche	-	5.0	CGC5100JL50	CGC6100JL50	CGC7100JL50	CGC8100JL50
Judkins gauche	2	5.0	CGC5100JL50SH	CGC6100JL50SH	CGC7100JL50SH	CGC8100JL50SH



AMPLATZ DROITE

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
Amplatz droite 1	-	AR1	CGC5100AR1	CGC6100AR1	CGC7100AR1	CGC8100AR1
Amplatz droite 1	2	AR1	CGC5100AR1SH	CGC6100AR1SH	CGC7100AR1SH	CGC8100AR1SH
Amplatz droite 2	-	AR2	CGC5100AR2	CGC6100AR2	CGC7100AR2	CGC8100AR2
Amplatz droite 2	2	AR2	CGC5100AR2SH	CGC6100AR2SH	CGC7100AR2SH	CGC8100AR2SH
Amplatz droite 3	-	AR3	CGC5100AR3	CGC6100AR3	CGC7100AR3	CGC8100AR3



AMPLATZ GAUCHE

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
Amplatz gauche 0.75	-	0.75	CGC5100AL75	CGC6100AL75	CGC7100AL75	CGC8100AL75
Amplatz gauche 0.75	2	0.75	CGC5100AL75SH	CGC6100AL75SH	CGC7100AL75SH	CGC8100AL75SH
Amplatz gauche 1	-	AL1	CGC5100AL1	CGC6100AL1	CGC7100AL1	CGC8100AL1
Amplatz gauche 1	2	AL1	CGC5100AL1SH	CGC6100AL1SH	CGC7100AL1SH	CGC8100AL1SH
Amplatz gauche 2	-	AL2	CGC5100AL2	CGC6100AL2	CGC7100AL2	CGC8100AL2
Amplatz gauche 2	2	AL2	CGC5100AL2SH	CGC6100AL2SH	CGC7100AL2SH	CGC8100AL2SH
Amplatz gauche 3	-	AL3	CGC5100AL3	CGC6100AL3	CGC7100AL3	CGC8100AL3





SUPER BACK UP SUPPORT

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
SBS 3.0	-	3.0	CGC5100SBS30	CGC6100SBS30	CGC7100SBS30	CGC8100SBS30
SBS 3.0	2	3.0	CGC5100SBS30SH	CGC6100SBS30SH	CGC7100SBS30SH	CGC8100SBS30SH
SBS 3.5	-	3.5	CGC5100SBS35	CGC6100SBS35	CGC7100SBS35	CGC8100SBS35
SBS 3.5	2	3.5	CGC5100SBS35SH	CGC6100SBS35SH	CGC7100SBS35SH	CGC8100SBS35SH
SBS 3.5 (Mod)	-	3.5 (M)	CGC5100SBS35-M	CGC6100SBS35-M	CGC7100SBS35-M	CGC8100SBS35-M
SBS 3.75	-	3.75	CGC5100SBS375	CGC6100SBS375	CGC7100SBS375	CGC8100SBS375
SBS 3.75	2	3.75	CGC5100SBS375SH	CGC6100SBS375SH	CGC7100SBS375SH	CGC8100SBS375SH
SBS 3.75 (Mod)	-	3.75 (M)	CGC5100SBS375-M	CGC6100SBS375-M	CGC7100SBS375-M	CGC8100SBS375-M
SBS 4.0	-	4.0	CGC5100SBS40	CGC6100SBS40	CGC7100SBS40	CGC8100SBS40
SBS 4.0	2	4.0	CGC5100SBS40SH	CGC6100SBS40SH	CGC7100SBS40SH	CGC8100SBS40SH
SBS 4.0 (Mod)	-	4.0 (M)	CGC5100SBS40-M	CGC6100SBS40-M	CGC7100SBS40-M	CGC8100SBS40-M
SBS 4.5	-	4.5	CGC5100SBS45	CGC6100SBS45	CGC7100SBS45	CGC8100SBS45
SBS 4.5	2	4.5	CGC5100SBS45SH	CGC6100SBS45SH	CGC7100SBS45SH	CGC8100SBS45SH
SBS 4.5 (Mod)	-	4.5 (M)	CGC5100SBS45-M	CGC6100SBS45-M	CGC7100SBS45-M	CGC8100SBS45-M
SBS 4.5 (Mod)	2	4.5 (M)	CGC5100SBS45SH-M	CGC6100SBS45SH-M	CGC7100SBS45SH-M	CGC8100SBS45SH-M



SBS 3.0



SBS 3.5



SBS 3.75



SBS 4.0



SBS 4.5



SBS 3.5 (Mod)




SBS 3.75 (Mod)



SBS 4.0 (Mod)



SBS 4.5 (Mod)



SUPER BACK UP SUPPORT : LAD

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
SBSLAD3.0	-	3.0	CGC5100SBSLAD30	CGC6100SBSLAD30	CGC7100SBSLAD30	CGC8100SBSLAD30
SBSLAD3.0	2	3.0	CGC5100SBSLAD30SH	CGC6100SBSLAD30SH	CGC7100SBSLAD30SH	CGC8100SBSLAD30SH
SBSLAD3.5	-	3.5	CGC5100SBSLAD35	CGC6100SBSLAD35	CGC7100SBSLAD35	CGC8100SBSLAD35
SBSLAD3.5	2	3.5	CGC5100SBSLAD35SH	CGC6100SBSLAD35SH	CGC7100SBSLAD35SH	CGC8100SBSLAD35SH
SBSLAD4.0	-	4.0	CGC5100SBSLAD40	CGC6100SBSLAD40	CGC7100SBSLAD40	CGC8100SBSLAD40
SBSLAD4.0	2	4.0	CGC5100SBSLAD40SH	CGC6100SBSLAD40SH	CGC7100SBSLAD40SH	CGC8100SBSLAD40SH
SBSLAD4.5	-	4.5	CGC5100SBSLAD45	CGC6100SBSLAD45	CGC7100SBSLAD45	CGC8100SBSLAD45
SBSLAD4.5	2	4.5	CGC5100SBSLAD45SH	CGC6100SBSLAD45SH	CGC7100SBSLAD45SH	CGC8100SBSLAD45SH



SBSLAD3.0




SBSLAD3.5



SBSLAD4.0



SBSLAD4.5



SUPER BACK UP SUPPORT : ARTÈRE CORONAIRE DROITE

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
SBSRCA	-		CGC5100SBSRCA	CGC6100SBSRCA	CGC7100SBSRCA	CGC8100SBSRCA
SBSRCA	2		CGC5100SBSRCASH	CGC6100SBSRCASH	CGC7100SBSRCASH	CGC8100SBSRCASH



SBSRCA

Tous les cathéter-guides sont disponibles dans une longueur de 100 cm.



MULTIPURPOSE

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
Multipurpose 1	-	MP	CGC5100MP1	CGC6100MP1	CGC7100MP1	CGC8100MP1
Multipurpose 1	2	MP	CGC5100MP1SH	CGC6100MP1SH	CGC7100MP1SH	CGC8100MP1SH

MP



PONTAGE CORONAIRE GAUCHE ET DROIT

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
Pontage coronaire gauche	-	LCB	CGC5100LCB	CGC6100LCB	CGC7100LCB	CGC8100LCB
Pontage coronaire gauche	2	LCB	CGC5100LCBSH	CGC6100LCBSH	CGC7100LCBSH	CGC8100LCBSH
Pontage coronaire droit	-	RCB	CGC5100RCB	CGC6100RCB	CGC7100RCB	CGC8100RCB
Pontage coronaire droit	2	RCB	CGC5100RCBSH	CGC6100RCBSH	CGC7100RCBSH	CGC8100RCBSH

LCB


RCB



MAMMAIRE INTERNE

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
Mammaire interne	-	IM	CGC5100IM	CGC6100IM	CGC7100IM	CGC8100IM
Mammaire interne	2	IM	CGC5100IMSH	CGC6100IMSH	CGC7100IMSH	CGC8100IMSH


IM



EL GAMAL

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
El Gamal	-	EG	CGC5100EG	CGC6100EG	CGC7100EG	CGC8100EG

EG



HOCKEY STICK

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
Hockey Stick	-	HS	CGC5100HS	CGC6100HS	CGC7100HS	CGC8100HS
Hockey Stick	2	HS	CGC5100HSSH	CGC6100HSSH	CGC7100HSSH	CGC8100HSSH

HS

Tous les cathéter-guides sont disponibles dans une longueur de 100 cm.



ULTIMATE 1

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
ULT1	-	ULT1	CGC5100ULT1	CGC6100ULT1	CGC7100ULT1	-




ULTIMATE 2

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
ULT2	-	ULT2	CGC5100ULT2	CGC6100ULT2	CGC7100ULT2	-




ULTIMATE 3

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
ULT3	-	ULT3	CGC5100ULT3	CGC6100ULT3	CGC7100ULT3	-




ULTIMATE 4-T40

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
ULT4-T40	-	ULT4	CGC5100ULT4-T40	CGC6100ULT4-T40	CGC7100ULT4-T40	-



ULTIMATE 4-T45

Forme	Trous latéraux	Extrémité	5F	6F	7F	8F
ULT4-T45	-	ULT4	CGC5100ULT4-T45	CGC6100ULT4-T45	CGC7100ULT4-T45	-



DESCRIPTION DU PRODUIT

Taille En French	5F	6F	7F	8F
Diamètre externe du guide	1,7 mm (0,070")	2,0 mm (0,082")	2,3 mm (0,092")	2,7 mm (0,105")
Diamètre externe du guide	1,4 mm (0,057")	1,78 mm (0,070")	2,0 mm (0,078")	2,2 mm (0,088")

Tressage - Acier inoxydable

Revêtement interne - PTFE (polytétrafluoroéthylène)



Revêtement externe - (mélange de polymères breveté)

APPROCHE RADIALE - COURBURES ULTIMATE™

La gamme de cathéters d'approche radiale Ultimate est conçue pour naviguer dans les artères coronaires gauche et droite par approche radiale.



ULTIMATE 1

La courbure secondaire arrondie est conçue pour réduire le point de kink potentiel. La courbure tertiaire supplémentaire renforce le Back Up support. Cette forme s'avère bénéfique dans les aortes normales et les artères coronaires présentant un ostium avec départ supérieur.





ULTIMATE 2

Cathéter conçu pour accéder à la fois aux artères coronaires gauche et droite par approche radiale. L'écart entre la courbure primaire et la courbure secondaire étant de 3,5 cm, cette forme s'avère bénéfique dans les aortes dilatées et les artères présentant un ostium avec départ inférieur.





ULTIMATE 3

Cathéter conçu pour accéder à la fois aux artères coronaires gauche et droite par approche radiale. L'écart entre la courbure primaire et la courbure secondaire étant de 4 cm, cette forme s'avère bénéfique dans les aortes dilatées ou en cas de décollement extrême ou non usuel de l'artère coronaire.



ULTIMATE 4

Cathéter conçu pour les aortes normales à larges ou dilatées, ainsi que pour les artères coronaires présentant un ostium avec départ supérieur. Ultimate 4-T40 (4 cm entre la courbure primaire et la courbure secondaire).



Ultimate 4-T45 (4,5 cm entre la courbure primaire et la courbure secondaire).



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical France
136 Ave. Joseph Kessel,
78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
+1 801-208-4300
+1 800-35-MERIT

**Merit Medical Europe, Middle East,
& Africa (EMEA)**
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 116 29

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Spain
+34 911238406

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 225180252
(Français)
+41 225948000
(Italiano)
+41 225180035
UK
0800 973 115