


CONCIERG ^{Guiding}
E ^{Excellence™}



ÇITAYI YÜKSELTTİK


CONCIERGE^{guiding} E^{xcellence}™

Yürütülen bağımsız bir araştırmada, Girişimsel Kardiyoloji Uzmanlarının yaklaşık **%40'**ı mevcut kılavuz kateterlerdeki **Kink Rezistansının** yeterince yüksek olmadığını belirtmiştir.

%80'den fazlası ise bir kılavuz kateterdeki en önemli özelliğin **Back-up Desteği** veya **Atravmatik Uç** olduğunu belirtmiştir.¹


ConcierGE, kink rezistansı, back-up desteği, atravmatik uç ve 1:1 tork gibi doktorların en çok önem verdiği özelliklerde mükemmel performans sunan ilk kılavuz kateterdir.

Kink Rezistansı



ConcierGE'in önde gelen markalara kıyasla **%30 daha yüksek olan kink rezistansı*** girişimsel cihazların ilerletilmesini ve çekilmesini kolaylaştırır..

Back-up Desteği



ConcierGE, tescilli **plastik karışımı sap malzemesi ve tel örgü teknoloji**siyle güvenilir yardımcı destek sunar, balonları ve stentleri sap kuvvetini yitirmeden hastanın arterinde ilerletmenize olanak verir.

ÜRÜN AÇIKLAMASI			
5F	6F	7F	8F
KILAVUZ DIŞ ÇAP			
0,070"(1,7 mm)	0,082"(2,0 mm)	0,092"(2,3 mm)	0,105"(2,7 mm)
KILAVUZ İÇ ÇAP			
0,057"(1,4 mm)	0,070"(1,8 mm)	0,078"(2,0 mm)	0,088"(2,2 mm)
Örgü - Paslanmaz Çelik			
İç Astar - PTFE (politetrafluoroetilen)			
Dış Kaplama - (tescilli polimer karışımı)			

¹ HRA: HealthCare Research & Analytics. Dosyalanmış veriler.

* Test sonuçları, 6F kılavuz kateter karşılaştırmasına göre. Dosyalanmış veriler.

** ½ hub dönüşünde. Dosyalanmış veriler.


ÇITAYI YÜKSELTTİK

Atravmatik Uç




ConcierGE, güvenli takip ve yerleştirme sağlayan **en yumuşak, en kıvrılabilir uçlardan** birine sahiptir; her deneyim seviyesinde doktor zorlu anatomik yapılarda rahatça gezinebilir.

1:1 Tork




ConcierGE test sonuçları, daha az çevirerek daha hızlı kateter yerleştirmeyi destekleyen ve önde gelen markalarından **daha iyi olan 1:1 tork yanıtına**** sahiptir.*




French Ebatlarına Göre ConcierGE Katalog Numaraları

Şekil	Yan Delikler	Uç	5F	6F	7F	8F
Judkins Sağ	-	3,0	CGC5100JR30	CGC6100JR30	CGC7100JR30	CGC8100JR30
Judkins Sağ	-	3,5	CGC5100JR35	CGC6100JR35	CGC7100JR35	CGC8100JR35
Judkins Sağ	2	3,5	CGC5100JR35SH	CGC6100JR35SH	CGC7100JR35SH	CGC8100JR35SH
Judkins Sağ	-	4,0	CGC5100JR40	CGC6100JR40	CGC7100JR40	CGC8100JR40
Judkins Sağ	2	4,0	CGC5100JR40SH	CGC6100JR40SH	CGC7100JR40SH	CGC8100JR40SH
Judkins Sağ	-	5,0	CGC5100JR50	CGC6100JR50	CGC7100JR50	CGC8100JR50
Judkins Sağ	2	5,0	CGC5100JR50SH	CGC6100JR50SH	CGC7100JR50SH	CGC8100JR50SH
Judkins Sağ	-	6,0	CGC5100JR60	CGC6100JR60	CGC7100JR60	CGC8100JR60
Judkins Sol	-	3,0	CGC5100JL30	CGC6100JL30	CGC7100JL30	CGC8100JL30
Judkins Sol	-	3,5	CGC5100JL35	CGC6100JL35	CGC7100JL35	CGC8100JL35
Judkins Sol	2	3,5	CGC5100JL35SH	CGC6100JL35SH	CGC7100JL35SH	CGC8100JL35SH
Judkins Sol (ST)	-	3,5	CGC5100JL35ST	CGC6100JL35ST	CGC7100JL35ST	CGC8100JL35ST
Judkins Sol	-	4,0	CGC5100JL40	CGC6100JL40	CGC7100JL40	CGC8100JL40
Judkins Sol	2	4,0	CGC5100JL40SH	CGC6100JL40SH	CGC7100JL40SH	CGC8100JL40SH
Judkins Sol (ST)	-	4,0	CGC5100JL40ST	CGC6100JL40ST	CGC7100JL40ST	CGC8100JL40ST
Judkins Sol	-	4,5	CGC5100JL45	CGC6100JL45	CGC7100JL45	CGC8100JL45
Judkins Sol	2	4,5	CGC5100JL45SH	CGC6100JL45SH	CGC7100JL45SH	CGC8100JL45SH
Judkins Sol	-	5,0	CGC5100JL50	CGC6100JL50	CGC7100JL50	CGC8100JL50
Judkins Sol	2	5,0	CGC5100JL50SH	CGC6100JL50SH	CGC7100JL50SH	CGC8100JL50SH
SBS 3,0	-	3,0	CGC5100SBS30	CGC6100SBS30	CGC7100SBS30	CGC8100SBS30
SBS 3,0	2	3,0	CGC5100SBS30SH	CGC6100SBS30SH	CGC7100SBS30SH	CGC8100SBS30SH
SBS 3,5	-	3,5	CGC5100SBS35	CGC6100SBS35	CGC7100SBS35	CGC8100SBS35
SBS 3,5	2	3,5	CGC5100SBS35SH	CGC6100SBS35SH	CGC7100SBS35SH	CGC8100SBS35SH
SBS 3,5 (Mod)	-	3,5	CGC5100SBS35-M	CGC6100SBS35-M	CGC7100SBS35-M	CGC8100SBS35-M
SBS 4,0	-	4,0	CGC5100SBS40	CGC6100SBS40	CGC7100SBS40	CGC8100SBS40
SBS 4,0	2	4,0	CGC5100SBS40SH	CGC6100SBS40SH	CGC7100SBS40SH	CGC8100SBS40SH
SBS 4,0 (Mod)	-	4,0	CGC5100SBS40-M	CGC6100SBS40-M	CGC7100SBS40-M	CGC8100SBS40-M



French Ebatlarına Göre ConcierGE Katalog Numaraları

Şekil	Yan Delikler	Uç	5F	6F	7F	8F
Amplatz Sağ 1	-	AR1	CGC5100AR1	CGC6100AR1	CGC7100AR1	CGC8100AR1
Amplatz Sağ 1	2	AR1	CGC5100AR1SH	CGC6100AR1SH	CGC7100AR1SH	CGC8100AR1SH
Amplatz Sağ 2	-	AR2	CGC5100AR2	CGC6100AR2	CGC7100AR2	CGC8100AR2
Amplatz Sağ 2	2	AR2	CGC5100AR2SH	CGC6100AR2SH	CGC7100AR2SH	CGC8100AR2SH
Amplatz Sağ 3	-	AR3	CGC5100AR3	CGC6100AR3	CGC7100AR3	CGC8100AR3
Amplatz Sol 1	-	AL1	CGC5100AL1	CGC6100AL1	CGC7100AL1	CGC8100AL1
Amplatz Sol 1	2	AL1	CGC5100AL1SH	CGC6100AL1SH	CGC7100AL1SH	CGC8100AL1SH
Amplatz Sol 2	-	AL2	CGC5100AL2	CGC6100AL2	CGC7100AL2	CGC8100AL2
Amplatz Sol 2	2	AL2	CGC5100AL2SH	CGC6100AL2SH	CGC7100AL2SH	CGC8100AL2SH
Amplatz Sol 3	-	AL3	CGC5100AL3	CGC6100AL3	CGC7100AL3	CGC8100AL3
Çok Amaçlı 1	-	MP	CGC5100MP1	CGC6100MP1	CGC7100MP1	CGC8100MP1
Çok Amaçlı 1	2	MP	CGC5100MP1SH	CGC6100MP1SH	CGC7100MP1SH	CGC8100MP1SH
Sol Koroner Bypass	-	LCB	CGC5100LCB	CGC6100LCB	CGC7100LCB	CGC8100LCB
Sol Koroner Bypass	2	LCB	CGC5100LCBSH	CGC6100LCBSH	CGC7100LCBSH	CGC8100LCBSH
Sağ Koroner Bypass	-	RCB	CGC5100RCB	CGC6100RCB	CGC7100RCB	CGC8100RCB
Sağ Koroner Bypass	2	RCB	CGC5100RCBSH	CGC6100RCBSH	CGC7100RCBSH	CGC8100RCBSH
İç Meme	-	IM	CGC5100IM	CGC6100IM	CGC7100IM	CGC8100IM
İç Meme	2	IM	CGC5100IMSH	CGC6100IMSH	CGC7100IMSH	CGC8100IMSH
El Gamal	-	EG	CGC5100EG	CGC6100EG	CGC7100EG	CGC8100EG
Hokey Çubuğu	-	HS	CGC5100HS	CGC6100HS	CGC7100HS	CGC8100HS
Ultimate 1	-	ULT1	CGC5100ULT1	CGC6100ULT1	CGC7100ULT1	-
Ultimate 2	-	ULT2	CGC5100ULT2	CGC6100ULT2	CGC7100ULT2	-



Tüm katerler 100 cm uzunlukta mevcuttur.



www.merit.com

Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT

www.merit.com

Merit Medical EUROPE, AFRICA AND THE MIDDLE EAST (EMEA) Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Hollanda Tel: +31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd. • Parkmore Business Park West, Galway, İrlanda • +353 (0) 91 703 700

Belirli ülkeler için ücretsiz telefon numaraları: Avusturya 0800 295 374 • Belçika 0800 72 906 (Felemenkçe) 0800 73 172 (Fransızca) • Danimarka 80 88 00 24

Fransa 0800 91 60 30 • Almanya 0800 182 0871 • İrlanda (Cumhuriyeti) 1800 553 163 • Lüksemburg 8002 25 22

Hollanda 0800 022 81 84 • İsveç 020 792 445 • İngiltere 0800 973 115

402816006/A ID 103012