



CARDIAC INTERVENTION

*PreludeEASE™*

INTRODUTTORE IDROFILICO

Ago di Accesso  
Merit Advance®



Eccellente transizione  
dilatatore/introdotto



Per un piu' facile  
accesso radiale

## VANTAGGI DELL'APPROCCIO RADIALE

I ben noti vantaggi dell'approccio radiale includono minori perdite ematiche, una più rapida ripresa della deambulazione e costi inferiori della procedura. Merit Medical sta presentando una nuova linea di introduttori **IDROFILICI** per accesso radiale, chiamati **PreludeEASE**. Alcuni studi dimostrano che il rivestimento idrofilico degli introduttori può ridurre l'incidenza di spasmi arteriosi durante le procedure con accesso radiale, facilitando l'inserzione e la rimozione degli stessi.<sup>1</sup>

Gli introduttori idrofilici PreludeEASE, associati a una vasta gamma di prodotti, accessori e configurazioni personalizzate dei kit, forniscono tutte le opzioni necessarie per **UN FACILE ACCESSO RADIALE**.

### **PreludeEASE™**

Introduttori idrofilici



## SOLUZIONI PER APPROCCIO RADIALE

### Introduttori disponibili da 4F-7F

Ampia gamma di misure, per ogni tipo di arteria radiale e procedura.

### Rivestimento idrofilico

L'introduttore PreludeEASE è dotato di un rivestimento idrofilico sulla punta, che ne facilita, che ne facilita l'inserimento e la rimozione, oltre che migliorare il comfort per il paziente.<sup>2</sup>

### Transizioni eccellenti

Per un inserimento facile e agevole, che migliora il comfort del paziente.



## COMPONENTI DEL KIT PER ACCESSO RADIALE



### Ago Merit Advance®

L'ago corto smusso con reperi tattile, insieme a un rivestimento brevettato, permette un facile inserimento. Una singola puntura accurata e netta con un ago metallico, può aiutare a ridurre il rischio di spasmi.<sup>3</sup>



### Opzioni Per Il Filo Guida

Sono disponibili kit contenenti fili guida con mandrino a molla in acciaio inossidabile o in nitinol, che offrono varie scelte alla vostra pratica clinica.



### Dispositivo Di Inserimento Del Filo Guida BowTie™

Incluso nei kit con fili guida da 0,018", per un allineamento semplice ed efficiente dei dispositivi ai micro fili guida.

## OPZIONI PERSONALIZZABILI DEI KIT

Merit può personalizzare i kit per meglio soddisfarVi.

<sup>1</sup> Rathore S, Stables R, Pauriah M, Hakeem A, Mills J, Palmer N, Perry R, Morris J. Impact of length and hydrophilic coating of the introducer sheath on radial artery spasm during transradial coronary intervention. JACC. 2010 May;3(5):475-83.

<sup>2</sup> Kiemeneij F, Fraser D, Slagboom T, Laarman G, van der Wieken R. Hydrophilic coating aids radial sheath withdrawal and reduces patient discomfort following transradial coronary intervention: a randomized double-blind comparison of coated and uncoated sheaths. Catheter Cardiovasc Interv. 2003 Jun;59(2) 161-4.

<sup>3</sup> Kiemeneij F. Prevention and management of radial artery spasm. Journal of Invasive Cardiology. 2006 April;18(4)

Per ogni fase della vostra procedura con accesso radiale, Merit Medical offre prodotti di alta **QUALITA'**, progettati per soddisfarVi al meglio. Dall'accesso fino all'intervento e all'emostasi, la nostra gamma integrata di **PRODOTTI** per **L'APPROCCIO RADIALE** vi aiuterà a raggiungere **L'EFFICIENZA** clinica, economica e procedurale necessaria per offrire la migliore **ASSISTENZA** possibile.

**INFORMAZIONI PER GLI ORDINI**

Numeri di Catalogo	FR	Lunghezza	Diametro e Lunghezza del Filo Guida	Tipo di Filo Guida	Altri Componenti	Colore del Raccordo dell'Introduttore
PHR4F7018SC	4F	7 cm	0,018" X 45 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	BowTie	Rosso
PHR5F7018SC	5F	7 cm	0,018" X 45 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	BowTie	Grigio
PHR6F7018SC	6F	7 cm	0,018" X 45 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	BowTie	Verde
PHR4F11018SC	4F	11 cm	0,018" X 45 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	BowTie	Rosso
PHR5F11018SC	5F	11 cm	0,018" X 45 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	BowTie	Grigio
PHR6F11018SC	6F	11 cm	0,018" X 45 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	BowTie	Verde
PHR7F11018SC	7F	11 cm	0,018" X 45 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	BowTie	Arancione
PHR4F11018NTPD	4F	11 cm	0,018" X 40 cm	Mandrino in NT/PD (Palladio)	BowTie	Rosso
PHR5F11018NTPD	5F	11 cm	0,018" X 40 cm	Mandrino in NT/PD (Palladio)	BowTie	Grigio
PHR6F11018NTPD	6F	11 cm	0,018" X 40 cm	Mandrino in NT/PD (Palladio)	BowTie	Verde
PHR4F11021SC	4F	11 cm	0,021" X 45 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	Nessuno	Rosso
PHR5F11021SC	5F	11 cm	0,021" X 45 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	Nessuno	Grigio
PHR6F11021SC	6F	11 cm	0,021" X 45 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	Nessuno	Verde
PHR7F11021SC	7F	11 cm	0,021" X 45 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	Nessuno	Arancione
PHR4F16021SC	4F	16 cm	0,021" X 80 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	Nessuno	Rosso
PHR5F16021SC	5F	16 cm	0,021" X 80 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	Nessuno	Grigio
PHR6F16021SC	6F	16 cm	0,021" X 80 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	Nessuno	Verde
PHR7F16021SC	7F	16 cm	0,021" X 80 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	Nessuno	Arancione
PHR4F23021SC	4F	23 cm	0,021" X 80 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	Nessuno	Rosso
PHR5F23021SC	5F	23 cm	0,021" X 80 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	Nessuno	Grigio
PHR6F23021SC	6F	23 cm	0,021" X 80 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	Nessuno	Verde
PHR7F23021SC	7F	23 cm	0,021" X 80 cm	A Molla; Punta Morbida Diritta	Nessuno	Arancione
PHR6F11035SC	6F	11 cm	0,035" X 50 cm	Al; De - Morbida e 3 MmJ	Nessuno	Verde
PHR7F11035SC	7F	11 cm	0,035" X 50 cm	Al; De - Morbida e 3 MmJ	Nessuno	Arancione

Tutti i kit includono un ago da 21g x 4 cm Advance® confezionati in vassoi, 5 per scatola (0,018" = 0,46 mm 0,021" = 0,53 mm 0,035" = 0,89 mm)



**Merit Medical Europe, Middle East & Africa**

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands  
+31 43 358 82 22

**Merit Medical Ireland Ltd.**

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland  
+35 39 170 37 33

**Merit Medical France Ltd.**

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France  
+33 30 57 24 24

**Merit Medical Systems, Inc.**

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA  
+1 801 253 1600

**Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada**

+1 801 208 4438

**Free phone for specific country**

<b>Austria</b> 0800 295 374	<b>France</b> 0800 91 60 30	<b>Luxembourg</b> 8002 25 22	<b>Sweden</b> 020 792 445
<b>Belgium</b> 0800 72 906 (Dutch) 0800 73 172 (French)	<b>Germany</b> 0800 182 0871	<b>Netherlands</b> 0800 022 81 84	<b>Switzerland</b> 00800 9000 5060
<b>Denmark</b> 80 88 00 24	<b>Ireland (Republic)</b> 1800 553 163	<b>Norway</b> 800 11629	<b>UK</b> 0800 973 115
<b>Finland</b> 0800 770 586	<b>Italy</b> 800 897 005	<b>Sweden</b> 020 792 445	

403043005/A ID 140411