



USTEDES HAN HABLADO,
NOSOTROS HEMOS ESCUCHADO.
LA EVOLUCIÓN HA LLEGADO



PreludeSYNC **EVO**™

Dispositivo de compresión radial

VISIBILIDAD

COMODIDAD

SEGURIDAD

El dispositivo de compresión radial PreludeSYNC EVO se emplea para conseguir y mantener la hemostasia de la arteria radial o cubital después de procedimientos de cateterización.

DISEÑADO PARA OFRECER VISIBILIDAD Y COHERENCIA

- Superficie con ventana transparente extensa con una visibilidad del punto de acceso sin obstrucciones.
- Optimizado para una presión del balón difusa y uniforme.
- Objetivo visible para facilitar la colocación adecuada sobre la arteriotomía.

DISEÑADO PARA OFRECER SEGURIDAD

- El tapón Slip-n-Lock™ fija la jeringa durante el inflado/desinflado.
- Conexión especializada para ofrecer seguridad durante el inflado/desinflado.
- Si la jeringuilla PreludeSYNC EVO no está disponible, retire el tapón Slip-n-Lock¹ para permitir el desinflado con una jeringuilla Luer estándar.



Conexión especializada³

DISEÑADO PARA OFRECER COMODIDAD

- Banda suave y cómoda.
- Fácil de sujetar, ajustar y limpiar.
- Disponible en tamaño de 24 cm y 29 cm.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Número de producto	Descripción del producto	Unidades/caja
SRB24LBAC	24 cm (conexión especializada)	5
SRB29LBAC	29 cm (conexión especializada)	5
SRB20EVOAC	Jeringa independiente 20 ml (conexión especializada)	10

ARMONÍA RADIAL

Prelude IDEAL™

Introduccion con vaina hidrofílica

- Tecnología de pared fina trenzada.
- 23 % más resistente a los acodamientos²

Para más información, hable con su representante de ventas o visite nuestra página merit.com/IDeal

1. PRECAUCIÓN: NO retire el tapón Slip-n-Lock mientras la vaina sigue dentro del paciente.

2. Resistencia al acodamiento frente al principal competidor. 6F, datos de archivo. Merit no asume ningún tipo de responsabilidad por la actualización de los datos de las pruebas

3. Pendiente de patente

Antes de su utilización, consulte las instrucciones de uso para conocer las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y el modo de empleo.



Understand. Innovate. Deliver.™

merit.com

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE
Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733