



NOUS VOUS AVONS ÉCOUTÉS.  
NOS PRODUITS ONT ÉVOLUÉ.



PreludeSYNC EVO™

Dispositif de compression radiale

Le dispositif de compression radiale PreludeSYNC EVO est utilisé pour aider à obtenir et à conserver l'hémostase de l'artère ulnaire et radiale suite à des procédures de cathétérisme.

### CONÇU POUR PLUS DE VISIBILITÉ ET D'UNIFORMITÉ

- Large fenêtre transparente pour une visibilité sans obstacle du site.
- Optimisé pour une pression diffuse et uniforme du ballonnet.
- Cible visible pour un positionnement correct et facilité sur le site de l'artériotomie.

### CONÇU POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

- Bouchon Slip-n-Lock™ maintenant solidement la seringue lors du gonflage/dégonflage.
- Raccordement spécialisé pour une sécurité inégalée lors du gonflage.
- Si vous ne disposez pas d'une seringue PreludeSYNC EVO, ôtez le bouchon Slip-n-Lock<sup>1</sup> pour effectuer le dégonflage avec une seringue Luer standard.



Raccordement spécialisé<sup>3</sup>

### CONÇU POUR UN CONFORT INÉGALÉ

- Bracelet doux et confortable.
- Facile à attacher, ajuster et nettoyer.
- Disponible en 24 cm et 29 cm.

Prelude Sync EVO™  
Dispositif de compression radiale  
DDM 93/42/CEE Classe I Stérile  
CE 0086 (BSI)  
Fabriqué par Merit Medical  
Voir instructions d'utilisation

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence du produit	Description du produit	Unité/Boîte
SRB24LBAC	24 cm (connexion spécialisée)	5
SRB29LBAC	29 cm (connexion spécialisée)	5
SRB20EVOAC	Seringue seule de 20 ml (connexion spécialisée)	10

### HARMONIE RADIALE

#### Prelude IDEAL™

Introducteur à gaine hydrophile

- Technologie unique à parois fines tressées.
- 23 % plus résistant à la plicature<sup>2</sup>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial ou rendez-vous sur [merit.com/IDeal](http://merit.com/IDeal)

1. MISE EN GARDE : NE PAS retirer le bouchon Slip-n-Lock si la gaine est toujours dans le patient.

2. Résistance à la plicature par comparaison avec le principal concurrent. Données 6 F répertoriées. Merit décline toute responsabilité concernant la mise à jour des données du test.

3. Brevet en cours de dépôt.

Avant d'utiliser le dispositif, lire attentivement les instructions, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les indications d'utilisation.



Comprendre. Innover. Distribuer.

[merit.com](http://merit.com)

Merit Medical France  
Centre d'affaires du  
Parc des Lumières  
46, avenue des Frères Lumière  
78190 Trappes, France  
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway  
South Jordan, Utah 84095  
1.801.253.1600  
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe,  
Moyen-Orient et Afrique (EMEA)  
Amerikalaan 42, 6199  
AE Maastricht-Airport  
Pays-Bas  
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.  
Parkmore Business Park West  
Galway, Irlande  
+353 (0) 91 703 733