



HAI PARLATO E  
NOI ABBIAMO ASCOLTATO.  
L'EVOLUZIONE CONTINUA.



PreludeSYNC **EVO**™

Dispositivo di compressione radiale

Il dispositivo di compressione radiale PreludeSYNC EVO viene utilizzato come ausilio nel raggiungimento e il mantenimento dell'emostasi dell'arteria radiale o ulnare in seguito a procedure di cateterizzazione.

### PROGETTATO PER OTTENERE CHIAREZZA E UNIFORMITÀ

- Ampia area a finestra con visibilità del sito senza ostacoli.
- Ottimizzato per una pressione del palloncino diffusa e uniforme.
- Target visibile per facilitare il posizionamento corretto sull'arterotomia.

### PROGETTATO PER LA SICUREZZA

- Il tappo Slip-n-Lock™ sigilla la siringa durante il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.
- Raccordo speciale per una maggiore sicurezza durante il gonfiaggio.
- Se non è disponibile la siringa PreludeSYNC EVO, rimuovere il tappo Slip-n-Lock<sup>1</sup> per consentire lo sgonfiaggio mediante una siringa luer standard.



Raccordo speciale<sup>3</sup>

### PROGETTATO PER IL COMFORT

- Fascia comoda e morbida.
- Facile da fissare, regolare e pulire.
- Disponibile nelle taglie da 24 cm e 29 cm.

## INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità/Confezione
SRB24LBAC	24 cm (raccordo speciale)	5
SRB29LBAC	29 cm (raccordo speciale)	5
SRB20EVOAC	Siringa autonoma da 20 ml (raccordo speciale)	10

## ARMONIA RADIALE

### PreludeIDEAL™

Introduttore idrofiliaco

- Tecnologia a parete sottile intrecciata.
- 23% più resistente alle piegature<sup>2</sup>

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante alle vendite o visitare il sito [merit.com/IDEal](http://merit.com/IDEal)

1. AVVERTENZA: NON rimuovere il tappo Slip-n-Lock quando la guaina è ancora nel paziente.

2. Resistente alle piegature rispetto al principale competitor. 6F Dati in archivio. Merit non si assume alcuna responsabilità per l'aggiornamento dei dati dei test

3. Brevetto in corso di registrazione.

Prima dell'utilizzo, consultare le istruzioni per l'uso per conoscere indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e consigli.



Understand. Innovate. Deliver.™

[merit.com](http://merit.com)

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway  
South Jordan, Utah 84095  
1.801.253.1600  
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle  
East, & Africa (EMEA)  
Amerikalaan 42, 6199 AE  
Maastricht-Airport  
The Netherlands  
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.  
Parkmore Business Park West  
Galway, Ireland  
+353 (0) 91 703 733