



SIE HABEN GESPROCHEN,
WIR HABEN ZUGEHÖRT.
DIE EVOLUTION IST VOLLBRACHT.



PreludeSYNC EVO™

Radiales Kompressions-System

Das radiale Kompressions-System PreludeSYNC EVO hilft nach Kathetereingriffen bei der Herstellung und Aufrechterhaltung der Hämostase der Arteria radialis oder ulnaris.

ENTWICKELT FÜR KLARHEIT UND EINHEITLICHKEIT

- Großes, durchsichtiges Fensterfeld mit ungehinderter Sicht auf die Punktionsstelle.
- Optimiert für diffusen und einheitlichen Ballondruck.
- Sichtbares Ziel zur richtigen Platzierung über die Arteriotomie.

ENTWICKELT FÜR SICHERHEIT

- Slip-n-Lock™ Kappe sichert die Spritze während der Expansion und Deflation.
- Spezialanschluss zur Sicherheit während der Expansion.
- Falls keine PreludeSYNC EVO Spritze verfügbar ist, entfernen Sie die Slip-n-Lock Kappe¹, um die Deflation mit einer normalen Luer-Spritze zu ermöglichen.



Spezialanschluss³

ENTWICKELT FÜR KOMFORT

- Weiches, komfortables Band.
- Einfach zu fixieren, anzupassen und zu reinigen.
- In den Größen 24 cm und 29 cm erhältlich.

BESTELLINFORMATIONEN

Produktnummer	Produktbeschreibung	Stück/ Karton
SRB24LBAC	24 cm (Spezialanschluss)	5
SRB29LBAC	29 cm (Spezialanschluss)	5
SRB20EVOAC	20 mL Spritze, unabhängig von Systemen (Spezialanschluss)	10

RADIALE HARMONIE

PreludeIDEAL™ Hydrophile Einführschleusen

- Geflochtene, dünnwandige Technologie.
- 23 % höhere Knickfestigkeit²

Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich an Ihren Außendienstler oder besuchen Sie uns auf merit.com/IDEal

1. VORSICHT: AUF KEINEN FALL die Slip-n-Lock Kappe entfernen, während die Schleuse noch im Patienten ist.
2. Knickfestigkeit im Vergleich zum führenden Mitbewerber. 6F Daten liegen vor. Merit übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung der Testdaten
3. Patent angemeldet.

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung für Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Gebrauchsanleitungen.



Understand. Innovate. Deliver.™

merit.com

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle
East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE
Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733