

# Osseoflex® SN

## Ago orientabile

L'aumento vertebrale tramite l'utilizzo dei dispositivi Merit è una procedura a bassissima invasività che combina l'avanzamento senza precedenti del corpo vertebrale con la viscosità del cemento osseo per il trattamento della sintomatologia causata da fratture da compressione vertebrale.

Osseoflex® SN, grazie all'ago orientabile e regolabile, consente di accedere direttamente all'intero corpo vertebrale grazie a un approccio monopoduncolare, per l'aumento vertebrale percutaneo.

La creazione della cavità viene ottenuta grazie al sovertimento osseo, tramite l'orientamento e la regolazione di Osseoflex SN per creare uno o più canali.

Dopo il sovertimento osseo, il cemento osseo polimerico viene iniettato tramite l'ago regolabile Osseoflex all'interno dello spazio che si è creato.



### INDICATORE DELL'AZIONAMENTO DELLA CURVA



- L'indicatore dell'azionamento fornisce visivamente al medico il riscontro sul grado di orientamento dell'ago all'interno del corpo vertebrale.
- Se l'ago è orientato parzialmente (30° - 45°), una parte del marker giallo sarà visibile nella finestra dell'indicatore. Quando l'ago risulta orientato del tutto (90°), la finestra dell'indicatore risulterà completamente gialla.

Grazie all'impugnatura ergonomica di Osseoflex SN, il medico ha il controllo della direzione e della regolazione dell'ago che effettua l'erogazione.

L'ago orientabile Osseoflex è compatibile con 10 gauge

### AMPIEZZA DI MOVIMENTO DINAMICO DELL'AGO ORIENTABILE OSSEOFLEX SN



# Percorso preferenziale. Somministrazione mirata.

## AGO ORIENTABILE OSSEOFLEX SN (10 GAUGE)

Codice	Descrizione	Contenuto
OF-0020	Ago orientabile Osseoflex SN (10 gauge)	(1) Ago orientabile Osseoflex SN compatibile 10 gauge, (2) cannule 10 gauge, (2) stilette, (1) punta affilata, (1) punta diamante
OF-0231	Ago orientabile Osseoflex SN (10 gauge) (solo ago)	(1) Ago orientabile Osseoflex SN compatibile 10 gauge
OS-0001	Sistema di accesso per l'inserimento vertebrale Osseoflex (10 gauge)	(2) cannule 10 gauge, (2) stilette

Come qualsiasi altra procedura chirurgica, esistono dei rischi associati agli interventi di vertebroplastica, cifoplastica e di aumento vertebrale, che possono anche includere delle complicazioni serie. Per informazioni complete relative a rischi, controindicazioni, avvisi, precauzioni ed eventi avversi, consultare le istruzioni per l'uso del sistema.



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway  
South Jordan, Utah 84095  
1.801.253.1600  
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)  
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport  
The Netherlands  
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.  
Parkmore Business Park West  
Galway, Ireland  
+353 (0) 91 703 733

[merit.com](http://merit.com)

Australia  
+61 (0) 3 8373 4943

Austria  
0800 295 374

Belgium  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (Français)

Brazil  
+55 11 4561 - 0062

Canada  
1.800.364.4370

China  
+86-10 8561 0788

Denmark  
80 88 00 24

Finland  
0800 770 586

France  
0800 91 60 30

Germany  
0800 182 0871

Hong Kong  
+852-2207 6888

India  
+91-80-41223376

Ireland (Republic)  
1800 553 163

Italy  
800 897 005

Luxembourg  
8002 25 22

Netherlands  
0800 022 81 84

Norway  
800 11629

Portugal  
308 801 034

Russia  
+7 495 221 89 02

Singapore  
+65 67536311

South Korea  
+8210 2205 0707

Spain  
+34 911238406

Sweden  
020 792 445

Switzerland  
(Deutsch)  
+41 22 518 02 30  
(Français)  
+41 22 518 02 52

(Italiano)  
+41 22 518 00 35  
UK  
0800 973 115