

# Osseoflex® SN

## Steuerbare Nadel

Osseoflex ist ein minimal-invasives Verfahren, das eine gezielte Navigation im Wirbelkörper mit hoch-viskösem Knochenzement für die präzise Behandlung von symptomatischen Wirbelkompressionsfrakturen kombiniert.

Die Osseoflex® SN Steerable Nadel ermöglicht eine gezielte Navigation im gesamten Wirbelkörper, über einen monopedikulären Zugang.

Die Kavitäten werden über den monopedikulären Zugang mittels Navigation der Osseoflex Nadel erzeugt, mit dem Ziel, einzelne oder mehrere Kavitäten zu schaffen.

Im Anschluss wird durch die navigierbare Osseoflex-Nadel hoch visköser PMMA Zement injiziert, um die Lumina zu befüllen.

### VISUELLER INDIKATOR



- Über das Anzeigefenster.
- Je nach Angulierungsgrad (30-45/90) ist die Anzeige halb bzw. vollständig gelb markiert.

Der ergonomisch geformte Griff von Osseoflex SN gibt dem Arzt Kontrolle über die Richtung und Angulierung der Applikationsnadel.

Die Osseoflex steuerbare Nadel ist 10-Gauge-kompatibel



### DYNAMISCHER VERSTELLBEREICH DER OSSEOFLEX STEUERBAREN NADEL



# Ideale Platzierung. Zielgerechte Zementgabe.™

## OSSEOFLEX SN STEUERBARE NADEL (10 GAUGE)

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt
<b>OF-0020</b>	Osseoflex SN steuerbare Nadel (10 Gauge)	(1) Osseoflex SN 10-Gauge-kompatible steuerbare Nadel, (2) 10-Gauge-Kanülen, (2) Stiletten, (1) Spitze mit Schrägschliff, (1) Spitze mit Diamantschliff
<b>OF-0231</b>	Osseoflex SN Steuerbare Nadel (10 Gauge) (nur Nadel)	(1) Osseoflex SN 10-Gauge-kompatible steuerbare Nadel
<b>OS-0001</b>	Osseoflex Zugang zum Wirbel-Einführsystem (10-Gauge)	(2) 10-Gauge-Kanülen, (2) Stiletten

Wie die meisten chirurgischen Eingriffe beinhalten auch die Vertebroplastie, die Kyphoplastie und die vertebrale Augmentation Risiken, von denen einige schwerwiegend sein können. Vollständige Informationen bezüglich Risiken, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen sind in der Bedienungsanleitung des Systems nachzulesen.



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway  
South Jordan, Utah 84095  
1.801.253.1600  
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)  
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport  
The Netherlands  
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.  
Parkmore Business Park West  
Galway, Ireland  
+353 (0) 91 703 733

[merit.com](http://merit.com)

Australia  
+61 (0) 3 8373 4943

Austria  
0800 295 374

Belgium  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (Français)

Brazil  
+55 11 4561 - 0062

Canada  
1.800.364.4370

China  
+86-10 8561 0788

Denmark  
80 88 00 24

Finland  
0800 770 586

France  
0800 91 60 30

Germany  
0800 182 0871

Hong Kong  
+852-2207 6888

India  
+91-80-41223376

Ireland (Republic)  
1800 553 163

Italy  
800 897 005

Luxembourg  
8002 25 22

Netherlands  
0800 022 81 84

Norway  
800 11629

Portugal  
308 801 034

Russia  
+7 495 221 89 02

Singapore  
+65 67536311

South Korea  
+8210 2205 0707

Spain  
+34 911238406

Sweden  
020 792 445

Switzerland  
(Deutsch)  
+41 22 518 02 30  
(Français)  
+41 22 518 02 52

(Italiano)  
+41 22 518 00 35

UK  
0800 973 115