

Merit Advance®

ANGIOGRAPHIC NEEDLES

INTENDED USE

The Merit Advance® Angiographic Needle is intended for percutaneous vascular access.

CAUTIONS

- Read instructions prior to use.
- Store in a cool, dry place.
- This device is intended for single use only.
- Do not reuse or resterilize.

CONTRAINDICATIONS

There are no contraindications associated with the Merit Advance® Angiographic Needle.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Identify the insertion site and prepare the site using proper aseptic technique and local anesthesia as required.
2. Insert a Merit Advance® Angiographic Needle using standard technique.

STORAGE CONDITIONS

Do not store in areas of excessive heat or humidity.

TRANSPORTATION CONDITION

Do not expose to excessive heat or humidity during transit.

SHELF LIFE

3 years



Merit Advance®

ANGIOGRAPHIC NEEDLES

穿刺针

适用范围

该产品用于为血管介入器械进行经皮血管穿刺

结构及组成：该产品由针管（304）不锈钢，针座（聚碳酸酯）和护套（低密度聚乙烯）组成。

注意事项

- 使用前阅读说明书
- 贮存在低温干燥处
- 仅一次性使用
- 勿复用或再灭菌

禁忌症

配合使用Merit Advance穿刺针不会出现禁忌症状。

使用说明

1. 确定穿刺点，采用适当消毒技术处理穿刺点并按需求局部麻醉。
2. 采用标准技术扎入Merit Advance穿刺针。

灭菌方式：环氧乙烷灭菌

如果包装开口或破损，请勿使用。

贮存条件

勿贮存在高温或高湿处

运输条件

运输过程中无暴露在高温或高湿处

产品有效期

3年

型号、规格

AD18T71W-E, AD19U71W-E, AD21T41W-E, AD21T71W-E, AD21T91W-E

产品名称：穿刺针

注册证编号：国械注进20152031972

产品技术要求编号：国械注进20152031972

中国境内代理人及售后服务单位名称：麦瑞通医疗器械（北京）有限公司

中国境内代理人及售后服务单位住所：北京市朝阳区东大桥路9号楼2单元

801室内B01、B02及B03单元。

中国境内代理人及售后服务单位电话：010-85610788

中国境内代理人及售后服务单位传真：010-85616981

注册人及生产企业名称：美国麦瑞通医疗设备有限公司 Merit Medical

Systems, INC.

注册人及生产企业住所：1600 West Merit Pkwy South Jordan, UT

84095

生产地址：1600 West Merit Pkwy South Jordan, UT 84095

注册人及生产企业联系方式：1-801-253-1600

生产日期和失效日期：见产品标签

说明书编制或修订日期：2025年1月

