

# "美瑞特" 瑪奎斯系列多路活塞使用說明

## "Merit" Marquis Series Stopcocks

衛署醫器輸字第 010266 號

多路活塞的設計適用於心導管室或血管攝影室的一般使用，用來控制液體的流量，如阻止與在密閉狀態下控制流量。

### 產品型號

S1SNC - 標準壓力, 單路, 螺旋接頭

M1SNC - 中等壓力, 單路, 螺旋接頭

H1FLC - 高壓, 單路, 固定式接頭

H1RC - 高壓, 單路, 可轉動式螺旋接頭

S3SNC - 標準壓力, 三路, 螺旋接頭

S4SNC - 標準壓力, 四路, 螺旋接頭

M3SNC - 中等壓力, 三路, 螺旋接頭

H3SNC - 高壓, 三路, 螺旋接頭

M3RRC - 中等壓力, 三路, 可轉動式螺旋接頭

H3RRC - 高壓, 三路, 可轉動式螺旋接頭

S3FLC - 標準壓力, 三路, 固定式接頭

S4FLC - 標準壓力, 四路, 固定式接頭

M3FLC - 中等壓力, 三路, 固定式接頭

H3FLC - 高壓, 三路, 固定式接頭

# "美瑞特" 瑪奎斯系列多路活塞

## "Merit" Marquis Series Stopcocks

瑪奎斯系列多路活塞是美瑞特公司一種新近更新的配件產品，它的加大型易於握持手柄，使得活塞更易於操作旋轉，專利的空氣止漏接頭，可以避免容易進入活塞與其他產品相接時明顯的，更方便且不易發生漏氣現象。

本產品採用和美瑞特多路水接頭相同的全新設計的製造程序，使得瑪奎斯多路活塞能夠讓使用者有一種全新卓越的感受，與使用上的方便性，它可供應的抗壓範圍，有200(標準壓力)、500(中等壓力)與1200psi(高壓)，三種都有易控握把，足以和市場上其他產品比較。

### 產品編號與說明

S1SNC - 標準壓力, 單路, 螺旋接頭

M1SNC - 中等壓力, 單路, 螺旋接頭

H1FLC - 高壓, 單路, 固定式接頭

H1RC - 高壓, 單路, 可轉動式螺旋接頭

S3SNC - 標準壓力, 三路, 螺旋接頭

S3FLC - 標準壓力, 三路, 固定式接頭

S4SNC - 標準壓力, 四路, 螺旋接頭

S4FLC - 標準壓力, 四路, 固定式接頭

M3SNC - 中等壓力, 三路, 螺旋接頭

M3FLC - 中等壓力, 三路, 固定式接頭

H3SNC - 高壓, 三路, 螺旋接頭

H3FLC - 高壓, 三路, 固定式接頭

M3RRC - 中等壓力, 三路, 可轉動式螺旋接頭

H3RRC - 高壓, 三路, 可轉動式螺旋接頭

### 產品資料

本體材質: Polycarbonate

握把材料: Delrin

壓力區分:

大孔徑: 抗壓50psi (3.45 BAR)

標準壓: 抗壓200psi (13.8 BAR)

中等壓: 抗壓500psi (34.5 BAR)

高壓: 抗壓1050psi (72.45 BAR)

近側端內徑: 0.079" (2.0mm)

大孔徑: 0.120" (2.5mm)

包裝: 每盒50個, 4盒為一箱

製造業者名稱: Merit Medical Systems, Inc.

製造業者地址: 1600 West Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095, U.S.A.

醫療器材商名稱: 香港商美瑞特醫療器材股份有限公司台灣分公司

醫療器材商地址: 臺北市信義區松智路1號11樓(1127室)

